

Informe de seguridad

Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Informe de Seguridad No. 106-2023

Bogotá, 19 septiembre 2023

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) comunica la siguiente información de seguridad:

Asunto: SISTEMA DE TELEMETRÍA INTELLIVUE - SISTEMA DE TELEMETRÍA

No. identificación interna del Informe de Seguridad: DI2307-00536

Registro Sanitario: 2019EBC-0002960-R1

Presentación Comercial: INDIVIDUAL

Fabricante / importador PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - PHILIPS GOLDWAY (SHENZHEN) INDUSTRIAL INC. / PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. - HEMATO ONCOLOGOS S.A - LM INSTRUMENTS S.A. - KAIKA SAS

Referencia MX40 - PIC Ix

Enlace Relacionado

Descripción del caso

Caducidad de concesión de DHCP y problema de reconexión entre el monitor IntelliVue MX40 y PIC iX

Nota: Las empresas KAIKA SAS y PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. informan no importar producto al país.

Antecedentes

ESTE SISTEMA DE TELEMETRÍA UTILIZA ARQUITECTURA CELULAR PARA PROPORCIONAR COMUNICACIONES DE DOS VÍAS ENTRE LOS TRANSEPTORES LLEVADOS POR LOS PACIENTES Y EN CENTRO DE INFORMACIÓN INTELLIVUE.

Acciones tomadas por el Invima

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de eventos o incidentes adversos que involucren al dispositivo médico señalado en esta alerta y que se notifiquen al Instituto.

Información para profesionales de la salud

1. Si está utilizando el producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar las acciones a tomar.
2. Puede verificar si este producto cuenta con registro sanitario Invima consultándolo en la página web https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp o comunicándose a través del correo electrónico dispmed@invima.gov.co
3. Si ha presentado algún evento adverso o incidentes asociados a la utilización del producto referenciado, infórmelo al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

Información para IPSs y EAPBs

1. Verifique si en su institución se utilizan los Reactivos de Diagnostico In Vitro involucrados.
2. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto.
3. Reportar los Incidentes y eventos adversos asociados a la utilización del Reactivo de Diagnostico In vitro referenciado al Programa Nacional de Reactivovigilancia del Invima.

Información para establecimientos

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. Los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores deben asegurarse de implementar y ejecutar el plan de acción dispuesto por fábrica.
3. Reportar los incidentes y eventos adversos asociados a la utilización del Reactivo de Diagnostico In vitro referenciado al Programa Nacional de Reactivovigilancia del Invima.

Información para Entidades Territoriales de Salud

1. Si identifica la utilización del producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor

o comercializador para definir los pasos a seguir.

2. Reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico referenciado al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima."

Fuentes de información

ANSM - FRANCIA

Link: <https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/centrale-de-surveillance-dispositif-de-telemetrie-intellivue-mx40-patient-information-center-ix-philips-medizin-systems-boblingen-gmbh>

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a los siguientes correos electrónicos.

tecnoyreactivo@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias:

<https://bit.ly/3yRYhF2>

Consultar registros sanitarios:

<https://bit.ly/3kXpmyk>

Reporte eventos adversos:

Reportar eventos adversos

Farmacovigilancia:

<https://bit.ly/3wOG3BN>

Tecnovigilancia:

<https://bit.ly/3NyIBLY>

Reactivovigilancia:

<https://bit.ly/3PF2aDp>