

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con una Alerta asociada a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	ACETAMINOPHEN REAGENT
NO. IDENTIFICACIÓN	ARD-010216
REFERENCIA DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	3R1120
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2012-RD0002155
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	SESKUI DIAGNOSTICS IMPORTADOR: ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Formación de cristales en el reactivo R2. Este producto no está impactando por la alerta sanitaria, por cuanto el producto no se comercializa en el país
FUENTE	Reporte ABBOTT LABORATORIES
FECHA DE NOTIFICACION	01/02/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co