

Jabón Yodado

R.S. INVIMA: No. 2017DM-0016066

CATÁLOGO
SALUD Y
BIOSEGURIDAD



Yodo Polivinil Pirrolidona (2% y 7% y Tensoactivo Aniónico



Es un desinfectante de acción rápida y prolongada contra bacterias, virus y hongos, resultante de la combinación de Yodo Polivinil Pirrolidona con agentes tensoactivos, lo que confiere la textura de solución jabonosa.

Variaciones: Jabón Yodado al 2% y 7%.

Presentación: 30 mL, 120 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 3.8 L, 19 L.



Aplicación directa sobre el Dispositivo Médico (Gasas, Algodón, Pañitos)



La asociación de un yodóforo y un tensoactivo, hace que el desinfectante no pierda actividad ante la presencia de materia orgánica (Sangre, Pus, etc.)



13

Datos Generales del Producto

Dependiente Sanitario	20121346	Nombre producto	JABON DESINFECTANTE YODADO				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0016066	Vencimiento	2027/03/27	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: REF 1: JABON DESINFECTANTE YODADO , YODOPOVIDONA AL 7%, REF 2: JABON DESINFECTANTE YODADO, YODOPOVIDONA AL 2%						
Marcas	VISOFT , MULTICORD, INSTITUCIONAL, ALFAMEDIC						

Datos de Interés

Vida Útil	24 MESES	Miembros Comprometidos	NINGUNO
Usos	APLICAR EL JABÓN DESINFECTANTE, FROTAR CON ESCOBILLA O ESPONJA, ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA. USOS: LAVADO Y DESINFECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS, EQUIPOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.	Riesgo	Ila

Presentaciones Comerciales