## Analisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE)

REACTIVO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO				Troponina T					
Proceso	Subproceso	Falla potencial del subproceso	O c u r r e n c i a	Efecto potencial de la falla	S e v e r i d a d	Causas potenciales	D e t e c t a b i I i d a d	R P N	Acciones recomendadas
Almacenamiento	1- Almacenamiento del reactivo a bordo del equipo tecnològico	Pèrdidas de las caracterìsticas de la naturaleza del reactivo al permanecer a bordo del equipo tecnològico.		Pèrdida de desempeño de la prueba.		Caracterìsticas propias del equipo tecnològico que realiza la prueba.			Realizar referenciación competitiva de otros metodos tecnològicos para realización de la prueba.

Uso  Interpretación de los resultados obtenidos en el procedimiento de calibración de la prueba  Interpretación de los resultados obtenidos en el procedimiento de control de calidad  Error en la emisión del resultado de la prueba.  Falta conocimiento y adherencia a la interpretación de los resultados de control de calidad analítico.	adherencia a la interpretación de los resultados de control de calidad analítico
--	--