

10	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	PROTEINA L1VPH 6: 30 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADA(S) CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO; CAJA X 1 O 10 VIAL (ES) CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO.) 2.MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
11	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33, 3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY; CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBSTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - Hib)	INVIMA 2017M-14204-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (PHA)+PERTACTINA (PRN) 1+ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HIB) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25 mL, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUYENTE (DTPa+VHB+HPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HIB) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25mL CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUYENTE (DTPa+VHB+HPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS. CAJA CON VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HIB) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25mL CON LLA, CON O SIN AGUJAS HIPODERMICAS CONTENIENDO 0.5 mL DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA CON VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HIB) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25mL CON LLA, CON O SIN AGUJAS HIPODERMICAS CONTENIENDO 0.5 mL DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. EN UN EMPAQUE DE 10 VACUNAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN. ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	48 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO.KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RUKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
13		RECOMVAX B SUSPENSIÓN INYECTABLE 60052	INVIMA 2017M-003900-R2	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC01	VAKCINY S.A.S. LG CHEM LTD		JEOLLABUK-DO-REPÚBLICA DE COREA	VAKCINY S.A.S.	CHOACHÍ - COLOMBIA
14	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	24 MESES	J07BH02	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
15	40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCO SEROGRUPO C	CAJA CON VIAL X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0.5mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON GRADILLA X10 VIALES X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0.5mL).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	RIONEGRO - COLOMBIA
16	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	CEPA AVICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDM09- CEPA ANALOGA (AVICTORIA/4897/2022, VR-238) + CEPA ATHALAND/2022 (H3N2), CEPA ANALOGA (A/CALIFORNIA/122/2022, SAN-022) + CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (LINEAJE B/VICTORIA) - CEPA ANALOGA (B/MICHIGAN/01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA B/PHUKET/3073/2013 (LINEAJE B/YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACION (2°C-8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL-DE-REUIL - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2.SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
17	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 mL (UNIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME LLC	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

18	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO AVICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDM09 (AVICTORIA/4897/2022, IVR-238) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO ATHALANDIS/2022 (H3N2) (ATHALANDIS/2022, IVR-237) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO B/AUSTRIA/1359417/2021 (B/AUSTRIA/1359417/2021, BVR-26) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS ÚNICA CON AGUJA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V. ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS WEESP- PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	CALI - COLOMBIA
19	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PD/PS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PD/PS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PD/PS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PD/PS:0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PD/PS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PD/PS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PD/PS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MÁS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MÁS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO. CAJA POR 1.10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACIÓN SA04 DE	1. GODOLLO - HUNGRIA 2. SINGAPUR - SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM17S) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGÍA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON CCT CON AGUJA PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y PRTG CON AGUJA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y TAPA DE PUNTA DE CAUCHO FM30CON AGUJA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR..	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFLUENZA 0.5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO AHONG KONG/2671/2019, IVR-208 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO AVICTORIA/2570/2019, IVR-215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/PHUKET/3073/2013 (WILD TYPE VIRUS)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON/02/2019 (WILD TYPE VIRUS)	CAJA POR 5 Y 10JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0.5mL, CON ADAPTADOR LUER-LOCK, EMBOLO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX Y CAPUCHÓN SIN LÁTEX.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. MANTENER PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2.SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
23	19983099	M-M-R® II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL (Y 10 VIALES) CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°- 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°A 8°C)	24 MESES	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME LLC 3. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 4. PANTHEON PHARMACEUTICAL INC	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA 3. WASHINGTON - USA 4. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
24	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.5mL. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°Y 8°C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2.SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA

25	19972109	GARDASIL ® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALLENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6. 11. 16 .18	INVIMA 2020M-0006714-R1	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELENADAS CON 0.5mL DE SUSPENSIÓN. JERINGA VIDRIO TIPO I, TAPÓN DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 5/8" + CAJA POR 1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0.5mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVESE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DÍAS DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC 2. MERCK SHARP & DOHME LLC (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSILVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
26	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1.10 Y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	RIONEGRO - COLOMBIA
27	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PRELENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR). PRELENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1.25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 0.5ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1.25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPÓN DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1.25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO) 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	230249	INFANRIX® -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MÁS UNA JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HIB, MÁS 2 AGUJAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACIÓN A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. GSK VACCINES GMBH 6. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (PA PRP-TT)	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOLLO - HUNGRIA 5. MARBURG - ALEMANIA 6. SINGAPUR - SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRRIBOSIL RIBITOL)-CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA DE 0.5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA 0.5mL SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2° Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE- FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

31	19991862	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA RIX4414) NO MENOS DE 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1.5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1.5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS/CADA TUBO) CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS/CADA TUBO)	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PÚRPURA DE 5 ML (LA CONCENTRACIÓN ES DE 10 MCG EN 0.5 ML). CAJA PLEGADIZA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PÚRPURA DE 0.5 ML (LA CONCENTRACIÓN ES DE 10 MCG EN 0.5 ML). POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PÚRPURA. CADA VIAL CON CAPACIDAD DE 3ML. CONTIENE 1ML DE DOSIS EN CONCENTRACIÓN DE 20MCG.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
33	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 27/3)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPÓN DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ml DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO DEBE INYECTARSE INMEDIATAMENTE. EN CASO DE NO USARSE INMEDIATAMENTE LA VIDA ÚTIL DE LA VACUNA RECONSTITUIDA ES DE 8 HORAS EN CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 Y 8°C.	24 MESES	J07BD52	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. CORIXA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GSK VACCINES GMBH	1. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
34	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5ml	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2022MB-0015095-R1	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS. TOXOIDE PERTUSIS+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE- FRANCIA 3. BUENOS AIRES	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0003240-R2	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0.5ml. CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON- EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	19933276	TETRAxim®	INVIMA 2023MB-0002333-R2	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSIS PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (BORDETELLA PERTUSSIS ANTIGENS) + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT).	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0.5ml CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0.5ml Y DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2023MB-0015084-R1	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PRELLENADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 2 (Y 20) AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 6. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS LLC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GÖDÖLLO - HUNGRIA 5. PUURIS - BELGICA 6. NORTH CAROLINA - USA	1. PFIZER S.A.S.	1. BOGOTÁ - COLOMBIA

39	20201965	QDENG A VACUNA TETRAVALENTE CONTRA EL DENGUE (ELABORADA CON VIRUS VIVOS, ATENUADOS)	INVIMA 2023MB-00000083	SEROTIPOS 1, 2, 3 Y 4 DEL VIRUS DEL DENGUE (VIVO, ATENUADO)	CAJA POR 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA DE SOLVENTE + 2 AGUJAS. CAJA POR 5 VIALES + 5 JERINGAS PRECARGADAS DE SOLVENTE + 10 AGUJAS. CAJA POR 1 VIAL + 1 VIAL DE SOLVENTE. CAJA POR 10 VIALES + 10 VIALES DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	24 meses a -20°C ± 5°C seguido de 18 meses contados a partir de la fecha de transición de la condición de almacenamiento congelado (de -20°C ± 5°C a 5°C ± 3°C). En su envase y empaque original. Una vez reconstituido: Almacenar máximo hasta 2 horas a 30°C ± 2°C con 75% de H.R.	24 MESES	J07BX01	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	IDT BIOLOGIKA GMBH	DESSAU-ROBLAU - ALEMANIA	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
40	20201298	MENQUADRI® MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE (MONOVALENT CONJUGATE).	INVIMA 2023MB-00000092	POLISACÁRIDO MENINGOCOCO SEROGRUPO A, C, Y, W135. TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA).	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPÓN DE CLOROBUTILO GRIS DE 13 MM Y CIERRE FLIP OFF.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH08	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR INC. SANOFI PASTEUR	2. 1. PENNSYLVANIA - USA MARCY L'ETOILE	2. SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	20232785	VAXNEUVANCE®	INVIMA 2023MB-00000090	POLISACÁRIDO DEL SEROTIPO NEUMOCÓCICO 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F Y CRM197	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE 0.5ML CON 1 AGUJA DE COLOR AZUL Y UNA AGUJA DE COLOR SALMON. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE 0.5ML CON 10 AGUJAS DE COLOR AZUL Y 10 AGUJAS DE COLOR SALMON.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	24 MESES	J07AL02	MERCK SHARP & DOHME LLC	MSD INTERNATIONAL GMBH T/A MSD IRELAND	CARLOW-IRLANDA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
42	20211243	BEXSERO VACUNA MENINGOCOCCICA MULTICOMPONENTE DEL GRUPO B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2024MBT-00000098	RP287-953 50 MCG, RP961C 50 MCG, RP936-741 50 MCG, OMV 25 MCG	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPÓN PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPÓN PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS MUESTRA MEDICA: CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPÓN PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L.	SOVICILLE-ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20236367	SHINGRIX VACUNA CONTRA EL HERPES ZOSTER (HZ O CULEBRILLA)	INVIMA 2024MTB-0000100	ZOSTER, VIVA ATENUADA	CAJA CON 1 Y CAJAX 10 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPÓN DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF, MÁS UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE SOLVENTE, CON TAPÓN DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AGR. MUESTRA MEDICA: CAJA 1 Y CAJA X 10 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPÓN DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF, MÁS 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE SOLVENTE, CON TAPÓN DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AG.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 °C. TRAS LA RECONSTITUCION, LA VACUNA DEBE UTILIZARSE DE INMEDIATO; SI ESO NO ES POSIBLE, DEBE ALMACENARSE EN REFRIGERADOR (ENTRE 2 °C Y 8 °C), SI NO SE UTILIZA EN UN PERIODO DE 6 HORAS, DEBE DESECHARSE	36 MESES	J07BK03	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA	1.RUE DE L'INSTITUT 89 -1330 RIXENSART 2.PARC DE LA NOIRE EPINE AVENUE FLEMING, 20 1300 WAVR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	AVENIDA EL DORADO 69B 45 PISO 9

44	20264755	COMIRNATY® VACUNA DE ARN CONTRA COVID-19	INVIMA 2024MBT-0000105	RAXTOZINAMERAN	CAJA X 10 VALES DE VIDRIO DE 2 ML DE DOSIS ÚNICA CON UN TAPÓN DE GOMA DE BROMOBUTILO Y UN SELLO DE ALUMINIO CON TAPA GRIS CLARO DE PLÁSTICO TIPO FLIP-OFF QUE CONTIENE 0.48 ML DEL MEDICAMENTO. NO REQUIERE DILUCIÓN. CADA 0.3 ML CONTIENE 30 MCG DEL ARN MENSAJERO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE - 90°C Y -60°C POR 18 MESES, O ENTRE 2°C Y 8°C POR UN MÁXIMO DE 10 SEMANAS, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, PROTEGIDO DE LA LUZ. DESPUÉS DE LA PRIMERA PERFORACIÓN ALMACENAR LOS VALES ENTRE 2°C Y 30°C BAJO CONTROL Estricto de temperatura. DESECHAR CUALQUIER REMANENTE DE LA VACUNA NO UTILIZADA 12 HORAS DESPUÉS DE LA PRIMERA PERFORACIÓN. CUALQUIER REMANENTE DE LA VACUNA O AQUELLAS QUE SALGAN DE LA CONDICIÓN ÓPTIMA DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADA DEBEN DESECHARSE.	24 MESES	J07BX03	PFIZER S.A.S.	1.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 2.MIBE GMBH ARZNEIMITTEL	1. PUURS - BELGICA 2. BREHNA - ALEMANIA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
----	----------	--	------------------------	----------------	--	-----------------------	---------------	--	----------	---------	---------------	---	--	---------------	-------------------

VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAM	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 UI)+TOXOIDE DE TETANO (>= 60 UI)+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (>= 4 UI)+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNDO COVALENTEMENTE A 20 - 36.7 MCG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0.6 MG/ML DE ALUMINIO) <= 1.25 MG+TIOMEROSAL 0.01% W/W+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0.5 ML + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	RIONEGRO- COLOMBIA
2	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2021MB-0008371-R1	VIRUS ATENUADO DE VARICELA ZOSTER NO MENOS DE	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION MAS DOS AGUAS.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIXA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO) 6.FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	1. RIKENSART- BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE- FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA 6. ABANO TERME - ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	TOXOIDE TETÁNICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML. AMPOLLA EN VIDRIO DE 0.5 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	CAJICA - COLOMBIA
4	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA 0.5ml DE AGUA PARA INYECCION EN AMPOLLA DE VIDRIO. CAJA POR 50 VALES (VIAL DOSIS ÚNICA) PARA RECONSTITUIR EN 0.5 mL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07BD52	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	LABORATORIOS BAGÓ DE COLOMBIA S.A.S	CHIA - COLOMBIA
5	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSION EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO. CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA. 1 mL DE SUSPENSION EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07BC01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	LABORATORIOS BAGÓ DE COLOMBIA S.A.S	CHIA - COLOMBIA
6	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	CEPA DE TIPO A/SYDNEY/5/2021 (H1N1) PDM09 (A/SYDNEY/5/2021, IWR-229)+CEPA DE TIPO AIDARWIN/9/2021 (H3N2) - CEPA ANALOGA (AIDARWIN/9/2021, NR-227)+CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 - CEPA ANALOGA (B/AUSTRIA/1359417/2021, BVR-26)+CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLÁSTICO RÍGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPÓN DE GOMA DE BUTILO Y VÁSTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0.5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

7	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2020MB-000810-R1	VIRUS VIVO ATENUADO DEL SARAMPIEN (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 ⁴ 3.0 DICS50. VIRUS VIVO ATENUADO DE LA PAROTIDITIS (CEPA RIT 4385, DERIVADA DE JERYL LYNN) NO MENOS DE 10 ⁴ 4.4 DICS50. VIRUS VIVO ATENUADO DE LA RUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273) NO MENOS DE 10 ⁴ 3.0 DICS50. VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ⁴ 3.3 UFP	CAJA X1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS DE LIOFILIZADO + JERINGA PRELEENADA DE VIDRIO TIPO I CCT 0.1 LLA CON DILUENTE PARA RECONSTITUCIÓN + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUÉS DE LA RECONSTITUCIÓN ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	307B054	GLAXOSMITHKLINE LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE VACCINES GMBH (GRANEL PAROTIDITIS) 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. WAVRE-BELGICA 2. BRUSELAS-BELGICA 3. MARBURG-ALEMANIA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE-FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
* Novedades de la publicación del mes de Septiembre de 2024															
1. La vacuna VAMMRIX con expediente 19990911 y registro sanitario INVIMA 2020MB-000810-R1 se traslada del listado de vacunas con registro sanitario vigente al listado de vacunas con registro sanitario vigente pero temporalmente no comercializadas. 2. Se actualiza la información para la vacuna MENACTRA® con expediente 20012256, por migración normativa a Decreto 1782 aprobada mediante Resolución No. 2023056094 del 27 de Noviembre de 2023. 3. Se actualiza la información para la vacuna TYPHIM VI con expediente 41360, por migración normativa a Decreto 1782 aprobada mediante Resolución No. 2024038339 del 15 de Agosto de 2024. 4. Se actualiza la información para la vacuna PROQUAD® con expediente 20068498, por migración normativa a Decreto 1782 aprobada mediante Resolución No. 2024019199 del 2 de Mayo de 2024. 5. Se actualiza la información para la vacuna BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA con expediente 19904509, por migración normativa a Decreto 1782 aprobada mediante Resolución No. 2024000854 del 11 de Enero de 2024															