

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL															
Función Reguladora Registros Sanitarios				Publicación Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 21 de Enero de 2025										Fecha de Publicación Feb-25	
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de almacenamiento	Vida útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del importador
1	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEÍNA)	INVIMA 2010MB-0010461	POLISACÁRIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. + PROTEÍNA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTÓN POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 3. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2021MB-0015957-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON 8 + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTÉRIL PARA INYECCION. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PRELLENADA CON EL DILUENTE AGUA ESTÉRIL PARA INYECCION + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTÉRIL PARA INYECCION.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30 MINUTOS.	18 MESES	J07BD04	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC 2. PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. JUBILANT HOLLISTER STIER LCC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. PENNSYLVANIA - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 MB-014630-R2	OLIOSO DE SALMONELLA TYPHI (CEPA T Y 2)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA POR 0,5 mL UNIDOSIS.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
4	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2021MB-13946-R2	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSIÓN INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07AJ52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - SAINT AMAND LES EAUX	1. RIXENSART - BELGICA 2. MARBURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016MB-0011293-R1	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEÍNA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA A POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
6	34332	VERORAB®	INVIMA 2019MB-011546-R3	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMWIS 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2,5 UI + POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1, CAJA POR 5 Y CAJA POR 10 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR/INT RADERMAL	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07BG01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL-DE-REUIL - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
7	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016MB-0017504	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK. 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC (SUSTANCIA ACTIVA Y PT) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME LLC 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	20019145	VACITA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEÍNA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME LLC	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA, JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07BL01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
10	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0011725	PROTEÍNA L1VPH 6: 30 mcg + PROTEÍNA L1VPH 11: 40 mcg + PROTEÍNA L1VPH 16: 60 mcg + PROTEÍNA L1VPH 18: 40 mcg + PROTEÍNA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEÍNA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEÍNA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEÍNA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEÍNA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADA(S) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSIÓN MAS INSERTO. CAJA X 1 O 10 VIAL (S) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSIÓN MAS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

11	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	307AH08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
12	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - Hib)	INVIMA 2017MBT-14204-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) 1+ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBsAg)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (PV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA ME1-1) (PV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (PV) TIPO 3	VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPA+HBV+IPV) + 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MAS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN. ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	48 MESES	307CA09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. GSK VACCINES GMBH 6. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (PA PRP-TT)	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOULO - HUNGRIA 5. MARBURG - ALEMANIA 6. SINGAPUR - SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
13	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2017MBT-003900-R2	ANTIGENO HBsAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON 1, 10 Y 20 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y CIERRE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	307BC01	VAKCINY S.A.S.	LG CHEM LTD	JEOLLABUK-DO-REPUBLICA DE COREA	VAKCINY S.A.S.	CHOACHÍ - COLOMBIA	
14	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	24 MESES	307BH02	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
15	40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0.5mL). CAJA CON VIAL X1, XS, X10 O 20 DOSIS (0.5mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON GRADILLA X10 VIALES X1, XS, X10 O 20 DOSIS (0.5mL).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	307AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	RIONEGRO - COLOMBIA	
16	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	ANTÍGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA. 1 mL DE SUSPENSIÓN EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTÍGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	307BC01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	CENTRO DE VACUNAS SPECIES (CVS) S.A.S.	BUCARAMANGA - COLOMBIA	
17	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	CEPA A/VICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDm09- CEPA ANALOGA (A/VICTORIA/4897/2022, IVR-238) + CEPA A/THAILAND/02/2022 (H3N2)- CEPA ANALOGA (A/CALIFORNIA/122/2022, SAN-022) + CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (LINEAJE B/VICTORIA) - CEPA ANALOGA (B/MICHIGAN/01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA B/PHUKET/73073/2013 (LINEAJE B/YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACIÓN (2°C-8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	307BB02	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL-DE-REUIL - FRANCIA	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2.SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA	2.
18	19983100	PNEUMOVAX ® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 mL (UNIDOSIS), CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	307AL01	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME LLC	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA	

19	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO AVICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDM09 (AVICTORIA/4897/2022, IVR-238) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO ATHALAND/8/2022 (H2N2) (ATHALAND/8/2022, IVR-237) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO B/AUSTRIA/1359417/2021 (B/AUSTRIA/1359417/2021, BVR-26) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO B/PHUKET/03/3/2013 (B/PHUKET/03/3/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS ÚNICA CON AGUJA DE 16 mm (VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V. ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS PAISES BAJOS	WEESP-	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	CALI - COLOMBIA
20	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA		SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS:0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEÍNA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACIÓN MEDIA PDIPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 18C Y TOXOIDE TETÁNICO (RELACIÓN MEDIA PDIPS:3.5)+CONJUGADO DE	CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MÁS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MÁS INSERTO. CAJA POR 1.10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AL02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACIÓN SA04 DE	1. GODOLO - HUNGRIA 2. SINGAPUR - SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA		GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB5) OBTENIDO POR TECNOLOGÍA DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON CCT CON AGUJA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y PRTG CON AGUJA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y TAPA DE PUNTA DE CAUCHO FM30CON AGUJA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA		GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
23	19983099	M-M-R® II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL (Y 10 VIALES) CON DILUYENTE ESTÉRIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°- 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°A 8°C)	24 MESES	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME LLC 3. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 4. PANTHEON PHARMACEUTICAL INC	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA 3. WASHINGTON - USA 4. NORTH CAROLINA - USA		MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
24	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETÁNICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.5mL VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°Y 8°C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA		1. SANOFI PASTEUR S.A. 2.SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
25	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16 .18	INVIMA 2020M-0006714-R1	PROTEÍNA LI VPH TIPO 6 + PROTEÍNA LI VPH TIPO 11 + PROTEÍNA LI VPH TIPO 16 + PROTEÍNA LI VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.5mL DE SUSPENSIÓN. JERINGAVIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 5/8" CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0.5mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8°C.NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC 2. MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENSILVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA		MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
26	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1.10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA		LABORATORIOS DELTA S.A.	RIONEGRO - COLOMBIA
27	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, MÁS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MÁS INSERTO. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM45 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 0.5ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA		GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

28	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPÓN DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PLÁSTICA RÍGIDA (PRTC), TAPÓN DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM57 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO) 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A	1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	TOXOIDE TETÁNICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML. AMPOLLA EN VIDRIO DE 0.5 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	PUNE - INDIA	CENTRO DE VACUNAS SPEICES (CVS) S.A.S.	BUCARAMANGA - COLOMBIA
30	230249	INFANRIX-IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETÁNICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETÁNICO COMO PROTEÍNA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MÁS UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HIB, MÁS 2 AGUJAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACIÓN A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. GSK VACCINES GMBH 6. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (PA PRP-TT)	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOLO - HUNGRIA 5. MARBURG - ALEMANIA 6. SINGAPUR - SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETÁNICO+TOXOIDE PERTUSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRRIBOSIL RIBITOL)-CONJUGADO CON PROTEÍNA TETÁNICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0.5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA 0.5mL SIN AGUA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2° Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	19991862	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA RIX4414) NO MENOS DE 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO)	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
33	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 5 ML (LA CONCENTRACIÓN ES DE 10 MCG EN 0.5 ML.). CAJA PLEGADIZA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 0.5 ML (LA CONCENTRACIÓN ES DE 10 MCG EN 0.5 ML.). CAJA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA, CADA VIAL CON CAPACIDAD DE 3ML. CONTIENE 1ML DE DOSIS EN CONCENTRACIÓN DE 20MCG.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
34	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPÓN DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENDADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO DEBE INYECTARSE INMEDIATAMENTE, EN CASO DE NO USARSE INMEDIATAMENTE LA VIDA ÚTIL DE LA VACUNA RECONSTITUIDA ES DE 8 HORAS EN CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 Y 8°C.	24 MESES	J07BD52	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. CORIXA CORPORATION/DIBA GLAXOSMITHKLINE VACCINES. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GSK VACCINES GMBH	1. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. MARBURG - ALEMANNIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CA JA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5mL	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

36	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2022MB-0015095-R1	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: TOXOIDE PERTUSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS:	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	307CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE- FRANCIA 3. BUENOS AIRES	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0002340-R2	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIFLOIDES HUMANAS MPC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0.5ml. CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRARIE O TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	307BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	19933276	TETRAxIM®	INVIMA 2023MB-0002333-R2	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBEDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (BORDETELLA PERTUSSIS ANTIGENS) + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT).	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml CON AGUA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml Y DOS AGUAS SEPARADAS .	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	307CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
39	20051113	HNEMRIX®	INVIMA 2023MB-0015084-R1	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL, CADA UNO CON 1 JERINGA PRELLENADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 2 (Y 20) AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	307AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A . 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 6. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS LLC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOLLO - HUNGRIA 5. PUARS - BELGICA 6. NORTH CAROLINA - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
40	20201965	QOENGA VACUNA TETRAVALENTE CONTRA EL DENGUE (ELABORADA CON VIRUS VIVOS, ATENUADOS)	INVIMA 2023MB-00000083	SEROTIPOS 1, 2, 3 Y 4 DEL VIRUS DEL DENGUE (VIVO, ATENUADO)	CAJA POR 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA DE SOLVENTE + 2 AGUAS. CAJA POR 5 VIALES + 5 JERINGAS PRECARGADAS DE SOLVENTE + 10 AGUAS. CAJA POR 1 VIAL + 1 VIAL DE SOLVENTE. CAJA POR 10 VIALES DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	24 meses a -20°C ± 5°C seguido de 18 meses conidos a partir de la fecha de transición de la condición de almacenamiento congelado (de -20°C ± 5°C a 5°C ± 3°C). En su envase y empaque original. Una vez reconstituido: Almacenar máximo hasta 2 horas a 30°C ± 2°C con 75% de H.R.	24 MESES	307BX01	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	IDT BIOLOGIKA GMBH	DESSAU-ROßLAU- ALEMANIA	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	20201298	MENQUADIF® MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE (MONOVALENT CONJUGATE).	INVIMA 2023MB-00000092	POLISACARIDO MENINGOCOCCO SEROGRUPO A, C, Y, W135, TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA).	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO GRIS DE 13 MM Y CIERRE FLIP OFF.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	307AH08	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR INC. 2. SANOPI PASTEUR	1. PENNSILVANIA - USA MARCY L'ETOILE	2. SANOPI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
42	20232785	VAXINEUVANCE®	INVIMA 2023MB-00000090	POLISACÁRIDO DEL SEROTIPO NEUMOCOCCO 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F Y CRM197	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE 0.5ML CON 1 AGUA DE COLOR AZUL Y UNA AGUJA DE COLOR SALMÓN. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE 0.5ML CON 10 AGUAS DE COLOR AZUL Y 10 AGUAS DE COLOR SALMÓN.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	24 MESES	307AL02	MERCK SHARP & DHIME LLC	MSD INTERNATIONAL GMBH T/A MSD IRELAND	CARLOW-IRLANDA	MERCK SHARP & DHIME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20211243	BEXSERO VACUNA MENINGOCOCCICA MULTICOMPONENTE DEL GRUPO B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2024MBT-00000098	RP287-953 50 MCG, RP961C 50 MCG, RP936-741 50 MCG, OMV 25 MCG	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO II CON 0 SIN AGUAS CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO II CON 0 SIN AGUAS CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO II CON 0 SIN AGUAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	307AH09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L.	SOVICILLE-ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

* Novedades de la publicación del mes de Enero de 2025

1. Se actualiza la información para la vacuna INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - HiB) con expediente 19905376, por migración normativa a Decreto 1782 aprobada mediante Resolución No. 2025001791 del 17 de Enero de 2025.