

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL															
FUNCION REGULADORA Registros Sanitarios				PUBLIACION Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Noviembre de 2024									FECHA DE PUBLICACION dic-24		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de almacenamiento	Vida útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010MB-0010461	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 3. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2021MB-0015957-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PREENLADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC 2. PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. PENNSYLVANIA - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 MB-014630-R2	OLIOSO DE SALMONELLA TYPHI (CEPA T Y Z)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5 mL UNDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A 2.SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
4	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2021MB-13946-R2	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + TOXOIDE PERTUSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07AJ52	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	1. RIXENSART - BELGICA 2. MARBURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016MB-0011293-R1	POLISACARIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	1. SANOFI PASTEUR S.A 2.SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
6	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA .	INVIMA 2016MB-0017504	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK-1, 350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1.MERCK SHARP & DOHME LLC (SUSTANCIA ACTIVA Y PT) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME LLC 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G.(SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
7	20019145	VAQTA® 50 UI VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1,0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC09	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME LLC	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VIV. ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CALUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07BL01	SANOFI PASTEUR	1.SANOFI PASTEUR 2.SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A 2.SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
9	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	PROTEINA L1VPH 6: 30 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PREENLADAS(CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSION MÁS INSERTO; CAJA X 1 Ó 10 VIAL (ES) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSION MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2.MERCK SHARP & DOHME LLC(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

10	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY; CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO NO OBTANTO ESTE ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
11	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa-HEPB - IPV - Hib)	INVIMA 2017M-14204-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) 1+ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAS TIPO B (PRP) CONJUGADO+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL CONTIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+HPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL CONTIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+HPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS. CAJA CON VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL CON LLA, CON O SIN AGUJAS HIPODERMICAS CONTENIENDO 0,5 mL DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL CON LLA, CON O SIN AGUJAS HIPODERMICAS CONTENIENDO 0,5 mL DE SUSPENSION INYECTABLE EN UN EMPAQUE DE 10 VACUNAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MAS DE 6 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	48 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO.KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SART AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2017MBT-00390-R2	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON 1, 10 Y 20 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOREBUTILO Y CIERRE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC01	VAKCINY S.A.S.	LG CHEM LTD	JEOLLABUK-DO - REPUBLICA DE COREA	VAKCINY S.A.S.	CHOACHÍ - COLOMBIA
13	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 - 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 - 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 - 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 - 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 - 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	24 MESES	J07BH02	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
14	40062	VA-MENGOC - BCB	INVIMA 2019M-011972-R3	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA CON VIAL X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0,5mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON GRADILLA X10 VIALES X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0,5mL).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	RIONEGRO - COLOMBIA
15	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS UNICA. 1 mL DE SUSPENSION EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07BC01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.	PUNE - INDIA	CENTRO DE VACUNAS SPEICES (CVS) S.A.S.	BUCARAMANGA - COLOMBIA
16	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	CEPA AVICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDM09- CEPA ANALOGA (AVICTORIA/4897/2022, IR-238) + CEPA A/THAILAND/8/2022 (H3N2); CEPA ANALOGA (ACALIFORNIA/122/2022, SAN-022) + CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (LINAJE B/VICTORIA); CEPA ANALOGA (B/MICHIGAN/01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA B/PHUKET/3073/2013 (LINAJE B/YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACION (2°C-8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL-DE-REUIL - FRANCIA	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA

17	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 mL (UNIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07A01	MERCK SHARP & DOHME LLC	MERCK SHARP & DOHME LLC	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
18	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO AVICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDM09 (AVICTORIA/4897/2022, IVR-238) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO ATTHAILAND/09/2022 (H9N2) (ATTHAILAND/8/2022, IVR-237) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO BAUSTRIA/1359417/2021 (BAUSTRIA/1359417/2021, BVR-26) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO BPHUKET/3073/2013 (BPHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS UNICA CON AGUA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V. ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS WEESP- PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	CALI - COLOMBIA
19	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS: 0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MÁS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION MÁS INSERTO. CAJA POR 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACIÓN SA04 DE	1. GODOLOL - HUNGRIA 2. SINGAPUR - SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN R	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON CCT CON AGUJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y PRTO CON AGUJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y TAPA DE PUNTA DE CAJUCHO FM30CON AGUJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR..	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	19983099	M-M-R® II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTITIS DE LA CEPA JERYL LYNN® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL (Y 10 VIALES) CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2° A 8°C)	24 MESES	J07B052	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME LLC 3. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 4. PANTHEON PHARMACEUTICAL INC	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
23	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.5mL. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°Y 8°C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	48 MESES	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2.SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
24	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-0006714-R1	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,5mL DE SUSPENSION. JERINGA/VIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 29 G X 5/8 1	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C.NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07B0M1	MERCK SHARP & DOHME LLC	1. MERCK SHARP & DOHME LLC (FABRICANTE DEL PRNPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

25	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	RIONEGRO - COLOMBIA
26	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1,25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
27	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1,25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PLÁSTICA RIGIDA (PRTC), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1,25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO) 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	TOXOIDE TETÁNICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML. CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML. AMPOLLA EN VIDRIO DE 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	PUNE - INDIA	CENTRO DE VACUNAS SPECIES (CVS) S.A.S.	BUCARAMANGA - COLOMBIA
29	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (FT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MÁS UNA JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HIB, MÁS 2 AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. GSK VACCINES GMBH 6. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (PA PRP-TT)	1. WAVRE - BELGICA - FRANCIA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOLLO - HUNGRIA 5. MARBURG - ALEMANIA 6. SINGAPUR - SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRRIBOSIL RIBITOL), CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA 0,5mL SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR, UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY LETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA R44414). NO MENOS DE 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO)	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

32	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 5 ML (LA CONCENTRACION ES DE 10 MCG EN 0,5 ML). CAJA PLEGADIZA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 0,5 ML (LA CONCENTRACION ES DE 10 MCG EN 0,5 ML). CAJA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA. CADA VIAL CON CAPACIDAD DE 3ML. CONTIENE 1ML DE DOSIS EN CONCENTRACION DE 20MCG.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
33	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRUBEOCLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5ml. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2º Y 8ºC. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO DEBE INYECTARSE INMEDIATAMENTE, EN CASO DE NO USARSE INMEDIATAMENTE LA VIDA UTIL. DE LA VACUNA RECONSTITUIDA ES DE 8 HORAS EN CONDICIONES DE REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8°C.	24 MESES	J07BD52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. CORIXA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GSK VACCINES GMBH	1. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. MARBURG - ALEMANNIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
34	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA POR 0,5ml	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2022MB-0015095-R1	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS; TOXOIDE PERTUSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS;	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. BUENOS AIRES	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0003240-R2	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLÓIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA UNIDOS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0,5ml. CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	19933276	TETRAVIM®	INVIMA 2023MB-0002333-R2	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (BORDETELLA PERTUSSIS ANTIGENS) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT).	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml. CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml. Y DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
38	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2023MB-0015084-R1	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PRELENADA QUE CONTIENE 0,5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 2 (Y 20) AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 6. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS LLC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. RIKENSART - BELGICA 4. GODOLLO - HUNGRIA 5. PUURS - BELGICA 6. NORTH CAROLINA - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
39	20201965	QDENGA VACUNA TETRAVALENTE CONTRA EL DENGUE (ELABORADA CON VIRUS VIVOS, ATENUADOS)	INVIMA 2023MB-00000083	SEROTIPOS 1, 2, 3 Y 4 DEL VIRUS DEL DENGUE (VIVO, ATENUADO)	CAJA POR 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA DE SOLVENTE + 2 AGUJAS. CAJA POR 5 VIALES + 5 JERINGAS PRECARGADAS DE SOLVENTE + 10 AGUJAS. CAJA POR 1 VIAL + 1 VIAL DE SOLVENTE. CAJA POR 10 VIALES + 10 VIALES DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	24 meses a -20°C ± 5°C seguido de 18 meses contados a partir de la fecha de transición de la condición de almacenamiento congelado (de -20°C a 5°C a 5°C ± 3°C). En su envase y empaque original. Una vez reconstruido. Almacenar máximo hasta 2 horas a 30°C ± 2°C con 75% de H.R.	24 MESES	J07BX01	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	IDT BIOLOGKA GMBH	DESSAU-ROSLAU- ALEMANNIA	TAKEDA COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

40	20201298	MENQUADIF® MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE (MONOVALENT CONJUGATE).	INVIMA 2023MB-0000092	POLISACARIDO MENINGOCOCCO SEROGRUPO A, C, Y, W135. TOXIDOIE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA).	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO GRIS DE 13 MM Y CIERRE FLIP OFF.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH08	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR INC. SANOFI PASTEUR	2. 1. PENNSYLVANIA - USA MARCY L'ETOILE	2. SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	20232785	VAXNEUVANCE®	INVIMA 2023MB-0000090	POLISACÁRIDO DEL SEROTIPO NEUMOCÓCICO 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F Y CRM197	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE 0.5ML CON 1 AGUJA DE COLOR AZUL Y UNA AGUJA DE COLOR SALMÓN. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE 0.5ML CON 10 AGUJAS DE COLOR AZUL Y 10 AGUJAS DE COLOR SALMÓN.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	24 MESES	J07AL02	MERCK SHARP & DOHME LLC	MSD INTERNATIONAL GMBH T/A MSD IRELAND	CARLOW-IRLANDA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
42	20211243	BEXSERO VACUNA MENINGOCOCCICA MULTICOMPONENTE DEL GRUPO B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2024MBT-0000098	RP287-953 50 MCG, RP961C 50 MCG, RP936-741 50 MCG, OMV 25 MCG	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS MUESTRA MEDICA: CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPON PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L.	SOVICILLE-ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20236367	SHINGRIX VACUNA CONTRA EL HERPES ZOSTER (HZ O CULEBRILLA)	INVIMA 2024MBT-0000100	ZOSTER, VIVA ATENUADA	CAJA CON 1 Y CAJAX 10 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF. MÁS UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE SOLVENTE, CON TAPON DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AGR. MUESTRA MEDICA: CAJA 1 Y CAJA X 10 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF. MÁS 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE SOLVENTE, CON TAPON DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AG.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 °C. TRAS LA RECONSTITUCIÓN, LA VACUNA DEBE UTILIZARSE DE INMEDIATO; SI ESO NO ES POSIBLE, DEBE ALMACENARSE EN REFRIGERADOR (ENTRE 2 °C Y 8 °C). SI NO SE UTILIZA EN UN PERIODO DE 8 HORAS, DEBE DESECHARSE	36 MESES	J07BK03	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2.GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA	1.RUE DE INSTITUT 89 -1330 RIXENSART 2.PARC DE LA NOIRE EPINE AVENUE FLEMING, 20 1300 WAVR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	AVENIDA EL DORADO 69B 45 PISO 9
44	20264755	COMIRNATY® VACUNA DE ARN M CONTRA COVID-19	INVIMA 2024MBT-0000105	RAXTOZINAMERAN	CAJA X 10 VIALES DE VIDRIO DE 2 ML DE DOSIS ÚNICA CON UN TAPON DE GOMA DE BROMOBUTILO Y UN SELLO DE ALUMINIO CON TAPA GRIS CLARO DE PLÁSTICO TIPO FLIP-OFF QUE CONTIENE 0.48 ML DEL MEDICAMENTO. NO REQUIERE DILUCIÓN. CADA 0,3 ML CONTIENE 30 MCG DEL ARN MENSAJERO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE - 90°C Y -60°C POR 18 MESES, O ENTRE 2°C Y 8°C POR UN MÁXIMO DE 10 SEMANAS. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, PROTEGIDO DE LA LUZ, DESPUÉS DE LA PRIMERA PERFORACIÓN ALMACENAR LOS VIALES ENTRE 2°C Y 30°C BAJO CONTROL ESTRUCTO DE TEMPERATURA. DESECHAR CUALQUIER REMANENTE DE LA VACUNA NO UTILIZADA 12 HORAS DESPUÉS DE LA PRIMERA PERFORACIÓN. CUALQUIER REMANENTE DE LA VACUNA O AQUELLAS QUE SALGAN DE LA CONDICIÓN ÓPTIMA DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADA DEBEN DESECHARSE.	24 MESES	J07BX03	PFIZER S.A.S.	1.PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 2.MBE GMBH ARZNEIMITTEL	1. PUIIRS - BELGICA 2. BREHNA - ALEMANIA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAM	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
--------	------------	----------	--------------------	------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	-----------	-----	---------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

1	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 UI)+TOXOIDE DE TETANO (>= 60 UI)+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (>= 4 UI)+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNDO. COVALENTEMENTE A 20 - 36.7 MCG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0.6 MG/ML DE ALUMINIO) <= 1.25 MG+TIOMEROSAL 0.01% W/V+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VIAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0.5 ML + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL. CAJA POR 1 O 20 JERINGAS DE VIDRIO CON TAPON DE GOMA, VASTAGO DE EMBOLO EN POLIPROPILENO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	RIONEGRO- COLOMBIA
2	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2021MB-0008371-R1	VIRUS ATENUADO DE VARICELA ZOSTER NO MENOS DE	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION MAS DOS AGUJAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORVIA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES. 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO) 6. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	1. RIKENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA 6. ABANO TERME - ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 AMPOLLAS DE DOSIS UNICA 0.5ml DE AGUA PARA INYECCION EN AMPOLLA DE VIDRIO. CAJA POR 50 VIALES (VIAL DOSIS UNICA) PARA RECONSTITUIR EN 0.5 mL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07BD52	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	CENTRO DE VACUNAS SPEICES (CVS) S.A.S.	BUCARAMANGA - COLOMBIA
4	19990911	VAMMRX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	VIRUS VIVO ATENUADO DEL SARAMPION (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 ^ 3.0 DIC50, VIRUS VIVO ATENUADO DE LA PAROTIDITIS (CEPA RIT 4385, DERIVADA DE JERYL LYNN) NO MENOS DE 10 ^ 4.4 DIC50, VIRUS VIVO ATENUADO DE LA RUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273) NO MENOS DE 10 ^ 3.0 DIC50, VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ^ 3.3 UFP	CAJA X1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS DE LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLLA CON DILUENTE PARA RECONSTITUCION + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	J07BD54	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE VACCINES GMBH (GRANEL PAROTIDITIS) 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. MARBURG - ALEMANIA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	34332	VERORAB®	INVIMA 2016M-011546-R3	CAJA POR 1, CAJA POR 5 Y CAJA POR 10 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS - UNA (Y 5) JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07BG01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA	BUCARAMANGA - COLOMBIA
* Novedades de la publicación del mes de Noviembre de 2024															
<p>1. La vacuna FLUQUADRI® VACUNA ANTIINFLUENZA 0.5 ML con expediente 34332, se retira del listado de vacunas vigentes por pérdida de fuerza ejecutoria.</p> <p>2. La vacuna FLUARIX TETRA con expediente 20081484, se retira del listado de vacunas con registro sanitario vigente pero no comercializada por perdida de fuerza ejecutoria.</p> <p>3. La vacuna VERORAB® con expediente 20071968, cambia de estado a temporalmente no comercializada.</p>															