

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS OBJETO DE DONACION

CONSECUTIVO INTERNO	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	LUGAR DE UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	LOTE O SERIAL	REFERENCIA O MODELO	MARCA	Término de recepción de solicitudes de donación		ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE ENTREGA DE LA DONACION
									desde	hasta		
7303-0081-21	Silla de ruedas	SILLAS DE RUEDAS RECLINABLE NEUROLOGICA I	1	N/D	Producto destruido	N/D	900070	N/D	8-jul-21	22-jul-21	Finalizado. Producto se llevó a destrucción	N/A
7303-0081-21	Silla de ruedas	SILLAS DE RUEDAS RECLINABLE NEUROLOGICA II	4	N/D	Producto destruido	N/D	900026	N/D	8-jul-21	22-jul-21	Finalizado. Producto se llevó a destrucción	N/A
CL001	Tapabocas desechables	TAPABOCAS RESORTE BARRERA MICROBIANA	960 Unidades de tapabocas	N/D	Producto destruido	509019	N/A	CLAY	28-jul-20	12-ago-20	Finalizado. Producto se llevo a destrucción	N/A
CL001	Tapabocas desechables	TAPABOCAS AZUL CON RESORTE	315 Unidades de tapabocas	N/D	Producto destruido	819	N/A	CLAY	28-jul-20	21-ago-20	Finalizado. Producto se llevo a destrucción	N/A
MSDM001426	Congelador de plasma	Congelador de plasma vertical de doble puerta, volumen de almacenamiento 1447 lt, rango de temperatura -30°C, con indicación de uso almacenamiento general, sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos partes de órganos, líquidos o gases.	1	N/D	Instalaciones del donatario	113339901170119	UFP5030A	THERMO SCIENTIFIC REVCO	22-dic-17	11-ene-18	Finalizado. Producto entregado en donación	24-abr-18
MSDM001426	Nevera refrigeradora	Nevera Refrigerador vertical de doble puerta, volumen de almacenamiento 1447 lt, rango de temperatura de 1 a 8°C, con indicación de uso almacenamiento general, sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos, partes de órganos, líquidos o gases.	1	N/D	Instalaciones del donatario	113340201170119	REB5004A	THERMO SCIENTIFIC REVCO	22-dic-17	11-ene-18	Finalizado. Producto entregado en donación	24-abr-18

CONSECUTIVO INTERNO	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	LUGAR DE UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	LOTE O SERIAL	REFERENCIA O MODELO	MARCA	Término de recepción de solicitudes de donación		ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE ENTREGA DE LA DONACION
									desde	hasta		
MSDM001514	Refrigerador	Refrigerador vertical de doble puerta , con capacidad de 1586 litros, con rango de temperatura de 2 a 10 °C, con indicación de uso para el almacenamiento de sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos, partes de órganos, líquidos o gases	1	440 Kg	Instalaciones del donatario	2032347	HB256	HELMER	3-nov-17	21-nov-17	Finalizado. Producto entregado en donación	10-ene-18
7303-0805-22	Calcetines	calcetines para uso con bota de combate tipo 1 con hilos de cobre negro	8815	N/D	Comando de adquisiciones del Ejército Nacional	No declara	No declara	No declara	12-ago-25	26-ago-25	En proceso de donación	
7303-0805-22	Calcetines	calcetines para uso con bota de combate tipo 1 con hilos de cobre beige	11219	N/D	Comando de adquisiciones del Ejército Nacional	No declara	No declara	No declara	12-ago-25	26-ago-25	En proceso de donación	

N/D: No disponible