

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
1	4 HEALTH S.A.S.	901312004-7	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 04 LOTE 11 BODEGA 3 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	29-nov.-22	21-feb.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (<-20°C)
2	A M ASESORIA Y AM LTDA	830034233-7	CARRERA 23 No 142-34	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	20-sep.-23	11-oct.-28	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS II Y III Y REACTIVOS IN VITRO PARA USO GENERAL EN LABORATORIO Y USADOS SOLO EN INVESTIGACION RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 31°C), REFRIGERACION (2°C A 8°C) Y CONGELACION (-17°C A -25°C)
3	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S	860002134-8	CARRERA 69 No. 21 – 63 BODEGAS 6 Y 10	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	28-nov.-22	15-dic.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA I, II Y III, Y REACTIVOS IN VITRO PARA USO EN INVESTIGACION RUO E IUO A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15 °C A 30°C), REFRIGERACION (2 A 8°C) Y CONGELACION (<-20°C)
4	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S.	805001194-5	BODEGA 80, PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK, KM 7 AUTOPISTA MEDELLIN	FUNZA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	16-mar.-23	5-abr.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS II Y III Y REACTIVO IN VITRO (RUO) A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 30°C Y TEMPERATURA DE REFRIGERACION DE 2°C A 8°C
5	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	900126800-2	Km 1 VIA SIBERIA - FUNZA ZONA FRANCA INTEXZONA BODEGA 55	COTA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	30-oct.-25	4-nov.-30	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORIA III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION DE 2°C A 8 °C
6	AKONTROL DIAGNOSTICO S.A.S.	900442621-5	CARRERA 106 No. 15-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	5-oct.-22	24-oct.-27	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO, CATEGORIA I Y II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 15°C A 35°C Y TEMPERATURA DE REFRIGERACION DE 2°C A 8 °C
7	ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS S.A.S.	901359170-4	AVENIDA CALLE 11 SUR 14 A 22, PISO 1 Y PISO 2	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	19-mar.-24	11-abr.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8 °C) Y CONGELACIÓN (-15°C A -30 °C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
8	ALFA TRADING S.A.S.	830041488-7	CALLE 23 No. 116-31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL (CCAA DM) CALLE 23 No. 116-31 BODEGA 1 (CS DM)	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	28-mar.-23	14-abr.-28	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 35 °C
9	ALFA TRADING S.A.S.	830041488-7	CALLE 23 No. 116-31 BODEGA 1 (CCAA RDIV)	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	28-mar.-23	14-abr.-28	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 35 °C
10	ANALISIS TECNICOS S.A.S	800042589-8	CALLE 104A No. 21-54	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	19-ago.-25	10-sep.-30	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO, CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
11	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	830025281-2	CALLE 15 No 68 D-25	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	14-jun.-24	21-jun.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACION (2°C A 8°C) Y CONGELACION (-15°C A -35°C)
12	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	830025281-2	AVENIDA AMERICAS CALLE 20 No 39-79	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	8-may.-25	26-may.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C).
13	ARC ANALISIS S.A.S	800224833-2	CALLE 81 No. 74A-05	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	3-may.-23	23-may.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO USADO SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO E IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (12°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-10°C A -30°C).
14	ARROW MEDICAL S.A.S	811001723-3	CALLE 23 No 43A-100	MEDELLÍN	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	14-sep.-22	30-sep.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN-VITRO PARA EXÁMENES DE ESPECÍMENES DE ORIGEN HUMANO, CATEGORÍAS II A CONDICIONES DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION 2°C - 8°C.
15	ASOCIACION PROFAMILIA, SIGLA: PROFAMILIA	860013779-5	CARRERA 60 No. 22-50 BODEGA 7	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	10-ago.-23	14-ago.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30 °C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
16	ASOCIACION PROFAMILIA, SIGLA: PROFAMILIA	860013779-5	SUPPLA 150 MTS DELANTE DE LA GLORIETA DE SIBERIA VIA COTA, BODEGAS: 53,54,55,56 Y 57	COTA	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	12-may.-23	30-may.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS III Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30 °C)
17	AUSSANT PHARMA GROUP S.A.S.	901719979-0	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	4-dic.-23	7-dic.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACION (-15°C A -25°C)
18	BECKMAN COULTER COLOMBIA S.A.S.	900963642-5	CARRERA 106 No. 15-25, MANZANA 10 BODEGA 64 ZF	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	22-mar.-24	27-mar.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORÍA I, II Y III, Y REACTIVOS IN VITRO ANALÍTICO ESPECÍFICO, PARA USO GENERAL EN LABORATORIO Y USADO SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 35°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACION (<-20°C)
19	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	860020309-6	KM 1 VIA LA FUNZHE COSTADO ORIENTAL VIA FUNZA-COTA, PARQUE INDUSTRIAL ZOL, BODEGAS 38 Y 39	FUNZA	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	21-mar.-25	25-abr.-30	REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y TEMPERATURA DE CONGELACIÓN (< -16°C)
20	BIOACCESS COLOMBIA S.A.S.	901430497-1	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	17-ene.-24	5-feb.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORIAS I,II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE ( HASTA 30°C) Y REFRIGERACION ( 2°C A 8 °C)
21	BIOCELL SCIENCE S.A.S.	900992650-8	CALLE 60 B SUR No 44-100 EDIFICIO LATITUD SUR OFICINA 1109	SABANETA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	1-nov.-23	20-nov.-28	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO GRADO ANALÍTICO, PARA USO GENERAL EN LABORATORIO Y USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 35°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-20°C A -35°)
22	BIOCIENTIFICA S.A.S	860065795-6	AVENIDA CALLE 127 NO. 18A-23 LOCAL 101-102	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	25-ago.-22	13-sep.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORIAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (18°C A 25°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
23	BIODAN COLOMBIA S.A.S.	900500480-2	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	22-jun.-22	13-jul.-27	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-15 °C A -25°C)
24	BIOKEMICAL S.A.S.	900391581-9	CARRERA 13A No. 89-53 OF 601	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	8-nov.-22	25-nov.-27	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA ESPECIMENES DE ORIGEN HUMANO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30 °C)
25	BIOLOGICAL MEDICAL TECHNOLOGY S.A.S	901396245-5	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	12-abr.-21	28-abr.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS: I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA: AMBIENTE (10°C A 40°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-15°C A -30°C)
26	BIOLORE LTDA.	830087855-5	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2.5 PARQUE EMPRESARIAL PORTOS SABANA BODEGA 87 ETAPA V DEL MUNICIPIO DE COTA	COTA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	20-ene.-22	7-feb.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
27	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.	830023844-1	CALLE 22 No. 56-40, BODEGAS 3,5,6	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	6-nov.-24	8-nov.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO PARA USO GENERAL EN LABORATORIO Y USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-18°C A -28°C)
28	BIOSCIENCES S.A.S.	900222640-1	CARRERA 18 A No 137-49	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	25-sep.-24	7-oct.-29	ALMACENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORÍAS I, II Y III, Y REACTIVOS IN VITRO USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C), CONGELACIÓN (-20°C A -50°C) Y ULTRACONGELACIÓN (-60°C A -80°C)
29	BIOTER DIAGNOSTICA S.A.S	805006746-3	CALLE 23 NORTE No 2N-88	CALI	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	12-jun.-25	1-jul.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8 °C)
30	BLUESUN MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S.	901433325-5	CARRERA 103 No. 25B-86	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	16-jul.-21	3-ago.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 25°C) Y CONGELACIÓN (-18°C A -24°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
31	BYO COLOMBIA S.A.S.	900863463-4	CALLE 101 A No. 47A-09	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	15-may.-24	20-may.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 25°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8 °C) Y CONGELACIÓN (-15°C A -25 °C)
32	C I IMPOEXPO ANDINA S.A.S.	900192307-3	CARRERA 106 No. 15-25 MANZANA 22 BODEGA 134C ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	12-mar.-25	31-mar.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
33	C&P LICITACIONES Y CONSULTORIA S.A.S.	900379030-3	AVENIDA CALLE 64 C No. 68B-75 LOCAL 1	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	16-may.-24	5-jun.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I Y II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 35°C), TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2 °C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-20°C A 0°C)
34	CARPER LABS & CIA LTDA.	830135177-6	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	23-sep.-21	11-oct.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C -30 °C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8 °C)
35	CARSON PHARMA COLOMBIA S.A.S.	900707653-1	CARRERA 7 E BIS No. 69-42/30	CALI	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	25-abr.-25	5-may.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORIA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°)
36	CATVER S.A.S.	900495589-4	CARRERA 47 A No. 91-67 LOTE 6 MANZANA 21	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	5-nov.-24	7-nov.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO, CATEGORIA I, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
37	CELLARIS S.A.S.	901962890-4	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 15 Y 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	25-mar.-26	27-mar.-31	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORIA II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-15°C)
38	CIRUMEDICS S.A.S.	800181579-1	CALLE 56A No 75-35 PISO 2	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	25-sep.-25	14-oct.-30	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORIA II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 35°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
39	COLOMBIAN MEDICARE S.A.S.	800192101-0	CARRERA 62 No. 17B-14	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	8-ago.-23	24-ago.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°C A 8°C)
40	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S. - COMPROLAB S.A.S.	860350711-1	CALLE 116 No. 70C-40	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	30-ago.-23	1-sep.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO, CATEGORIA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C), REFRIGERACION (2°C A 8°C) Y CONGELACION (-20°C)
41	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE S.A.S.	830135387-6	CARRERA 36 No 63A-29	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	15-mar.-21	5-abr.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30 °C)
42	D - DIAGNOSTICA S.A.S.	900880963-7	TRANSVERSAL 5A No. 45-118 INTERIOR 1	MEDELLÍN	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	23-oct.-25	28-oct.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO: CATEGORIA I, CATEGORIA II Y CATEGORIA III: A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 25 °C) Y DE REFRIGERACION (2 °C A 10 °C).
43	DATASAVE MEDICAL S.A.S.	830138248-4	CALLE 86 B No 49 A - 21	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	19-abr.-23	11-may.-28	CUMPLE COMO ALMACENADOR Y ACONDICIONADOR DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA II
44	DAXLEY DE COLOMBIA S.A.S.	830097296-0	CARRERA 49 No. 134 A-55	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	28-ago.-23	30-ago.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA II, A CONDICIONES DE TEMERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C) Y REFRIGERACION (2°C A 8°C)
45	DESEGO S.A.S.	901645690-9	AVENIDA CALLE 11 SUR No 14 A - 22 PISO 1 Y 2	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	23-feb.-24	13-mar.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS I Y II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACION (2°C A 8 °C) Y CONGELACION (HASTA -25 °C)
46	DGC SOLUTIONS S.A.S.	901398327-1	CARRERA 2 No. 3-61	CAJICÁ	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	13-mar.-24	2-abr.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO USADO SOLO EN INVESTIGACION RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C), REFRIGERACION (2°C A 8°C) Y CONGELACION (-5°C A -20°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
47	DHM GLOBAL BUSINESS & TRADE S.A.S.	900418652-2	CARRERA 112 No.23B-10	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	17-jul.-25	28-jul.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN-VITRO PARA EXÁMENES DE ESPECÍMENES DE ORIGEN HUMANO CATEGORÍAS II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (ENTRE 10° C A 30 °C).
48	DIAGNOSTICOS BIOMEDICOS S.A.S	900362966-7	CARRERA 66 B No. 6 - 19	CALI	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	26-mar.-26	EN TÉRMINOS PARA INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, III Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (20°C HASTA 30°C)
49	DIAGNOSTILAB V.M. S.A.S.	900635373-2	CARRERA 19 No 15-111	SINCELEJO	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	15-ene.-25	23-ene.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30 °C) Y CONDICIONES DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
50	DISBYTE COLOMBIA S.A.S.	901636499-1	CARRERA 106 NO. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 15 Y 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	7-jul.-25	10-jul.-30	REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORIAS II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 35°C)
51	DISPROLAB S.A.S.	811037912-4	CALLE 48 C NO. 65A-37 EDIFICIO METRO CUATRO	MEDELLÍN	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	12-jul.-21	30-ago.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (18°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-20°C A -30°C)
52	DISPROMEDCOL LTDA.	900319193-9	CARRERA 7 No 17-74 EDIFICIO GERMANIA LOCAL 101	IBAGUÉ	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	6-ago.-24	23-ago.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORIAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y DE REFRIGERACION (2°C A 8°C)
53	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S	900332426-3	Calle 23 No. 116 – 31 bodegas 17 y 18 Puerto Central	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	21-feb.-24	8-mar.-29	ALMACENAR Y/O ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 30°C
54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR LTDA.	830072417-7	AV CARRERA 70 No 105-33	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	12-jul.-24	19-jul.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO - IN VITRO PARA EXÁMENES DE ESPECÍMENES DE ORIGEN HUMANO, CATEGORÍAS I, II Y III. A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 10 °C A 30°C, REFRIGERACIÓN DE 2 °C A 8° C Y CONGELACIÓN -10°C A -30°C

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
55	DISTRIMEDICALL DE COLOMBIA S.A.S.	900826662-6	VIA 40 No. 71-197 BODEGA 205B	BARRANQUILLA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	2-abr.-25	22-abr.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
56	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S	830010484-5	AVENIDA CALLE 24 NO. 95-12 BODEGA 21 PARQUE INDUSTRIAL PORTOS	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	20-dic.-23	26-dic.-28	ALMACENAY Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
57	EAGLE COMMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	830040391-7	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	6-jul.-21	26-jul.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS: I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA: AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-15°C A -30°C)
58	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE COLOMBIA S.A.S.	901717304-0	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGAS 15 Y 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	12-jun.-24	14-jun.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORIAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 35°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
59	EQUIMED LTDA.	860064146-1	CALLE 37 NO. 16-39	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	7-mar.-25	11-mar.-30	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA EXÁMENES DE ESPECÍMENES DE ORIGEN HUMANO, CATEGORIAS I, Y II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15 °C A 30°C) Y TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
60	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	900355024-5	CALLE 11 SUR No. 14A-22 PISO 1	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	27-nov.-25	1-dic.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORÍA II Y III, Y REACTIVOS IN VITRO USADO SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C), CONGELACIÓN (<-25°C) Y ULTRACONGELACIÓN (<-70°C).
61	ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S.	890325601-1	CALLE 8 No 39-86	CALI	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	16-jun.-23	7-jul.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 25°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C).
62	EUROLIFE S.A.S.	830100641-1	AV 19 No 118-95 OFICINA 606 Y 607	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	26-jun.-24	15-jul.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (20 °C A 25 °C).

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
63	EXELTIS S.A.S.	900716452-4	CARRERA 106 No. 15A-25 INTERIOR (BODEGA)116, MANZANA 18, ZONA FRANCA2	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	6-jul.-23	26-jul.-28	CUMPLE CON LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS, TÉCNICAS, LOCATIVAS Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA EL ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C).
64	EXPERT INGENIERIA & INSTRUMENTOS S.A.S.	830009701-7	CARRERA 65 A No. 94-85	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	15-feb.-22	15-mar.-27	ACONDICIONADOR Y ALMACENADOR DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II Y III Y REACTIVOS IN VITRO USADO SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
65	FATCO SALUD & CIA S.A.S.	901093194-7	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 24 BODEGA 144 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	1-ago.-22	18-ago.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I Y II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C)
66	FIELDS MEDICAL S.A.S.	901274838-9	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	23-ago.-23	11-sep.-28	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (4°C A 30°C)
67	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.	900402080-1	KILOMETRO 7.5 No. 13-43 AUTOPISTA MEDELLÍN CELTA TRADE PARK, BODEGA 22	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	8-sep.-21	24-sep.-26	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA EXÁMENES DE ESPECÍMENES DE ORIGEN HUMANO, CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (8°C-30°C)
68	G. BARCO S.A	860044349-4	CALLE 99 No. 14-76 LOCAL 201	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	5-sep.-22	21-sep.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO, CATEGORIA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C)
69	GENCELL PHARMA S.A.S.	900407111-2	TRANSVERSAL 93 No. 51-98 UNIDAD 7	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	27-jul.-23	15-ago.-28	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO E IUO A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C), CONGELACIÓN (-10°C A -25°C) Y ULTRACONGELACIÓN (-60°C A -80°C)
70	GENMEDIS S.A.S.	900582209-3	CARRERA 27 No 83-16	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	29-jun.-21	16-jul.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA I, II Y III, REACTIVOS IN VITRO, IUO Y RUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 10°C), CONGELACIÓN (-10°C A -25°C) Y ULTRACONGELACIÓN (-60°C A -80°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
71	GENPRODUCTS COMPANY S.A.S.	900315664-8	CARRERA 18 NO. 150-29	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	17-nov.-23	6-dic.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C), CONGELACIÓN (0°C A -025°C) Y ULTRACONGELACIÓN (-65°C A -85°C)
72	GENTECH S.A.S.	900754314-8	CARRERA 50 No. 79 SUR - 21 PARQUE EMPRESARIAL PROMISIÓN PH BODEGA 4	LA ESTRELLA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	28-oct.-22	16-nov.-27	REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO PARA USO GENERAL EN LABORATORIO Y USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 25 °C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-40°C A -20°C)
73	HEALTHMAKER S.A.S. "HM S.A.S"	901099814-2	KM 9 VIA A JUAN MINA TUBARA PARQUE INDUSTRIAL ZILOG BODEGA M6B406	GALAPA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	17-jun.-25	24-jun.-30	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO, CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 35°C)
74	HEISER HEALTH INTEGRATED SERVICES S.A.S	900913246-8	AVENIDA UNIVERSITARIA 75 A -00 BLOQUE L LOCAL 3B	TUNJA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	21-feb.-24	23-feb.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8 °C)
75	HOME MEDICAL GROUP S.A.S.	900561035-9	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 04 LOTE 11 BODEGA 3 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	8-oct.-24	10-oct.-29	REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C).
76	HYM CARE S.A.S. – SIGLA HYM CARE	901249518-1	CALLE 26 NORTE AVENIDA 6-41/45	CALI	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-25	13-ago.-30	ALMACENAR, ACONDICIONAR Y ENVASAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 25°C) Y CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C), Y REACTIVOS IN VITRO A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 25°C)
77	IBEST METROLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S.	900562821-6	CALLE 49 No. 51 - 51	ITAGUÍ	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	25-sep.-24	2-oct.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
78	ICOSAN INTERNACIONAL S.A.S.	830006522-1	CALLE 23 No. 116 - 31 CENTRO EMPRESARIAL PUERTO CENTRAL FONTIBON, BODEGA 17 Y 18	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	16-sep.-21	4-oct.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA LAS CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
79	ILLUMINA COLOMBIA S.A.S.	901502906-0	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	20-abr.-23	11-may.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, REACTIVOS IN VITRO (RUO) A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-25°C A -15°C)
80	IMEX GROUP S.A.S	817003673-4	CALLE 36 SUR No. 70B-32	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	2-oct.-24	21-oct.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
81	IMEX GROUP S.A.S	817003673-4	AVENIDA TRONCAL DE OCCIDENTE No.20-85 MANZANA 3 BODEGA 27	MOSQUERA	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	2-may.-24	24-may.-29	ALMACENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORÍA II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
82	IMPOMED S.A.S	900949914-5	CALLE 1 SUR No. 77A-21 INTERIOR 201	MEDELLÍN	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	9-sep.-24	23-sep.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATERGORIAS I Y II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C).
83	IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A.	900261089-9	IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A. BODEGA 32. CARRERA 32 No. 15-76	PALMIRA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	9-jul.-25	14-jul.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I Y II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C).
84	INMUNOTECH LABORATORIES S.A.S.	830141394-2	CARRERA 9 NO. 48-40 PISO 5	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	4-abr.-23	4-may.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS I, II Y III, REACTIVOS IN VITRO (RUO- ANALITICO ESPECIFICO), A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
85	INOFTAL INVESTIGACIONES E INNOVACIONES OFTALMICAS S.A.S. - INOFTAL S.A.S.	900467517-5	AVENIDA EL DORADO NO 96A - 47	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	17-mar.-21	7-abr.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C-25°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
86	INSTRUMENTACION S.A.S	860001130-4	CARRERA 15 A No. 118-12	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	15-sep.-22	3-oct.-27	CUMPLE LAS CONDICIONES HIGIENICAS, TÉCNICAS, LOCATIVAS Y DE CONTROL DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 3770 DE 2004 Y RESOLUCIÓN 132 DE 2006, PARA EL ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA ESPECIMENES DE ORIGEN HUMANO CATEGORÍAS I Y II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 32°C) Y TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C)
87	INVERAMERICA M.R. S.A.S.	901402924-4	CALLE 26 No. 85D LOCAL LE20 CENTRO EMPRESARIAL DORADO PLAZA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	19-mar.-25	7-abr.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORÍAS II Y III, Y REACTIVOS IN VITRO USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-15 °C A -25°C)
88	INVERLAR COLOMBIA S.A.S.	901078518-7	KILOMETRO 6.1 AUTOPISTA MEDELLÍN PARQUE LOGIKA II BODEGA 7	TENJO	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	2-abr.-25	23-abr.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C- 30°C)
89	KEYSYNERGY HEALTH S.A.S.	901432456-7	CARRERA 47 No. 81-47 LOCAL 2	BARRANQUILLA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	10-ago.-22	30-ago.-27	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C)
90	L&M GROUPE DE LA COSTA S.A.S.	901123807-3	BARRIO CEBALLOS TRANSVERSAL 54 No. 28-04 LOCAL 02	CARTAGENA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	18-may.-23	5-jun.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30 °C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8 °C)
91	LABCARE DE COLOMBIA S.A.S.	830056202-3	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5, VIA PARCELAS, PARQUE EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80, BODEGA 73	COTA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	27-feb.-23	15-mar.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO USADO SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO E IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 25°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (0°C A -20°C)
92	LABIN COLOMBIA S.A.S.	900564491-8	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 3.5 VIA SIBERIA COTA CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO BODEGA 39 MODULO 2	COTA	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	25-oct.-21	11-nov.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
93	LABIN COLOMBIA S.A.S.	900564491-8	AVENIDA CALLE 24 No. 96-10 BODEGA 2	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	31-oct.-22	18-nov.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACION (-25°C A -15°C)
94	LABMAX COLOMBIA S.A.S.	900896932-9	CARRERA 53 No. 66-81	BARRANQUILLA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	16-jun.-21	1-jul.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
95	LABORATORIOS BIOPAS BELLE S.A.	900326789-7	CARRERA 69 No. 21-63 BODEGAS 6 Y 15	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	2-mar.-23	22-mar.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C-30°C) Y DE REFRIGERACIÓN (2°C-8°C)
96	LABORATORIOS BIOPAS S.A	830106920-9	CARRERA 69 No. 21-63 BODEGA 6 Y 15	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	3-mar.-23	22-mar.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C-30°C) Y DE REFRIGERACIÓN (2°C-8°C)
97	LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S.	800092641-7	CALLE 17 A No. 69F-25	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	5-abr.-24	12-abr.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
98	LABTRONICS S.A.S.	830064712-1	CALLE 101 A No 47-32	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	14-oct.-22	3-nov.-27	CUMPLE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS, TÉCNICAS, LOCATIVAS Y DE CONTROL DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 3770 DE 2004, RESOLUCIÓN 132 DE 2006, PARA EL ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA ESPECÍMENES DE ORIGEN HUMANO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (18 °C A 40 °C), TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-20 °C)
99	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	900240177-9	ZONA FRANCA ZOFIA MANZANA 7, LOTE 37 BODEGA 1	GALAPA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	25-jun.-24	28-jun.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
100	LUMIRA S.A.S.	900886644-1	AV. 6 BIS NO. 27N-51 AV 6 Bis No. 27 N- 39	CALI	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	24-oct.-25	1-dic.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30 °C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
101	MACROSEARCH S.A.S.	830071701-1	CALLE 103 No 45A-29	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	15-dic.-23	19-dic.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I Y II A CONDICIONES DE AMBIENTE Y TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2 °C A 8°C)
102	MADHOS S.A.S.	901061393-9	CARRERA 31 No. 10-250	YUMBO	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	6-mar.-25	26-mar.-30	CUMPLE CON LAS CONDICIONES ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 35°C).
103	MDM CIENTIFICA S.A.S	811032591-0	CALLE 12 No 52 A - 73	MEDELLÍN	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	21-abr.-22	9-may.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CATEGORIA I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
104	MEDICAL FOODS S.A.S.	900721565-8	ZONA FRANCA LA CANDELARIA, KILOMETRO 9 VIA MAMONAL, BODEGA 6 MZ 1 ETAPA II	CARTAGENA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	24-oct.-24	30-oct.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
105	MERCK S.A.	860000580-0	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 COSTADO OCCIDENTE PARQUE INDUSTRIAL CELTA BODEGA 8	FUNZA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	26-abr.-21	13-may.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA I, II Y III, REACTIVOS IN VITRO, IJO Y RUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-10°C A -25°C)
106	MICROBIOLOGIA Y GENETICA LTDA. / MICROGEN LTDA.	830083397-5	CALLE 55 No. 71D-07	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	21-jun.-22	12-jul.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO IJO Y RUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (0°C A -30°C)
107	MILENIUM MEDICAL SUPPLIER S.A.S.	900167249-9	CALLE 125 No. 21A-27 OFICINA 301	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	24-jun.-22	21-jul.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORIA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
108	MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S	900383361-1	CALLE 17 A No. 69F-25	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	15-sep.-23	20-sep.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, Y REACTIVOS IN VITRO RUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C) Y REFRIGERACION (2°C A 8°C)
109	MOBILAB MEDICAL INNOVATIVES S.A.S.	901781991-2	CALLE 29 D No. 55-10 PISO 2 BODEGA 201	MEDELLÍN	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	27-jun.-24	3-jul.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II, Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C).
110	MOLECULAR ENGINEERING S.A.S.	800122987-1	CALLE 81 No. 74A-05	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	19-may.-25	6-jun.-30	CATEGORÍAS I Y II Y REACTIVOS IN VITRO, A CONDICIONES DE: TEMPERATURA AMBIENTE (9° C A 30° C), TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2° C A 8° C), TEMPERATURA DE CONGELACIÓN (-20° C A -5 °C).
111	NELINCO LTDA.	800128935-4	CALLE 44 A NO. 50-96	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	24-jun.-21	19-jul.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C)
112	NEWFOUNDLAND DIAGNOSTICS S.A.S.	901662459-5	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 10 BODEGA 66 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	6-mar.-24	11-mar.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C).
113	NIPRO MEDICAL CORPORATION	830117139-1	AVENIDA CALLE 24 No 95 - 12 BODEGAS 23 Y 24	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	27-abr.-21	13-may.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C)
114	NOVA MEDICA S.A.S	802001786-4	CARRERA 106 # 15 A 25 MANZANA 9 BODEGAS 15 Y 16	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	23-oct.-25	11-nov.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE RD IN VITRO CATEGORIA II A CONDICIONES DE REFRIGERACION 2°C A 8°C
115	NOVATEC DIAGNOSTICS & CIA. LTDA.	900014014-9	CARRERA 70 No. 65A-61 OF 124	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	12-abr.-21	28-abr.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA EXÁMENES DE ESPECIMENES DE ORIGEN HUMANO, CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°C A 8°C) Y TEMPERATURA AMBIENTE.

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
116	OPERANDO MÉDICO QUIRURGICOS S.A.S	900319471-1	CARRERA 69 No. 21-63 BODEGAS 6 Y 13	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	10-oct.-25	29-oct.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 35°C)
117	ORGANIZACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD S.A.S - OMEPS S.A.S.	900470805-2	CALLE 20 No 18-20 PISO 1 BARRIO LA PRADERA	DOSQUEBRADAS	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	5-dic.-23	7-dic.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 3770 DE 2004 Y LA RESOLUCIÓN 132 DE 2006.
118	ORGANON COLOMBIA S.A.S.	901378725-2	Km 1 VIA LA FUNZHE COSTADO ORIENTAL, VIA FUNZA-COTA BODEGA 39 (PARQUE INDUSTRIAL ZOL)	FUNZA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	24-mar.-23	13-abr.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C)
119	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S	900976977-3	CARRERA 69 No. 21-63 BODEGAS 4, 5, 6 Y 8	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	6-abr.-22	27-abr.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (MENOR A -18°C)
120	ORTOPEDICOS DISALUD S.A.S.	901091299-2	TRANSVERSAL 93 No. 53-32 INT 4 PARQUE EMPRESARIAL EL DORADO	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	26-mar.-21	14-abr.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 40°C)
121	ORTOPEDICOS DISALUD S.A.S.	901091299-2	CALLE 44 NO. 16-58	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	23-abr.-25	28-abr.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30 °C)
122	PATHVISION S.A.S.	901057751-7	CALLE 103 NO. 45A-29/35	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	10-oct.-24	29-oct.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO CATEGORÍA I Y II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE.
123	PHARMABEST S.A.S.	900789635-8	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 10 BODEGA 66 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	15-jul.-22	3-ago.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA III TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
124	PHARMEDIC INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	901745400-9	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	1-abr.-24	11-abr.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C).
125	PREVENCO S.A.S.	901173357-4	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	26-dic.-23	29-dic.-28	REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
126	PROCAPS S.A.	890106527-5	KILOMETRO 0,7 VÍA DEL ROUND POINT DE SIBERIA VÍA FUNZA PARQUE EMPRESARIAL BODEGAS 203 Y 204	TENJO	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	10-abr.-25	14-abr.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
127	PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA.	800000946-4	CARRERA 69 No. 21-63 BODEGA 6 Y 9 CILOG	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	30-nov.-22	21-dic.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORÍA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (8°C A 30°C)
128	PRODUCTOS MÉDICOS FARMACÉUTICOS DISTRIBUCIONES S.A.S.	900783942-7	CARRERA 106 NO. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	19-sep.-25	7-oct-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C)
129	PRODUCTOS ROCHE S.A.	860003216-8	KM 1,5 VIA SIBERIA-TENJO BODEGAS 1,2,12,13 TERMINALES LOGISTICOS DE BOGOTÁ	COTA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	19-jul.-22	5-ago.-27	CUMPLE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS, TÉCNICAS, LOCATIVAS Y DE CONTROL DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 3770 DE 2004, RESOLUCIÓN 132 DE 2006 Y DECRETO 1036 DE 2018, PARA EL ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO PARA USO GENERAL EN LABORATORIO Y USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 25 °C), REFRIGERACION ( 2°C A 8°C) Y CONGELACION ( -15°C A -25°C),
130	PURE LATAM COLOMBIA S.A.S.	901732770-2	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGAS 15 Y 16 ZONA FRANCA.	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	7-jun.-24	27-jun.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 35°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
131	QARDIABETES HEALTHCARE S.A.S	901919661-2	ZONA FRANCA DE OCCIDENTE, AVENIDA TRONCAL DE OCCIDENTE No. 20-85 BODEGA 27	MOSQUERA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	2-feb.-26	4-feb.-31	REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORÍA II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)
132	QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. / QUIMIREL	860065280-5	AV. CALLE 24 NO. 95-12 BODEGA 8 PORTOS PARQUE INDUSTRIAL	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	9-may.-23	26-may.-28	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I Y II, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C-30°C) Y TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°C-8°C).
133	QUIMIOLAB S.A.S	830024737-4	CALLE 77 No. 28B-13	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	24-ene.-25	29-ene.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS (I, II Y III) Y REACTIVOS IN VITRO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 25 °C), A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y A TEMPERATURA DE CONGELACIÓN (-15°C A -25 °C)
134	QUINBERLAB S.A.S	800005736-7	CARRERA 27 No 76-45	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	5-ago.-22	30-ago.-27	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C)
135	RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S.A.S.	830122760-4	CALLE 106 No. 54-63	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	20-ago.-24	30-ago.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), Y REFRIGERACION (2°C A 8°C)
136	REIMPAS S.A.S	901469951-1	CARRERA 20 No. 194-58	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	25-oct.-24	1-nov.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO, CATEGORÍA I II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
137	ROBERT BOSCH LTDA.	900184924-4	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	7-sep.-23	11-sep.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 25°C)
138	ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S.	860029022-9	CALLE 18 A No. 62-70	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	22-oct.-24	7-nov.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO, CATEGORÍA I Y II, Y REACTIVOS IN VITRO USADO SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)



La salud es de todos

Minsalud

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
139	S.I.S.M.G.S.A.S.	900920026-3	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	6-dic.-21	23-dic.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PRODUCTOS Y CONDICIONES DE TEMPERATURA: REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA: II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA: AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACION (-18 A -25°C)
140	SANITAS S.A.S	860000648-2	CALLE 35 No 20 – 18	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	2-jun.-23	22-jun.-28	REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C) REFRIGERACION (2°C A 8 °C), CONGELACION (-30°C A -10°C) Y ULTRACONGELACION (-60°C A -80°C)
141	SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	830010337-0	KM 1 VIA LA FUNZHE COSTADO ORIENTAL VIA FUNZA-COTA (PARQUE INDUSTRIAL ZOL BODEGA 39)	FUNZA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	14-jul.-21	2-ago.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C).
142	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LABORATORIOS S.A.S. LABSERVING S.A.S.	900130283-1	CARRERA 74 No. 25F-02	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	2-jun.-21	23-jun.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
143	SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL S.A.S SPI S.A.S	900070851-5	AVENIDA EL DORADO NO 96A - 47	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	2-jul.-21	5-nov.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C 30°C)
144	SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S.A.S.	860529151-6	CALLE 86 B No 49D-28 OFICINAS 303 Y 304	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	15-ene.-25	24-ene.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍA III, Y REACTIVOS IN VITRO USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C), CONGELACIÓN (-10°C A -30°C)
145	SEVENPHARMA S.A.S.	900188835-5	PARQUE EMPRESARIAL SAN JORGE AV TRONCAL DE OCCIDENTE KM 19 VIA BOGOTÁ - MOSQUERA BODEGA 72	MOSQUERA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	20-dic.-22	22-feb.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE
146	SIGMA CONTROL DE CALIDAD S.A.S.	901174133-6	AV DORADO NO. 96A-47	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	5-abr.-24	10-abr.-29	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II, Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C-30°C) Y DE REFRIGERACIÓN (2°C-8°C).



La salud es de todos

Minsalud

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
147	SIKER CORPORATION S.A.S.	901312567-1	KM 1 VÍA SIBERIA FUNZA ZONA FRANCA INTEXZONA BODEGA 94C	FUNZA	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	29-abr.-21	18-may.-26	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS: I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA: AMBIENTE (8°C A 27°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C), DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 3770 DE 2004 Y RESOLUCIÓN 132 DE 2006.
148	SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S	830508200-1	CALLE 143 No. 46-45 BODEGAS 202 Y 302	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	23-ago.-24	10-sep.-29	ALMACENAR Y ACONDICIONAR REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORÍA I, II Y III, Y REACTIVOS IN VITRO USADO SOLO EN INVESTIGACIÓN RUO-IUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C), CONGELACIÓN (<-20°C) Y ULTRACONGELACIÓN (<-80°C)
149	SYSMEX COLOMBIA S.A.S.	900718858-1	KM 1.5 VIA SIBERIA - TENJO BODEGAS 6, 7, 8, 9 Y 10 TERMINALES LOGISTICOS DE COLOMBIA	COTA	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	23-dic.-25	27-ene.-31	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIA I, II Y III, REACTIVOS IN VITRO Y RUO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 35 °C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 10°C)
150	TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A.S.	901381388-4	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 10 BODEGA 66 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	2-sep.-25	12-sep.-30	REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN-VITRO CATEGORÍA II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE 15°C A 30°C Y A CONDICIONES DE TEMPERATURA REFRIGERACIÓN 2°C A 8°C.
151	TECHNOMEDICAL S.A.S.	900311634-9	BARRIO MAMONAL KM 1 SECTOR BELLAVISTA CARRERA 56 No. 7C-39 CENTRO LOGISTICO BLOC PORT BODEGAS 43 Y 44	CARTAGENA	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	27-jun.-23	14-jul.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III A TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y DE CONGELACION (-10°C A -30C)
152	TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S.	901322851-1	KM 6.1 AUTOPISTA MEDELLÍN PARQUE EMPRESARIAL LOGIKA II BODEGA 7 BLULOGISTICS	TENJO	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	12-jul.-22	29-sep.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA ESPECIMENES DE ORIGEN HUMANO, CATEGORIAS II Y III
153	TECNOSUMA INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL COLOMBIA	830017658-1	CALLE 153 NO. 17-66	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	11-may.-23	31-may.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS II Y III, A CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN (2°C-8°C)
154	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA S.A.S.	901376169-8	KM 1,5 VIA SIBERIA - TENJO BODEGAS 6,7, 8, 9, 10 PARQUE TERMINAL LOGISTICO DE COLOMBIA	COTA	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	25-mar.-26	EN TÉRMINOS PARA INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN	REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (< A 30 °C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C), CONGELACIÓN (-15°C A -25°C) Y ULTRACONGELACIÓN (-60 A -90°C).

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
155	TITADSU S.A.S.	900115658-5	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 10 BODEGA 66 ZONA FRANCA. COSTADO OCCIDENTAL	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	6-oct.-23	27-oct.-28	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO CATEGORIAS II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (DE 9°C A 30°C)
156	TREE GLOBAL TRADING S.A.S.	900327557-1	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 10 BODEGA 66	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	9-dic.-21	24-dic.-26	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORIA I, II Y III, A TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-15°C A -25°C)
157	VELEZ LAB S.A.S.	860503326-5	CARRERA 17 A NO. 119A-42 / 52	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	21-oct.-22	18-nov.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO INVITRO, CATEGORIA I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)Y REFRIGERACION (2°C A 8°C)
158	VITAL TECNOLOGIA MÉDICA -VITAL LIMITADA	830018323-4	CALLE 94 No 64-10	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	26-sep.-22	12-oct.-27	CUMPLE LOS REQUISITOS DE CONDICIONES SANITARIAS, LOCATIVAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACION Y RECURSO HUMANO ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE, PARA EL ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA ESPECIMENES DE ORIGEN HUMANO CATEGORIA II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 40 °C) Y TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8 °C).
159	VITALQ S.A.S. - BIC	901384477-5	VEREDA CHACHAFRUTO, ZONA FRANCA DE RIONEGRO, BODEGA 120	RIONEGRO	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	12-jun.-25	18-jun.-30	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORIAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C), REFRIGERACION (2°C A 8°C) Y CONGELACION (-15°C A -30°C).
160	WERFEN COLOMBIA S.A.S.	900633240-2	CARRERA 69 No. 21-63 BODEGA 5	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO	14-jun.-22	7-jul.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, CATEGORIAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
161	WERFEN COLOMBIA S.A.S.	900633240-2	CARRERA 69 No. 21-63 BODEGA 6 Y 14	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	RECERTIFICADO	7-jun.-22	24-jun.-27	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA EXÁMENES DE ESPECIMENES DE ORIGEN HUMANO, CATEGORIAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C)Y DE REFRIGERACION 2-8°C

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
162	ASESORES DE CALIDAD PARA LABORATORIOS S.A.S.	901125941-1	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 9 BODEGA 16 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	28-may.-20	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y ACONDIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I Y II A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10 A 30°C), REFRIGERACIÓN (2 A 10°C) Y CONGELACION (-15 -25°C)
163	BIOMETRIKA LABORATORIO S.A.S.	900833628-4	CALLE 25 A No. 31 A - 47	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	2-mar.-21	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y ACONDIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C) Y REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C)
164	COMERCIALIZADORA CHEMI S.A.S.	900733338-4	CALLE 44 A No 89-37	MEDELLÍN	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	21-oct.-20	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y ACONDIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II, III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C)
165	FELGON LTDA.	830026545-6	CALLE 94 A No 60-30	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	10-dic.-20	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y ACONDIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y DE REFRIGERACION (2°C A 8°C)
166	NORSTRAY NUART S.A.S.	900519323-8	TRANSVERSAL 93 No. 51 - 98 BODEGA 73 A PARQUE INDUSTRIAL PUERTA AL SOL	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	1-feb.-21	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y ACONDIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C 30°C)
167	QUIK QUALITY IS THE KEY S.A.S. / QUIK S.A.S.	830501640-5	CALLE 63 C No 35-13	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	23-nov.-20	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y ACONDIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 35 °C), REFRIGERACION (2°C A 8°C) Y CONGELACION (-20°C A -40°C)
168	QUIMICA INTERNACIONAL LTDA.	860402717-8	CARRERA 43A No. 22A-86	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	5-abr.-22	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y ACONDIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (HASTA 30°C) Y A CONDICIONES DE REFRIGERACION DE (2°C - 8°C)

## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CCAA DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN-VITRO A FECHA 6 DE ABRIL DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la importación de reactivos de diagnóstico In - vitro.

El Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA) tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

No.	ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	LINEA DE PRODUCTOS
169	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.	860500862-8	CALLE 13 No.60-49/61	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	2-nov.-22	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS I, II Y III Y REACTIVOS IN VITRO PARA USO GENERAL EN LABORATORIO Y USADOS SOLO EN INVESTIGACIÓN RÚO-IUO CONDICIONES TEMPERATURA AMBIENTE (9°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2°C A 8°C) Y CONGELACIÓN (-30°C A -15°C)
170	SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S.	805014913-0	CARRERA 4 B No. 36A-71	CALI	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	30-jul.-20	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍAS (I, II Y III) A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (16 °C A 27 °C), REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C) Y CONGELACIÓN (-15 °C A -25 °C) Y REACTIVOS IN VITRO, ANALÍTICO ESPECÍFICO, GRADO ANALÍTICO, PARA USO GENERAL EN LABORATORIO, USADO SOLO EN INVESTIGACIÓN RÚO Y IJIO. A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (16 °C
171	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	900931305-0	CARRERA 69 No. 21-63 BODEGA 4	BOGOTÁ D.C.	IMPORTACIÓN	CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION	26-nov.-20	NO APLICA	ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA ESPÉCIMENES DE ORIGEN HUMANO CATEGORÍAS I, II Y III, A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 15° C A 30° C, DE REFRIGERACIÓN DE 20 C A 80 C, CONGELACIÓN DE -15° C A -25° C Y ULTRACONGELACIÓN DE -60° C A -80° C, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 3770 DE 2004 Y LA RESOLUCIÓN 132 DE 2006. CONCEPTO DE RECERTIFICACIÓN DE CCAA RD DE 26/11/2020: CUMPLE CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y RECURSO HUMANO PARA EL ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO CATEGORÍA I, II Y III A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE (10°C A 30°C), REFRIGERACIÓN (2 A 8°C), CONGELACIÓN (-15°C A -25°C) Y ULTRACONGELACIÓN (-60°C A -80°C)