

<https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1947472802-60-bolsas-almacenamiento-leche-materna-con-sensor-temperatu- JM>

<https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1947498802-30-bolsas-almacenamiento-leche-materna-con-sensor-temperatu- JM>

<https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1344960035-120-bolsas-almacenamiento-leche-materna-con-sensor-temperatu- JM>

<https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1343429933-120-bolsas-almacenamiento-leche-materna-con-sensor-temperatu- JM>


https://listado.mercadolibre.com.co/CustId_243920503?item_id=MCO1343429933&category_id=MCO420372&seller_id=243920503

https://www.google.com/search?q=SANLOPECOL&rlz=1C1SQJL_esCO1028CO1028&sourceid=chrome&ie=UTF-8

También puede interesarte: bolsas para leche materna

Volver al listado | Bebés > Lactancia y Alimentación > Bolsas para Leche Materna

Vender uno igual | Compartir



Nuevo | +5 vendidos

120 Bolsas Almacenamiento Leche Materna Con Sensor Temperatu

5.0 ★★★★★ (6)

\$ 90.000
en 12x \$ 7.500 sin interés

Ver los medios de pago

Llega gratis el miércoles
Más formas de entrega

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (179 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

También puede interesarte: bolsas para leche materna

Volver al listado | Bebés > Lactancia y Alimentación > Bolsas para Leche Materna

Vender uno igual | Compartir



Nuevo | +25 vendidos

30 Bolsas Almacenamiento Leche Materna Con Sensor Temperatu

4.4 ★★★★★ (9)

\$ 22.900
en 12x \$ 1.908 sin interés

Ver los medios de pago

Llega el miércoles por \$ 7.980 ~~\$ 13.300~~
Beneficio Mercado Puntos
Más formas de entrega

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (157 disponibles)

Comprar ahora

También puede interesarte: bolsas para leche materna

Volver al listado | Bebés > Lactancia y Alimentación > Bolsas para Leche Materna

Vender uno igual | Compartir



Nuevo | +25 vendidos

60 Bolsas Almacenamiento Leche Materna Con Sensor Temperatura

5.0 ★★★★★ (7)

\$ 41.900
en 12x \$ 3.492 sin interés

Ver los medios de pago

Llega el miércoles por \$ 7.980 ~~\$ 13.300~~


Beneficio Mercado Puntos

Más formas de entrega

Stock disponible

Cantidad: 1 unidad (153 disponibles)

Comprar ahora



SANLOPECOL

Cómo llegar

Guardar

Llamar

5.0 ★★★★★ 1 opinión en Google

Tienda general

Opciones de servicio: Ofrece entrega el mismo día

Dirección: Cra. 84a #71-8 Piso 301, Bogotá

Teléfono: 302 5553282

Horario: Cierra pronto · 7 p.m. · Abre a las 7 a.m. del mar

Sugerir una edición · ¿Eres propietario de esta empresa?



Buscar productos, marcas y más...

Enviar a Andres
Carrera 90a #44c-15

Categorías ▼ Ofertas ▼ Historial ▼ Supermercado ▼ Moda ▼ Vender ▼ Ayuda / PQR

Andres F... ▼ Mis compras ▼ Favoritos ▼

También puede interesarte: bolsas para leche materna

Volver al listado | [Bebés](#) > [Lactancia y Alimentación](#) > [Bolsas para Leche Materna](#)

[Vender uno igual](#) | [Compartir](#)



Nuevo | ~100 vendidos

120 Bolsas Almacenamiento Leche Materna Con Sensor Temperatura

4.8 (35)

\$ 80.000

en 12x \$ 6.667 **sin interés**

[Ver los medios de pago](#)

Llega el miércoles por \$ 7.140 ~~\$ 11.900~~

Beneficio Mercado Puntos

[Más formas de entrega](#)

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** ▼ (42 disponibles)

[Comprar ahora](#)

[Agregar al carrito](#)

Descripción

MARCA FIOCCHETTI

Únicas en el mercado con termómetro para uso en cada bolsa, si el color del termómetro está Morado indica que la leche esta fría, si esta azul claro indica que esta lista para uso y si esta color blanco esta demasiado caliente

Cada bolsa viene sellada individualmente para evitar contaminaciones cruzadas, se pueden utilizar una vez compradas

Las bolsas de almacenamiento de Leche Materna son ideales para almacenar y congelar la Leche Materna.

. Con reforzamiento en los laterales y un sistema de doble sellado, son las bolsas de Leche Materna más fuertes disponibles. Libres BPA y BPS.

REG. 2021DM-0023262

- + Super fuerte para almacenar, congelar y proteger la leche materna.
- + Doble cierre de cremallera para máxima protección.
- + Costuras laterales doble sellado reforzado
- + Preesterilizadas para almacenamiento seguro, libres de BPA y BPS.
- + Almacenar en forma plana para congelar y descongelar fácilmente.
- + Almacena hasta 7 Oz o 200 ml.
- + Sensor de temperatura que indica cuando esta a temperatura ideal

Garantía del vendedor: 1 meses