

La Unidad de los todos		AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL										FECHA DE PUBLICACION		invivimo	
Función Reguladora		PUBLICACION										feb-25			
Registros Sanitarios		Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Enero de 2025													
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de almacenamiento	Vida útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
4	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2021MB-13946-R2	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07AJ52	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - SAINT AMAND LES EAUX	1. RIXENSART- BELGICA 2. MARBURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
11	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33.3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 8.3 µg.+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TERLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I). CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWV. CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TERLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWV.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTIENE ESTABILIDAD QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - Hib)	INVIMA 2017MBT-14204-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAg)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAKONE1) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SALKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+HvB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+HvB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS. CAJA CON VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL CON LLA, CON O SIN AGUJAS HIPODERMICAS CONTENIENDO 0.5 mL DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON VIAL DE 3 mL CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL CON LLA, CON O SIN AGUJAS HIPODERMICAS CONTENIENDO 0.5 mL DE SUSPENSION INYECTABLE, EN UN EMPAQUE DE 10 VACUNAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MAS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION. ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	48 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. GSK VACCINES GMBH 6. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (PA PR-PT)	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOLLO - HUNGRIA 5. MARBURG - ALEMANIA 6. SINGAPUR - SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS: 1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS: 1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS: 1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS: 0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS: 1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS: 1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PD/PS: 1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERJUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA POR 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AL02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	1. GODOLLO - HUNGRIA 2. SINGAPUR - SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2020MBT-007238-R2	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON CCT CON AGUJA. PREENLADADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y PRTO CON AGUJA. PREENLADADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y TAPA DE PUNTA DE CAUCHO FM30 CON AGUJA. PREENLADADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
27	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PREENLADADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PREENLADADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADADA DE 1.25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM47 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

28	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1.25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPÓN DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1.25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PLÁSTICA RÍGIDA (PRTC), TAPÓN DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1.25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM45 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07B002	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPAL ACTIVO) 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	230249	INFANRIX-IPV-HIB (DTPA-IPV-HIB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	TOXOIDE DIFTERICO-TOXOIDE TETANICO-ANTIGENOS DE BORDE TELLA PERTUSSIS; (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)-HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL CONJUNTO DTPA-IPV-HIB. JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HIB, MÁS 2 AGUJAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACIÓN A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07C0A6	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. GSK VACCINES GMBH 6. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (PA PRP-TT)	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODDLO - HUNGRIA 5. MARBURG - ALEMANIA 6. SINGAPUR - SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	19991862	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA R1X4414) NO MENOS DE 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1.5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1.5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO)	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
34	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPÓN DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO DEBE INYECTARSE INMEDIATAMENTE, EN CASO DE NO USARSE INMEDIATAMENTE LA VIDA UTIL DE LA VACUNA RECONSTITUIDA ES DE 8 HORAS EN CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 Y 8°C.	24 MESES	J07B052	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. CORIXA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES UNIDOS 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GSK VACCINES GMBH	1. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 2. ABANO TERME PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20211243	BEXSERO VACUNA MENINGOCÓCICA MULTICOMPONENTE DEL GRUPO B SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2024MBT-0000098	RP287-963 50 MCG, RP361C 50 MCG, RPS36-741 50 MCG, OMV 25 MCG	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPÓN PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS CAJA CON 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPÓN PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS MUESTRA MEDICA: CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA VIDRIO TIPO I CON EMBOLO DE BROMOBUTILO TIPO I Y TAPÓN PROTECTOR GOMA TIPO 8 O TIPO III CON O SIN AGUJAS	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L.	SOVICILLE-ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	20236367	SHINGRIX VACUNA CONTRA EL HERPES ZÓSTER (HZ O CULEBRILLA)	INVIMA 2024MBT-0000100	ZOSTER, VIVA ATENUADA	CAJA CON 1 Y CAJAX 10 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPÓN DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF. MÁS UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE SOLVENTE, CON TAPÓN DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AGRAFE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF. MÁS 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE SOLVENTE, CON TAPÓN DE CAUCHO DE CLORO BUTILO Y AG.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 °C. TRAS LA RECONSTITUCIÓN LA VACUNA DEBE UTILIZARSE DE INMEDIATO, SI ESO NO ES POSIBLE, DEBE ALMACENARSE EN REFRIGERADOR (ENTRE 2 °C Y 8 °C), SI NO SE UTILIZA EN UN PERIODO DE 6 HORAS, DEBE DESECHARSE	36 MESES	J07BK03	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA	1. RUE DE INSTITUTEUR 89-1330 RIXENSART 2. PARC DE LA NOIRE EPINE AVENUE FLEMING, 20 1300 WAVRE	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	AVENIDA EL DORADO 69B 45 PISO 9

**LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS**

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de Almacenamiento	Vida Útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
--------	------------	----------	--------------------	------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------	-----	---------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

1	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 U <sub>I</sub> )+TOXOIDE DE TETANO (>= 60 U <sub>I</sub> )+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (>= 4 U <sub>I</sub> )+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNIDO COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MOG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MG/ML DE ALUMINIO) <= 1,25 MG+TIOMEROSAL 0,01% W/V+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VIAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0,5 ML + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL. CAJA POR 1 O 20 JERINGAS DE VIDRIO CON TAPON DE GOMA, VASTAGO DE EMBOLO EN POLIPROPILENO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	RIONEGRO- COLOMBIA
2	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2021MB-0008371-R1	VIRUS ATENUADO DE VARICELA ZOSTER NO MENOS DE	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION MAS DOS AGUJAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIXA CORPORATION D/BA GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FAB. ANTIGENO) 6. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA 6. ABANO TERME - ITALIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 AMPOLLAS DE DOSIS UNICA 0,5ml DE AGUA PARA INYECCION EN AMPOLLA DE VIDRIO. CAJA POR 50 VIALES (VIAL DOSIS UNICA) PARA RECONSTITUIR EN 0,5 ml.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07BD52	SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT, LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT, LTD.	PUNE - INDIA	CENTRO DE VACUNAS SPEICES (CVS) S.A.S.	BUCARAMANGA - COLOMBIA
4	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	VIRUS VIVO ATENUADO DEL SARAMPION (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 ^ 3.0 DIC50, VIRUS VIVO ATENUADO DE LA PAROTIDITIS (CEPA RIT 4385, DERIVADA DE JERYL LYNN) NO MENOS DE 10 ^ 4.4 DIC50, VIRUS VIVO ATENUADO DE LA RUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273) NO MENOS DE 10 ^ 3.0 DIC50, VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ^ 3.3 UFP	CAJA X1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS DE LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLLA CON DILUENTE PARA RECONSTITUCION + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR, DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS, PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	J07BD54	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE VACCINES GMBH (GRANEL PAROTIDITIS) 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. WAVRE- BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. MARBURG - ALEMANIA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

**\* Novedades de la publicación del mes de Enero de 2025**

1. Se actualiza la información para la vacuna INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - Hib) con expediente 19905376, por migración normativa a Decreto 1782 aprobada mediante Resolución No. 2025001791 del 17 de Enero de 2025.