

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL																
PUBLICACION										FECHA DE PUBLICACION						
Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Enero de 2021										feb-21						
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Domicilio del Importador	
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	20/08/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO 1 POR 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	34354	ENGERIBIB-B 20 SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 100 VALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO IDE 1 mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25ml CON CCT. TAPON DE CAUCHO FM27 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1.25ml CON LLA TAPA PLÁSTICA RIGIDA, TAPON DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	36 MESES	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
4	216863	TWINRIX 0 SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	29/08/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHSB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 CON AGUJA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GmbH & Co. KG)	1. RENSART - BELGICA 2. DRESEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT-4380) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRIBUEOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO 1 CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO - JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO POR 0.5ML DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	24 MESES	J07BD62	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RENSART - BELGICA 2. ABANO TERME, PADIJA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
6	230249	INFANRIX-IPV-HIB (DTaP-IPV-HIB)	INVIMA2020MB-012551-R2	09/01/2026	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTINA FILAMENTOSA (PHA)+PERTACTINA (PRN) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SALKETT)+POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRPb) CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLF-PF CON EL COMPONENTE DTPa-IPV. MAS UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO 1 CCT O LLA CON EL COMPONENTE HIB. MAS 2 AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
7	19904509	BOOSTRIXB VACUNA ADSORBIDA DTPa	INVIMA 2010 M-13946 R1	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBICO+ HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA CONTENIENDO 0.5 mL DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS TERUMOB E INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07CA99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. INSTALACION SA04 DE	1. RENSART - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTINA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SALKETT)+POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRIBOSIL RIBITOL) CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 19-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0.5ml. CON AGUJA ACHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0.5ml. CON AGUJA ACHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 10. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA 0.5ml. EN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 Y CAJA X 10	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	36 MESES	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. 3. SANOPI PASTEUR S.A. 4. SANOPI S.P.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. LYON - FRANCIA 3. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 4. ANAGNI - ITALIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	19972109	CARDASIL 0 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-0006714-R1	10/09/2025	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.5ml DE SUSPENSION. JERINGA/VIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 58 * CAJA POR 1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0.5ml DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
10	19983099	M-M-R-B II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	2/09/2025	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS Y VIAL CON DILUYENTE + CEPA JERYL LYNN 0 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA POR 1 Y 10 VALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°-8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2° A 8°C)	24 MESES	J07BD62	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

11	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008556-R1	10/07/2025	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 mL (UNICOS). CAJA POR 11 Y 10 VIALES DE 0.5 mL. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 °C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07/L01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-000878-R1	02/09/2025	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.5mL. VAL. DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°Y 8°C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	36 MESES	J07/AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR S.A.	TORONTO, ONTARIO - CANADA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
13	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008556-R1	2011/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PREENLADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PREENLADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
14	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C a 8 °C).	24 MESES	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORPORA CORPORATION/DDBIA GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (FAB. ANTIGENO) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
15	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	2011/2025	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1.25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXO SMITH CLIAN BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE MCB Y YCB)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
16	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	19/09/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R04414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1.5 mL (1 DOSIS CADA TUBO) CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X 1.5 mL (1 DOSIS CADA JERINGA).	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
17	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	27/08/2025	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS: 1.6) + CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS: 1.7) + CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS: 1.6) + CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 8B Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS: 0.8) + CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS: 1.1) + CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS: 1.4) + CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS: 1.4) + CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION MAS UNA AGUJA DE ACERO 26G1 (TERUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA POR 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. INSTALACION S040 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
18	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGADIZA DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BRATIER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
19	20018952	ZOSTAVAX®	INVIMA 2018M-0012565-R1	20/02/2023	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #1816 DE BOROSILICATO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE. MAS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUENTE AGUA PARA INYECCION MAS UN INSERTO. CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #442595 DE CLOROBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE MAS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUENTE AGUA PARA INYECCION MAS UN INSERTO.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 2. FATHSON MANUFACTURING SERVICES LLC. 3. DMS PHARMACEUTICALS INC. 4. MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. WASHINGTON - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 4. PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

20	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA2020M-0013359-R1	05/08/2025	TOXOIDE TETANICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	PUNE - INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILECV SAS.	1 BOGOTÁ - COLOMBIA 2. CAJICA CUNDINAMARCA
21	20048007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TEFANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	25/09/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1, 10 Y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
22	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLADADA POR 1ml.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	24 MESES	J08BB04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA	1. CALI- COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
23	20071968	FLUCUADRI® VACUNA ANTINFUENZA 0,5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	28/06/2025	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO ABRISBANE/022018 IVR-190 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO ASOUTH AUSTRALIA/020191 IVR-197 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO BPHUKET/30732013+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO BWASHINGTON/022019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PREENLADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0.5ml. CON ADAPTADOR LUER-LOCK, EMBOLO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX Y CAPUCHÓN SIN LÁTEX.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
24	20072153	HEXAMIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. TOXOIDE PERTUSSIS-ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MANKON) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS. CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA VIDRIO TIPO I. TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
25	20068498	PROQUAD ®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPÓN DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBELA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO . CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PREENLADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICAL, INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STER LCC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. NORTH CAROLINA - USA 2. PENNSYLVANIA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
26	20078419	FLUCUADRI® VACUNA ANTINFUENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/08/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ABRISBANE/022018 IVR-190 (H1N1)+ASOUTH AUSTRALIA/342019 IVR-197 (H3N2)+BPHUKET/30732013+BWASHINGTON/022019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PREENLADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0.5ml. CON ADAPTADOR LUER-LOCK. UN TAPON-EMBOLO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ-COLOMBIA
27	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	36 MESES	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	19933276	TETRAMIX ®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSIS PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0.5ml CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSE UNICA DE 0.5ml. Y DOS AGUJAS SEPARADAS .	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PREENLADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSSELES - BELGICA 3. ROENSART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA	1. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S.	1 Y 2 BOGOTÁ - COLOMBIA
30	19939796	AVAXIM® BQU PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GIB CULTIVADA EN CELLAS DIPOIDES HUMANAS MRC-5.	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VALES DE 10 DOSIS DE 0.5ml. CADA DOSIS VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	19940568	MOVAVX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R1	1/04/2021	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA PREENLADA UNIDOSIS 0.5 ML EN VIDRIO TIPO I INCOLORA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	36 MESES	J07AM51	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R1	01/01/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 10 VALES POR 0.5ML. VAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO .	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. LA HABANA, CUBA 2. LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
33	20012258	MENACTRA ®	INVIMA 2016M-0011293-R1	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

34	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	A/BRISBANE/02/2018 (H1N1) PM09 - CEPA ANÁLOGA (A/BRISBANE/02/2018, NR-180) + ASSOUTH AUSTRALIA/34/2019 (H3N2) - CEPA ANÁLOGA (ASOUTH AUSTRALIA/34/2019, NR-187) + B/WASHINGTON/02/2019-LK2 (B/VICTORIA LINEAGE) - CEPA ANÁLOGA (B/VICTORIA/705/2018, BVR-11)	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAPÓN-EMBUDO CON 1 Y 10 Viales con un tapón de vidrio INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	12 MESES	J07B02	SEQRUS S.R.L	1. GLAXOSMITH-KLINE VACCINES S.R.L 2. SEQRUS S.R.L 3. SEQRUS S.R.L 4. SEQRUS S.R.L 5. SEQRUS S.R.L 6. SEQRUS S.R.L 7. SEQRUS S.R.L 8. SEQRUS S.R.L 9. SEQRUS S.R.L 10. SEQRUS S.R.L	1. ITALIA 2. LIVERPOOL - REINO UNIDO	BIOTOSCANA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WESTAR RABIES PM/WB3 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROLACTINA > 2.5 UI/ POTENCIA MEDIANA UTILIZANDO LA PRUEBA EN ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GLOBOBITA Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 6) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	20087287	VARIAX® VACUNA ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2018M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y FT) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANNIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	20019145	VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	30/05/2022	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA TIO VIV. ATENUADO NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA, JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. LA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
39	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - HB).	INVIMA 2017 M-14204-R2	29/07/2022	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. TOXOIDE PERTUSSICO (P)-HEMAGLUTININA FLAMIENTOSA (FHA)-PERTACTINA (PRN) +ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO Y+TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+Pv) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE.	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MAS DE 6 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUSTACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVERE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
40	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2017M-003900-R2	18/01/2023	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR LTD.	LG CHEM LTD	REPÚBLICA DE COREA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	40062	VA-MENGOC - CB®	INVIMA 2019M-011972-R3	26/03/2024	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	VIALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0,5mL). ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MULTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS ENVASADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MULTIPLES CON GRADILLA CONTENIENDO 10 BULBOS DE 1, 10 O 20 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07A03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LATORRORIOS DELTA S.A.S.	ENVIGADO - COLOMBIA
42	20078154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (ADN)	INVIMA 2019M-0019156	09/09/2024	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSION EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07B01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	22/11/2024	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERÁ NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 VIALES POR 1 DOSIS/VIAL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07B02	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	09/01/2024	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 + 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 + 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 + 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	24 MESES	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
45	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	5/01/2023	CEPA DE TIPO ABRISBANE/02/2018 (H1N1) PM09 (A/BRISBANE/02/2018, NR-180) + CEPA DE TIPO ASSOUTH AUSTRALIA/34/2019 (H3N2) (ASOUTH AUSTRALIA/34/2019, NR-187) + CEPA DE TIPO B/WASHINGTON/02/2019-LK2 (B/WASHINGTON/02/2019-LK2 + SALVAJE) + CEPA DE TIPO B/PHUKET/307/2013 (B/PHUKET/307/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELLENADA. VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLÁSTICO RÍGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GLOBOBITA Y TAPA REMOVIBLE DE POLIESTIRENO (MONODOSSIS POR 0.5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON 0 SIN AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

46	20093269	GARDASIL9 VACUNA RECOMENDANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADA(S) CON 0,5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO CAJA X 1 O 10 VALDES, CON 0,5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJERSE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO ) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
47	20018999	MENVEO	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO A 10 µg, CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO W-136; 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VAL DE 2 mL VIDRIO INCOLORO TIPO 8 COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO 1) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DE COMPONENTE LIQUIDO MEN C.V.V. CAJA + 5 FRASCOS VALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO 1) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO 1) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN C.V.V.	POLVO LIOFILIZADO A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
48	19981555	CERVARX VACUNA.	INVIMA 2020M-0007488-R1	01/07/2025	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO 1 INCOLORO DE 3ML. CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE 1,25 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	48 MESES	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIKENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
49	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	19/06/2025	CEPA AMCHIGAN452015 (H1N1) PDMS CEPA ANALOGA AMCHIGAN452015, NYMC X-275 + CEPA AHONG KONG4801/2014 (H2N2) - CEPA ANALOGA (AHONG KONG4801/2014, NYMC X-2838) + CEPA BIRSEBANE602008 (LN/AJE VICTORIA) + CEPA BPHUNET30732013 (LN/AJE YAMAGATA)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACION (2°C - 8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ.	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR	SANOFI PASTEUR	MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
50	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	09/08/2025	TOXOIDE DE DIFTERIA (≈ 30 UI)-TOXOIDE DE TETANO (≈ 60 UI)-BORDETELLA PERTUSSIS - CELULOSA ENTERA (≈ 4 UI)-ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B LINDO. COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MCG DE TOXOIDE TETANICO + FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MG/ML DE ALUMINIO) ≈ 1,25 MG + TOMEROSAL 0,01% W/W + AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VAL DE VIDRIO TIPO 1 INCOLORO POR 0,5 ML. + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	18 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA, INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	ANTIOQUIA - COLOMBIA
51	20121851	DENGVAJXAB	INVIMA 2020M-0019754	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 3 Y VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VALES. 5 VALES DE VIDRIO TIPO 1 DE 4ML CON TAPON DE GOMA DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF MARRON MEDIO QUE CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (5 DOSIS), MÁS 5 VALES DE VIDRIO TIPO 1 DE 3ML CON TAPON DE GOMA (CLOROBUTILO O BROMOBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF GRIS OSCURO QUE CONTIENE DISOLVENTE (5 DOSIS - 2,5ML).	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0,9% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07EX01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2.SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR NVL	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2.MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SACSNE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
52	20146427	INFLUVAC* TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	03/08/2025	HEMAGLUTININA DE LA CEPA AMCHIGAN452015 (H1N1)PDMS-LIKE STRAIN SINGAPORE/GP1908/2015, (VIR-19) -HEMAGLUTININA DE LA CEPA4*/SINGAPORE/INFIMH-16-6019/2016(H2N2)-LIKE STRAIN (ASINGAPORE/INTM15-01/05/2015, NB-104)-HEMAGLUTININA DE LA CEPA BPHUNET30732013-LIKE STRAIN (BPHUNET30732013, WILD TYPE) +HEMAGLUTININA DE LA CEPA BIRSEBANE602008-LIKE STRAIN (BIRSEBANE602008, WILD TYPE).	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS UNICA CON AGUA DE 16 mm (VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR/SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2-8°C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ.	12 MESES	J07B02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	Vierweg 12, 8121 AA, OLST - Paises Bajos	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.S.	Cra. 1 No. 46 - 84, Cali - Valle
53	20094756	DENGVAJXAB	INVIMA 2020M-0019753	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 3, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VALES. CADA VAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE DE 0,5 ML DE VIDRIO TIPO I EN AGUA QUE CONTIENE UN TAPON EMBOLO Y UN CARPACHON, MÁS 20 AGUIJAS SEPARADAS Y UNA CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 1 JERINGA DE DISOLVENTE DE 0,5 ML DE VIDRIO TIPO I EN AGUA QUE CONTIENE UN TAPON EMBOLO Y UN CARPACHON. MÁS DOS AGUIJAS SEPARADAS. CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS JERINGA DE DISOLVENTE DE 0,5 ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUA DE ACERO INOXIDABLE DE 58 Y CALIBRE 26 Y TAPON EMBOLO CON PROTECTOR DE AGUA. CAJA POR 10 VALES, CADA VAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE PRELLENADAS DE 0,5 ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUA DE ACERO INOXIDABLE DE 58 Y CALIBRE 26 Y TAPON EMBOLO CON	POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0,4% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07EX01	SANOFI PASTEUR S.A	1. SANOFI PASTEUR 2.SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR NVL	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2.MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SACSNE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA

54	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	01/04/2021	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA	CAJA X FRASCO VIAL MONODISIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA. CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODISIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BG01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 3. SOVEREING PHARMA PRIVATE LIMITED	1. ANKLESHRIAR, GUJARAT 2. BELLARIA-ROSA SOVICILLE (SI) 3. NANI DAMAN	GLAXOSMITHK LINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ-COLOMBIA
55	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2020MB-000810-R1	31/12/2025	VIRUS DE SARAMPION VIVO ATENUADO (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3+VIRUS DE PAPERIA VIVO ATENUADO (CEPA RIT 4386) DERIVADA DE JERYL LYNN NO MENOS DE 10 4.4. CCID50 3+VIRUS DE RUBECOLA VIVO ATENUADO (CEPA WISTAR RA 273) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3+VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.3. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 mL DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR. CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BULE BROMOBUTILO, CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON 0.5mL DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 4. DELPHARM TOURS-CHAMBRAY LES TOURS(DILUENTE) 5. ASIFEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. RIXENSART - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. WAWRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LES TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHK LINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
56	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA2019M-0016620	01/04/2021	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	CAJA X1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO (BOROSILICATE) +AGUJA + TAPON DECAUCHOSILICONADO+EMBOLO DE POLIPROPILENO CON 0.5mL CADA JERINGA	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BK02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40. SANDAN-GILL HAWASUN-EUP, HWASUN-GUN, JEOLLANM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCAN FARM S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS</b>																
Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2017M-0012519-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV/06) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7mL DE AGUA PARA INYECCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 3°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	24 MESES	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	KOREA DEL SUR.	BIOTOSCAN FARM S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20114308	TRUMENAB®	INVIMA 2019M-0019054	20/06/2024	MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH09	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. WIEN - AUSTRIA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
<b>* Novedades de la publicación del mes de Enero 2021</b>																
<p>1. Se incluye la VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC con registro sanitario No. INVIMA 2019M-0016620 expediente 20070572 por actualización de la fecha de vencimiento del registro sanitario.</p> <p>2. Actualización de la información de la vacuna INFANRIX -IPV-HB (DTPA-IPV-HB), expediente 230248, por renovación del registro sanitario INVIMA2020MB-012551-R2, mediante Resolución No. 2020046104 del 28 de Diciembre de 2020.</p> <p>3. Actualización de la información de la vacuna VAMMRIX, expediente 19990911 por renovación del registro sanitario No. INVIMA 2020MB-000810-R1, mediante Resolución No. 2020043873 del 15 de Diciembre de 2020.</p>																