



La salud es de todos

Minsalud

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL



FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de marzo de 2019										abr-19		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017 En trámite de renovación	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	34354	ENGERRON-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg EQUIVALENTE A 30 US DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	40062	VA- MINGOC - BCB	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 En trámite de Renovación	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA CON 10 VALES X 1 DOSIS (0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VALES X 1 DOSIS (0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VALES X 10 DOSIS (0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VIAL X 10 X10 o 20 DOSIS (0.5mL) VIAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19806, LA LISA, CUIDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
4	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA POR 0.5mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M- 007238 R1	18/03/2018 En trámite de renovación	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHSB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL ADN R	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PRELENADA CON 1 mL. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
6	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019 EN TRAMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRROTTITIS (CEPA RT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTOLO + JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y BU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BD02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FEDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA, 3/A- 35031 ABANO TERME (PD)- 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
7	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - SHEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL. CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 mL)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	230249	INFANRIX- IPV+HB (DTPa-IPV+HB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (69 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINIO (BAJO SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO) + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (IMAHONEY SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (IMEF1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HEMOPHILUS INFLUENZAS TIPO B) Y TOXOIDE TATANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA. VAL. + JERINGA PRELENADA X 0.5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
9	19904509	BOOSTRIMB VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO MN + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO MN + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFS) SIN AGUJA FLJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUJA FLJA LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE 0.5ML + UN VIAL LIOFILIZADO. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA 0.5ML SIN AGUJA + VAL CON LIOFILIZADO + DOS AGUJAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	TRES AÑOS	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 21 NON 3. 69280 MARCY L'ETOILE 4. LOC. VALCANELLO -03012 ANAGNI, FRANCIA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016 En trámite de renovación	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA MAS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VALES CON 0.5ML DE SUSPENSION. VIAL DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINICO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C.NO CONGELAR. PROTEJASE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES AÑOS	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP 3. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
12	19972534	ROTATEQB VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0008959	27/03/2017 En trámite de renovación	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 X 10E6, G2 + 2.8 X 10E6, G3 + 2.2 X 10E6, G4 + 2.3 X 10E6 Y F1 + 2.3 X 10E6.	CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MAS INSERTO. CAJA POR 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MAS INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8°C PROTEGER DE LA LUZ	DOS AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	SUNNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
13	19981555	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2000M-0007488	21/11/2017 En trámite de renovación	L1 DEL VIRUS DEL PAPLOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPLOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1 + 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO 1 + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
14	19983999	M-M-RB II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBIOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018 En trámite de renovación	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL L'INN® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA VISTAR RA 273	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
15	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018 En trámite de renovación	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML (UNIDOS). CAJA POR 1 Y 10 VALES (DE 5 DOSIS) MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
16	19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018 En trámite de renovación	TOXOIDE PERTUSSICO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA.	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINICO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (RUE 314)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
17	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018 En trámite de renovación	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO 1 PREENLADA CON 0.5 mL DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Costa-Columbia
18	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018 En trámite de renovación	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO) CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	DOS AÑOS	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. FONT SAINT - LANDRY 10 1120 BRUSSELS (NEDER OVER HEEMBEEL) - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018 En trámite de renovación	VIRUS DE VARICELLA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CIDDD 3	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	29/08/2018 En trámite de renovación	ANTIGENO HAV	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA POR 1 mL AGUJA. CAJA CON UN VIAL DE 1ML DE AGUA ESTÉRIL PARA INYECCION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
21	19991862	ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018 En trámite de renovación	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CP8A 804414) CANTIDAD 10 X 1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X 11,5 ML (1 DOSES) CADA TUBO. CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1,5 ML) (1 DOSES) CADA	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
22	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN + CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO + CAJA POR 1,10 o 100 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIENSBART 2. 10 TUNE SOUTH AVE R. SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
23	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALIENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTÓN POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGLUA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS	1. SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNE., NEWBRIDGE COUNTE., KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANDE CASTLE BUSINESS PARK, CLONALKIN, DUBLIN 22, IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S. 3. LABORATORIOS WYETH INC.	Bogotá - Colombia
24	20018952	ZOSTAVAX®	INVIMA 2018M-0012668	20/02/2023	CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERCK DEL VIRUS DE VARICELA ZOSTER	CAJA PLEGADIZA CON 1 y 10 VIAL DE VIDRIO DE BROSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #1816 DE BROSILICATO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE MÁS 1 y 10 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE DILUYENTE AGUA PARA INYECCIÓN MÁS UN INSERTO respectivamente.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. JUBLANT HOLLISTER/STIER LLC 2. PATHCON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. DMS PHARMACEUTICALS INC. 4. MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE 992074 2. GREENVILLE, NC 27034 USA 3. 5900 NORTHWEST, GREENVILLE, NC 27634 4. 770 SUNNYSIDE AVENUE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19468 U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
25	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDO TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017 En trámite de renovación	TOXIDO TETANICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES AÑOS	J07AM01	LARYSA ANELIS ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. 2. SILDVY SAS. 3. LARYSA ANELIS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
26	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018 En trámite de renovación	TOXIDO TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
27	20055505	HYPERHEP B®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019 EN TRAMITE DE RENOVACION	HBV/INOLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLADA POR 1 mL.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMAQUILA S.A.S.	1. CALI - Colombia 2. Bogotá - Colombia
28	20071968	FLIJUADR® VACUNA ANTIFLUJENZA 0,5 ML.	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALFORMINA/720209 (H1N1) + A/TXAS/50/2012 (H3N2) + B/TXAS/6/2011 (ANALOGA A B/WISCONSIN/1201/09 VIRUS) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO	0,5 mL EN JERINGA PREENLADA DE VIDRIO DE BROSILICATO TIPO I QUE CONTIENE UN ADAPTADOR Y UN CAPUCHÓN MONTADO EN UN EXTREMO. LA BARRA DEL ÉMBOLO ES VIOLETA CON TAPON DE BROSILICATO O GRIS. SUPERFICIE TRATADA CON SILICONA GRADO MEDICO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
29	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXIDO DIFTERICO PURIFICADO + TOXIDO TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS TOXOIDE PERTUSIS + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS-HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIO/MELITS INACTIVADO TIPO 1 (MAYONEV) - VIRUS DE POLIO/MELITS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIO/MELITS INACTIVADO TIPO 3 (SALKETT)) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA - (PPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON ÉMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHÓN NEGRO POR 1 DOSES, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A. Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Corsac	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
30	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (x= 30UI) + TOXOIDE TETANICO (x= 40UI) + B. PERTUSIS (x= 4 UI) + HBSAG (R ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO (PP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO O CRIS GIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 MESES	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
31	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERBYL LYNH + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WESTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + JULLANT HOLLISTER STER LCC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHÜTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG, ALEMANIA DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
32	20078419	FLUQUADRIB® VACUNA ANTI-LEUCEA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORNIA/72009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de borosilicato tipo I por 0,25mL, con adaptador Luer-lock, un tapón-embudo.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá-Colombia
33	41380	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 mL unidades y caja por 10 vietas medidos por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
34	19933276	TETRAKIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY Y L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
35	20051113	NIMENRIN®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-137 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	VIAL (POLVO LIOFILIZADO) + JERINGA PRELLENADA (SOLVENTE); + VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL, Y 1 JERINGA PRELLENADA QUE CONTIENE 0,5 mL DE SOLVENTE POR JERINGA, CON 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
36	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIFLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
37	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2016M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
38	19940997	VACUNA ANTITÉTANICA	INVIMA 2016M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TÉTANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL Y 10mL. CAJA POR 10 VALES DE 0,5mL. CAJA POR 10 VALES DE 2,5mL. CAJA POR 10 VALES DE 5,0mL. CAJA POR 10 VALES DE 10,0mL. VAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCIÓN DE SUELOS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCIÓN II (FABRICACIÓN DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 18005, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y 222, REPARTO SIBONEY, PLAYA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
39	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACÁRIDOS MENINGOCÓCCOS (G RUPUS A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA A POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I (CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS)	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS AÑOS	J07AH05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
40	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M-001894 -R2	29/04/2021	ACALFORNIA/72009 (H1N1)PDM09-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA, ACALFORNIA/72008, NYMC 3-181) HA + AHONG KONG/4801/2014 (H3N2) LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: JANEV CALEDONIA/710214, NYMC X-257 A) HA + BBRISBANE/602008-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: BBRISBANE/602008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BULSTER DE PVC DURET CON UN TAPON EMBOLO CON 1 y 10 JERINGAS PREENLADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN AÑO	J07BB02	SECURUS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Reno Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
41	34332	VERORAMB	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA VISTAR KABIES PRW10B 1503-340) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2,5 UI - POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (Y 5) FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07BG01	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOPI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MÉNEUX 69280 MARCY L ÉTOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUL	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
42	20087287	VARIVAXB VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA2016M-0017504	30/1/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + MAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA, CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. JUBILANT HOLLISTER STER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. (G.I. SOLVENTE) 5. MERCK SHARP & DOHME CORP 6. PARNTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 770 SUMNERTOWN PIKE WEST POINT PA 19886 USA 2. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 83021 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5325 OLD DURPOD ROAD DURHAM NORTH CAROLINA USA 4. SCHÜTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG-ALEMANIA 5. 770 SUMNERTOWN PIKE WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A. 6. 5900 MARTIN LUTHER KING JR. HIGH WAY, GREENVILLE, N. C. NC27184-USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
43	20019145	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTICIGNO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL POR 1,0mL MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
44	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	30/05/2022	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA PRODUCCION EN EMBRONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS CEPA 17D (VIV. ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO (CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE PUP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07BL01	SANOPI PASTEUR S.A.	1.SANOPI PASTEUR S.A. 2.SANOPI PASTEUR S.A.	FRANCIA 1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE ZF100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX, 69200 MARCY L'ETOLE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
45	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa + HEPB + IPV + Hib).	INVIMA 2017 M-14204-R2	28/07/2022	CADA DOSIS DE VACUNA RECONSTITUIDA DE 0,5 mL. CONTIENE TOXIDE DIFTERICO (D) MIN. 30.00 UI. TOXIDE TETANICO (T) MIN. 40.00 UI. ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXIDE PERTUSSICO (PT) 25.00 MCG, HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 25.00 mcg, FERTACTINA (FRN) 5.00 mcg. ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HERPES B RECOMBINANTE (HBSAG) 10.00 mcg. VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 1: 40 UD. VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 2: 8 UD. VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 3: 32 UD. POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (IPV) CONJUGADO CON TOXIDE TETANICO (TT) 10 mcg.	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I (CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+IPV) + 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS (REGISTRO INVIMA 2008DM-0002778). (VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I (CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+IPV) + 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS (REGISTRO INVIMA 2008DM-0002778)) EN UN EMPAQUE POK 10 VACUNAS.	POLVO Y SUSPENSION PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR PROFUNDA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 6 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
46	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	05/01/2023	VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: A/H1N1 EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: A/H2N3 EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE B / VICTORIA EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: B1 / YAMAGATA EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA	Caja de cartón con jeringa prellenada (Vidrio tipo II) con vástago del embudo de poliestireno y tapon de goma de butilo (monodosis por 0,5 mL) en empaques por 1 y 10 jeringa con agua fija.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 meses	J07BB01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	GLAXOSMITHKLINE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	ZIRKUSSTRASSE 40 D1069 DRESDEN	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
47	60052	RECOMIVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2017M-003900-R2	18/01/2023	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 ML. (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC01	SANOPI PASTEUR LTD.	LG CHEM LIFE SCIENCES LTD	129, SEOKAM-RO, KSIAN-SI JEOLLABUK-DO REPUBLICA DE COREA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS																
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20005193	AFLURIAB 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL. X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C a 8 °C NO CONGELAR PROTEÍASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07BB02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
2	19947475	FLUAD	INVIMA 2016M-0004815-r1	10/05/2021	ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA INFLUENZA (HEMAGLUTININA Y NEURAMINIDASA) CULTIVADOS EN HUEVOS FERTILIZADOS DE GALLINAS SANAS, CON ADYUVANTES MÉSCLC 1, A PARTIR DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD089 (CEPA ANÁLOGA: A/CALIFORNIA/7/2009 (NYMC X-181) 15 MICROGRAMOS HA*, A/SWITZERLAND/07/1209/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/SWITZERLAND/07/1209/2011, NB-08) 15 MICROGRAMOS HA*, B/FINLAND/03/09/2011 (CEPA ANÁLOGA: B/BERIBANE/9/2014 CEPA NATURAL) 15 MICROGRAMOS HA* (HEMAGLUTININA)	UNA (1) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO SILICONADA, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W 1883 GRIS, CAJA DIEZ JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO SILICONADA, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W 1883	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07AG51	SEGIURUS S.R.L.	SEGIURUS VACCINES LTDA	GASKILL ROAD SPEAKE LIVERPOOL, MERSEYSIDE L24 9QR - REINO UNIDO.	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	30068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCI CA AHC	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBRÓMULITO.	POLVO ESTERIL, PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AH03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2.5 UI	CAJA X FRASCO VAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA, CAJA FLEXIBLE CON 5 FRASCOS VAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN BANO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07BG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOUVRING PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	20005066	AFLURIAB 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD089; CEPAS ANÁLOGAS A/CALIFORNIA/7/2009 (NYMC X-181) + A/TEXAS/02/012 (H3N2) CEPAS ANÁLOGAS A/TEXAS/02/012 (NYMC X-223) + BMASSACHUSETTS/02/2012 CEPAS ANÁLOGAS BMASSACHUSETTS/2012 (NYMC BX-518).	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO 1 CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO 1 CONTENIENDO CADA UNA 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN AÑO	J07BB01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052-AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
6	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2016M-0016620	16/12/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/02/012 (H3N2) + BMASSACHUSETTS/02/2012	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO 1 (BOROSILICATE) + AGUJA + TAPON DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLO DE POLIPROPILENO CON 0,5 mL CADA JERINGA.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	GREEN CROSS CORPORATIO N	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
7	19955183	HEPNAV - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2017M-0006143-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON 20 MCG DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES AÑOS	J07BC01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RD 303 BEON - GIL, YEONSU - GU INCHEON, 406-140, COREA DEL SUR - COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
8	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PREENLADAS CON 0,5 mL C/1 DE SUSPENSION MAS INSERTO CAJA X 1 0 10 VAL (ES) CON 0,5 mL C/1 DE SUSPENSION MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C, NO CONGELAR. PROTEÍASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. 770 SUNNYSIDE PKW WEST POINT, PA, 1988 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2. 2775 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
9	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO W 136,5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 6,3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg.	CAJA + FRASCO VAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. CAJA + FRASCOS VALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TERFON + 4 VALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANTENTE ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES 2-8°C.	TRES AÑOS	J07AH08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GMBH	1. BELLARIA, ROSSA, 38018 SOVICILLE - ITALIA 2. STADTOTTEN, MARRBACH EML - VON - BEHRING - STR. 76 LIND 79 35041 MAREBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2017M-0012519-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADO DE VARICELA CEPAS MAV05 1403RPJ	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES; CADA UNIDAD SE COMPONE DE FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5ML DE AGUA PARA INYECCION.	POLVO ESTERIL, PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSERVAR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO + ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	DOS AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATIO N	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN GELL, HAWAIIAN- EUP, HAWAIIAN-GUN, JEOLLANAM-DO, COREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia

* Novedades de la publicación del mes de marzo 2019

- Se elimina del listado el expediente # 20048612 con número de registro INVIMA 2014M-0015556 toda vez que mediante Resolución No. 2019010197 del 20 de marzo de 2019 se declaró la Pérdida de Eficacia.
- Se elimina del listado el expediente # 20001952 con número de registro INVIMA 2009M-0009338 toda vez que el 24/03/2019 se venia el registro sanitario.
- Las vacunas con expedientes 20005066, 20070572, 19955183, 20093269, 20018959 y 20015816 pasaron de estado vigente, a temporalmente no comercializadas-vigente.