

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL														FECHA DE PUBLICACION		
FUNCION REGULADORA				PUBLICACION										Importador		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2021										sept-21		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	20/08/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW/88 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE GELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2.5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07BG01	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI WINTHROP INDUSTRIE - DLUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	40662	VA-MENGOC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	26/03/2024	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	VALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0.5mL), ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS, ESTUCHES MULTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS EMBAJADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MULTIPLES CON GRADILLA CONTENIENDO 10 BULBOS DE 1, 10 O 20 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTÉJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	ENVIKADO - COLOMBIA
4	41360	TYPHM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA POR 0.5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	36 MESES	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	30/05/2022	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 IU	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07BL01	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
6	60652	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2017M-003600-R2	18/01/2023	ANTIGENO HSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC01	SANOPI PASTEUR LTD.	LG CHEM LTD	JEOLABUK-DO - REPUBLICA DE COREA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
7	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA POR 0.5mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	216963	TWINRIX ® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020(MBT- 007238-R2	28/08/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN.	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PREENLADADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. KG)	1. RIXENSART - BELGICA 2. DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 27/3)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO - JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	24 MESES	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RIXENSART - BELGICA 2. ABANO TERME PADUA - ITALIA 3. BRUSSELES - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
10	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	07/01/2026 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS, (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MANKOVIC)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)-CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MÁS UNA JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LIA CON EL COMPONENTE HIB, MÁS 2 AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
11	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBICO+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+ PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS TERUBON E INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

12	19905376	INFANTR HEXA (DPTa - HEPB - IPV - HB).	INVIMA 2017 M-14204-R2	28/07/2022	TOXOIDE DIFTERICO-TOXOIDE TETANICO-ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSICO (P)-HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)-PERTACTINA (PTX) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBsAg) CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO Y TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) = JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VbH+Pv) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE.	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MAS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS N.L DER BEECHAM PHARMA GMBH & CO KG GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUJETO ACTIVO) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MAREBURG - ALEMANIA 5. ROSENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
13	19933276	TETRAMIX ®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOINACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOINACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOINACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml. CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml. + DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
14	19930127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	28/03/2026	TOXOIDE DIFTERICO-TOXOIDE TETANICO-TOXOIDE PERTUSSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRIBOSIL RIBITOL)-CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0,5ml. CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA 0,5ml SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCEL MERIEUX - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
15	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA INCOLORO (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO).CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0,5ml. CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0,5ml. CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).CAJA POR 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 20 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
16	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R1	01/10/2021	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA PRELLENADA INCOLORO 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I INCOLORA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	36 MESES	J07AM61	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. INSTITUTO FINLAY 3. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION DE SUEROS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
17	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R1	01/01/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 10 VIALES POR 0,5ML. VIAL DE VIDRIO BORSICILATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. LA HABANA, CUBA 2. LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIAGADO - COLOMBIA	
18	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TRIVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-0006714-R1	10/09/2025	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,5ml DE SUSPENSION, JERINGA VIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 5/8" CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0,5ml DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
19	19972534	ROTATEQB® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	08/01/2024	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 + 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 + 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 + 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 20 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	24 MESES	J07BH02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2020M-0007488-R1	1/07/2025	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO DE 0,5ML. CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE 1,25 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	48 MESES	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. ROSENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	19983099	M-M-RIB II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	2/09/2025	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONDSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTITIS DE LA CEPA JERYL LYNN B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBSCA DE LA CEPA WSTAR RA 273	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°- 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°C- 8°C)	24 MESES	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	10/07/2025	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 mL (UNIDOSOS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5ML. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
23	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	02/09/2025	TOXOIDE PERTUSSICO ADSORBIDO+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINAS TIPOS 1 Y 2 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0,5ml. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AM61	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

24	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	2011/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I CON LLA (LIER LOCK ADAPTOR), PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPAL ACTIVO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
25	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018. EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIXA CORPORATION/DIBA GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO)	1. RIXENSART- BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
26	19990911	VAMRIX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	31/12/2025	VIRUS DE SARAMPION VIVO ATENUADO (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3+VIRUS DE PAPERIA VIVO ATENUADO (CEPA RT 4365) DERIVADA DE JERYL LYNN NO MENOS DE 10 4.4 CCID50 3+VIRUS DE RUBIOLA VIVO ATENUADO (CEPA WISTAR RA 273) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3+VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.3. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO- AMPOLLETA CON 0,5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR. CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HULE BROMOBUTILO, CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PRELENADA CON 0,5ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR. + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUÉS DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPAL ACTIVO) 4. DELPHARM TOURS - CHAMBRAY LES TOURS(DILUENTE) 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. RIXENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
27	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	2011/2025	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELENADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	29/03/2026	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA R68A414) NO MENOS DE 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CADA TUBO CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CADA TUBO	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	PARC DE LA NOIRE EPINE-RUE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	27/08/2025	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEINA D DE LA MEMBRANA EXTERNA LIBERADA DEL CAPSULA	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE EN UNA AMPOLLETA DE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	48 MESES	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. SINGAPUR 3. SINGAPUR	1. KIXENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	20011382	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 8B, 9F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 22F. + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELENADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SRI O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPAL ACTIVO) 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPAL ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016M-0011293-R1	01/04/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	20015630	RABPUR®	INVIMA 2010M-0010775	01/10/2021	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA. CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BG01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED	1. GUJARAT - INDIA 2. BELLARIANGI - ITALIA 3. WANI DAMAN - INDIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ-COLOMBIA

33	2001892	ZOSTAVAX®	INVIMA 2018M-0012565-R1	20/02/2023	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I Y TAPON WEST #116 DE BROMOBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE. MÁS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUYENTE AGUA PARA INYECCION MAS UN INSERTO. CAJA CON 10 VIALES DE BORSOLICATO TIPO I Y TAPON WEST #443950 DE CLOROBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE MÁS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUYENTE AGUA PARA INYECCION MAS UN INSERTO.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. JUBILANT HOLLISTERSTER LLC 2. PATHCON MANUFACTURING SERVICES LLC. 3. DMS PHARMACEUTICALS INC 4. MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. WASHINGTON - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
34	2001899	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCOICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33. 3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCOICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCOICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 8.9 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCOICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + VAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. CAJA + 5 FRASCOS VALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANSTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 20°C.	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GRIH	1. BELLARIA - ROSA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	20019145	VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	5/09/2025	TOXOIDE TETANICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	PUNE - INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SLOCOY S.A.S	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. CAJICA CUNDINAMARCA
37	20048007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	25/09/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1, 10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
38	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO W-135 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO Y + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PREENLLENADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLUCION POR JERINGA Y 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. ROSENHART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA	1. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S.	1 Y 2 BOGOTÁ - COLOMBIA
39	20055505	HYPERHEP B®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLLENADA POR 1mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	24 MESES	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA	1. CAJ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
40	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	6/09/2025	TOXOIDE DE DIFTERIA (≈ 30 UI)+TOXOIDE DE TETANO (≈ 60 UI)+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (≈ 4 UI)+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PPT) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNIDO COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MCG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MCG DE ALUMINIO) ≈ 1,25 MG+TIOMEROSAL 0,01% W/V+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0,5 ML + TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	ANTIOQUIA - COLOMBIA
41	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERILY INYIM + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO CON DILUYENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PREENLLENADA CON EL DILUYENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUYENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICAL, INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. JUBILANT HOLLISTER STER LLC 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. NORTH CAROLINA - USA 2. PENNSYLVANIA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
42	20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	29/08/2025	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A VICTORIA/2570/2019 I/RV- 215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A HONGKONG/227/2019 I/RV- 208 (H2N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/PHUKET/30732/2019+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON/02/2019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PREENLLENADAS MONODOSSIS DE VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I (POR 0,5ML, CON ADAPTADOR LUER-LOCK, EMPOLBO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX) Y CAPUCHON SIN LÁTEX.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. TOXOIDE PERTUSSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. HEMAGLUTININA FLAMENTOSA+VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1)+VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PPT) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLLENADAS DE VIDRIO TIPO I TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CAJA POR 10 FRASCOS VALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

44	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	9/09/2024	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPÓN DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07B01	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
45	20078419	FLUQUANIDIL VACUNA ANTIFLUENZA 0.25mL	INVIMA 2015M-0016258	30/08/2020 EN TRAMITE DE RENOVACION	AVICTORIA/2570/2019 IVR-215 + AHONG KONG/2871/2019, IVR-208 (H3N2)-B/PHUKET/3073/2013-B/WASHINGTON/02/2019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PREENLADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BROMOBUTILO TIPO I POR 0.25mL CON ADAPTADOR LUER-LOCK, UN TAPON-EMBOLO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ-COLOMBIA
46	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	5/01/2023	CEPA DE TIPO AVICTORIA/2570/2019 (H1N1) PDM9 (AVICTORIA/2573/2019, IVR-215+CEPA DE TIPO AHONG KONG/2871/2019 (H3N2) (AHONG KONG/2871/2019, NB-121)+CEPA DE TIPO B/WASHINGTON/02/2019 (B/WASHINGTON/02/2019, TIPO SALVAJE)+CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PREENLADAS (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLÁSTICO RÍGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPÓN DE GOMA DE BUTILO Y VÁSTAGO DE PÓLISTERENO (MONODOSIS POR 0.5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
47	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA .	INVIMA 2016M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK. 1,350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y PT) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. (E.G. SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON -USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
48	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NOVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PREENLADAS CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO. CAJA X 1 0 10 VIAL (S) CON 0.5 mL CU DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
49	20094756	DENGVAXIA®	INVIMA 2020M-0019753	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 3, VIRUS CYD DEL DENEGUE, SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPÓN DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE DE 0.5ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUJA QUE CONTIENE UN TAPÓN EMBOLO Y UN CAPUCHÓN, MÁS 20 AGUJAS SEPARADAS + CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPÓN DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE DE 0.5ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUJA QUE CONTIENE UN TAPÓN EMBOLO Y UN CAPUCHÓN, MÁS DOS AGUJAS SEPARADAS + CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPÓN DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS JERINGA DE DISOLVENTE PREENLADAS DE 0.5ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 38 Y CALIBRE 25 Y TAPON EMBOLO CON PROTECTOR DE AGUJA+ CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE	POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.4% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
50	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	22/11/2024	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1900 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 VIALES POR 1 DOSIS/VIAL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07B02	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	BOGOTÁ - COLOMBIA
51	20121851	DENGVAXIA®	INVIMA 2020M-0019754	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 3 Y VIRUS CYD DEL DENEGUE SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 4ML CON TAPON DE GOMA DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF MARRÓN MEDIO QUE CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (5 DOSIS), MÁS 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 3ML CON TAPON DE GOMA (CLOROBUTILO O BROMOBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF GRIS OSCURO QUE CONTIENE DISOLVENTE (5 DOSIS - 2.5ML).	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.9% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
52	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	3/08/2025	HEMAGLUTININA DE LA CEPA AVICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDM9+HEMAGLUTININA DE LA CEPA AHONG KONG/2871/2019(H3N2)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/WASHINGTON/02/2019 (B/VICTORIA LINAGE)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/PHUKET/3073/2013 (B/YAMAGATA LINAGE)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA O PRECARGADA DE DOSIS ÚNICA CON AGUJA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR/SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 a 8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	CLST - PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	Cra. 1 No. 46 - 84, Cali - Valle

53	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MBT-000005	19/06/2025	CEPA AVICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDMS9 CEPA ANÁLOGA (AVICTORIA/2570/2019 (H1N1)R-215) + CEPA AHONG KONG/2571/2019 (H3N2) CEPA ANÁLOGA (AHONG KONG + CEPA B/WASHINGTON/02/2019 CEPA ANÁLOGA (B/WASHINGTON/02/2019 TIPO SALVAJE (LINAJE VICTORIA)) + CEPA B /PHUKET/0073/2013 CEPA ANÁLOGA (B /PHUKET/0073/2013 TIPO SALVAJE (LINAJE YAMAGATA))	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACIÓN (2°C- 8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR	SANOPI PASTEUR	MARCY L'ETOLE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
----	----------	----------------	-----------------------	------------	---	--	-----------------------	----------------------------	---	----------	---------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	-------------------

**LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS**

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2017M-0012519-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV108) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7mL DE AGUA PARA INYECCIÓN.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	24 MESES	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20114308	TRUMENB@	INVIMA 2019M-0019054	20/06/2024	MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUJA. CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUJA.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH09	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM ROY GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENA - AUSTRIA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	34354	ENGERIX@-B 20 SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011169 R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 100 VIALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25mL CON CCT. TAPÓN DE CAUCHO FM27 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25mL CON LLA, TAPA PLÁSTICA RIGIDA, TAPÓN DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	36 MESES	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RXKENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
4	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA2015M-0016620	1/10/2021	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	CAJA X1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I (BOROSILICATE) +AGUJA + TAPON DECAUROSILICONADO+EMBOLLO DE POLIPROPILENO CON 0,5mL CADA JERINGA	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	JEOLLANAM-DO - KOREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

**\* Novedades de la publicación del mes de Agosto 2021**

1. La vacuna VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC, con expediente 20070572 cambia de estado de Vigente a TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADO.
2. Actualización por cambio de cepa de la vacuna VAXIGRIP TETRA con expediente 20147296 y registro sanitario No. INVIMA 2020MBT-000005