

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS OBJETO DE DONACION

CONSECUTIVO INTERNO	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO	LUGAR DE UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	SERIAL	REFERENCIA O MODELO	MARCA	Término de recepcion de solicitudes de donación		ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE ENTREGA DE LA DONACION
									desde	hasta		
MSDM001514	Refrigerador	Refrigerador vertical de doble puerta , con capacidad de 1586 litros, con rango de temperatura de 2 a 10 °C, con indicación de uso para el almacenamiento de sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos, partes de órganos, líquidos o gases	1	440 Kg	Instalaciones del donatario	2032347	HB256	HELMER	03-nov-17	21-nov-17	Finalizado. Producto entregado en donación	10-ene-18
MSDM001426	Congelador de plasma	Congelador de plasma vertical de doble puerta, volumen de almacenamiento 1447 lt, rango de temperatura -30°C, con indicación de uso almacenamiento general, sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos partes de órganos, líquidos o gases.	1	N/D	Instalaciones del donatario	113339901170119	UFP5030A	THERMO SCIENTIFIC REVCO	22-dic-17	11-ene-18	Finalizado. Producto entregado en donación	24-abr-18
MSDM001426	Nevera refrigeradora	Nevera Refrigerador vertical de doble puerta, volumen de almacenamiento 1447 lt, rango de temperatura de 1 a 8°C, con indicación de uso almacenamiento general, sangre, fluidos, tejidos corporales, productos y muestras biológicas, órganos, partes de órganos, líquidos o gases.	1	N/D	Instalaciones del donatario	113340201170119	REB5004A	THERMO SCIENTIFIC REVCO	22-dic-17	11-ene-18	Finalizado. Producto entregado en donación	24-abr-18

N/D: No disponible

