

Función Reguladora		AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL											FECHA DE PUBLICACION			
Registros Sanitarios		Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Enero de 2017											feb-17			
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETANIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXIDOIE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM1	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	MOVIAH POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU	CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BF3	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENGERBIM-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-01189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA.	CAJA CON 1 VAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC1	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	40062	VA. MENOCO - BOB	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	VEVICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis (0.5 mL) VAL en estuche individual. CAJA CON 10 VIALES X 5 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES X 10 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VAL. X 10 X 10 X 20 dosis (0.5 mL) Val.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR.	TRES AÑO	J07A43	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 1805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enigada - Antioquia
5	47855	STAMIRIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/09/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL. CEPA 17D. EXENTA DE VIRUS DE ELIXOS AVIAN. CULTIVO SOBRE EMBRIONES DE POLLO. MMMO 00012/50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C.	3 AÑOS	J07BL1	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	51912	FNEIMO 23	INVIMA 2006 M-003867-R1	16/02/2016 En trámite de renovación	F. POLIVOCOS PURIFICADOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 20, 22F, 23F Y 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PRELLENADA X 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8°C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL1	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	21330	AUXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597-R1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	3 AÑOS	J07BC2	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. 66280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	21693	TWINRIX 6 SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M-007238 R1	16/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA H75) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (HsAgB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUA. PRELLENADA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	22753	PRIORIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARIMPIN (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPOTRIATIS (CEPA RT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO. JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. DE SOLVENTE Y 2 AGUAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 Y 8°C Y 8°C.	2 AÑOS	J07B52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FORI FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALANT BELGIUM S.A.	1. RXENSART- BELGICA 2. VAL DE LA FABRICA, 3/A-3501 ABAND TERME (PD) 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	22900	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12934-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML. CONTENEDOR EL LIOFILIZADO + VAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ML)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B61	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	23249	INFANRIX-IPV+HB (DTPa+IPV+HB)	INVIMA 2008M-012551-R1	23/07/2019	TOXIDOIE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (PRN) PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO (BAJO SUSPENSION DE HEMOXIDO DE ALUMINO) + TOXIDOIE DIFTERICO (DT) + TOXIDOIE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (SANKETT SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B) Y TOXIDOIE TETANICO DE 30 A 50 MCG (CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB)	CAJA. VAL. + JERINGA PRELLENADA X 0.5 ML X 2 AGUAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑO	J07CA2	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	19904509	BOOSTRIX B VACUNA ADSORBIDA (DTPa)	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXIDOIE DIFTERICO ADSORBICO MN + TOXIDOIE TETANICO ADSORBICO MN + TOXIDOIE PERTUSSIS ADSORBICO HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA (FHA) SIN AGUA FLA + 2 AGUAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS (FPH) SIN AGUA FLA. LAS AGUAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07C49	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
13	19905376	INFANRIX HEXA (DTPa, HEPs - IPV + HB)	INVIMA 2010 M-14204 R1	09/12/2015 En trámite de renovación	PERTACTINA	VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELLENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07CA2	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTITUTEUR 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
14	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXIDOIE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXIDOIE PURIFICADO DE TETANO + TOXIDOIE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0.5ml sin agua + val con liofilizado + dos aguas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8°C	3 años	J07CA6	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. LYON 3. 60280 MARCY L'ETOILE 4. LOC VALCANELLO 03912 AMIGN, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
15	19955183	HEPAXIM - GENE TP B 20 MCG	INVIMA 2008M-0006143	10/09/2016 En trámite de renovación	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I X 20 ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES AÑOS	J07BC1	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Hamnyo - no 303 baeo - gi, Yeosu - ga, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
16	60052	RECOMBIX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2008M-003900-R	02/05/2016 En trámite de renovación	ANTIGENO HBsAg PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VAL DE 1 ML POR UNA DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07BC1	SANOFI PASTEUR LTD.	LG LIFE SCIENCES, LTD	129, SEOKGAM RO, KOSAN-BI, BICULJUBONG-CORSA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
17	19971029	GARDASIL 6 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18.	INVIMA 2008M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 4 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUAS POR SERVIDA INSECTO CAJA X 1 Y 10 VIALES CON UN ML. DE SUSPENSION DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTEGIRSE DE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 35°C O MENOS. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES 3 AÑO	J07BM1	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP 3. MERCK SHARP & DOHME CORP	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELIZON, VA 22927	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

Censo	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA ÚTL.	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
18	19972534	ROTATEOS VACUNA ORAL PREVENIENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SERO TIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 X 10E6, G2 + 2.8 X 10E6, G3 + 2.2 X 10E6, G4 + 2.0 X 10E6 Y P1 + 2.3 X 10E6.	Caja por 25 sobres de polietileno de baja densidad en sobres más inserto. Caja por 1 y 10 sobres de polietileno de baja densidad en sobres más inserto.	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUNMEY TOWN PIKE, WEST POINT PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
19	19972860	QUINAVEM B INYECCIÓN 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	TOXOIDE DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE DE TETANOS INACTIVADO + B. PERTUSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSIÓN INYECTABLE	PARENTAL	TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	1. BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. COREA DEL SUR 2. ITALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A	Bogotá - Colombia
20	19979609	GLIMI - HB	INVIMA 2007M-0007509	22/01/2018	FRS (POLIBISBIL, BIFITOL, FOSFATO) CONJUGADO APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETÁNICA	Caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja multipack por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AD01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPROFARMACOS BIOGEN	CLBA	TECNOQUÍMICAS S.A.	CALI - COLOMBIA
21	19981555	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	LI DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + LI DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXKENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
22	19983939	M.M.R.B II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	23/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION EN BIVALENDA DE LA CEPA EDMONDSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERRY LYNNE B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
23	19983100	PNEUMOVAX #23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7, TIPO 8, TIPO 9A, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNODOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07A01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
24	19986384	ADACELE VACUNA COMBINADA DE TOXOIDE TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO + HEMAGLUTINA FLAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINA TIPO 2 Y 3 ADSORBIDA + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I (CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M9R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
25	19989753	HAVRIX 720_3UNOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I, PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B039	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXKENSART, BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
26	19989870	VARILIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UNA FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE MANTENER MÁXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MÁXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (0 °C A 4 °C)	2 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALAN BIOTECH S.A.	1. RIXENSART, BELGICA 2. FONT SAINT-JAMERY 10 1120 BRUSÉLLES (NEER OVER HEEMBEEL), BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	19990911	VAMIRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0 CC(DOS)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B151	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXKENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
28	19990034	VAGTAR VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (LINDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UNA VIAL CONTENIENDO 1.0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UNA VIAL CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B039	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	850 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
29	19991775	HAVRIX 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXKENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	19991862	ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R144H) CANTIDAD 10 X 1.000.000 CC(DOS)	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FNSTITUT 89 B-1330 RIVENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
31	20001852	TETANOL PUR	INVIMA 2008M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1, 10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emt-von-Behring - Str 76, 35041 Marburg, ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
32	2004482	SYNFLORIX # VACUNA	INVIMA 2008M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NEUMOCOCCO SERO TIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSIÓN + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE AGUA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES (3) AÑOS	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TILUS SOUTH AVE B, SINGAPORE, 657471 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
33	20050566	AFILURAB 0.5 ML SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	ACALUFORNAM (2009 (H1N1) PD09; CEPA ANÁLOGA ACALUFORNAM/2009 (H1N1) X (H1) + ATEXASG0201 (H2N1) CEPA ANÁLOGA ATEXASG0201 (H2N1) X (22) + BMBASSACHB15T2012 - CEPA ANÁLOGA BMBASSACHB15T2012 (H1N1) Bx-816)	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO DE BORGESICATO TIPO I) CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VIDRIO DE BORGESICATO TIPO I) CONTENIENDO CADA UNA 0.5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-73 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052 AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
34	20011362	PREVENAR VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020	POLISACARIDO SERO TIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1, 5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0.5 ML EN UN VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML AGUA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS COUNTY, KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 3. PFIZER INC. 4, 927 SOUTH GURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC 5. PFIZER IRELAND	1. SAINFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SERO TIPO 23F) 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. PFIZER INC. DE IRLANDA 4. 927 SOUTH GURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. ORANGE CASTLE BUSINESS PARK, CLONALKIN, DUBLIN 15, IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	AVENIDA SUBA No. 95 - 66
35	2018699	MENECOB	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO 9 Y 40 CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORNYNEACTERIA DIPHTHERIAE S.8 A 10 µg	CAJA + FRASCO (VIDRIO TIPO I) COMP. LIOFILIZADO CON TAPON DE HIBRILITOL+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIOFILIZADO MEN. C. Y. JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I) CON LIOFILIZADO MEN. A. CON JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIOFILIZADO MEN. C. Y. + AGUA-ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACIÓN 2-8°C	36 meses	J07A08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EML - VON BEHRINGEN STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA UTL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
36	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA OCV INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016 En trámite de renovación	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MA/06) N.T	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD ES COMPONE DE FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO CON VALVOLO LIFOLIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO COV.7 ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 °C - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. Si EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HWAASUN-EP, HWAASUN-GU, ECHULNAM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA. S.A	Bogotá - Colombia
37	2001892	ZOSTAVIR VACUNA DE VIRUS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012566	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja x 1 ml de vidrio tipo 1 con polvo liofilizado más inerte. Caja x 10 viales de vidrio tipo 1 con polvo liofilizado más inerte.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STERIL LABORATORIES LLC	GREENVILLE 2. SUMNER TOWN, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
38	20019145	VACIA 650 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A PURIFICADA E INACTIVADA	INVIMA 2017M-0011553-R	06/12/2015 En trámite de renovación	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTICUERPO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A UNO DE PROTEINAS DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL POR 1.0 ML. MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B039	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
39	20037066	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEINA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSES / CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSES	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	BB-NCPD LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S	CALI
40	20039648	VACUNA ABSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETANICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 U) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07A01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PLANE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	1, 2 y 3 Bogotá - Colombia
41	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSES)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + 8 PERTUSIS	CAJA POR 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 ml. (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PLANE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
42	20046007	VACUNA ABSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07A001	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A	Enviado - Colombia
43	20055505	HYPERHEP B B	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con jeringa prellenada por 1 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Calle de del Norte - 79 T.W. Research Drive #101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFA S.A.S. 2. PHARMAZELA S.A.S.	1. CALI - Colombia 2. Bogotá - Colombia
44	20071968	FLUJADIR B VACUNA ANTINFLUENZA 0.5 ML	INVIMA 2014M-0015006	14/05/2019	ACALFORNA7/2009 (H1N1) + ATEXA502/012 VIRUS + BTEVAB/001 (INFLUENZA A) + BWH02/CHEN/012 VIRUS + BMASACH/ET/22/2012 + SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO	0,5 ml. en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato. Cada caja contiene un adaptador y un capuchón montado en un estuche. El tambo de vidrio de vidrio, con tapón de bromato de glicerol, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROPIADO	12 meses	J07B002	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
45	20072153	HEXAXIM B	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTICUERPOS DE BORDETELLA PERTUISIS. TOXOIDE PERTUSICO + ANTICUERPOS DE BORDETELLA PERTUISIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MARNÉV) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SABETT) + ANTICUERPO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 NCO)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE BOROSILOTO ORO. CAPUCHON VIDRIO POR 1 DOSE. CON 2 AGULAS SEPARADAS INCLUIDO EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
46	20042392	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015625	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (n= 30U) + TOXOIDE TETANICO (n= 40U) + B. PERTUSIS (n= 4 U) + HESAS (n= 40N) + CAPSULAS PURIFICADO HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO PROTEINA TRANSPORTADORA)	VAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BOROSILOTO GRIS CIERRE ALUMINO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
47	2006498	PROQUAD B	INVIMA 2015M-0015967	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPIÓN DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PARINFLUENZA DE LA CEPA JERTY LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE MISCELLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) Y 1 VAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION DE 2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + ABBVILL HOLLISTER STERIL LOC + VETTER PHARMA PESTISGAM GMBH & CO KG DOMOULO EN SCHUTZENSTASSE 97 9073 RAVENSBURG - ALEMANIA LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
48	20079419	FLUJADIR B VACUNA ANTINFLUENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORNA7/2009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas montadas en un estuche de borosilicato tipo 1 por 0,25ml. con adaptador Luer-lock, un tapón-embudo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B002	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ
49	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLOSIDO CAPSULAR PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	caja por 10 jeringas prellenadas por 0,5 ml. cada una y caja por 10 vialitos multidos por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÉLUX 69280 MARCY L'ÉTOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	1993333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS F&E DE INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRÁBICA (1000 - 2000 U).	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J06B05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
51	19933276	TETRAMIX B	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSE/1 ML DE S. ml. CON AGUA AZUCERADA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES 3 AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ÉTOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	19939796	AJUMAB SOU PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A. CEPA GIB CULTIVADA EN CELULAS OVIDES HUMANAS WRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOS VIDRIO INCOLORO TIPO I TAPON EMBOLO COLORBOROSILOTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B032	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÉLUX 69280 MARCY L'ÉTOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÉLUX 69280 MARCY L'ÉTOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
53	1994566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8 °C	TRES (3) AÑOS	J07A051	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCHEVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÉLUX 69298 MARCY L'ÉTOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
54	1994097	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATONINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,0mL, 5mL Y 10mL. CAJA POR 10 VALES DE 0,5mL Y CAJA POR 10 VALES DE 2,0mL. CAJA POR 10 VALES DE 5,0mL. CAJA POR 10 VALES DE 10,0mL. VIAL DE VIDRIO BORSOLICATO TIPO I (TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINO FOD)	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES (3) AÑOS	J07A001	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SUECOS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCION (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 1895, LA LUSA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 21A Y 22DA REPARTO SIBONEY, PLAYA LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A	Envigado - Colombia
55	2007052	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	ACALIFORMA/72009 (H1N1) + ATEXAS/502012 (H2N2) + BMASACHARETTS/02/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (borsolico) + agua + tapón de caucho siliconado + estrobo de polipropileno con 0,5 mL cada jeringa.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCAN FARMA S.A.	BOGOTÁ
56	2001226	MECNETRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCOS) RUPUS A,C,Y & W-135 CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA A FOR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTES DE BORSOLICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C	DOS (2) AÑOS	J07A05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
57	7038	ADRPAPPAL S1	INVIMA 2016M-001894 -R2	29/04/2021	ACALIFORMA/72009 (H1N1) (P0M9) LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA ACALIFORMA/72009, NYMC X-181) H1 + A/INDO/KONG/489/2011 (H2N2) LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA A/NEWY/ CALCDON/67/2014, NYMC X-232) A HA + B/BRISBANE/80/2008 LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA B/BRISBANE/80/2008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAPON-EMBUDO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 °C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN (1) AÑO	J07B02	SEQRUS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Relva 1640 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
58	34332	VERORABIB	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PAV103 100 JMS, PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VIVAS E INACTIVADO CON BETA-PROPILACTAMA - 2,5 1% POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 3°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (1) Y 5 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UN (1) Y 5 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR LA SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES (3) AÑOS	J07B001	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR (FABRICANTE DEL PRINCIPAL ACTIVO) 3. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÉLUX 69298 MARCY L'ÉTOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCHEVILLE 27000 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCHEVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
59	2098728	VIRIVAB (VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA)	INVIMA2016M-0017504	30/12/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKMARECK, 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINO MAS FLUP OFF CON BOTON PLASTICO MAGNETA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINO MAS FLUP OFF CON BOTON PLASTICO MAGNETA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS (2) AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. JUBLANT HOLLISTER ESTER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. MERCK SHARP & DOHME CORP 6. PANTEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 1770 SLANEY TOWN PKE WEST POINT PA 19486 USA 2. 3622 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 992074 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 6332 OLD DIXFORD ROAD CLINCH NORTH CAROLINA USA 4. SCHEFFENSTRASSE 67 82212 RAVENSBURG-ALEMANNIA 770 SLANEY TOWN PKE WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A. 5. 6. 5900 MARTIN LUTHER KING JR. HIGH WAY, GREENVILLE, NC, NC27164 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLIZONE	INVIMA 2007 M-005680R-1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1 - 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20005193	AFUSIAB 0.5 mL	INVIMA 2009M-001214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR, PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCAN FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCAN FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
4	2003769	FLIZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0.5 mL, vidrio de borsolico tipo I transparente atenuado y tapa de goma gris - superficie interna removible con jeringa. Tapa de estrobo de goma de bromoborobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0.5 mL, tapón	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	218616	FLIXABIB SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS ACALIFORMA/72009 (H1N1) (P0M9) (VARIANTE ACPBST/AR/CH/19/2010 (H6N7)) + AVICTOR/06/01/2011 (H6N2) (VARIANTE ATEXAS/50/2012 (NYMC X-232)) + BMASACHARETTS/02/2012 (NYMC BX-618)	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML, AGUA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A021	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SE PHARMA GMBH & CO y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SARA DE	Alemania y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
6	1994745	FLIAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015 En trámite de Reevaluación	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA "VIALE" 15000 PARA CU DE LAS SIGUIENTES CEPAS: ACALIFORMA/72009 (H1N1) (P0M9) (CEPA ANALOGA ACALIFORMA/72009, NYMC X-181), AVICTOR/06/01/2011 (H2N2) (CEPA ANALOGA AVICTOR/06/01/2011, IIR-166) Y SWISCON/01/2015	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTS, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07A051	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BIEN, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
7	2005456	FLUVRINO	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	ACALFORMA072009 (H1N1) CEPANAÁLOGA ACALFORMA072009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	L'VERPOOL - BIENA ITALIA + KORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
8	1990340	VAXIGRIP PEDIÁTRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812-R1	09/09/2015 En trámite de Renovación	BMASACHUETT820212- CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC BX-618	CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUA ACOPADA. CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUAS ANEAS	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'Arcueil	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	32068	A VACCIN POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCICA AHC	INVIMA 2009M-001462-P3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO 4 + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN FRASCO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLDO DE CLOROCROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A43	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	29155	VAXIGRIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	ATEXAS652012 (HND) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + ATEXAS652012 (HND) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + BMASACHUETT820212 - CEPA ANÁLOGA UTILIZADA NYMC BX-618 - 15 MCG DE HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. ESCALA POR 1 Y 10 JERINGAS TAPON EMBOLDO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C/4°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	2009679	FLUVRINAL VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	ACALFORMA072009 (H1N1) (PDM9) - CEPA ANALOGA (A0CB187CH18CH192010 - NB-74) + AVICTORIAS10211 (HND) (CEPA ANALOGA - AVICTORIAS10211 - VBR-165) + BIVISCON819210 (SI) (CEPA ANALOGA - BHLBEI) - WILLIAGIND192010, NYMC BX-39.	CAJA CON UN VAL X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. L'VERPOOL 2. BELLARIA-ROSA, SOVICILLE (SI) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
12	1995184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2009M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 Viales de 0,5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07B021	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Hamyeon-ro 303, Yeosu-gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
13	1998398	MENUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	GLIOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA OMS 187 DE CORNEIBACTERIUM DIPHTERIAE (2,5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINO 0,3 A 0,4 MCG AL-3).	CAJA POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ML. + VAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINO DE 2-8°C A 3-9°C.	TRES AÑOS	J07A47	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. BAYER HEALTHCARE	1. EMBL - VON BEHRIND STR 76, MUEBBL, 3041 2. VIA FIORENTINA 1 551300 BIENA PLAVIN EN BELLARIA - 53018 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia
14	2005113	MMENR008	INVIMA 2014M-0010684	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W*197* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOSUIDE TETANICO 44 MCG	*Val (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente) + val de vidrio tipo I con tapón de goma de bulto con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por val. + 1 jeringa prellenada que contiene 0,5 ml. de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 3-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07A48	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	2004812	SHANAC 8 B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B (HDI)	CAJA POR 35 Viales. Cada val de vidrio tipo I, TAPON DE CAJCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLUP-OFF POR 0,5ML, 1,0ML, 5,0ML Y 10ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	24 MESES	J07B021	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	2001930	RABIPURB	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VAL MONDISIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA. CAJA PUEBABLE CON 5 FRASCOS VAL MONDISIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B001	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVERING PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
* Novedades de la publicación del mes de Enero 2017																
NINGUNA																