

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Mayo de 2017										Jun-17		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	IMOVAX® POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML. DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS POR 0.5 mL. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2°Y 8° EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	TRES AÑOS	J07BF03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	40062	VA- MENGO C - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 En trámite de Renovación	VEVICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis ( 0,5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL CAJA CON 10 VIALES X 5 DOSIS ( 0,5 ML) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL CAJA CON 10 VIALES X 10 DOSIS ( 0,5 ML) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL CAJA CON UN VIAL X 1 X5 X10 o 20 dosis (0,5mL) Vial.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C a 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 1805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
5	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLIOSIDOS PURIFICADOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F Y 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PRELLENADA X 0.5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8°C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J07AL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	21330	AVAXIM 160U	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CA JA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	218963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M- 007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHS) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUA, PRELLENADA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRUBEOCLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPÓN DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ML DE SOLVENTE Y 2 AGUAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BD52	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VÍA PONTE DELLA FABBRICA 3/A -35031 ABANO TERME (PD), 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA).	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	230249	INFANRIX-IPV/HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA), + PERTACTINA (69 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA) ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINIO (BAJO SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO) + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT), + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1, (MCKNEY SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HEMOPHILUS INFLUENZAS TIPO B) Y TOXOIDE TATANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIB	CAJA, VIAL + JERINGA PRELLENADA X 0,5 mL + 2 AGUAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
11	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MIN + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO MIN + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA (PFS) SIN AGUA FLJA + 2 AGUAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS (PFS) SIN AGUA FLJA LAS AGUAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - HB).	INVIMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015 En trámite de renovación.	PERTACTINA	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELLENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
13	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml + un vial liofilizado.Caja por una jeringa prellenada 0.5ml sin agua+ vial con liofilizado+ dos aguas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	TRES AÑOS	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. LYON 3. 69280 MARCY L ETOILE 4. LOC VALCANELLO -33012 ANAGNI, FRANCIA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
14	19955183	HEPAVAX - GENE TF ® 20 MCC	INVIMA 2017M-0006143-R1	10/05/2022	ANTÍGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 20mcg DE ANTÍGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES AÑOS	J07BC01	JANSSEN VACINES CORP	JANSSEN VACINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 408 - 860 COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
15	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2006M-003900-R	02/05/2016 En trámite de renovación.	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE	CAJA CON UN VIAL DE 1 ML POR UNA DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07BC01	SANOPI PASTEUR LTD.	LG LIFE SCIENCES, LTD	129, SEOKAM-RO, KANSAN-SI, JEOLLABUK-DO, COREA.	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	19972109	GARDASIL ® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016 En trámite de renovación	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA MAS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VIALES CON 05ML DE SUSPENSION. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8° C.NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR	TRES AÑOS	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY 2, 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
17	19972534	ROTATEC® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 En trámite de renovación	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 X 10E6, G2 = 2.8 X 10E6, G3 = 2.2 X 10E6, G4 = 2.0 X 10E6 Y P1 = 2.3 X 10E6.	caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto. Caja por 1 y 10 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	DOS AÑOS	J07BH01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUNNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
18	19979609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANTOXINA TETÁNICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTECH S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPROPARADOS BIOCEN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI- COLOMBIA
19	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20	19983099	M-M-RB II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBECULA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA „ERYL LYNN ® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBECULA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
21	19983100	PNEUMOVAX ® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNIDOSIS); CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUISIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
23	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Cota-Colombia
24	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCI	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 ° C O MAXIMO 6 HORAS EN REFRIGERACION (2 ° C A 8 ° C).	DOS AÑOS	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. FONT SAINT - LANDRY 10 1120 BRUSSELS (NEDER OVER HEEMBEEL) - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
25	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO ( CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
26	19990934	VAQTAB® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO; NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
27	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
28	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R1X4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1,5 ML) (1 DOSIS)CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FINSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1,10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
30	20004822	SYNFLORIX ® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4.S, 6B, 7F, 9V, 14, 16C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO + CAJA POR 1 10 a 100 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TUAS SAUTH AVE B, SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
31	20005066	AFLURIA® 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - CEPA ANÁLOGA A/CALIFORNIA/7/2009 (NYMC X-181) + A/TEXAS/50/2012 (RSN2) - CEPA ANÁLOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 - CEPA ANÁLOGA B/MASSACHUSETTS/2/2012 (NYMC BX-51B).	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA EN VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I CONTENIDO 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADADAS EN VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I CONTENIDO CADA UNA 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	LIN AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052- AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
32	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1.5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC, 5. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS	1.SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER-MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL NEWBRIDGE, COUNTIL KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANGE CASTLE BUSSINESS PARK, CLONALKIN, DUBLINZZ- IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	Bogotá - Colombia
33	20018959	MEVVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación.	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µG CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO. JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LIQUIDO MEN C W Y; CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO. JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LIQUIDO MEN C W Y + AGUJA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	TRES AÑOS	J07AH08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EMIL-VON BEHRINGN STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
34	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016 En trámite de renovación	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV108) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES; CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.7ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2 - 8°C, NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	DOS AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATIO N	GREEN CROSS CORPORATION	40. SANDAN-GILL, HAWASUN-EUP, HWASUN-GUN, JEOLLANM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
35	20019852	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC	1. 5900 NORTHWEST, GREENVILLE 2. SUNNYSIDE PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
36	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETANICO MÁS DE 3 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES AÑOS	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	1.SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. 2. SILOV SAS. 3. LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
37	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS ( 10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PERTUSSIS.	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 TRANSLUCIDO POR 5 mL ( 10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 MESES	J07CA09	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
38	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1, 10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
39	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellenada por 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMADJULA S.A.S.	1. CALI- Colombia 2. Bogotá - Colombia
40	20071968	FLUQUADRIN® VACUNA ANTINFUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (RSN2) + B/TEXAS/6/2011 (ANÁLOGA A B/WISCONSIN/10/2010-LIKE VIRUS) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO	0.5 mL en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
41	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
42	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (≥/ = 30UI) + TOXOIDE TETÁNICO (≥/ = 40UI) + B. PERTUSIS (≥/ = 4UI) + HESAG (R ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HIB POLISACÁRIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETÁNICO PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 MESES	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
43	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYLYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 2773 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILLANT HOLLISTER STER LCC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHÜTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG - ALEMANIA/DE LA JERINJA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN)	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
44	20078419	FLUQUADRI® VACUNA ANTIFLUENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de borosilicato tipo I por 0.25mL, con aspirador Luer-lock, un tapón-embolo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá-Colombia
45	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0.5 mL, unidades y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
46	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRRÁBICA 1000 - 2000 UI.	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
47	19933276	TETRAxIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSIS PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0.5mL CON AGUA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
48	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MÉRIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
49	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0.5mL, 2.5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10mL. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY, INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION-PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y 222, REPARTO SIBONEY PLAYA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Colombia
51	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (borosilicada) + aguja + tapón de caucho siliconado + embolo de polipropileno con 0,5 mL cada jeringa.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	GREEN CROSS CORPORATON	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
52	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCOSIG RUPUS A, C, Y & W 135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTES DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS AÑOS	J07AH05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
53	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	A/CALIFORNIA/72009 (H1N1)PDM09-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/72009, NYMC X-181) HA + A/HONG KONG/4801/2014 (H3N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/NEW CALEDONIA/71/2014, NYMC X-257) A HA + B/BRISBANE/602009-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: B/BRISBANE/602009, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLDO CON 1 y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C. NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN AÑO	J07B02	SEQRUS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
54	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW/38 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2.5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (Y 5) FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOFI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 68280 MARCY L'ETOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
55	2008787	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA2016M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK. 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. MERCK SHARP & DOHME CORP. 6. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT PA 19486 USA 2. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 992074 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5325 OLD OXFORD ROAD DURHAM, NORTH CAROLINA USA 4. SCHTITZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG-ALEMANIA 5. 770 SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A. 6. 5900 MARTIN LUTHER KING JR. HIGH WAY, GREENVILLE, N C, NC271834 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
56	2001945	VAQTA ® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
57	19955184	HEPAVAX - GENE TF. 10 mcg	INVIMA 2017M-0006319-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 10mg DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07B01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20005193	AFLURIA® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
2	20037769	FLIZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0.5 mL, vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0.5 mL - tapon	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	218616	FLUARI® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/CALIFORNIA/72009 (H1N1) PDM09 [VARIANTE A/CRISTOBURCH/15/2010 (NB 74XP)] + A/VICTORIA/361/2011(H3N2) [VARIANTE A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223A)] + B/MASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE B/MASSACHUSETTS/15/02/2012 (NYMC BX-51B)]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML, AGUJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	UN AÑO	J07AG01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. BRANCH OF SE PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Atenas y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	19947475	FLUAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15MCG PARA C/U DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/72009 (H1N1)PDM09 (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/72009, NYMC X-181), A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/VICTORIA/361/2011, IVR-165) Y B/WISCONSIN/1/2010	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUJA EN ACERO INMOVILIZABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07AG51	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
5	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPAANÁLOGA ACALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUCRILATEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	UN AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
6	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCI CA A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLIOSACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE: NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML. DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENESE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AH03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR Y SANOPI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML.	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - (CEPA ANÁLOGA (A)CHRISTCHURCH/16/2010, NIB-74), + A/VICTORIA/06/2011 (H5N2) (CEPA ANÁLOGA A/VICTORIA/06/2011, IWR-165) + B/WISCONSIN/1/2010 (B) (CEPA ANÁLOGA: B/HUJBEI-WUJIANG/01/15/2009, NYMC BX-39).	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	UN AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. LIVERPOOL 2. BELLARIA-ROSIA SOVICILLE (SI) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
8	19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12,5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINO 0,3 A 0,4 MG. AL+3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ML. + VIAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07AH07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL INC	1.EMIL-VON BEHRING- STR 76, MARBURG, 35041 2.VIA FIORENTINA 1 1-53100 SIENA, PLANTA EN BELLARIA - 53018 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia
9	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETÁNICO 44 MCG	-Vial (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente): 1 vial de vidrio tipo I con tapon de goma de butilo con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 jeringa prellenada que contiene 0,5 ml. de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AH08	GLAXOSMITHK LINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS. BRANCH OF SE PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	20048612	SHANVAC® B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 Viales, cada vial de vidrio tipo I, tapon de caucho bromobutilo gris y sello aluminio flip-off por 0,5ml., 1,0ml., 5,0ml. Y 10ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	DOS AÑOS	J07B001	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07B001	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

\* Novedades de la publicación del mes de Mayo 2017

- Actualización: Vacuna HEPAVAX - GENE TFB 20mcg, cuyo Registro Sanitario fue renovado bajo número INVIMA 2017M-0006143-R1 a favor de JANSSEN VACCINES CORP con domicilio en Corea del Sur
- Inclusión de la Vacuna HEPAVAX - GENE TFB 10mcg, al listado de vigentes, cuyo Registro Sanitario fue renovado bajo número INVIMA 2017M-0006319-R1 a favor de JANSSEN VACCINES CORP con domicilio en Corea del Sur
- Exclusión de la Vacuna TUBERCULINA PRO PARA USO HUMANO a favor de ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S, cuyo Registro Sanitario No. INVIMA 2012M-0013148 venció el día 10/05/2017
- Exclusión de la Vacuna STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA), para la cual no fue concedida la renovación del Registro Sanitario No. INVIMA 2005 M-000940-R1, a favor de SANOPI PASTEUR S.A.
- Exclusión de la vacuna FLUZONE del listado de vigentes pero Temporalmente no Comercializados, a favor de SANOPI PASTEUR S.A, cuyo Registro Sanitario No. INVIMA 2007M-005980-R1 venció el día 25/05/2017