

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Octubre de 2015										Rev-15		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	7038	AGRIPAL S1	INVIMA 2009M-01894 R1	21/07/2015 En trámite de Renovación	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/TEXAS/50/2012, NYMC X-223).	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLDO CON 1 y 10 JERINGAS PREENLLENADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C	UN (1) AÑO	J07B802	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
2	13838	EPAXAL INYECTABLE	INVIMA 2008 M-010758 R1	07/02/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A MAYOR A	CAJA X 1 y 50 AMPOLLA CON 0,5 ML	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8 °C	3 AÑOS	J07B02	BERNA BIOTECH S.A.	CRUCCELL SWITZERLAND AG		BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607 R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. TAPON-EMBOLDO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR	Bogotá - Colombia
4	29155	VAXIGRIP	INVIMA 2005 M-009609 R2	01/10/2018	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - Z23A . . . 15 MCG DE HEMAGLUTININA	CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I POR UNA DOSIS, MAS JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07B802	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522 R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPION CEPA SCHWARZ, COMO MINIMO	CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I POR UNA DOSIS, MAS JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 años	J07B052	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	29158	IMOVAN® POLO	INVIMA 2008M-009608 R1	18/11/2018	CADA 0,5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLLENADA DE UNA DOSIS POR 0,5 mL. CAJA POR UNA JERINGA PREENLLENADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A K4C	INVIMA 2009M-001462 R3	29/09/2019	POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLDO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A403	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR	69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	34332	VERORAB®	INVIMA 2010 M-011546 R2	12/07/2015 En trámite de Renovación	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW18 1503-3M) PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA + 2,5 U/L * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 57°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PREENLLENADA CON 0,5 mL de solvente. CAJA POR 5 FRASCOS VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0,5 mL de solvente.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B001	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	Campus Mérieux 1541, avenue Marcel Mérieux 69280 Marcy L'Étoile, y Parc Industriel d'Arcarville 27100 Val de Reuil, Francia	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07B001	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972 R2	21/02/2017	POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA CON 10 VIALES x 1 estuche (0,5 ml) VIAL en estuche individual.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR PROTÉASE DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07A403	INSTRUTO FNLAY	INSTRUTO FNLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISB, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
11	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630 R2	29/07/2020	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 mL andosis y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
12	45768	VIVOTIF BERNA CAPSULAS	INVIMA 2005 M-005196 R2	01/12/2015	ORGANISMOS VIBLES DE LA CEPA ATENUADA DE SALMONELLA TYPHI 7Y 21A x2 X10 EXPONENTE 9	CAJA POR 3 CAPSULAS EN BLISTER + 3 x 2 CAPSULAS DE BICARBONATO DE SODIO.	CAPSULA CON CUBIERTA ENTERICA	ORAL	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C	18 meses	J07AP01	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BERNA BIOTECH S.A.	BERNA - SUIZA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
13	47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940 R1	05/08/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL, CEPA 17D. EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO; MINIMO 1,000 LD 50	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07B01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
14	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLLENADA X 0,5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
15	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011587 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLLENADA POR 0,5 ML. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA PREENLLENADA CON 1 ML DE PRODUCTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175)	CAJA POR 1 y 50 VIALES DE VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 mL MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
17	226021	HEPAVAX - GENE 20MCG/ML	INVIMA 2008 M-010637 R-1	14/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBSAG)	CAJA POR 1 y 50 VIALES DE VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 mL MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07B001	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
18	227593	PRORIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) MAYOR O IGUAL QUE	CAJA CON 1 VAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 ml)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO AGUA PARA INYECCION NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	2 AÑOS	J07B052	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19	229900	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BKEN	INVIMA 2009 M-12834 R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA) UNA CANTIDAD MAYOR O IGUAL A	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 ml)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B001	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV		SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
20	230249	INFANRIX - IPV-HIB (DTPA-IPV-HIB)	INVIMA 2009M-012551 R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS	CAJA VIAL + JERINGA PREENLLENADA X 0,5 ML + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES(3)AÑO	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
21	19900614	TYPHERIX® VACUNA	INVIMA 2009M-13543 R1	25/08/2019.	POLISACARIDO VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA JERINGA PREENLLENADA POR 0,5 ML POR 2 AGUJAS 23G1 Y 25G1 (TERUMO) + INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AP03	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
22	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLLENADA (PFS) SIN AGUJA FLIA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLLENADAS (PFS) SIN AGUJA FLIA. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
23	19905376	INFANRIX HEXA (DTPA + HEPB + IPV + HIB)	INVIMA 2010 M-14204 R1	09/12/2015	PERTACTINA	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLLENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Octubre de 2015										Rev-15		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
24	1995184	TETANEA 1.500 U.I./ML	INVIMA 2012M-000539-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
25	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0301897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRRRABICA 1000 - 2000 U.I.	CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
26	19933276	TETRAxim®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml CON AGUA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR	69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
27	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	HEMAGLUTININA FILAMENTOSA	Caja por una jeringa prellenada de 0,5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0,5ml sin agua + vial con liofilizado + dos agujas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	3 años	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
28	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GIB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
29	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO - TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27 100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
30	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2004M-0003473	17/06/2014 En trámite de Renovación	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0.5mL, 2.5mL, 5mL, 10mL. CAJA POR 10 VALES DE 0.5mL, CAJA POR 10 VALES DE 2.5mL, CAJA POR 10 VALES DE 5.0mL, CAJA POR 10 VALES DE 10.0mL. VAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	2 a 8 °C NO CONGELAR	DOS2AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LEA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
31	19951123	ROTARIX® VACUNA	INVIMA 2005M-0004847	18/08/2015. En trámite de Renovación	ROTA VIRUS HUMANO VIVO ATENUADO, CEPA RIX 4414 (1000.000 DE CCID50) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CCID50	CAJA POR 1 VAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 1 JERINGA PREENLADA CON DILUYENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFI.	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	DOS(2)AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
32	19954151	VACUNA ANTIRRRABICA U.S.P. SI RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2005M-0005041	13/12/2015	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1ML.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07B01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	2122, HADAPSAR, PUNE - 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
33	19955183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2008M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mcg.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES 3 AÑOS	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site:(Songdo - dong) 23, Hamnyu - ro 303 beon-gil, Yeosu - gu, Incheon, 406-840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
34	19955184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2008M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE 0.5 ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	2 años	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site:(Songdo - dong) 23, Hamnyu - ro 303 beon-gil, Yeosu - gu, Incheon, 406-840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
35	19960964	FENDRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0005306	22/02/2016	RDNA HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBSAG), ADSORBED	0.5 mL de suspensión en una jeringa prellenada vidrio tipo I con un spon en el embo de bulto gris en un paquete de una pieza, o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	MANTENIDO REFRIGERADO A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES 3AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
36	19965327	VIVAXIM	INVIMA 2006M-0006420	02/10/2016	PRIMERA CAMARA : VACUNA TFOIDEA VI POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPHI (ESPECIE T Y Z), 25 MCG. SEGUNDA CAMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA (VIRUS * INACTIVADO HEPATITIS A 160 UNIDADES ANTIGENAS*)	CAJA X 1 JERINGA PREENLADA DE DOBLE COMPARTIMIENTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5°C MAS O MENOS 3°C	36 MESES	J07CA10	SANOPI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SEGE MONDAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69307 LYON CEDEX 07	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
37	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2008M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 VALES MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVENSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTEJASE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR	TRES 3 AÑO	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	NEW JERSEY	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
38	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2 X 10E6	caja por 35 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
39	19972860	QUINVAXEM® INYECCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	B. PERTUSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C	2 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
40	19976538	OPVERO VACUNA ANTIPOLIOMELITICA ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VIVA)	INVIMA 2007M-0007387	06/11/2017	VIRUS DE LA POLIOMELITIS TIPO 1	CAJA POR 10 TUBOS DE PEBD, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml CAJA POR 10 VALES DE VIDRIO TIPO I, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES A 1-20 °C. UNA VEZ DESCONGELADO NO SE DEBE CONGELAR OTRA VEZ Y SE PUEDE ALMACENAR MÁXIMO 6 MESES ENTRE +2 °C Y +8 °C.	DOS AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
41	19979609	QUIMI - HB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 28 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOCEN			
42	19981555	CERVARK® VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
43	19981655	HEBERPENTA	INVIMA 2008M-0008124	09/06/2018	VIAL IFOGEN: ANATOXINA DIFTERICA PURIFICA ESTERIL.	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS	UN AÑO	J07CA07	HEBER BIOTEC S.A.	TECNOQUIMICAS S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS, PLANTA FERENTALES II	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI
44	19983099	MM-RIB II (VACUNA ATENUADOS DE SARAMPON, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 2713	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Octubre de 2015										Rev-15		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
45	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 2	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML. (UNIDOS); CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	V08A05	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	770 Sumneytown Pike West Point, PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
46	19983188	H-B VAXIB® II 40 MCG/ML (VACUNA HEPATITIS B (RECOMBINANTE))	INVIMA 2008M-0008636	2011/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml de PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLÁSTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B01	MERCK & CO., INC	MERCK & CO., INC	PO Box 4, Sumneytown Pike, West Point, PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
47	19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE A2.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL+3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ML. + VIAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07AH07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L 3. BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL, INC	1.EMIL-VON BEHRING STR 76, MARBURG, 36041 ZUWA FLORENTINA 1 163100 SENA, PLANTA EN: BELLARIA - 53018 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A 2. BIOTOSCANA FARMA S.A.	1. Bogotá - Colombia 2. Bogotá - Colombia
48	19986115	EPAXAL JUNIOR	INVIMA 2008M-0007949	24/04/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A	CAJA POR 1 y 10 JERINGAS PREENLADAS CON 0,25 ML	SUSPENSIONES	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C	TRES AÑOS	J07B02	CRUCELL SWITZERLAND AG	CRUCELL SWITZERLAND AG	BERNA	BIOTOSCANA FARMA S.A	Bogotá - Colombia
49	19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES3 AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I PREENLADA CON 0,5 ml de PRODUCTO. UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
51	19989868	HIBERIX VACUNA	INVIMA 2008M-0009106	29/01/2019.	CONJUGADO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B POLISACARIDO CAPSULAR (PRP) Y TOXOIDE TETANICO 30 A 50 µg EQUIVALENTES A 10 µg DE HIB POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO ACOPLANADO A 20 A 40 µg DE TOXOIDE TETANICO	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PRODUCTO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ml. TAPON DE CAUCHO BUTILO, AGRAFE TIPO FLIP OFF, JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I CON DILUYENTE CON TAPA DE CAUCHO BUTILO EN LA PUNTA Y 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES3 AÑOS	J07AG51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
52	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE	PRESENTACION COMERCIAL CON AGUJAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C a 8 °C).	2 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
53	19990911	VAMRIX	INVIMA 2008M-0008910	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO-AMPOLLETA CON 0,5 ML. DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
54	19990934	VACTIB® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008698	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES3 AÑOS	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ,08628	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
55	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml, aguja. Caja con un vial de frías de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES 3AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
56	19991982	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO(CEPA RIX4414) CANTIDAD CCID50 10 X1.000.000	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FINSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
57	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2008M-0009338	24/03/2019.	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1,10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ml. DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von Behring - Str 76 36041 MARBURG ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
58	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2008M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1 CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTA12026A	CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES(3)AÑO	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART, BELGICA	RIXENSART	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
59	20005066	AFILRIAX® 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M-0010222	30/11/2019.	A/TEXAS/59/2012 (H3N2) - CEPA ANALOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223)	CAJA CON UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B01	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
60	20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	2. A/VICTORIA/361/2011 (H2N2) (CEPA ANALOGA A/VICTORIA/361/2011, AVR-165)	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	LVERPOOL	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
61	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1.5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES3 AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	WYETH PHARMACEUTICALS INC.	ANDOVER- MASSACHUSETTS	PFIZER S.A.S.	AVENIDA SUBA No. 95- 66
62	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCICOS GRUPOS A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2010M-0011293	14/09/2015. En trámite de renovación	PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA A POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS: WIES 132 443250DE 13 MM (SIN LÁTEX), POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AH05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Octubre de 2015										Rev-15		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
63	20013672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMOFILUS INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-001212	26/05/2016.	PRP-TT (CONJUGADO) (LIOFILIZADO)	CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSIÓN VACINAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C. UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DÍAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07CA11	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
64	20013860	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-001217	26/05/2016	HBSAG (RADN) >10MCG	CAJA CON UN VIAL UNIDOSIS (0.5 ML)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	DOS2AÑOS	J07CA99	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
65	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-001075	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2.5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA; CAJA FLEXIBLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B001	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	CSL BEHRING GMBH	MARBURG	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
66	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV06) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07B001	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	320-2 SONG DAE RI, OCHANG-EUP, CHUNGCHONG-KUNG, CHUNGCHONGBUK-DO KOREA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
67	20018506	H-B-VAX® B 10 MCG /ML	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1ML) SUSPENSIÓN; TAPÓN DE BROMOBÚTILLO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRESAÑOS	J07B001	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
68	20018507	H-B-VAX® B 8 MCG/0.5 ML	INVIMA 2011M-0011213	30/05/2016.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPÓN BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS	J07B001	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
69	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B001	MERCK SHARP & DOHME CORP.	HOLLISTER STER LABORATORIES LLC	Spokane, Washington	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
70	20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE S.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMPLEJOS MEN A CON TAPÓN DE HALOBÚTILLO + JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LÍQUIDO MEN C W Y + CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMPLEJOS MEN A CON TAPÓN DE HALOBÚTILLO + JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LÍQUIDO MEN C W Y + AGUA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07A408	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EML-VON BEHRING STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
71	20019145	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0ml. MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07B099	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
72	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	BB-NCPD LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	CALI
73	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXIDE TETANICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	1.SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
74	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	B. PETRUSIS	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
75	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANCO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 4,8 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	12 meses	J07AM01	LABORATORIOS DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP, BIOTECH PARK, GENOME VALL.	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
76	20055505	HYPERHEP B®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellenada por 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Cardina del Norte - 78 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMAGUJULA S.A.S.	1. CALI- Colombia 2. Bogotá - Colombia
77	20071988	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	AVCALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + ATEXAS/50/2012 (H3N2) + BTEXAS/6/2011 (ANÁLOGA A BIVISCONSIN/12019/04 (KE VIRUS) + BMASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA	0,5 mL en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del embolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
78	20051113	MINENR®	INVIMA 2014M-0015064	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO W-156* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO Y* *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXIDE TETANICO 44 MCG	-Vial (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente): 1 vial de vidrio tipo I con tapón de goma de bulto con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 jeringa prellenada que contiene 0,5 mL de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A408	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	BELGICA / ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios				PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Octubre de 2015										FECHA DE PUBLICACIÓN Nov-15		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
79	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - 3) (SUIKETT)) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A. Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
80	20048612	SHANVAC ® B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 VALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0,5mL, 1,0mL, 5,0mL Y 10mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	24 MESES	J07B01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
81	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (v= 30UI) + TOXOIDE TETANICO (v= 40UI) + B. PERTUSSIS (v= 4 UI) + HBSAG (R ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
82	20068498	PROQUAD ®	INVIMA 2015M-0015657	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERVL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA VISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + JUBILLANT HOLLISTER STIER LLC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHITZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG - ALEMANIA DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTÉRIL PARA INYECCION) +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
83	20078419	FLUQUADRI® VACUNA ANTI INFLUENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de borosilicato tipo I por 0,25ml, con adaptador Luer-lock, un tapón-embolo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-00580R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROPIADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	2005193	AFLUARA® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCAN FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20019622	FLUZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016.	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0.25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0.25 ml por 1 dosis.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012981	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCAN FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
5	20037769	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0.5 mL vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0.5 mL - tapon	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	1 AÑO	J07B01	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	218616	FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS : A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD/M9 (VARIANTE ACIRST/CHURCH/16/2010 (NB/1409)) + A/VICTORIA/98/2011 (H3N2) (VARIANTE TEXAS/50/2012 (NYMC X-223A)) + B/MASSACHUSETTS/02/2012 (VARIANTE B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC BK/51B))	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. AGUJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07AG01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SAQA DE	Alemania y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
7	19947475	FLUAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRAL: ISACG PARA CUI DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD/M9 (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-151), A/VICTORIA/98/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/VICTORIA/98/2011, IVR-165) Y B/WISCONSIN/12/2010	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07AG51	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA.	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
8	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPANAÁLOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L + GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
9	19976521	FLULAVAL VACUNA	INVIMA 2007M-7153	24/07/2017.	HEMAGLUTININA	Vial de vidrio tipo I con 5 mL con tapón de clorobutilo gris, siliconizado con sales de aluminio	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO C	3 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	GLAXOSMITHKLINE INC	MISSISSAUGA, CANADA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia