


FUNCIÓN REGULADORA			PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN			
Registros Sanitarios			Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Abril de 2015										Inventarior			
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de Almacenamiento	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Domicilio del Importador	
1	5500	MORUPAR	INVIMA 2005 M-001895-R1	25/08/2015	VIRUS DE SARAMPON CEP A SCHWARZ. NO MENOS	FRASCOS DE 1 Y 10 DOSIS EN CAJA DE 1 O 10 UNIDADES.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENADO A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y +8°C PROTEGIDOS DE LA LUZ.	2 AÑOS	J07BD52	CHIRON S.R.L.	CHIRON S.R.L.	SIENA, ITALIA	BIOTOSCANA FARMAS.A.	Bogotá - Colombia
2	7037	POLIORAL (VACUNA POLIOMELITICA VIVA, ORAL)	INVIMA 2005 M-008440-R2	30/06/2015	VIRUS POLIO TIPO 1 ATENUADO (CEPA L SC 2 AB)	FRASCO GOTERO POR 1, 10 Y 20 DOSIS EN CAJA POR 10 FRASCOS CON INSERTO.	SOLUCION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE DE -20°C ± 5 EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS Y SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION CONSERVADO A TEMPERATURA DE 2-8°C EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS.	2 AÑOS	J07BF02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
3	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2005M-001894 R1	21/07/2015	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/TEXAS/50/2012, NYMC X-223).	CAJA DE CARTÓN CON BULSTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELENADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C	UN (1) AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
4	13838	EPAXAL INYECTABLE	INVIMA 2008 M-010758 R1	07/02/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A MAYOR A	CAJA X 1 Y 50 AMPOLLA CON 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8 °C	3 AÑOS	J07BC02	BERNA BIOTECH S.A.	CRUCCELL SWITZERLAND AG		BIOTOSCANA FARMAS.A.	Bogotá - Colombia
5	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-090907-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 25 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
6	29155	VAXIGRIP	INVIMA 2008 M-009809 R2	01/10/2018	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A - 15 MCC DE HEMAGLUTININA	TAPÓN EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522-R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPON CEP A SCHWARZ, COMO MINIMO	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I POR UNA DOSIS, MAS JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SOLVENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPROMENDADA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 años	J07BD52	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	29158	IMOVAX® POLIO	INVIMA M-009809-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PRELENADA DE UNA DOSIS POR 0.5 mL; CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	TRES 3 AÑOS	J07BF03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCI CA+CV	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES 3 AÑOS	J07AH03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	34332	VERORAB®	INVIMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW18 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA 2.5 LI POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PRELENADA CON 0.5ML de solvente. CAJA POR 5 FRASCOS VIALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0.5ml de solvente.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES 3 AÑOS	J07B001	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Campus Mérieux 1541, Avenue Marcel Mérieux 69280 Marcy L'Étoile, y Parc Industriel d'Incarville 27100 Val de Reuil, Francia	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07B001	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	40062	VA-MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis (0.5 ml) vial en estuche individual.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES 3 AÑO	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Bogotá - Colombia
13	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2004 M-014830-R1	03/06/2014	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	Caja por 1 jeringa prelenada por 0.5 mL unidades y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES3 AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
14	45788	VIVOTIF BERNA CAPSULA	INVIMA 2005 M-005136-R2	01/12/2015	ORGANISMOS VIABLES DE LA CEPA ATENUADA DE SALMONELLA TYPHI TY 21A x2 X10 EXPONENTE 9	CAJA POR 3 CAPSULAS EN BULSTER + 3 x 2 CAPSULAS DE BICARBONATO DE SODIO.	CAPSULA CON CUBIERTA ENTERICA	ORAL	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 meses	J07AP01	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BERNA BIOTECH S.A.	BERNA - SUIZA	BIOTOSCANA FARMAS.A.	Bogotá - Colombia
15	47854	STAMARIL	INVIMA 2005 M-000934R1	18/05/2015	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA ESTRAIDA 17DAB 237 CULTIVADO EN HUEVOS EMBRIONADOS	CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPON DE CAUCHO, AGRAFE DE ALUMINIO CON SELLO DE POLIPROPILENO CONTENIENDO POLVO LIOFILIZADO PARA 10 DOSIS Y CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPON DE CAUCHO Y AGRAFE DE ALUMINIO CON	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	CONSERVAR EN NEVERA 2 - 8 °C.	24 MESES	J07BL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015	VIRUS AMARIL CEP A 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO- MINIMO 1,000 LD50.	Caja por un frasco ampolle con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07B101	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
17	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4	CAJA POR UNA (1) JERINGA PRELENADA X 0.5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
18	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19	216863	TWINRIX ® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175)	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PRELENADA CON 1 ML DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20	226021	HEPAVAX - GENE 20MCG/ML	INVIMA 2008 M-010637 R-1	14/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBsAg)	CAJA POR 1 Y 50 VIALES DE VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 ml MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMAS.A.	Bogotá - Colombia
21	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPON (CEPA SCHWARZ) MAYOR O IGUAL QUE	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ml DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE AGERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	2 AÑOS	J07BD52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Abril de 2015										Mayo de 2015		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA UTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
22	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009-M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA) UNA CANTIDAD MAYOR O IGUAL A	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL) CAJA VIAL + JERINGA PRELLENADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	RUE DE l'INSTUT 89 B-1330 RIXENS	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
23	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV-HIB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS	CAJA VIAL + JERINGA PRELLENADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES(3)AÑO	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE l'INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
24	19900614	TYPERIX® VACUNA	INVIMA 2009M-13543-R1	25/08/2019.	POLISACÁRIDO VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	PRELLENADA POR 0,5 ML POR 2 AGUJAS 23G1 Y 25G1 (ITERIMU) + INSERTO CAJA JERINGA	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3AÑOS	J07AP03	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
25	19903040	VAXIGRIP PEDIATRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812-R1	09/09/2015	B/MASSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX-51B)	CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUA ACOPLADA. CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUJAS ANEXAS.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'Incaville	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
26	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTAP	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	PERTACTINA ABSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA (PFS) SIN AGUJA FLJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS (PFS) SIN AGUJA FLJA. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	19905376	INFANRIX HEXA (DTPA - HEPS - IPV - HB)	INVIMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015	PERTACTINA	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELLENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C-8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE l'INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
28	19915184	TETANA 1.500 U.I./ML	INVIMA 2012M-000539-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS FIBRÍOS DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1.0 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE 1 ml	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
29	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FIBRÍOS DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRRÁBICA 1000 - 2000 U.I.	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
30	19933276	TETRAMIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0,5ml CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES3 AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR	69290 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
31	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	HEMAGLUTININA FILAMENTOSA	Caja por una jeringa prellenada de 0,5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0,5ml sin agujas+ vial con liofilizado+ dos agujas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	3 años	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
32	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-000342-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPOLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO) JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
33	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2004M-0003330	13/05/2014	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO	ESTUCHE POR 1, 10 y 20 BULBOS CU CONTENIENDO 10 DOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AP03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
34	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2004M-0003473	17/06/2014	ANATOXINA TETÁNICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,5ml, 5ml, y 10ml. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5mL. CAJA POR 10 VIALES DE 2,5mL. CAJA POR 10 VIALES DE 5,0mL. CAJA POR 10 VIALES DE 10,0mL. VIAL DE VIDRIO BORSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	2 A 8 °C NO CONGELAR	DOS2AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
35	19947640	VAX TVVI	INVIMA 2005M-0004384	11/05/2015	POLISACARIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	ESTUCHE POR 1, 10 y 20 BULBOS CU CONTENIENDO 10 DOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AP03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
36	19951123	ROTARIX® VACUNA	INVIMA 2005M-0004647	18/08/2015.	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO. CEPA RIX 4414 (1000.000 DE CCID50) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CCID50	CAJA POR 1 VIAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 1 JERINGA PRELLENADA CON DILUENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFI	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	DOS(2)AÑOS	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
37	19952048	VAXIGRIP MULTIDOSIS	INVIMA 2005M-0004724	06/09/2015.	B/MASSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX-51B) - 30 MCG DE HEMAGLUTININA	VIAL X 5ML CON 10 DOSIS DE 0,5ML. CAJA X 10 VIALES X 5 ML CON 10 DOSIS DE 0,5 ML. CU	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	UN (1) AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
38	19954151	VACUNA ANTIRRABICA U.S.P. SII RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2005M-0005041	13/12/2015	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1ML.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07BG01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	2122, HADAPSAR, PUNE - 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
39	19955183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2006M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mcg.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES 3AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon-gil, Yeosu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
40	19955184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2006M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE 0,5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	2 años	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon-gil, Yeosu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
41	19960964	FENDRIX VACUNA	INVIMA 2006M-0005306	22/02/2016	RDNA HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBSAG), ADSORBED	0,5 mL de suspensión en una jeringa prellenada vidrio tipo I con un tapon en el embolo de butilo gris en un paquete de una pieza o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	MANTENIDO REFRIGERADO A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES 3AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia



AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL

FUNCION REGULADORA				PUBLICACION										FECHA DE PUBLICACION		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Abril de 2015										Mayo de 2015		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentacion Comercial	Forma Farmaceutica	Via de Administracion	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA UTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
42	19965327	VIVAXIM	INVIMA 2006M-0006420	02/10/2016	PRIMERA CAMARA: VACUNA TIFOIDEA VI POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI) DE SALMONELLA TYPHI (ESPECIE T Y 2) 25 MCG. SEGUNDA CAMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA (VIRUS "INACTIVADO HEPATITIS A 160 UNIDADES ANTIGENAS")	CAJA X 1 JERINGA PRELENADA DE DOBLE COMPARTIMIENTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5°C MAS O MENOS 3°C	36 MESES	J07CA10	SANOPI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SIEGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69367 LYON CEDEX 07	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
43	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 VIALES MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVESE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR	TRES 3 AÑO	J07BM01	MERCK & CO. INC.	MERCK SHARP & DOHME B.V	HAARLEM	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
44	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006659	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 - 2.2 X 10E6	caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07BH01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point , Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
45	19972860	QUINVAXEM® INYECCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	B. PERTUSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	2 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION		BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
46	19976538	OPVERO VACUNA ANTIPOLOMIELITICA ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VIVA)	INVIMA 2007M-0007397	06/11/2017	VIRUS DE LA POLIOMELITIS TIPO 1	CAJA POR 10 TUBOS DE PEBO, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml Y CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES A T-20 °C. UNA VEZ DESCONGELADO NO SE DEBE CONGELAR OTRA VEZ Y SE PUEDE ALMACENAR MAXIMO 6 MESES ENTRE +2 °C Y +8 °C.	DOS AÑOS	J07BF02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
47	19979609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTECH S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOGEN			
48	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
49	19981655	HEBERPENTA	INVIMA 2008M-0008124	09/06/2018	VIAL IFOGEN: ANATOXINA DIFERICA PURIFICA ESTERIL	1 VIAL QUE CONTIENE UNA SUSPENSION DE VACUNA TETRAVALENTE DPT - HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS + 1 VIAL QUE CONTIENE UNA SOLUCION CONCENTRADA DE LA VACUNA HIB EQUIVALENTE A 1 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS	UN AÑO	J07CA07	HEBER BIOTECH S.A.	TECNOQUIMICAS S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS, PLANTA PERENTERALES II	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI
50	19983099	M-M-R® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA VISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
51	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 2	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNIDOSIS), CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS)	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	V08AA05	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	770 Sunnyside Pike West Point PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
52	19983188	H-B VAX® II 40 MCG/ML (VACUNA HEPATITIS B [RECOMBINANTE])	INVIMA 2008M-0008636	20/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLÁSTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC01	MERCK & CO., INC	MERCK & CO., INC.	PO Box 4, Sunnyside Pike, West Point, PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
53	19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL+3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ML. + VIAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07AH07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL, INC		NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
54	19986115	EPAXAL JUNIOR	INVIMA 2008M-0007949	24/04/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS CON 0,25 ML	SUSPENSIONES	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C	TRES AÑOS	J07BC02	CRUCELL SWITZERLAND AG	CRUCELL SWITZERLAND AG	BERNA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
55	19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	28/05/2018	PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES3 AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
56	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I, PRELENADA CON 0,5 ml DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
57	19989868	HIBERIX VACUNA	INVIMA 2009M-0009106	29/01/2019	CONJUGADO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B POLISACARIDO CAPSULAR (PRP) Y TOXOIDE TETANICO 30 A 50 µg EQUIVALENTES A 10 µg DE HIB POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO ACOPLADO A 20 A 40 µg DE TOXOIDE TETANICO	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PRODUCTO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ml. TAPON DE CAUCHO BUTILO, AGRAFE TIPO FLIP OFF, JERINGA PRELENADA EN VIDRIO TIPO I CON DILUYENTE CON TAPA DE CAUCHO BUTILO EN LA PUNTA Y 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES3 AÑOS	J07AG51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
58	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE	PRESENTACION COMERCIAL CON AGUJAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 6 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	2 AÑOS	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
59	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLETA CON 0,5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Abril de 2015										Mayo de 2015		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
60	19990934	VAQTA® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGÉNICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO; NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑOS	J07BC9	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
61	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0009356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES 3 AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
62	19991862	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTA VIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA RIX414)	CANTIDAD X1.000.000 CCID50	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE l'INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
63	20001952	TETANOL PLUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1,10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
64	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1 CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, NO CONGELAR.	TRES(3)AÑO	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
65	20005066	AFLURIA® 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANÁLOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223)	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07BB01	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCAN FARMIA S.A.	Bogotá - Colombia
66	20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	2. A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA -A/VICTORIA/361/2011, I/VR-165)	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	1 AÑO	J07BB02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	LVERPOOL	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
67	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES3 AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	WYETH PHARMACEUTICALS INC.	ANDOVER-MASSACHUSETTS	PFIZER S.A.S.	AVENIDA SUBA No. 95 - 66
68	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCIOS) (GRUPOS A, C, Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2010M-0011293	14/09/2015.	PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJ A POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS WEST V-32 4432/50DE 13 MM (SIN LÁTEX)... POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACÉNESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AH05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
69	20013672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMOFILUS INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016.	PRP-TT (CONJUGADO) (LIOFILIZADO)	CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSION VACUNA + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C, UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DIAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07CA11	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
70	20013860	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-0012117	26/05/2016	HBSAG (RADN) >10MCG	CAJA CON UN VIAL UNIDOSIS (0,5 ML)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	DOS2AÑOS	J07CA99	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
71	20013861	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS	INVIMA 2010M-0011174	23/08/2015	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS, CAJA X 6CAJASX CON 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS GU	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07BD52	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
72	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA, CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	CSL BEHRING GMBH	MARBURG	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
73	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV/06) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7 ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACÉNESE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	320-2 SONG DAE RI, OCHANG- EUP CHUNGWONKUNG CHUNGHEONGSUK-DO KOREA	BIOTOSCAN FARMIA S.A.	Bogotá - Colombia
74	20018506	H-B -VAX ® II 10 MCG /ML	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1ML SUSPENSION), TAPON DE BROMOBUTILO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES3AÑOS	J07BC01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point , Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
75	20018507	H-B-VAX ®II 5 MCG/0,5 ML	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIOPLASTICO CONTENIENDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS	J07BC01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point , Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
76	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC	Spokane, Washington	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Abril de 2015										Mayo de 2015		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
77	20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011562	02/12/2015	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,5 A 10 µg	CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LIQUIDO MEN C W Y + CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ LIQUIDO MEN C W Y + AGUJA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07AH08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EMIL-VON BEHRING STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
78	20019145	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0ml MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point , Pennsylvania, U.S.A	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
79	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	BB-NCIPD LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	CALI
80	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UJ) UNIDADES DE FLOCCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07AM01	LARYSA ANELIS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
81	20042287	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	B. PETRUSSIS	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 TRANSLUCIDO POR 5 mL (1.0 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
82	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1.10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	12 meses	J07AM01	LABORATORIOS DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
83	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con jeringa prellenada por 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	BIOTEFAR S.A.S.	CALI
84	20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFUENZA 0.5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/TEXAS/20/2011 (ANÁLOGA A B/WISCONSIN/1/2010-LIKE VIRUS) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA	0.5 mL en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del embolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
85	19941176	VAX-SPIRAL	INVIMA 2004M-0003291	29/04/2014.	CELULAS ENTERAS INACTIVADAS DE SEROGRUPO CANICOLA 50-80 X 10EXP6	Caja con jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I por 0.5 mL, que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del embolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
86	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W/35* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	-Vial (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente): 1 vial de vidrio tipo I con tapón de goma de bultio con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 jeringa prellenada que contiene 0.5 mL de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	BELGICA / ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
87	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
88	20048612	SHANVAC ® B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0.5mL, 1.0mL, 5.0mL y 10mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2º A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR.	24 MESES	J07BC01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
89	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (γ = 30U) + TOXOIDE TETANICO (α = 40U) + B. PERTUSIS (α = 4 U) + HBSAG (R ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HIB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS																
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-00598091	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20005193	AFLURIA® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 6 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTÉJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN									FECHA DE PUBLICACIÓN			
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Abril de 2015									Mayo de 2015			
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
3	20005194	AFLURIA JUNIOR 0.25 mL	INVIMA 2009 M-0010213	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X 1 JERINGA X 0,25 mL DE SUSPENSIÓN CAJA X 10 JERINGAS X 0,25 mL DE SUSPENSIÓN	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20009299	ID FLU® 15 MICROGRAMOS/CEPA	INVIMA 2010 M-0010989	12/07/2015.	HEMAGLUTININA	CAJA, BLISTER PACK TRANSPARENTE (JERINGA DE VIDRIO TIPO I, EMBUDO DE ELASTÓMERO, AGUJA ACOPLADA CUBIERTA CON CAPUCHÓN)	Suspensión inyectable	INTRADERMAL	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	20013006	ID FLU 9 UG/DOSIS VACUNA ANTIGRI PAL	INVIMA 2010M-0011420	25/10/2015.	HEMAGLUTININA	CAJA CON UNA JERINGA PREGARGADA POR 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRADERMAL	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C	1 AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR	SANOFI PASTEUR S.A.	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	20019622	FLUZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016.	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLLENADA 0.25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
8	20037769	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL -vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona.Tapa del embolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL -tapon	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	218616	FLUARIX® SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS : A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 [VARIANTE A/CRISTCHURCH/16/2010 (NIB 74XP)] + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) [VARIANTE TEXAS/50/2012 (NYMC X-223A)] + B/MASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC BX-51B)]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML, AGUJA DE ACERO Y ELASTÓMERO DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUCUBTANEA	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2º 8ºC , PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07AG01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS. BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Aleman y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	19947475	FLUAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15MCG PARA CU DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)PDM09 (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181), A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/VICTORIA/361/2011, IVR-165) Y B/WISCONSIN/1/2010	CAJA CON 1 JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07AG51	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
11	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPAANÁLOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLLENADA X 0, 5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUCUBTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
12	19976521	FLULAVAL VACUNA	INVIMA 2007M-7153	24/07/2017.	HEMAGLUTININA	Vial de vidrio tipo I con 5 mL con tapon de elastobutilo gris, siliconado con sello de aluminio	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO C	3 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	GLAXOSMITHKLINE INC	MISSISSAUGA, CANADA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia