

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario vigente con corte a 31 de Agosto de 2015										Sep-15		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
26	19933276	TETRIXIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO	CAJA POR 1 y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0,5ml, CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR	69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
27	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	HEMAGLUTININA FLAMENTOSA	Caja por una jeringa prellenada de 0,5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0,5ml sin agujas + vial con liofilizado dos agujas en empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	3 años	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
28	19939796	AVAXIM® 80U FEDNATRICO	INVIMA 2015M-0003340-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A. CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA UNICOS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOCITOLUI)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
29	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
30	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2004M-0003473	17/06/2014	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5,0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10,0mL. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	2 A 8 °C NO CONGELAR	DOS2AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19025, LA LBA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
31	19951123	ROTARIX® VACUNA	INVIMA 2005M-0004647	18/08/2015. En trámite de Renovación	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO. CEPA RIX 4414 (1000.000 DE CCID50) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CCID50	CAJA POR 1 VIAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 1 JERINGA PRELENADA CON DILUENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFILIZADO	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	DOS2(AÑOS)	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
32	19952048	VAXIGRP MULTIDOSIS	INVIMA 2005M-0004724	06/09/2015.	BMASACHUSETTS/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NIMC-8X-518) - 30 MCG DE HEMAGLUTININA	VIAL X 5ML CON 10 DOSIS DE 0,5ML. CAJA X 10 VIALES X 5 ML. CON 10 DOSIS DE 0,5 ML. CU	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	UN (1) AÑO	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
33	19954151	VACUNA ANTIRRABICA U.S.P. SR RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2009M-0005041	13/12/2015	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1ML	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07B01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	2122, HADAPSAR, PUNE - 411 028	SECOV SAS.	Bogotá - Colombia
34	19955183	HEPAXV - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2009M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I X 20 MCG.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES 3AÑOS	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon-gil, Yeosu - gu, Incheon, 406-840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
35	19955184	HEPAXV - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2009M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE 0,5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	2 años	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon-gil, Yeosu - gu, Incheon, 406-840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
36	19960964	FENDRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0005306	22/02/2016	RDNA HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBsAg), ADSORBED	0,5 mL de suspensión en una jeringa prellenada vidrio spo 1 con un tapón en el embotlo de butilo gris en un paquete de una pieza, o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	MANTENIDO REFRIGERADO A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES 3AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
37	19965227	VIVAXIM	INVIMA 2008M-0005429	02/10/2016	PRIMERA CAMARA : VACUNA TIFOIDEA VI POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPHI (ESPECIE T Y Z) 25 MCG. SEGUNDA CAMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA I VIRUS INACTIVADO HEPATITIS A 160 UNIDADES ANTIGENAS**)	CAJA X 1 JERINGA PRELENADA DE DOBLE COMPARTIMIENTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5°C MAS O MENOS 3°C	36 MESES	J07CA10	SANOPI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SIEGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69367 LYON CEDEX 07	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
38	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16 -18	INVIMA 2008M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 VIALES MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVENSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES 3 AÑO	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	NEW JERSEY	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
39	19972534	ROTATEC® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006959	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 X 10E6	caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
40	19972860	QUINVAXEM® INYECCION 0,5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	B. PERTUSSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C	2 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION		BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
41	19976538	OPVERO VACUNA ANTIPOLIOELMELTICA ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VIVA)	INVIMA 2007M-0007397	06/11/2017	VIRUS DE LA POLIOELMELTIS TIPO 1	CAJA POR 10 TUBOS DE PEBD. CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml Y CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES A T=20 °C. UNA VEZ DESCONGELADO NO SE DEBE CONGELAR OTRA VEZ Y SE PUEDE ALMACENAR MAXIMO 6 MESES ENTRE +2 °C Y +8 °C.	DOS AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
42	19979609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOTEC			
43	19981555	CERVARIX® VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPLOMA HUMANO TIPO 16	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
44	19981655	HEBERPENTA	INVIMA 2008M-0008124	09/06/2018	VAL IOFGEN: ANATOXINA DIFTERICA PURIFICA ESTERIL.	1 VIAL QUE CONTIENE UNA SUSPENSION DE VACUNA TETRAVALENTE DPT - HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS + 1 VIAL QUE CONTIENE UNA SOLUCION CONCENTRADA DE LA VACUNA HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS	UN AÑO	J07CA07	HEBER BIOTEC S.A.	TECNOQUIMICAS S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS PLANTA PARENTERALES II	TECNOQUIMCAS S.A.	CAJÍ
45	19983099	M-M-RIB II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
46	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 2	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 ML (UNIDOS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	V08AA05	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	770 Sunnyside Pike West Point PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2015										Sep-15		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
47	19983188	H-B VAXIB II 40 MCG/ML (VACUNA HEPATITIS B RECOMBINANTE)	INVIMA 2008M-000836	20/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINO CON TAPA PLÁSTICA TIPO FLIP OFF. MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC01	MERCK & CO., INC	MERCK & CO., INC.	PO Box 4, Summerytown Pike, West Point, PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
48	19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-000796	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL-3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ML. + VIAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07AH07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL, INC	1.EML. VON BEHRING STR 76, MARBURG, 36041 2.VIA FORENTINA, 1-53100 SIENA, PLANTA EN: BELLARIA - 53018 ROSA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A 2. BIOTOSCANA FARMA S.A	1. Bogotá - Colombia 2. Bogotá - Colombia
49	19986115	EPAXAL JUNIOR	INVIMA 2008M-0007949	24/04/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON 0.25 ML.	SUSPENSIONES	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C	TRES AÑOS	J07B02	CRUCCELL SWITZERLAND AG	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BERNA	BIOTOSCANA FARMA S.A	Bogotá - Colombia
50	19986384	ADACELB VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 Viales DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES(3) AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
51	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I, PREENLADADA CON 0.5 ml. DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
52	19989868	HIBERIX VACUNA	INVIMA 2009M-0009108	29/01/2019	CONJUGADO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B POLISACARIDO CAPSULAR (PRP) Y TOXOIDE TETANICO 30 A 50 µg EQUIVALENTES A 10 µg DE HB POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO ADOPLADO A 20 A 40 µg DE TOXOIDE TETANICO	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PRODUCTO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ml. TAPON DE CAUCHO BUTILO, AGRAFE TIPO FLIP OFF, JERINGA PREENLADADA EN VIDRIO TIPO I CON DILUYENTE CON TAPA DE CAUCHO BUTILO EN LA PUNTA Y 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES(3) AÑOS	J07AG51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
53	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE	PRESENTACION COMERCIAL CON AGUJAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C)	2 AÑOS	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
54	19990911	VAMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 ML. DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
55	19990934	VAQTAB VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008656	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1.0 ML. DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES(3) AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
56	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BK02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
57	19991882	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO(CEPA RIX4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE l'INSTITUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
58	20011952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1,10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ml. DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 76 36041 Marburg ALEMANNIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
59	20044822	SYNFLORIX ® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1 CONJUGADO CON PROTEINA O PROTEINA PORTADORA	CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES(3)AÑO	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA	RIXENSART	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
60	2005066	AFULIMB 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANÁLOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-225)	CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07BK01	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A	Bogotá - Colombia
61	20059679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	2. A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA -A/VICTORIA/361/2011, N/R-165)	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07BK02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	LIVERPOOL	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
62	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	WYETH PHARMACEUTICALS INC.	ANDOVER- MASSACHUSETTS	PFIZER S.A.S.	AVENIDA SUBA No. 95 - 68
63	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCICOS/G RUPUS A.C.Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2010M-0011293	14/09/2015.	PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA A POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS WEST V-32 4x3250DE 13 MM (SN LÁTEX), POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AH05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
64	20013672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, HEPATITIS B Y HEMOFILUS INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016.	PRP-TT (CONJUGADO) (LIOFILIZADO)	CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSION VACUNAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C. UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DIAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07CA11	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SLOCOV SAS.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2015										Reg-15		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
65	20013800	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-001217	26/05/2016	HBSAG (RADN) >10MCG	CAJA CON UN VIAL UNIDOSIS (0.5 ML)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	DOS AÑOS	J07CA99	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
66	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-001075	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2.5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	CSL BEHRING GMBH	MARBURG	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
67	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-001259	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV106) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.7ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	320-2 SONG DAE RI, OCHANG-EUP, CHUNGWON-KUNG, CHUNGCHONGBUK-DO KOREA	BIOTOSCAN FARM S.A.	Bogotá - Colombia
68	20018506	H-B -VAX ® 10 MCG /ML	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1ML). SUSPENSION; TAPON DE BROMOBUTILO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
69	20018507	H-B-VAX ® 5 MCG/0.5 ML	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPON BUTILO DE ALUMINIO PLÁSTICO CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
70	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	HOLLISTER STER LABORATORIES LLC	Spokane, Washington	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
71	20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO V 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMPLETAMENTE CON TAPON DE HALOBUTILO + JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MEN C W Y CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMPLETAMENTE CON TAPON DE HALOBUTILO + JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MEN C W Y + AGUA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07AH08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EML - VON BEHRINGN STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
72	20019145	VAQTA ® 50 UI VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
73	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEINA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	BB-NCPD LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	CALI
74	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXIDE TETANICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	1.SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
75	20042287	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	B. PERTUSSIS	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
76	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1.10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	12 meses	J07AM01	LABORATORIOS DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
77	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	IMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellenada por 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMAQUILA S.A.S.	1. CALI - Colombia 2. Bogotá - Colombia
78	20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTIFLEUENZA G5 ML	INVIMA 2014M-0015025	14/05/2019	ACALIFORNIA/72009 (H1N1) + ATEXAS/60/2012 (H3N2) + BTEXAS/6/2011 (ANÁLOGA A BIVISIONS/12/010-LIKE VIRUS) + BMASSACHUSETTS/2012 + SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA	0.5 mL en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del embolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y EMPAQUE APROBADO	12 meses	J07B602	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
79	20051113	NIMENR®	INVIMA 2014M-0015034	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-15 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXIDE TETANICO 44 MCG	*Vial (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente); 1 vial de vidrio tipo I con tapón de goma de bulto con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 jeringa prellenada que contiene 0.5 mL de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	BELGICA / ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
80	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015055	31/07/2019	TOXIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETTELLA PERTUSSIS; TOXIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETTELLA PERTUSSIS; HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAYONE) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEP-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEEMPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CILINDROS DE AGUA SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
81	20048612	SHANVAC ® B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 VIALES. CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO, BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0.5mL, 1.0mL, 5.0mL Y 10mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	24 MESES	J07B01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2015										Sep-15		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
82	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (+/- = 30UI) + TOXOIDE TETANICO (+/- = 40UI) + B. PERTUSIS (+/- = 4 UI) + HBSAG (R ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO. TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE / EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
83	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0019557	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SRAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA VISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILANT HOLLISTER STIER LLC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHÜTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG - ALEMANIA/DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION) +	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-005980R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOGIS.	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B802	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	2005193	AFLURIA® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B802	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	2005194	AFLURIA JUNIOR 0.25 mL	INVIMA 2009 M-0010213	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X 1 JERINGA X 0.25 mL DE SUSPENSION CAJA X 10 JERINGAS X 0.25 mL DE SUSPENSION C/U	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B801	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20013006	ID FLU 9 UG/DOGIS VACUNA ANTIGRIPAL	INVIMA 2010M-0011420	25/10/2015.	HEMAGLUTININA	CAJA CON UNA JERINGA PREGARGADA POR 1 DOGIS	Suspension inyectable	INTRADERMAL	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C	1 AÑO	J07B802	SANOPI PASTEUR	SANOPI PASTEUR S.A.	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	20019822	FLUZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016.	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0.25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0.25 ml por 1 dosis.	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07B802	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADADA 0.25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B801	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
7	20037769	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0.5 mL vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0.5 mL - tapon	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B801	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	218616	FLUARID® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) (NIB 740P) + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (VARIANTE TEXAS/59/2012 (NYMC X-223A)) + B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC Bx-618f)	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. AGUA DE ACEIRO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	1 AÑO	J07AG01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Alemania y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	19947475	FLUAD	INVIMA 2009M-0004815	12/10/2015	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15MCG PARA C/U DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) (NIB 740P) (CEPA ANÁLOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181), A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/VICTORIA/361/2011, (VR-185) Y B/WISCONSIN/1/2010	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TRANSPARENTE CON AGUA EN ACEIRO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07AG51	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
10	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPANAÁLOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADADA X 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B802	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	L'VERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
11	19976521	FLULAVAL VACUNA	INVIMA 2007M-7153	24/07/2017.	HEMAGLUTININA	Vial de vidrio tipo I con 5 mL con tapon de dorobutilo gris, siliconizado con sello de aluminio	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO C	3 AÑOS	J07B801	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	GLAXOSMITHKLINE INC	MISSISSAUGA, CANADA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia