

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL		PUBLICACION												FECHA DE PUBLICACION			
Funcion Reguladora				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2016												ene-17	
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentacion Comercial	Forma Farmacologica	Via de Administracion	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador	
1	29151	TETANIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXICOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM1	SANOFI PASTER S.A.	SANOFI PASTER S.A.	LYON	SANOFI PASTER	Bogotá - Colombia	
2	29158	MOVAVIB POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BF3	SANOFI PASTER S.A.	SANOFI PASTER S.A.	LYON	SANOFI PASTER S.A.	Bogotá - Colombia	
3	34354	ENGERBIM-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-01189 R2	28/04/2020	ANTIENZO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADO DE PLASMA.	CAJA CON 1 VAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC1	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
4	40062	VA. MENOCO - BOB	INVIMA 2012M-011972-R2	21/03/2017	VEVICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA con 10 viales x 1 dosis (0.5 mL) VAL en estuche individual. CAJA con 10 VALES x 5 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VALES x 10 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VAL. X 10 VIALS x 20 DOSIS (0.5ML) VAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR.	TRES AÑO	J07A03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 1805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enigada - Antioquia	
5	47855	STAMIRIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/09/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL. CEPA 17D. EXENTA DE VIRUS DE ELIXOS AVIAN. CULTIVO SOBRE EMBRICIONES DE POLLO. MMMD 00012/05.	caja por un frasco ampolla con polio sellado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C.	3 AÑOS	J07BL1	SANOFI PASTER S.A.	SANOFI PASTER S.A.	LYON	SANOFI PASTER S.A.	Bogotá - Colombia	
6	51912	FNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003887-R1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLIVICOIDS PURIFICADOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 20, 22F, 23F Y 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADA X 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL1	SANOFI PASTER S.A.	SANOFI PASTER S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI PASTER S.A.	Bogotá - Colombia	
7	21330	AVIXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597-R1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07BC2	SANOFI PASTER S.A.	1. SANOFI PASTER S.A. FOR 2. SANOFI PASTER	1. 66280 MARCY L'ETOLE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTER S.A.	Bogotá - Colombia	
8	21693	TWINRIX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M-007238 R1	16/03/2018	ANTIENZO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM75) + ANTIENZO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (HsBAG) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUA. PREENLADA CON 1 ML DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
9	22753	PRIORIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIBARNUM (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPOTRITIS (CEPA RT 4383) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIBOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BRONXIDRIL + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SOLVENTE Y 2 AGUAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 °C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8 °C.	2 AÑOS	J07B52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FOR FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALIST BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VALA PORTE DELLA FABBRICA 3/A-3501 ABANO TERME (PD) 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
10	22900	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12934-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ML)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B61	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTER S.A.	Bogotá - Colombia	
11	23029	INFANRIX-IPV+HB (DTPa-IPV+HB)	INVIMA 2008M-012551-R1	23/07/2019	TOXICOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (PTX) + KDA. PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO. BAGO SUSPENSION DE HIDOXIDO DE ALUMINO + TOXICOIDE DIFTERICO (DT) + TOXICOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (SANKETT SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (SANKETT SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B) Y TOXICOIDE TETANICO DE 30 A 30 MCG (CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA. VAL + JERINGA PREENLADA X 0.5 ML X 2 AGUAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑO	J07CA2	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
12	19904509	BOOSTRIX B VACUNA ADSORBIDA (DTPa)	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXICOIDE DIFTERICO ADSORBICO MN + TOXICOIDE TETANICO ADSORBICO MN + TOXICOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (FPH) SIN AGUA FLA + 2 AGUAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUA FLA. LAS AGUAS PUEDEN ESTERILIZARSE POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07C49	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
13	19905376	INFANRIX HEXA (DTPa-IPV+HB)	INVIMA 2010 M-14204 R1	09/12/2015 En trámite de renovación	PERTACTINA	VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07CA2	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTITUTEUR 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
14	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXICOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXICOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXICOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	CAJA por una jeringa prellenada de 0.5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0.5ml sin agua + val con liofilizado + dos aguas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	3 años	J07CA6	SANOFI PASTER S.A.	1. SANOFI PASTER S.A. 2. SANOFI PASTER S.A. 3. SANOFI PASTER S.A. 4. SANOFI S.P.A	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. LYON 3. 60280 MARCY L'ETOLE 4. LOC VALCANELLO 03912 AMIGN, FRANCIA	SANOFI PASTER S.A.	Bogotá - Colombia	
15	19955183	HEPAXIV - GENE TP B 20 MCG	INVIMA 2006M-0006143	10/09/2016 En trámite de renovación	ANTIENZO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPRATURA ENTRE 2-8 °C	TRES AÑOS	J07BC1	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Hamnyu - ro 303 baeo - gi, Yeosu - gi, Incheon, 406 - 840, Korea	BIOTOCASVA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia	
16	60052	RECOMBIX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2006M-003900-R	02/05/2016 En trámite de renovación	ANTIENZO HBsAg PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VAL DE 1 ML POR UNA DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07BC1	SANOFI PASTER LTD.	LG LIFE SCIENCES, LTD	129, SEOKGAM RO, KOSAN-BI, SICULJUNDOO, COREA.	SANOFI PASTER S.A.	Bogotá - Colombia	
17	19971029	GARDASIL 9 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18.	INVIMA 2008M-0000714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 4 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON DOS AGUAS POR SERVIDA INSECTO CAJA X 1 Y 10 VALES CON UN ML DE SUSPENSION DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C NO CONGELAR. PROTEGIDO DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 35 °C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES 3 AÑO	J07BM1	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/FARMCANE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22027	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia	

Censo	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA ÚTL.	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
18	19972534	ROTATEOS VACUNA ORAL REVIVIENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SERO TIPO RECOMBINANTE O1 + 2.2 X 10E6, O2 + 2.8 X 10E6, O3 + 2.2 X 10E6, O4 + 2.0 X 10E6 Y P1 + 2.3 X 10E6.	Caja por 25 sobres de polietileno de baja densidad en sobres más inserto. Caja por 1 y 10 sobres de polietileno de baja densidad en sobres más inserto.	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUNMEY TOWN PIKE WEST POINT PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
19	19972860	QUINAVEM B INYCCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	TOXOIDE DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE DE TETANOS INACTIVADO + B. PERTUISIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSIÓN INYECTABLE	PARENTAL	TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	1. BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. COREA DEL SUR 2. ITALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
20	19979609	GLIMI - HB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	FRS (POLIUREAS, BIFITOL FOSFATO) CONJUGADO APROPIADAMENTE DE MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETÁNICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 o por 25 viales monodosis.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07A021	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPROFARMACOS BIOGEN	CLBA	TECNOCUIMCAS S.A.	CALI - COLOMBIA
21	19981555	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	LI DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + LI DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXKENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
22	19983999	M.M.R.B II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007991	23/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION EN BASE DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON SOLVENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
23	19983100	PNEUMOVAX #23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7, TIPO 8, TIPO 9A, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 23, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNODOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07A01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
24	19986384	ADACELE VACUNA COMBINADA DE TOXOIDE TETÁNICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUISIS	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUISICO ADSORBIDO + HEMAGLUTINA FLAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINA TIPO 2 Y 3 ADSORBIDA + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETÁNICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I (CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSIÓN INYECTABLE)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M9P 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
25	19989753	HAVRIX 720 -IMJNR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HVA)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I, PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUA MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B039	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXKENSART, BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
26	19989870	VARILIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UNA FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MÁS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE MANTENER MÁXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MÁXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (0 °C A 4 °C).	2 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALAN BIOTECH S.A.	1. RIXENSART, BELGICA 2. FONT SAINT - LAMERY 10 1120 BRUSSELS (NEER OVER HEEMBEEL) - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	19990911	VAMIRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0 CC(DOS)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXKENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
28	19990034	VAGTAR VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (LINDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UNA VIAL CONTENIENDO 1.0 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UNA VIAL CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B039	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	850 BEAR TOWN TOWER ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
29	19991775	HAVRIXB 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RXKENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	19991862	ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R1444) CANTIDAD 10 X 1.000.000 CC(DOS)	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FNSTUT 89 B-1330 RIVENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
31	20001852	TETANOL PUR	INVIMA 2008M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO	CAJA DE CARTÓN CON 1, 10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emt-von-Behring - Str 76, 35041 Marburg ALBANYA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
32	20044822	SYNFLORIX # VACUNA	INVIMA 2008M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NEUMOCOCCO SERO TIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 23F + 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSIÓN + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE AGUA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES (3) AÑOS	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TULUS SAUTH AVE B SINGAPORE, 63747 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
33	20050566	AFILURAB 0.5 ML SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	ACALUFORNAM(2009/0191) F0M9; CEPA ANÁLIDA ACALUFORNAM(2009/0191) X (1) + ATXASIG2002(1) IN(2) CEPA ANÁLIDA ATXASIG2002(1) IN(2) X (2) + BMSASACHBETTS2012(1) CEPA ANÁLIDA BMSASACHBETTS2012(1) IN(2) BMSACHBETTS2012(1) IN(2) BMSACHBETTS2012(1) IN(2) IN(2)	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO DE BORGOSICATO TIPO I) CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VIDRIO DE BORGOSICATO TIPO I) CONTENIENDO CADA UNA 0.5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-73 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052-AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
34	20011362	PREVENAR VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020	POLISACARIDO SERO TIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F, 23F CONJUGADO CON PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTÓN POR 1, 5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0.5 ML EN UN VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML AGUA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS COUNTL, KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 3. PFIZER INC. 4, 927 SOUTH GURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC 5. PFIZER IRELAND	1. SINFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SERO TIPO 23F) 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. PFIZER INC. DE IRLANDA 4. 927 SOUTH GURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. ORANGE CASTLE BUSINESS PARK, CLONALKIN, DUBLIN 22, IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	AVENIDA SUBA No. 95 - 68
35	2018699	MENECEB	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación	OLIGOSACARIDO MENDOSOCOCCO GRUPO Y 6 JAG CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORNYNEACTERUM DIPHITERIAE S.8 A 10 µg	CAJA + FRASCO (VIDRIO TIPO I) COMP LIOFILIZADA CON TAPON DE HIBRILITOL+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MENCIONADO + CAJA CON UN VIDRIO TIPO I COMP LIOFILIZADA CON TAPON DE HIBRILITOL+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MENCIONADO + CAJA LIQUIDO MENCIONADO + AGUA-ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACIÓN 2-8°C	36 meses	J07A08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EML - VON BEHRINGN STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Conoc	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA UTL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
36	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA (CCV INYECCION)	INVIMA 2011M-0012519	18/09/2016 En trámite de renovación	VIRUS ATENJADOS DE VARICELA (CEPA MAV06) N.T.	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD ES COMPONE DE FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON VALVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CONTIENE 0,7 ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 °C - 8 °C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 39°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HWAJABUNEP, HWAJABUN-GU, ECUJANMADO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
37	20018992	ZOSTAVIR VACUNA DE VIRUS CONTRA LAS HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012566	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENJADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja + 1 ml de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inerte. Caja + 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inerte.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STERIL LABORATORIES LLC	1. GREENVILLE 2. SUMNER TOWN, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
38	20019145	VACINA B-60 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A PURIFICADA E INACTIVADA	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015. En trámite de renovación	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL POR 1.0 ML. MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C	36 MESES	J07B039	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
39	20037966	TUBERCULINA PFD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEINA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 2 DOSES Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSES	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	BB-NCPD LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	CALI
40	20039648	VACUNA ABSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETANICO MAS DE 6 (O MÁS DE 40 U) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07A01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PLANE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	1, 2 y 3 Bogotá - Colombia
41	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSES)	INVIMA 2013M-0014536	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + 8. PERTUSIS	CAJA POR 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 ml (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07C099	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PLANE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
42	20046007	VACUNA ABSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07A001	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME HALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Colombia
43	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellenada por 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Calleida del Norte - 79 T.W. Assessor Drive #101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFA S.A.S. 2. PHARMABOLA S.A.S.	1. CALI - Colombia 2. Bogotá - Colombia
44	20071968	FLUJADIR® VACUNA ANTINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015006	14/05/2019	ACALFORNA7/2009 (H1N1) + ATEXA02/02 (H1N1) + BTEVAM01/01 (AMALOGA B) + INH02/02/01/01 (H3N2) + BMASACH01/02/2012 + SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO	0,5 ml, en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato flat free contiene un adaptador y un capuchón montado en un estuche. La jeringa de vidrio es estéril, con tapón de bromolato gic, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROPIADO	12 meses	J07B002	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
45	20072163	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015096	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (IMANEV) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (IMEF) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SMARTETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 NCO)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE BOROSILOTO ORE, CAPUCHON VIDRIO POR 1 DOSE, 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDO EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07C09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
46	20042392	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015626	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (n= 30U) + TOXOIDE TETANICO (n=40U) + B. PERTUSIS (n= 4 U) + HESAS (n= 0,30) + CAPSULAS PURIFICADO HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BOROSILOTO GRIS CIEBRE ALUMINO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07C11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
47	20068498	PROQUAD ®	INVIMA 2015M-0015967	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENJADOS DE SARAMPIÓN DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE PAROUSA DE LA CEPA JERTY LYNN + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE MISCELLA DE LA CEPA WINTER RA 273 + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION DE 2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + JUBLING-HOLLISTER STERIL LOC + VETTER PHARMA PESTISGANG GMBH & CO KG DOMULDEN SCHUTZENSTRASSE 87 8023 RAVENSBURG - ALEMANIA LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
48	20079419	FLUJADIR® VACUNA ANTINFLUENZA 0,25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORNA7/2009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas montadas en un estuche. Cada tipo I por 0,25ml, con adaptador Luer-lock, un tapón-embudo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B002	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTA
49	41360	TYPHM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLIOSIDO CAPSULAR PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	Caja por 5 jeringas prellenadas por 0,5 ml, cada una y caja por 10 vialitos multidos por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	1993033	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS F&E2 DE INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRABICA (1000 - 2000 UI)	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 ML	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
51	19933276	TETRAMIX ®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSE/1 ML C.E.S. ml, CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES 3 AÑOS	J07C02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	19939796	AVUMAB BDU PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A. CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DE OJOS DE HUMANOS (MRC-5)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS VIDRIO INCOLORO TIPO I TAPON EMBOLO GLOBORIBONITULO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 °C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B002	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCRAVILLE 27100 VAL DE REUL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
53	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AA01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INGRAVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNEX 69280 MARCY L'ÉTOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
54	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANTOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5mL. CAJA POR 10 VIALES DE 2,5mL. CAJA POR 10 VIALES DE 5mL. CAJA POR 10 VIALES DE 10mL. VIAL DE VIDRIO BOROBLICATO TIPO I TAPON DE CLORETO DE BORO DE ALUMINO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES (3) AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SUEROS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION E (FABRICACION DE RESISTENCIA ANTITET)	1. AVENIDA 27 No. 19895, LA LISA, CUENCA DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y222, REPARTO SIBONEY, PLAZA LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS SIST 13 S.A.	Enviado - Colombia
55	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA OCC	INVIMA 2015M-0016020	16/12/2020	ACALIFORNIA/72009 (H1N1) + AVEUS/050212 (H3N2) + BMASBACH/0512/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (borosilicatos) + agua + tapón de caucho siliconado + embudo de polipropileno con 0,5 ml. cada jeringa	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07BB02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	BOGOTÁ
56	20010256	MEINACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOS) RUPOS A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2016M-0011933-R	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACRIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACRIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA A POR 1 y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROBLICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 10MM Y SELLO DESPRENIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07A005	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
57	7038	AGRIPPAL 61	INVIMA 2016M-001934 -R2	29/04/2021	ACALIFORNIA/72009 (H1N1)PDMA-LIKE STRAIN (CEPA ANÁLOGA: ACALIFORNIA/72009 NYMC X-181) HA-AHONG KONG/4801/2014 (H3N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANÁLOGA: ANEY/ CALEDONIA/712014 NYMC X-237 A) HA + BRISBANE/602008-LIKE STRAIN (CEPA ANÁLOGA: BRISBANE/602008 - WILD TYPE)	CAJA DE CARTÓN CON BISTEBER DE PVC O PET CON UN TAPON EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO NICOLOR NEUTRO, TIPO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN (1) AÑO	J07BB02	SEQUIUS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. Raiiro Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
58	3432	VERORABO	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WESTER HAVILES PAVRUS 1603-388) PRODUCCION EN LINEAS DE CELLAS VIBRO E INACTIVADO CON BETA-PROPIONOLACTONA + 2,5 U + POTENCIA MEDIA UTILIZANDO LA PRESION NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (1) Y 5 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLORETO DE BORO (BUTILO) Y TAPA REMOVBLE POR UNA DOSIS + UNA (1) Y 5 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES 3 AÑOS	J07B001	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOFI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MÉNEX 69280 MARCY L'ÉTOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INGRAVILLE 27100 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INGRAVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
59	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA	INVIMA 2016M-0017504	3/01/2022	VRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMKORC 1.350 UFC.	CAJA POR UNO (1) Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE VIDRIO CON MMS FLUOP OPI CON BODON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO (1) Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE VIDRIO CON MMS FLUOP OPI CON BODON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS (2) AÑOS	J07B001	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. ADJUVANT HOLLISTER STERIL LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FESTOZING OMBRA CO. K.G. (SOLVENTE) 5. MERCK SHARP & DOHME CORP & PATENTON MANUFACTURING SERVICE, LLC.	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT PA 19884 USA 2. 3025 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 99204 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5355 OLD OXFORD ROAD DURHAM NORTH CAROLINA USA 4. SCHÜTZENSTRASSE 67, 86212 KAUFRING ALLEMANIA 5. 5770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19881 U.S.A. 6. 5900 MARTIN LUTHER KING, JR. HIGH WAY, GREENVILLE, N.C. NC27184 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-005980R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES	3 AÑOS	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20005193	AFURIMAB 0.5 mL	INVIMA 2009M-0016214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL Y 5 mL	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR, PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07BB02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
3	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07BB01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
4	20037769	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL. vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapón de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embudo de goma de borosilicato. Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL - 1800	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B001	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	218616	FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	03/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: ACALIFORNIA/72009 (H1N1) PDMA9 (VARIANTE AVEUS/050212) NYMC X-181) (VICTORIA/361/2011 (H3N2)) (VARIANTE AVEUS/050212) NYMC X-223(A) + BMASBACH/0512/2012 (VARIANTE BMASBACH/0512/2012) (NYMC BX-518)	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. AGUA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07AG01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF 58 PHARMA GARDIL CO) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SARA DE	Almari y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
6	19947475	FLUID	INVIMA 2009M-0004815	12/10/2015 En proceso de Renovación.	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15M2C PARA CUI DE LAS SIGUIENTES CEPAS: ACALIFORNIA/72009 (H1N1) PDMA9 (VARIANTE AVEUS/050212) NYMC X-181) (VICTORIA/361/2011 (H3N2)) (CEPA ANÁLOGA: AVICTORIA/361/2011 (H3N2)) (VARIANTE AVEUS/050212) NYMC X-181) (VICTORIA/361/2011 (H3N2)) Y BWISCONIN/12010	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07AG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
7	2005456	FLUVRINO	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	ACALFORMIN/72009 (H1N1) CEPANALOGA ACALFORMIN/72009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	L'VERPOOL - BIENA ITALIA + KORHAMI, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
8	1990340	VAXORIP PEDIÁTRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812-R1	09/09/2015 En trámite de Renovación	BMASACHUETT/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC BX-618	CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUA ACOPADA. CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUAS ANGLAS	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'Arcueil	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	32068	A VACCIN POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCICA AHC	INVIMA 2009M-001462-P3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO 4 + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN FIALA + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLDO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A43	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	29155	VAXORIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	ATEXAS/502012 (HND) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + ATEXAS/502012 (HND) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + BMASACHUETT/2012 - CEPA ANALOGA UTILIZADA NYMC BX-618 - 15 MCG DE HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. ESCALA POR 1 Y 10 JERINGAS TAPON EMBOLDO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C/4°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	2009679	FLUVRINAL VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	ACALFORMIN/72009 (H1N1) PDM09 - CEPA ANALOGA (ACORIBETCHIRICH/162010 - NB-74) + AVICTORIAS/12011 (HND) CEPA ANALOGA (AVICTORIAS/12011 - VBR-165) + BIVISCOSIN/12010 (SI) CEPA ANALOGA (BHLBEI) - WILLIAGRID/162009, NYMC BX-39.	CAJA CON UN VAL X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. L'VERPOOL 2. BELLARIA-ROSA, SUDVILLI (SI) 53018 ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
12	1995184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2009M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE 0,5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07B021	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Haman-ro 303, Yeosu-gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
13	1998398	MENUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	GLUCOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA OVA 187 DE CORNIBACTERIUM DIPHTERIAE (2,5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINO 0,3 A 0,4 MCG AL-3).	CAJA POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ML. + VAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINO DE 2-8°C A 3-9°C.	TRES AÑOS	J07A47	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. BAYER HEALTHCARE	1. EMBL - VON BEHRING STR 76, MARIENBURG 35041 2. VIA FIORENTINA 1 551300 BIENA PLAVINI EN BELLARIA - 53018 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia
14	2005113	MMENR008	INVIMA 2014M-0010684	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOSUIDE TETANICO 44 MCG	*Val (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente) + val de vidrio tipo I con tapón de goma de butilo con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por val. + 1 jeringa prellenada que contiene 0,5 ml. de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 3-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07A48	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	20048612	SHANAC 8 B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B SUADN	CAJA POR 35 VALES. CADA VAL DE VIDRIO TIPO I. TAPON DE CAJUCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0,5ML, 1,0ML, 5,0ML Y 10ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	24 MESES	J07B021	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	20019030	RABIPURB	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 LI	CAJA X FRASCO VAL MONDISIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA. CAJA PUEBLOE CON 5 FRASCOS VAL MONDISIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B001	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

* Novedades de la publicación del mes de Diciembre

1. Se incluye la vacuna VARIVAX/VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VVGS DE VARICELA con expediente 20087287 y registro sanitario INVIMA2016M-001750A.