

Función Reguladora		AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL											FECHA DE PUBLICACIÓN			
Registros Sanitarios		Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Enero de 2018											feb-18			
Conces.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAUX VACUNA INYECTABLE	INVMA 2007M-009607-R2	07/09/2017 En trámite de renovación	TOXIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELENDA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AN01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	29158	IMOVAX POLIO	INVMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 UG TIPO 2 8 DU TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PRELENDA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PRELENDA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2*Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENGERIX-B SUSPENSION INYECTABLE	INVMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	4062	VA-MENDOC - BC9	INVMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 En trámite de Renovación	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROTIPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROTIPO C	CAJA CON 10 Viales x 1 DOSIS (0.5 mL) VAL ENESTICHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 Viales x 5 DOSIS (0.5 mL) VAL EN ESTICHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 Viales x 10 DOSIS (0.5 mL) VAL EN ESTICHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VAL Y 10 X10 x 10 x 20 DOSIS (0.5mL) VAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07AH3	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 1806. LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
6	21330	AVAXIM 150U	INVMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELENDA POR 0.5ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 89280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	21693	TVANRIX B SUSPENSION INYECTABLE	INVMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (ADHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DNA	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJAS PRELENDA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07B20	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	22793	PRORIX VACUNA INYECTABLE	INVMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENAZADOS ANTISEROTIPON (CEPA SCHWABZ) + VIRUS VIVOS ATENAZADOS ANTIRIADICOTIPE (CEPA NET 4380) + VIRUS VIVOS ATENAZADOS ANTIRIBECOLA (CEPA WISTAR RA-275)	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOCILO + JERINGA PRELENDA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ML DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO AGUJA PARA INYECCION NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B02	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART-BELGICA 2. VÍA PONTE DELLA FABBRICA 3/A-35031 MIRANO TERME (PD) 3. BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	22900	VACUNA VIVA ATENAZADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVMA 2009 M-12834 R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENAZADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ML)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	23040	INFANRIX -IPV4HB (DTPa/PPV4HB)	INVMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (99 KDa) PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ASOCIADA EN SALES DE ALUMINO (BAO) SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + TOXIDE DIFTERIA (DT) + TOXIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (SANKETT SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HYPHAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B) Y TOXIDE TETANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROSOMAS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA VAL + JERINGA PRELENDA X 0.5 ML + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07C02	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Código	Expendido	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
11	19904509	BOOSTRIX VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13948 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO MN + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO MN + TOXOIDE PERTUSIS ADSORBIDO-HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA (PFS) SIN AGUA FUJA + AGUAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELENADAS (PFS) SIN AGUA FUJA LAS AGUAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA49	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
12	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSIS + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA DE 0,5 ML. SIN AGUA LIQFIZADO. CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA 0,5 ML. SIN AGUA + VAL CON LIQFIZADO. DOS AGUAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	TRES AÑOS	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2.LUXON 3. 69280 MARCY L'ETOILE 4. LDC WILHELMO 05012 ANAND, FRANCIA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
14	19972109	GARDASIL 9 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL HPV TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2008M-0006714	22/12/2016 En trámite de renovación	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS CON DOS AGUAS POR JERINGA. MÁS INSERTO. CAJA 1 Y 10 VALES CON LÍQUIDO DE SUSPENSION. VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8° C NO CONGELAR. PROTEGER LA LÍQUIDA SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25° C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 2 DÍAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES AÑOS	J07BM1	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP CORP FABRICANTE DEL PRINCIPAL ACTIVO	1. NEW JERSEY 2. 2775 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
15	19972534	ROTATEQ VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 En trámite de renovación	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2,2 X 10E6, G2 + 2,3 X 10E6, G3 + 2,2 X 10E6, G4 + 2,0 X 10E6 Y P1 + 2,3 X 10E6.	CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBOLLE MÁS INSERTO. CAJA POR 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBOLLE MÁS INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-4 °C PROTEGER DE LA LIZ.	DOS AÑOS	J07BH1	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	LANNEYTOWN PIKE, WEST POINT PENNSYLVANIA U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
17	19981556	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I, + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C	CUATRO AÑOS	J07BM2	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
18	19983099	M-M-R-II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONDSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNCH A + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 272	CAJA POR 1 VAL CON VACUNA LIQFIZADA + VAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIQFIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
19	19983100	PNEUMOVAX 8 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 6, TIPO 8B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9A, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 18A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0,5 ML. INYECTABLE. CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AL1	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
20	19986384	ADACELV VACUNA COMBINADA DE TOXOIDE TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO-HEMAGLUTINA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRAS TIPO 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINO CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM1	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO CANADA (M2R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
21	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTÉRIL, TIPO I, PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUA MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07B09	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A	RIXENSART- BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A	Cota - Colombia
22	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	08/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIQFIZADO, MÁS UNA JERINGA PRELENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MÁXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MÁXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	DOS AÑOS	J07BK1	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALINI BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. FONT SAINT -LANDRY 10 1120 BRUSSELS (NEEDER OVER HEEMBEEL) - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
23	19990911	VIMBRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO I CEPA OKA NO MENOS DE 10 3.0 CCID50 I	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIQFIZADO, AMPOLLETA CON 0,5 ML. DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIQFIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B51	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
24	19990934	VACOTAB VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO UNIDAMENTE ANTIGENICO	ADULTOS: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 1,0 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO. NIÑOS: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 0,5 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	800 BEAR TOWN TAVERN ROAD WEST TRENTON NJ08638	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
25	19991775	HVR008 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	CAJA CON UNA JERINGA PRELENADA POR 1 mL AGUA, CAJA CON UN VAL DE 1ML DE SUSPENSION PARA INYECCION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Tular	Fabricans	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
26	19991862	ROTAVIRUS SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA RIX4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO CAJA X 3 Y 15 JERINGAS DE VIDRIO TIPO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07B41	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FYNSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHK LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07JA01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG	Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
28	20004822	SYNFLORIX B VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 6, 8B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION MAS (SERBIO) + CAJA POR 1,10 y 100 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07A02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. RIVENSART, BELGICA 2. GLAXOSMITHK LINE SINGAPORE	1. RIVENSART 2. 10 TIAS SOUTH AVE & SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHK LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	20005046	AFUSIAR 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	ACALFORNA72009 (HN1) POM99 - CEPA ANALOGA A CALFORNA72009 (NYMC X-181) + ATEXAS502012 (HN2) CEPA ANALOGA A TEXAS502012 (NYMC X-223) + BMASSACHUSETTS20012 - CEPA ANALOGA A MASSACHUSETTS20012 (NYMC BX-518).	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION CONTENENDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELENADAS EN VIDRIO DE BOROGLICATO TIPO I CONTENENDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA E INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN AÑO	J07B01	BIO CSL PFTY LTD	BIO CSL PFTY LTD	30-79 POPULAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052 AUSTRALIA	BIOTECNOLOGIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
30	20011362	PREVENAR B VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 137 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 18A, 19F Y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 137	CAJA FLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELENADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. DE IRLANDA 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS S. R.L. BATES PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS	1. SANFORD, NORTH CAROLINA 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNE, NEWBROOK COUNTL MILDARE, IREPLICA DE IRLANDA 4. 907 SOUTH CURRY PIKE, ESCOONINGTON INDIANA 5. GRANDE CASTLE BUSINESS PARK, CLONALON DUBLIN 22 IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. COLOMBIA S.A.S 2. PFIZER PFE LABORATORIOS WYETH INC.	Bogotá - Colombia
31	20018952	ZOSTAVAX VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (GAMERCK)	INVIMA 2011M-0012965	13/10/2016 En forma de reovacuola	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA X 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO MAS (SERBIO). CAJA X 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO MAS (SERBIO)	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER THER LABORATOIRES LLC	1. 5900 NORTHWEST GREENVILLE 2. SUMMITTOWN PIKE WEST POINT, PENNSYLVANIA U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
32	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013269	13/08/2017 En forma de reovacuola	TOXOIDE TETANICO MAS DE 5 (O MAS DE 40 U) UNIDADES DE FLOCCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES AÑOS	J07JA01	LARYS ANEELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS 3. LARYS ANEELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
33	20042287	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUISIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PERTUISIS	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 mL (1 10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 MESES	J07CA9	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028 - INDIA	SILCOV SAS	Bogotá - Colombia
34	20046807	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07JA01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP, BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
35	20055505	HYPERHEP B 0	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	IMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PRELENADA POR 1 ml	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J08B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Castilla del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S 2. PHARMAQUILA S.A.S.	1. CALI Colombia 2. Bogotá - Colombia
38	20071968	FLOQUADIR VACUNA ANTIFLUJENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALFORNA72009 (HN1) + ATEXAS502012 (HN2) + BTEXAS62011 (ANALOGA A SWISSCON12011) LINE VIRUS BMASSACHUSETTS20012 + SOLUCION SALINA TAMPUONADA CON FOSFATO	0,5 mL EN JERINGA PRELENADA DE VIDRIO DE BOROGLICATO TIPO I QUE CONTIENE UN ANTICUERPO Y 1,0 mL DE CAPUCHON MONTADO EN UN EXTREMO LA BARRILLA EMBOLO ES MUELTA CON TAPON DE BROMOBUTILO OHSI. SUPERFICIE TRATADA CON SILICONA GRADO MEDICO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWINFURTHER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Corsas	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
37	2007213	HEXAXIMB	INVIMA 2014M-001505	31/07/2019	TOXIDO DIFTERICO PURIFICADO + TOXIDO TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUISIS TOXIDO PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUISIS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOEMELITS INACTIVADO TIPO 1 (IMAXINEY) + VIRUS DE POLIOEMELITS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOEMELITS INACTIVADO TIPO 3 (SALKETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE HLOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON AGUIJA SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA9	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
38	20042202	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUISIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXIDO DIFTERICO (2+ = 30UI) + TOXIDO TETANICO (2+ = 40UI) + B. PERTUISIS (2+ = 4 UI) + HBsAg (R 100) + CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXIDO TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 MESES	J07CA11	SILCOV SAS	SERIM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS	Bogotá - Colombia
39	20068498	PROQUAD B	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENJADOS DE SHAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE PAPERAS DE LA CEPA JENL 17M + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA + VAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 08-2013)	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD4	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MS PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JABILANT HOLLISTER STER LCC + VETTER PHARMA FERTILISNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHTZENSTRASSE 87, 80123 RAARENBERG, ALEMANIA DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
40	20078419	FLUQUADRIE VACUNA ANTIFLUENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACULARFORMAA720009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de 0,25ml cada una por 0,25ml, con adaptador Luer-lock, un inserto estéril	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 MESES	J07BB2	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
41	41360	TYPHM V1	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLISIDO CAPSULAR V1 PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	Caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 ml undosis y caja por 10 vials multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AP3	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 66280 MARCY L'ETOLE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
43	19933276	TETRAMM B	INVIMA 2014M-002333-R1	27/05/2019	TOXIDO DIFTERIA PURIFICADO + TOXIDO TETANICO PURIFICADO + TOXIDO PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOEMELITS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOEMELITS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOEMELITS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml CON AGUIJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA2	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOLE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
44	20051113	NMENEXIB	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO W135 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO Y + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXIDO TETANICO 44 MCG	VAL (POLVO LIOFILIZADO) + JERINGA PREENLADADA (SOLVENTE) + VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VAL. Y JERINGA PREENLADADA QUE CONTIENE 0,5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA CON 1 AGUIJA	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A48	GLAXOSMITHKLINE LINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
45	19939796	AVUMIM B01 FEDATARIO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA UNIDOS (VIDRIO INOCULO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC2	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTER	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 66280 MARCY L'ETOLE (PRINCIPIO ACTIVO)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
46	19940566	IMOVA D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXIDO TETANICO PURIFICADO + TOXIDO DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES AÑOS	J07A51	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 66280 MARCY L'ETOLE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
47	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0,5ML, 2,5ML, 5ML Y 10ML. CAJA POR 10 VALES DE 2,5ML. CAJA POR 10 VALES DE 5ML. CAJA POR 10 VALES DE 10,0ML. VAL DE VIDRIO BOMBOLLEADO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AM1	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS FINLAY DE PRODUCCION Y FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA	1. AVENIDA 27 No. 1806, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 214 Y 222, REPARTO BROWN, PLAZA LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Colombia

Censos	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Inspector	Domicilio del Importador
48	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	ACALFORNINA/72009 (H1N1) + ATEAS502012 (H2N2) + EMASAC4851TS20212	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I BORSILICATO + AGUA + TAPON DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLDO DE POLIPROPILENO CON 0,5 ML CADA JERINGA	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
49	20012256	MINACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCICOS) RUPOS A.C. Y A (W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021		CAJA A POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSILICATO TIPO I CON TAPON DE BORTLO DE 19MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNISE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS AÑOS	J07H405	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC. DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	COREA DEL SUR	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	ACALFORNINA/72009 (H1N1) (P0M09-LIKE STRAIN) (CEPA ANALOGA, ACALFORNINA/72009, NYMC 3-191) HA + AHOING KONGK4810014 (H2N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA, ANEW CALEDONIA/712014, NYMC X-257 A) HA + BRIBSIBSINE02008-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA, BRIBSIBSINE02008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BUSTER DE PVC O PET CON UN TAPON EMBOLDO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN AÑO	J07B02	SEORUS S.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
51	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PANVIR 1033JIM, PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERDE E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA, 2,5 U/ml POTENCIA MEDIA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (1) Y 10 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOBOBTULO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA O DOSIS A UN (1) Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO 3. SANOFI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69380 MARCY L'ETOLE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	20087287	VARIVAMP VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA2016M-0017504	3/01/2022		CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BORTLO GRIS Y SELLO DE ALUMINO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO CONTENIENDO EL LIQUIDAZO + VAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BORTLO GRIS Y SELLO DE ALUMINO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIQUIDAZO + JERINGA PRELENADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO	POLVO LIQUIDAZO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUBSTANCIA ACTIVA) 2. JEBELANT HELLISTER STEER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA FERTOUNG GMBH & CO. KG (SOLVENTE) 5. 770 SUMNEYTOWN PKE. WEST L.L.A. 6. MERCK SHARP & DOHME CORP 7. PANDEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 770 SUMNEYTOWN PKE WEST POINT PA 19486 USA 2. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 992074 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5325 OLD OXFORD ROAD DURHAM NORTH CAROLINA USA 4. SCHOTZENSTRASSE 87, 88712 RAVENSBURG-ALEMANIA 5. 770 SUMNEYTOWN PKE. WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 L.L.A. 6. 5500 MARTIN LUTHER KING, JR. HIGHWAY GREENVILLE, N.C. NC27164 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
53	20019146	VACUNA B-50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MO DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL POR 1.0ML MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
54	1965184	HEPAVAX - GENE TF 10 mg	INVIMA 2017M-0006319-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I CON 10mg DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07B01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON-GIL, YEONSU-GU INCHEON, 406-140 COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
55	1965183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2017M-0006143-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I CON 20 MCG DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES AÑOS	J07B01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON-GIL, YEONSU-GU INCHEON, 406-140 COREA DEL SUR - COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
56	47855	STAMARL®	INVIMA 2017M-002940-R2	30/05/2022	VIRUS DE LA FIERRE MARILLA (PRODUCCION EN EMBIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS CEPA 17D (VIV. ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIQUIDAZO, TAPON DE CAUCHO GRIS, CLOBOBTULO Y CIERRE FLIP OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE, NO CONGELAR. MANTENER EL BALÓN Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX, 69380 MARCY L'ETOLE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
57	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NO VIRAL CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022	PROTEINA L1VPH 6: 40 mg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mg + PROTEINA L1VPH 31: 30 mg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mg + PROTEINA L1VPH 42: 20 mg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mg + PROTEINA L1VPH 56: 20 mg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELENADAS CON 0,5 ML C/L DE SUSPENSION MAS INSERTO; CAJA X 1 O 10 VIALES CON 0,5 ML C/L DE SUSPENSION MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR, PROTEGERSE E LA LUZ. ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. 770 SUMNEYTOWN PKE WEST POINT, PA, 19488 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador	
58	20018959	MENVIDOP	INVIMA 2017M-011552-R2	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENNIOCOCCIO GRUPO A 10 µg CONSOLIDADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33.3 µg + OLIGOSACARIDO MENNIOCOCCIO GRUPO C 1 µg + CONSOLIDADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.5 µg + OLIGOSACARIDO MENNIOCOCCIO GRUPO H 1 µg CONSOLIDADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 8.3 µg + OLIGOSACARIDO MENNIOCOCCIO GRUPO Y 1 µg CONSOLIDADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 8.4 A 10 µg.	CAJA + FRASCO VAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MENA CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TERLON + VAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN C.V.Y.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 4 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	TRES AÑOS	J07A48		GLAXOSMITHKLINE LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GHK	1. BELLARIA - ROSA 52018 SONCILE - ITALIA 2. STADTTEIL MARCHBACH EML. VON - BEHRING - STR. 76 UND 79 55091 MARIENBURG - ALEMANNIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
59	19065376	INFANRIX HEXA (DPTa-HEPb-IPV-Hb)	INVIMA 2017M-14204-R2	28/07/2022	CADA DOSIS DE VACUNA RECONSTITUIDA DE 0.5 mL CONTIENE TOXOIDE DE TETANICO (TN) 30.0 U.I. TOXOIDE DE TETANICO (TN) 40.00 U.I. ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSIS (PT) 25.00 MCG, HEMAGLUTININA FLAMENTOSA (FNA) 25.00 mcg, PERTACINA (PRN) 8.00 mcg, ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBsAg) 0.50 mcg, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 1 40 LD, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 2 8 LD, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 3 32 LD, POLISACARIDO CAPSULAR DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONSOLIDADO CON TOXOIDE DE TETANICO (TT) 10 mcg	VAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BOROSILICATO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (PRN) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I (CON UN TAPON ELASTOMERICO) CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+Hb+IPV) + 2 AGUIJAS HIPODERMICAS (REGISTRO INVIMA 2008DM-0002778). VAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BOROSILICATO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hb) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I (CON UN TAPON ELASTOMERICO) CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+Hb+IPV) + 2 AGUIJAS HIPODERMICAS (REGISTRO INVIMA 2008DM-0002778) EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS.	POLVO Y SUSPENSION PARA RECONSTITUIR A SOLUCION SUSPENSION INYECTABLE.	INTRAMUSCULAR PROFUNDA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MAS DE 4 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	TRES AÑOS	J07C42		GLAXOSMITHKLINE LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RWENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
60	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2017M-012519-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV08) 1400PFU	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I (CON UN TAPON DE AGUA PARA INYECCION)	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPOSER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIR CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	DOS AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HAWASIN-ELP, HWASUN-GUN JEOLLANAM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia	
61	20014484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-007360	05/01/2023	VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: ARIN1 EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: ARIN2 EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: 1 VICTORIA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: B1 YAMAGATA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA	Caja de cartón con jeringa prellenada (Vialo tipo II) con volúmenes de empaque de poliestireno y tapón de goma de butilo monocolor por 0.5 mL en empaques por 1 y 10 jeringas con agua fisi.	Suspensión inyectable	Intramuscular	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 meses	J07B01	GLAXOSMITHKLINE LINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GHK & CO	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS N. DER SMITHKLINE BECHAM PHARMA GHK & CO (FABRICANTE DE IFA)	ZIRKUSSTRAE 40 01669 DRESDEN	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
6052	REGCOMB B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2017M-00390-R2	18/01/2023	ANTIGENO HBsAg PURIFICADO EMPAQUE COMBINANTE.	CAJA CON UN VAL DE 1 ML (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR LTD.	LG CHEM LIFE SCIENCES LTD	129, SEOKHARO, KISAN-SI, JEOLLABUK-DO REPUBLICA DE COREA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia		

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20005193	AFLURIAB 0.5 mL	INVIMA 2008M-010214	24/11/2019	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C a 8 °C NO CONGELAR PROTEGIÉNDOSE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B02	CEL LIMITED	CEL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
2	218166	FLUARIXB SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012056-R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: ACALFORNA7/2009 (H1N1) (FM09) (VARIAANTE A/CHICAGO/16/09) (H8N7) (X3P1) + AVICTOR2081/2011 (H3N2) (VARIAANTE A/ANTWERP/02/11) (NMIC 11-22A1) + B/MASSACHUSETTS/02/02/12 (VARIAANTE B/MASSACHUSETTS/02/02/12) (NYMC BX-618)	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. AGUA DE ACEBI Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 °C - 8 °C. PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	UN AÑO	J07A01	GLAXOSMITHKLINE LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GHK & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Alemania y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	19047475	FLUAD	INVIMA 2016M-0004815-R1	10/05/2021	ANTIGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA INFLUENZA (HEMAGLUTININA Y NEURAMINIDASA) CULTIVADOS EN HUEVOS FERTILIZADOS DE GALLINAS SANAS, CON AGUANTE INFECT. 1, A PARTIR DE LAS SIGUIENTES CEPAS: ACALFORNA7/2009 (H1N1) (FM09) (CEPA ANALOGA: ACALFORNA7/2009) (NYMC X-181) (5 MICROGRAMOS HA); ASWITZERLAND/071523/2013 (H2N2) (CEPA ANALOGA: ASWITZERLAND/071523/2013. NB-88) (5 MICROGRAMOS HA); B/PHILIPINES/07/2013 (CEPA ANALOGA: B/IRAN/09/2014 (CEPA NATURAL) (5 MICROGRAMOS HA) (HEMAGLUTININA)	UNA (1) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I (SILICONA) CON AGUIJA EN ACEBI INMOVILIZABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 1793 GREY Y FLUSER DE CAUCHO W 1883 GREY. CAJA DIEZ JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I, SILICONA, CON AGUIJA INMOVILIZABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 1793 GREY Y FLUSER DE CAUCHO W 1883	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07A01	SEQUIUS S.R.L.	SEQUIUS VACCINES LTDA	GASKILL ROAD SPERAN LIVERPOOL, MERSEYSIDE L24 9GR - REINO UNIDO.	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20005456	FLUARINB	INVIMA 2008M-001019	03/11/2019	ACALFORNA7/2009 (H1N1) CEPANALOGA ACALFORNA7/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0.5	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	LIVERPOOL + BIENA ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	3088	A VACUNA POLISACARIDA ANTEMENINGOCOCCIC A+AC	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A+ POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SOLVENTE PROVADE DE UN TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA E INTRAMUSCULAR	ALMACENAR REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOLEE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

