

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario vigente con corte a 31 de Julio de 2015										Año de 2015		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de Almacenamiento	Vida Útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	5500	MORUPAR	INVMA 2005-M-001895-R1	25/08/2015	VIRUS DE SARAMPION CEPA SCHWARZ NO MENOS	FRASCOS DE 1 Y 10 DOSIS EN CAJA DE 1 O 10 UNIDADES.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE +2°C Y +8°C PROTEGIDOS DE LA LUZ.	2 AÑOS	J07B02	CHIRON S.R.L.	CHIRON S.R.L.	SIENA, ITALIA	BIOTOCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
2	7038	AGRIPPAL S1	INVMA 2005M-001894 R1	21/07/2015	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/TEXAS/50/2012, NYMC X-223).	CAJA DE CARTON CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAPON-EMBOLLO CON 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 °C	UN (1) AÑO	J07B02	NOVARTS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
3	13838	EPAXAL INYECTABLE	INVMA 2008 M-010758 R1	07/02/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A MAYOR A	CAJA X 1 Y 50 AMPOLLAS CON 0,5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8 °C	3 AÑOS	J07B02	BERNA BIOTECH S.A.	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BIOTOCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia	
4	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07A01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR	Bogotá - Colombia
5	29155	VAXGRIP	INVMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A ... 15 MCG DE HEMAGLUTINA.	TAPON EMBOLLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVMA 2007M-009522-R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPION CEPA SCHWARZ, COMO MINIMO	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I POR UNA DOSIS, MAS JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPRENDIDA ENTRE 2 -8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 años	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	29158	IMOVAX® POLIO	INVMA M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0,5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS POR 0,5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	TRES AÑOS	J07B03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCIC A 4°C	INVMA 2009M-001482-R3	29/09/2019	POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C	FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLLO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 -8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR	69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	34332	VERORAB®	INVMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW108 1903-3M) PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2,5 UI + POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PREENLADA CON 0,5 ml. de solvente. CAJA POR 6 FRASCOS VIALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0,5 ml. de solvente.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	Campus Mérieux 1541, avenue Marcel Mérieux 69280 Marcy L'Étoile, y Parc Industriel d'Arcarville 27100 Val de Reuil, Francia	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	34354	ENGERIX-B SUSPENSION INYECTABLE	INVMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
11	40062	VA- MENGOC - BC®	INVMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis (0,5 ml) vial en envase individual	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES 3 AÑO	J07A03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
12	41360	TYPHIM VI	INVMA 2015 M-014633-R2	29/07/2020	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	Caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 ml. unidades y caja por 10 viales multidosis por 0,200 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07A03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
13	45768	VIVOTIF BERNIA CAPSULAS	INVMA 2005 M-005136-R2	01/12/2015	ORGANISMOS VIABLES DE LA CEPA ATENUADA DE SALMONELLA TYPHI TY 21A >2 X10 EXPONENTE 9	CAJA POR 3 CAPSULAS EN BLISTER + 3 x 2 CAPSULAS DE BICARBONATO DE SODIO.	CAPSULA CON CUBIERTA ENTERICA	ORAL	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 meses	J07A01	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BERNA BIOTECH S.A.	BERNA - SUIZA	BIOTOCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
14	47855	STAMARL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVMA 2005 M-000940 R1	05/08/2015	VIRUS AMARIL, CEPA 17D. EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO. MINIMO 1,00 LD 50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07B01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
15	51912	PNEUMO 23	INVMA 2008 M-003867 R-1	16/02/2016	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADA X 0,5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07A01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	213330	AVAXIM 160U	INVMA 2009 M-011587 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5 ML. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA PREENLADA CON 1 ML. DE PRODUCTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
17	216963	THIMRIX B SUSPENSION INYECTABLE	INVMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175)	CAJA POR 1 Y 50 VALES DE VALES DE VIDRIO TIPO I POR 10 ml MULTIDOSIS CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ml. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
18	226021	HEPAVAX - GENE 20MCG/ML	INVMA 2008 M-010637 R-1	14/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBsAG)	CAJA POR 1 Y 50 VALES DE VALES DE VIDRIO TIPO I POR 10 ml MULTIDOSIS CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ml. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) MAYOR O IGUAL QUE	CAJA CON 1 Y 10 DOSIS Y 10 JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 °C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO AGUA PARA INYECCION NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	2 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA) UNA CANTIDAD MAYOR O IGUAL A	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 ml.)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV		SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
21	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV-HIB)	INVMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS	CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES(3)AÑO	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
22	19900614	TYPHERIX® VACUNA	INVMA 2009M-13543-R1	25/08/2019.	POLISACARIDO VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA, JERINGA PREENLADA POR 0,5 ML. POR 2 AGUJAS 25x1 Y 25x1 (TERMINO) + INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3AÑOS	J07A03	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
23	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	PERTACTINA ABSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFS) SIN AGUJA FLJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUJA FLJA. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RKENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
24	19905376	INFANRIX HEXA (DTPA -HEPB -IPV -HIB).	INVMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015	PERTACTINA	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
25	19915184	TETANEA 1.500 U.I./ML.	INVMA 2012M-000539-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS (FAB)2 DE MNUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1,0 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE 1 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
26	19930333	FAVIRAB	INVMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS (FAB)2 DE MNUNOGLOBULINA EQUINA ANTRIFABICA 1000 - 2000 U.I.	CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA		PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN				
Registro Sanitario		Listado de vacunas con Registro Sanitario vigente con corte a 31 de Julio de 2015										Año de 2015				
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
27	19933276	TETRAKIM®	INVIMA 2014M-000333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0,5ml. CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR	65280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
28	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	HEMAGLUTININA FILAMENTOSA	Caja por una jeringa prellenada de 0,5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0,5ml sin aguja. Vial con liofilizado + dos agujas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	3 años	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
29	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
30	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1341 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
31	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2004M-0003473	17/06/2014	ANATOXINA TETÁNICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5ml, 2,5ml, 5ml y 10ml. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5ml, CAJA POR 10 VIALES DE 2,5ml, CAJA POR 10 VIALES DE 5,0ml, CAJA POR 10 VIALES DE 10,0ml. VIAL DE VIDRIO ECOROSCATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	2 A 8 °C NO CONGELAR	DOS 2 AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA HABANA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
32	19951123	ROTARIX® VACUNA	INVIMA 2005M-0004647	18/08/2015.	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO, CEPA RIX 4614 (1000.000 DE CCID50 NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CCID50)	CAJA POR 1 VIAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 1 JERINGA PRELLENADA CON DILUENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFIL.	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	DOS(2)AÑOS	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RWENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
33	19952048	VAXIGRP MULTIDOSIS	INVIMA 2005M-0004724	06/09/2015.	BIMASSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX-518) - 30 MCG DE HEMAGLUTININA	VIAL X 5ML CON 10 DOSIS DE 0,5ML. CU. CAJA X 10 VIALES X 5 ML CON 10 DOSIS DE 0,5 ML CU	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	UN (1) AÑO	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
34	19954151	VACUNA ANTERIBACILIA U.S.P. SI RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2005M-0005041	13/12/2015	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1ML.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07B01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	2122/ 2122, HADAPSAR, PUNE - 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
35	19955183	HEPAVAX - GENE TF ® 2U MCG	INVIMA 2008M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mcl..	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES AÑOS	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon-gil, Yeosu - gu, Incheon, 406 840 Korea	BIOTOSCAN FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
36	19955184	HEPAVAX - GENE TF. 10 MCG	INVIMA 2008M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE 0,5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	2 años	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon-gil, Yeosu - gu, Incheon, 406 840 Korea	BIOTOSCAN FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
37	19960964	FENDRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0005306	22/02/2016	RDNA HEPATITS B SURFACE ANTIGEN (HBsAg), ADSORBED	0,5 ml. de suspension en una jeringa prellenada vidrio tipo I con un tapón en el embudo de bultillo gris en un paquete de una pieza, o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	MANTENIDO REFRIGERADO A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RWENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
38	19965327	VIVAXIM	INVIMA 2008M-0006420	02/10/2016	PRIMERA CAMARA - VACUNA TFOCIDA VI POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPH (ESPECIE T Y Z), 25 MCG. SEGUNDA CAMARA - VACUNA HEPATITS A INACTIVADA (VIRUS " INACTIVADO HEPATITS A 160 UNIDADES ANTIGENAS")	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE COMPARTIMENTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5°C MAS O MENOS 3°C	36 MESES	J07CA10	SANOPI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SIEGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69367 LYON CEDEX 07	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
39	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2008M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 VIALES MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES 3 AÑO	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	NEW JERSEY	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
40	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 X 10E6	caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07BH01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
41	19972860	QUINVAXEM® INYECCION 0,5 ML.	INVIMA 2007M-0006963	09/05/2017	B. PERTUSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C	2 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION		BIOTOSCAN FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
42	19976538	OPVERO VACUNA ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VVA)	INVIMA 2007M-0007397	06/11/2017	VIRUS DE LA POLIOELITIS TIPO 1	CAJA POR 10 TUBOS DE PEBD, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml Y CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES A 1°C-20 °C. UNA VEZ DESCONGELADO NO SE DEBE CONGELAR OTRA VEZ Y SE PUEDE ALMACENAR MAXIMO 6 MESES ENTRE 2°C Y 8 °C.	DOS AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
43	19979609	QUIMI - HB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 28 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTECH S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOGEN			
44	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPLOMA HUMANO TIPO 16	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RWENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
45	19981655	HEBERPENTA	INVIMA 2008M-0008124	09/06/2018	VAL IFOGEN: ANATOXINA DIFTERICA PURIFICA ESTERIL.	1 VIAL QUE CONTIENE UNA SUSPENSION DE VACUNA TETRAVALENTE DPT - HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS + 1 VIAL QUE CONTIENE UNA SOLUCION CONCENTRADA DE LA VACUNA HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS	UN AÑO	J07CA07	HEBER BIOTECH S.A.	TECNOQUIMCAS S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS, PLANTA PERENTRALES II	TECNOQUIMCAS S.A.	CALI
46	19983099	MM-RIB II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA CON DILUENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B052	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
47	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 2	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 ML. UNIDOS. CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	V08A05	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	770 Sunneytown Pike West Point PA 19486	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA		PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN				
Registros Sanitarios		Listado de vacunas con Registro Sanitario Viente con corte a 31 de Julio de 2015										Año de 2015				
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
48	19983188	H-B VAXIB II 40 MCG/ML (VACUNA HEPATITIS B RECOMBINANTE)	INVIMA 2008M-0008638	2011/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLASTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B01	MERCK & CO. INC	MERCK & CO., INC.	PO Box 4, Summerville Pike, West Point, PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
49	19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE Corynebacterium Diptheriae 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL+3.	CAJA POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ML. + VAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07A07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L 3. BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL, INC	1. EML. VON BEHRING STR 76, MARBURG, 35041 2.VIA FIDRENTINA 1 153100 3. BELLARIA - 53018 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A 2. BIOTOSCANA FARMA S.A	1. Bogotá - Colombia 2. Bogotá - Colombia
50	19986115	EPAXAL JUNIOR	INVIMA 2008M-0007949	24/04/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON 0.25 ML.	SUSPENSIONES	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C	TRES AÑOS	J07B02	CRUCCELL SWITZERLAND AG	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BERNA	BIOTOSCANA FARMA S.A	Bogotá - Colombia
51	19986384	ADACELB VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07A051	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008628	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I PREENLADA CON 0.5 ml DE PRODUCTO. UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
53	19989868	HIBERIX VACUNA	INVIMA 2009M-0009106	29/01/2019	CONJUGADO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B POLISACARIDO CAPSULAR (PRP) Y TOXOIDE TETANICO 30 A 50 µg EQUIVALENTES A 10 µg DE HB POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO ACOPLANO A 20 A 40 µg DE TOXOIDE TETANICO	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PRODUCTO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ml. TAPON DE CAUCHO BUTILO, AGRAFE TIPO FLIP OFF, JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I CON DILUYENTE CON TAPA DE CAUCHO BUTILO EN LA PUNTA Y 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07A051	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
54	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE	PRESENTACION COMERCIAL CON AGUJAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	2 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
55	19989911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CODIG 3	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO AMPOLLETA CON 0.5 ML. DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B051	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
56	19989934	VACITAB VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VAL CONTENENDO 1.0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VAL CONTENENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ,08628	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
57	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008396	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
58	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO(CEPA RIX4414) CONTENIDO 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA TIPO	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE HINSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
59	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0005338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1 10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ml. DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07A01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANNIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
60	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1 CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML. DE SUSPENSION MAS INSERTO CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENENDO 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES(3)AÑO	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA	RIXENSART	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
61	20005066	AFLURIX® 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANALOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223)	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B001	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A	Bogotá - Colombia
62	20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	2. A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA A/VICTORIA/361/2011. IWR-165)	CAJA CON UN VAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	LIVERPOOL	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
63	20011382	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTERIA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020	POLISACARIDO SEROTIPO 1	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 15 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES(3) AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	WYETH PHARMACEUTICALS INC.	ANDOVER- MASSACHUSETTS	PFIZER S.A.S.	AVENIDA SUBA No. 95- 66
64	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCICOS(9 RUPOS A,C,Y & W139) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2010M-0011293	14/09/2015	PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA A POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS WEST V-32 443202E, 13 ML (EN LÁTEX). -POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07A05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
65	20013672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016	PRP-TT (CONJUGADO) (LIOFILIZADO)	CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSION VACINAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C, UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DIAS. ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07CA11	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA		PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN				
Registros Sanitarios		Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Julio de 2015										Año de 2015				
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
66	20013860	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-001217	20/05/2016	HBSAG (RADN) >10MCG	CAJA CON UN VIAL UNIDOSI (0.5 ML)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	DOS2AÑOS	J07CA99	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
67	20013861	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL SARAMPION, RUBEOLO Y PAPERAS	INVIMA 2010M-0011174	23/08/2015	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLO DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS; CAJA X 50 FRASCOS CON 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS CU	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07B052	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
68	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2.5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA; CAJA FLEXIBLE CON 6 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B001	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	CSL BEHRING GMBH	MARBURG	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
69	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV006) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES; CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07B001	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	320-2 SONG DAE RI, OCHANG- EUP, CHUNGWON-KUNG, CHUNGCHONGBUK-DO KOREA	BIOTOSCAN FARMA S.A	Bogotá - Colombia
70	20018506	H-B -VAX ® 0.10 MCG ML	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1ML) SUSPENSION; TAPON DE BROMOBUTILO GRIS DE ALUMINIO TAPA PLASTICA FLIP-OP	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRESAÑOS	J07B001	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
71	20018507	H-B-VAX ® 6 ML MCG/0.5 ML	INVIMA 2011M-0011213	30/05/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HESAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIOPLASTICO CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS	J07B001	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
72	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA X 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B001	MERCK SHARP & DOHME CORP.	HOLLISTER STER LABORATORIES LLC	Spokane, Washington	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
73	20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM97 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMPLET MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LIQUIDO MEN C W Y + CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMPLET MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LIQUIDO MEN C W Y + AGUA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07AH08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EML- VON BEHRING STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
74	20019145	VAQTA ® 50 UI VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1 0.1ml. MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07B009	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
75	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEINA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	BB-NCIP LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	CALI
76	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXIDE TETANICO MÁS DE 5 (0 MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	1.SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. SILCOV SAS 3. LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
77	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFETERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014638	14/11/2018	B. PERTUSSIS	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
78	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TEFANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	12 meses	J07AM01	LABORATORIOS DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL.	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
79	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellenada por 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06B804	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Cardiff del Norte - 78 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMACOLA S.A.S.	1, CALI- Colombia 2. Bogotá - Colombia
80	20071968	FLUQUADR® VACUNA ANTINFUENZA 0.5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H2N2) + B/TEXAS/6/2011 (ANALOGA A B/INDONESIA/02/10/14 (H3N2)) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA	0.5 mL en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del embolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07B802	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
81	20051113	MINENROX®	INVIMA 2014M-0015064	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C† + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-150* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXIDE TETANICO 44MCG	*Vial (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente); 1 vial de vidrio tipo I con tapón de goma de butilo con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 jeringa prellenada que contiene 0.5 mL de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	BELGICA / ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
82	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS; TOXIDE PERTUSISICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS; HEMAGLUTINA FLAMENTOSA + VIRUS DE POLIOELITS INACTIVADO TIPO 1 (IMANCHET) + VIRUS DE POLIOELITS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOELITS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I. TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS. CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Julio de 2015										Año de 2015		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
83	20048612	SHANVAC ® B	INVIMA 2014M-001556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 Viales, Cada vial de vidrio tipo I, TAPON DE CAUCHO, BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0.5mL, 1.0mL, 5.0mL y 10mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2º A 8º C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR.	24 MESES	J07B01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
84	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-001555	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (x= 30UI) + TOXOIDE TETANICO (x= 40UI) + B. PERTUSIS (x= 4 UI) + HISSAG (R-ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8º C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
85	20068498	PROQUAD ®	INVIMA 2015M-001957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA VISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIQUIDAZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2º C Y 8º C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2º C A 8º C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07B04	MERCK SHARP & DOMHE CORP.	DMS PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOMHE CORP. + JUBILLANT HOLLISTER STIER LLC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMCLICHEN SCHOTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG - ALEMANIA/DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION) +	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOMHE COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS																
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-00590R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20055193	AFLURIM® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL. X 5 mL	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 º C A 8 º C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20055194	AFLURIA JUNIOR 0.25 mL	INVIMA 2009 M-0010213	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X 1 JERINGA X 0,25 mL DE SUSPENSION CAJA X 10 JERINGAS X 0,25 mL DE SUSPENSION C/U	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2º C Y 8º C	1 AÑO	J07B01	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20013006	ID FLU 9 UGDOSIS VACUNA ANTIGRI PAL	INVIMA 2010M-0011420	25/10/2015.	HEMAGLUTININA	CAJA CON UNA JERINGA PREGARGADA POR 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRADERMAL	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 º C	1 AÑO	J07B02	SANOPI PASTEUR	SANOPI PASTEUR S.A.	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	20019622	FLUZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016.	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis.	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8º C	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 º C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
7	20037769	FLUZONE 0.5 mL	INVIMA 2012M-0013217	06/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0.5 mL vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0.5 mL - tapon	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2º C Y 8º C	1 AÑO	J07B01	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	218616	FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD/M9 [VARIANTE ACRISTCHURCH/16/2010 (NB 740P)] + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) [VARIANTE TEXAS/59/2012 (NYMC X-223A)] + B/MASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC BX-615B)]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML, AGUA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2º Y 8º C. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Alemania y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	19947475	FLUAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15MCG PARA C/U DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD/M9 (CEPA ANALOGA A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181), A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA A/VICTORIA/361/2011, I/R-165) Y B/WISCONSIN/1/2010	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TRANSPARENTE CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2º C Y 8º C	1 AÑO	J07A51	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
10	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPAA ANALOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2º C Y 8º C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
11	19976521	FLUJALVAL VACUNA	INVIMA 2007M-7153	24/07/2017.	HEMAGLUTININA	Vial de vidrio tipo I con 5 mL con tapón de estirobutilo gris, siliconado con sello de aluminio	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2º C A 8º C. NO C	3 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A	GLAXOSMITHKLINE INC	MISSISSAUGA, CANADA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia