



AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL																
FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Junio de 2017										Jul-17		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 1 POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO 1 POR 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	IMOVAX® POLO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0,5 ML. DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS POR 0,5 mL. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BF03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENGERRIB-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO 1 DE 1 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 En trámite de Renovación	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA CON 10 VIALES x 1 DOSIS (0,5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES x 5 DOSIS (0,5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES x 10 DOSIS (0,5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VIAL x 1 XE x10 e 20 DOSIS (0,5mL) VIAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 ° C A 8 ° C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07AH03	INSTITUTO FNLAY	INSTITUTO FNLAY	AVENIDA 27 No. 1805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
5	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLISODOS PURIFICADOS DE: STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADA X 0,5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 ° C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J07AL01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. 65280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	216963	TWIRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M- 007236 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHBs) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 CON AGUJA. PREENLADA CON 1 mL. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTPARTIDITIS (CEPA RTI 4386) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRUBEOGA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO 1 CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOFENILO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO 1 POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 ° C Y 8 ° C.	DOS AÑOS	J07BD02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VÍA PONTE DELLA FABBRICA 3A-35031 ABANO TERME (PD), 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA).	CAJA DE VIDRIO TIPO 1 CON CAPACIDAD PARA 3 mL. CONTIENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	230249	INFANRIX® IPV+HB (DTPA-IPV+HB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (69 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA), ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINIO (BAJO SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO) + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (MAYHEE SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HEMAGLUTININA INFLUENZA TIPO B) Y TOXOIDE TATANICO DE 30 A 50 MICs CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
11	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MN + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO MN + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO-HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFS) SIN AGUJA FLUJ + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUJA FLUJ. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	19905376	INFANRIX HEXA (DTPA + HB + IPV + Hib).	INVIMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015 En trámite de renovación.	PERTACTINA	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE L'INSTITUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
13	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACÁRIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE 0.5ml + UN VIAL LIOFILIZADO. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA 0.5ml SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADOS AGUJAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	TRES AÑOS	J07C06	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. 3. SANOPI PASTEUR S.A. 4. SANOPI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2 LYON 3. 69280 MARCY L'ETOILE 4. LOG VALCANELLO -93012 ANAGNI, FRANCIA.	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
14	19955183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2017M-0006143-R1	10/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 20mcg de ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES AÑOS	J07BC01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY-RO 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
15	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2006M-003900-R	02/05/2016 En tramite de renovación.	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 ML POR UNA DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC01	SANOPI PASTEUR LTD.	LG LIFE SCIENCES, LTD	129, SEOKAM-RO, KSAN-SL JEOLLABUK-DO, COREA.	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16 -18	INVIMA 2008M-0006714	22/12/2010 En trámite de renovación	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA. MÁS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 Viales con 0.5ml de SUSPENSION. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C NO CONGELAR. PROTEÍASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR	TRES AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
17	19972534	ROTATEQB VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 En trámite de renovación	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 X 10E6, G2 + 2.9 X 10E6, G3 + 2.2 X 10E6, G4 + 2.0 X 10E6 Y P1 = 2.3 X 10E6.	CAJA POR 25 TUBOS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MÁS INSERTO. CAJA POR 1 Y 10 TUBOS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MÁS INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 ° C PROTEGER DE LA LUZ	DOS AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUMMEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
18	19979609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIRIBOSIL, RIBITOL, FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA.	CAJA POR 1, 10 Y 25 VIALES MONODOSIS. CAJA MULTIPLE POR 6 CAJAS POR 25 VIALES MONODOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOCEN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI - COLOMBIA
19	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20	19983099	M-M-R® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMUNSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERVI LYNH @ + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B052	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
21	19983100	PNEUMOVAX @ 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 11F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUSSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
23	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I PREENLADADA CON 0.5 ml. DE PRODUCTO. UNA AGUJA MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07BC99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Cota-Colombia
24	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCI	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MÁXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 ° C O MÁXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 ° C A 8 ° C).	DOS AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. FONT SAINT - LANDRY 10 1120 BRUSSELS NEDER OVER HEEMBEEL - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
25	19990911	VAMMRX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCOIDS	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B051	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
26	19990934	VAGTAB VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008896	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1.0 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0.5 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
27	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADADA POR 1 mL AGUJA. CAJA CON UN VIAL DE 1 mL DE SUSPENSION PARA INYECCION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
28	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R04414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X 1 (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1.10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring-Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION MÁS INSERTO + CAJA POR 1, 10 o 100 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07AL02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RENSART, BELGICA 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TUNAS SAUTH AVE B SINGAPORE. 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
31	20005066	AFLURIA® 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	ACALIFORNIA/72009 (H1N1) PDMS9-CEPA ANÁLOGA ACALIFORNIA/72009 (NYMC X-181) + ATEXAS/502012 (H3N2)-CEPA ANÁLOGA ATEXAS/502012 (NYMC X-223) + BMASSACHUSETTS/2012 - CEPA ANÁLOGA BMASSACHUSETTS/2012 (NYMC BX-51B).	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052- AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
32	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1.5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS	1. SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER-MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL, NEWBRIDGE, COUNTY, KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, CLOMNAHKN, DUBLINZZ-IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER FEE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	Bogotá - Colombia
33	20018959	MEVVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33.3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 3 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.2 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 8.3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.8 A 10 µg.	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIQUIDIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTIL DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIQUIDIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTIL DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIQUIDIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO. NO OBTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	TRES AÑOS	J07A08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSA - 53018 SOVICILE - ITALIA 2. STADTEL MARGBACH EMIL-VON-BEHRING-STR. 76 UND 79 35041 MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
34	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016 En trámite de renovación	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV100) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIQUIDIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.7ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	DOS AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HWAJASUN-EUP, HWAJASUN-GUN, JEOLLANAM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
35	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA X 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIQUIDIZADO MÁS INSERTO. CAJA X 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIQUIDIZADO MÁS INSERTO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC	1. 5200 NORTHWEST, GREENVILLE 2. SUMNER TOWN PKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
36	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETANICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 U) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES AÑOS	J07AM01	LARYSA ANÉLS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYSA ANÉLS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
37	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PETRUSSIS.	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 MESES	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028 - INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
38	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1.10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	Envigado - Colombia
39	20055505	HYPERHEP B®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLADA POR 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T W Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEPAR S.A.S. 2. PHARMAQUILA S.A.S.	1. CALI - Colombia 2. Bogotá - Colombia
40	20071968	FLUJADIRIB® VACUNA ANTINFUENZAS 0.5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALIFORNIA/72009 (H1N1) + ATEXAS/502012 (H3N2) + BTEXAS/62011 (ANÁLOGA A B/WISCONSIN/12010-LIKE VIRUS) + BMASSACHUSETTS/2012 - SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO	0.5 mL EN JERINGA PREENLADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I QUE CONTIENE UN ADAPTADOR Y UN CAPUCHON MONTADO EN UN EXTREMO. LA BARRA DEL EMBUDO ES VIOLETA. CON TAPON DE BROMOBUTILO GRIS. SUPERFICIE TRATADA CON SILICONA GRADO MEDICO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
41	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSSIS + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS; CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
42	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (x ¹ = 30UI) + TOXOIDE TETANICO (x ¹ = 40UI) + B, PERTUSSIS (x ¹ = 4 UI) + HBSAG (R ADN) + CAPSULAS PURIFICADO HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 MESES	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
43	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENJADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYN + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILANT HOLLISTER STIER LCC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHÜTZENSTRASSE 67, 88212 RAVENSBURG - ALEMANIA DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN)	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
44	20078419	FLUQUADRIB VACUNA ANTI INFLUENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORNIA/7/2009 (HN1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de borosilicato tipo I por 0.25ml, con adaptador Luer-lock, un tapón-embudo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
45	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 ml. unidades y caja por 10 viales multidosos por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
46	19930333	FAVRIB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS F(81) DE IMMUNOGLOBULINA EQUINA ANTI RÁBICA 1000 - 2000 UI.	CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J06BB05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
47	19933276	TETRAxIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml CON AGUJA ADHERIDA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
48	20051113	NIMENRIB®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	VIAL (POLVO LIOFILIZADO) + JERINGA PREENLADA (SOLVENTE); 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL, Y 1 JERINGA PREENLADA QUE CONTIENE 0,5 mL DE SOLVENTE POR JERINGA, CON 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A08	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
49	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. 3. SANOPI PASTEUR (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL. 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MEREUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL. 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
51	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5ml, 2,5ml, 5ml y 10ml. CAJA POR 10 VALES DE 0,5ml. CAJA POR 10 VALES DE 2,5ml. CAJA POR 10 VALES DE 5,0ml. CAJA POR 10 VALES DE 10ml. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION DE SUEROS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y222, REPARTO SIBONEY, PLAYA LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviagado - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
52	2007072	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	ACALFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/502/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I (BOROSILICATE) + AGUJA + TAPON DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLO DE POLIPROPILENO CON 0,5 mL CADA JERINGA.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
53	2012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACÁRIDOS MENINGOCÓCCICOS (GRUPOS A, Y, W13) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 18MM Y SELLO DESPRENIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS AÑOS	J07A05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
54	7038	AGRIPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	ACALFORNIA/7/2009 (H1N1) PM09-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA); ACALFORNIA/7/2009, NYMC X-191 HA + A/HONG KONG/481/2014 (H3N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA); A/NEW CALEDONIA/712/2014, NYMC X-257 A HA + B/BRISBANE/60/2008-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA); B/BRISBANE/60/2008, WILD TYPE HA	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ	UN AÑO	J07B02	SEORUS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
55	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PM/1038/1933/38) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA + 2,5 UI/1 POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (1) FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (1) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOFI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
56	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA	INVIMA 2016M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. MERCK SHARP & DOHME CORP 6. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT PA 1988 USA 2. 3625 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 99214 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5325 OLD OXFORD ROAD DURHAM NORTH CAROLINA USA 4. SCHUTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG-ALEMANIA 5. 770 SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A. 6. 5900 MARTIN LUTHER KING JR. HIGHWAY, GREENVILLE, N.C. NC27834 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
57	20019145	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1,0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
58	19955184	HEPAXAV - GENE TF, 10 mcg	INVIMA 2017M-0006319-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 10mcg DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07B01	JANSSSEN VACINES CORP	JANSSSEN VACINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY-RO 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 450 COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
59	20093289	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NO INVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADA(S) CON 0,5 mL C/U DE SUSPENSION MÁS INSERTO. CAJA X 1 O 10 VIAL (ES), CON 0,5 mL C/U DE SUSPENSION MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT, PA, 19488 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20005193	AFLURIAB® 0,5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
2	218616	FLIARI® SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS : A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 [VARIANTE ACRISTCHURCH/16/2010 (NB 74XP)] + AVICTORIA/061/2011 (H3N2) [VARIANTE A TEXAS/50/2012 (NYMC X-22A)] + B/MASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC BX-51B)]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. AGUA DE ACERO Y ELASTÓMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUCUTÁNEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	UN AÑO	J07AG01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Alemania y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	19947475	FLUAD	INVIMA 2016M-0004815-11	10/05/2021	ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA INFLUENZA (HEMAGLUTININA Y NEURAMINIDASA) CULTIVADOS EN HUEVOS FERTILIZADOS DE GALLINAS SANAS, CON ADYUVANTE MFSC-1, A PARTIR DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 (CEPA ANÁLOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181) 15 MICROGRAMOS HA; A/SWITZERLAND/97/5293/2013 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/SWITZERLAND/97/5293/2013, NB-88) 15 MICROGRAMOS HA; B/PHUKET/307/2013 (CEPA ANÁLOGA: B/BRISBANE/3/2014 CEPA NATURAL) 15 MICROGRAMOS HA* (HEMAGLUTININA)	UNA (1) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I SILICONADA, CON AGUIJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W 1883 GRIS. CAJA DIEZ JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I, SILICONADA, CON AGUIJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W 1883	SUSPENSIÓN INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07AG51	SEQUIRUS S.R.L.	SEQUIRUS VACCINES LTDA	GASKILL ROAD SPEAKE LIVERPOOL, MERSEYDE L24 9GR - REINO UNIDO.	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPANÁLOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0,5 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUCUTÁNEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07B802	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCI DA-HC	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLIOSACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A + POLIOSACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML. DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMPOLVO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AH03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML.	INVIMA 2016M-0010648	22/04/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - (CEPA ANÁLOGA: A/CHRISTCHURCH/16/2010, NB-74) + AVICTORIA/061/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: AVICTORIA/061/2011, I/R-169) + B/SC03NB/11/2010 (B) (CEPA ANÁLOGA: B/HUBEI-WUJAGANG/159/2009, NYMC BX-39).	CAJA CON UN VIAL X 5 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07B802	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. LIVERPOOL 2. BELLARIA-ROSSA BOVICILLE (SI) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
7	19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORNIBACTERIUM DIPHTHERIAE 1:25 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0,3 A 0,4 MG. AL-3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ML. + VIAL CON SUSPENSIÓN RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07AH07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL	1. EML - VON BEHRING STR 76, HARBURG, 35941 2. VIA FIORENTINA 1 I-53100 SIENA, PLANTA EN: BELLARIA - 53018 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	1. Bogotá - Colombia
8	2048612	SHANVAC® B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B RADN	CAJA POR 35 Viales. CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0,5mL, 10mL, 50mL Y 100mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J07BC01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCIÓN + JERINGA CON AGUIJA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCIÓN + 5 JERINGA CON AGUIJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07BG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVERING PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
* Novedades de la publicación del mes de Junio 2017																
<p>1. Actualización: Vacuna MENVEOB®, cuyo Registro Sanitario fue renovado bajo número INVIMA 2017M-0011552-R1 a favor de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. con domicilio en Bélgica</p> <p>2. Inclusión: Vacuna GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NOVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, a la cual fue otorgado el Registro Sanitario No. INVIMA 2017M-001725 a favor de MERCK SHARP & DOHME CORP con domicilio en Estados Unidos de América</p> <p>3. Exclusión del listado de temporalmente no comercializadas: Vacuna FLUZONE 0.5 mL, cuyo Registro Sanitario No. INVIMA 2012M-0013217 a favor SANOFI PASTEUR INC. de venció el día 08/06/2017</p> <p>4. Inclusión en el listado de Vigentes: Vacuna NIMENRIX®, con Registro Sanitario No. INVIMA 2014M-0015084 a favor de GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A., por cuanto fue autorizado su reintegro al mercado</p>																