

FUNCIÓN REGULADORA					PUBLICACION										FECHA DE PUBLICACION	
Registros Sanitarios					Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Marzo de 2016										abr-16	
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	7038	AGRIPAL S1	INVMA 2005M-001894 R1	21/07/2015 En trámite de Renovación	ACALIFORMA7209 (HN) (POMO) (CEPA ANALOGA ACALIFORMA7209), NYMC X-181) HA + HA45WITZERLAND7152032013 (HN) (CEPA ANALOGA ASWITZERLAND7152032013) + HB, #H4KETS0732013 (CEPA ANALOGA) SWISSRIEAS2014CEPA NATURAL.	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN EMBOLO CON 10 SERVICIOS PRELENDAS DE VÍRIDO INCOLORO NEUTRO TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C	UN (1) AÑO	J07B02	NOVARTIS INFLUENZA S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	SIENA, ITALIA Y REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
2	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOKOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELENDADA X 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
3	29158	IMOVAX POLIO	INVMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML. DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA TIPO I O DU, TIPO 2 B DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PRELENDADA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PRELENDADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	34332	VERORABB	INVMA 2010 M-011548-R2	12/07/2015 En trámite de Renovación	VRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR PAV018/12033M) PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA PROPOLACTONA > 2.5 U* POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA INH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 57°C DURANTE UN MES.	CAJA POR 1 FRASCO 1ML LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PRELENDADA CON 0.5 ML. DE SOLVENTE. CAJA POR 5 FRASCOS VALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0.5 ML. DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Campus Mérieux 1541, avenue Maréchal Mérieux 69580 Marcy l'Etoile, y Parc Industriel d'Incarville 27100 Val de Reuil, Francia	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	34354	ENDERIB-B SUSPENSION INYECTABLE	INVMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA.	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
6	40062	VA MENDOC - BCB	INVMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANAS EXTERNAS DE MENDOCOCO SERODIOPRO B + POLISACARIDOS DEL POLIO TIPO 2 DE MENDOCOCO SERODIOPRO C	Caja con 10 vialitos x 1 dosis (0.5 ml) VAL en envase individual CAJA CON 10 VALES X 1 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VALES X 10 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VAL X 1 X 10 X 10 X 20 dosis (0.5ml) VAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C NO CONGELAR. PROTEGERSE DE LA LUZ.	TRES (3) AÑOS	J07A03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 190X, LA LISA, CUADRO DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
7	47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LOS GÉNEROS AVIAN, CULTIVADO SOBRE EMERSONES DE POLLO MÍNIMO 1,00 UO (2).	Caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	51912	PNEUMO 23	INVMA 2008 M-003867 R-1	18/02/2016 En trámite de renovación	POLVO DOSIS PURIFICADOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18, 19A, 19F, 23F, 23F y 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PRELENDADA X 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8°C EN EL REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS (2) AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	21330	AJAXIM 160U	INVMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELENDADA POR 0.5ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. 66280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	21693	TWINRIX-B SUSPENSION INYECTABLE	INVMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HAT70) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA. PRELENDADA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 A 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
11	226021	HEPAXIX - GENE 20AC/AL	INVMA 2008 M-010637 R-1	14/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBsAg)	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE VALES DE VIDRIO TIPO I POR 10 ml MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTECNICA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
12	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE	INVMA 2009 M-021428 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISORRIPION (CEPA SCHWABZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRROTAVIRUS (CEPA RT 6865) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRIBUCEOLA (CEPA WISTAR RA 279)	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMURO/CAJA CON 1 JERINGA PRELENDADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ML DE SOLVENTE + 2 AGUAS DE AZEJO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO AGUA PARA INYECCION NO DESDE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2°C Y 8°C.	2 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA 3. CALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA SA- 35031 ARNO TERME (PD), S. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
13	22900	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ml. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL. CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ml)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
14	23049	INFANRIX-IPV-HB (DTPa-IPV+HB)	INVMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOKOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA (FNA) + PERTACTINA B9 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO (BAO) SUSPENSION DE HORMONOS DE ALUMINO + TOKOIDE DIFTERICO (DT) + TOKOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO I (MAYHEV SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO II (SANTET SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO III (SANTET SEMILLA) CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIB/HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B Y TOKOIDE TETANICO DE 3 A 50 UG CORRESPONDIENTE A 19 MICROORGANISMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA VAL + JERINGA PRELENDADA X 0.5 ml + 2 AGUAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES(3) AÑOS	J07C02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	19904509	BOOSTRIX VACUNA ADSORBIDA DTPa	INVMA 2010 M-13948 R1	22/06/2020	TOKOIDE DIFTERICO ADSORBICO MN + TOKOIDE TETANICO ADSORBICO MN + TOKOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELENDADA (PFS) SIN AGUA FLJA + 2 AGUAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELENDADAS (PFS) SIN AGUA FLJA LAS AGUAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑO	J07C09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
16	19905376	INFANRIX HEXA (DTPa+HPIB + IPV + HB)	INVMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015 En trámite de renovación	PERTACTINA	VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELENDADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07C02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE l'INSTITUT 89 B-1330 ROUXEL	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
17	19915184	TETANEA 1.500 UI. ML.	INVMA 2012M-000539-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS FIAB2 DE IMMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELENDADA DE 1 ml.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
18	1995127	PEKTAxim	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUISIS + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOEMBRITOS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOEMBRITOS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HEMORRAGIAS INFLUENZAS TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 1000 MCG.	Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml + un vial forrado, cada caja por una jeringa prellenada 0.5ml en su empaque con forrado dos agujas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	3 años	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2.LYON 3. 49286 MARCY L'ETOLE 4. LOC VALCELLE -20012 AVIGNON, FRANCIA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19	1995123	ROTARIVUS VACUNA	INVIMA 2009M-0004647	18/08/2015. En trámite de Renovación	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO, CEPA: BKX 44-4 (1000.000 DE CDSOS) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CDSOS	CAJA POR 1 VIAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 1 Y 10 SERINGAS PRELLENADAS CON DILUYENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFI.	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C NO CONGELAR.	DOS CUARDAOS	J07B41	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20	1995183	HEPAVAX - GENE TF # 20 MCG	INVIMA 2009M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO 1 (0.20 mg).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C	TRES AÑOS	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 baon - gl, Yeosu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
21	1995184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2009M-0006310	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C.	TRES AÑOS	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 baon - gl, Yeosu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
22	1996327	VIAJIM	INVIMA 2009M-0006420	02/10/2016	PRIMERA CAMARA: VACUNA TROPICA V/POLISACARIDO POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO II DE SALMONELLA TYPH ESPECIE TYPH 25 MCG; SEGUNDA CAMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA VIRUS INACTIVADO HEPATITIS A 100 UNIDADES ANTIGENAS*	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE DOBLE COMPARTAMENTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5° C MAS O MENOS 3° C	36 MESES	J07CA10	SANOFI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SEIE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR 648971 NON CEDEX 07	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
23	1997209	GARDASIL 9 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2009M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA LI VPH TIPO 11 + PROTEINA LI VPH TIPO 16 + PROTEINA LI VPH TIPO 18	PRELLENADA CON DOS AGUIAS POR SERINGA INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VALES CON DIMAL DE SUSPENSION, VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2° C Y 8° C NO CONGELAR. PROTEJASE LA LIZ DEBE ADMINISTRAR LA MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25° C O MENOS DE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES 3 AÑO	J07B81	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP 3. MERCK SHARP & DOHME CORP	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, NJ 07027	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
24	1997254	ROTATORIVUS VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2, 2 X 10E6, G2 + 2, 8 X 10E6, G3 + 2, 2 X 10E6, G4 + 2, 0 X 10E6 Y P1 + 2, 3 X 10E6.	Caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto. Caja por 1 y 10 unidades de polietileno baja densidad en sobre mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2 + 8 ° C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B11	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUNNYSIDE PKE, WEST POINT PENNSYLVANIA, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
25	1997280	QUINAVAX B INYECCION 5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	TOXOIDE DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE DE TETANIS PURIFICADO + B. PERTUISIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTAL	TEMPERATURA ENTRE 2 ° C	3 AÑOS	J07A51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	1. COREA DEL SUR 2. ITALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
26	1997638	OPVERO VACUNA ANTIPOLIOEMBRITICA ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VIVA)	INVIMA 2007M-0007397	06/11/2017	VIRUS DE LA POLIOEMBRITOS TIPO 1 + VIRUS DE LA POLIOEMBRITOS TIPO 2 + VIRUS DE LA POLIOEMBRITOS TIPO 3	CAJA POR 10 TUBOS DE PERO, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml CAJA POR 10 VALES DE VIDRIO TIPO 1, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A 7-20 ° C. UNA VEZ DESCONGELADO NO SE DEBE CONGELAR OTRA VEZ Y SE PUEDE ALMACENAR MAXIMO 6 MESES ENTRE 4° C Y 8 ° C.	DOS AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
27	1997960	QUIM - HB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB POLINIBIBIL RIBITOL FOSFATO CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 A MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 vales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 vales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C - 8° C	DOS AÑOS	J07A01	HEBER BIOTECH S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BOCCN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A	CALI - COLOMBIA
28	1998155	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO 1, INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2° C Y 8° C.	4 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	1998309	MM-RIE B (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPON, PAROTITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2009M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPON DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTITIS DE LA CEPA JERVI LYNK + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISNAR RA 273	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE.	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2° C - 8° C	DOS AÑOS	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
30	1998300	PREEMOVAX # 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2009M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9M, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML UNIDOS; CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	DOS 2 AÑOS	J07A01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
31	1998388	HB VAXIB # 40 MODIM VACUNA HEPATITIS B (RECOMBINANTE)	INVIMA 2009M-0008036	20/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINO CON TAPA PLASTICA TIPO FLIP OFF, MMS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B01	MERCK & CO., INC	MERCK & CO., INC.	PO Box 4, Sunnyside Pk., West Point, PA 19486	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
32	1998388	MENUGATE.	INVIMA 2009M-0007996	06/05/2018	GLOSOSCARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO D (SEROTIPO) CONJUGADO A PROTEINA CRM 197 DE CARACTERISTICA BIRINFERNA CONJUGADO A 25 MCG ADSORBEDA A HIDROXIDO DE ALUMINO 0.3 A 0.4 MG. ALK3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO 1 CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HODOXIDO DE ALUMINO DE 2 + 8° C A 30° C.	TRES AÑOS	J07A07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. RIVER HEAL THCare	1. EML. VON BEHRING STR. 70, MARBURG, 35041 2. VIA ROBERTINA 1, I-61100 SIENA, PLANTA EN BELLARIA - 53018 ROSA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia
33	1998634	ADACELB VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUISIS	INVIMA 2009M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUISICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTINA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINO CONTENENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2° C Y 8° C	TRES AÑOS	J07A51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	175 STEELTS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA M6R 3T4	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
34	1998973	HAVRIX 720 JAVOR	INVIMA 2009M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO 1 PRELLENADA CON 0.5 mL DE PRODUCTO. UNA AGUIA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
35	1998970	VARICEL VACUNA	INVIMA 2009M-0008371	09/09/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL; LA VACUNA RECONSTITUIDA DE PUEDE MANTENER MAXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 ° C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 ° C A 8 ° C).	2 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART BELGICA 2. FONT SAINT - LANDRY 10 1100 BRUSSELS HEDEL ON (HEMREBEL) - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
36	1999091	VAMRIX	INVIMA 2009M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO / CEPA OKA / NO MENOS DE 10 30. CDSOS 3	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2° C Y 8 ° C NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tiular	Fabricans	Domicilio del fabricante	Importador	Domicilio del importador
37	1999034	VACINA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-000806	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGÉNICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VAL CONTENIDO 1 ML DE LA VACINA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VAL CONTENIDO 0,5 ML DE LA VACINA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNISE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
38	19991775	HVRVIB 1440 VACINA	INVIMA 2008M-000836	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un val de 1 ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIKENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
39	19991862	ROTAVIR SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-000843	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA ROK4/4) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE POLETILENO X (15,5 ML) (10 DOSES) CADA TUBO CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO X (1,5 ML) (1 DOSE) CADA.	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FINSTUT 69 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
40	2001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-000938	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1,10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ml DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07A01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
41	2004082	SYNFOREX 03 VACINA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 6, 8B, 7F, 9V, 14, 19C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA.	CAJA POR UN JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO + CAJA POR 1,5 y 100 DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR.	TRES(3)AÑO	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TANE SOUTH AVE S SINGAPORE. 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
42	2006566	AFURAP 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	ACALFORNAT/2009 (HN1) FOMD9 - CEPA ANALOGA ACALFORNAT/2009 (NYMC X-181) + ATEXASG0201 (P9N2). CEPA ANALOGA A TEXASG0201 (NYMC X-223) + BMASSACHUSETTS0201 - CEPA ANALOGA BMASSACHUSETTS0201 (NYMC BX-51B).	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO DE BORSIGLICATO TIPO I CONTENIDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VIDRIO DE BORSIGLICATO TIPO I CONTENIDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B01	BIO CSL PLY LTD	BIO CSL PLY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3009 AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A	Bogotá - Colombia
43	2001362	PREVENIR® VACINA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMFISIL INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19C, 19F, 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1 (1) O EN VIDRIO TIPO I CON SIN AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNISE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRELAND	1. SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER, MASSACHUSETTS 3. LITTLE COME, NEW HAMPSHIRE COUNT. 4. KILDEARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANDE CASTLE BUSINESS PARK, CLONALON, DUBLIN 2, IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	AVENIDA SUBA No. 95 - 66
44	2001367	VACINA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMFISIL INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016	TOXOIDE DE DIFTERIA -25 LF (SUSP DE VACINA) + TOXOIDE DE TETANUS + 5 LF (SUSP DE VACINA) + B. PERTUSIS (CELULA ENTERA) +160 IU (SUSP DE VACINA) + HESBAG (PROM) +10 MICG (SUSP DE VACINA) + PRR 11 (CONJUGADO) (LIOFILIZADO).	CAJA X FRASCO MAL SUSPENSION VACINAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNISE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C. UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DÍAS ENTRE 2°C Y 8°C.	2 AÑOS	J07CA11	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
45	20013860	VACINA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-0012117	26/05/2016	TOXOIDE DIFTERICO -25LFx30(I.U.) + TOXOIDE TETANICO -25LFx40(I.U.) + B. PERTUSIS (CELULA ENTERA) +160IU (SUSP) +10 MICG (SUSP DE VACINA) + PRR 11 (CONJUGADO) (LIOFILIZADO).	CAJA CON UN VAL INDOXIS (0,5 ML)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNISE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	DOSSAÑOS	J07CA09	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
46	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO MAL MONODOSA + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS MAL MONODOSA + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGAS CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
47	2001859	MEMEOD	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación.	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO 1/5/6 CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE S.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO II COMP LIOFILIZADO CON TAPON DE HALOBUTILOL. JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MEN W Y CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO II COMP LIOFILIZADO CON TAPON DE HALOBUTILOL. JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MEN W Y + AGUJA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07A08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EMIL VON BEHRING, STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
48	20015616	VACINA CONTRA LA VARICELA OCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAJ06) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD ES COMPONE DE 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIQUIDO DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACÉNISE ENTRE 2, 8°C. NO EXPOSER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR IMMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 8°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HAWASUN-ELP, HYVANSUN-GUN JEOLLANAM DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A	Bogotá - Colombia
49	20018507	HB-VAX 605 Y MCG/0,5 ML	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HESBAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPON BUTILO CRIS Y SELLO DE ALUMINIO PLASTICO CONTENIENDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNISE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUNNYSIDE TOWN PIKE, WEST POINT - PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
50	20018552	ZOSTAVAX® VACINA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0010266	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA ZOSTER	Caja 1 + val de vidrio tipo 1 con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 vial de vidrio tipo 1 con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC	1. 5900 NORTHWEST, GREENVILLE 2. SHANNONTOWN PIKE, WEST POINT - PENNSYLVANIA, U.S.A 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
51	20019145	VACIA B 50 IU VACINA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	09/12/2015. En trámite de renovación.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL POR 1,0 ML MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
52	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEINA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML. AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSES	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	BB-NIPO LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	CAJ
53	20039648	VACINA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013559	13/08/2017	TOXOIDE TETANICO MAS DE 5 (10 MAS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07A01	LARYSA ANGELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA	212 HADAPSAR PUNE 411 028- INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS 3. LARYSA ANGELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
54	2004297	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PERTUSSIS	CAJA POR 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 1 ml. (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 MADAPAR PUNE 411 028 - INDIA	SILCOV SAS	Bogotá - Colombia
55	2004607	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1 x 10 x 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
56	2005505	HYPERHEP B B	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIAL DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringas prellenas por 1 ml.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Corner, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. FARMACIQUILA S.A.S.	1. Cali, Colombia 2. Bogotá - Colombia
57	2007198	FLUQUADRI® VACUNA ANTIFLUENZA S.S.ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALFORMA/72009 (H1N1) + ATEKAS/50212 (H2N2) + TEXAS/50111 (ANISOLA) B/WISCONSIN/0210-LIKE VIRUS + B/MASSACHUSETTS/2012 - SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA	0,5 ml. en jeringa prellena de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un anillo, la base del embudo es visible, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROPIADO	12 meses	J07B802	SANOFI PASTEREUR INC.	SANOFI PASTEREUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEREUR S.A.	Bogotá - Colombia
58	20051113	NIMNEN®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO 9 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO 13 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO 15 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO 1 + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	*Val (polvo liofilizado) + jeringa prellena (solvente) + 1 val de vidrio tipo I con tapón de goma de buey con tapón liofilizado que contiene una (1) dosis por val. y 1 jeringa prellena que contiene 1 ml. de solvente por jeringa. Con 1 agua.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A408	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
59	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS, TOXOIDE PERTUSSICO + ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS, HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO I (IMAKNETT) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SALKNETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADO A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEREUR S.A.	SANOFI PASTEREUR S.A.	FRANCIA	SANOFI PASTEREUR S.A.	Bogotá - Colombia
60	20048612	SHWAZ® B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B A-ADN	CAJA POR 30 VALES, CADA VAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE BOROSILICATO GRIS Y SELLO ALUMINO FLUO/FOP POR 0,5 ML. (10ML, 50ML Y 100ML).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	24 MESES	J07B001	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEREUR S.A.	Bogotá - Colombia
61	20042922	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMIFILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (4 + 30U) + TOXOIDE TETANICO (4 + 40U) + B. PERTUSSIS (4 + 4U) + HBsAg (B ADN) + CAPSULO PURIFICADO HB + POLISACARIDO PRP CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VAL DE VIDRIO TIPO I (CLARO), TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CERRIE ALUMINO FLUO/FOP	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS	Bogotá - Colombia
62	20068498	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTaP	INVIMA 2015M-0015957	1/02/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPON DERIVADOS DE LA CEPA EDMONTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERSEY LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VAL DE VIDRIO I CON SOLVENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2015.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30 DÍAS.	18 meses	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	OMN PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + JUBILANT HOLLISTER STERILECC + VETTER PHARMA FERTIGUNG OSBIRA CO KG DOMICILIO EN SCHTETTERSTRASSE 87, 85121 RAISINGBORN, ALEMANIA/DE LA JERINA PRECARGADA CON SOLVENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
63	2007819	FLUQUADRI® VACUNA ANTIFLUENZA 0,25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORMA/72009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenas monodosis de vidrio de borosilicato tipo I por 0,25ml. con adaptador Luer-lock, un tapón-embudo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B802	SANOFI PASTEREUR INC.	SANOFI PASTEREUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEREUR S.A.	BOGOTÁ
64	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLVOIDO CAPSULAR V PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	Caja por 1 jeringa prellena por 0,5 ml. unidades y caja por 10 vales multidos por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEREUR S.A.	1. SANOFI PASTEREUR S.A. 2. SANOFI PASTEREUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEREUR S.A.	Bogotá - Colombia
65	19930333	FAVRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FIAB2 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRRABICA (100 - 2000 I.U.)	CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J06BB05	SANOFI PASTEREUR S.A.	SANOFI PASTEREUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEREUR S.A.	Bogotá - Colombia
66	19930376	TETRAxIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5 ml. CON AGUJA ADSORBA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR.	TRES 3 AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEREUR S.A.	1. SANOFI PASTEREUR S.A. 2. SANOFI PASTEREUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEREUR S.A.	Bogotá - Colombia
67	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA DM8 CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO (TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B002	SANOFI PASTEREUR S.A.	1. SANOFI PASTEREUR S.A. 2. SANOFI PASTEREUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCROYABLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEREUR S.A.	Bogotá - Colombia
68	19940666	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEREUR S.A.	1. SANOFI PASTEREUR S.A. 2. SANOFI PASTEREUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCROYABLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEREUR S.A.	Bogotá - Colombia
69	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0,5ml., 2,5ml., 5ml. y 10ml. CAJA POR 10 VALES DE 0,5ml. CAJA POR 10 VALES DE 2,5ml. CAJA POR 10 VALES DE 5,0ml. CAJA POR 10 VALES DE 10,0ml. VAL DE VIDRIO BROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION- SERVICIOS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCION II FABRICACION DE FURTANIA 137AVILA	1. AVENIDA 37 No. 1985, L.L.U.S.A. CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y 222, REPARTO IBONNEY, PLAYA LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Títular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
70	2007072	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	A/CALFORNIA/72009 (H1N1) + A/TEXAS/02/2012 (H1N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (borosilicato) + agua + tapón de caucho siliconado + anillo de polipropileno con 0,5 ml. cada jeringa.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ
71	2006993	CMVA/AM EGF	INVIMA 2016M-0016870	11/03/2021	CONJUGADO RHEGF + RPE4K	Estuche que contiene: caja plegada con 4 viales de vidrio tipo I (borosilicato) de 0,5 ml. de gelatina tipo I + solución de gema tipo I + solución de gema tipo I + solución de aluminio + fló off plástico con conjugado RHEGF+RPE4K y caja plegada con 4 viales de vidrio	EMULSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN EL MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2°C. UNA VEZ SE PREPARE LA EMULSION DEL CONJUGADO CON MONTANTE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE. CUALQUIER RESIDUO DEBE SER DESECHADO.	DOS (2) AÑOS	V58A05	CMVAB S.A.	1. CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA 2. CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR CON 3. ELAPHARM	1. CUBA 2. CUBA 3. FRANCIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIAGADO-ANTIOQUIA
72	2001226	MINACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOS (RUP05 A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROTIPO 4 + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROTIPO 2 + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROTIPO 1 + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROTIPO W135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA A POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 10MM Y SELLO DE SPRENHIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 3 AÑOS	J07H405	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Títular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLIZONE	INVIMA 2007 M-000968R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VAL. DE 5 ml. POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	2006193	AFLURAB 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL. X 5 ml.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR. PROTEGERSE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	2001962	FLIZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016.	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0.25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0.25 ml por 5 dosis.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	2003489	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
5	2003769	FLIZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL. Vial de borosilicato tipo I transparente - estandar y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del envase de goma de bromobromolito y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL. - tapón	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	218616	FLUARIB SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/CALIFORNIA/2209 (H1N1) FM09 [VARIANTE ACRTICHTKURCH/16/2010 (NB TAPI) + AVICTORIAL/01/2011 (H1N1)] [VARIANTE ATEXAS/02/2012 (NYMC X-2234) + B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC B/618)]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. AGUJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SIDA DE	Aleman y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
7	1994745	FLUID	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE: ISMCO PARA CUI DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/2209 (H1N1) FM09 (CEPA ANALOGA A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC Y SF1), AVICTORIAL/01/2011 (H1N1) (CEPA ANALOGA AVICTORIAL/01/2011 (H1N1) Y BWISCONSIN/1/2010)	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07A51	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	2005456	FLIVIRIB	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/2209 (H1N1) CEPANÁLDO A/CALIFORNIA/27/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED - NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHEAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	1990340	VAXIGRP PEDIATRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812 -R1	09/09/2015 En trámite de Renovación	B/MASACHUSETTS/2/2012- CEPAS DERIVADA UTILIZADA (NYMC B/618)	CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUA APROPIADA, CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUA ANEJADA.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'Orville	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522-R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARABIPON CEPAS SCHWARZ 2 CON VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA PAROTITIS CEPAS URIBE MA 3 COMO MIMMO 4 VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA RUBOLA CEPAS WISTAR RA 27 /JM	CAJA POR 1 VAL. DE 1ML DOSIS. MÁS JERINGA PRELLENADA CON 0,5 ML. DE SOLVENTE + CAJA POR 10 MILES. CADA VAL. DE UNA DOSIS. MÁS CAJA CON 10 AMPOLLAS DE SOLVENTE. CADA AMPOLLA CON 0,5 ML. DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPROMETIDA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	3 años	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	3208	A VACUNA POLISACARIDA ANTMENINGOCOCCO A AC	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML. DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON Sello DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07H403	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
12	29155	VAXIGRP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	ATEXAS/02/2012 (H1N2) - CEPAS DERIVADA UTILIZADA NYMC X-2234... 15 MOI DE HEMAGLUTININA + ATEXAS/02/2012 (H1N2) - CEPAS DERIVADA UTILIZADA NYMC X-2234... 15 MOI DE HEMAGLUTININA + B/MASACHUSETTS/2/2012 - CEPAS ANALOGA UTILIZADA NYMC B/618 15 MOI DE HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. EN CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
13	20009670	FLUORIM® VIAL 5 ML	INVIMA-2010M-0010648	22/04/2020	A/CALFORINA/72009 (HN1) PDMS9 - CEFA ANALÓGOS (A/CHRISTALURCH/192010, NB-74) + A/VICTORIA/612021 (HN2) CEFA ANÁLOGA A/VICTORIA/3612011, (NR- 16) + B/VISSOCORIN/12010 (B) CEFA ANÁLOGA B/4-BEE- WILUNGANG/1582006, N/MC BX-30)	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07BB02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. LIVERPOOL 2. BELLARIA-ROBIA SORVICELLE (SI) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia