

FUNCIÓN REGULADORA				AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Marzo de 2017										abr-17		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	IMOVA®X POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2016	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS POR 0.5 mL. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENESE ENTRE 2°Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	TRES 3AÑOS	J07BF03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART -BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	40062	VA-MENGOCO-BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 En trámite de Renovación	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis (0.5 mL) VIAL en estuche individual. CAJA CON 10 VIALES X 5 DOSIS (0.5 ML) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES X 10 DOSIS (0.5 ML) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VIAL X 1 X 5 X10 e 20 dosis (0.5mL) Vial.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C a 8 °C NO CONGELAR PROTIASE DE LA LUZ.	TRES 3 AÑO	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA USA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
5	47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR. CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO. MINIMO 1,000 LD 50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07BL01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867-R1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLIOSIDOS PURIFICADOS DE: STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADA X 0.5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVESE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOPI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2006 M-003867-R1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1, 69280 MARCY L'ETOILE 2, VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGNES) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUA. PREENLADA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART -BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRIBUECLA (CEPA VISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ml. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	2 AÑOS	J07B052	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. VÍA PONTE DELLA FABBRICA 3/A -35031 ABANO TERME (PD), 3, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA).	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (69 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA) ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINIO (BAJO SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO) + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT), + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1, (MAHONEY SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE H1N1HEMOPHILUS INFLUENZAS TIPO B) Y TOXOIDE TATANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIB	CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES(3)AÑO	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MIN + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO MIN + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBICO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ABSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFS) SIN AGUJA FLJA + 2 AGUJAS SEPARADAS. EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUJA FLJA LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART -BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
13	19905376	INFANRIX HEXA (DTPA - HEPB - IPV - HIB).	INVIMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015 En trámite de renovación.	PERTACTINA	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE l'INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
14	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	Caja por una jeringa prellenada de 0,5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0,5ml sin aguja. Vial con liofilizado+ dos agujas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	3 años	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. 3. SANOPI PASTEUR S.A. 4. SANOPI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA Z LYON 2. 69280 MARCY L'ETOILE 4. LOC VALCANELLO-03012 ANAGNI, FRANCIA.	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
15	19955183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2006M-0006143	10/08/2016 En trámite de renovación	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mg.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES 3AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site: (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon - gi, Yeosu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
16	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2006M-003900-R	02/05/2016 En trámite de renovación.	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 ML POR UNA DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07BC01	SANOPI PASTEUR LTD.	LG LIFE SCIENCES, LTD	129, SEOKAM-RO, IKSAN-SI, JEOLLABUK-DO, COREA.	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
17	19972109	GARDASIL @ VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016 En trámite de renovación	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELEENADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA. MAS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VIALES CON 0,5ML DE SUSPENSION. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GLOBOBUTIL Y SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVENSE EN REFRIGERACION ENTRE 2° C Y 8° C NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR	TRES 3 AÑO	J07B0M1	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
18	19972534	ROTATEQ@ VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 En trámite de renovación	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 X 10E6, G2 = 2.8 X 10E6, G3 = 2.2 X 10E6, G4 = 2.0 X 10E6 Y P1 = 2.3 X 10E6.	caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto. Cja por 1 y 10 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 ° C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B0H1	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUMNEYTOWN PINE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
19	19979609	QUIMI - HB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2016	PRB (POLIRIBOSIL, RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosi. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosi.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C - 8° C	DOS AÑOS	J07A0G1	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOGEN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI- COLOMBIA
20	19981555	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2° C Y 8° C.	4 AÑOS	J07B0M2	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
21	19983099	M-M-R@ II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERTY LYN@ + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2° C - 8° C	DOS AÑOS	J07B0S2	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	19983100	PNEUMOVAX @ 23 (VACUNA POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9A, TIPO 9V, TIPO 10, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNIDOS) POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA E INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	DOS 2 AÑOS	J07A0L1	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
23	19986384	ADACEL@ VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDOS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2° C Y 8° C	TRES3 AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (NEX 374)	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
24	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I. PRELEENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
25	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELEENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 ° C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 ° C - 8 ° C).	2 AÑOS	J07B0K1	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. FONT SAINT - LANDRY 10 1120 BRUSSELS (NEEDER OVER HEEMBEEL) - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
26	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO I (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 / 3.0. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0,5 ML DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2° C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B0J1	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	19990934	VAQT@ VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2° C Y 8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES3 AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
28	19991775	HAVRIX@ 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2° C - 8° C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES 3AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	19991862	ROTARIX@ SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA RIX4416) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B0H1	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 69 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1,10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
31	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN + CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO + CAJA POR 1,10 o 100 MLAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES(3)AÑO	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TUAS SAUTH AVE 8, SINGAPORE. 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
32	20005066	AFLURIA® 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - CEPA ANÁLOGA A CALIFORNIA/7/2009 (NYMC X-181) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANÁLOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 - CEPA ANÁLOGA B/MASSACHUSETTS/2/2012 (NYMC BX-518).	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIDO 0,5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIDO CADA UNA 0,5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052- AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
33	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F Y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS	1.SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER-MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL - NEW BRIDGE, COUNTIL .KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANGE CASTLE BUSSINESS PARK, CLONALKIN, DUBLINZZ- IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	AVENIDA SUBA No. 95 - 66
34	20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación.	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µG CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µG	CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I COMP LIOF MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO- JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LIQUIDO MEN C W Y. CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO- JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ LIQUIDO MEN C W Y + AGUJA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07A08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EMIL-VON BEHRING- STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
35	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016 En trámite de renovación	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV08) NL1	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I) CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I) CON 0,7ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENESE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HAW ASUN-ELIP, HWASUN-GUN JEOLLANAM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
36	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC	1. 5900 NORTHWEST, GREENVILLE 2. SUMMEY TOWN PIKE, WEST POINT, PENNSLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
37	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	BB-NCIPD LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	CALI
38	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETANICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UJ) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	1.SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. SILCOV SAS. 3.LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
39	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANUS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PERTUSSIS.	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
40	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
41	20055505	HYPERHEP B®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellenada por 1 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMAQUILA S.A.	1. CALI- Colombia 2.Bogotá - Colombia
42	20071968	FLUQUADRIB® VACUNA ANTINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/TEXAS/02/011 (ANÁLOGA A B/WISCONSIN/1/2010-LIKE VIRUS) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO	0,5 mL en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo es violeta, con tapón de bromosulfato gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07B802	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
43	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS. TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MADONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 -30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS. CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
44	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUISIS, HEPATITIS B Y HAEMOFILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (>= 30UI) + TOXOIDE TETANICO (>= 40UI) + B. PERTUISIS (>= 4 UI) + HBSAG (R. ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACÁRIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETÁNICO (PROTEÍNA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV S.AS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	INDIA	SILCOV S.AS.	Bogotá - Colombia
45	20068498	PROQUAD ®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENJADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENJADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE RUBOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENJADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILLANT HOLLISTER STIER LLC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHÜTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG - ALEMANIA/DE LA JERINGA PREGARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION)	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
46	20078419	FLUQUADRI® VACUNA ANTIFLUENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de borosilicato tipo 1 por 0.25mL, con adaptador Luer-lock, un tacon-embolo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ
47	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0.5 mL undosis y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
48	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FIAB12 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRRÁBICA 1000 - 2000 UJ. TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUISIS PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J06BB05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
49	19933276	TETRIXIM ®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0, 5mL CON AGUJA ADHERIDA	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0, 5mL CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES 3 AÑOS	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	19939796	AVAXIM® BOU PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO 1, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL, CUBA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L ETOILE 3. 1541, AVENUE MARCEL MÉRÉLUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
51	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL, CUBA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETÁNICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0.5mL, 2.5mL, 5mL y 10mL, CAJA POR 10 VIALES DE 0.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5.0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10.0mL, VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES (3) AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCIÓN II (FABRICACIÓN DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y222, REPARTO SIBONEY, PLAYA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
53	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (borosilicate) + aguja + tapon de caucho siliconado + embolo de polipropileno con 0.5 mL cada jeringa.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07BB02	GREEN CROSS CORPORATIO N	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	BOGOTÁ
54	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACÁRIDOS MENINGOCÓCCICOS)G RUPOS A.C.Y & W135 CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEÍNA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA A POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AM05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
55	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)PDM09-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181) HA + AHONG KONG/4801/2014 (H2N2) LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/NEW CALEDONIA/71/2014, NYMC X-257 A) HA + B/BRISBANE/60/2009-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: B/BRISBANE/60/2008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAPON-EMBOLO CON 1 y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN (1) AÑO	J07B02	SEQUIUS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
56	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABES PM/WS 1503-3M) PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA + 2.5 U/l POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (Y 5) FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROTILITO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOPI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOPI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
57	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA2016M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKMEROCK, 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS (2) AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. MERCK SHARP & DOHME CORP. 6. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT PA 19486 USA 2. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 992074 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5335 OLD OXFORD ROAD DURHAM, NORTH CAROLINA USA 4. SCHÜTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG-ALEMANNIA S. 770 SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A. 6. 5900 MARTIN LUTHER KING JR. HIGH WAY, GREENVILLE, N. C. NC271834 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
58	20019145	VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B099	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-005980R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20005193	AFLURIA® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C a 8 °C NO CONGELAR, PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20037769	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0.5 mL vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embolo de goma de bromocloruro y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0.5 mL - tapon	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	218616	FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 [VARIANTE A/CRISTCHURCH/16/2010 (H1B) T497] + A/VICTORIA/361/2011(H3N2) [VARIANTE TEXAS/50/2012 (NYMC X-223A)] + B/MASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC BX-51B)]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. AGUA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C . PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Alemania y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	19947475	FLUAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15MCG PARA CIU DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)PDM09 (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181), A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/VICTORIA/361/2011, IVR-165) Y B/WISCONSIN/1/2010	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07A051	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
6	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPAANÁLOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
7	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCI CA A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLOSACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE: NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0.5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 -8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07AH03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR Y SANOPI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	20009679	FLUVIRINB VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - (CEPA ANÁLOGA: (A)CHRISTCHURCH/16/2010, NIB-74). + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA :A/VICTORIA/361/2011, IVR-165) + B/WISCONSIN/1/2010 (B) (CEPA ANÁLOGA :BHUBEI-WUJIANGANG/158/2009, NYMC BX-39).	CAJA CON UN VIAL X 5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	1 AÑO	J07BB02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. LIVERPOOL 2. BELLARIA-ROSIA SOVICILLE (SI) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
9	19955184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2006M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site: (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon - gi, Yeosu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
10	19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL+3	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ML. - VIAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07AH07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L 3. BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICALS	1.EMIL-VON BEHRINGN STR 76, MARBURG, 35041 2.VIA FIORENTINA 1 - 53100 SIENA, PLANTA EN: BELLARIA - 53018 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia
11	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	-Vial (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente); 1 vial de vidrio tipo I con tapón de goma de bulto con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 jeringa prellenada que contiene 0.5 mL de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	20048612	SHANVAC ® B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 VIALES. CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0.5mL, 1,0mL, 5,0mL Y 10mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	24 MESES	J07BC01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
13	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2.5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

*** Novedades de la publicación del mes de Marzo 2017**

1- Se elimina la vacuna QUINVAXEM® INYECCION 0.5 mL del listado de vigentes por perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que otorgó el Registro Sanitario No. INVIMA INVIMA 2010M-13812 -R1INVIMA 2007M-0006983 a favor de BERNIA BIOTECH KOREA CORPORATION con domicilio en Corea del Sur.

2- Se elimina del listado vigente pero temporalmente no comercializado, la vacuna VACUNA CONTRA LA INFLUENZA con Registro Sanitario No. INVIMA 2012M-0012881, por cuanto este venció el 01/03/2017

3- Se elimina del listado vigente pero temporalmente no comercializado, la vacuna VAXIGRIP PEDIÁTRICO SUSPENSION INYECTABLE por pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que otorgó el Registro Sanitario No. INVIMA 2010M-13812 -R1

4- Se elimina del listado vigente pero temporalmente no comercializado, la vacuna VAXIGRIP por perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que otorgó el Registro Sanitario No. INVIMA 2008 M-009609 R2