

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>Ministerio de Salud</small>		AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL											<small>* Esta publicación se encuentra disponible también en: www.datos.gov.co</small>			
FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios		PUBLICACION Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Mayo de 2016											FECHA DE PUBLICACION Jun-16			
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	IMOVAIB POLO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO I 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
3	34332	VERORAMB	INVIMA 2010 M-01546-R2	12/07/2015 En trámite de Renovación	VIRUS CONTRA LA RAMBA (CEPA WISTAR RAMBES PAV108/1923/04) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON FENOL. PROPAGACION > 2.5 L.F. POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA METODIA NAH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES.	CAJA POR 1 FRASCO VAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PREENLADADA CON 0.5 ML. de solvente. CAJA POR 5 FRASCOS VALS LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0.5 ml. de solvente.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Campus Minieux 1541, avenue Marcel Minieux 69200 Marcy L'Étoile, y Parc Industriel (Strasbourg) 27100 Val de Reuil, Francia	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	34354	ENDERIB-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-01189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE FLAMA	CAJA CON 1 VAL EN VIDRO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	40062	VA-MENDOC - BCB	INVIMA 2012M-011972-R2	21/03/2017	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROTIPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROTIPO C	Caja con 10 vials x 1 dosis (0.5 ml) VAL en estuche individual CAJA CON 10 VIALS X 5 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALS X 10 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VAL X 1 AS X10 o 20 dosis (0.5 ml) VAL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES A AÑO	J07A403	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
6	47855	STAMREL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE ELUCOSIS AVIA, CULTIVADO SOBRE EMERIONES DE POLLO MINIMO 1,000 LD 50.	Caja por un frasco ampolla con capulotizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867-R	16/03/2016 En trámite de renovación	POLVIDOSOS PURIFICADOS DE: STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F Y 33F	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADADA 0.5 ml.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8°C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON- FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	21330	AVAXIM 180U	INVIMA 2009 M-01597 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1, 69200 MARCY L'ETOILE 2, VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	21663	TIWIKIN B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M-00728 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HMT5) ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUIJA. PREENLADA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES	3 AÑOS	J07B20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	227593	PHIOXIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRACINOTICTIS (CEPA RT 4383) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRIBOLICOLA (CEPA WISTAR RA 2770)	CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y 2000N DE BROMODIOLIO + JERINGA PREENLADA DE VIDRO TIPO I POR 0.5 ml. DE SOLVENTE Y 2 AGUAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO AGUA PARA INYECCION NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 Y 8°C.	2 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A-35011 ABANO TERME (PD) 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
11	22900	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARIOLA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12934 R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARIOLA ZOSTEREPV(OA)KA	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML. CONTIENENDE UN LIOFILIZADO VAL. CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ml.)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
12	230249	INFANRIX-IPV HB (DTPa-IPV-HB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (PHa) + PERTACTINA B9 KON-PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO (SA) DISPERSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (IMANOVIR SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SARRETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HEMAGLUTININELAS INFLUENZAS TIPO B Y TOXOIDE TETANICO DE 30 A 60 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA VAL + JERINGA PREENLADA X 0.5 ml. + 2 AGUAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑO	J07C402	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
13	19904509	BOOSTRIXB VACUNA ADSORBIDA DTPa	INVIMA 2010 M-13946 R1	23/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MB + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO MB + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBICO HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFB) SIN AGUIJA PLUS 2 AGUAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUIJA PLUS LAS AGUAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07C409	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
14	19905376	INFANRIX HEXA (DTPa-HEP5 - IPV - HB)	INVIMA 2010 M-14204 R1	09/12/2015 En trámite de renovación	PERTACTINA	VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07C402	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FINSTUL 69 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	19915184	TETANA 1.500 U.I.ML	INVIMA 2012M-000039-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS PURIFICADOS DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1.0 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	19925127	PENTAXIM	INVIMA 2010M-000247-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOELEMITS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOELEMITS INACTIVADOS TIPO 1 + POLISACARIDO DE HEMOPHELIS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTERINA TETANICA 10-30 MCG.	Caja por una jeringa prellenada de 0.5 ml + un val liofilizado (caja por una jeringa prellenada 0.5 ml sin aguja) val con liofilizado- que aguja en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8°C	3 años	J07C406	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1, VAL DE REUIL, FRANCIA 2, LYON 3, 69200 MARCY L'ETOILE 4, LOC. VALCINELLO 09012 ANJON, FRANCIA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
17	1995123	ROTARIB VACUNA	INVIMA 2016M-0004647-R	3/05/2021	ROTAVIRUS VIVO ATENUADO HIBRIDO. CEPA RIX 4414 NO MENOS DE 10 A LA 6.0 (1000000)	CAJA POR 1 VAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DILUENTE PARA RECONSTITUIR EL LICI Caja por 1 val de vidrio tipo I Inoculo + 1 jeringa de vidrio tipo I Inoculo prepaquetada con 1ml de diluyente + dispositivo plástico de transferencia. Caja por 10 vales de vidrio tipo I Inoculo con 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I Inoculo con diluyente para reconstituir el Inoculo y 10 dispositivos plásticos de transferencia.	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL.	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL UNA VEZ RECONSTITUIDO EN DILUYENTE ESTABLE POR 24 HORAS A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	TRES (3) AÑOS	J07B01	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS SA (FABRICANTE SOLVENTE) 2. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RUE DE L'INSTITUT 89, Bélgica 2. PARC DE LA NOIRE EPINE, RUE FLEMING 20, WAVER, B-1300, Bélgica 3. RUE DE L'INSTITUT 89, RIXENSART, B-1330 - Bélgica.	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
18	19955183	HEPAVAX - GENE TF # 203MO2	INVIMA 2006M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO I X 20 ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES AÑOS	J07B021	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 baon - gl, Yeosu-gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19	19965327	VUAVIM	INVIMA 2006M-0006420	02/10/2016	PRIMERA CAMARA - VACUNA TÍFOIDA Y POLISACARIDO POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPH (ESPECIE TYPH) 25 MCO. SEGUNDA CAMARA - VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA VIRUS INACTIVADO HEPATITIS A 100 UNIDADES ANTIGENAS**	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE DOBLE COMPARTAMENTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5°C MAS O MENOS 3°C	36 MESES	J07CA10	SANOFI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SIÈGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69607 LYON CEDEX 07	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
20	19972109	GARDASIL 9 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL HPV TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VP1 TIPO 6 + PROTEINA L1 VP1 TIPO 11 + PROTEINA L1 VP1 TIPO 16 + PROTEINA L1 VP1 TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON AGUIJAS POR JERINGA MAS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VALES DE SUSPENSION, VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE ELASTOMERO Y SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C CON DONGEL. PROTEGASE A LA LUZ DE DISE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR. DE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES A AÑO	J07B0M1	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
21	19972534	ROTATEC® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2 X 10E6, G2 + 2 X 10E6, G3 + 2 X 10E6, G4 + 2 X 10E6 Y P1 + 2 X 10E6.	Caja por 25 sobres de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto. Caja por 1 y 10 sobres de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8°C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B41	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUNNEYTOWN PIKE, WEST POINT - PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	19972860	QUINAVAX® INYECCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	TOXIDO DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXIDO DE TETANUS PURIFICADO + B. PERTUSSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	1. BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. COREA DEL SUR 2. ITALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
23	19979609	QUIM - HB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIBRIDO RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 28 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 8, 10 y 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07A01	HEBER BIOTEK S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPROFARMACOS BIOGEN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALLI COLOMBIA
24	19981555	CEVAVIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PÁPLOMA HUMANO TIPO 18 + L1 DEL VIRUS DEL PÁPLOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I, INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C	4 AÑOS	J07B0M2	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
25	19983090	MM-RIB® (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPIN, PAROTITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPIN DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTITIS DE LA CEPA JERYL LYN® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VAL CON VACUNA LIOFILIZADA + VAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B052	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
26	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 6, TIPO 8, TIPO 9F, TIPO 9I, TIPO 9L, TIPO 9M, TIPO 10A, TIPO 10F, TIPO 14, TIPO 18B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML (UNIDOS). CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA A INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07A101	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
27	19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXIDO PERTUSSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXIDO DIFTERICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA (M6R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
28	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B099	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	COTA COLOMBIA
29	19989870	VARELIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/03/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (VARICELA OXA)	CAJA CON UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACINA RECONSTITUIDA SE DEBE MANTENER MAXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 ° C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 ° C A 4 ° C).	2 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. FONT SAINT LAMERY 10, 1100 BRUSSELS NEDER OVER HEEMBEEL - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	19990911	VAMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO I CEPA OXA NO MENOS DE 10 3.0. CIDOSIS 3	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B151	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
31	19990934	VACTAR VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VAL CONTENENDO 1.0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO; NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VAL CONTENENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B099	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	800 BEAR TOWN TAVERN ROAD WEST TRENTON NJ 08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
32	19991775	HAVRIX 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008358	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml agua. Caja con un val de 1ml de suspensión	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
33	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HIBRIDO ATENUADO (CEPA RIX4414) CANTIDAD 10 X1,000,000 CIDOSIS.	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO X (1.5 ML) (1 DOSIS)/CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B41	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE L'INSTITUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
34	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXIDO TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1.10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALLEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
35	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NEUMOCOCCO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE DILUYENTE ESTERIL + CAJA POR 1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES A AÑO	J07A102	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART - BELGICA 3. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART 2. 10 TIAS SAUTH AVE 8, SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
51	2006498	PROQUAD B	INVIMA 2015M-001597	1/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPION DERIVADOS DE LA CEPA EMBOLOTOR 4 VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JENY 1 Y 1N VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RIBECOLA DE LA CEPA WISTAR RA 2713 VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL VÍDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VAL DE VIDRIO I CON SOLUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30 MINUTOS.	18 meses	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + JUBILANT HOLLISTER STEER LLC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH CO KG COMERCIO EN SCHTETTERSTRASSE 87, 86122 RAISINGEN ALEMANIA DE LA JERINJA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
52	20079419	FLUQUADIB VACUNA ANTIFLUENZA O 25ML	INVIMA 2015M-001628	30/09/2020	ACALFORNA 72009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de tipo I (1000 µl) por 0,25 mL, con adaptador Luer-lock, un tapón embolo.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B002	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ
53	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014830-R2	29/07/2020	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	Caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 mL de vidrio y caja por 10 viales múltiples por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES (3) AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
54	19930333	FAVRAB	INVIMA 2014M-001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS F/402 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRISADICA 1000 - 2000 UI.	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C/8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J06B005	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
55	19933276	TETRAMIX B	INVIMA 2014M-000233-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSIS PURIFICADO + AZUREBIBO + HEMAGLUTINA FLAMMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml. CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES (3) AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
56	19939796	AVAXIM B10U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA OMS CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I) TAPON EMBOLO CLOROBUTILO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B002	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCROYABLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
57	19440566	IMOVAX O.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R1	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES (3) AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCROYABLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
58	19449697	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R1	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL. POR 0,5ML, 2,5ML, 5ML, Y 10ML. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5 ML. CAJA POR 10 VIALES DE 2,5 ML. CAJA POR 10 VIALES DE 5 ML. CAJA POR 10 VIALES DE 10 ML. VAL. DE VIDRIO BOROCLATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 3 A 8 °C. NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY. CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SIEROS Y VACUNAS 3. JARDIN DE PRODUCCION II 4. FABRICACION DE FARMACACION DE SUSTANCIA ACTIVA	1. AVENIDA 27 No. 18065, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 219 Y 222, REPARTO SIBONEY, PLAZA LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
59	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA OCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	ACALFORNA 72009 (H1N1) + ATEADAR 02017 (H3N2) + BMASACHUSETTS 22012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (Boroalcali) + agua + tapón de caucho siliconado + embolo de polipropileno con 0,5 ml. cada jeringa.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B002	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ
60	20012256	MEMICETRA VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOS (RIGUOS A,C, Y A W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO	INVIMA 2016M-0011293-R1	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROCLATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 18MM Y SELLO DEPRENSIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2 °C.	DOS (2) AÑOS	J07A045	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
61	7038	AGRIFAL 51	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	ACALFORNA 72009 (H1N1) (POM9-LIKE STRAIN) (CEPA ANALOGA ACALFORNA 72009, NYMC X-181) HA + ANOMG KONGKAB02014 (H3N2) LINE STRAIN (CEPA ANALOGA ANOMG CALEDONIA 712014, NYMC X-207 A) HA + INHIBIDOR DE BOROCLATO LINE STRAIN (CEPA ANALOGA BBRIBSANE 602008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BUSTIER DE PVC O PET CON UN TAPON EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	UN (1) AÑO	J07B002	SEQUIUS S.A.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLIZONE	INVIMA 2007 M-005960R1	25/05/2017	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VAL. DE 5 mL. POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable.	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROPIADO EN FUNCIÓN DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B002	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
2	2006193	AFLURAB 0,5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL X 5 mL.	Suspensión inyectable.	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B002	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20019622	FLIZONE 0,25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis.	Suspensión inyectable.	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07B002	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
4	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0013881	01/03/2017	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA 0,25 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 4 °C.	18 MESES	J07B001	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
5	2003769	FLIZONE 0,5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL. vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del envase de goma de bromocromobutol y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL. - tapón	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B001	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA UTL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
6	218616	FLUJIRMB SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGÉNICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: ACALIFORNIA/2009 (H1N1) FDM09 [VARIANTE ACRICTHURCH/16/2010 (H1N1) TAPI] + AVICTORIAN/01/2011 (H1N1) [VARIANTE TEXAS/60/2012 (H1N1) X- 2334] + BMASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE BMASSACHUSETTS/02/2012 (H1N1) BX-618]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I (POR 0,5 ML. AGUA DE ACERO Y ELASTÓMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTÁNEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C - PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANDS OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION S.A. DE	Atenas y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
7	1994745	FLUAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE, ISMCO PARA C/D DE LAS SIGUIENTES CEPAS: ACALIFORNIA/2009 (H1N1) FDM09 (CEPA ANALOGA ACALIFORNIA/7/2009, H1N1) (H1N1); AVICTORIAN/01/2011 (H1N1) (CEPA ANALOGA AVICTORIAN/01/2011, H1N1) Y BWISSCONSIN/12/2010	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 año	J07A01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	2000546	FLUJIRMB	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	ACALIFORNIA/2009 (H1N1) CEPA ANALOGA ACALIFORNIA/7/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0,5 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTÁNEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 año	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED - NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL, BIENA, ITALIA + HORSCHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
9	19903040	VAXIGRP PEDIÁTRICO SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812 -R1	09/09/2015 En trámite de Renovación	BMASSACHUSETTS/2012- CEPAS DERIVADA UTILIZADA NYMC BX-618	CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUA ACOPLADA, CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUA ASEPTICA.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Paris Industrial d'Inchville	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522-R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPION CEPAS SCHWARZ + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS CEPA URABIE AMA. COMO MMIMO + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA RUBIOLA CEPAS WISTAR RA 27 /3M.	CAJA POR 1 VAL DE UNA DOSIS. MÁS JERINGA PRELLENADA CON 0,5 ML. DE SOLVENTE + CAJA POR 10 MILES. CADA VAL DE UNA DOSIS, MÁS CAJA CON 10 AMPOLLAS DE SOLVENTE. CADA AMPOLLA CON 0,5 ML. DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPROMETIDA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 años	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	3208	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCIC A AC	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML. DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON Sello DE CLOREXIDIMETILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
12	29155	VAXIGRP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	ATEXAS/50/2012 (H2N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X- 2234 ... 15 MCG DE HEMAGLUTININA + ATEXAS/50/2012 (H2N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X- 2234 ... 15 MCG DE HEMAGLUTININA + BMASSACHUSETTS/2012- CEPAS ANALOGA UTILIZADA NYMC BX-618 15 MCG DE HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. EN CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS TIPO EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA + INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 año	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
13	20009679	FLUJIRMB VAL 5 ML.	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	ACALIFORNIA/2009 (H1N1) FDM09 - CEPA ANALOGA (ACHISTHURCH/16/2010, NB-74) + AVICTORIAN/01/2011 (H1N1) (CEPA ANALOGA AVICTORIAN/01/2011, H1N1) 168) + BWISSCONSIN/12/2010 (B) (CEPA ANALOGA BHWISSCONSIN/12/2010, NYMC BX-39).	CAJA CON UN VAL X 5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 año	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. LIVERPOOL 2. BELLARIA ROSA SOVICILLE (SI) 50019-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia