

**FUNCION REGULADORA**
  
**PUBLICACION**
  
 Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Noviembre de 2016

Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA UTIL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
---------	------------	----------	--------------------	----------	------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------	----------	-----	--------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXIDO TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
2	29158	IMOVAX POLIO	INVIMA 2008M-006608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO VIRAL TIPO 1, 2 Y 3 DE VACUNA POLIO TIPO 1 4.0 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 3.33 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS NECLANAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BF03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
3	34354	ENDEBOR-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (PROTEINA EQUIVALENTE A LOG DERIVADA DE PLASMA)	CAJA CON 1 VAL. EN VIDRIO NEUTRO TIPO DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
4	40062	VLA MENOCO - BCR	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	VEHICULOS PURIFICADOS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis (0.5 mL) VAL en ampolla individual CAJA CON 10 VALES X 5 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUQUE INDIVIDUAL CAJA CON 10 VALES X 10 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUQUE INDIVIDUAL CAJA CON UN VAL. X 1 X 5 X 10 X 20 dosis (0.5 mL) VAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 ° C. A 1 ° C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES 3 AÑO	J07AF03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 1886, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Antioquia	
5	47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL. CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO. MÍNIMO 1.000 LD.50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de suero	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C.	3 AÑOS	J07BL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
6	51912	FNEJMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLIOSIDOS PURIFICADOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADA X 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 ° C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
7	21330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCHÉ L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
8	21693	TWINRIX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M-007238 R1	16/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM17J) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS DE HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL AZNR	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA INYECTABLE CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
9	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012152 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIGENOS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM17J) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIGENOS DEL VIRUS DE HEPATITIS B (AGHB) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIGENO DE TETRICOLOXINA (CEPA WISTAR RA 27/3)	CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMURO DE LITIO. JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL SOLVENTE INDICADO LA AGUJA PARA INYECTAR NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 ° C Y 8 ° C.	2 AÑOS	J07BS02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDU 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A -3501 ABANO TERME (PD) - 3. BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
10	22900	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834 R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTERICIPA (OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL. CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ML)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
11	23029	INFANRIX-IPV4B (DTPA-IPV4B)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXIDO PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (PRN) + PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA LIGANDADA EN SALES DE ALUMINO (BAJO SUSPENSION DE NITRATO DE ALUMINO) + TOXIDO DIFTERICO (DT) + TOXIDO TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (MANNHEIM SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (SEMI SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SEMI SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 4 (SEMI SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIVINEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B) Y TOXIDE ATENUADO DE SU AGUJAS CORRESPONDIENTE A MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA, VAL + JERINGA PREENLADA X 0.5 ML + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑO	J07CA02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
12	1904509	BOOSTRIXB VACUNA ADSORBIDA (DTPa)	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXIDO DIFTERICO ADSORBIDO MIN + TOXIDO TETANICO ADSORBIDO MIN + TOXIDO PERTUSSIS ADSORBIDO HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFB) SIN AGUJA FLJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFB) SIN AGUJA FLJA. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES 3 AÑO	J07CA99	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
13	1905376	INFANRIX HEXA (DTPa-HEPb - IPV - HB)	INVIMA 2010 M-14204 R1	09/12/2015 En trámite de renovación	PERTACTINA	VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTAL	ENTRE 2°C -8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FNSTITUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
14	1995127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXIDO PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXIDO PURIFICADO DE TETANO + TOXIDO PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOELEMENTOS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOELEMENTOS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOELEMENTOS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCC.	Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml sin aguja + vial con liofilizado de dos aguja en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2 ° Y 8 ° C	3 años	J07CA08	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. ZUYON 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 69280 MARCHÉ L'ETOILE 4. LOC. VAL CAMELLO 03012 AMON - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
15	1995183	HEPAXIX - GENE TF B 20 MCC	INVIMA 2009M-0006143	10/09/2016 En trámite de renovación	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO I X 20 REG.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES 3AÑOS	J07BC01	BERN BIOTECH KOREA CORPORATION	BERN BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Namyeon-ro 303, Yeosu-gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia	
16	19972109	GARDASIL B VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2009M-0008714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA MAS INSERTO CAJA X 1 Y 10 VALES CON VAL. DE SUSPENSION VAL. DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLORURO DE SODIO Y SELLO DE ALUMINO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C O MENOS. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 2 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES 3 AÑO	J07B801	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP 3. MERCK SHARP & DOHME CORP	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia	
17	19972534	ROTATEQ B VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0008859	27/03/2017	SERO TIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 X 10E6, G2 + 2.8 X 10E6, G3 + 2.2 X 10E6, G4 + 2.0 X 1E6 Y P1 + 3.3 X 10E6.	Caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto. Cja por 1 y 10 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 ° C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	SLIMNEYTOWN PIKE, WEST POINT PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia	

Comerc	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA UTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
18	19972860	QUINAXEM® INYECCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-000693	09/05/2017	TOXOIDE DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE DE TETANUS PURIFICADO + 8. PERTUSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C	3 AÑOS	J07AM5	BERNA BIOTECH CORPORATION KOREA CORPORATION	1. BERNA BIOTECH CORPORATION 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1, COREA DEL SUR 2, ITALIA	BIOTECNIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19	19979609	QUMI - HB	INVIMA 2007M-000759	22/01/2018	PR8 (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 28 MICROSOMIOS DE ANTONINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 vials monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 vials monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AQ1	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOGEN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI - COLOMBIA
20	19981555	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-000748	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I - INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C	4 AÑOS	J07BM2	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	Bogotá - Colombia
21	19983009	MA-MER® (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPION PAROTIDITIS Y RUBIOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONDSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERVIS LINDH + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WESTER BAY	CAJA POR 1 VIAL CON VACINA LIQUIDAZA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIQUIDAZO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BK2	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	19983100	PNEUMOVAX® 23 VACUNA PRELLENADA (POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 27, TIPO 29 Y TIPO 35F	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML (AMPOLLAS); CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07AL1	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
23	19986384	ADACELAR VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS	INVIMA 2008M-0008078	23/05/2018	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO I (CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINO CONTENIDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM5	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1765 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
24	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008628	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I, PRELLENADA CON 0.5 ML DE UNA JERINGA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07BC39	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMTHK LINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
25	19989870	VARELIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	06/09/2018	VIRUS DE VARICELLA VIVO ATENUADO (CEPA OK4)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIQUIDAZO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	2 AÑOS	J07B01	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A. 2. CALTANT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. FONT SAINT - LANDRY 10 - 1200 BRUXELLES (RESEB OVER HEEMBEL) - BELGICA	GLAXOSMTHK LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
26	19990911	VIMARIX	INVIMA 2008M-0008610	10/12/2018	VIRUS DE VARICELLA ATENUADO (CEPA OK4) NO MENOS DE 10 (3.0 ODDIS)	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIQUIDAZO-AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIQUIDAZO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGIDO DE LA LUZ.	18 MESES	J07B51	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMTHK LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	19990934	VACIBAR VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIDO 1.0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC39	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	620 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
28	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/09/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1 ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07BK02	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMTHK LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	19991862	ROTAVIRUS SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA RIV44) CANTIDAD 10 X 1.000.000 CCID50	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) Y DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA CAJA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B01	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE TINTUIT 80 B-1330 RIXENS	GLAXOSMTHK LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	2001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 110, Y 220 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM1	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von Behring - Str 78 35641 Marburg ALEMANA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
31	2004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO HELMOGLOCCICO SEROTIPO 1, 4, 6, 9F, 14, 18C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO + CAJA POR 10 X 100 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ. ALMA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑO	J07AL02	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMTHK LINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TUBE SOUTH AVE A SINGAPORE, 67421 SINGAPUR	GLAXOSMTHK LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
32	2005066	AFILIRAB 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	ACALIFORNIA72009 (HN1) POM09 - CEPA ANALOGA ACALIFORNIA72009 (HN1 X 181) + ATLASAS62012 (HN2) CEPA ANALOGA ATLASAS62012 (HN2 X 223) + BMMASAC8617TTS2012 - CEPA ANALOGA BMMASAC8617TTS2012 (HN2 X 518)	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO DE BORGOLICATO TIPO I CONTENIDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VIDRIO DE BORGOLICATO TIPO I CONTENIDO CADA UNA 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B01	BIO CEL PLY LTD	BIO CEL PLY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3042 AUSTRALIA	BIOTECNIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
33	2001382	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALIENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/03/2020	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6, 9A, 9F, 14, 18C, 19A, 19F, 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1.5 O 0.5 ML DE VIAL DE VIDRIO TIPO I CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES(3) AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNE, NEWBRIDGE 3. PFIZER BELAND PHARMACEUTICALS 4. BAYER PHARMACEUTICALS SOLUTIONE LLC 5. PFIZER IRELAND	1. SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNE, NEWBRIDGE 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANKE CASTLE BUSINESS PARK, CLOANILAN, DUBLIN2, IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC	AVENIDA SUBA No. 95 - 66
34	2001859	MENVEOR	INVIMA 2010M-001152	02/12/2015 En trámite de renovación	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO 1 Y SU CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE S.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO- JERINGA EN VIDRIO TIPO II CON LIQUIDO MEN C V Y V CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO- JERINGA EN VIDRIO TIPO I CON LIQUIDO MEN C V Y + AGUA ACE	POLVO LIQUIDAZO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07AF08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EML - VON BEHRING STR 76 MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
35	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELLA OCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016 En trámite de renovación	VIRUS ATENUADOS DE VARICELLA (CEPA MAV08) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON VAL DE LIQUIDAZO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON VAL DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN GILL, HIWASIN EUP, HIWASIN-GUN, JEOLLANAM DO, KOREA DEL SUR	BIOTECNIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA ÚTL	ATC	Títular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
36	20018652	ZOSTAVAX VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA ZOSTER	Caja + 1 vial de vidrio tipo 1 con polvo liofilizado más inserto. Caja + 10 viales de vidrio tipo 1 con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. CMS PHARMACEUTICALS INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STER LABORATORIES LLC.	1. 5900 NORTHWEST GREENVILLE 2. SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
37	20019145	VAZTA B 85 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015. En trámite de renovación	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE PROXIMAMENTE A 1MG DE PROTEÍNA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1 0ml. MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 a 8 °C.	36 MESES	J07BC09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia	
38	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	89-NOPO LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	CAJÍ
39	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANEO	INVIMA 2012M-0013359	13/09/2017	TOXOIDE TETANICO MÁS DE (0.5 MÁS DE 4U) UNIDADES DE FLOCCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07AM01	LARYLA NELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PLANE 411 028-INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYLA NELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
40	20042387	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (110 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014635	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PERTUSIS.	CAJA POR 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 ML (10 DOSIS)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07CA09	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PLANE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
41	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA DE CARTON CON 110 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO DELTA S.A.	BIOLOGICAL E LIMITED	SP BIOTECH PARK, GENOME VILL.	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
42	20055505	HYPERHEP B B	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	IMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con jeringa prellenada por 1 mL.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Calle de del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTER S.A.S. 2. PHARMAQUILLA S.A.S.	1. CALI - Colombia 2. Bogotá - Colombia
43	20071968	FLUJADIB® VACUNA ANTIFLUJENZA 0.5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALFORNIA7209 (H1N1) + ATEXAS502012 (H3N2) + BTEXAS162011 (ANÁLISIS A. B) VIRUS CON TETANICO VIRUS + BMAUSCHACHETS2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONA CON PROFENOL	0.5 mL en jeringa prellenada de vidrio de bionosticase tipo I que contiene un adaptador Luer-lock en su extremo superior y un capuchón roscado en su extremo inferior. El contenido es estéril, con un tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C a 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWITZERLAND	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
44	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSIS. TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MADONNE) + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 3 (GAUSETTI) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HEMOGLOBINA INFLUENZA TIPO B (CONJUGADA A PROTEÍNA TETANICA PRPT) 15 - 30 MCG	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOSILIZADO HALOBUTILO GRIS, CARLUPON NEGRO POR 1 DOSIS. CON 2 JERINGS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
45	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORSCA CONTRA LA DIFTERIA, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (v= 30U + TOXOIDE TETANICO (v= 40U) + B. PERTUSIS (v= 4U + HEMO B) + CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO PPD CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALMINO FLUP-OFF	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
46	2006498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPION DERIVADOS DE LA CEPA EMANSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPEREA DE LA CEPA JERRY LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27A + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOSILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 09. 2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30 DIAS.	18 meses	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. CMS PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + JUBILANT HOLLISTER STER LICA LETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHUTZENTHASSE 87, 8812 RAVENSBURG, ALEMANIA LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
47	20078419	FLUJADIB® VACUNA ANTIFLUJENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORNIA7209 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de bionosticase tipo I por 0.25ml, con adaptador Luer-lock, un tapón-embudo	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ
48	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLVO DE CAPSULAR V PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	caja por 5 y 10 viales prellenados por 0.5 mL unidades y caja por 10 viales multidos por 20 dosis cada uno	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
49	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FIAB2 DE IMMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRUBICA 1000 (200 U)	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 mL	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C/8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06BB05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	19933276	TETRAVIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO + ADSORSCO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORSCO + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0.5 mL CON CAGLIA ADHERIVA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES 3 AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
51	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA OKAMERCK ATENUADA EN CÉLULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNODOSIS DE VIDRIO TIPO I (TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8 °C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR (PENS) PRO ACTIVO	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	19940566	INOVA D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM61	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
53	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANTOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0,5ml, 2,5ml, 5ml y 10ml. CAJA POR 10 VALES DE 0,5ml, CAJA POR 10 VALES DE 2,5ml, CAJA POR 10 VALES DE 5,0ml, CAJA POR 10 VALES DE 10,0ml. VAL DE VIDRIO BOROBLICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07A01M	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SUECOS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION I (FABRICACION DE RESTAURACION ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CUEDAS DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA TMA ENTRE 218 Y222, REPARTO SIBONEY, PLATA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS SIELT S.A	Enviado - Colombia
54	20076572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-001620	16/12/2020	ACALFORNA7/2009 (H1N1) + ATEXAS9/2012 (H9N2) + BMASACHUSETTS2/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (borosilicato) + agua + tapón de caucho siliconado + embudo de polipropileno con 0,5 ml. cada jeringa	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	BOGOTÁ
55	2001256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOS) RUPOS A,C,V & W(138) CONJUGADA CON TOXIDE DIFTERICO	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROTIPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROTIPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROTIPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROTIPO W-135 + PROTEINA DE TOXIDE DIFTERICO	CAJA A POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROBLICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 10MM Y SELLO DESPRENIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07A05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
56	7038	AGRIPAL 51	INVIMA 2016M-001634-R2	29/04/2021	ACALFORNA7/2009 (H1N1)POM9-LIKE STRAIN (CEFA ANALOGA: ACALFORNA7/2009, NYMC X-181) HA ARK9G KONG4801/2014 (H9N2) LIKE STRAIN (CEFA ANALOGA: JONES CALEDONIA/7/2014, NYMC X-257 A) HA + BRISBANE6/2008 LIKE STRAIN (CEFA ANALOGA: BRISBANE6/2008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAPON EN BLOQUE CON 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADA DE VIDRIO BOROBLICO NEUTRO TIPO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN (1) AÑO	J07B02	SECURIS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Rairo Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
57	3432	VERORABO	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VRUS CONTRA LA RABIA (CEFA WISTAR) FABRIS (PRVUS 1603/98) PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA - 2,5 U + POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA INH-ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 57°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (1) Y FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y VAPOR REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (1) Y 5 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML. DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA DE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR (FABRICANTE DEN FRANCIA (ACTIVO) 3. SANOFI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX 69200 MARCY L'ÉTOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCHEVILLE 27100 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCHEVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200309	FLUZONE	INVIMA 2007 M-05985R-1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 10 VAL DE 5 ML. POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20005193	AFURAB 0,5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 ML.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
3	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA 0,25 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
4	2003769	FLUZONE 0,5 ML.	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL, vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapón de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Caja del embudo de goma de borosilicato y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL - tapón	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	218616	FLURIBO SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA (ACTIVO) CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEFA: ACALFORNA7/2009 (H1N1) POM9 (FABRICANTE ACTIVO) NYMC X-181 (742P) + AVICTORA361/2011 (H9N2) (FABRICANTE ACTIVO) NYMC X-223(A) + BMASACHUSETTS02/2012 (VIRANTE) BMASACHUSETTS02/2012 (NYMC BX-51B)	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. AGUA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF BB PHARMA (EMBAJADOR) Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SADA DE	Almeri y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
6	1947475	FLUAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEFA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRAL - ISMCO PARA CU DE LAS SIGUIENTES CEFA: ACALFORNA7/2009 (H1N1)POM9 (CEFA ANALOGA: ACALFORNA7/2009, NYMC X-181), AVICTORA361/2011 (H9N2) (CEFA ANALOGA: AVICTORA361/2011, IUR-165) Y BOWICORN/12/010	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07A051	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
7	2005456	FLURIBO	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	ACALFORNA7/2009 (H1N1) (CEFA ANALOGA: ACALFORNA7/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
8	19903040	VAXORIP PEDIATRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812-R1	09/09/2015 En trámite de Renovación	BMASACHUSETTS2/2012: CEFA DERIVADA UTILIZADA (NYMC BX-61B)	CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUA ACONDICIONADA. CAJA POR 10 DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUJAS ANEJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'Incheville	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	3208	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCO A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML. DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBUDO DE CLOROBOROBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 A 4° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	66200 MARCY L'ÉTOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA DTL	ATC	Tiular	Fabricana	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
10	29155	VAOXGRIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	ATEXAS602012 (H2N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + ATEXAS602012 (H2N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + BMASACH6202012 - CEPA ANALOGA UTILIZADA NYMC 66-518 15 MCG DE HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. EN CAJA POR 1 y 10 JERINGAS TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C/8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE V VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	2009979	FLUVIRINE VAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	ACALIFORN A7(2009) (H1N1) PDM09 - (CEPA ANALOGA (ACHR)B12CH14(2010), NB-74) + ANCTDRAH10511 (H2N1) CEPA ANALOGA, AVACTORIA26(12011), V/R-1605 + B/WB0202012(10) (H3N2) CEPA ANALOGA, B44861- WUJANGANG1582009, NYMC BX-39).	CAJA CON UN VAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07BB02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. L'VERPOOL 2. BELLARIA ROSA SOVICILLE (IS) 52018 ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
12	19955184	HEPAVAL - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2009M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE 0.5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony-ro 303 beon-gil, Yeosu-si Incheon, 408-180 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
13	19983988	MENUGATE	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	GLUCOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINO 0.3 A 0.4 MG AL-AL3	CAJA POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ML + VAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07A407	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. SIVIER HEALTHCARE	1. EML VON BEHRINGEN STR 76, MARIENBURG 3504 2. VIA FIORENTINA 1 145100 SIENA, PLANTA EN BELLARIA-SOICIS ROSA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia
14	20051113	MEMERON	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO Y* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO W/130* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO F* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXICO TETANICO 44 MCG	-Val (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente). 1 val de vidrio tipo I con tapón de goma de butilo con paraf. sellado que contiene una (1) dosis por val, y 1 jeringa prellenada que contiene 0.5 ml de solvente por jeringa. Con 1 agua.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A408	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SIB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	2004812	SHANAC # B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 VALES, CADA VAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO ORES Y SELLO ALUMINO FLIP-OFF POR 0.5ml, 1.0ml, 5.0ml Y 10ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	24 MESES	J07BC01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	20015630	RABIPUR	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2.5 IU	CAJA X FRASCO VAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUIJA, CAJA PLEGABLE CON 6 FRASCOS VAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGAS CON AGUIJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CIL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
* Novedades de la publicación del mes de Agosto																
Ninguna																