

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL														FECHA DE PUBLICACION		
FUNCION REGULADORA					PUBLICACION									nov-16		
Registros Sanitarios					Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Octubre de 2016											
Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentacion Comercial	Forma Farmacologica	Via de Administracion	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA UTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXIDOYE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	IMOVAXIS POLIO	INVIMA 2008M-006608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO VIRAL TIPO 1, 2 Y 3 DE VACUNA POLIO TIPO 1 4.0 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 3.33 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS NECLANAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BF03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENDEBOR-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R-2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (PROTEINA EQUIVALENTE A LOG DERIVADA DE PLASMA)	CAJA CON 1 VAL. EN VIDRIO NEUTRO TIPO DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITH LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	40062	VIA MENOCO - BCR	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	VEHICULOS PURIFICADOS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis (0.5 mL) VAL en ampolla individual CAJA CON 10 VALES X 5 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUQUE INDIVIDUAL CAJA CON 10 VALES X 10 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUQUE INDIVIDUAL CAJA CON UN VAL. X 1 X 5 X 10 X 20 DOSIS (0.5 ML) VAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 ° C. A 1 ° C NO CONGELAR. PROTEGERSE DE LA LUZ.	TRES 3 AÑO	J07AF03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 1886, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Antioquia
5	47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL. CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO. MÍNIMO 1.000 LD.50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de suero	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C.	3 AÑOS	J07BL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	51912	FNEJMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLIOSIDOS PURIFICADOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TP 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17B, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADA X 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 ° C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	21330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCHY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	21693	TWINRIX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M-007238 R-1	16/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM17J) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL AZNR	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA INYECTABLE CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITH LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2009 M-012152 R-1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIGENOS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM17J) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIGENOS DE LA HEPATITIS B (AGHB) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIGENO DE LA TUBERCULOSIS (CEPA VISTAR RA 27/3)	CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMURO. JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 ° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL SOLVENTE INDICADO LA AGUJA PARA INYECTAR NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 2 HORAS ENTRE 2 ° C Y 8 ° C.	2 AÑOS	J07BS02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDU 3. FARMACIUTELI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A-3501 ABANO TERME (PD) - R. BELGICA	GLAXOSMITH LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	22900	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834 R-1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTERICIPA (OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL. CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ML)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	23029	INFANRIX-IPV4B (DTPA-IPV4B)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXIDOYE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (PRT) + PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA LIGANDADA EN SALES DE ALUMINIO (BAU) SUSPENSION DE NITRÓGENO DE ALUMINIO + TOXIDOYE DIFTERICO (DT) + TOXIDOYE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (MANKNEY SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MERT SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKET SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HYVIMORPHILLUS INFLUENZA TIPO B) Y TOXIDE ATENUADO DE SU ASU MCG CORRESPONDIENTE A MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA, VAL + JERINGA PREENLADA X 0.5 ML + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑO	J07CA02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITH LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	1904509	BOOSTRIXB VACUNA ADSORBIDA (DTPA)	INVIMA 2010 M-13946 R-1	22/06/2020	TOXIDOYE DIFTERICO ADSORBIDO (MN) + TOXIDOYE TETANICO ADSORBIDO (NT) + TOXIDOYE PERTUSSIS ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFB) SIN AGUJA FLA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFB) SIN AGUJA FLA. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES 3 AÑO	J07CA99	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITH LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
13	1905376	INFANRIX HEXA (DTPA-HEPB - IPV - HB)	INVIMA 2010 M-14204 R-1	09/12/2015 En trámite de renovación	PERTACTINA	VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTAL	ENTRE 2°C -8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FNSTITUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITH LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
14	1995127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-002247-R1	07/01/2019	TOXIDOYE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXIDOYE PURIFICADO DE TETANO + TOXIDOYE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOCOMBESITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOCOMBESITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOCOMBESITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0.5ml sin aguja + vial con liofilizado dos aguja en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8 ° C	3 años	J07CA08	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. ZUYON 3. 69280 MARCHY L'ETOILE 4. LOC VALCANELLO 03912 AMON, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
15	1995183	HEPAXIX - GENE TP B 20 MCG	INVIMA 2009M-000614-3	10/09/2016 En trámite de renovación	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO I X 20 REG.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 ° C	TRES 3AÑOS	J07BC01	BERN BIOTECH KOREA CORPORATION	BERN BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Namyeon-ro 303, Yeosu-gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
16	19972109	GARDASIL B VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2009M-000874	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA MAS INSERTO CAJA X 1 Y 10 VALES CON VAL. DE SUSPENSION VAL. DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE ELODORINOL Y SELLO DE ALUMINIO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8 ° C NO CONGELAR. PROTEGERSE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C O MENOS. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 2 HORAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES 3 AÑO	J07B801	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. MERCK SHARP & DOHME CORP	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
17	19972534	ROTATEQ B VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-000889	27/03/2017	SERO TIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 X 10E6, G2 + 2.8 X 10E6, G3 + 2.2 X 10E6, G4 + 2.0 X 1E6 + P1 + 3.3 X 10E6.	Caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto. Cja por 1 y 10 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 ° C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	SLIMNEYTOWN PIKE, WEST POINT PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia

Comarc	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA UTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
18	19972860	QUINAXEM 8 INYECCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	TOXOIDE DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE DE TETANUS PURIFICADO + 8 PERTUSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C	3 AÑOS	J07AM51	BERINA BIOTECH CORPORATION KOREA CORPORATION	1. BERINA BIOTECH CORPORATION 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1, COREA DEL SUR 2, ITALIA	BIOTECNICA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
19	19979609	QUMI - HB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PR8 (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 28 MICROSOMIOS DE ANTONINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 vialitos monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 vialitos monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AQ01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOGEN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI - COLOMBIA
20	19981555	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I - INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BM02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
21	19983009	MA-MERB 8 (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBIOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONDSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERVIS LINDA + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WESTER 87/03	CAJA POR 1 VIAL CON VACINA LIQUIDAZA Y VIAL CON SOLVENTE ESTERIL	POLVO LIQUIDAZO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BK02	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	19983100	PNEUMOVAX 23 (VACUNA PRELACIONADA POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 9, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 18B, TIPO 19F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 27, TIPO 29 Y TIPO 35F	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML (AMPOLLAS); CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
23	19986384	ADACELAR VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS	INVIMA 2008M-0008078	23/05/2018	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO I (CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1763 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
24	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008628	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I, PRELLENADA CON 0.5 ML DE UNA JERINGA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC09	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
25	19989870	VARELIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	06/09/2018	VIRUS DE VARICELLA VIVO ATENUADO (CEPA OK4)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIQUIDAZO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	2 AÑOS	J07BK01	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CALTANT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. FONT SAINT -LANDRY 10 - 1120 BRUXELLES (RESEB OVER HEEMBEL) - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
26	19990911	VIMARIX	INVIMA 2008M-0008610	10/12/2018	VIRUS DE VARIELLA ATENUADO (CEPA OK4) NO MENOS DE 10 (3.0 ODDIS)	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIQUIDAZO-AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIQUIDAZO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	J07B51	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	19990934	VACIBAR VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1.0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑOS	J07BC09	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	620 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
28	19991775	HAVRIX 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/09/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1 ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES 3 AÑOS	J07BK02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	19991862	ROTAVIRUS SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA RIV44) CANTIDAD 10 X 1.000.000 CCID50	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) Y DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1.5 ML) (1 DOSIS)CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07BK01	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE TINTAUT 80 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	20011952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 110, y 220 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von Behring - Str 78 35641 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
31	2004822	SYNFLORIX 6 VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO HELMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 6, 9F, 14, 18C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO + CAJA POR 10 X 100 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ. ALMA TEMPORALMENTE ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES(3)AÑO	J07AL02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHLINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TUBES SOUTH BRIDGE SINGAPORE, 67421 SINGAPUR	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
32	2005066	AFILIRAB 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	ACALIFORNIA72009 (HN1) POM09 - CEPA ANALOGA ACALIFORNIA72009 (NYMC X-181) + ATLASAS62012 (HN2) CEPA ANALOGA ATLASAS62012 (NYMC X-223) + BMMASAC84581TTS2012 - CEPA ANALOGA BMMASAC84581TTS2012 (NYMC BXV-518)	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO DE BORGOLICATO TIPO I CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VIDRIO DE BORGOLICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN(1) AÑO	J07BK01	BIO CEL PLY LTD	BIO CEL PLY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3042 AUSTRALIA	BIOTECNICA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
33	20011362	PREVENAR8 VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/03/2020	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6, 9A, 9B, 9F, 14, 18C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1.5 O 0.5 ML DE VIDRIO TIPO I CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES(3) AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNE, NEWBRIDGE 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAYER PHARMACEUTICALS SOLUTIONE LLC 5. PFIZER IRELAND	1. SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNE, NEWBRIDGE 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANKE CASTLE BUSINESS PARK, CLOANALIN, DUBLIN22, IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC	AVENIDA SUBA No. 95 - 66
34	20018959	MENVEOR	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO 1 Y SU CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE S.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO- JERINGA(VIDRIO TIPO II) CON LIQUIDO MEN C V Y V CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIQUIDO MEN C V Y + AGUA ACE	POLVO LIQUIDAZO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07AF08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EML -VON BEHRING STR 76 MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
35	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELLA OCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016 En trámite de renovación	VIRUS ATENUADOS DE VARICELLA (CEPA MAV08) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON VAL LIQUIDAZO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON VAL DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN GILL, HIWASIN EUP, HIWASIN-GUN, JEOLLANAM DO, KOREA DEL SUR	BIOTECNICA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
36	2001862	ZOSTAVAX VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA ZOSTER	Caja + 1 vial de vidrio tipo 1 con polvo liofilizado más inserto. Caja + 10 viales de vidrio tipo 1 con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. CMS PHARMACEUTICALS INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STER LABORATORIES LLC	1. 5900 NORTHWEST GREENVILLE 2. SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
37	20019145	VAZTA B 50 U VACUNA CONTRA LAS HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015, En trámite de renovación	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE PROXIMAMENTE A 1MG DE PROTEÍNA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL. POR 1.0ML. MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 a 8 °C.	36 MESES	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia	
38	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML. POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML. POR 10 DOSIS	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	89-NOPO LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	CAJÍ
39	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2012M-0013359	13/09/2017	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE (0.8 MÁS DE 40 U) UNIDADES DE FLOCCULACIÓN	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07A01	LARYLA ANEELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PLANE 411 028-INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYLA ANEELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
40	20042387	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (110 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014635	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETÁNICO + B. PERTUSIS.	CAJA POR 1 FRASCO VAL. DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 ML. (10 DOSIS)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 meses	J07C09	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PLANE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
41	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA DE CARTON CON 1.10 Y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML. DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07A01	LABORATORIO DELTA S.A.	BIOLOGICAL E LIMITED	SP BIOTECH PARK, GENOME VILL.	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
42	20055605	HYPERHEP B B	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con jeringa prellenada por 1 mL.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Calle de del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTER S.A.S. 2. PHARMAQUILA S.A.S.	1. CALI - Colombia 2. Bogotá - Colombia
43	20071968	FLUJADRIIB VACUNA ANTIFLUJENZA 0.5 ML.	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALFORNIA7209 (H1N1) + ATEXAS502012 (H3N2) + BTEXAS02011 (ANÁLISIS A. B) + VIRUS DE INFLUENZA A (H1N1) + B. PERTUSIS + B. HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEÍNA TETÁNICA PRPT) 15 - 30 MOCS	0.5 mL. en jeringa prellenada de vidrio de bostoliscate tipo 1 (que contiene un adaptador y un capuchón montado en un adaptador de bostoliscate tipo 1) con un tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C a 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWITZWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
44	20072153	HEXAXIM B	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSIS + TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSIS + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAGNETO) + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 3 (GAUDET) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEÍNA TETÁNICA PRPT) 15 - 30 MOCS	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOSILIZADO HALOBUTILO GRIS, CARPULÓN NEGRO POR 1 DOSIS. CON 2 JERINGS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07C09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
45	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORCIDA CONTRA LA DIFTERIA, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	INVIMA 2014M-0015625	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (+/- 30U) + TOXOIDE TETÁNICO (+/- 40U) + B. PERTUSIS (+/- 4 U) + HEMO B. ADH. CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO PPD CONJUGADO CON TOXOIDE TETÁNICO (PROTEÍNA TRANSPORTADORA)	VAL DE VIDRIO TIPO I CLARO. TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINO FLIP-UP.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
46	2006498	PROQUAD B	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPION DERIVADOS DE LA CEPA EMANSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERRY LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOBLA DE LA CEPA WISTAR RA 27A + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOSILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 09. 2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30 DIAS.	18 meses	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. CMS PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + JUBILANT HOLLISTER STER LICA + HETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHUTZENTHASSE 87, 8812 RAVENSBURG, ALEMANIA LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
47	20078419	FLUJADRIIB VACUNA ANTIFLUJENZA 0.25ML.	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORNIA7209 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de bostoliscate tipo 1 por 0.25ml. con adaptador laser-tek, un tapón-embudo	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ
48	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLVO DE CAPSULAR V PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas por 0.5 mL unidades y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTÁNEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07A03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
49	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FIAB2 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRIBERICA 1000 (200 U)	CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 ML.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	19933276	TETRAAXIM B	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO + ADSORBIDO + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0.5 mL CON AGUA ALBERGIA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES 3 AÑOS	J07C02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
51	19939796	AVAXIM B DU PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA OKAMERCK ATENUADA EN CÉLULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA (UNODOSIS) Y UNO (DOPLOSI) TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8 °C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR (PENSING) ACTIVO	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	19940566	INOVA D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07A051	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
53	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANTOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0,5ml, 2,5ml, 5ml y 10ml. CAJA POR 10 VALES DE 0,5ml, CAJA POR 10 VALES DE 2,5ml, CAJA POR 10 VALES DE 5,0ml, CAJA POR 10 VALES DE 10,0ml. VAL DE VIDRIO BOROBLICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07A01M	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SUECOS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION I (FABRICACION DE RESTAURACION ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CUEDOS DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA TMA ENTRE 218 Y222, REPARTO SIBONEY, PLATA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS SIELT S.A	Enviado - Colombia
54	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-001620	16/12/2020	ACALFORNA7/2009 (H1N1) + ATEXAS02012 (H9N2) + BMASACHUSETTS2/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (borosilicato) + agua + tapón de caucho siliconado + embudo de polipropileno con 0,5 ml. cada jeringa	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	BOGOTÁ
55	2001256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOS) RUPOS A,C,V & W(13) CONJUGADA CON TOXIDE DIFTERICO	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROTIPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROTIPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROTIPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROTIPO W-135 + PROTEINA DE TOXIDE DIFTERICO	CAJA A POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROBLICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 10MM Y SELLO DESPRENIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07A05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
56	7038	AGRIPAL 51	INVIMA 2016M-001634-R2	29/04/2021	ACALFORNA7/2009 (H1N1)POM9-LIKE STRAIN (CEFA ANALOGA: ACALFORNA7/2009, NYMC X181) HA + AKR93 KONG4801/2014 (H9N2) LIKE STRAIN (CEFA ANALOGA: JONES CALEDONIA/7/2014, NYMC X-257 A) HA + BRISBANE6/0208 LIKE STRAIN (CEFA ANALOGA: BRISBANE6/0208, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAPON EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADA DE VIDRIO BOROBLICO NEUTRO TIPO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN (1) AÑO	J07B02	SECURIS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Rairo Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
57	3432	VERORABO	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VRUS CONTRA LA RABIA (CEFA WISTAR) FABRIS (PRVUS 1603/98) PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA - 2,5 U + POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA INH-ANTES Y DESPUES DE CALIENTADO AL 57°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (1) Y FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y VAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (1) Y 5 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML. DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA DE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR (FABRICANTE DEN FRANCIA (ACTIVO) 3. SANOFI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX 69200 MARCY L'ÉTOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCANVILLE 27100 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCANVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200309	FLUZONE	INVIMA 2007 M-05980R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 10 VAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20005193	AFURAB 0,5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 ML	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
3	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
4	2003769	FLUZONE 0,5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL, vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapón de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Caja del embudo de goma de borosilicato y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL - tapón	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	218616	FLURIBO SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA (ACTIVO) CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEFA: ACALFORNA7/2009 (H1N1) POM9 (FABRICANTE: ACRON) R191/2011 (H7N9) + AVICTORA361/2011 (H9N2) (FABRICANTE: ATEXAS) 02/12 (NYMC X-223A) + BMASACHUSETTS02/2012 (VIRANTE) BMASACHUSETTS02/2012 (NYMC BX-51B)	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. AGUA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A01	GLAXOSMITHK LINE BIOLÓGICOS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLÓGICOS BRANCH OF BB PHARMA (EMBAJADA) Y GLAXOSMITHKLINE BIOLÓGICOS INSTALACION SADA DE	Almeri y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
6	1947475	FLUAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEFA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15MCD PARA CU DE LAS SIGUIENTES CEPAS: ACALFORNA7/2009 (H1N1)POM9 (CEFA ANALOGA: ACALFORNA7/2009, NYMC X-181), AVICTORA361/2011 (H9N2) (CEFA ANALOGA: AVICTORA361/2011, IUR-165) Y BOWICORN1/2010	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07A051	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
7	2005456	FLURIBO	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	ACALFORNA7/2009 (H1N1) CEPANANLOGA ACALFORNA7/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
8	19903040	VAXORIP PEDIATRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812 R1	09/09/2015 En trámite de Renovación	BMASACHUSETTS2/2012: CEFA DERIVADA UTILIZADA (NYMC BX-61B)	CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUA ASESIS.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'incanville	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	3208	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCO A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML. DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBOROBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 A 4° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	66200 MARCY L'ÉTOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA DTL	ATC	Título	Fabricana	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
10	29155	VAOXGRIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	ATEKAS602012 (H2N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + ATEKAS602012 (H2N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + BMASACH6SETTS2012 - CEPA ANALOGA UTILIZADA NYMC 68-518 15 MCG DE HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. EN CAJA POR 1 y 10 JERINGAS TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C/8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE V VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	2009979	FLUVIRINE VAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	ACALIFORN47/2009 (H1N1) PDM09 - CEPA ANALOGA (CHRISTCHURCH16/2010, NB-74) + ANCTDRAH10511 (H2N1) CEPA ANALOGA (AVICTORIA/06/12011, V/R-165) + BWJ05/0208/12010 (H3N2) CEPA ANALOGA (B4488) - WUJANGANG158/2009, NYMC BX-39.	CAJA CON UN VAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07BB02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. L'VERPOOL 2. BELLARIA ROSA SOVICILLE (IS) 52018 ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
12	19955184	HEPAVAL - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2009M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE 0,5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony -no. 303 beon - gi, Yeosu - gi, Incheon, 408 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
13	19983988	MENJUGATE	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	GLUCOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12,5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINO 0,3 A 0,4 MCG AL-43.	CAJA POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ML + VAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07A07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. SIVIER HEALTHCARE	1. EML VON BEHRINGEN STR 76, MARIENBURG 3504 2. VIA FIORENTINA 1 45100 SIENA, PLANTA EN BELLARIA - SORIS RICCIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia
14	20051113	MEMERON	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO Y* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO V-19* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO I* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TIOXIDE TETANICO 44 MCG	-Val (polvo liofilizado) + jeringa preferida (solvente). 1 val de vidrio tipo I con tapón de goma de butilo con pájaro sellado que contiene una (1) dosis por vía, y 1 jeringa preferida que contiene 0,5 ml de solvente por jeringa. Con 1 agua.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A08	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SIB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	2004812	SHANVAC # B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 VALES, CADA VAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO ORES Y SELLO ALUMINO FLIP-OFF POR 0,5mL, 1,0mL, 5,0mL Y 10mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	24 MESES	J07BC01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	20015630	RABIPUR	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA >=2,1 U	CAJA 11 FRASCO VAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUIJA, CAJA PLEGABLE CON 6 FRASCOS VAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGAS CON AGUIJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGUO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 5. CIL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
* Novedades de la publicación del mes de Agosto																
<p>1. Se excluye del listado la vacuna TETANEA 1.500 UI/mL con expediente 19915184, toda vez que mediante resolución No. 2016044316 del 26/10/2016, se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria sobre el registro sanitario No. INVIMA 2012M-0000539-R1.</p> <p>2. Se excluye del listado la vacuna VIVAXIM con expediente 19965327, toda vez que desde el 02/10/2016 se venció el registro sanitario de la misma.</p>																