

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL																
FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Octubre de 2017										nov-17		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017 En trámite de renovación	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	MOVAXIB POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS POR 0.5 mL. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	TRES AÑOS	J07BF03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENGERIX-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HESIG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	40062	VA- MINGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 En trámite de Renovación	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA CON 10 VIALES X 1 DOSIS ( 0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES X 5 DOSIS (0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES X 10 DOSIS (0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VIAL X 1 X5 X10 o 20 DOSIS (0.5mL) VIAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 ° C a 8 ° C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Antioquia
5	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLISIDOS PURIFICADOS DE: STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADADA X 0.5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 ° C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J07AL01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA POR 0.5mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	TRES AÑOS	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	216963	TWINRIX ® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M- 007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (HBSiB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN R	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUA, PREENLADADA CON 1 mL. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	227593	PRIDRIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENJADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWABZ) + VIRUS VIVOS ATENJADOS ANTIPARADITIS (CEPA RT 4385) + VIRUS VIVOS ATENJADOS ANTIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOKRITULO + JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 ° C Y 8 ° C.	DOS AÑOS	J07BDx2	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART-BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A-35051 ABANO TERME (PD) 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	229080	VACUNA VIVA ATENJADA DE LA VARICELA - BKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENJADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 mL)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	230249	INFARIX- IPV+HB (DTPA-IPV+HB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (B9 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA), ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINIO (BA) SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (MORONEY SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HW(HAEMOPHILLUS INFLUENZA TIPO B) Y TOXOIDE TATANICO DE 30 A 50 MICOS CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADADA X 0.5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
11	19904509	BOOSTRIX VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/08/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO MIN + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO MIN + TOXOIDE PERTUSIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA (PFS) SIN AGUJA FLJA + 2 AGUJAS SEPARADAS. EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS (PFS) SIN AGUJA FLJA LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10:30 MCC	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0.5ML + UN VIAL LIOFILIZADO, CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA 0.5ML SIN AGUJA+ VIAL CON LIOFILIZADO+ DOS AGUJAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	TRES AÑOS	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2.LYON 3. 69280 MARCY L'ETOILE 4. LOC VALCANELLO -03012 ANAGN, FRANCIA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
13	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2006M-00390-R	02/05/2016 En trámite de renovación.	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE	CAJA CON UN VIAL DE 1 ML POR UNA DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC01	SANOFI PASTEUR LTD.	LG LIFE SCIENCES, LTD	129, SEOKAM-RO, IKSAN-SI, JEOLLABUK-DO, COREA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
14	19972109	GARDASIL VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016 En trámite de renovación	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA MÁS INSERTO. CAJA 1 Y 10 VIALES CON 0.5ML DE SUSPENSION, VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C.NO CONGELAR. PROTEJASE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25° C O MENOR. SE PUEDEADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES AÑOS	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
15	19972534	ROTATEQ VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 En trámite de renovación	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2 X 10E6, G2 + 2 X 10E6, G3 + 2 X 10E6, G4 + 2.0 X 10E6 Y P1 + 2.3 X 10E6.	CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MÁS INSERTO. CAJA POR 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MÁS INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	DOS AÑOS	J07BH01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUMNEYTOWN PKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
16	19979609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PR8 (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	CAJA POR 1, 10 Y 25 VIALES MONODOSIS. CAJA MULTIPLE POR 6 CAJAS POR 25 VIALES MONODOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOEN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALLI COLOMBIA
17	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C	CUATRO AÑOS	J07BM02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
18	19983099	M-M-RB II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTITIS DE LA CEPA JERYL LYNN 8 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BD02	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
19	19983100	PNEUMOVAX 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9I, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 18A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
20	19986384	ADACELB VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUSISICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (MER 374)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
21	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL, TIPO I, PRELLENADA CON 0,5 mL DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07BC99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Cota-Columbia
22	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	DOS AÑOS	J07BK01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART-BELGICA 2. FONT SAINT - LANDRY 10 1120 BRUSSELS (NEIDER OVER HEEMBEEL) -BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
23	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO/ CEPA OKA) NO MENOS DE 10, 30, CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA, CON 0,5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
24	19990934	VAOTAB VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
25	19991775	HAVRIXB 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA POR 1 mL AGUA. CAJA CON UN VIAL DE 1ML DE SUSPENSION PARA INYECCION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Títular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
26	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R04414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCD50.	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FNSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1,10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO POR 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
28	2004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO + CAJA POR 1,10 o 100 VAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07AL02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSMT, BELGICA 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIXENSMT 2. 10 TUAS SAUTH AVE 8, SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	2005066	ALFURAD® 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PM09 - CEPA ANALOGA A/CALIFORNIA/7/2009 (NYMC X-181) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANALOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 - CEPA ANALOGA B/MASSACHUSETTS/2/2012 (NYMC Bx-51B).	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052-AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRLAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRLAND PHARMACEUTICALS	1. SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER-MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL, NEWBERIDGE COUNTY, KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, CLONALKIN, DUBLINZZ, IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	Bogotá - Colombia
31	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA X 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO MAS INSERTO. CAJA X 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO MAS INSERTO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC	1. 5900 NORTHWEST, GREENVILLE 2. SUMMIT TOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
32	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017 En trámite de renovación	TOXOIDE TETANICO MAS DE 5, (O MAS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES AÑOS	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR, PUNE 411 028-INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
33	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PETRUSSIS	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 MESES	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR, PUNE 411 028 -INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
34	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP, BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Colombia
35	20055505	HYPERHEP B®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PRELLENADA POR 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive #101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMACOLA S.A.S.	1, CALL - Colombia 2. Bogotá - Colombia
36	20071968	FLUQUADRI® VACUNA, ANTIINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/TEXAS/01/2011 (ANALOGA A B/WISCONSIN/1/2010-LIKE VIRUS) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO	0,5 mL EN JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I QUE CONTIENE UN ADAPTADOR Y UN CAPUCHON MONTADO EN UN EXTREMO, LA BARRA DEL EMBOLLO ES VIOLETA, CON TAPON DE BROMOBUTILO GRIS, SUPERFICIE TRATADA CON SILICONA GRADO MEDICO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
37	20072153	HEXAVIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT) + ANTISENSE DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO 1 TAPON EMBOLO DE HALOBUTOLO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A. Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
38	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (v+ 30U) + TOXOIDE TETANICO (v+ 40U) + B PERTUSSIS (v+ 4 U) + HBSAG (R ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTOLO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 MESES	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
39	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SASAKIPON DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JEVIL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WHESTER RA 373 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD04	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILANT HOLLISTER STIER LLC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHÜTZENSTRASSE 87 88212 RAVENSBURG - ALEMANIA/DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION)	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
40	20078419	FLUQUADRI® VACUNA ANTIFLUENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de botificación tipo I por 0.25mL, con separador Luer-lock, un tapón-embolo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá-Colombia
41	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLISIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0.5 mL unidades y caja por 10 vales multidoses por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
42	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FIA8/2 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTRÁBICA 1000 - 2000 U.I.	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06BB05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
43	19933276	TETRIXIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0.5mL CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
44	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	VIAL (POLVO LIOFILIZADO) + JERINGA PREENLADADA (SOLVENTE) + VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL, Y 1 JERINGA PREENLADADA QUE CONTIENE 0.5 mL DE SOLVENTE POR JERINGA, CON 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AH08	GLAXOSMITHK LINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
45	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIFERES HUMANAS HRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA UNIDOS: VIDRIO INCOLORO TIPO 1 TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTOLO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. 3. SANOPI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MEREUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
46	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
47	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0.5mL, 2.5mL, 5mL Y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5.0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10.0mL. VIAL DE VIDRIO BORSOLICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTOLO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FNLAY	1. INSTITUTO FNLAY 2. INSTITUTO FNLAY, CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION DE SUEROS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y 222, REPARTO SBONEY, PLAYA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
48	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I (BOROSILICATE) + AGUIJA + TAPON DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLO DE POLIPROPILENO CON 0,5 mL CADA JERINGA.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTECNIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
49	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOSIG RUFOS A,C,Y & W156) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACÁRIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS AÑOS	J07AH05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	7038	AGRIPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)PDM09-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NIMC X-181) HA + A/HONG KONG/4901/2014 (H2N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/NEW CALEDONIA/71/2014, NIMC X-267) A) HA + B/BRISBANE/60/2008-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: B/BRISBANE/60/2008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BUSTER DE PVC O PET CON UN TAPON-EMBOLO CON 1 y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C. NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN AÑO	J07BB02	SEGIUS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
51	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-001546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW108 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPOLACTONA > 2,5 UI + POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (Y 5) FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B001	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOPI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016M-0017504	30/1/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK. 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. JUBILANT HOLLISTER STER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA 5. FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. ( SOLVENTE) 6. MERCK SHARP & DOHME CORP 6. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT PA 19386 USA 2. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 992074 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5325 OLD OXFORD ROAD DURHAM, NORTH CAROLINA USA 4. SCHUTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG-ALEMANNIA CO. K.G. ( SOLVENTE) 5. 770 SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19480, U.S.A. 6. 5900 MARTIN LUTHER KING JR. HIGH WAY, GREENVILLE, N. C. NC27184 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
53	20019145	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1,0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
54	19955184	HEPAVAX - GENE TF. 10 mcg	INVIMA 2017M-0006319-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 10mcg DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RD 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR	BIOTECNIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
55	19955183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2017M-0006143-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 20 MCG DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES AÑOS	J07BC01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RD 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR - COREA DEL SUR	BIOTECNIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
56	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	30/05/2022	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CERRRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B01	SANOPI PASTEUR S.A.	1.SANOPI PASTEUR S.A. 2.SANOPI PASTEUR S.A.	FRANCIA 1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX, 69280 MARCY Y ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
57	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NOVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PREENLADAS(S) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA X 1 O 10 VIAL (ES) CON 0,5 mL CÚ DE SUSPENSION MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR, PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07B001	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT, PA, 19386 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
58	20018999	MENVE00	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHThERIAE 16.7 A 33.3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHThERIAE 7.1 A 12.5 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO W-135 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHThERIAE 3.3 A 6.3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHThERIAE 5.6 A 10 µg.	CAJA + FRASCO VAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) (COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) (COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO. NO OBTANIE ESTABLE QUIMICA Y FISCAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 20°C.	TRES AÑOS	J07A08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - 53018 SOVICELLE - ITALIA. 2. STADTTEL MARBACH EML - VON - BEHRING - STR. 76 UND 79 35041 MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
59	19905376	INFANRIX HEXA (DTPa + HBSP + IPV + Hib)	INVIMA 2017 M-14204-R2	29/07/2022	CADA DOSIS DE VACUNA RECONSTITUIDA DE 0.5 mL CONTIENE TOXOIDE DIFTERICO (D) MIN. 30.00 UI, TOXOIDE TETANICO (T) MIN. 40.00 UI, ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSICO (PT) 25.00 MCG, HEMAGLUTINA FLAMENTOSA (FM) 20.00 mcp, PERTACTINA (PRN) 8.00 mcp, ANTIGENO DE SUSPENSIÓN DE VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAg) 10.00 mcp, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 1: 40 UD, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 2: 8 UD, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 3: 32 UD, POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PPV) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (TT) 10 mcp.	VAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+Vib+Hpv) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS (REGISTRO INVIMA 2009DM-0002778). (VAL DE VIDRIO TIPO CON CAPACIDAD DE 3 ml. CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hib) + JERINGA PRELLENADA DE 1.25mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+Vib+Hpv) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS (REGISTRO INVIMA 2009DM-0002778)) EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS.	POLVO Y SUSPENSIÓN PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE.	INTRAMUSCULAR PROFUNDA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FNSTUJ 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
60	20015816	VACUNA CONTRA LA VARIOLA GGC INYECCION	INVIMA 2017M-0012519-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADOS DE VARIOLA (CEPA MAV/06) 1400PFU	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.7ML DE AGUA PARA INYECCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	DOS AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HAWASUN-EUP, HWASUN-GUN, JEOLLANGNAM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMIA S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS																
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20005193	AFLUNIRIP® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTINA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR PROTÉJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07BB02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMIA S.A.	Bogotá - Colombia
2	218616	FLUARIX® SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	HACCIÓNES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/ALABAMA/09/1999 (H1N1) PDMM99 (VARIANTE ACRISTCHURCH/162010 (NB 74) (P) + AVICTORIA/36/12011(H3N2) (VARIANTE TEXAS/50/2012 (NYMC X-222) + MASSACHUSETTS/60/2012 (NYMC X-181) 15 MICROGRAMOS HA; A/AFRICA/SUDAN/05/2005 (H3N2)	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO IPOR (P) 0.5 ML, AGUJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C - PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	UN AÑO	J07AG01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SIB PHARMIA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Alemari y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	19947475	FLUID	INVIMA 2016M-0004815-r1	10/05/2021	ANTIGENOS DE VIRUS DE LA INFLUENZA (HEMAGLUTINA Y NEURAMINIDASA) CULTIVADOS EN HUEVOS FERTILIZADOS DE GALLINAS SANAS, CON ADYUVANTE MF3BC.1, A PARTIR DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/ALABAMA/09/2009 (H1N1) PDMM99 (CEPA ANALOGA A/ALABAMA/09/2009, NYMC X-181) 15 MICROGRAMOS HA; A/AFRICA/SUDAN/05/2005 (H3N2)	CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I SILICONADA, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W 1883 GRIS, CAJA DE JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I SILICONADA, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07AG51	SEGIUS S.R.L	SEGIUS VACCINES LTD	GASKILL ROAD SPEAKE LIVERPOOL MERSEYSIDE L24 9QR - REINO UNIDO.	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/ALABAMA/09/2009 (H1N1) PDMM99 (CEPA ANALOGA A/ALABAMA/09/2009 (H1N1) NYMC X-181 (HEMAGLUTINA)	CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0.5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07BB02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SOLUENTE PREVISTA EN UN TAPON CON EMBOLO DE CLOBOROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARGY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	A/ALABAMA/09/2009 (H1N1) PDMM99 (CEPA ANALOGA A/CHRISTCHURCH/162010, NB 74), + A/AFRICA/SUDAN/05/2005 (H3N2)	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07BB02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. LIVERPOOL VACCINES AND DIAGNOSTICS (SIB) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
7	1998388	MENJUGATE	INVIMA 2008M-0007396	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHThERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG AL-3.	CAJA POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ML + VAL CON SUSPENSIÓN RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07A407	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. EML - VON BEHRING - STR 76, MARBURG, 35041 2. VIA FORENTINA 1, 53100 SIENA, PLANTA EN: BELLARIA - 53016 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	1. Bogotá - Colombia
8	20048612	SHANVAC ® B	INVIMA 2014M-0015566	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 VIALES. CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0.5mL, 1.0mL, 5.0mL Y 10mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2º A 8ºC EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	DOS AÑOS	J07BC01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
9	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO WAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCIÓN + JERINGA CON AGUA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS WAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCIÓN + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07BG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED Z. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREING PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
* Novedades de la publicación del mes de Octubre 2017																
NINGUNA																