

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL		PUBLICACION											FECHA DE PUBLICACION			
FUNCION REGULADORA		Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de agosto de 2016											sep-16			
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentacion Comercial	Forma Farmacologica	Via de Administracion	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAIVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML, CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	MOVAVIX POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 Y 2 O TIPO 2 B O TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML, CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR	TRES AÑOS	J07BF03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENCEBIVIB SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-01189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (RESACA EQUIVALENTE A 10 UG DERIVADA DE PLASMA)	CAJA CON 1 VAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	40862	VIA MENCOC - SOB	INVIMA 2013M-011972-R2	21/02/2017	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGUPO B POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis (0.5 mL) VAL en envase individual CAJA CON 10 VALES X 5 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL CAJA CON 10 VALES X 10 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL CAJA CON UN VAL X 1 X5 X10 o 20 dosis (0.5ML) VAL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑO	J07A4E3	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 1905, LA LISA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A	Enviado - Antioquia
5	47855	STAMIRIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-00940-R1	05/09/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL, CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAN, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO MINIMO 1.000 LD 50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de succion	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 años	J07BL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003887 R-1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLIOSIDOS PURIFICADOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 6, 8B, 7F, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 18B, 19F, 18C, 19F, 20, 22F, 23F y 33F	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADA X 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8°C EN REFRIGERADOR, NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	21330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 años	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 60280 MARCY L'ETOLLE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	216963	TWINRIX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA MATH78) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DNR	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUA, PREENLADA CON 1 ML DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 años	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENJADOS ANTISERPONIN (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENJADOS BROMODULTO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SOLVENTE 1/2 AGUJAS DE ACERO	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y JERINGA DE BROMODULTO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SOLVENTE 1/2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN SOLUENTE INYECTABLE (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2°C Y 8°C.	2 años	J07B5E2	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIS FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART, BELGICA 2. VAL DE REUIL, FRANCIA 3. CATALENT BELGIUM S.A.	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	229090	VACUNA VIVA ATENJADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834 R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENJADO DE VARICELA ZOSTER (CEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ML)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	23049	INFANRIX-IPV-HB (DTPA-IPV-HB)	INVIMA 2009M-012551 R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (B9) AGUJAS PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO LIQUO SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINO + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (MAYNEE SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MERT SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SARNETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B) Y TOXOIDE TETANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA, VAL + JERINGA PREENLADA X 0.5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C EN SU ENVASE / EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑO	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	19904509	BOOSTRIX VACUNA ADSORBIDA DTPa	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO EN ALUMINO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO EN ALUMINO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PPE) SIN AGUJA FLJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PPE) SIN AGUJAS. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07C499	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
13	19905376	INFANRIX HEXA (DTPa-HEFb - IPV - HB)	INVIMA 2010 M-14204 R1	09/12/2015 En trámite de renovación	PERTACTINA	VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTAL	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 91 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
14	19915184	TETAINE 1 500 UI/ML	INVIMA 2013M-000539-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS (FAB) 2 DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1 mL, CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06B902	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
15	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOINFLUENZA INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOINFLUENZA INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOINFLUENZA INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG	Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0.5ml en vial con liofilizado + dos agujas en el empaque incluido.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8°C	3 años	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. LYON 3. 69280 MARCY L'ETOLLE 4. LOC VALCAMELLO 30012 AMANDI, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	19955183	HEPAVAX - GENE TP B 20 MCG	INVIMA 2008M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mg.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Sungdo - dong) 23, Hamyong - do 303 baen - gi Yeosu - gu Incheon, 408 - 840 Korea	BIOTOCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

Conoc	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA UTL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
17	1996537	VIVAXIM	INVIMA 2008M-0006420	02/10/2016	PRIMERA CÁMARA: VACUNA TIPODEA (8 POLISACÁRIDOS (POLISACÁRIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO) V1 DE SALMONELLA TYPH (ESPECIE TYPH) Y 25 SUCS. SEGUNDA CÁMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA (VIRUS INACTIVO HEPATITIS A 168 UNIDADES ANTIGENAS TM)	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE DOBLE COMPARTIMIENTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5°C MAS O MENOS 3°C	36 MESES	J07CA10	SANOFI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SEGE MONDIAL 2, AVENUE FONT PASTEUR F-69637 LYON CEDEX 07	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
18	1997109	GARDASIL 6 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOES 6, 11, 16, 18	INVIMA 2008M-0006714	23/12/2016	PROTEÍNA L1 VPH TIPO 6 + PROTEÍNA L1 VPH TIPO 11 + PROTEÍNA L1 VPH TIPO 16 + PROTEÍNA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUIJAS POR JERINGA MÁS INSERTO CAJA X 1 Y 10 VIALES CON SOL. DE SUSPENSIÓN. VAL. DE VORIO TIPO I CON TAPONES CLORBUATO Y SELLO DE ALUMINO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTEGERSE E LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOS. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 10 DÍAS DESPUÉS DE SACARLO DEL REFR	TRES 3 AÑO	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1, MERCK SHARP & DOHME CORP 2, MERCK SHARP & DOHME CORP CORP ABRCANTE DEL PRINCIPLO ACTIVO	1, NEW JERSEY 2, 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
19	1997254	ROTATEQ VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2, 2 X 10E6, G2 + 2, 8 X 10E6, G3 + 2, 2 X 10E6, G4 + 2, 0 X 10E6 Y P1 + 2, 3 X 10E6.	caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres más inserto.	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	2 a 8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SLANEYTOWN PIKE, WEST POINT PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
20	1997260	QUINAVEM 6 INYECCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	TOXIDO DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXIDO DE TETANUS PURIFICADO + B. PERTUSIS INACTIVADO	caja + 50 ampollas	SUSPENSIÓN INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C	3 AÑOS	J07AK61	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	1, BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION 2, NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1, COREA DEL SUR 2, ITALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
21	1997969	QUIMI - HS	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PSB (POLIBISFOL. RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AD01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BOVEN	CUBA	TECOQUIMCAS S.A.	CALI - COLOMBIA
22	1998155	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007468	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B002	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
23	1998309	M-M-R-II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBIOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION/EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERLY LYNN 6 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIQUIDAZADA PARA RECONSTITUIR EN SOLVENTE ESTERIL.	POLVO LIQUIDAZADO PARA RECONSTITUIR INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B052	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RANWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
24	1998310	PNEUMOVAX 623 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (INDOSIS); CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07A101	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
25	1998884	ADACEL VACUNA COMBINADA DE TOXIDOS TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUISIS	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXIDO PERTUISICO ADSORBIDO-HEMAGLUTINA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINA TIPO 2 + 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXIDO DIFTERICO ADSORBIDO + TOXIDO TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO CON TAPON DE BROMBUETO Y SELLO DE ALUMINO CONTENENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM61	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T6)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
26	1998975	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008028	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUIJA MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
27	19989870	VARIVAX VACUNA	INVIMA 2008M-0008571	09/09/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIQUIDO, MÁS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MÁXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MÁXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C).	2 AÑOS	J07B001	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1, GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2, CATALENT BELGIUM S.A.	1, RIXENSART BELGICA 2, FONT BANT, LAKERY 10 1120 BRUSSELS (NEEDER OVER HEEMBEEL) - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
28	1999011	VAMARIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0 CIDIOS	CAJA CON UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UN FRASCO AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR.	POLVO LIQUIDAZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	J07B151	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	1999034	VACTIB VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENENDO 1.0 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO NIÑOS Y ADULTOS: NIÑOS CAJA POR UN VIAL CONTENENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	830 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
30	1999175	HVRIS 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellena por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	TRES 3 AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
31	1999182	ROTARIX SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA RNX144) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS)/CADA TUBO. CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1.5 ML) (1 DOSIS)/CADA	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B041	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FINSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
32	2000192	TETANOL PUR	INVIMA 2008M-0009338	24/03/2019	TOXIDO TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1, 10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 78 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
33	2000482	SYNFLORIX 6 VACUNA	INVIMA 2008M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO HE M A O C C O C C O C C SEROTIPO 1 A 5, 6B, 7F, 9V, 14, 16C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSIÓN. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSIÓN Y CAJA POR 1, 10 Y 100 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL. PROTEGERSE DE LA LUZ. A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES 3 AÑO	J07A102	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1, GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2, RIXENSART BELGICA 3, GLAXOSMITHLINE SINGAPORE	1, RIXENSART 2, 10 TASE SAITH AVE B, SINGAPORE, 67421 SINGAPUR	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
34	2000566	AFURIB 0.5 ML SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2009M-010222	30/11/2019	ACALIFORMA7/2009 (PH1N1) PM09 - CEPA ANADIDA A CALIFORMA7/2009 (NINE X 181) + ATEXASU02012 (PH2N1) CEPA ANADIDA A TEXASU02012 (PH2N1) + BMASSACHUSETTS2012 - CEPA ANADIDA BMASSACHUSETTS2012 (NINE X 518)	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO DE BOMBUBETO TIPO I CONTENENDO 0.5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VIDRIO DE BOMBUBETO TIPO I CONTENENDO 0.5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B001	BIO CIL PTY LTD	BIO CIL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052 AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

Comerc.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA UTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador	
35	2001382	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCAL 13 VALENTE (DIFTERIA COM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020	POLISACÁRIDO BERDPTPO 1, 3, 4, 6, 8A, 8B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA FLEGABLE DE CARTÓN POR 1.5 O 10 JERINGAS PREENLLENADAS POR 0.5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SINO AGUIJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAYER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC 5. PFIZER IRELAND	1. SANFORD, WORTH CAROLINA (FABRICANTE BERDPTPO 23F) 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONE, NEWBRIDGE COUNTY, KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, CLONKIN, DUBLIN 2, IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	AVENIDA SUBA No. 95 - 68	
36	2001859	MENEOD	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación	OLIGOSACÁRIDO MENINGOCOCCO GRUPO V Y JO CONJUGADO CON PROTEINA CANTIV DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE S.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I COMP LIOFIL MENA CON TAPON DE HALOBUTILO JERINA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MEN C W Y + CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I COMP LIOFIL MENA CON TAPON DE HALOBUTILO JERINA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MEN C W Y + AGUIJA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07A08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EML - VON BEHRING STR 76, MARIBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia	
37	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA OCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016	VRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MUMUN N.7)	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.7ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 años	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HAWASUN-GUP, HAWASUN-GUN, JEOLLANAM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTECNICA FARMA, S.A.	Bogotá - Colombia	
38	2001852	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA ZOSTER	Caja + 1 vial de vidrio tipo i con polvo liofilizado más inserto. Caja + 10 viales de vidrio tipo i con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. CMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STERIL LABORATORIES LLC	1. 5900 NORTHWEST, GREENVILLE 2. SUMMITTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia	
39	20019145	VACTA® 50 U VACUNA CONTRA LAS HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015. En trámite de renovación	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE A PROMEDIAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL. POR 1.0ML MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia	
40	2003766	TUBERCULINA PPO PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEINA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO DE 2 ML POR 20 DOSES Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSES	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	8B-NAPO LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	CAJ	
41	2003948	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETANICO MAS DE 6 (O MAS DE 40 U) UNIDADES DE FLOCCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES 3 AÑO	J07A01	LARYSA ANEELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	SILCOV SAS	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. 2. SILCOV SAS 3. LARYSA ANEELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3 Bogotá - Colombia
42	2004287	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS 11/10 DOSES	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2016	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PERTUSIS	CAJA POR 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 ml. (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07CA09	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia	
43	2004607	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2016	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07A01	LABORATORIO DELTA S.A.	BIOLOGICAL E LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL.	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviigá - Colombia	
44	2005505	HYPEREP® B	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con jeringas prellenadas por 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carriles del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEPAR S.A.S 2. FARMACIUTLA S.A.S.	1. CALI Colombia 2. Bogotá - Colombia	
45	2007198	FLUJAD®® VACUNA ANTINFUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACAFORONA72009 (H1N1) + ATEXAS022012 (H2N2) + B7EAS02011 (GRIPO A) + BWISCON9112010 (IKE VIRUS) + BMASAC481872012 + SOLUCION SALINA TAMPOONADA CON FOSFATO	0,5 ml. en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo i (que contiene un adjuvante) y un capuchón metálico en su exterior. La base del émbolo es visible, con sabor de bromobutol gels, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROPIADO	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
46	2007153	HEXAVIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE SORBITELLA PERTUSIS TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE SORBITELLA PERTUSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 1 (BANKS) + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETI) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HEMOGLOBINA INFLUENZA TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA PRPT) 10 - 30 MCG	CAJA POR 1 JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I (TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO OIRS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSE). CON 1/2 AGUIJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
47	2004292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015625	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (v = 30U) + TOXOIDE TETANICO (v= 40U) + B. PERTUSIS (v= 4U) + HEMO AGUIJA CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO PPO CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO PROTEINA TRANSPORTADORA	VAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO OIRS CIEBRE ALMINO FLUP-0FF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia	
48	2006498	PROQUAD® B	INVIMA 2015M-0015967	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPON DERIVADOS DE LA CEPA EMANANTO B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERINA + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA WISTAR RA 773 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL VIDRIO TIPO I (TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO OIRS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSE). CON 1/2 AGUIJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07B04	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. CMS PHARMACEUTICAL INC. + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILANT HOLLISTER STERIL CO. + HETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHUTZENTHARDE 87 8812 HAVESBERG, ALEMANIA DE LA ERINGA PRECARGADA CON DILUENTE LAGUA ESTERIL PARA INYECCION +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia	
49	2007419	FLUJAD®® VACUNA ANTINFUENZA 0,25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACAFORONA72009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de borosilicato tipo i por 0,25ml, con adaptador laser-lock, un tapón-embolo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ	
50	41360	TYPHM V	INVIMA 2015 M014630-R2	29/07/2020	POLIOSIDO CAPSULAR V PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	Caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 ml unidades y caja por 10 viales multidos por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÉUX 69208 MARCY L'ÉTOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
51	1993033	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FIBRÍOS DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRIBICA 1000-2000 U/L	CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J08B05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	1993276	TETRAMIX B	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTINA FLAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0,5 mL CON AGUIJA ACHERNA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES 3 AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69380 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
53	19939796	AUXIMBI 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A. CEPA 086 CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLLENADA UNICOSIROS (INGLORO TIPO I TAPON EMBOLO CLOROBOROMBULETO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX 3. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
54	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
55	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VALES DE 0,5mL. CAJA POR 10 VALES DE 2,5mL. CAJA POR 10 VALES DE 5,0mL. CAJA POR 10 VALES DE 10,0mL. VAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES (3) AÑOS	J07AD01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS PLANTAS DE PRODUCCION I (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19805. LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y 222, REPARTO SIBONEY, PLAZA LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Colombia
56	2007672	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	ACALIFORNAT/2009 (H1N1) + ATEXAS/02/02 (H3N2) + BMASACH/02/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (borosilicada) + aguja + sapon de clorobutirato + estrobo de polipropileno con 0,5 mL cada jeringa	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07BB02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ
57	2001256	MEINACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOS) RIPOS A.C.Y. 4 (W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCCO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA A POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 19MM Y SELLO DESPRENIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C	DOS 2 AÑOS	J07AF05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE BOWTHER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
58	7038	AGRPALP S1	INVIMA 2016M-001894 -R2	29/04/2021	ACALIFORNAT/2009 (H1N1)PDM9-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA ACALIFORNAT/2009, NYMC X-181) HA + ARING KONG/04/2011 (H3N2) LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA STRAIN CALEDONIA/71/2014, NYMC X-257 A) HA + BRISBANE/60/2008-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA BRISBANE/60/2008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTON CON RUISTER DE PVC O PET CON UN TAPON EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PREENLLENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	UN (1) AÑO	J07BB02	SEIRUS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Raiño Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
59	3432	VERORABIB	INVIMA 2016M-011548-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RAMBA (CEPA WISTAR HABIBES PRW/08/1603/08). PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VIRIO INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA 2,2,2,1-F. POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH JAMES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (Y 5) FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPON REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES 3 AÑOS	J07BD01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOFI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX 3. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÈUX	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLUCIONE	INVIMA 2007 M-00580R-1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VAL DE 5 mL. POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO O EN EL TEPAL DE PRESENTACIONES COMERCIALES	3 AÑOS	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20005193	AFUSIAB 0.5 mL	INVIMA 2009M-001214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07BB02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLLENADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07BB01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
4	2003769	FLIZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL, vidrio de borosilicato tipo I transparente, aguja y tapa de goma gris + superficie interna revestida con silicona. Tapa del embudo de goma de bromoborobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL, tapon	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	218616	FLUARIB SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS ACALIFORNAT/2009 (H1N1)PDM9 (VARIANTE ACPEST/04/2011 (H3N2) (H4N1) + AVICTOR/08/2011 (H3N2) (VARIANTE TEXAS/02/2012 (H3N2) X-223) + BMASACH/02/2012 (H3N2) (VARIANTE BMASACH/02/2012 (H3N2) (X-518))	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. AGUIJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL, A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07AD01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SE PHARMA GAMB & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SARA DE	Almería y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
6	19947475	FLIAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA "WALKE 15860 PARA CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CEPAS ACALIFORNAT/2009 (H1N1)PDM9 (CEPA ANALOGA ACALIFORNAT/2009, NYMC X-181), AVICTOR/08/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA AVICTOR/08/2011, IR-165) Y SWISSCIN/09/2010	CAJA CON 1 JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUIJA EN ACRICO INCLUIDO CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07A051	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
7	2005456	FLUVRINO	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	ACALFORMIN72009 (H1N1) CEPANAALOGA A CALFORMIN72009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLLENADA X 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL - BIENA ITALIA + KOREAN-REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	1990340	VAXORIP PEDIÁTRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812-R1	09/09/2015 En trámite de Renovación	BMASACHUETT820212-CEFA DERIVADA UTILIZADA NYMC BX-618	CAJA POR JERINGA PREENLLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUA ACOPADA. CAJA POR JERINGA PREENLLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUAS ANEAS.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'Arcueil	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	32068	A VACCIN POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCIC A HIC	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO 4 + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN VALDE + 1 JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML. DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLDO DE CLOROCROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A43	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	29155	VAXORIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	ATEXAS652012 (HND) - CEFA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + ATEXAS652012 (HND) - CEFA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + BMASACHUETT820212 - CEFA ANALOGA UTILIZADA NYMC BX-618 - 15 MCG DE HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. ESCALA POR 1 Y 10 JERINGAS TAPON EMBOLDO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C/4°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	2009679	FLUVRINAL VAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	ACALFORMIN72009 (H1N1) PDMS - CEFA ANALOGA (ACHIBETICHIRICH162010- NB-74) + AVICTORIAS12011 (HND) CEFA ANALOGA (AVICTORIAS12011 - IFR-165) + BIVISCONOR12010 (H) CEFA ANALOGA (BILBEI) - WILLIAGIND162010, NYMC BX-39.	CAJA CON UN VAL X 5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. LIVERPOOL 2. BELLARIA-ROSA SODICILLE (SI) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	1995184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2009M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE 0,5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07B021	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Namyeon-ro 303, Nam-gu, Yeu-su-gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
13	1998398	MENUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	GLUCOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEFA C11) CONJUGADO A PROTEINA OVA 187 DE CORNINEACTIBERIL DIPHETERAE 12,5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINO 0,3 A 0,4 MCG. AL-3.	CAJA POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ML. + VAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINO DE 2-8°C A 3-9°C.	TRES AÑOS	J07A47	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. BAYER HEALTHCARE	1. EML - VON BEHRIND STR 76, MUEBRO, 3041 2. VIA FIORENTINA 1 553100 BIENA PLAVEN EN BELLARIA - 53018 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	1. Bogotá - Colombia
14	2005113	MMENR008	INVIMA 2014M-0010684	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TIOXIDE TETANICO 44 MCG	*Val (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente) + val de vidrio tipo I con tapón de goma de bulto con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por val. + 1 jeringa prellenada que contiene 0,5 ml. de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 3-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A48	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	20048612	SHANAC 8 B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B SUAVI	CAJA POR 35 VALES. CADA VAL DE VIDRIO TIPO I. TAPON DE CACHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0,5ML, 1,0ML, 5,0ML Y 10ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	24 MESES	J07B021	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	2001930	RABIPURB	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA >2,5 LI	CAJA X FRASCO VAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA. CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B001	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVERING PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

* Novedades de la publicación del mes de Agosto

1. Se excluye del listado de vacunas vigentes, la vacuna ROTARIX® VACUNA, con registro Sanitario No. INVIMA 2019M-0004647-R y expediente 19951123, toda vez que mediante resolución No. 2019032114 del 22 de agosto de 2019 se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria al registro sanitario.
2. Se excluye del listado de vacunas vigentes, la vacuna TRIMOVAX MEREUX, con registro Sanitario No. INVIMA 2008 M-010637 R-1 y expediente 29157, toda vez que mediante resolución No. 2016031787 del 18 de agosto de 2016 se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria al registro sanitario.
3. Se excluye del listado de vacunas vigentes, la vacuna TRIMOVAX MEREUX, con registro Sanitario No. INVIMA 2008 M-010637 R-1 y expediente 29157, toda vez que mediante resolución No. 2016031787 del 18 de agosto de 2016 se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria al registro sanitario.