

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de julio de 2018										ago-18		
Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017 En trámite de renovación	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	IMOVAX® POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS POR 0.5 mL. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2°Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BF03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	40662	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 En trámite de Renovación	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA CON 10 VIALES x 1 DOSIS (0,5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL . CAJA CON 10 VIALES X 5 DOSIS (0,5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES X 10 DOSIS (0,5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VIAL X 15 X10 o 20 DOSIS (0,5mL) VIAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISACUIDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Antioquia
5	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA POR 0.5mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. 69290 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M- 007238 R1	18/03/2018 En trámite de renovación	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB5) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUA. PREENLADADA CON 1 mL. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
7	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWABZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°c. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BD52	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA, 3/A- 35031 ABANO TERME (PD), 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA -BIKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA).	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	230249	INFANRIX-IPV/HIB (DTPA-IPV-HIB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA), + PERTACTINA (69 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA) ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINIO (BAJO SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO) + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT). + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (MCKONEY SEWELL) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SAKWEIT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIVH4EMOPHILUS INFLUENZAS TIPO B) Y TOXOIDE TATANICO DE 30 A 50 MICG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIB	CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADADA X 0,5 mL + 2 AGUAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
10	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MIN + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO MIN + TOXOIDE PERTUSIS ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFS) SIN AGUJA FLJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUJA FLJA LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
11	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE 0.5ml + UN VIAL LIOFILIZADO, CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA 0.5ml SIN AGUJA+ VIAL CON LIOFILIZADO+ DOS AGUJAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	TRES AÑOS	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. 3. SANOPI PASTEUR S.A. 4. SANOPI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA Z LYON 3. 69280 MARCY L'ETOILE 4. LOC VALLANCELLO -03012 ANAGNI, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
12	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016 En trámite de renovación	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA. MAS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VIALES CON 05ML DE SUSPENSION. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILLO Y SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C.NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25° C O MENOR. SE PUEDEADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR	TRES AÑOS	J07B0M1	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
13	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 En trámite de renovación	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 – 2.2 X 10E6, G2 = 2.8 X 10E6, G3 – 2.2 X 10E6, G4 = 2.0 X 10E6 Y P1 = 2.3 X 10E6.	CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MAS INSERTO. CAJA POR 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRE MAS INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	DOS AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
14	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017 En trámite de renovación	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07B0M2	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	19983099	M-M-R® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018 En trámite de renovación	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN ® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B0S2	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
16	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018. En trámite de renovación	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 1°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07A01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
17	19989384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
18	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PREENLADA CON 0.5 ML. DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07B099	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Cota-Colombia
19	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 5 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	DOS AÑOS	J07B0K1	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALAENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. FONT SAINT - LANDRY 10 1120 BRUSSELS NIEDER OVER HEEMBEELI - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCI050 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B051	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
21	19990934	VAQTAB VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENENDO 1.0 ml. DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENENDO 0.5 ml. DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B099	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA POR 1 ml. AGUA. CAJA CON UN VIAL DE 1ml. DE SUSPENSION PARA INYECCION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07B0C2	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
23	19991862	ROTAVIRUS SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R1X4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 COCÍDOS.	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS)/ CADA TUBO CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1,5 ML) (1 DOSIS)/CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07BH01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FINSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
24	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
25	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO + CAJA POR 1,10 y 10 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07AL02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TIJAS SAUTH AVE 8, SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
26	20005066	AFLURIA® 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - CEPA ANALOGA A/CALIFORNIA/7/2009 (NYMC X-181) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANALOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 - CEPA ANALOGA B/MASSACHUSETTS/2/2012 (NYMC SX-918).	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052- AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
27	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS	1.SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER-MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL NEWBRIDGE, COUNILT KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANGE CASTELE BUSINESS PARK, CLONALWIN, DUBLINZZ- IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	Bogotá - Colombia
28	20018952	ZOSTAVAX®	INVIMA 2018M-0012569	20/02/2023	CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA PLEGADIZA CON 1 y 10 VAL DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #1816 DE BROMOBRILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE MAS 1 y 10. VAL DE VIDRIO TIPO I DE DILUENTE (AGUA PARA INYECCION) MAS UN INSERTO respectivamente.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. JUBILANT HOLLISTERSTER LLC 2. PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC. 3.DMS PHARMACEUTICALS INC 4. MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE 992074 2. GREENVILLE, NC 27634 -USA 3.5900 NORTHWEST, GREENVILLE BVD, GREENVILLE - NORTH CAROLINA 27634 4. 770 SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT - PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
29	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017 En trámite de renovación	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES AÑOS	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028- INDIA	1.SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
30	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSSIS (10 DOSIS	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PERRUSSIS.	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 MESES	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028 - INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
31	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
32	20055505	HYPERHEP B®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PRELLENADA POR 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMÁQUILA S.A.S.	1. Cali- Colombia 2. Bogotá - Colombia
33	20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/TEXAS/6/2011 (ANÁLOGA A B/WISCONSIN/1/2010-LIKE VRUS) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO	0,5 mL EN JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I QUE CONTIENE UN ADAPTADOR Y UN CAPUCHÓN MONTADO EN UN EXTREMO. LA BARRA DEL ÉMBOLO ES VIDEABLE CON TAPON DE BROMOBRILO GRIS. SUPERFICIE TRATADA CON SILICONA GRADO MÉDICO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
34	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRP1) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A. Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
35	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (≥ 30UI) + TOXOIDE TETANICO (≥ 40UI) + B. PERTUSIS (≥ 4 UI) + HESIG (R ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HIB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 MESES	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
36	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPON DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERIL LYNE + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOGLA DE LA CEPA VISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DNB PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILANT HOLLISTER STIER LLC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHÜTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG - ALEMANIA/DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION)	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
37	20078419	FLUQUADRIB® VACUNA ANTIFLUENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	A/CALIFORNIA/72009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de borosilicato tipo I por 0.25mL, con adaptador Luer-lock, un tapón-embolo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá-Colombia
38	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0.5 mL unidades y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MÈNEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
39	19933276	TETRAMIX®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0.5ml CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
40	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	VIAL (POLVO LIOFILIZADO) + JERINGA PREENLADADA (SOLVENTE); 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. Y 1 JERINGA PREENLADADA QUE CONTIENE 0.5 mL DE SOLVENTE POR JERINGA. CON 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS. BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
41	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A. CEPA QMS CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MÈNEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MÈRIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
42	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MÈNEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
43	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0.5mL, 2.5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5.0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10.0mL. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION-PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y 222, REPARTO SIBONEY, PLAYA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
44	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I (BOROSILICATE) + AGUJA + TAPON DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLO DE POLIPROPILENO CON 0.5 mL CADA JERINGA.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	GREEN CROSS CORPORATIO N	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
45	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCOS/G RIPOS A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W:135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS AÑOS	J07AH05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
46	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M-001894 -R2	29/04/2021	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)PDM09-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA); A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181) HA + A/HONG KONG/4801/2014 (H3N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA, A/NEW CALEDONIA/71/2014, NYMC X/257 A) HA + B/BRISBANE/60/2008-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA, B/BRISBANE/60/2008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAPON-EMBOLO CON 1 y 10 JERINGAS PRELLENADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN AÑO	J07B02	SEIRUS S.R.L	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
47	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-0011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR PABIES PMN/ISB 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA = 2.5 U/l POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (Y 5) FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B001	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOPI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOLE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOPI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
48	20087287	VARIAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA .	INVIMA2016M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK; 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA. CONTENIENDO EL LIQUILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILLENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIQUILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J07B001	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. JUBILANT HOLLISTER STERIL LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. K.G (SOLVENTE) 5. MERCK SHARP & DOHME CORP. 6. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT PA 19486 USA 2. 3025 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 992074 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5325 OLD OXFORD ROAD DURHAM, NORTH CAROLINA USA 4. SCHITZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBURG-ALEMANIA 5. 770 SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A. 6. 5800 MARTIN LUTHER KING JR. HIGH WAY, GREENVILLE, N C, NC271834 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
49	20019145	VAGTA @ 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL 0.8mL INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07B099	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
50	19955184	HEPAVAX - GENE TF, 10 mcg	INVIMA 2017M-0006319-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 10mcg DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07B001	JANSSEN VACINES CORP	JANSSEN VACINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
51	19955183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2017M-0006143-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 20 MCG DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES AÑOS	J07B001	JANSSEN VACINES CORP	JANSSEN VACINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR - COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
52	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	30/05/2022	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B01	SANOPI PASTEUR S.A.	1.SANOPI PASTEUR S.A. 2.SANOPI PASTEUR S.A.	FRANCIA 1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX, 69280 MARCY L'ÉTOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
53	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 46: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (5) PRELLENADAS CON 0.5 mL C.U DE SUSPENSION MÁS INSERTO. CAJA X 1 0 10 VIAL (ES) CON 0.5 mL C.U DE SUSPENSION MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT, PA, 19486 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22927 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
54	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM1197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM1197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO 5, 6 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM1197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 5,3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO 7 + 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM1197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg.	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO. NO OBTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	TRES AÑOS	J07A08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - 53018 SOVICILLE - ITALIA 2. STADTTEIL MARBACH EML - VON - BEHRING - STR. 76 UND 79 35041 MARBURG - ALEMANA.	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
55	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - HB).	INVIMA 2017M-14204-R2	28/07/2022	CADA DOSIS DE VACUNA RECONSTITUIDA DE 0,5 mL CONTIENE TOXOIDE DIFTERICO (D) MIN. 30,00 UI, TOXOIDE TETANICO (T) MIN. 40,00 UI, ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSICO (PT) 25,00 MCG, HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 25,00 mcg, PERTACTINA (PRN) 8,00 mcg, ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG) 10,00 mcg, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 1: 40 UD, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 2: 8 UD, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 3: 32 UD, POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (TT) 10 mcg.	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HBI) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+IPV) + 2 AGUAS HIPODERMICAS (REGISTRO INVIMA 2008DM-0002778). (VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HBI) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25ML DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+IPV) + 2 AGUAS HIPODERMICAS (REGISTRO INVIMA 2008DM-0002778) EN UN EMPAQUE POR 10 VACINAS.	POLVO Y SUSPENSION PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE.	INTRAMUSCULAR PROFUNDA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-2°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	TRES AÑOS	J07C02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
56	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2017M-0012519-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV196) 1400PFU	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ML DE AGUA PARA INYECCIÓN.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	DOS AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATIO N	GREEN CROSS CORPORATION	40. SANDAN-GILL HAWASIN-EUP, HWASUN-GUN JEOLLANM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
57	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017980	05/01/2023	VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: A/HSN EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: A/NSN EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: B / VICTORIA EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: B / YAMAGATA EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA	Caja de cartón con jeringa prellenada (vialdo tipo I) con vástagos del émbolo de polipropileno y tapón de goma de butilo (monodoses por 0,5 mL) en empaques por 1 y 10 jeringas con aguja fja.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 meses	J07B01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO (FABRICANTE DE IFA)	ZIRKUSSTRASSE 40 01069 DRESDEN	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
58	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2017M-003900-R2	18/01/2023	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 ML (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC01	SANOPI PASTEUR LTD.	LG CHEM LIFE SCIENCES LTD	129, SEOKAM-RO, IKSAN-SI, JEOLLABUK-DO REPUBLICA DE COREA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
59	20048612	SHANVAC ® B	INVIMA2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	Caja por 1 Vial de Vidrio tipo I, Tapón de Caucho de Bromobutilo Gris y sellado de Aluminio tipo Flip-Off por 0,5 mL y 1mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	TRES AÑOS	J07B01	SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE LIMITED	SURVEY NO. 274 ATHCELLI VILLAGE MEDOHAL MANDAL - 501 401 RANGA REDDY DISTRICT TELANGANA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS																
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20005193	AFLURIA® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
2	19947475	FLUAD	INVIMA 2016M-0004815-r1	10/05/2021	ANTIGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA INFLUENZA (HEMAGLUTININA Y NEURAMINIDAS) CULTIVADOS EN HUEVOS FERTILIZADOS DE GALLINAS SANAS, CON ADYUVANTE MF5CJ 1, A PARTIR DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD099 (CEPA ANÁLOGA, A/SWITZERLAND/9715293/2013 (H2N2) (CEPA ANÁLOGA, A/SWITZERLAND/9715293/2013, NIB-88) 15 MICROGRAMOS HA*, B/PHUKET/0073/2013 (CEPA ANÁLOGA, B/BRISBANE/9/2014 CEPA NATURAL) 15 MICROGRAMOS HA* (*HEMAGLUTININA)	UNA (1) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I SILICONADA, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W1883 GRIS, CAJA DIEZ JERIGAS PREENLADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I, SILICONADA, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W1883	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07AG51	SEQRUS S.R.L	SEQRUS VACCINES LTDA	GASKILL ROAD SPEAKE LIVERPOOL MERSEYSIDE L24 9GR - REINO UNIDO.	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20005496	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPANÁLOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUCUBTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS (COLOMBIA) S.A.	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
4	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCI CA A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPÓN CON ÉMBOLE DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07AH03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	20048612	SHANVAC® B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 VALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO 1, TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0,5mL, 1,0mL, 5.0mL y 10mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	DOS AÑOS	J07BC01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODISIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODISIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07B01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

*** Novedades de la publicación del mes de Julio 2018**

Se excluye del listado de temporalmente no comercializados la vacuna MENJUGATE con registro sanitario INVIMA 2008M-0007996, toda vez se venció el registro sanitario