

FUNCION REGULADORA			PUBLICACION										FECHA DE PUBLICACION		
Registros Sanitarios			Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Junio de 2014										Julio de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
5500	MORUPAR	INVIMA 2005 M-001895-R1	25/08/2010	VIRUS DE SARMPION CEPA SCHWARZ NO MENOS	FRASCOS DE 1 Y 10 DOSIS EN CAJA DE 1 O 10 UNIDADES.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENADO A TEMPERATURAS ENTRE +2°C Y +8°C PROTEGIOS DE LA LUZ.	2 AÑOS	J07BD52	CHIRON S.R.L.	CHIRON S.R.L.	SIENA, ITALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
7037	POLIORAL (VACUNA POLIOMELTICA VIVA, ORAL)	INVIMA 2005 M-008440-R2	30/06/2015	VIRUS POLIO TIPO 1 ATENUADO (CEPA L SC 2 AB)	FRASCO GOTERO POR 1, 10 Y 20 DOSIS EN CAJA POR 10 FRASCOS CON INSERTO.	SOLUCION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE DE -20 °C ± 5 EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS Y SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION CONSERVADO A TEMPERATURA DE 2 - 8 °C EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS.	2 AÑOS	J07BF02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2005M-001894 R1	21/07/2015	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/TEXAS/50/2012, NYMC X-223).	CAJA DE CARTON CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPON-EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PREENLADADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 °C	UN (1) AÑO	J07B802	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
13838	EPAXAL INYECTABLE	INVIMA 2008 M-010758 R1	07/02/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A MAYOR A	CAJA X1 Y 50 AMPOLLA CON 0,5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8 °C	3 AÑOS	J07BC02	BERNA BIOTECH S.A.	CRUCCELL SWITZERLAND AG		BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
29155	VAXIGRIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A . . 15 MCG DE HEMAGLUTININA	TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILLO	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07B802	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522-R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARMPION CEPA SCHWARZ, COMO MINIMO	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I POR UNA DOSIS, MAS JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 años	J07BD52	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
29158	MOVAX® POLIO	INVIMA M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS POR 0,5 mL, CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENESE ENTRE 2°Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	TRES AÑOS	J07BF03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A.A.C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGIDITIS GRUPO C	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML DE SOLVENTE PREVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILLO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENESE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AH03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
34332	VERORAB®	INVIMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PM/W38 1503-3M). PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2,5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PREENLADADA CON 0,5mL de solvente. CAJA POR 5 FRASCOS VIALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0,5mL de solvente.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07BG01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Campus Mérieux 1541, avenue Marcel Mérieux 69280 Marcy L'Étoile, y Parc Industriel d'Incarville 27100 Val de Reuil, Francia	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis (0,5 mL) VIAL en estuche individual .	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTÉJASE DE LA LUZ.	TRES 3 AÑO	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Bogotá - Colombia
41360	TYPHIM VI	INVIMA 2004 M-014630-R1	03/06/2014	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 mL unidades y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES3 AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
45768	VIVOTIF BERNA CAPSULAS	INVIMA 2005 M-005136-R2	01/12/2015	ORGANISMOS VIABLES DE LA CEPA ATENUADA DE SALMONELLA TYPHI TY 21A >2 X10 EXPONENTE 9	CAJA POR 3 CAPSULAS EN BLISTER + 3 x 2 CAPSULAS DE BICARBONATO DE SODIO	CAPSULA CON CUBIERTA ENTERICA	ORAL	CONSERVESE ENTRE 2 Y 8 °C	18 meses	J07AP01	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BERNA BIOTECH S.A.	BERNA - SUIZA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
47854	STAMARIL	INVIMA 2005 M-000934R1	18/05/2015	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA ESTRAIDA 17D/AB 237 CULTIVADO EN HUEVOS EMBRIONADOS	CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPON DE CAUCHO, AGRAFE DE ALUMINIO CON SELLO DE POLIPROPILENO CONTENIENDO POLVO LIOFILIZADO PARA 10 DOSIS Y CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPON DE CAUCHO Y AGRAFE DE ALUMINIO CON	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	CONSERVAR EN NEVERA 2 - 8 °C.	24 MESES	J07BL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015	VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO. MINIMO 1,000 LD 50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07BL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADADA X 0,5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVESE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA POR 0,5ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA			PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios			Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Junio de 2014										Julio de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175)	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA. PREENLADADA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
226021	HEPAXIX - GENE 20MCG/ML	INVIMA 2008 M-010637 R-1	14/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBSAG)	CAJA POR 1 Y 50 VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 ml MULTIDOSIS CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILLO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ml. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2º-8ºC EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) MAYOR O IGUAL QUE	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ml. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 ml.) CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADA X 0,5 ml. + 2 AGUJAS	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2º Y 8ºC. NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 ºC Y 8ºC.	2 AÑOS	J07BD52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834 R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA) UNA CANTIDAD MAYOR O IGUAL A	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ml. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 ml.) CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADA X 0,5 ml. + 2 AGUJAS	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV		SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2009M-012551 R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS	CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADA X 0,5 ml. + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2ºC-8ºC EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES(3)AÑO	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE L'INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19900614	TYPHERIX® VACUNA	INVIMA 2009M-13543 R1	25/08/2019.	POLISACÁRIDO VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA, JERINGA PREENLADA POR 0.5 ML POR 2 AGUJAS 23G1 Y 25G1 (TERUMO) + INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3AÑOS	J07AP03	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19903040	VAXIGRIP PEDIÁTRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812 -R1	09/09/2015	BMASSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX-51B)	CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUA ACOPLADA. CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML. CON AGUJAS ANEXAS	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	12 meses	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'Incaville	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	PERTACTINA ABSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFS) SIN AGUJA FIJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUJA FIJA. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19905376	INFANRIX HEXA (DPTa -HEPB - IPV - HIB).	INVIMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015	PERTACTINA	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE L'INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19915184	TETANEA 1.500 U.I./ML	INVIMA 2012M-0000539-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1.0 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRRÁBICA 1000 - 2000 U.I.	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 ml.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2ºC-8ºC EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06BB05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19932391	VACUNA DE VIRUS VIVO DE SARAMPION Y RUBEOLA U.S.P (LIOFILIZADA)	INVIMA 2004M-0003649	13/09/2014	VIRUS DE RUBEOLA	10 DOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS-VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUYENTE; UNIDOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS - VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUYENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL		DOS AÑOS	J07BD53	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
19933276	TETRAMIX®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0, 5ml CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES3 AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	HEMAGLUTININA FILAMENTOSA	Caja por una jeringa prellenada de 0,5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0,5ml sin aguja+ vial con liofilizado+ dos agujas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2° Y 8° C.	3 años	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19937181	POLIORIX VACUNA	INVIMA 2003M-0002700	05/09/2013	VIRUS INACTIVADO DE POLIO (IPV) - TIPO 1 (MAHONEY)	VIAL MONODOSIS: CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5ml (VIDRIO OSCURO TIPO I); VIAL MULTIDOSIS: CAJA POR 1, 10 Y 50 VIALES DE 5ml (VIDRIO OSCURO TIPO I); CADA VIAL ESTA PROVISTO DE UN TAPON DE CAUCHO GIS BUTILADO Y ENGRAFADO.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENADO A 2 ºC A 8ºC, NO CONGELAR	6 MESES	J07BF03	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19939796	AVAXIM® 80U PEDIÁTRICO	INVIMA 2004M-0003240	12/04/2014	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A. CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR VIAL MULTIDOSIS (10 DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR	2, AVENUE PONT PASTEUR - 69007 LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2004M-0003330	13/05/2014	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8 °C	TRES3 AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCION REGULADORA			PUBLICACION										FECHA DE PUBLICACION		
Registros Sanitarios			Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Junio de 2014										Julio de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2004M-0003473	17/06/2014	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0.5mL, 2.5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5.0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10.0mL. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	2 A 8 °C NO CONGELAR	DOS2AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
19946359	MORU VIRATEN BERNA	INVIMA 2004M-0003706	25/10/2014	VIRUS SARAMPION EZ 19 VIVOS AL MENOS 1000 TCID 50. VIRUS RUBEOLA WISTAR R A 27/3 AL MENOS 100 TCID 50.	CAJA X 50 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 10 DOSIS + SOLVENTE EN CAJAS X 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 10 DOSIS	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL		2 AÑOS	J07BD53	BERNA BIOTECH S.A.	BERNA BIOTECH S.A.	BERNA - SUIZA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19947640	VAX TYVI	INVIMA 2005M-0004384	11/05/2015	POLISACARIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	ESTUCHE POR 1, 10 y 20 BULBOS C/U CONTENIENDO 10 DOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AP03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
19951123	ROTARIX® VACUNA	INVIMA 2005M-0004647	18/08/2015.	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO, CEPA RIX 4114 (1000.000 DE CCID50) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CCID50	CAJA POR 1 VIAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 1 JERINGA PRELLENADA CON DILUENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFI.	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	DOS(2)AÑOS	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19952048	VAXIGRIP MULTIDOSIS	INVIMA 2005M-0004724	06/09/2015.	B/MSSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX 51B) - 30 MCG DE HEMAGLUTININA	VIAL X 5ML CON 10 DOSIS DE 0.5ML C/U. CAJA X 10 VIALES X 5 ML CON 10 DOSIS DE 0.5 ML C/U	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	UN (1) AÑO	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19954151	VACUNA ANTIRRABICA U.S.P. SIII RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2005M-0005041	13/12/2015	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1ML.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07BG01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212/2, HADAPSAR, PUNE - 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
19955183	HEPAVAX - GENE TF ® 20 MCG	INVIMA 2006M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mcg.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES 3AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site:(Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon - gi, Yeonsu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19955184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2006M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	2 años	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site:(Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon - gi, Yeonsu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19960964	FENDRIX VACUNA	INVIMA 2006M-0005306	22/02/2016	RDNA HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBSAG), ADSORBED	0.5 mL de suspension en una jeringa prellenada vidrio tipo I con un tapon en el embudo de butilo gris en un paquete de una pieza, o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	MANTENIDO REFRIGERADO A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES 3AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19965327	VIVAXIM	INVIMA 2006M-0006420	02/10/2016	PRIMERA CAMARA : VACUNA TIFOIDEA VI POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPHI) (ESPECIE T Y 2) 25 MCG. SEGUNDA CAMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA (VIRUS * INACTIVADO HEPATITIS A 160 UNIDADES ANTIGENAS**)	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE DOBLE COMPARTIMIENTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5°C MAS O MENOS 3°C	36 MESES	J07CA10	SANOFI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SIEGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69367 LYON CEDEX 07	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19972109	GARDASIL ® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 VIALES MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTÉJASE E LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DÍAS DESPUÉS DE SACARLO DEL REFR	TRES 3 AÑO	J07BM01	MERCK & CO. INC.	MERCK SHARP & DOHME B.V	HAARLEM	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 X 10E6	caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07BH01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
19972860	QUINAVAXEM ® INYECCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	B. PERTUSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C	2 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION		BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19976538	OPVERO VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VIVA)	INVIMA 2007M-0007397	06/11/2017	VIRUS DE LA POLIOMELITIS TIPO 1	CAJA POR 10 TUBOS DE PEBD, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml Y CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES A T=-20 °C. UNA VEZ DESCONGELADO NO SE DEBE CONGELAR OTRA VEZ Y SE PUEDE ALMACENAR MAXIMO 6 MESES ENTRE +2 °C Y +8 °C.	DOS AÑOS	J07BF02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19979609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTECH S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOGEN			
19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAILOMA HUMANO TIPO 16	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19981655	HEBERPENTA	INVIMA 2008M-0008124	09/06/2018	VIAL IFOGEN: ANATOXINA DIFERICA PURIFICA ESTERIL	1 VIAL QUE CONTIENE UNA SUSPENSION DE VACUNA TETRAVALENTE DPT - HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS + 1 VIAL QUE CONTIENE UNA SOLUCION CONCENTRADA DE LA VACUNA HIB EQUIVALENTE A 1 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS	UN AÑO	J07CA07	HEBER BIOTECH S.A.	TECNOQUIMICAS S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS, PLANTA PERENTERALES II	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI

FUNCIÓN REGULADORA			PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios			Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Junio de 2014										Julio de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
19983099	M-M-R® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0006056	27/05/2018.	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 2	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 ML. (UNIDOSIS); CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	V08AA05	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	770 Summeytown Pike West Point PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
19983188	H-B VAX® II 40 MCG/ML (VACUNA HEPATITIS B [RECOMBINANTE])	INVIMA 2008M-0008636	20/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLÁSTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC01	MERCK & CO., INC	MERCK & CO., INC.	PO Box 4, Summeytown Pike, West Point, PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL-3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ML. + VIAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07A107	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL, INC		NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
19986115	EPAXAL JUNIOR	INVIMA 2008M-0007949	24/04/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,25 ML	SUSPENSIONES	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C	TRES AÑOS	J07BC02	CRUCCELL SWITZERLAND AG	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BERNA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUISIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES3 AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I, PRELLENADA CON 0,5 ml. DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
19989868	HIBERIX VACUNA	INVIMA 2009M-0009106	29/01/2019.	CONJUGADO DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE TIPO B POLISACARIDO CAPSULAR (PRP) Y TOXOIDE TETANICO 30 A 50 µg EQUIVALENTES A 10 µg DE HIB POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO ACOPLADO A 20 A 40 µg DE TOXOIDE TETANICO	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PRODUCTO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ml. TAPON DE CAUCHO BUTILO, AGRAFE TIPO FLIP OFF, JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON DILUYENTE CON TAPA DE CAUCHO BUTILO EN LA PUNTA Y 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES3 AÑOS	J07AG51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE	PRESENTACIÓN COMERCIAL CON AGUJAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C).	2 AÑOS	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO-AMPOLLETA CON 0,5 ML. DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19990934	VAQTA® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0006696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO; NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES3 AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. aguja. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES 3AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO(CEPA R1X4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS)/ CADA TUBO	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE L'INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1, 10, Y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ml. DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von -Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1 CONJUGADO CON PROTEÍNA D PROTEÍNA PORTADORA	CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES(3)AÑO	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA	RIXENSART	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA			PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios			Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Junio de 2014										Julio de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
20005066	AFLURIA® 0.5 ML SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANÁLOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223)	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0.5ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0.5ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07BB01	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMAS.A.	Bogotá - Colombia
20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	2...A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA A/VICTORIA/361/2011, IVR-165)	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	LIVERPOOL	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1.5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES(3) AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	WYETH PHARMACEUTICALS INC.	ANDOVER- MASSACHUSETTS	PFIZER S.A.S.	AVENIDA SUBA No. 95-66
20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOSI(GRUPOS A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2010M-0011293	14/09/2015.	PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA A POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE BUTILO GRIS WEST V-32 4432/50DE 13 MM (SIN LÁTEX), POR UNA DOSIS	SOLUCIÓN INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACÉNESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AH05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
20013672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMOFILUS INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016.	PRP-TT (CONJUGADO) (LIOFILIZADO)	CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSIÓN VACUNAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C, UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DÍAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07CA11	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
20013861	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-0012117	26/05/2016	HBSAG (RADN) >10MCG	CAJA CON UN VIAL UNIDOSIS (0.5 ML)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	DOS(2)AÑO S	J07CA99	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
20013861	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL SARAPION, RUBEOLA Y PAPERAS	INVIMA 2010M-0011174	23/08/2015	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS; CAJA X 6CAJASX CON 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS C/U	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07BD52	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODISIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODISIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	CSL BEHRING GMBH	MARBURG	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV06) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENESE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	320-2 SONG DAE RI, OCHANG- EUP CHUNGWON-KUNG CHUNGCHONGBUK-DO KOREA	BIOTOSCANA FARMAS.A.	Bogotá - Colombia
20018506	H-B-VAX® II 10 MCG /ML	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1ML SUSPENSIÓN); TAPÓN DE BROMOBUTILO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA FLIP-OFF CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPÓN BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO/PLASTICO CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES(3)AÑO S	J07BC01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
20018507	H-B-VAX® III 5 MCG/0.5 ML	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPÓN BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO/PLASTICO CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS	J07BC01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKA/MERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja x 1. vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC	Spokane, Washington	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µG CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µG	CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMP LIOFIL MEN A CON TAPÓN DE HALOBUTILO- JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LÍQUIDO MEN C W Y; CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMP LIOFIL MEN A CON TAPÓN DE HALOBUTILO- JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ LÍQUIDO MEN C W Y + AGUJA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07AH08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EMIL- VON BEHRINGN STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA		PUBLICACIÓN											FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios		Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Junio de 2014											Julio de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
20019145	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEÍNA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point . Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	BB-NCIPD LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	CALI
20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETÁNICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UJ) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
20042287	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	B. PETRUSSIS	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	12 meses	J07AM01	LABORATORIOS DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP, BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellenada por 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	BIOTEFAR S.A.S.	CALI
20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/TEXAS/6/2011 (ANÁLOGA A B/WISCONSIN/1/2010-LIKE VIRUS) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA	0,5 mL en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19941176	VAX-SPIRAL	INVIMA 2004M-0003291	29/04/2014.	CELULAS ENTERAS INACTIVADAS DE SEROGRUPO CANICOLA 50-80 X 10EXP6	Caja con jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I por 0,5 mL, que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS															
200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-005980R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19976521	1 FLULVAL VACUNA	INVIMA 2007M-7153	24/07/2017.	HEMAGLUTININA	Vial de vidrio tipo I con 5 mL con tapón de clorobutilo gris, silicónizado con sellado de aluminio	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO C	3 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	GLAXOSMITHKLINE INC	MISSISSAUGA, CANADA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20005193	AFLURIA® 0,5 mL.	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTÉJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
20005194	AFLURIA JUNIOR 0,25 mL	INVIMA 2009 M-0010213	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X 1 JERINGA X 0,25 mL DE SUSPENSION CAJA X 10 JERINGAS X 0,25 mL DE SUSPENSION C/U CAJA, BLISTER PACK TRANSPARENT (JERINGA DE VIDRIO TIPO 1, EMBOLO DE ELASTOMERO, AGUJA ACOPLADA CUBIERTA CON CAPUCHÓN)	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
20009299	ID FLU® 15 MICROGRAMOS/CEPA	INVIMA 2010 M-0010989	12/07/2015.	HEMAGLUTININA	CAJA, BLISTER PACK TRANSPARENT (JERINGA DE VIDRIO TIPO 1, EMBOLO DE ELASTOMERO, AGUJA ACOPLADA CUBIERTA CON CAPUCHÓN)	Suspensión inyectable	INTRADERMAL	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
20013006	ID FLU 9 UG/DOSIS VACUNA ANTIGRI PAL	INVIMA 2010M-0011420	25/10/2015.	HEMAGLUTININA	CAJA CON UNA JERINGA PREGARIGADA POR 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRADERMAL	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C	1 AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR	SANOFI PASTEUR S.A.	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
20019622	FLUZONE 0,25 mL.	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016.	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8 °C	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
20037769	FLUZONE 0,5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL - tapón	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia