

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2014										Septiembre de 2014		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	5500	MORUPAR	INVIMA 2005 M-001895-R1	25/08/2010	VIRUS DE SARAMPION CEPA SCHWARZ NO MENOS	FRASCOS DE 1 Y 10 DOSIS EN CAJA DE 1 O 10 UNIDADES.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE +2°C Y +8°C PROTEGIDOS DE LA LUZ.	2 AÑOS	J07BD52	CHIRON S.R.L.	CHIRON S.R.L.	SIENA, ITALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
2	7037	POLIORAL ( VACUNA POLIMELTICA VIVA, ORAL)	INVIMA 2005 M-008440-R2	30/06/2015	VIRUS POLIO TIPO 1 ATENUADO (CEPA L SC 2 AB)	FRASCO GOTERO POR 1, 10 Y 20 DOSIS EN CAJA POR 10 FRASCOS CON INSERTO.	SOLUCION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE DE -20°C ± 5 EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS Y SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN CONSERVADO A TEMPERATURA DE 2 -8°C EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS.	2 AÑOS	J07BF02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
3	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2005M-001894 R1	21/07/2015	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/TEXAS/50/2012, NYMC X-223).	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 y 10 JERINGAS PREENLADADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C	UN (1) AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
4	13838	EPAXAL INYECTABLE	INVIMA 2008 M-010758 R1	07/02/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A MAYORA	CAJA X 1 y 50 AMPOLLAS CON 0,5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8 °C	3 AÑOS	J07BC02	BERNA BIOTECH S.A.	CRUCCELL SWITZERLAND AG		BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
5	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
6	29155	VAXIGRIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A 15 MCG DE HEMAGLUTININA	TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUJUTO	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522-R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPION CEPA SCHWARZ, COMO MINIMO	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I POR UNA DOSIS, MAS JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPROMIDADA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 años	J07BD52	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	29158	IMOVAX® POLIO	INVIMA M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0,5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLJO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS POR 0,5 mL; CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES 3AÑOS	J07BF03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTI-MENINGOCOCCIC A A C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUJUTO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 -8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES 3AÑOS	J07AH03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	34332	VERORAB®	INVIMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW138 1503-3M) PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2,5 UI* POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 57°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PREENLADADA CON 0,5ml. de solvente. CAJA POR 5 FRASCOS VIALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0,5ml. de solvente.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES 3AÑOS	J07BG01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Campus Mérieux 1541, avenue Marcel Mérieux 69280 Marcy L'Étoile, Y Parc Industriel d'Incarville 27100 Vail de Reuil, Francia	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	Caja con 10 viales x 1 dosis ( 0,5 mL) VIAL en estuche individual .	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEGIASE DE LA LUZ.	TRES 3 AÑO	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CUIDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Bogotá - Colombia
13	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2004 M-014630-R1	03/06/2014	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 mL undosis y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
14	45768	VIVOTIF BERNA CAPSULAS	INVIMA 2005 M-005136-R2	01/12/2015	ORGANISMOS VIABLES DE LA CEPA ATENUADA DE SALMONELLA TYPHI TY 21A >2 X10 EXPONENTE 9	CAJA POR 3 CAPSULAS EN BLISTER + 3 x 2 CAPSULAS DE BICARBONATO DE SODIO.	CAPSULA CON CUBIERTA ENTERICA	ORAL	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 meses	J07AP01	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BERNA BIOTECH S.A.	BERNA - SUIZA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
15	47854	STAMARIL	INVIMA 2005 M-000934R1	18/05/2015	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA ESTRAIDA 17DAB 237 CULTIVADO EN HUEVOS EMBRIONADOS	CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPON DE CAUCHO, AGRAFE DE ALUMINIO CON SELLO DE POLIPROPILENO CONTENIENDO POLVO LIOFILIZADO PARA 10 DOSIS Y CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPON DE CAUCHO Y AGRAFE DE ALUMINIO CON	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	CONSERVAR EN NEVERA 2 - 8 °C.	24 MESES	J07BL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015	VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO. MINIMO 1,000 LD 50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07BL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
17	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADADA X 0,5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
18	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA POR 0,5 ML CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PREENLADADA CON 1 ML DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
19	216963	TWINRIX ® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175)	CAJA POR 1 Y 50 VIALES DE VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 ml MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20	226021	HEPAVAX - GENE 20MCG/ML	INVIMA 2008 M-010637 R-1	14/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBSAG)	CAJA POR 1 Y 50 VIALES DE VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 ml MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2014										Septiembre de 2014		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
21	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) MAYOR O IGUAL QUE	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2° C Y 8° C.	2 AÑOS	J07BD52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
22	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA) UNA CANTIDAD MAYOR O IGUAL A	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL) CAJA VIAL + JERINGA PRELENADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV		SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
23	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS	CAJA VIAL + JERINGA PRELENADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES(3)AÑO	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
24	19900614	TYPHERIX® VACUNA	INVIMA 2009M-13543-R1	25/08/2019.	POLISACÁRIDO VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA, JERINGA PRELENADA POR 0,5 ML POR 2 AGUJAS 25G1 Y 25G1 (TERUMO) + INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNENSE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES 3AÑOS	J07AP03	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
25	19903040	VAXIGRIP PEDIÁTRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812-R1	09/09/2015	B/MASSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX-51B)	CAJA POR JERINGA PRELENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUA ACOPLADA, CAJA POR JERINGA PRELENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUJAS ANEXAS.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	12 meses	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'Incvaville	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
26	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	PERTACTINA ABSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA (PFS) SIN AGUJA FUA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELENADAS (PFS) SIN AGUJA FUA. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES 3 AÑO	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	19905376	INFANRIX HEXA (DTPA-HEPB - IPV - HIB).	INVIMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015	PERTACTINA	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
28	19915184	TETANEX 1.500 U.I./ML	INVIMA 2012M-000339 R1	01/03/2017	FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1,0 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
29	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRRABICA 1000 - 2000 U.I.	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06BB05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
30	19932391	VACUNA DE VIRUS VIVO DE SARAMPION Y RUBEOLA U.S.P (LIOFILIZADA)	INVIMA 2004M-0003649	13/09/2014	VIRUS DE RUBEOLA	10 DOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS-VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUYENTE; UNIDOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS - VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUYENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL		DOS AÑOS	J07BD53	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
31	19933276	TETRAVIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES3 AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR	69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
32	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	HEMAGLUTININA FILAMENTOSA	Caja por una jeringa prelenada de 0,5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prelenada 0,5ml sin agujas + vial con liofilizado + dos agujas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	3 años	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
33	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2004M-0003240	12/04/2014	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR VIAL MULTIDOSIS (10 DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR	2, AVENUE PONT PASTEUR - 69007 LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
34	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2004M-0003330	13/05/2014	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES3 AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
35	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2004M-0003473	17/06/2014	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2,5mL. CAJA POR 10 VIALES DE 5,0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10,0mL. VIAL DE VIDRIO BORSOSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	2 A 8 °C NO CONGELAR	DOS2AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
36	19946359	MORU VIRATEN BERNA	INVIMA 2004M-0003706	25/10/2014	VIRUS SARAMPION EZ 19 VIVOS AL MENOS 1000 TCID 50. VIRUS RUBEOLA WISTAR R A 27/3 AL MENOS 100 TCID 50.	CAJA X 50 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 10 DOSIS + SOLVENTE EN CAJAS X 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 10 DOSIS	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL		2 AÑOS	J07BD53	BERNA BIOTECH S.A.	BERNA BIOTECH S.A.	BERNA - SUIZA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
37	19947640	VAX TVVI	INVIMA 2005M-0004384	11/05/2015	POLISACARIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	ESTUCHE POR 1, 10 y 20 BULBOS C/U CONTIENIENDO 10 DOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AP03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
38	19951123	ROTARIX® VACUNA	INVIMA 2005M-0004647	18/08/2015.	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO, CEPA RIX 4414 (1000.000 DE CCID50) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CCID50	CAJA POR 1 VIAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUDE 1 JERINGA PRELENADA CON DILUYENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFI	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	DOS(2)AÑOS	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCION REGULADORA Registros Sanitarios				PUBLICACION Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2014										FECHA DE PUBLICACION Septiembre de 2014		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
39	19952048	VAXIGRIP MULTIDOSIS	INVIMA 2005M-0004724	06/09/2015.	B/MASSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX-51B) - 30 MCG DE HEMAGLUTININA	VIAL X 5ML CON 10 DOSIS DE 0.5ML. CAJA X 10 VIALES X 5 ML CON 10 DOSIS DE 0.5 ML. C/U	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	UN (1) AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
40	19954151	VACUNA ANTIRRABICA U.S.P. SII RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2005M-0005041	13/12/2015	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1ML.	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07BG01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	2122, HADAPSAR, PUNE - 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
41	19955183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2006M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mcg.-	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES 3AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site:(Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon - gil, Yeonsu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
42	19955184	HEPAVAX - GENE TF. 10 MCG	INVIMA 2006M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	2 años	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site:(Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon - gil, Yeonsu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
43	19960964	FENDRIX VACUNA	INVIMA 2006M-0005306	22/02/2016	RDNA HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN ( HBSAG), ADSORBED	0.5 mL de suspensión en una jeringa prellenada vidrio tipo I con un tapón en el embolo de butilo gris en un paquete de una pieza, o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	MANTENIDO REFRIGERADO A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES 3AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
44	19965327	VVAXIM	INVIMA 2006M-0006420	02/10/2016	PRIMERA CAMARA : VACUNA TFOIDEA VI POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPHI (ESPECIE T Y 2) 25 MCG; SEGUNDCAMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA ( VIRUS* INACTIVADO HEPATITIS A 160 UNIDADES ANTIGENAS**)	CAJA X 1 JERINGA PREENLADA DE DOBLE COMPARTIMIENTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5°C MAS O MENOS 3°C	36 MESES	J07CA10	SANOFI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SIEGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69387 LYON CEDEX 07	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
45	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 VIALES MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8° C.NO CONGELAR. PROTÉJASE E LA LUZ.SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR, SE PUEDEADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR	TRES 3 AÑO	J07BM01	MERCK & CO. INC.	MERCK SHARP & DOHME B.V	HAARLEM	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
46	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 X 10E6	caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07BH01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
47	19972860	QUINVAXEM® INYECCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	B. PERTUSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C	2 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION		BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
48	19976538	ÓPVERO VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA ORAL MULTIDOSIS (TRVALENTE VIVA)	INVIMA 2007M-0007397	06/11/2017	VIRUS DE LA POLIOMELITIS TIPO 1	CAJA POR 10 TUBOS DE PEBD, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml Y CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES A 1-~20 °C. UNA VEZ DESCONGELADO NO SE DEBE CONGELAR OTRA VEZ Y SE PUEDE ALMACENAR MAXIMO 6 MESES ENTRE +2 °C Y +8 °C.	DOS AÑOS	J07BF02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
49	19979609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja multiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOGEN			
50	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
51	19981655	HEBERPENTA	INVIMA 2008M-0008124	09/06/2018	VIAL FOGEN: ANATOXINA DIFTERICA PURIFICA ESTERIL	1 VIAL QUE CONTIENE UNA SUSPENSION DE VACUNA TETRAVALENTE DPT - HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS + 1 VIAL QUE CONTIENE UNA SOLUCION CONCENTRADA DE LA VACUNA HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS	UN AÑO	J07CA07	HEBER BIOTEC S.A.	TECNOQUIMICAS S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS, PLANTA PERENTERALES II	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI
52	19983099	M-M-RB II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA W187 RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
53	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 2	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	V08AA05	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	770 Sumneytown Pike West Point PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
54	19983188	H-B VAX® II 40 MCG/ML (VACUNA HEPATITIS B (RECOMBINANTE))	INVIMA 2008M-0008636	20/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLASTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC01	MERCK & CO., INC	MERCK & CO., INC.	PO Box 4, Sumneytown Pike, West Point, PA 19486	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
55	19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL-3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ML. + VIAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	TRES AÑOS	J07AH07	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL, INC		NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
56	19986115	EPAXAL JUNIOR	INVIMA 2008M-0007949	24/04/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A	CAJA POR 1 y 10 JERINGAS PREENLADAS CON 0.25 ML	SUSPENSIONES	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C	TRES AÑOS	J07BC02	CRUCCELL SWITZERLAND AG	CRUCCELL SWITZERLAND AG	BERNA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2014										Septiembre de 2014		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
57	19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES3 AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4)	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
58	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PREENLADA CON 0.5 ml DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
59	19989868	HIBERIX VACUNA	INVIMA 2009M-0009106	29/01/2019.	CONJUGADO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B POLISACARIDO CAPSULAR (PRP) Y TOXOIDE TETANICO 30 A 50 µg EQUIVALENTES A 10 µg DE HB POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO ACOPLADO A 20 A 40 µg DE TOXOIDE TETANICO	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PRODUCTO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ml. TAPON DE CAUCHO BUTILO, AGRAFE TIPO FLIP OFF. JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I CON DILUENTE CON TAPA DE CAUCHO BUTILO EN LA PUNTA Y 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES3 AÑOS	J07AG51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
60	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE	PRESENTACIÓN COMERCIAL CON AGUJAS	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C).	2 AÑOS	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
61	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008910	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO ( CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
62	19990934	VAQTA® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES3 AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ 08628	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
63	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES 3AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
64	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO( CEPA RIX4414)	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
65	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1,10. y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ml. DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
66	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1 CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES(3)AÑO	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA	RIXENSART	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
67	20005066	AFLURIA® 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANALOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223)	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0.5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B01	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCAN FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
68	20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	2. A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA A/VICTORIA/361/2011, IVR-165)	CAJA CON UN VIAL X 5 ml	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07BB02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	LIVERPOOL	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
69	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES3 AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	WYETH PHARMACEUTICALS INC.	ANDOVER- MASSACHUSETTS	PFIZER S.A.S.	AVENIDA SUBA No. 95-66
70	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCICOS(IGR UPOS A,C, Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2010M-0011293	14/09/2015.	PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS (WEST Y 32 4432906E 13 MM (SIN LATEX), POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AH05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
71	20013672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMOFILUS INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016.	PRP-TT (CONJUGADO) (LIOFILIZADO)	CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSION VACUNAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C. UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DIAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07CA11	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
72	20013860	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-0012117	26/05/2016	HBSAG (RADN) >10MCG	CAJA CON UN VIAL UNODOSIS (0.5 ML)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	DOS2AÑO S	J07CA99	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios				PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2014										FECHA DE PUBLICACIÓN Septiembre de 2014		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
73	20013861	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS	INVIMA 2010M-0011174	23/08/2015	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA W187AR RA 27/3	CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS; CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS CAJ	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07BD52	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPARS PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
74	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2.5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA; CAJA FLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07BG01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	CSL BEHRING GMBH	MARBURG	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
75	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV06) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENASE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	320-2 SONG DAE RI, OCHANG- EUP CHUNGWON-KUNG CHUNGCHONGBUK-DO KOREA	BIOTOSCAN FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
76	20018506	H-B -VAX ® II 10 MCG /ML	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1ML SUSPENSION), TAPON DE BROMOBUTILO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLASTICA FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07BC01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
77	20018507	H-B-VAX ® III 5 MCG/0.5 ML	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO PLASTICO CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS	J07BC01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
78	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKA/MERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC	Spokane, Washington	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
79	20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg	CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMPLETO MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO + JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LIQUIDO MEN C W Y; CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMPLETO MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO + JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LIQUIDO MEN C W Y + AGUA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07AH08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EMIL VON BEHRINGN STR 75, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
80	20019145	VAQTA ® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	West Point, Pennsylvania, U.S.A.	FROSST LABORATORIES INC	Bogotá - Colombia
81	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	BB-NCIPD LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA.	CALI
82	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPARS PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
83	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFETERIA, TETANOS Y PERTUISIS (10 DOSIS	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	B. PETRUSSIS	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPARS PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
84	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	12 meses	J07AM01	LABORATORIOS DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
85	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellenada por 1ml.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	BIOTEFAR S.A.S.	CALI
86	20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTIINFLUENZA 0.5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + ATEXAS/50/2012 (H3N2) + B/TEXAS/6/2011 (ANÁLOGA A B/WISCONSIN/1/2010-LIKE VIRUS) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA	0,5 mL en jeringas prellenadas de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
87	19941176	VAX-SPIRAL	INVIMA 2004M-0003291	29/04/2014	CELULAS ENTERAS INACTIVADAS DE SEROGRUPO CANCOLA 60-80 X 10E3X6	Caja con jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I por 0,5 mL, que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios				PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2014										FECHA DE PUBLICACIÓN Septiembre de 2014		
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
88	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* *CONJUGADOS CON PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETÁNICO 44 MCG	-Vial (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente). 1 vial de vidrio tipo I con tapón de goma de bultilo con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 jeringa prellenada que contiene 0.5 mL de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07FH08	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	BELGICA / ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
89	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	43677	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO I (MAYONEV) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A. Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

**LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS**

1	200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-005980R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	19976521	1 FLULAVAL VACUNA	INVIMA 2007M-7153	24/07/2017.	HEMAGLUTININA	Vial de vidrio tipo I con 5 mL con tapón de clorobutilo gris, siliccionado con sello de aluminio	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO C	3 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHKLIN E COLOMBIA S.A.	GLAXOSMITHKLINE INC	MISSISSAUGA, CANADA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20005193	AFLURIA® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20005194	AFLURIA JUNIOR 0.25 mL	INVIMA 2009 M-0010213	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X 1 JERINGA X 0.25 mL DE SUSPENSION CAJA X 10 JERINGAS X 0.25 mL DE SUSPENSION CAJ	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
5	20009299	ID FLU® 15 MICROGRAMOS/CEPA	INVIMA 2010 M-0010969	12/07/2015.	HEMAGLUTININA	CAJA, BLISTER PACK TRANSPARENTE (JERINGA DE VIDRIO TIPO I, EMBOLO DE ELASTOMERO, AGUJA ACOPLADA CUBIERTA CON CAPUCHÓN)	Suspensión inyectable	INTRADERMAL	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C	1 AÑO	J07B01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	20013006	ID FLU 9 UG/DOSIS VACUNA ANTIGRIPIAL	INVIMA 2010M-0011420	25/10/2015.	HEMAGLUTININA	CAJA CON UNA JERINGA PREGARGADA POR 1 DOSIS	Suspension inyectable	INTRADERMAL	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C	1 AÑO	J07B02	SANOPI PASTEUR	SANOPI PASTEUR S.A.	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	20019622	FLUZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/08/2016.	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA 0,25 mL	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
9	20037769	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL. Vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL - tapón	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	218616	FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD/M09 [VARIANTE A/CRISTOCHURCH/16/2010 (N6 749P)] + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) [VARIANTE A/TXAS/50/2012 (NYMC X-223A)] + B/MASSACHUSETTS/3/02/2012 [VARIANTE B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC BX-61B)]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML, AGUJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR - SUCUBTANEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	1 AÑO	J07AG01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Aleman y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
11	19947475	FLUAD	INVIMA 2005M-0004815	12/10/2015	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15MCG PARA CUI DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD/M09 (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) NYMC X-161) A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/VICTORIA/361/2011, IVR-165) Y B/WISCONSIN/1/2010	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	Suspension inyectable	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07AG51	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
12	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPANALOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-161 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0,5 ML	Suspension inyectable	INTRAMUSCULAR - SUCUBTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia