

| FUNCION REGULADORA | | | | PUBLICACION | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACION | | |
|----------------------|------------|--|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------|--|-------------|---------|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| Registros Sanitarios | | | | Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2014 | | | | | | | | | | Enero de 2015 | | |
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Via de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 1 | 5500 | MORUPAR | INVIMA 2005 M-001895-R1 | 25/08/2015 | VIRUS DE SARAMPION CEPA SCHWARZ NO MENOS | FRASCOS DE 1 Y 10 DOSIS EN CAJA DE 1 O 10 UNIDADES. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE +2°C Y +8°C PROTEGIDOS DE LA LUZ. | 2 AÑOS | J07BD52 | CHIRON S.R.L. | CHIRON S.R.L. | SIENA, ITALIA | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 2 | 7037 | POLIORAL (VACUNA POLIMELTICA VIVA, ORAL) | INVIMA 2005 M-008440-R2 | 30/06/2015 | VIRUS POLIO TIPO 1 ATENUADO (CEPA L SC 2 AB) | FRASCO GOTERO POR 1, 10 Y 20 DOSIS EN CAJA POR 10 FRASCOS CON INSERTO. | SOLUCION ORAL | ORAL | ALMACENAR A TEMPERATURA DE DE -20°C ± 5 EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS Y SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION CONSERVADO A TEMPERATURA DE 2 -8°C EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS. | 2 AÑOS | J07BF02 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L | SIENA, ITALIA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |
| 3 | 7038 | AGRIPPAL S1 | INVIMA 2005M-001894 R1 | 21/07/2015 | A/TEXAS/50/2012 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/TEXAS/50/2012, NYMC X-223). | CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 y 10 JERINGAS PREENLADADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO TIPO I | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C | UN (1) AÑO | J07B02 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L | SIENA, ITALIA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |
| 4 | 13838 | EPAXAL INYECTABLE | INVIMA 2008 M-010758 R1 | 07/02/2018 | ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A MAYORA | CAJA X 1 y 50 AMPOLLAS CON 0,5 ML. | SOLUCION INYECTABLE | PARENTERAL | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8 °C | 3 AÑOS | J07BC02 | BERNA BIOTECH S.A. | CRUCCELL SWITZERLAND AG | | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 5 | 29151 | TETAVAX VACUNA INYECTABLE | INVIMA 2007M-009607-R2 | 07/09/2017 | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO | CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | TRES AÑOS | J07AM01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR | Bogotá - Colombia |
| 6 | 29155 | VAXIGRIP | INVIMA 2008 M-009609 R2 | 01/10/2018 | A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A 15 MCG DE HEMAGLUTININA | TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 1 AÑO | J07B02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | 69280 MARCY L'ETOILE | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 7 | 29157 | TRIMOVAX MERIEUX | INVIMA 2007M-009522-R2 | 22/03/2017 | VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPION CEPA SCHWARZ, COMO MINIMO | CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I POR UNA DOSIS, MAS JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA COMPROMIDADA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | 3 años | J07BD52 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI-PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 8 | 29158 | IMOVAX® POLIO | INVIMA M-009608-R1 | 18/11/2018 | CADA 0,5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLJO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU. | CAJA CON UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS POR 0,5 mL; CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENASE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | TRES 3AÑOS | J07BF03 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI-PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 9 | 32068 | A VACUNA POLISACARIDA ANTI-MENINGOCOCCIC A A C | INVIMA 2009M-001462-R3 | 29/09/2019 | POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C | 1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 -8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | TRES 3AÑOS | J07AH03 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR | 69280 MARCY L'ETOILE | SANOFI-PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 10 | 34332 | VERORAB® | INVIMA 2010 M-011546-R2 | 12/07/2015 | VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW138 1503-3M) PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2,5 UI/1 POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 57°C DURANTE UN MES | CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PREENLADADA CON 0,5ml. de solvente. CAJA POR 5 FRASCOS VIALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0,5ml. de solvente. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE. | TRES 3AÑOS | J07BG01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | Campus Mérieux 1541, avenue Marcel Mérieux 69280 Marcy L'Étoile, Y Parc Industriel d'Incarville 27100 Vail de Reuil, Francia | SANOFI-PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 11 | 34354 | ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2010 M-011189 R2 | 28/04/2020 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA | CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C. | TRES AÑOS | J07BC01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 12 | 40062 | VA- MENGOC - BC® | INVIMA 2012M-011972-R2 | 21/02/2017 | POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C | Caja con 10 viales x 1 dosis (0,5 mL) VIAL en estuche individual . | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ. | TRES 3 AÑO | J07AH03 | INSTITUTO FINLAY | INSTITUTO FINLAY | AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CUIDAD DE LA HABANA, CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 13 | 41360 | TYPHIM VI | INVIMA 2004 M-014630-R1 | 03/06/2014 | POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI | caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 mL undosis y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C | TRES 3 AÑOS | J07AP03 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI-PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 14 | 45768 | VIVOTIF BERNA CAPSULAS | INVIMA 2005 M-005136-R2 | 01/12/2015 | ORGANISMOS VIABLES DE LA CEPA ATENUADA DE SALMONELLA TYPHI TY 21A >2 X10 EXPONENTE 9 | CAJA POR 3 CAPSULAS EN BLISTER + 3 x 2 CAPSULAS DE BICARBONATO DE SODIO. | CAPSULA CON CUBIERTA ENTERICA | ORAL | CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C. | 18 meses | J07AP01 | CRUCCELL SWITZERLAND AG | BERNA BIOTECH S.A. | BERNA - SUIZA | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 15 | 47854 | STAMARIL | INVIMA 2005 M-000934R1 | 18/05/2015 | VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA ESTRAIDA 7D/AB 237 CULTIVADO EN HUEVOS EMBRIONADOS | CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPON DE CAUCHO, AGRAFE DE ALUMINIO CON SELLO DE POLIPROPILENO CONTENIENDO POLVO LIOFILIZADO PARA 10 DOSIS Y CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPON DE CAUCHO Y AGRAFE DE ALUMINIO CON | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | CONSERVAR EN NEVERA 2 - 8 °C. | 24 MESES | J07BL01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI-PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 16 | 47855 | STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA) | INVIMA 2005 M-000940-R1 | 05/08/2015 | VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO. MINIMO 1,000 LD 50. | caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C. | 3 AÑOS | J07BL01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI-PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 17 | 51912 | PNEUMO 23 | INVIMA 2006 M-003867 R-1 | 16/02/2016 | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 | CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADADA X 0,5 ML. | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR. | DOS 2 AÑOS | J07AL01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI-PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 18 | 213330 | AVAXIM 160U | INVIMA 2009 M-011597 R-1 | 16/02/2019 | VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO | CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA POR 0,5 ML CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PREENLADADA CON 1 ML DE PRODUCTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | 3 AÑOS | J07BC02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | 69280 MARCY L'ETOILE | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 19 | 216963 | TWINRIX ® SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2008M-007238 R1 | 18/03/2018 | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) | CAJA POR 1 Y 50 VIALES DE VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 ml MULTIDOSIS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | 3 AÑOS | J07BC20 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 20 | 226021 | HEPAXAX - GENE 20MCG/ML | INVIMA 2008 M-010637 R-1 | 14/11/2018 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBSAG) | CAJA POR 1 Y 50 VIALES DE VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 ml MULTIDOSIS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°-8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR | 36 MESES | J07BC01 | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | COREA DEL SUR | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |

| FUNCION REGULADORA Registros Sanitarios | | | | PUBLICACION Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2014 | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACION Enero de 2015 | | |
|--|------------|---|-------------------------|--|---|--|---|-----------------------|---|-------------|---------|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 21 | 227593 | PRIORIX VACUNA INYECTABLE. | INVIMA 2009 M-012126 R1 | 02/03/2019 | VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARMPON (CEPA SCHWARZ) MAYOR O IGUAL QUE | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2° C Y 8° C. | 2 AÑOS | J07BD52 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 22 | 229090 | VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN | INVIMA 2009 M-12834-R1 | 04/11/2019 | VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA) UNA CANTIDAD MAYOR O IGUAL A | CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL) CAJA VIAL + JERINGA PRELENADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. | DOS AÑOS | J07BK01 | THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV | THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV | | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 23 | 230249 | INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB) | INVIMA 2009M-012551-R1 | 23/07/2019 | TOXOIDE PERTUSSIS | CAJA VIAL + JERINGA PRELENADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | TRES(3)AÑOS | J07CA02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 24 | 19900614 | TYPHERIX® VACUNA | INVIMA 2009M-13543-R1 | 25/08/2019. | POLISACÁRIDO VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI | CAJA JERINGA PRELENADA POR 0,5 ML POR 2 AGUJAS 2531 Y 2501 (TERUMO) + INSERTO | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACÉNESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | TRES 3AÑOS | J07AP03 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 25 | 19903040 | VAXIGRIP PEDIÁTRICO SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2010M-13812-R1 | 09/09/2015 | B/MASSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX-51B) | CAJA POR JERINGA PRELENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUA ACOPADA. CAJA POR JERINGA PRELENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUJAS ANEXAS. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C. | 12 meses | J07BB02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | Parc Industriel d'Incaville | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 26 | 19904509 | BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA | INVIMA 2010 M-13946 R1 | 22/06/2020 | PERTACTINA ABSORBIDA | CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA (PFS) SIN AGUJA FIJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELENADAS (PFS) SIN AGUJA FIJA. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | TRES 3 AÑO | J07CA99 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 27 | 19905376 | INFANRIX HEXA (DPTa -HEPB - IPV - HIB). | INVIMA 2010 M-14204-R1 | 09/12/2015 | PERTACTINA | VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ | TRES AÑOS | J07CA02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 28 | 19915184 | TETANEA 1.500 U.I./ML | INVIMA 2012M-000539-R1 | 01/03/2017 | FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO | CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE 1 mL | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | TRES AÑOS | J06BB02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 29 | 19930333 | FAVIRAB | INVIMA 2014M-0001897-R1 | 27/03/2019 | FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTIRRABICA 1000 - 2000 U.I. | CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 mL. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | DOS AÑOS | J06BB05 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 30 | 19933276 | TETRAVIM® | INVIMA 2014M-0002333-R1 | 27/05/2019 | TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. | TRES3 AÑOS | J07CA02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR | 69280 MARCY L'ETOILE | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 31 | 19935127 | PENTAVIM | INVIMA 2013M-0002347-R1 | 07/01/2019 | HEMAGLUTININA FILAMENTOSA | Caja por una jeringa prelenada de 0,5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prelenada 0,5ml sin aguja+ vial con liofilizado+ dos agujas en el empaque secundario. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C | 3 años | J07CA06 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 32 | 19939796 | AVAXIM® 80U PEDIATRICO | INVIMA 2004M-0003240 | 12/04/2014 | VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 | CAJA POR VIAL MULTIDOSIS (10 DOSIS) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR. | TRES AÑOS | J07BC02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR | 2, AVENUE PONT PASTEUR - 69007 LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 33 | 19940566 | IMOVAX D.T. ADULTO | INVIMA 2004M-0003330 | 13/05/2014 | TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO | JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C | TRES3 AÑOS | J07AM51 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 34 | 19940997 | VACUNA ANTITETANICA | INVIMA 2004M-0003473 | 17/06/2014 | ANATOXINA TETÁNICA PURIFICADA | CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5mL. CAJA POR 10 VIALES DE 2,5mL. CAJA POR 10 VIALES DE 5,0mL. CAJA POR 10 VIALES DE 10,0mL. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO. | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | 2 A 8 °C NO CONGELAR | DOS2AÑOS | J07AM01 | INSTITUTO FINLAY | INSTITUTO FINLAY | AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A. | Envigado - Colombia |
| 35 | 19947640 | VAX TVVI | INVIMA 2005M-0004384 | 11/05/2015 | POLISACARIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI | ESTUCHE POR 1, 10 y 20 BULBOS C/U CONTENIENDO 10 DOSIS. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. | DOS 2 AÑOS | J07AP03 | INSTITUTO FINLAY | INSTITUTO FINLAY | AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A. | Envigado - Colombia |
| 36 | 19951123 | ROTARIX® VACUNA | INVIMA 2005M-0004647 | 18/08/2015. | ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO, CEPA RIX 4414 (1000.000 DE CID50) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CID50 | CAJA POR 1 VIAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 1 JERINGA PRELENADA CON DILUYENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFI | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL | ORAL | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. | DOS(2)AÑOS | J07BH01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 37 | 19952048 | VAXIGRIP MULTIDOSIS | INVIMA 2005M-0004724 | 06/09/2015. | B/MASSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX-51B) - 30 MCG DE HEMAGLUTININA | VIAL X 5ML CON 10 DOSIS DE 0,5ML. C/U CAJA X 10 VIALES X 5 ML CON 10 DOSIS DE 0,5 ML C/U | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C. | UN (1) AÑO | J07BB02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 38 | 19954151 | VACUNA ANTIRRABICA U.S.P. SIR BAVIAX (LIDIDA) | INVIMA 2005M-0005041 | 13/12/2015 | ANTIGENO RABICO (MIMMO) | FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1ML. | SOLUCION INYECTABLE | PARENTERAL | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. | DOS 2 AÑOS | J07BG01 | LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO | SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. | 2122, HADAPSAR, PUNE - 411 028 | SILCOV SAS. | Bogotá - Colombia |
| 39 | 19955183 | HEPAVAX - GENE TF® 20 MCG | INVIMA 2006M-0006143 | 10/08/2016 | ANTÍGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B | CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mcg. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C | TRES 3AÑOS | J07BC01 | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | Incheon site:(Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon - gil, Yeosu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |

| FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios | | | | PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2014 | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACIÓN Enero de 2015 | | |
|--|------------|---|----------------------|--|---|--|---|-----------------------|---|------------|---------|--|---|---|---|--------------------------|
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 40 | 19955184 | HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG | INVIMA 2006M-0006319 | 11/09/2016 | ANTÍGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B | CAJA X 1, 10 Y 50 VIALES DE 0.5 mL. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. | 2 años | J07BC01 | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | Incheon site: (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 beon - gil, Yeosu - gu, Incheon, 406 - 840 Korea | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 41 | 19960964 | FENDRIX VACUNA | INVIMA 2006M-0005306 | 22/02/2016 | RDNA HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBSAG), ADSORBED | 0.5 mL de suspensión en una jeringa prellenada vidrio tipo I con un tapón en el embolo de butilo gris en un paquete de una pieza, o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas. | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | MANTENIDO REFRIGERADO A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C | TRES 3AÑOS | J07BC01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | Rixensart - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 42 | 19965327 | VIVAXIM | INVIMA 2006M-0006420 | 02/10/2016 | PRIMERA CAMARA : VACUNA TÍFOIDEA VI POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPHI ESPECIE TY 2) 25 MCG. SEGUNDA CAMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA (VIRUS * INACTIVADO HEPATITIS A 160 UNIDADES ANTIGENAS**) | CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE DOBLE COMPARTIMENTO | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | 5°C MAS O MENOS 3°C | 36 MESES | J07CA10 | SANOPI PASTEUR S.A. | AVENTIS PASTEUR | SIEGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69367 LYON CEDEX 07 | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 43 | 19972109 | GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18 | INVIMA 2006M-0006714 | 22/12/2016 | PROTEINA L1 VPH TIPO 6 | CAJA POR 1 Y 10 VIALES MÁS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVASE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8° C.NO CONGELAR, PROTEJASE E LA LUZ.SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.A UNA TEMPERATURA DE 25° C O MENOR, SE PUEDEADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR | TRES 3 AÑO | J07BM01 | MERCK & CO. INC. | MERCK SHARP & DOHME B.V | HAARLEM | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 44 | 19972534 | ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS | INVIMA 2007M-0006859 | 27/03/2017 | SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 X 10E6 | caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto. | SUSPENSION ORAL | ORAL | 2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ | 2 AÑOS | J07BH01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | West Point, Pennsylvania, U.S.A. | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 45 | 19972860 | QUINVAXEM® INYECCION 0.5 ML | INVIMA 2007M-0006983 | 09/05/2017 | B. PERTUSIS INACTIVADO | caja x 50 ampollas | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C | 2 AÑOS | J07AM51 | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 46 | 19976538 | OPVERO VACUNA ANTIPOLIOMELITIS ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VIVA) | INVIMA 2007M-0007397 | 06/11/2017 | VIRUS DE LA POLIOMELITIS TIPO 1 | CAJA POR 10 TUBOS DE PEBD, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml Y CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0.1 ml. | SUSPENSION ORAL | ORAL | ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES A 4-20°C. UNA VEZ DESCONGELADO NO SE DEBE CONGELAR OTRA VEZ Y SE PUEDE ALMACENAR MAXIMO 6 MESES ENTRE +2°C Y +8°C. | DOS AÑOS | J07BF02 | SANOPI PASTEUR S.A. | SANOPI PASTEUR S.A. | LYON | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 47 | 19979609 | QUIMI - HIB | INVIMA 2007M-0007599 | 22/01/2018 | PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA | caja por 1, 10 y 25 vales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 vales monodosis. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C | DOS AÑOS | J07AG01 | HEBER BIOTEC S.A. | CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIOGEN | | | |
| 48 | 19981555 | CERVARIX VACUNA. | INVIMA 2007M-0007488 | 21/11/2017 | L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 | CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, + INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C. | 4 AÑOS | J07BM02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | Rixensart - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 49 | 19981655 | HEBERPENTA | INVIMA 2008M-0008124 | 09/06/2018 | VIAL IFOGEN: ANATOXINA DIFTERICA PURIFICA ESTERIL. | 1 VIAL QUE CONTIENE UNA SUSPENSION DE VACUNA TETRAVALENTE OPT - HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS + 1 VIAL QUE CONTIENE UNA SOLUCION CONCENTRADA DE LA VACUNA HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS | UN AÑO | J07CA07 | HEBER BIOTEC S.A. | TECNOQUIMICAS S.A. | CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS, PLANTA PERENTERALES II | TECNOQUIMICAS S.A. | CALI |
| 50 | 19983099 | M-M-R® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA) | INVIMA 2008M-0007891 | 22/04/2018 | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3 | CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C | DOS AÑOS | J07BD52 | MERCK SHARP & DOHME CORP | MERCK SHARP & DOHME CORP | RAHWAY, NEW JERSEY, USA | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 51 | 19983100 | PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE) | INVIMA 2008M-0008056 | 27/05/2018. | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 2 | CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNIDOSIS), CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | DOS 2 AÑOS | V08A05 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP | 770 Summerytown Pike West Point PA 19486 | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 52 | 19983188 | H-B VAX® II 40 MCG/ML (VACUNA HEPATITIS B (RECOMBINANTE)) | INVIMA 2008M-0008636 | 20/11/2018 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B | CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLÁSTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 36 MESES | J07BC01 | MERCK & CO., INC | MERCK & CO., INC. | PO Box 4, Summerytown Pike, West Point, PA 19486 | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 53 | 19983988 | MENJUGATE. | INVIMA 2008M-0007996 | 06/05/2018 | OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL+3. | CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 ML + VIAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C. | TRES AÑOS | J07AH07 | NOVARTIS VACONES AND DIAGNOSTICS S.R.L | BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL, INC | | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |
| 54 | 19986115 | EPAXAL JUNIOR | INVIMA 2008M-0007949 | 24/04/2018 | ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A | CAJA POR 1 y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.25 ML | SUSPENSIONES | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C | TRES AÑOS | J07BC02 | CRUCCELL SWITZERLAND AG | CRUCCELL SWITZERLAND AG | BERNA | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 55 | 19986384 | ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS. | INVIMA 2008M-0008078 | 29/05/2018 | PERTACTINA ADSORBIDA | CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C | TRES3 AÑOS | J07AM51 | SANOPI PASTEUR LIMITED | SANOPI PASTEUR LIMITED | 1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4) | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 56 | 19989753 | HAVRIX 720 JUNIOR | INVIMA 2008M-0008528 | 23/10/2018 | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV) | CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PRELLENADA CON 0.5 mL DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 36 MESES | J07BC99 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | Rixensart - BELGICA | CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | COTA-COLOMBIA |

| FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios | | | | PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2014 | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACIÓN Enero de 2015 | | |
|--|------------|--|----------------------|--|---|--|---|-----------------------|---|------------|---------|--|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 57 | 19989868 | HIBERIX VACUNA | INVIMA 2009M-0009106 | 23/01/2019. | CONJUGADO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B POLISACARIDO CAPSULAR (PRP) Y TOXOIDE TETANICO 30 A 50 µG EQUIVALENTES A 10 µG DE HIB POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO ADOPLADO A 20 A 40 µG DE TOXOIDE TETANICO | CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PRODUCTO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ml. TAPON DE CAUCHO BUTILO. AGRAFE TIPO ZIP OFF. JERINGA PREENLADADA EN VIDRIO TIPO I CON DILUENTE CON TAPA DE CAUCHO BUTILO EN LA PUNTA Y 2 AGUJAS. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | TRES3 AÑOS | J07AG51 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 58 | 19989870 | VARILRIX VACUNA | INVIMA 2008M-0008371 | 09/09/2018. | VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE | PRESENTACIÓN COMERCIAL CON AGUJAS | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C). | 2 AÑOS | J07BK01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 59 | 19990911 | VAMMRX | INVIMA 2008M-0008810 | 10/12/2018 | VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3 | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0,5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ | 18 MESES | J07BJ51 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 60 | 19990934 | VAQTAB VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A | INVIMA 2008M-0008696 | 01/12/2018 | VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS) | ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO; NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | TRES3 AÑOS | J07BC99 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 520 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628 | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 61 | 19991775 | HAVRIX® 1440 VACUNA | INVIMA 2008M-0008356 | 28/08/2018 | ANTIGENO HAV | Caja con una jeringa prellenada por 1 ml. agua. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL | TRES 3AÑOS | J07BC02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 62 | 19991862 | ROTARIX® SUSPENSION ORAL | INVIMA 2008M-0008413 | 16/09/2018 | ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO, CEPA RIX4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50 | CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO | SUSPENSION ORAL | ORAL | A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ | 3 años | J07BH01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 63 | 20001952 | TETANOL PUR | INVIMA 2009M-0009338 | 24/03/2019 | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE | CAJA DE CARTON CON 1,10. y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL DE SUSPENSION. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 5°C | 2 AÑOS | J07AM01 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG | Emil-von Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |
| 64 | 20004822 | SYNFLORIX ® VACUNA | INVIMA 2009M-0009510 | 30/04/2019. | POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1 CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA | CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR. | TRES(3)AÑO | J07AL02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA | RIXENSART | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 65 | 20005066 | AFLURIA® 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2009M-0010222 | 30/11/2019. | A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANÁLOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223) | CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | UN (1) AÑO | J07BB01 | CSL LIMITED | CSL LIMITED | AUSTRALIA | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 66 | 20009679 | FLUVIRIN® VIAL 5 ML | INVIMA 2010M-0010648 | 22/04/2020 | 2. A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA A/VICTORIA/361/2011, IVR-165) | CAJA CON UN VIAL X 5 ML | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 1 AÑO | J07BB02 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED | LVERPOOL | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |
| 67 | 20011362 | PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA GRM 197 PROTEINA) | INVIMA 2010M-0010461 | 26/02/2020. | POLISACARIDO SEROTIPO 1 | CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | TRES3 AÑOS | J07AL02 | PFIZER S.A.S. | WYETH PHARMACEUTICALS INC. | ANDOVER, MASSACHUSETTS | PFIZER S.A.S. | AVENIDA SUBA No. 95 - 66 |
| 68 | 20012256 | MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCICOS(GRUPOS A,C,Y & W 135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO) | INVIMA 2010M-0011293 | 14/09/2015. | PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO | CAJA A POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS WEST V-32 4432/50DE 13 MM (SIN LÁTEX), POR UNA DOSIS | SOLUCION INYECTABLE | PARENTERAL | ALMACÉNESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C. | DOS 2 AÑOS | J07AH05 | SANOPI PASTEUR S.A. | SANOPI PASTEUR INC. | DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 69 | 20013672 | VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEMOFILUS INFLUENZA TIPO B. | INVIMA 2011M-0012122 | 26/05/2016. | PRP-TT (CONJUGADO) (LIOFILIZADO) | CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSION VACUNAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C. UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DÍAS ENTRE 2°C Y 8°C | 2 AÑOS | J07CA11 | SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. | SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. | 212 HADAPSAR PUNE 411 028 | SILCOV SAS. | Bogotá - Colombia |
| 70 | 20013860 | VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B | INVIMA 2011M-0012117 | 26/05/2016 | HBSAG (RADN) >10MCG | CAJA CON UN VIAL UNIDOSIS (0,5 ML) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR | DOS2AÑO S | J07CA99 | SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. | SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. | 212 HADAPSAR PUNE 411 028 | SILCOV SAS. | Bogotá - Colombia |
| 71 | 20013861 | VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL SARAMPION, RUBEOCLA Y PAPERAS | INVIMA 2010M-0011174 | 23/08/2015 | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOCLA DE LA CEPA W1STAR RA 27/3 | CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS; CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS (C/U) | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ENTRE 2°C Y 8°C | DOS 2 AÑOS | J07BD52 | LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO | SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. | 212 HADAPSAR PUNE 411 028 | SILCOV SAS. | Bogotá - Colombia |
| 72 | 20015630 | RABIPUR® | INVIMA 2010M-0010775 | 19/05/2020 | VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI | CAJA X FRASCO VIAL MONODISIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODISIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. | 4 AÑOS | J07BG01 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG | CSL BEHRING GMBH | MARBURG | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |

| FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios | | | | PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2014 | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACIÓN Enero de 2015 | | |
|--|------------|---|----------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|------------|---------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 73 | 20015816 | VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION | INVIMA 2011M-0012519 | 19/09/2016 | VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV/06) NLT | CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PÓDICO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ML DE AGUA PARA INYECCION | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENASE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS | 2 AÑOS | J07BK01 | GREEN CROSS CORPORATION | GREEN CROSS CORPORATION | 320-2 SONG DAE RI, OCHANG- EUP CHUNGWON-KUNG CHUNGCHONGBUK-D KOREA | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 74 | 20018506 | H-B -VAX @ II 10 MCG /ML | INVIMA 2010M-0011570 | 01/12/2015 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1ML SUSPENSION), TAPON DE BROMOBUTILO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLASTICA FLIP-OFF | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | TRES AÑOS | J07BC01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | West Point, Pennsylvania, U.S.A. | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 75 | 20018507 | H-B-VAX @ III 5 MCG/0.5 ML | INVIMA 2011M-0012123 | 30/05/2016 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE) | CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPON BUTILLO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO/PLASTICO CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 3 AÑOS | J07BC01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | West Point, Pennsylvania, U.S.A. | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 76 | 20018952 | ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKA/MERCK) | INVIMA 2011M-0012565 | 13/10/2016 | CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER | Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE ORIGINAL | 18 meses | J07BK01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC | Spokane, Washington | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 77 | 20018959 | MENVEO® | INVIMA 2010M-0011552 | 02/12/2015 | OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg | CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMP LIOFIL MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LIQUIDO MEN C W Y; CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO I) COMP LIOFIL MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ LIQUIDO MEN C W Y + AGUJA ACE | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C | 36 meses | J07AH08 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH | EMIL VON BEHRING STR 76, MARBURG, 35041 | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |
| 78 | 20019145 | VAQTA @ 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA) | INVIMA 2010M-0011553 | 06/12/2015 | VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A) | CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C. | 36 MESES | J07BC99 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | West Point, Pennsylvania, U.S.A. | FROSST LABORATORIES INC | Bogotá - Colombia |
| 79 | 20037966 | TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO | INVIMA 2012M-0013148 | 10/05/2017 | PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS | SOLUCION INYECTABLE | INTRADERMAL | ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | 24 MESES | V04CF01 | ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA. | BB-NCPID LTD. | BULGARIA | ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA. | CALI |
| 80 | 20039648 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO | INVIMA 2012M-0013359 | 13/08/2017 | TOXOIDE TETANICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION | AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | TRES 3 AÑO | J07AM01 | LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO | SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. | 212 HADAPSAR PUNE 411 028 | SILCOV SAS. | Bogotá - Colombia |
| 81 | 20042287 | VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFETERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS) | INVIMA 2013M-0014535 | 14/11/2018 | B. PETRUSSIS | CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 12 meses | J07CA99 | SILCOV SAS. | SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. | 212 HADAPSAR PUNE 411 028 | SILCOV SAS. | Bogotá - Colombia |
| 82 | 20046007 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO | INVIMA 2013M-0014543 | 25/09/2018 | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE | CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | 12 meses | J07AM01 | LABORATORIOS DELTA S.A. | BIOLOGICAL E. LIMITED | SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL | LABORATORIOS DELTA S.A. | Envigado - Colombia |
| 83 | 20055505 | HYPERHEP B ® | INVIMA 2013M-0014777 | 27/01/2019 | INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B | Caja con Jeringa prellenada por 1 mL | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. | DOS 2 AÑOS | J06BB04 | GRIFOLS THERAPEUTICS INC. | GRIFOLS THERAPEUTICS INC. | Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park | BIOTEFAR S.A.S. | CALI |
| 84 | 20071968 | FLUQUADRI® VACUNA ANTINFLUENZA 0.5 ML | INVIMA 2014M-0015005 | 14/05/2019 | A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/TEXAS/6/2011 (ANÁLOGA A B/WISCONSIN/1/2010-LIKE VIRUS) + B/MASSACHUSETT/2/2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA | 0,5 mL en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO | 12 meses | J07BB02 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 85 | 19941176 | VAX-SPIRAL | INVIMA 2004M-0003291 | 29/04/2014 | CELULAS ENTERAS INACTIVADAS DE SEROGRUPO CANICOLA 50-80 X 10EXP6 | Caja con jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo I por 0,5 mL, que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO | 12 meses | J07BB02 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 86 | 20051113 | NIMENRIX® | INVIMA 2014M-0015084 | 31/07/2019 | POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* *CONJUGADOS CON PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETÁNICO 44 MCG | -Vial (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente): 1 vial de vidrio tipo I con tapón de goma del émbolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado médico. Con 1 jeringa prellenada que contiene 0,5 mL de solvente por jeringa. Con 1 aguja. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 36 MESES | J07AH08 | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO | BELGICA / ALEMANIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |

| FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios | | | | PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2014 | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACIÓN Enero de 2015 | | |
|--|------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------------|---|-----------|---------|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 87 | 20072153 | HEXAXIM® | INVIMA 2014M-0015095 | 31/07/2019 | TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS, HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG) | CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 30 MESES | J07CA09 | SANOPI PASTEUR S.A. | SANOPI PASTEUR S.A. Y SANOPI PASTEUR | FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 200329 | FLUZONE | INVIMA 2007 M-00598R1 | 25/05/2017. | HEMAGLUTININA | CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS. | Suspensión inyectable | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | 3 AÑOS | J07B02 | SANOPI PASTEUR S.A. | SANOPI PASTEUR INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 2 | 19976521 | 1 FLULVAL VACUNA | INVIMA 2007M-7153 | 24/07/2017. | HEMAGLUTININA | Vial de vidrio tipo I con 5 mL con tapon de clorobutilo gris, silicizado con sello de aluminio | Suspensión inyectable | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO C | 3 AÑOS | J07B01 | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | GLAXOSMITHKLINE INC | MISSISSAUGA, CANADA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 3 | 20005193 | AFLURIA® 0.5 mL | INVIMA 2009M-001214 | 24/11/2019. | HEMAGLUTININA | CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL. | Suspensión inyectable | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR. PROTÉJASE DE LA LUZ. | 3 AÑOS | J07B02 | CSL LIMITED | CSL LIMITED | AUSTRALIA | BIOTOSCANIA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 4 | 20005194 | AFLURIA JUNIOR 0.25 mL | INVIMA 2009 M-0010213 | 24/11/2019. | HEMAGLUTININA | CAJA X 1 JERINGA X 0,25 mL DE SUSPENSIÓN CAJA X 10 JERINGAS X 0,25 mL DE SUSPENSIÓN C/U | Suspensión inyectable | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 1 AÑO | J07B01 | CSL LIMITED | CSL LIMITED | AUSTRALIA | BIOTOSCANIA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 5 | 20009239 | ID FLU® 15 MICROGRAMOS/CEPA | INVIMA 2010 M-0010989 | 12/07/2015. | HEMAGLUTININA | CAJA BLISTER PACK TRANSPARENTE JERINGA DE VIDRIO TIPO 1, EMBOLO DE ELASTOMERO, AGUJA ACOPLADA CUBIERTA CON CAPUCHON. | Suspensión inyectable | INTRADERMAL | EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C | 1 AÑO | J07B01 | SANOPI PASTEUR S.A. | SANOPI PASTEUR S.A. | FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 6 | 20013006 | ID FLU 9 LIQ/DOSIS VACUNA ANTIGRI PAL | INVIMA 2010M-0011420 | 25/10/2015. | HEMAGLUTININA | CAJA CON UNA JERINGA PREGARGADA POR 1 DOSIS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRADERMAL | EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C | 1 AÑO | J07B02 | SANOPI PASTEUR | SANOPI PASTEUR S.A. | FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 7 | 20019622 | FLUZONE 0.25 mL | INVIMA 2011M-0012174 | 17/06/2016. | HEMAGLUTININA | Caja x 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis. | Suspensión inyectable | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8°C | 3 AÑOS | J07B02 | SANOPI PASTEUR INC. | SANOPI PASTEUR INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 8 | 20034899 | VACUNA CONTRA LA INFLUENZA | INVIMA 2012M-0012881 | 01/03/2017. | HEMAGLUTININA | JERINGA PRELLENADA 0,25 mL | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C. | 18 MESES | J07B01 | GREEN CROSS CORPORATION | GREEN CROSS CORPORATION | COREA DEL SUR | BIOTOSCANIA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 9 | 20037769 | FLUZONE 0.5 ML | INVIMA 2012M-0013217 | 08/06/2017. | HEMAGLUTININA | Caja con 10 jeringas por 0,5 mL. vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del emboolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL - tapon | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 1 AÑO | J07B01 | SANOPI PASTEUR INC. | SANOPI PASTEUR INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 10 | 218616 | FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCION | INVIMA 2009 M-012058 R1 | 02/03/2019 | FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 [VARIANTE A/CRISTCHURCH/16/2010 (NIB 74XP)] + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) [VARIANTE TEXAS/02/2012 (NYMC X-223A)] + B/MASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC BX-51B)] | CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML, AGUJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR - SUCUBTANEA | ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR. | 1 AÑO | J07AG01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE | Alemania y Francia (Respectivamente) | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 11 | 19947475 | FLUAD | INVIMA 2005M-0004815 | 12/10/2015 | CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15A02 PARA C/U DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)PDM09 (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/7/2009 NYMC X-181), A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/VICTORIA/361/2011, (NR-168) Y B/WISCONSIN/1/2010 | CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO. | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 1 AÑO | J07AG51 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L | SIENA, ITALIA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |
| 12 | 20005456 | FLUVIRIN® | INVIMA 2009M-0010119 | 03/11/2019 | A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPANALOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA) | CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0,5 ML | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR - SUCUBTANEA | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 1 AÑO | J07B02 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED | LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |