

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS																
FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios				PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014										FECHA DE PUBLICACIÓN Mayo de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
5500	MORUPAR	INVIMA 2005 M-001895-R1	25/08/2015	Vigente	CHIRON S.R.L.	VIRUS DE SARAMPION CEPA SCHWARZ NO MENOS	FRASCOS DE 1 DOSIS EN CAJA DE 1 UNIDAD. FRASCOS DE 10 DOSIS EN CAJA DE 10 UNIDADES. 10 FRASCOS - 1 DOSIS - 0,5 mL. + 10 AMPOLLAS CON DILUENTE.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BD52	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	3 AÑOS
5500	MORUPAR	INVIMA 2005 M-001895-R1	25/08/2015	Vigente	CHIRON S.R.L.	VIRUS DE SARAMPION CEPA SCHWARZ NO MENOS	FRASCOS DE 1 DOSIS EN CAJA DE 1 UNIDAD. FRASCOS DE 10 DOSIS EN CAJA DE 10 UNIDADES. 10 FRASCOS - 1 DOSIS - 0,5 mL. + 10 AMPOLLAS CON DILUENTE.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BD52	CHIRON S.R.L.		SIENA, ITALIA	FABRICANTE	TEMPERATURAS ENTRE 2°-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	3 AÑOS
7037	POLIORAL (VACUNA POLIOMELITICA VIVA, ORAL)	INVIMA 2005 M-008440-R2	30/06/2015	Vigente	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	VIRUS POLIO TIPO 1 ATENUADO (CEPA L SC 2 AB)	FRASCO GOTERO POR 1, 10 Y 20 DOSIS EN CAJA POR 10 FRASCOS CON INSERTO.	SOLUCION ORAL	18.1.1.0.N30	J07BF02	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	CALLE 93B NO. 16 - 31	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE DE -20°C ± 5 EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS Y SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN CONSERVADO A TEMPERATURA DE 2 -8°C EN LOS ENVASES Y EMPAQUES PREVIAMENTE APROBADOS.	2 AÑOS
7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2005 M-001894R1	21/07/2015	Vigente	NOVARTIS VACCINES	HEMAGLUTININA	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 o 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	Suspensión Inyectable	18.1.1.0.N20	J07BB02	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	CALLE 93B NO. 16 - 31	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS
13838	EPAXAL INYECTABLE	INVIMA 2008 M-010758 R1	07/02/2018	Vigente	BERNA BIOTECH S.A.	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A MAYOR A	CAJA X 1 o 50 AMPOLLAS CON 0,5 mL. CAJA X 1 o 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC02	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	3 AÑOS
29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A.	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.		BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS
29155	VAXIGRIP	INVIMA 2008 M-009609R2	01/10/2018	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A.	HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL. EN CAJA POR 1 o 10 JERINGAS.	Suspensión inyectable	18.1.1.0.N20	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522-R2	22/03/2017	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPION CEPA SCHWARZ, COMO MINIMO	CAJA POR 1 o 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I POR UNA DOSIS, MAS JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BD52	SANOFI PASTEUR S.A.		BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL .	3 AÑOS
29158	IMOVAX® POLIO	INVIMA M-009608-R1	18/11/2018	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A., Lyon	CADA 0,5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJAS CON UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS POR 0,5 ML CON UNA AGUJA. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS.	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BF03	SANOFI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C	3 AÑOS
32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A.	POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGIDITIS GRUPO C	1 FRASCO CON UNA DOSIS DE VACUNA EN FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 + JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AH03	SANOFI PASTEUR S.A.		BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS
32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A., Lyon	POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGIDITIS GRUPO C	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 mL DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPÓN CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AH03	SANOFI PASTEUR S.A.		BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS
34332	VERORAB®	INVIMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PM/W138 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA -> 2.5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PRELLENADA CON 0,5mL DE SOLVENTE. CAJA POR 5 FRASCOS VIALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0,5mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BG01	SANOFI PASTEUR S.A.	CALLE 93B N° 17-25 PISO 6	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS																
FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN										FECHA DE PUBLICACIÓN		
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014										Mayo de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
34332	VERORAB®	INVIMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015	Vigente	SANOPI PASTEUR S.A.	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PM/W138 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA -> 2.5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PRELLENADA CON 0.5mL DE SOLVENTE. CAJA POR 5 FRASCOS VIALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0.5mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BG01	SANOPI PASTEUR S.A.	CALLE 93B N° 17-25 PISO 6	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	Vigente	INSTITUTO FINLAY	POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCO SEROGRUPO C	Caja con un vial x 1 x 5 x 10 ó 20 dosis (0,5 mL) vial. Caja con 10 viales x 1 x 5 x 10 ó 20 dosis (0,5 mL) vial en estuche individual.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AH03	LABORATORIOS DELTA S.A.	CRA 46 NO 19 SUR - 117	ENVIGADO	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	Vigente	INSTITUTO FINLAY	POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCO SEROGRUPO C	Caja con un vial x 1 x 5 x 10 ó 20 dosis (0,5 mL) vial. Caja con 10 viales x 1 x 5 x 10 ó 20 dosis (0,5 mL) vial en estuche individual.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AH03	LABORATORIOS DELTA S.A.	CRA 46 NO 19 SUR - 117	ENVIGADO	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
41360	TYPHIM VI	INVIMA 2004 M-014630-R1	03/06/2014	En renovación	SANOPI PASTEUR S.A.	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA POR 0,5mL UNIDOSIS. CAJA DE 10 VIALES MULTIDOSIS POR 20 DOSIS CADA UNO.	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	2 AÑOS
45768	VIVOTIF BERNA CAPSULAS	INVIMA 2005 M-005136-R2	01/12/2015	Vigente	CRUCELL SWITZERLAND AG	ORGANISMOS VIABLES DE LA CEPA ATENUADA DE SALMONELLA TYPHI TY 21A >2 X10 EXPONENTE 9	CAJA POR 3 CAPSULAS EN BLISTER + 3 X 2 CAPSULAS DE BICARBONATO DE SODIO.	CAPSULA CON CUBIERTA ENTERICA	Consultar a Comisión Revisora para que realice la inclusión formal	J07AP01	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	2 AÑOS
47854	STAMARIL	INVIMA 2005 M-000934R1	18/05/2015	Vigente	SANOPI PASTEUR S.A.	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA ESTRAIDA 17D/AB 237 CULTIVADO- EN HUEVOS EMBRIONADOS	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA POR 0,5 ML UNIDOSIS. CAJA DE 10 VIALES MULTIDOSIS. POR 20 DOSIS CADA UNO.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BL01	SANOPI PASTEUR S.A.		BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	3 AÑOS
47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015	Vigente	SANOPI PASTEUR S.A.	VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR. CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO: MINIMO 1,000 LD 50.	Caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BL01	SANOPI PASTEUR S.A.		BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS	1 AÑO
51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016	Vigente	SANOPI PASTEUR S.A.	POLIOSIDOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	CAJA POR UNA (1) JERINGA PRELLENADA X 0,5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07AL01	SANOPI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENADO A TEMPERATURAS ENTRE +2°C Y +8°C PROTEGIDOS DE LA LUZ.	2 AÑOS
60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2006 M-003900 R-1	02/05/2016	Vigente	SANOPI PASTEUR LTD.	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO	CAJA CON 1 VIAL DE 1 mL POR 1 DOSIS (FRASCO VIDRIO TIPO I)	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07BC01	SANOPI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	2 AÑOS
95003	LUIVAC(R) TABLETAS	INVIMA 2005 M-002137 R1	18/01/2016	Vigente	DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH	LISADO BACTERIANO QUE CONTIENE AL MENOS 1 POR 10 EXPONENCIAL 9 GERMENES DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CEPAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STREPTOCOCCUS MITIS, STREPTOCOCCUS PYOGENES, STREPTOCOCCUS NEUMONIAE, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, BRAMHAMELLA CATARRHALIS.	BLISTEER PVC INCOLORO / ALUMINIO / LACA SELLANTE EN CAJA POR 14 Y 28 TABLETAS	TABLETA	16.6.0.0.N10	J07AL02	SYGMA LABORATORIES S.A.S	CARRERA 9 N° 113-52 OF. 1901	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 – 8 °C	3 AÑOS
200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-005980R1	25/05/2017	Temporalmente no comercializado	SANOPI PASTEUR S.A.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	18.1.1.0.N20	J07BB02	SANOPI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS
213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019	Vigente	SANOPI PASTEUR S.A.	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CA JA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5mL.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPRENDIDAD ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 AÑOS

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS																
FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN									FECHA DE PUBLICACIÓN			
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014									Mayo de 2014			
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
216963	TWINRIX SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175)	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PRELENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC20	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 -8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	3 AÑOS
218616	FLUARIX SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	HEMAGLUTININA	CAJA X 1 Ó 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL, AGUJA DE ACERO Y ELASTÓMEROS DE CAUCHHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AG01	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE	3 AÑOS
226021	HEPAVAX - GENE 20MCG/mL	INVIMA 2008 M-010637 R-1	14/11/2018	Vigente	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBSAG)	CAJA POR 1 Y 50 VIALES DE VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 ml MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	BIOTOSCAN FARMAS.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS
227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) MAYOR O IGUAL QUE	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPÓN DE BROMOBUTILO - JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BD52	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	CONSERVAR EN NEVERA 2 - 8 °C.	2 AÑOS
229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	Vigente	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA) UNA CANTIDAD MAYOR O IGUAL A	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BK01	SANOPI PASTEUR S.A.		BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS
230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1, (MAHONEY SEMILLA)	CAJA, VIAL + JERINGA PRELENADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N40	J07CA02	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS
19900492	TRITANRIX- HB+HIBERIX	INVIMA 2010 M-012295 R1	18/03/2020	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	R-DNA HEPATITIS B VIRUS SURFACE ANTIGEN	CAJA POR VIAL DE TRITANRIX HB LIQUIDO EN CAJA DE INDIVIDUAL + VIAL DE HIBERIX LIOFILIZADO EN CAJA INDIVIDUAL + JERINGA	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07CA06	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS
19900614	TYPHERIX® VACUNA	INVIMA M-13543	25/08/2019	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	POLISACÁRIDO VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA, JERINGA PRELENADA POR 0.5 mL POR 2 AGUJAS 23G1 Y 25G1 (TERUMO) + INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AP03	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C , PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO
19903040	VAXIGRIP PEDIÁTRICO SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2010 M-13812R1	09/09/2015	Vigente	SANOPI PASTEUR S.A.	HEMAGLUTININA	CAJA POR JERINGA PRELENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 mL CON AGUA ACOPLADA CAJA POR JERINGA PRELENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 mL CON AGUJAS ANEXAS	Jeringa prellenada suspensión inyectable	18.1.1.0.N20	J07BB02	SANOPI PASTEUR S.A.	CALLE 93B N° 17-25 PISO 6	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	2 AÑOS
19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MIN	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA (PFS) SIN AGUJA FIJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELENADAS (PFS) SIN AGUJA FIJA LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07CA99	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	2 AÑOS
19905376	INFANRIX HEXA (DPTA - HEPB - IPV - HIB).	INVIMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (PROTEINA S)	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07CA02	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	EDIFICIO BOGOTÁ CORPORATE CENTER, AV. EL DORADO NO. 69B - 45 PISO 9.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE EN REFRIGERACIÓN A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	3 AÑOS
19915184	TETANEA 1.500 U.I./mL	INVIMA 2012M-0000539-R1	01/03/2017	Vigente	SANOPI PASTEUR S.A.	FRAGMENTOS F(AB)2 DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1.0 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J06BB02	SANOPI PASTEUR S.A.	TRANSVERSAL 23 NO 97 - 73 PISO 9	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. NO CONGELAR .	1 AÑO
19932391	VACUNA DE VIRUS VIVO DE SARAMPION Y RUBEOLA U.S.P (LIOFILIZADA)	INVIMA 2004M-0003649	13/09/2014	Vigente	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	VIRUS DE SARAMPION	10 DOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS-VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUYENTE; UNIDOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS - VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUYENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07BD53	SILCOV SAS.	CARRERA 13 NO 32-51 T 3 OFICINA 620 BOGOTA D.C	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENADO A 2 °C A 8°C, NO CONGELAR	6 MESE

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS																
FUNCIÓN REGULADORA					PUBLICACIÓN								FECHA DE PUBLICACIÓN			
Registros Sanitarios					Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014								Mayo de 2014			
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19932391	VACUNA DE VIRUS VIVO DE SARAMPION Y RUBEOLA U.S.P (LIOFILIZADA)	INVIMA 2004M-0003649	13/09/2014	Vigente	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	VIRUS DE SARAMPION	10 DOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS-VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUENTE; UNIDOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS - VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07BD53	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	CRA. 19 N° 114-09	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENADO A 2 °C A 8°C, NO CONGELAR	6 MESE
19933276	TETRAKIM	INVIMA 2014M-0002333-R	07/04/2019	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 1	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA (VIDRIO TIPO 1 CON DOSIS UNICA DE 0,5mL	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.			IMPORTADOR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	3 AÑOS
19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2004M-0003330	13/05/2014	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A.	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07AM51	SANOFI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS
19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2004M-0003473	17/06/2014	Vigente	INSTITUTO FINLAY	ANATOXINA TÉTANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5,0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10,0mL. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPÓN DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AM01	LABORATORIOS DELTA S.A.	CRA 46 NO 19 SUR - 117	ENVIGADO	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	2 AÑOS
19946359	MORU VIRATEN BERNA	INVIMA 2004M-0003706	25/10/2014	Vigente	BERNA BIOTECH S.A.	VIRUS SARAMPION EZ 19 VIVOS AL MENOS 1000 TCID 50. VIRUS RUBEOLA WISTAR R A 27/3 AL MENOS 100 TCID 50.	CAJA X 50 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 10 DOSIS + SOLVENTE EN CAJAS X 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 10 DOSIS	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BD53	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C).	2 AÑOS
19947475	FLUAD	INVIMA 2005 M-0004815	12/10/2015	Vigente	NOVARTIS VACCINES	HEMAGLUTININA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO. CAJA CON 10 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	Suspensión Inyectable	18.1.1.0.N20	J07AG51	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	CALLE 93B NO. 16 - 31	BOGOTÁ D.C.		ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES
19947640	VAX TYVI	INVIMA 2005M-0004384	11/05/2015	Vigente	INSTITUTO FINLAY	POLISACARIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	ESTUCHE POR 1, 10 y 20 BULBOS C/U CONTENIENDO 10 DOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AP03	LABORATORIOS DELTA S.A.	CRA 46 NO 19 SUR - 117	ENVIGADO	IMPORTADOR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
19951123	ROTARIX® VACUNA	INVIMA 2005M-0004647	18/08/2015	Vigente	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO, CEPA RIX 4414 (1000.000 DE CCID50) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CCID50	CAJA POR 10 VIALES CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DILUENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFILIZADO Y 10 DISPOSITIVOS PLÁSTICOS DE TRANSFERENCIA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	18.1.1.0.N10	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 AÑOS
19952048	VAXIGRIP MULTIDOSIS	INVIMA 2005 M-0004724	06/09/2015	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A.	HEMAGLUTININA	VIAL DE VIDRIO TIPO I POR 5ML CON 10 DOSIS DE 0, 5mL CADA UNA. CAJA X 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I POR 5ML CON 10 DOSIS DE 0, 5ML CADA UNA	Frasco multidosis con suspensión inyectable	18.1.1.0.N20	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.		BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS
19954151	VACUNA ANTIRRABICA U.S.P. SII RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2005M-0005041	13/12/2015	Vigente	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1mL.	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BG01	SILCOV SAS.	CARRERA 13 NO 32-51 T 3 OFICINA 620 BOGOTA D.C	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS
19954151	VACUNA ANTIRRABICA U.S.P. SII RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2005M-0005041	13/12/2015	Vigente	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1mL.	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BG01	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	CALLE 110 NO. 15-17 OFICINA 103	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS																
FUNCIÓN REGULADORA				PUBLICACIÓN									FECHA DE PUBLICACIÓN			
Registros Sanitarios				Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014									Mayo de 2014			
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19955183	HEPAVAX - GENE TF® 20 MCG	INVIMA 2006 M-0006143	10/08/2016	Vigente	BERNA BIOTECH KOREA	ANTÍGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1, 10, 50 VIAL DE VIDRIO TIPO I POR 20 mcg	Suspensión Inyectable	18.1.1.0.N10	J07BC01	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS
19955184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2006 M-0006319	11/09/2016	Vigente	BERNA BIOTECH KOREA	ANTÍGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1, 10, 50 VIAL DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL	Suspensión Inyectable	18.1.1.0.N10	J07BC01	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES
19960964	FENDRIX VACUNA	INVIMA 2006M-0005306	22/02/2016 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RDNA HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBSAG), ADSORBED	0,5 mL de suspension en una jeringa prellenada vidrio tipo I con un tapon en el embolo de butilo gris en un paquete de una pieza, o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. ACTA 14 DEL 04 DE ABRIL DE 2011 NUMERAL 3.13.15, INSERTO	1 AÑO
19965327	VIVAXIM	INVIMA 2006M-0006420	02/10/2016 00:00:00	Vigente	SANOPI PASTEUR S.A.	PRIMERA CAMARA : VACUNA TIFOIDEA VI POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPHI (ESPECIE T Y 2) 25 MCG; SEGUNDACAMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA (VIRUS * INACTIVADO HEPATITIS A 160 UNIDADES ANTÍGENAS**)	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE DOBLE COMPARTIMENTO	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07CA10	SANOPI PASTEUR S.A.		BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ENTRE 2 - 8° C	2 AÑOS
19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BM01	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C y 8°C.	2 AÑOS
19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-33 CAPITAL TOWER PISO 8	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C y 8°C.	2 AÑOS
19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 00:00:00	Vigente	MERCK & CO., INC	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 X 10E6	Caja por 1 y 10 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto.	SUSPENSION ORAL	18.1.1.0.N10	J07BH01	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS
19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 00:00:00	Vigente	MERCK & CO., INC	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 X 10E6	Caja por 1 y 10 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto.	SUSPENSION ORAL	18.1.1.0.N10	J07BH01	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-33 CAPITAL TOWER PISO 8	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS
19972860	QUINVAXEM® INYECCION 0.5 mL	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017 00:00:00	Vigente	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	TOXOIDE DE DIFTERIA PURIFICADO	Caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.n30	J07AM51	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS
19976521	FLULAVAL VACUNA	INVIMA 2007M-0007153	24/07/2017 00:00:00	Temporalmente no comercializado	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	HEMAGLUTININA	Vial de vidrio tipo I con 5 mL con tapon de clorobutilo gris, silicizado con sello de aluminio	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BB01	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	3 AÑOS

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS																
FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios					PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014									FECHA DE PUBLICACIÓN Mayo de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19976538	OPVERO VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VIVA)	INVIMA 2007M-0007397	06/11/2017 00:00:00	Vigente	SANOPI PASTEUR S.A.	VIRUS DE LA POLIOMELITIS TIPO 3	CAJA POR 10 TUBOS DE PEBD, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml Y CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml.	SUSPENSION ORAL	18.1.1.0.N20	J07BF02	SANOPI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
19979609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018 00:00:00	Vigente	HEBER BIOTEC S.A.	PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AG01	TECNOQUIMICAS S.A.	KM 23 VIA CALI-JAMUNDI	JAMUNDÍ	IMPORTADOR	CONSERVENSE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. PROTÉJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C O MENOR, SE PUEDEADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR	3 AÑOS
19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16	CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, CON TOPE DE EMBOLO (GOMA DE BUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	3 AÑOS
19981655	HEBERPENTA	INVIMA 2008M-0008124	09/06/2018 00:00:00	Vigente	HEBER BIOTEC S.A.	VIAL IFOGEN: ANTIGENO DE SUPERFICIE ADN - RECOMBINANTE DEL VHB	1 VIAL QUE CONTIENE UNA SUSPENSIÓN DE VACUNA TETRAVALENTE DPT - HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS + 1 VIAL QUE CONTIENE UNA SOLUCIÓN CONCENTRADA DE LA VACUNA HIB EQUIVALENTE A 1 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07CA07	TECNOQUIMICAS S.A.	CALLE23 N° 7-39	CALI	IMPORTADOR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	18 MESES
19983099	M-M-R® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07BD52	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS
19983100	PNEUMOVAX @ 23 (VACUNA PNEUMOCOCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1	CAJA POR 1 Y 10 VIALES MAS INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AL01	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	2 A 8 °C NO CONGELAR	2 AÑOS
19983100	PNEUMOVAX @ 23 (VACUNA PNEUMOCOCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1	CAJA POR 1 Y 10 VIALES MAS INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-33 CAPITAL TOWER PISO 8	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	2 A 8 °C NO CONGELAR	2 AÑOS
19983188	H-B VAX® II 40 MCG/mL (VACUNA HEPATITIS B [RECOMBINANTE])	INVIMA 2008M-0008636	20/11/2018 00:00:00	Vigente	MERCK & CO., INC	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLÁSTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS
19983188	H-B VAX® II 40 MCG/mL (VACUNA HEPATITIS B [RECOMBINANTE])	INVIMA 2008M-0008636	20/11/2018 00:00:00	Vigente	MERCK & CO., INC	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLÁSTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-33 CAPITAL TOWER PISO 8	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS
19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018 00:00:00	Vigente	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL+3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0.5 mL. + VIAL CON SUSPENSIÓN RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	Consultar a Comisión Revisora para que realice la inclusión formal	J07AH07	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	CALLE 93B NO. 16 - 31	BOGOTÁ D.C.		ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
19986115	EPAXAL JUNIOR	INVIMA 2008M-0007949	24/04/2018 00:00:00	Vigente	CRUCELL SWITZERLAND AG	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A	CAJA POR 1 y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,25 mL	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC02	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	3 AÑOS
19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018 00:00:00	Vigente	SANOPI PASTEUR LIMITED	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 mL DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C	3 AÑOS

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS																
FUNCIÓN REGULADORA					PUBLICACIÓN								FECHA DE PUBLICACIÓN			
Registros Sanitarios					Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014								Mayo de 2014			
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PRELLENADA CON 0,5 mL DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC99	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS
19989868	HIBERIX VACUNA	INVIMA 2009M-0009106	29/01/2019 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	CONJUGADO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B POLISACARIDO CAPSULAR (PRP) Y TOXOIDE TETANICO 30 A 50 µG EQUIVALENTES A 10 µG DE HIB POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO ACOPLADO A 20 A 40 µG DE TOXOIDE TETANICO	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PRODUCTO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ml, TAPON DE CAUCHO BUTILO, AGRAFE TIPO FLIP OFF, JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON DILUENTE CON TAPA DE CAUCHO BUTILO EN LA PUNTA Y 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07AG51	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACÉNESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	2 AÑOS
19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON DILUENTE PARA RECONSTITUCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BK01	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C, UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DÍAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS
19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	VIRUS DE SARAPIÓN VIVO ATENUADO (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 ³ 3.0. CCID50 ₃	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0,5 mL DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BJ51	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	2 AÑOS
19990934	VAQTA® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO; NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC99	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 AÑOS
19990934	VAQTA® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1.0 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO; NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-33 CAPITAL TOWER PISO 8	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 AÑOS
19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	ANTIGENO HAV	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA POR 1 mL, AGUJA.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC02	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACÉNESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
19991862	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO(CEPA RIX4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1,5 mL) (1 DOSIS)/CADA JERINGA	SUSPENSION ORAL	18.1.1.0.N10	J07BH01	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	MANTENIDO REFRIGERADO A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
19992132	TRITANRIX® HB VACUNA	INVIMA 2008M-0008820	10/12/2018 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E COLOMBIA S.A.	ANTIGENO DE SUPERFICIE RECOMBINANTE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA CON VIAL MONODOSIS DE 3 mL CAPACIDAD CONTENIENDO 0,5 mL DE LA SUSPENSION; CAJA CON VIAL PARA 10 DOSIS DE 10 mL DE CAPACIDAD; VIAL PARA 2 DOSIS DE 3 mL DE CAPACIDAD	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07CA05	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	EDIFICIO BOGOTÁ CORPORATE CENTER, AV. EL DORADO NO. 69B - 45 PISO 9.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	MANTENER REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 Y 8 °C	1 AÑO
20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019 00:00:00	Vigente	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1,10, y 20 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AM01	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	CALLE 93B NO. 16 - 31	BOGOTÁ D.C.		ALMACENAR ENTRE 2°C - 8°C	1 AÑO
20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019 00:00:00	Vigente	GLAXOSMITHKLIN E BIOLOGICALS S.A.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1 CONJUGADO CON PROTEÍNA D PROTEÍNA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGAS PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) E INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	Consultar a Comisión Revisora para que realice la inclusión formal	J07AL02	GLAXOSMITHKLIN COLOMBIA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C	1 AÑO
20005066	AFLURIA® 0.5 mL SUSPENSIÓN INYECTABLE AFLURIA® 5 mL SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	Vigente	CSL LIMITED	HEMAGLUTININA	CAJA CON 1, 10 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE BOROSILICATO CONTENIENDO 0.5mL DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	Suspensión inyectable	18.1.1.0.N20	J07BB01	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	CONSERVESE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	2 AÑOS

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

FUNCIÓN REGULADORA
Registros Sanitarios

PUBLICACIÓN
Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014

FECHA DE PUBLICACIÓN
Mayo de 2014

Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20005193	AFLURIA® 0.5 mL SUSPENSIÓN INYECTABLE AFLURIA® 5 mL SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019	Temporalmente no comercializado	CSL LIMITED	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspensión inyectable	18.1.1.0.N20	J07BB02	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTÉJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS
20005194	AFLURIA JUNIOR 0.25 mL	INVIMA 2009 M-0010213	24/11/2019	Temporalmente no comercializado	CSL LIMITED	HEMAGLUTININA	CAJA X 1 JERINGA X 0,25 mL DE SUSPENSIÓN CAJA X 10 JERINGAS X 0,25 mL DE SUSPENSIÓN C/U	Suspensión inyectable	18.1.1.0.N20	J07BB01	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	Vigente	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	HEMAGLUTININA	CAJA X 1 y 10 JERINGA PRELLENADA X0, 5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BB02	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	CALLE 93B NO. 16 - 31	BOGOTÁ D.C.		ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO
20009299	ID FLU® 15 MICROGRAMOS/CEPA	INVIMA 2010 M-0010989	12/07/2015	Temporalmente no comercializado	SANOFI PASTEUR S.A.	HEMAGLUTININA	CAJA, BLISTER PACK TRANSPARENTE (JERINGA DE VIDRIO TIPO 1, EMBOLO DE ELASTOMERO, AGUJA ACOPLADA CUBIERTA CON CAPUCHON)	Suspensión inyectable	18.1.1.0.N20	J07BB01	SANOFI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	Vigente	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	HEMAGLUTININA	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BB02	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	CALLE 93B NO. 16 - 31	BOGOTÁ D.C.		ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	18 MESES
20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 00:00:00	Vigente	LABORATORIOS WYETH INC.	POLISACARIDO SEROTIPO 4	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0.5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07AL02	PFIZER S A S	AVENIDA SUBA NO. 95-66	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO
20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 00:00:00	Vigente	LABORATORIOS WYETH INC.	POLISACARIDO SEROTIPO 4	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0.5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07AL02	LABORATORIOS WYETH INC.	AV. SUBA Nº 95-66	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO
20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCICOS(GRUPO S A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2010M-0011293	14/09/2015 00:00:00	Vigente	SANOFI PASTEUR S.A.	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A	CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO USP TIPO I CON TAPÓN DE BUTILO DE 13mm Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS DE 0.5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07AH05	SANOFI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	1 AÑO
20013006	ID FLU 9 UG/DOSIS VACUNA ANTIGRI PAL	INVIMA 2010M-0011420	25/10/2015 00:00:00	Temporalmente no comercializado	SANOFI PASTEUR	HEMAGLUTININA	CAJA CON UNA JERINGA PREGARGADA POR 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C	1 AÑO

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS																
FUNCIÓN REGULADORA Registros Sanitarios				PUBLICACIÓN Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014										FECHA DE PUBLICACIÓN Mayo de 2014		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20013672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMOFILUS INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016 00:00:00	Vigente	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	TOXOIDE DE DIFTERIA <25 LF (SUSP DE VACUNA)	CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSION VACUNAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07CA11	SILCOV SAS.	CARRERA 13 NO 32-51 T 3 OFICINA 620 BOGOTA D.C	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	1 AÑO
20013860	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-0012117	26/05/2016 00:00:00	Vigente	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	TOXOIDE DIFTÉRICO <25LF(>30U.I.)	CAJA CON UN VIAL UNIDOSIS (0.5 mL)	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07CA99	SILCOV SAS.	CARRERA 13 NO 32-51 T 3 OFICINA 620 BOGOTA D.C	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C	1 AÑO
20013861	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS	INVIMA 2010M-0011174	23/08/2015 00:00:00	Vigente	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSTON -ZAGREB MEASLES	CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS; CAJA X 6CAJASX CON 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS C/U	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07BD52	SILCOV SAS.	CARRERA 13 NO 32-51 T 3 OFICINA 620 BOGOTA D.C	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20013861	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS	INVIMA 2010M-0011174	23/08/2015 00:00:00	Vigente	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSTON -ZAGREB MEASLES	CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS; CAJA X 6CAJASX CON 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS C/U	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N30	J07BD52	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	CALLE 110 NO. 15-17 OFICINA 103	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020 00:00:00	Vigente	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODISIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCIÓN + JERINGA CON AGUJA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODISIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCIÓN + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BG01	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	CALLE 93B NO. 16 - 31	BOGOTÁ D.C.		ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	3 AÑOS
20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016 00:00:00	Vigente	GREEN CROSS CORPORATION	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV/06) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7mL DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BK01	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTÁ D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	1 AÑO
20018506	H-B -VAX ® II 10 MCG /mL	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1mL SUSPENSION), TAPÓN DE BROMOBUTILO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 25 °C Y HUMEDAD DEL 60% .	2 AÑOS
20018506	H-B -VAX ® II 10 MCG /mL	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1mL SUSPENSION), TAPÓN DE BROMOBUTILO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-33 CAPITAL TOWER PISO 8	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 25 °C Y HUMEDAD DEL 60% .	2 AÑOS
20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	Vigente	LABORATORIOS DELTA S.A.	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION. CAJA DE CARTON CON 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION. CAJA DE CARTON CON 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AM01	LABORATORIOS DELTA S.A.			IMPORTADOR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	12 MESES
20018507	H-B-VAX ®II 5 MCG/ 0,5 mL	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPÓN BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO/PLASTICO CONTENIENDO 0.5 mL DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE ENTRE 2°Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	3 AÑOS
20018507	H-B-VAX ®II 5 MCG/0.5 mL	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPÓN BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO/PLASTICO CONTENIENDO 0.5 mL DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC01	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-33 CAPITAL TOWER PISO 8	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE ENTRE 2°Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	3 AÑOS

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS																
FUNCIÓN REGULADORA					PUBLICACIÓN								FECHA DE PUBLICACIÓN			
Registros Sanitarios					Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 22 de abril de 2014								Mayo de 2014			
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Norma farmacológica	ATC	Establecimiento	Dirección	CIUDAD	ROL	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20042287	VACUNA ABSORBIDA ANTIDIFTERICA, ANTITETANICA Y CONTRA LAS TOSFERINA	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	Vigente	SILCOV SAS.	VACUNA ABSORBIDA ANTIDIFTERICA, ANTITETANICA Y CONTRA LAS TOSFERINA	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 TRANSLUCIDO POR 5 mL	Suspensión inyectable	18.1.1.0.N30	J07CA11	SILCOV SAS.	CRA 19 N° 114-09	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO
20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKA/MERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016 00:00:00	Vigente	MERCK & CO., INC.	CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BK01	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	ALMACENESE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 -8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	3 AÑOS
20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 00:00:00	Vigente	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO A 10 µG CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33 5 µG	CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPÓN DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LÍQUIDO MEN C W Y; CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOF MEN A CON TAPÓN DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ LÍQUIDO MEN C W Y + AGUJA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	Consultar a Comisión Revisora para que realice la inclusión formal	J07AH07	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	CALLE 93B NO. 16 - 31	BOGOTÁ D.C.		CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	3 AÑOS
20019145	VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC99	FROSST LABORATORIES INC	CALLE 100 NO. 7 - 33 PISO 8.	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	LOS REPORTE E INFORMES DE FARMACOVIGILANCIA DEBEN PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 2004009455 DEL 28 DE MAYO DE 2004.	3 AÑOS
20019145	VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015 00:00:00	Vigente	MERCK & CO. INC.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	CALLE 100 NO. 7-33 CAPITAL TOWER PISO 8	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	LOS REPORTE E INFORMES DE FARMACOVIGILANCIA DEBEN PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 2004009455 DEL 28 DE MAYO DE 2004.	3 AÑOS
20019622	FLUZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016 00:00:00	Temporalmente no comercializado	SANOFI PASTEUR INC.	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis.	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017 00:00:00	Temporalmente no comercializado	GREEN CROSS CORPORATION	HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BB01	BIOTOSCANA FARMA S.A.	CARRERA 13 NO. 85 - 39 OFICINA 202 BOGOTÁ - COLOMBIA	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	CONSERVENSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES
20037769	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017	Temporalmente no comercializado	SANOFI PASTEUR INC.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona.Tapa del embolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL - tapon	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N20	J07BB01	SANOFI PASTEUR S.A.	CARRERA 12 NO. 89-28 PISO 3	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	Vigente	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	Ampolla x 0,5 mL en vidri claro tipo I	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AM01	SILCOV SAS.	CARRERA 13 NO 32-51 T 3 OFICINA 620 BOGOTA D.C	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO
20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	Vigente	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	Ampolla x 0,5 mL en vidri claro tipo I	SUSPENSION INYECTABLE	18.1.1.0.N10	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	CALLE 110 NO. 15-17 OFICINA 103	BOGOTA D.C.	IMPORTADOR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO