



	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>							Fecha de última revisión	
								11-Sep-13	


Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
5500	MORUPAR	INVIMA 2005 M-001895-R1	25/08/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	CHIRON S.R.L.	VIRUS DE SARAMPION CEPA SCHWARZ NO MENOS	FRASCOS DE 1 DOSIS EN CAJA DE 1 UNIDAD. FRASCOS DE 10 DOSIS EN CAJA DE 10 UNIDADES. 10 FRASCOS - 1 DOSIS - 0,5 mL. + 10 AMPOLLAS CON DILUENTE.	SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	3 AÑOS
5500	MORUPAR	INVIMA 2005 M-001895-R1	25/08/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	CHIRON S.R.L.	VIRUS DE SARAMPION CEPA SCHWARZ NO MENOS	FRASCOS DE 1 DOSIS EN CAJA DE 1 UNIDAD. FRASCOS DE 10 DOSIS EN CAJA DE 10 UNIDADES. 10 FRASCOS - 1 DOSIS - 0,5 mL. + 10 AMPOLLAS CON DILUENTE.	SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	3 AÑOS
7037	POLIORAL (VACUNA POLIOMELITICA VIVA, ORAL)	INVIMA 2005 M-008440-R2	30/06/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	VIRUS POLIO TIPO 1 ATENUADO (CEPA L SC 2 AB)	FRASCO GOTERO POR 1, 10 Y 20 DOSIS EN CAJA POR 10 FRASCOS CON INSERTO.	SOLUCION ORAL		0 0
7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2005 M-001894R1	21/07/2015	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	NOVARTIS VACCINES	Antígenos de superficie de virus de la influenza (hemaglutinina y neuraminidasa) cultivados en huevos fertilizados de gallinas sanas e inactivados con formaldehído a partir de las siguientes cepas: A/California/07/2009 (H1N1) (cepa análoga: A/California/07/2009, NYMC X-181) : 15 microgramos hemaglutinina; A/Perth/16/2009 (H3N2) (cepa análoga: A/Victoria/210/2009, NYMC X-187): 15 microgramos hemaglutinina; B/Brisbane/60/2008 (cepa análoga: B/Brisbane/60/2008, NYMC BX-35): 15 microgramos hemaglutinina.	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 o 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	Suspensión Inyectable	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS
13838	EPAXAL INYECTABLE	INVIMA 2008 M-010758 R1	07/02/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	BERNA BIOTECH S.A.	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A MAYOR A	CAJA X 1 o 50 AMPOLLAS CON 0,5 mL. CAJA X 1 o 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	ENTRE 2°C -8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	3 AÑOS
29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS


		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
									11-Sep-13		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
29155	VAXIGRIP	INVIMA 2008 M-009609R2	01/10/2018	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	Cada 0,5 mL contienen virus de la Influenza (inactivada, atenuada) de las siguientes cepas: A/Perth/16/2009(H3N2) - cepa derivada utilizada NYMC X - 187 15 µg de Hemaglutinina, B/Brisbane/60/2008 15 µg de Hemaglutinina, A/California/7/2009(H1N1) - cepa derivada utilizada NYMC X -179A. 15 µg de hemaglutinina	JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL. EN CAJA POR 1 o 10 JERINGAS.	Suspensión inyectable	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522-R2	22/03/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPION CEPAS SCHWARZ, COMO MINIMO	CAJA POR 1 o 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I POR UNA DOSIS, MAS JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	3 AÑOS
29158	IMOVAX® POLIO	INVIMA M-009608-R1	18/11/2018	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A., Lyon	CADA 0,5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJAS CON UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS POR 0,5 ML CON UNA AGUJA. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS.	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C	3 AÑOS
32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGIDITIS GRUPO C	1 FRASCO CON UNA DOSIS DE VACUNA EN FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 + JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SOLVENTE	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS
32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A., Lyon	POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGIDITIS GRUPO C	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 mL DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPÓN CON ÉMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS
34332	VERORAB®	INVIMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES (PM/W138 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA. > 2.5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PRELLENADA CON 0,5mL DE SOLVENTE. CAJA POR 5 FRASCOS VIALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0,5mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
							11-Sep-13				
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
34332	VERORAB®	INVIMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PM/W138 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2.5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE: CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PRELLENADA CON 0,5mL DE SOLVENTE. CAJA POR 5 FRASCOS VIALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0,5mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
34354	ENGERIX®-B SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
34354	ENGERIX®-B SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	INSTITUTO FINLAY	POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCO SEROGRUPO C	Caja con un vial x 1 x 5 x 10 ó 20 dosis ( 0,5 mL ) vial. Caja con 10 viales x 1 x 5 x 10 ó 20 dosis ( 0,5 mL ) vial en estuche individual.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	INSTITUTO FINLAY	POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCO SEROGRUPO C	Caja con un vial x 1 x 5 x 10 ó 20 dosis ( 0,5 mL ) vial. Caja con 10 viales x 1 x 5 x 10 ó 20 dosis ( 0,5 mL ) vial en estuche individual.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2-8°C	3 AÑOS

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión 11-Sep-13


Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
40987	ENGERIX B (DOSIS PEDIATRICA)	INVIMA 2003 M-14408 R1	23/01/2014	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	HBSAG PURIFICADO	MULTIDOSIS: CAJA CON 1 VIAL DE 5 mL (10 DOSIS). CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA X 0.5 mL CON AGUJA ESTÉRIL SEPARADA CON TOPE ( BACK-STOP). MONODOSIS: CAJA CON 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I, CON TAPÓN DE CAUCHO GRIS BUTILADO Y ENGRAFADO X 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	3 AÑOS
41360	TYPHIM VI	INVIMA 2004 M-014630-R1	03/06/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA POR 0,5mL UNIDOSIS. CAJA DE 10 VIALES MULTIDOSIS POR 20 DOSIS CADA UNO.	SOLUCION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	2 AÑOS
45768	VIVOTIF BERNA CAPSULAS	INVIMA 2005 M-005136-R2	01/12/2015	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	CRUCCELL SWITZERLAND AG	ORGANISMOS VIABLES DE LA CEPA ATENUADA DE SALMONELLA TYPHI TY 21A >2 X10 EXPONENTE 9	CAJA POR 3 CAPSULAS EN BLISTER + 3 X 2 CAPSULAS DE BICARBONATO DE SODIO.	CAPSULA CON CUBIERTA ENTERICA	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	2 AÑOS
47854	STAMARIL	INVIMA 2005 M-000934R1	18/05/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA ESTRAIDA 17D/AB 237 CULTIVADO: □ EN HUEVOS EMBRIONADOS	CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPÓN DE CAUCHO, AGRAFE DE ALUMINIO CON SELLO DE POLIPROPILENO CONTENIENDO POLVO LIOFILIZADO PARA 10 DOSIS Y CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO CON TAPON DE CAUCHO Y AGRAFE DE ALUMINIO CON	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	3 AÑOS
47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO: MINIMO 1,000 LD 50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS	1 AÑO

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
							11-Sep-13				
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	POLIOSIDOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	CAJA POR UNA (1) JERINGA PRELLENADA X 0,5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENADO A TEMPERATURAS ENTRE +2°C Y +8°C PROTEGIDOS DE LA LUZ.	2 AÑOS
60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2006 M-003900 R-1	02/05/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR LTD.	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO	CAJA CON 1 VIAL DE 1 mL POR 1 DOSIS (FRASCO VIDRIO TIPO I)	SUSPENSION INYECTABLE	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	2 AÑOS
95003	LUIVAC(R) TABLETAS	INVIMA 2005 M-002137 R1	18/01/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR, ENVASAR Y VENDER	DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH	LISADO BACTERIANO QUE CONTIENE AL MENOS 1 POR 10 EXPONENCIAL 9 GERMESES DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CEPAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STREPTOCOCCUS MITIS, STREPTOCOCCUS PYOGENES, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, BRAMHAMELLA CATARRHALIS.	BLISTEER PVC INCOLORO / ALUMINIO / LACA SELLANTE EN CAJA POR 14 Y 28 TABLETAS	TABLETA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 – 8 °C	3 AÑOS
200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-005980R1	25/05/2017	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	Cada dosis de 0,5 mL contiene 15 µg de hemaglutininas de virus antinfluenza fraccionado, inactivado y purificado de cada una de las siguientes cepas: A/California/07/2009 X-179 A, A/Victoria/210/2009 X-187, B/Brisbane/60/2008		Suspensión inyectable	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS
213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CA JA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5mL	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 AÑOS

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE								Fecha de última revisión 11-Sep-13	
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
216963	TWINRIX SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175)	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PRELLENADA CON 1 mL. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENESE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 -8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	3 AÑOS
218616	FLUARIX SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS : -A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) - CEPÁ DERIVADA UTILIZADA NYMC X-181 15 µG DE HEMAGLUTININA	CAJA X 1 Ó 10 JERINGAS. PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL. AGUJA DE ACERO Y ELASTÓMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE	3 AÑOS
226021	HEPAVAX - GENE 20MCG/mL	INVIMA 2008 M-010637 R-1	14/11/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBSAG)	CAJA POR 1 Y 50 VIALES DE VIALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 ml MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS
227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) MAYOR O IGUAL QUE	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPÓN DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLEDA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	CONSERVAR EN NEVERA 2 - 8 °C.	2 AÑOS
229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA) UNA CANTIDAD MAYOR O IGUAL A	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS


	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión
		11-Sep-13


Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
230249	INFANRIX -IPV- HIB (DTPA- IPV+HIB)	INVIMA 2009M- 012551-R1	23/07/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1, (MAHONEY SEMILLA)	CAJA, VIAL + JERINGA PRELLENADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS
19900492	TRITANRIX- HB+HIBERIX	INVIMA 2010 M- 012295 R1	18/03/2020 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	R-DNA HEPATITIS B VIRUS SURFACE ANTIGEN	CAJA POR VIAL DE TRITANRIX HB LIQUIDO EN CAJA DE INDIVIDUAL + VIAL DE HIBERIX LIOFILIZADO EN CAJA INDIVIDUAL + JERINGA	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS
19900614	TYPHERIX® VACUNA	INVIMA M- 13543	25/08/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	POLISACÁRIDO VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA, JERINGA PRELLENADA POR 0,5 mL POR 2 AGUJAS 25G1 Y 25G1 (TERUMO) + INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C , PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO
19903040	VAXIGRIP PEDIÁTRICO SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2010 M- 13812R1	09/09/2015	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-179A 7,5 µG DE HEMAGLUTININA		Jeringa prellenada suspensión inyectable	ALMACENESE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C, NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCIÓN) NO DEBE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	2 AÑOS

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
							11-Sep-13				
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M- 13946 R1	22/06/2020 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MIN	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA (PFS) SIN AGUJA FIJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS (PFS) SIN AGUJA FIJA LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	2 AÑOS
19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - Hib).	INVIMA 2010 M- 14204-R1	09/12/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE ( PROTEINA S)	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELLENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUI R A SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENESE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	3 AÑOS
19910986	INFLUVAC INYECTABLE	INVIMA 2011M- 0000277-R1	16/12/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	ABBOTT BIOLOGICALS B.V. C.J. VAN HOUTENLAAN 36 NL- 1381-CP WEEPS,	HEMAGLUTININA : DE LA CEPA A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)- DERIVED STRAIN USED REASS. VIRUS NYMC X-181	Caja con 1 jeringa vidrio tipo I de 0, 5 mL Caja con 10 jeringas vidrio tipo I de 0, 5 mL en blister por 1 ó 5 jeringas cada uno.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8 °C	3 AÑOS
19915184	TETANEA 1.500 U.I./mL	INVIMA 2012M- 0000539-R1	01/03/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOPI PASTEUR S.A.	FRAGMENTOS F(AB) <sup>2</sup> DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1.0 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. NO CONGELAR .	1 AÑO



		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
									11-Sep-13		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19930757	IMOGAN RABIA	INVIMA 2003M-0002603	11/08/2013 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOPI PASTEUR S.A.	INMUNOGLOBULINA DE RABIA HUMANA 200-360 MG DE PROTEINAS QUE CONTIENE POR LO MENOS	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I, POR 2 Ó 10 mL	SOLUCION INYECTABLE	CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 - 8 °C.	2 AÑOS
19932391	VACUNA DE VIRUS VIVO DE SARAMPION Y RUBEOLA U.S.P (LIOFILIZADA)	INVIMA 2004M-0003649	13/09/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	VIRUS DE SARAMPION	10 DOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS-VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUENTE; UNIDOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS - VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACENADO A 2 °C A 8°C, NO CONGELAR	6 MESE
19932391	VACUNA DE VIRUS VIVO DE SARAMPION Y RUBEOLA U.S.P (LIOFILIZADA)	INVIMA 2004M-0003649	13/09/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	VIRUS DE SARAMPION	10 DOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS-VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUENTE; UNIDOSIS: CAJA POR 50 FRASCOS - VIAL EN VIDRIO TIPO I, COLOR AMBAR + DILUENTE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACENADO A 2 °C A 8°C, NO CONGELAR	6 MESE
19936146	PEDIACEL	INVIMA 2003M-0002834	10/11/2013 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOPI PASTEUR LIMITED	ANTIGENO D	JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL DE VACUNA	SUSPENSION INYECTABLE	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	3 AÑOS
19937181	POLIORIX VACUNA	INVIMA 2003M-0002700	05/09/2013 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	VIRUS INACTIVADO DE POLIO (IPV) - TIPO 1 (MAHONEY)	VIAL MONODOSIS: CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5mL (VIDRIO OSCURO TIPO I); VIAL MULTIDOSIS: CAJA POR 1, 10 Y 50 VIALES DE 5mL (VIDRIO OSCURO TIPO I). CADA VIAL ESTA PROVISTO DE UN TAPON DE CAUCHO GIS BUTILADO Y ENGRAFADO.	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENESE ENTRE 2 - 8 °C, PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR UNA VEZ RECONSTITUIDA, AGITE FUERTEMENTE, MANTENGASE PROTEGIDO DE LA LUZ Y USELA MAXIMO 6 HORAS DESPUES DE SU RECONSTITUCION.	2 AÑOS

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
							11-Sep-13				
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19937479	VACUNA DE LA HEPATITIS -B (RADN) ADULTOS	INVIMA 2004M-0003147	01/04/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (PRODUCTO EN LA LEVADURA HAENSENULA POLYMORPHA)	FRASCO TUBULAR DE FLINTGLASS POR 0.5 (1 DOSIS PEDIATRICA) , 1(1 DOSIS), 5(10 DOSIS PEDIATRICA) Y 10 (10 DOSIS) mL	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	2 AÑOS
19937479	VACUNA DE LA HEPATITIS -B (RADN) ADULTOS	INVIMA 2004M-0003147	01/04/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (PRODUCTO EN LA LEVADURA HAENSENULA POLYMORPHA)	FRASCO TUBULAR DE FLINTGLASS POR 0.5 (1 DOSIS PEDIATRICA) , 1(1 DOSIS), 5(10 DOSIS PEDIATRICA) Y 10 (10 DOSIS) mL	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	2 AÑOS
19937483	VACUNA BCG (LIOFILIZADA)	INVIMA 2004M-0003182	01/04/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	MYCOBACTERIUM BOVIS VIVO ATENUADO (BACILO CALMETTE GUERIN) 1X 10 -33X10	frasco por 0.5mL para 10 dosis y frasco por 1.0mL para 20 dosis	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	5°C MAS O MENOS 3°C	3 AÑOS
19937483	VACUNA BCG (LIOFILIZADA)	INVIMA 2004M-0003182	01/04/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	MYCOBACTERIUM BOVIS VIVO ATENUADO (BACILO CALMETTE GUERIN) 1X 10 -33X10	frasco por 0.5mL para 10 dosis y frasco por 1.0mL para 20 dosis	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	5°C MAS O MENOS 3°C	3 AÑOS
19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2004M-0003240	12/04/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA(VIDRIO TIPO I, INCOLORO) CON AGUJA Y 0,5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	2 AÑOS
19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2004M-0003330	13/05/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
							11-Sep-13				
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2004M-0003473	17/06/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	INSTITUTO FINLAY	ANATOXINA TÉTANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5,0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10,0mL. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPÓN DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	2 AÑOS
19946359	MORU VIRATEN BERNA	INVIMA 2004M-0003706	25/10/2014 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	BERNA BIOTECH S.A.	VIRUS SARAMPION EZ 19 VIVOS AL MENOS 1000 TCID 50. VIRUS RUBEOLA WISTAR R A 27/3 AL MENOS 100 TCID 50.	CAJA X 50 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 10 DOSIS + SOLVENTE EN CAJAS X 50 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 10 DOSIS	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C).	2 AÑOS
19947475	FLUAD	INVIMA 2005 M-0004815	12/10/2015	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	NOVARTIS VACCINES	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 15MCG PARA C/U DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/07/2009 NYMC X-181, A/VICTORIA/210/2009 NYMC X-187, B/BRISBANE/60/2008 NYMC BX-35		Suspensión Inyectable	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES
19947640	VAX TYVI	INVIMA 2005M-0004384	11/05/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	INSTITUTO FINLAY	POLISACARIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	ESTUCHE POR 1, 10 y 20 BULBOS C/U CONTENIENDO 10 DOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión 11-Sep-13

Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19951123	ROTARIX® VACUNA	INVIMA 2005M- 0004647	18/08/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO. CEPA RIX 4414 (1000.000 DE CCID50) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CCID50	CAJA POR 10 VIALES CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DILUENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFILIZADO Y 10 DISPOSITIVOS PLÁSTICOS DE TRANSFERENCIA	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 AÑOS
19952048	VAXIGRIP MULTIDOSIS	INVIMA 2005 M- 0004724	06/09/2015	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	Cada 0,5 mL contienen virus de la gripe cultivado en huevos fertilizados, fraccionado con Octoxynol-9 inactivado con formaldehído, purificado que contiene antígenos equivalentes a: A/California/7/2009 (H1N1) cepa derivada utilizada NYMC X- 179A 15 µg de hemaglutinina, A/Perth/16/2009 (H3N2)-cepa derivada utilizada NYMC X-187 derivada de A/Victoria/210/2009 15 µg de hemaglutinina, B/Brisbane/60/2008 15 µg de hemaglutinina		Frasco multidosis con suspensión inyectable	ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS
19954151	VACUNA ANTIRRABICA U.S.P. SII RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2005M- 0005041	13/12/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1mL.	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS
19954151	VACUNA ANTIRRABICA U.S.P. SII RABIVAX (LIQUIDA)	INVIMA 2005M- 0005041	13/12/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	ANTIGENO RABICO (MINIMO)	FRASCO VIAL EN VIDRIO TIPO I POR 1mL.	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión
		11-Sep-13


Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19955183	HEPAVAX - GENE TF ® 20 MCG	INVIMA 2006 M-0006143	10/08/2016	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	BERNA BIOTECH KOREA	ANTÍGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITS B		Suspensión Inyectable	ALMACENESE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS
19955184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2006 M-0006319	11/09/2016	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	BERNA BIOTECH KOREA	ANTÍGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B		Suspensión Inyectable	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES
19960964	FENDRIX VACUNA	INVIMA 2006M-0005306	22/02/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RDNA HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN ( HBSAG), ADSORBED	0,5 mL de suspensión en una jeringa prellenada vidrio tipo I con un tapon en el embolo de butilo gris en un paquete de una pieza, o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. ACTA 14 DEL 04 DE ABRIL DE 2011 NUMERAL 3.13.15, INSERTO	1 AÑO
19965327	VIVAXIM	INVIMA 2006M-0006420	02/10/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOPI PASTEUR S.A.	PRIMERA CAMARA : VACUNA TIFOIDEA VI POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPHI (ESPECIE T Y 2) 25 MCG; SEGUNDACAMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA ( VIRUS * INACTIVADO HEPATITIS A 160 UNIDADES ANTÍGENAS**)	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE DOBLE COMPARTIMENTO	SUSPENSION INYECTABLE	ENTRE 2 - 8° C	2 AÑOS
19972109	GARDASIL ® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16 .18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C y 8°C.	2 AÑOS

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>									Fecha de última revisión	
											11-Sep-13

Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C y 8°C.	2 AÑOS
19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO., INC	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 X 10E6	caja por 1 y 10 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto.	SUSPENSION ORAL	TEMPERATURAS ENTRE 2°C y 8°C	2 AÑOS
19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO., INC	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 X 10E6	caja por 1 y 10 tubos de polietileno de baja densidad en sobre mas inserto.	SUSPENSION ORAL	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS
19972860	QUINVAXEM® INYECCION 0.5 mL	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	TOXOIDE DE DIFTERIA PURIFICADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	3 AÑOS

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión
		11-Sep-13


Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19976521	FLULAVAL VACUNA	INVIMA 2007M-0007153	24/07/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	A (H1N1) STRAIN A/ CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)-LIKE STRAIN: A/CALIFORNIA/7/2009 NYMC X-179A	vial de vidrio tipo I con 5 mL con tapon de clorobutilo gris, siliconizado con sello de aluminio	SUSPENSION INYECTABLE	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	3 AÑOS

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
							11-Sep-13				
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19976538	OPVERO VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VIVA)	INVIMA 2007M-0007397	06/11/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOPI PASTEUR S.A.	VIRUS DE LA POLIOMELITIS TIPO 3	CAJA POR 10 TUBOS DE PEBD, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml Y CAJA POR 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I, CADA UNO CON 10 DOSIS DE 0,1 ml.	SUSPENSION ORAL	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
19979609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	HEBER BIOTEC S.A.	PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 viales modnodosis.	SOLUCION INYECTABLE	CONSERVESE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C, NO CONGELAR, PROTEJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25 ° C O MENOR, SE PUEDEADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR	3 AÑOS
19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16	CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, CON TOPE DE EMBOLO (GOMA DE BUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO DE 2-8°C A 2-30°C.	3 AÑOS
19981655	HEBERPENTA	INVIMA 2008M-0008124	09/06/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	HEBER BIOTEC S.A.	VIAL IFOGEN: ANTIGENO DE SUPERFICIE ADN - RECOMBINANTE DEL VHB	1 VIAL QUE CONTIENE UNA SUSPENSION DE VACUNA TETRAVALENTE DPT - HB EQUIVALENTE A 1 DOSIS + 1 VIAL QUE CONTIENE UNA SOLUCIÓN CONCENTRADA DE LA VACUNA HIB EQUIVALENTE A 1 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	18 MESES



	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión
		11-Sep-13

Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19983099	M-M-R® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS
19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1	CAJA POR 1 Y 10 VIALES MAS INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	2 A 8 °C NO CONGELAR	2 AÑOS
19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1	CAJA POR 1 Y 10 VIALES MAS INSERTO	SOLUCION INYECTABLE	2 A 8 °C NO CONGELAR	2 AÑOS
19983188	H-B VAX® II 40 MCG/mL (VACUNA HEPATITIS B [RECOMBINANTE])	INVIMA 2008M-0008636	20/11/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO., INC	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLÁSTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión
		11-Sep-13

Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19983188	H-B VAX® II 40 MCG/mL (VACUNA HEPATITIS B (RECOMBINANTE))	INVIMA 2008M-0008636	20/11/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO., INC	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINIO CON TAPA PLÁSTICA TIPO FLIP OFF, MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS
19983988	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12.5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL+3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 mL. + VIAL CON SUSPENSIÓN RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
19986115	EPAXAL JUNIOR	INVIMA 2008M-0007949	24/04/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	CRUCCELL SWITZERLAND AG	ANTIGENO DEL VIRUS DE HEPATITIS A	CAJA POR 1 y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,25 mL	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	3 AÑOS
19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR LIMITED	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 mL DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURA ENTRE 2 -8°C	3 AÑOS
19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PRELLENADA CON 0,5 mL DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión
		11-Sep-13


Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19989868	HIBERIX VACUNA	INVIMA 2009M-0009106	29/01/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	CONJUGADO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B POLISACARIDO CAPSULAR (PRP) Y TOXOIDE TETANICO 30 A 50 µG EQUIVALENTES A 10 µG DE HIB POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO ACOPLADO A 20 A 40 µG DE TOXOIDE TETANICO	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON PRODUCTO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ml, TAPON DE CAUCHO BUTILO, AGRAFE TIPO FLIP OFF, JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON DILUENTE CON TAPA DE CAUCHO BUTILO EN LA PUNTA Y 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACÉNESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	2 AÑOS
19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON DILUENTE PARA RECONSTITUCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C, UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DÍAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS
19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	VIRUS DE SARAMPIÓN VIVO ATENUADO (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 mL DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACÉNESE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	2 AÑOS
19990934	VAQTA® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO; NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 AÑOS
19990934	VAQTA® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1,0 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO; NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0,5 mL DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 AÑOS

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>								Fecha de última revisión	
									11-Sep-13	

Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ANTIGENO HAV	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA POR 1 mL, AGUJA.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACÉNESE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS
19991862	ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO( CEPA RIX4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1,5 mL) (1 DOSIS)/CADA JERINGA	SUSPENSION ORAL	MANTENIDO REFRIGERADO A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
19992132	TRITANRIX® HB VACUNA	INVIMA 2008M-0008820	10/12/2018 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	ANTIGENO DE SUPERFICIE RECOMBINANTE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA CON VIAL MONODOSIS DE 3 mL CAPACIDAD CONTENIENDO 0,5 mL DE LA SUSPENSION; CAJA CON VIAL PARA 10 DOSIS DE 10 mL DE CAPACIDAD; VIAL PARA 2 DOSIS DE 3 mL DE CAPACIDAD	SUSPENSION INYECTABLE	MANTENER REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 Y 8 °C	1 AÑO
20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1, 10, y 20 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2°C - 8°C	1 AÑO
20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1 CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEÍNA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGAS PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) E INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C	1 AÑO


	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>								Fecha de última revisión	
									11-Sep-13	

Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20005066	AFLURIA® 0.5 mL SUSPENSIÓN INYECTABLE AFLURIA® 5 mL SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2009M- 0010222	30/11/2019	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	CSL LIMITED	A/CALIFORNIA /7/2009 (H1N1)- LIKE STRAIN HA		Suspensión inyectable	CONSERVESE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	2 AÑOS

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
										11-Sep-13	
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20005193	AFLURIA® 0.5 mL SUSPENSIÓN INYECTABLE AFLURIA® 5 mL SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	CSL LIMITED	A/CALIFORNIA /7/2009 (H1N1)- LIKE STRAIN HA		Suspensión inyectable	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTÉJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS
20005194	AFLURIA JUNIOR 0.25 mL	INVIMA 2009 M-0010213	24/11/2019	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	CSL LIMITED	A(H1N1): AN A/CALIFORNIA /7/2009 (H1N1)-LIKE STRAIN HA		Jeriga prellenada con suspensión inyectable	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	B/BRISBANE/60/2008 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 1 y 10 JERINGA PRELLENADA X0, 5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO
20009299	ID FLU® 15 MICROGRAMOS/CEPA	INVIMA 2010 M-0010989	12/07/2015	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	Cada dosis de 0.1 mL contiene virus: de la gripe inactivados y fraccionados de las cepas siguientes: A/California/7/2009 (H1N1)-cepa derivada utilizada NYMC X-179A 15 µg de hemaglutinina, A/Perth/16/2009 (H3N2)- cepa derivada utilizada NYMC X-187 derivada de A/Victoria/210/2009 15 µg de hemaglutinina, B/Brisbane/60/2008		Suspensión inyectable	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20009679	FLUVIRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	B/BRISBANE/60/2008. (3,11)	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	18 MESES
20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LABORATORIOS WYETH INC.	POLISACARIDO SEROTIPO 4	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión
		11-Sep-13


Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M- 0010461	26/02/2020 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LABORATORIOS WYETH INC.	POLISACARIDO SEROTIPO 4	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELENADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO
20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCICO (GRUPOS A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2010M- 0011293	14/09/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR S.A.	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A	CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO USP TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13mm Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS DE 0.5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	1 AÑO
20013006	ID FLU 9 UG/DOSIS VACUNA ANTIGRI PAL	INVIMA 2010M- 0011420	25/10/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-179A 9 µG DE HEMAGLUTININA	CAJA CON UNA JERINGA PREGARGADA POR 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	EN REFRIGERACION ENTRE 2 - 8 °C	1 AÑO


		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
							11-Sep-13				
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20013672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMOFILUS INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	TOXOIDE DE DIFTERIA <25 LF (SUSP DE VACUNA)	CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSIÓN VACUNAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	1 AÑO
20013860	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-0012117	26/05/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	TOXOIDE DIFTÉRICO <25LF(>30U.I.)	CAJA CON UN VIAL UNIDOSIS (0.5 mL)	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 °C	1 AÑO
20013861	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS	INVIMA 2010M-0011174	23/08/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSTON -ZAGREB MEASLES	CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS; CAJA X 6CAJASX CON 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS C/U	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20013861	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS	INVIMA 2010M-0011174	23/08/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSTON -ZAGREB MEASLES	CAJA X 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS; CAJA X 6CAJASX CON 50 FRASCOS AMPOLLA X 1 DOSIS C/U	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODISIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCIÓN + JERINGA CON AGUJA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODISIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCIÓN + 5 JERINGA CON AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GREEN CROSS CORPORATION	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV/06) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7mL DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	1 AÑO



	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión 11-Sep-13

Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20018506	H-B -VAX @ II 10 MCG /mL	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1mL SUSPENSIÓN), TAPÓN DE BROMOBUTILO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 25 °C Y HUMEDAD DEL 60% .	2 AÑOS
20018506	H-B -VAX @ II 10 MCG /mL	INVIMA 2010M-0011570	01/12/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE HBSAG	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I (1mL SUSPENSIÓN), TAPÓN DE BROMOBUTILO GRIS SELLO DE ALUMINIO TAPA PLÁSTICA FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 25 °C Y HUMEDAD DEL 60% .	2 AÑOS
20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LABORATORIOS DELTA S.A.	VACUNA ABSORBIDA CONTRA EL TETANO	CAJA DE CARTON CON 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN. CAJA DE CARTON CON 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN. CAJA DE CARTON CON 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	12 MESES
20018507	H-B-VAX @II 5 MCG/0.5 mL	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPÓN BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO/PLASTICO CONTENIENDO 0.5 mL DE SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	ALMACENESE ENTRE 2°Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	3 AÑOS

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
							11-Sep-13				
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20018507	H-B-VAX® II 5 MCG/0.5 mL	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPÓN BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO/PLASTICO CONTENIENDO 0.5 mL DE SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	3 AÑOS
20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKA/MERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO., INC.	CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	3 AÑOS
20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO GRUPO A 10 µG CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33 5 µG	CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOFILIZADO CON TAPÓN DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LÍQUIDO MEN C W Y; CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOFILIZADO CON TAPÓN DE HALOBUTILO+ JERINGA (VIDRIO TIPO I) CONJ. LÍQUIDO MEN C W Y + AGUJA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	3 AÑOS
20019145	VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	LOS REPORTES E INFORMES DE FARMACOVIGILANCIA DEBEN PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 2004009455 DEL 28 DE MAYO DE 2004.	3 AÑOS

		LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE							Fecha de última revisión		
									11-Sep-13		
Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20019145	VACUNA @ 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	MERCK & CO. INC.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	LOS REPORTES E INFORMES DE FARMACOVIGILANCIA DEBEN PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 2004009455 DEL 28 DE MAYO DE 2004.	3 AÑOS
20019622	FLUZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR INC.	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANTIINFLUENZA FRACCIONADO, INACTIVADO Y PURIFICADO 7.5 µG DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/ CALIFORNIA/07/2009 X-179A A/VICTORIA/210/2009 X-187 B/BRISBANE/60/2008	Caja x 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis.	SUSPENSION INYECTABLE	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2-8°C	3 AÑOS
20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017 00:00:00	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	GREEN CROSS CORPORATION	A/VICTORIA/210/2009(H3N2)	JERINGA PRELLENADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	CONSERVÉSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES
20037969	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	SANOFI PASTEUR INC.	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)	Caja con 10 jeringas por 0,5 mL vidrio de borosilicato tipo I transparente- adaptador y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embolo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL - tapon	SUSPENSION INYECTABLE	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA LTDA,	PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I DE 1 mL POR 10 DOSIS Y VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 2 mL POR 20 DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO
20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	ampolla x 0.5 mL en vidrio claro tipo I	SUSPENSION INYECTABLE	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO

	<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE</b>	Fecha de última revisión
		11-Sep-13

Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Estado registro	Modalidad	Titular	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL
20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	Vigente	IMPORTAR Y VENDER	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	ampolla x 0,5 mL en vidri claro tipo I	SUSPENSION INYECTABLE	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	1 AÑO