

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL		* Esta publicación se encuentra disponible también en: www.datos.gov.co															
FUNCIÓN REGULADORA		PUBLICACION															
Registros Sanitarios		Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Marzo de 2016															
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Taular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador	
1	29151	TETAUX VACUNA INYECTABLE	INVMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANCO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA o INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
2	29158	IMOVAX POLIO	INVMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML. DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 UI TIPO 2 8 UI, TIPO 3 32 UI.	CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
3	34332	VERORAB	INVMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015 En trámite de Renovación	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WIESTAR RAIBES PAVIM 100 JM. PRODUCIDO EN LINEAS DE CELLA DE VITRO INACTIVADO CON BETA. PROPIOLACTONA 2.5 g/l. POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES.	CAJA POR 1 FRASCO VIAL LIOFILIZADO POR UNADOSIS Y JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ml. de solvente. CAJA POR 2 FRASCOS VALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0.5 ml. de solvente.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Campus Mérieux 1541, avenue Mérieux 69280 Marcy l'Etoile, y Parc industriel Girardin 27100 Val de Reuil, Francia	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
4	34354	ENGERVIBR SUSPENSION INYECTABLE	INVMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (PESADO EQUIVALENTE A 20 UI DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	Bogotá - Colombia	
5	40062	VA MENDOC - BOB	INVMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGUPO C	Caja con 10 viales y 10 dosis (0.5 ml) vial en estuche individual - CAJA CON 10 VALES X 5 DOSIS (0.5 ML) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL - CAJA CON 10 VALES X 10 DOSIS (0.5 ML) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL - CAJA CON UN VIAL X 1.35 X10 a 20 dosis (0.6 ml) vial.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES 3 AÑO	J07A403	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 1905, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia	
6	47855	STAMARIL VACUNA DE FIEBRE AMARILLA	INVMA 2005 M-009940-R1	05/08/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL CEPA 17D. EXENTA DE VIRUS DE LELUCIOS AMAR. CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO MINIMO 1,000 LD 50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA o INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
7	51912	PNEUMO 23	INVMA 2006 M-003867-R-1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLIDOSIDOS PURIFICADOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15, 17F, 18C, 19F, 19F, 20, 22F, 23F, 23F	CAJA POR UNA (1) JERINGA PRELLENADA X 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA o INTRAMUSCULAR	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
8	21330	AVAXIM 160U	INVMA 2009 M-011557-R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.9 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	1, SANOFI PASTEUR S.A. 2, SANOFI PASTEUR	1, 60280 MARCY L'ETOILE 2, VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	21693	TWINRIX B SUSPENSION INYECTABLE.	INVMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA MW70) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL CELULOSE	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUA. PRESION CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	Bogotá - Colombia	
10	22621	HEPAVAX - GENE ZIMCANAL	INVMA 2008 M-010637-R-1	14/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBsAg)	CAJA POR 1 Y 50 VALES DE VALES DE VIDRIO TIPO 1 POR 10 (MULTIDOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07B01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMIA S.A.	Bogotá - Colombia	
11	22783	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPON (CEPA SCHWAB) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBICOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BRONCOBITULO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ml. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA o INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO AGUJA PARA INYECCION NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	2 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1, RIXENSART, BELGICA 2, FDAI FARMACEUTICI S.P.A. 3, CALSINT BELGIUM S.A.	1, RIXENSART, BELGICA 2, VAL PORTE DELLA FABRICA 3/A-35031 ARANO TERME (PO) 3, BELGICA	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	Bogotá - Colombia
12	22900	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVMA 2009 M-12934-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ml)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASIA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASIA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	
13	230249	INFANRIX IPV+HB (DTPA+IPV+HB)	INVMA 2008M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FLAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (B) (B) PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO (BAID) SUSPENSION DE HEMOXIDO DE ALUMINO + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (SANKETT SEBILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (SANKETT SEBILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HYPHAEPHILUS INFLUENZAE TIPO B) Y TOXOIDE TETANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA VIAL X JERINGA PRELLENADA X 0.5 ML. X 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES(3) AÑO	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	Bogotá - Colombia	
14	19904509	BOOSTRIX VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO MN + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO MN + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO HEMAGLUTININA FLAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA (PFS) SIN AGUA FLU + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS (PFS) SIN AGUA FLU. LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07CA09	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	Bogotá - Colombia	
15	19905378	INFANRIX HEXA (DTPA+HEPB - IPV - HB)	INVMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015 En trámite de renovación.	PERTACTINA	VIAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELLENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FINSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	Bogotá - Colombia	
16	19911584	TETANEA 1.500 U.I./ML	INVMA 2012M-000539-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS FIAB12 DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1.0 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE 1 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia	

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VDA O/FL	ATC	Taular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
17	1995127	PENTAXIM	IN/MA 2013M-002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTINA FLAMENTOSA + VIRUS DE POLIOBOLIVIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOBOLIVIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOBOLIVIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10:50:100	Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml en agua sal con liofilizado dos aguas en el empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	3 años	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA ZUYON 3. 69208 MARCY L'ETOLIE 4. LOC VALCHANELLO 42012 ANNON, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
18	1995183	HEPAXIM - GENE TF 0 20 MCD	IN/MA 2009M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO 1 X 20 mg.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Hamnyong-ro 303 beon-gil, Yeosu-si-gu, Incheon, 406-840 Korea	BIOTECNICA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19	1995184	HEPAXIM - GENE TF, 10 MCD	IN/MA 2009M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C.	TRES AÑOS	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Hamnyong-ro 303 beon-gil, Yeosu-si-gu, Incheon, 406-840 Korea	BIOTECNICA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
20	1996327	VIVAXIM	IN/MA 2009M-0004620	02/10/2016	PRIMERA CAMARA : VACUNA TPODIDA V POLISACARIDO (POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO VI DE SALMONELLA TYPHISPICITIC 1/2) 25 MCG. SEGUNDA CAMARA : VACUNA HEPATITIS INACTIVA (VIRUS INACTIVO HEPATITIS A 160 UNIDADES ANTIGENICAS)	CAJA X 1, JERINGA PRELLENADA DE DOBLE COMPARTIMIENTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5° C MAS O MENOS 3° C	36 MESES	J07CA10	SANOFI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SIEGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69687 LYON CEDEX 07	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
21	1997210	GARDASIL 0 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL HPV TIPO 6, 11, 16, 18	IN/MA 2009M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18 + PROTEINA L1 VPH TIPO 6	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUIJAS POR JERINGA MAS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VALES CON SOLUCION DE SUSPENSION, VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE CLOROBUTILO Y BLOQUE DE ALUMINO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2° C Y 8° C NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25° C O MENOS. SE PUESE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES AÑO	J07BA01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO	1. NEW JERSEY 2, 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	1997254	ROTATEQ VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	IN/MA 2007M-0008659	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2, 2 X 10E6. G2 + 2, 8 X 10E6. G3 + 2, 2 X 10E6. G4 + 2 X 10E6 Y P1 + 2, 3 X 10E6.	caja por 25 sobres de pastillas de baja densidad en sobres mas inserto. Cja por 1 y 10 sobres de pastillas de baja densidad en sobres mas inserto.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8° C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07BA01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SHARPESTOWN PIKE, WEST PONT, PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
23	1997280	QUINAXIM 0 INYECCION 0.5 ML	IN/MA 2007M-0006983	09/05/2017	TOXOIDE DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE DE TETANUS PURIFICADO + 8 PERTUSSIS INACTIVADO	caja x 60 ampollas	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	3 AÑOS	J07A051	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	1. BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. COREA DEL SUR 2, ITALIA	BIOTECNICA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
24	1997969	QUIN - HB	IN/MA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIBORRIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANTOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 vials monodosis. Caja multiple por 6 e caja por 25 vials monodosis.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C - 8° C	DOS AÑOS	J07A001	HEBER BIOTECH S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPROFARMACOS BIOTEC	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI - COLOMBIA
25	1998155	CERVARIX VACUNA	IN/MA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO 1, INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2° C Y 8° C.	4 AÑOS	J07B002	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
26	1998309	M-M-R-B II (VACUNA VIVOS ATENUADOS DE SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA)	IN/MA 2009M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPIÓN/ SERVIDA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS PAROTIDITIS DE LA CEPA JERVI L Y N B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBÉOLA DE LA CEPA WIESTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA EN VIAL CON SOLVENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2° C - 8° C	DOS AÑOS	J07B002	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
27	1998310	PNEUMOVAX 0 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	IN/MA 2009M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE TREFITOCOCUS PNEUMONAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6, TIPO 7, TIPO 8, TIPO 9, TIPO 10, TIPO 11, TIPO 12, TIPO 13, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML (UNDOSIS), CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML (MULTIUNDOSIS)	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA E INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	DOS 2 AÑOS	J07A01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
28	1998318	H 0 VAXIM 0 40 MCDM (VACUNA HEPATITIS B RECOMBINANTE)	IN/MA 2009M-0008636	20/11/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B	CAJA POR 1 VAL CON 1 ml DE PRODUCTO (UNA DOSIS) EN VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE BUTILO GRIS Y AGRAFE DE ALUMINO CON TAPA PLASTICA TIPO FLIP OFF MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC01	MERCK & CO., INC	MERCK & CO., INC.	PO Box 4, Sunnytown Pike, West Point, PA 19406	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
29	1998384	ADACEL 0 VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSSIS	IN/MA 2009M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO- HEMAGLUTINA FLAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRAS TIPO 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACESE ENTRE 2° C Y 8° C	TRES AÑOS	J07A051	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEEL A AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M8R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
30	1998973	HAVRIX 720 JUNIOR	IN/MA 2009M-0008628	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO 1 PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B009	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
31	1998980	VARELIX VACUNA	IN/MA 2009M-0008371	09/09/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. SE PUEDE MANTENER MAXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 ° C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 ° C A 8 ° C).	2 AÑOS	J07B001	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART, BELGICA 2. FONT SAINT JANDRY 10 120 BRUSSELS NEDER OVER HEEMBEEL - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
32	1999011	VIMRIX	IN/MA 2009M-0008010	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MODIFICADO DE 10 3.0. CCID50 3	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO 1 CON UN LIOFILIZADO AMOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2° C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B051	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
33	1999034	VACITAM VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	IN/MA 2009M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 0.2 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACESE ENTRE 2° C Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B009	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ 08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
34	1999175	HAVRIX 0 1440 VACUNA	IN/MA 2009M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja por una jeringa prellenada por 1 ml agua. Caja con un vial de 1 ml de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2° C - 8° C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B002	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
35	1999182	ROTARIX 0 SUSPENSION ORAL	IN/MA 2009M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO CEPA RIX444 CONTIENDO 10 X 1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X 11.5 ML (1 DOSIS) CAJA TUBO CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO X 1 (0.5 ML) (1 DOSIS/CAJA)	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B001	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTITUTEUR 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
36	2001952	TETANOL PUR	IN/MA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 10, 10, 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO 1 POR 0.5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	2 AÑOS	J07A001	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emiliev-Beihing-Str 78 35041 Marburg ALEMANNIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTEL	ATC	Tular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
37	20054822	SYNFLORE 8 VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NELMOCOCCICO SERTOPRO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN + CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO + CAJA POR 1, 10 ó 100 VAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES(3) AÑO	J07A02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia	
38	20055068	AFLURAB 0,5 ML INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	ACALFORMA7/2009 (H1N1) P0M09 - CEPA ANÁLOGA ACALFORMA7/2009 (NYMC X-181) + ATEXAS02012 (H2N2) CEPA ANÁLOGA ATEXAS02012 (NYMC X-223) + BMASACHUSETTS2012 - CEPA ANÁLOGA BMASACHUSETTS2012 (NYMC EX-618)	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BOPROGLATO TIPO I CONTENENDO 0,5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE + CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOPROGLATO TIPO I CONTENENDO CADA UNA 0,5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 a 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN(1) AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD 39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3062 AUSTRALIA	BIOTECNIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia	
39	20011362	PREVENAR8 VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020	POLISACARIDO SERTOPRO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F + 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE AGUA.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC 5. PFIZER IRELAND	1. SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER, MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL - NEWBRIDGE COUNTY, ILLINOIS, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 327 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON INDIANA 5. GRANVILLE CASTLE BUSINESS PARK, CLONALKIN, DUBLINZZ-IRLANDIA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	AVENIDA SUBA No. 95 - 86
40	20019672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUISIS, HEPATITIS B Y INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016	TOXOIDE DE DIFTERIA - 26 LF (SUSP DE VACUNA) + TOXOIDE DE TETANOS - 15 LF (SUSP DE VACUNA) + B. PERTUISIS -18 KU (SUSP DE VACUNA) + HBSAG (RNA) +10 MCG (SUSP DE VACUNA) + PRP-TT (CONJUGADO) (LIOFILIZADO).	CAJA X FRASCO VAL SUSPENSIÓN VACINAS + FRASCO AMPOLLA (LIOFILIZADO)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C UNA VEZ RECONSTITUIDO ES ESTABLE DURANTE 14 DÍAS ENTRE 2°C Y 8°C.	2 AÑOS	J07CA11	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS	Bogotá - Colombia
41	20013860	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUISIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-0012117	26/05/2016	TOXOIDE DIFTERICO -35LFx3(0,11) + TOXOIDE TETANICO -10LFx4(0,11) + B. PERTUISIS (CELULA ENTERA -16KU) + HBSAG (RNA) -10MCG	CAJA CON UN VAL LINDOSIS (0,5 ML)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J07CA99	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS	Bogotá - Colombia
42	20019630	RABIPUR8	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCIÓN + JERINGA CON AGUA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCIÓN + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN ENVASE A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG 3. SOERRENG PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
43	20018959	MENEVO8	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación.	OLIGOSACÁRIDO MENINGOCOCCO GRUPO V y 6 CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE S.8 A 10 µg	CAJA X FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOFIL MENA CON TAPON DE HALOBUTILO JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MENC V Y CAJA X FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOFIL MENA CON TAPON DE HALOBUTILO JERINGA (VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MENC V Y + AGUA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07A408	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EMIL -VON BEHRING, STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
44	20018816	VACUNA CONTRA LA VARICELA OCC INYECCION	INVIMA 2010M-0012519	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MARI68) N.T	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES; CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7 ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENARSE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	2 AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GULL, HAWASIN EUP, HAWASIN-GUN, JEOLLNAM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTECNIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
45	20018507	H-8 VAY 8H 5 MCG/0,5 ML	INVIMA 2011M-0012123	30/05/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBSAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINOPLASTICO CONTENENDO 0,5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	3 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SLANEYTOWN PIKE, WEST POINT PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
46	20018952	ZOSTAVIR8 VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012566	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA ZOSTER	Caja x 1 Vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STERIL LABORATORIES LLC.	1. 5900 NORTHWEST, GREENVILLE 2. SLANEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
47	20019145	VISTA 8 S U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A PURIFICADA E INACTIVADA	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015. En trámite de renovación.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL POR 1, 0 ML. MÁS INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia	
48	20037966	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEINA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04C01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	BS-NIPO LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	CAJÍ
49	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETANICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO POR 0,5 ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07A01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028- INDIA	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
50	20042287	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUISIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PERTUISIS.	CAJA POR 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 ml (10 Dosís)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028 - INDIA	SILCOV SAS	Bogotá - Colombia
51	20044007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 Viales de VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07A01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL.	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
52	20055605	HYPERHEP 8 B	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prelavada por 1 ml.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 a 8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carretera del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFA S.A.S. 2. PHARMASOLIA S.A.S.	1. CALI Colombia 2. Bogotá - Colombia
53	20071968	FILICUADRIB VACUNA ANTIFLUJENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALFORMA7/2009 (H1N1) + ATEXAS02012 (H2N2) + BTEXAS02011 (ANÁLISIS A BTEXAS02011) ANALOGA A BTEXAS02011 (VIRUS) + BMASACHUSETTS2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPOCANA CON PRESIÓN CANTIDAD SUFICIENTE PARA	0,5 ml en jeringa prelavada de vidrio de boro tipo I que contiene un adaptador y un capuchón marcado en un extremo. El bote contiene su contenido con tapón de tromboeluto gris, superficie tratada con silicona grado médico.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07B02	SANOFI PASTER INC.	SANOFI PASTER INC.	DISCOVERY DRIVE EWINGTOWER	SANOFI PASTER S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
54	20051113	MMENR08	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W + 53* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 NCO	1 vial (povo liofilizado) + ampolla prellenada (contiene 1 vial de vidrio tipo I con tapón de goma de butilo con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 ampolla prellenada que contiene 0.5 ml. de soroletivo por ampolla. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A48	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
55	20072153	HEXAXMB	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENO DE BORNETELLA PERTUSIS, TOXOIDE PERTUSISIO + ANTIGENOS DE BORNETELLA PERTUSIS, HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + (VRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAYONE) - VRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MAYO 1) - VRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 3 (MAYO 2) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 NCO)	CAJA POR 1 JERINGA PRELEENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HAMBUTILO GRIS CIERRE POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS REFARMAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
56	2004812	SHANRC B B	INVIMA 2014M-0015056	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B H-ADN	CAJA POR 35 VALES, CADA VAL DE BROMOCITULO GRIS Y SELLO ALUMINO FLU-OFF POR 0,5ml, 1.0ml, 5.0ml Y 10ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES, NO CONGELAR	24 MESES	J07BC01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
57	20042292	VACINA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	INVIMA 2014M-0015025	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (v = 30UI) + TOXOIDE TETANICO (v = 40U) + B. PERTUSIS (v = 1U) + HSAO (v = 1U) + CAPSULAR PURIFICADO HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VAL DE VIDRIO TIPO I (LAJO, TAPON DE BROMOCITULO GRIS CIERRE ALUMINO FLU-OFF)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
58	20068498	BOOSTRIX VACUNA ADSORBIDA DTPa	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMPIRON DERIVADO DE LA CEPA EDMONTON B + VRUS VIVOS ATENUADOS DE PARELVA DE LA CEPA JERYL LYN + VRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA VICTOR BA 273A + VRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMEROK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VRUS A) + 1 VAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSADIA 2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC. + MERCK SHARP & DOHME CORP. + BUBBLANT HOLLISTER STER LCC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG CONKLICHEN SCHWITZENSTRASSE 47, 86171 RAVENSBURG - ALEMANIA LA JERINGA + PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION) +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
59	20078419	FLUGUORIB VACINA ANTIINFLUENZA Q.25AL	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORNAV72009 (HN1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas con 0,5 ml de soroletivo (tipo I) por 0,5mL, con adaptador Luer-lock, un tapón-embudo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	12 meses	J07B002	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ
60	41360	TYPHM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 ml, andador y caja por 10 viales metálicos por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 89280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
61	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FAVI2 DE INKANOLOBILINA EQUINA ANTI-RIBÁDICA 1000 - 2000 UI.	CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B805	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
62	19933276	TETRAVIM B	INVIMA 2014M-0002383-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSISIO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VRUS DE POLIOELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELEENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNIDAS 5 mL CON AGUA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES 3 AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
63	19939796	AJAXMB BU FOLICITICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELEENADA UNIDAS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOCITULO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B002	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 89280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 89280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
64	19940566	MOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 89280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
65	19940997	VACINA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0,5ML, 2,5ml, 5ml y 10ML, CAJA POR 10 VALES DE 0,5ML, CAJA POR 10 VALES DE 2,5ML, CAJA POR 10 VALES DE 5ML, CAJA POR 10 VALES DE 10ML, VAL DE VIDRIO BOROBLICATO TIPO TAPON DE CLOROCITULO SELLO DE ALUMINO ROJO	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07A001	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SIEROS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION (FABRICACION DE FARMACIA (ACTIVO))	1. AVENIDA 27 No. 1986, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 216 Y 222, REPARTO SIBONEY, PLAZA LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
66	20070572	VACINA CONTRA LA INFLUENZA OCC	INVIMA 2015M-0016020	18/12/2020	ACALFORNAV72009 (HN1) + ATESAS/022/2012 (HN2) + BMSASCHUS/ETS/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (Bromocitilo) + agua + tapón de caucho siliconado + embudo de polipropileno con 0,5 ml. cada jeringa.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	12 meses	J07B002	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ
67	20069663	CMVAUXB EGF	INVIMA 2016M-0016870	11/03/2021	CONJUGADO RHEGF - RPA4K	Estuche que contiene: caja plegadiza con 4 viales de vidrio tipo I (aspirante) tapones de goma tipo I color gris siliconado, aguja de aluminio y tip off plástico con congado RHEGF-RPA4K y caja plegadiza con 4 viales de vidrio	EMULSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN EL MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACION DE 2-8°C UNA VEZ SE PREPARE LA EMULSION DEL CONJUGADO CON MONTANTE, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE, CUALQUIER RESIDUO DEBE SER DESECHADO.	DOS (2) AÑOS	V08A05	CMBS S.A.	1. CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA 2. CENTRO DE INMUNOLOGIA 3. ELAUPHARM	1. CUBA 2. CUBA 3. FRANCIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO-ANTIOQUIA

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tuslar	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
68	3001226	MEACTRAB	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACARIDO MENNIOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENNIOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENNIOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENNIOCOCCO CONJUGADO CON TOXIDE DIFTERICO SEROGRUPO W. 135 + PROTEINA DE TOXIDE DIFTERICO	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROBLICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 19MM Y SELLO DESPRENIBLE POR UNA DOSE	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2 °F C	DOS 2 AÑOS	J07H45	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
69	7038	ACRPPAL S1	INVIMA 2016M-001834-R2	29/04/2021	ACALFORNA/72009 (HN1)PDM9-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA, ACALFORNA/72009, NYMC X-181) HA + AHDNG KGM480/2014 (H9N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA, ANEVI CALLEDON/712014, NYMC X-257 A) HA + BRISBANE/692208-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA, BRISBANE/692208, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BULSTER DE PVC O PET CON UN TAPON EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO INCOLORO TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C. NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN (1) AÑO	J07B02	SEQRUS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
70	1951123	ROTRIVIR	INVIMA 2016M-0004547-R	3/05/2021	ROTRIVIR (VIRUS ATENUADO) MANNAN, CEPA RIX 4414 NO MENOS DE 10 A LA 61 (100000) NO MENOS DE 10 A LA 6.0 CCID50	CAJA POR 1 VAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUIE 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON DILUENTE PARA RECONSTITUIR EL LIOFILIZADO, Y CAJA POR 1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I INCOLORO + 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I INCOLORO PRECARGADA CON 1ML DE DILUENTE + 1 Y 10 DISPOSITIVOS DE TRANSFERENCIA RESPECTIVAMENTE.	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO EN DILUENTE ES ESTABLE POR 24 HORAS A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C.	TRES (3) AÑOS	J07B41	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA FABRICATE (SOLVENTE) 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. BELGICA 2. BELGICA 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tuslar	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-005960-R1	25/05/2017	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VAL DE 5 mL POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	30005193	AFLURAB 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/1/2019	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL X 5 ML	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR, PROTEJASE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CIL LIMITED	CIL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOCIANA FARMIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20019622	FLUZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/06/2016	HEMAGLUTININA	CAJA X 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2 A 8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA 0.25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOCIANA FARMIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	2003769	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0,5 ml vidrio de borosilicato tipo I transparente, abajado y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Caja con 6 unidades de goma de bromobromulato y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0,5 mL - tipo I.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	218616	FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012068 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SOLVENTES TIPOS DE CEPAS ACALFORNA/72009 (HN1) PDM9 (VARIANTE ACRI/STC/4/09/16/2010 (NB 7475)) + AVICTORIAN/01/10/06 (VARIANTE AT/EA/6/02/2012 (NYMC X-2234)) + BAMBASACH/BE/TT/02/2012 (NYMC 85-516)	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADAS DE VIDRIO TIPO POR 0,5 ML, AGUA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8 °C, PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BRANCOFF SB PHARMA GmbH & CO y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SAKA DE	Aleman y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
7	1994745	FLUAD	INVIMA 2016M-000415-R	10/05/2021	CEPA ANALOGA: ACALFORNA/72009, NYMC X-181 (H1N1) (HEMAGLUTININA) + ASWITZERLAND/07/15/2013 (H9N2) (CEPA ANALOGA, ASWITZERLAND/07/15/2013, NIB-88) (H1N1) (HEMAGLUTININA) + BIPHAKET/07/20/2013 (CEPA ANALOGA, BRISBANE/692208 (CEPA NATURAL) (HEMAGLUTININA)	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUA EN ACERO INMOVILIZABLE CON PROTECTOR DE CALCHO. CAJA CON 10 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUA EN ACERO INMOVILIZABLE CON PROTECTOR DE CALCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07A051	SQRUS S.R.L.	1. SQRUS S.R.L. 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. ITALIA 2. REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	2005456	FLUARIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	ACALFORNA/07/2009 (HN1) CEPANA/LOGA ACALFORNA/07/2009 (HN1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	LVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSBACH, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	19903040	VAXIGRIP PEDIATRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2016M-13812-R2	05/05/2021	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SHAMPION (CEPA SCHWAB) + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS (CEPA URIBE 36/8) COMO INMUNO + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA RUBIOLA (CEPA WISTAR RA 27 /3M) + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA CEPA ANALOGA UTILIZADA (IR-175) DERIVADA DE A SOUTH AUSTRALIA/05/2015 + B/ PHAKET/07/20/2013	CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUA EN ACERO INMOVILIZABLE CON PROTECTOR DE CALCHO. CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUAS ANEXAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. FRANCIA 2. FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522-R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SHAMPION (CEPA SCHWAB) + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS (CEPA URIBE 36/8) COMO INMUNO + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA RUBIOLA (CEPA WISTAR RA 27 /3M)	CAJA POR 1 VAL DE UNA DOSIS MAS JERINGA PREENLADA CON 0,5 ML DE SOLVENTE Y CAJA POR 10 VALES. CADA VAL DE UNA DOSIS. MAS CAJA CON 10 AMPOLLAS DE SOLVENTE, CADA AMPOLLA CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPROMIDADA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 años	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCO A AIC	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE DILUENTE. MAS UN TAPON CON EMBOLO DE CLOGINGRAMBULO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3AÑOS	J07A03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Títular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
12	29155	VAXIGRIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	ATEXAS/02/2012 (H1N1) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-323A... 15 MCG DE HEMAGLUTININA + ATEXAS/05/01/1 (H1N1) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A... 15 MCG DE HEMAGLUTININA + BMASACHUSETTS/02/2012 - CEPA ANALOGA UTILIZADA NYMC EN-518-15 MCG DE HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML EN CAJA POR 1 Y 10 @JERINGAS TIPO EN BOLSILLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07BB02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
13	2009979	FLUARINB VIAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - (CEPA ANALOGA: (A)CHRISTCHURCH/1/2010, NB-74). + AVICTORIA/361/2011 (H1N2) (CEPA ANALOGA: AVICTORIA/361/2011, 5/9-166) + B/WISCONSIN/12/2010 (H) (CEPA ANALOGA: B/4488E: WUSAGAND/158/2009, NYMC BX-39).	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y8°C	1 AÑO	J07BB02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. L'ESPOOL 2. BELLARIA-ROGGA BOVICILLE (R) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia