



La salud es de todos

Minsalud

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL



| FUNCIÓN REGULADORA | | | | PUBLICACIÓN | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACIÓN | | |
|----------------------|------------|---|--------------------------|--|--|--|---|----------------------------|---|-----------|---------|--|--|---|-------------------------------|--------------------------|
| Registros Sanitarios | | | | Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Agosto de 2019 | | | | | | | | | | sep-19 | | |
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | Condiciones de Almacenamiento | Vida Útil | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 1 | 29151 | TETAVAX VACUNA INYECTABLE | INVIMA 2007M-009607-R2 | 07/09/2017 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO | CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | 36 MESES | J07AM01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 2 | 34354 | ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2010 M-011189 R2 | 28/04/2020 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA | CAJA CON 1 Y CAJA CON VIALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25mL CON OCT. TAPON DE CAUCHO FM27 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25mL CON LLA. TAPA PLÁSTICA RÍGIDA. TAPON DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C. | 36 MESES | J07BC01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO) | 1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 3 | 213330 | AVAXIM 160U | INVIMA 2009 M-011597 R-1 | 16/02/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO | CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5mL | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | 36 MESES | J07BC02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. | 1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 4 | 216963 | TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE. | INVIMA 2008M- 007238 R1 | 18/03/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB5) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN | CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | 36 MESES | J07BC20 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. KG) | 1. RIXENSART- BELGICA 2. DRESDEN - ALEMANIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 5 | 227593 | PRIORIX VACUNA INYECTABLE. | INVIMA 2009 M-012126 R1 | 02/03/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 273) | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILITO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2° C Y 8°C. | 24 MESES | J07BD52 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE) | 1. RIXENSART- BELGICA 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 6 | 229090 | VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN | INVIMA 2009 M-12834-R1 | 04/11/2019 | VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA). | CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL) | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. | 24 MESES | J07BK01 | THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV | THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV | JAPON | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 7 | 230249 | INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB) | INVIMA 2009M-012551-R1 | 23/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA), + PERTACTINA (69 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA), ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINIO (BAJO SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO) + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT), + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1, (MAYONEV SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA)+ CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIV(HAEMOPHILUS INFLUENZAS TIPO B) Y TOXOIDE TATANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIB | CAJA, VIAL + JERINGA PRELLENADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 36 MESES | J07CA06 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE | 1. RIXENSART- BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 8 | 19904509 | BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA | INVIMA 2010 M-13946 R1 | 22/06/2020 | TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ABSORBIDA | CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA CONTENIENDO 0.5 mL DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS TERUMOB® E INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07CA99 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE | 1. RIXENSART- BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 9 | 19935127 | PENTAXIM | INVIMA 2013M-0002347-R1 | 07/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG. | CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 10. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA 0,5mL SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 Y CAJA X 10 | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C | 36 MESES | J07CA06 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR 4. SANOFI S.P.A. | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. LYON - FRANCIA 3. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 4. ANAGNI - ITALIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | Condiciones de Almacenamiento | Vida Útil | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---|----------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------|--|-----------|---------|----------------------------------|--|--|---|--------------------------|
| 10 | 19972109 | GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18 | INVIMA 2006M-0006714 | 22/12/2016 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18 | CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,5mL DE SUSPENSIÓN. JERINGA VIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMPOLCLO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 5/8 " CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0,5mL DE SUSPENSIÓN. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVENSE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DÍAS DESPUÉS DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. | 36 MESES | J07BM01 | MERCK SHARP & DOHME CORP | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO) | 1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 11 | 19981555 | CERVARIX VACUNA. | INVIMA 2007M-0007488 | 21/11/2017 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | L1 DEL VIRUS DEL PAILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAILOMA HUMANO TIPO 18 | CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I + INSERTO. CAJA CON UNA JERINGA POR 0,5mL PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, CON TOPE DE EMPOLCLO (SOMA DE BUTILO). | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C. | 48 MESES | J07BM02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 12 | 19983099 | M-M-89® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA) | INVIMA 2008M-0007891 | 22/04/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN S + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3 | CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 24 MESES | J07BD52 | MERCK SHARP & DOHME CORP | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP | 1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 13 | 19983100 | PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE) | INVIMA 2008M-0008056 | 27/05/2018. EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F. | CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 mL (UNDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | 24 MESES | J07AL01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP | PENNSYLVANIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 14 | 19986384 | ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS. | INVIMA 2008M-0008078 | 29/05/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINIA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO. | CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 mL DE LA SUSPENSIÓN INYECTABLE | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C | 36 MESES | J07AM51 | SANOPI PASTEUR LIMITED | SANOPI PASTEUR LIMITED | TORONTO, ONTARIO - CANADA | SANOPI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 15 | 19989753 | HAVRIX 720 JUNIOR | INVIMA 2008M-0008528 | 23/10/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV) | CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PRELLENADA CON 0,5 mL DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO. CAJA CON BANDEJA/CUNA DE CARTON X 10 VIALES MONODOSIS DE VIDRIO TIPO I, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILADO Y AGRAFE DE ALUMINIO. CAJA POR 1 VIAL MONODOSIS DE VIDRIO TIPO I, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILADO Y AGRAFE DE ALUMINIO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 36 MESES | J07BC99 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPAL ACTIVO) | 1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA | CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | COTA-COLOMBIA |
| 16 | 19989870 | VARILRIX VACUNA | INVIMA 2008M-0008371 | 09/09/2018. EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) | CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCIÓN. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C). | 24 MESES | J07BK01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIXA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO) | 1. RIXENSART- BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 17 | 19990911 | VAMMRIX | INVIMA 2008M-0008810 | 10/12/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) + VIRUS DE RUBEOLA VIVO ATENUADO (CEPA WISTAR RA 27/3) + VIRUS DE PAPERNA VIVO ATENUADO (CEPA RIT 4385) DERIVADA DE JERYL LYNN + VIRUS DE SARAMPION VIVO ATENUADO (CEPA SCHWARZ) | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HILE BROMOBUTILO, CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON 0,5mL DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUÉS DE LA RECONSTITUCIÓN ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ | 18 MESES | J07BJ51 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 4. DELPHARM TOURS - CHAMBRAY LES TOURS (DILUENTE) 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE) | 1. RIXENSART- BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LÉS-TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 18 | 19991775 | HAVRIX® 1440 VACUNA | INVIMA 2008M-0008356 | 28/08/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | ANTIGENO HAV | CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA POR 1 mL AGUJA. CAJA CON UN VIAL DE 1mL DE SUSPENSIÓN PARA INYECCION | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL | 36 MESES | J07BC02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXO SMITH CLAIN BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE MCB Y WCB) | 1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 19 | 19991862 | ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL | INVIMA 2008M-0008413 | 16/09/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA RIX4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50. | CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X 1,5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA). | SUSPENSION ORAL | ORAL | A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ | 36 MESES | J07BH01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | Condiciones de Almacenamiento | Vida Útil | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---|-------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|-----------|---------|---------------------------------------|--|--|---|--|
| 20 | 20004822 | SYNFLORIX® VACUNA | INVIMA 2009M-0009510 | 30/04/2019. EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA | CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MÁS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO. CAJA POR 1,10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR. | 48 MESES | J07A02 | GLAXOSMITHKLINE LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACIÓN SA04 DE | 1. RIXENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 21 | 20011362 | PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA) | INVIMA 2010M-0010461 | 26/02/2020. | POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F . + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197 | CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07A02 | PFIZER S.A.S. | 1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICALS DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION (MANUFACTURA DEL SACARIDO NEUMOCOCCICO-CRM197 CONJUGADO) | 1. KILDARE - REPUBLICA DE IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. DUBLIN - IRLANDA | PFIZER S.A.S. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 22 | 20018952 | ZOSTAVAX® | INVIMA 2018M-0012565-R1 | 20/02/2023 | CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER | CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #1816 DE BROMOBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE. MÁS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUENTE (AGUA PARA INYECCIÓN) MAS UN INSERTO. CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIAL DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #443250 DE GLOBOBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE MÁS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUENTE (AGUA PARA INYECCIÓN) MAS UN INSERTO. | POLVO LIOFILIZADO POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL. | 18 MESES | J07B01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 2. PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC. 3. DMS PHARMACEUTICALS INC 4. MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. WASHINGTON - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. PENNSYLVANIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 23 | 20039648 | VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO | INVIMA 2012M-0013359 | 13/08/2017 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | TOXOIDE TETANICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION | AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 mL | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | 36 MESES | J07AM01 | SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT. LTD. | SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. | PUNE - INDIA | 1. SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. 2. SILCOV SAS. | 1 Y 2. BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 24 | 20046007 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO | INVIMA 2013M-0014543 | 25/09/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO. | CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | 36 MESES | J07AM01 | LABORATORIO S DELTA S.A.S. | BIOLOGICAL E. LIMITED | INDIA | LABORATORIOS DELTA S.A. | ENVIGADO - COLOMBIA |
| 25 | 20055505 | HYPERHEP B® | INVIMA 2013M-0014777 | 27/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B | CAJA CON JERINGA PREENLADADA POR 1mL | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. | 24 MESES | J06B04 | GRIFOLS THERAPEUTIC S INC. | GRIFOLS THERAPEUTICS INC. | NORTH CAROLINA - USA | 1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA | 1. CALI - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 26 | 20071968 | FLUQUADRIB® VACUNA ANTIINFLUENZA 0,5 ML | INVIMA 2014M-0015005 | 14/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1)PDM09-LIKE CON CEPA (A/MICHIGAN/45/2015 X-275 (H1N1)) + A/SWITZERLAND/8060/2017 (H3N2)-LIKE CON CEPA (A/BRISBANE/1/2018, X-311) + B/PHUKET/3073/2013 (LINEAJE B/YAMAGATA/16/88) (B/PHUNKET/3073/2013) + B/COLORADO/06/2017-LIKE VIRUS (B/VICTORIA/2/87 LINEAGE) CON CEPA (B/MARYLAND/15/2016 BX-69A), CEPA NATURAL (SALVAJE) | CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PREENLADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0,5mL, CON ADAPTADOR LUER-LOCK, ÉMOBO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX Y CAPUCHÓN SIN LÁTEX. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | 12 MESES | J07BB02 | SANOPI PASTEUR INC. | SANOPI PASTEUR INC. | PENNSYLVANIA - USA | SANOPI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 27 | 20072153 | HEXAXIM® | INVIMA 2014M-0015095 | 31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + (VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG) | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON ÉMOBO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHÓN NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 36 MESES | J07CA09 | SANOPI PASTEUR S.A. | 1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 28 | 20042292 | VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOFILUS INFLUENZA TIPO B | INVIMA 2014M-0015525 | 06/03/2020 | TOXOIDE DIFTERICO (>/= 30UI) + TOXOIDE TETANICO (>/= 40UI) + B. PERTUSIS (>/= 4 UI) + HBSAG (R ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HIB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA) | VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | 18 MESES | J07CA11 | SILCOV SAS. | SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. | PUNE - INDIA | SILCOV SAS. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Via de Administración | Condiciones de Almacenamiento | Vida Útil | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------|---|-----------|---------|---------------------------|--|---|---|--------------------------|
| 29 | 20068498 | PROQUAD® | INVIMA 2015M-0015957 | 10/07/2020 | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON 8 + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYLYN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK. | CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO . CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PREENLADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO . | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS. | 18 MESES | J07B054 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. DMS PHARMACEUTICAL, INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. JUBILLANT HOLLISTER STIER LLC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG | 1. NORTH CAROLINA - USA 2. PENNSYLVANIA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 30 | 20078419 | FLUQUADRIB® VACUNA ANTIFLUENZA 0.25mL | INVIMA 2015M-0016258 | 30/09/2020 | A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1)PDM09-LIKE CON CEPA (A/MICHIGAN/45/2015 X-275 (H1N1)) + A/SWITZERLAND/06/09/2017 (H3N2)-LIKE CON CEPA (A/BRISBANE/1/2018, X-311) + B/PHUKET/3073/2013 (LINEAJE B/YAMAOKA/16/98) (B/PHUKET/3073/2013) + B/COLORADO/06/2017-LIKE VIRUS (B/VICTORIA/2/87 LINEAGE) CON CEPA (B/MARYLAND/15/2016 BX-69A), CEPA NATURAL (SALVAJE) | CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PREENLADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0.25mL, CON ADAPTADOR LUER-LOCK, UN TAPON-EMBOLO | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR. | 12 MESES | J07B02 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | PENNSYLVANIA - USA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ-COLOMBIA |
| 31 | 41360 | TYPHIM VI | INVIMA 2015 M-014630-R2 | 29/07/2020 | POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI | CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5 mL UNIDOSIS. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA | CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C | 36 MESES | J07AP03 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA | SANOFI-PASTEUR S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 32 | 19933276 | TETRAMIX® | INVIMA 2014M-0002333-R1 | 27/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSISICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 3. | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL Y DOS AGUJAS SEPARADAS . | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. | 36 MESES | J07CA02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR | 1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 33 | 20051113 | NIMENRIX® | INVIMA 2014M-0015084 | 31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETÁNICO 44 MCG | 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL, CADA UNO CON 1 JERINGA PREENLADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 1 AGUJA. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 36 MESES | J07AH08 | PFIZER S.A.S. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO | 1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA | 1.GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S. | 1 Y 2. BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 34 | 19939796 | AVAXIMB® 80U PEDIATRICO | INVIMA 2015M-0003240-R1 | 11/03/2020 | VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPOIDES HUMANAS MRC-5. | CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0.5mL CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO). | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07BC02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 35 | 19940566 | IMOVAX D.T. ADULTO | INVIMA 2015M-0003330-R1 | 29/07/2020 | TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO | JERINGA PREENLADA UNIDOSIS 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I INCOLORA | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C | 36 MESES | J07AM51 | SANOFI PASTEUR | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 36 | 19940997 | VACUNA ANTITETANICA | INVIMA 2015M-0003473-R1 | 28/12/2020 | ANATOXINA TETANICA PURIFICADA | CAJA CON 1 Y CAJA CON 10 VIALES POR 0,5ML VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO . | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 36 MESES | J07AM01 | INSTITUTO FINLAY | 1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCIÓN II (FABRICACIÓN DE SUSTANCIA ACTIVA) | 1. LA HABANA, CUBA 2. LA HABANA - CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A. | ENVIGADO - COLOMBIA |
| 37 | 20012256 | MENACTRA® | INVIMA 2016M-0011293-R1 | 17/03/2021 | POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO. | CAJA A POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACÉNESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C. | 24 MESES | J07AH05 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | USA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 38 | 7038 | AGRIPPAL S1 | INVIMA 2016M- 001894 -R2 | 29/04/2021 | A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1)PDM09-LIKE CON CEPA (A/SINGAPORE/GP1908/2015, IVR-180) + A/SWITZERLAND/06/09/2017 (H3N2)-LIKE CON CEPA (A/BRISBANE/1/2018, X-311) + B/COLORADO/06/2017-LIKE VIRUS (B/VICTORIA/2/87 LINEAGE) CON CEPA (B/MARYLAND/15/2016), CEPA NATURAL (SALVAJE) | CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 y 10 JERINGAS PREENLADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO.TIPO I | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ. | 12 MESES | J07B02 | SEQUIRUS S.R.L | 1. GLAXOSMITH-KLINE VACCINES S.R.L 2. SEQUIRUS VACCINES LIMITED | 1. ITALIA 2. LIVERPOOL - REINO UNIDO | BIOTOSCANA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | Condiciones de Almacenamiento | Vida Útil | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---|-------------------------|------------|---|---|---|----------------------------|---|-----------|---------|----------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------|
| 39 | 34332 | VERORAB® | INVIMA 2016 M-011546-R3 | 13/07/2021 | VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PM/W138 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA - 2,5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES | CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE. | 36 MESES | J07BG01 | SANOPI PASTEUR | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - DILUENTE | 1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA | SANOPI-PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 40 | 20087287 | VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA . | INVIMA2016M-0017504 | 3/01/2022 | VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK. 1.350 UFC. | CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO. | POLVO LIOFILIZADO | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 24 MESES | J07BK01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y FT) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC. | 1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 41 | 20019145 | VAQTA ® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA) | INVIMA 2017M-0011553-R1 | 10/02/2022 | VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A) | CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 36 MESES | J07BC09 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | PENNSYLVANIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 42 | 47855 | STAMARIL® | INVIMA 2017M-000940-R2 | 30/05/2022 | VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 1TD (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI | CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR, MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ. | 36 MESES | J07BL01 | SANOPI PASTEUR | 1.SANOPI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 43 | 19905376 | INFANRIX HEXA (DPTa -HEPB - IPV - Hib). | INVIMA 2017 M-14204-R2 | 28/07/2022 | TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSICO (PT) + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (PRN) 1 + ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBsAg) + CONJUGADO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B Y + (POLIRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP) CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA PORTADORA. + VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1 + VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2 + VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3 | VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PREENLADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMÉRICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+IPV) + 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PREENLADA DE 1,25mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMÉRICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+VHb+IPV) + 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS EN UN EMPAQUE POR 10 VACINAS. | POLVO Y SUSPENSION PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE. | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE. | 36 MESES | J07CA09 | GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO.KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 44 | 20081484 | FLUARIX TETRA | INVIMA 2017M-0017960 | 05/01/2023 | A/MICHIGAN/45(2015) (H1N1) PDM09-LIKE CON CEPA (A/SINGAPORE/GP1908/2015 (H1N1) VR-180) + A/SWITZERLAND/8060/2017 (H3N2)-LIKE CON CEPA (A/BRISBANE/1/2018, X-311) + B/PHUKET/3073/2013 (LINAJE B/YAMAGATA/16/88) (B/PHUNKET/3073/2013) + B/COLORADO/06/2017-LIKE VIRUS (B/VICTORIA/2/87 LINEAGE) CON CEPA (B/MARYLAND/15/2016 BX-69A), CEPA NATURAL (SALVAJE) | CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PREENLADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLASTICO RIGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VÁSTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0,5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR. | 12 meses | J07BB01 | GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA) | DRESDEN - ALEMANIA | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 45 | 60052 | RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA2017M-003900-R2 | 18/01/2023 | ANTIGENO HBsAg PURIFICADO RECOMBINANTE. | CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07BC01 | SANOPI PASTEUR LTD. | LG CHEM LTD | REPÚBLICA DE COREA | SANOPI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 46 | 40062 | VA-MENGOC - BC® | INVIMA 2019M-011972-R3 | 26/03/2024 | VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C | VIALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0.5mL). ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MÚLTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS ENVASADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MÚLTIPLES CON GRADILLA CONTENIENDO 10 BULBOS DE 1, 10 O 20 DOSIS. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ. | 36 MESES | J07AH03 | INSTITUTO FINLAY | INSTITUTO FINLAY | LA HABANA - CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A.S. | ENVIGADO - COLOMBIA |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | Condiciones de Almacenamiento | Vida Útil | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|--|-------------------------|------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------|---------|---------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 47 | 19972534 | ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS | INVIMA 2018M-0006859-R1 | 8/01/2024 | SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3 DE ROTAVIRUS. | CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO. | SUSPENSION ORAL | ORAL | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8 °C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL | 24 MESES | J07BH02 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | PENNSYLVANIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 48 | 20114308 | TRUMENBA® | INVIMA 2019M-0019054 | 20/06/2024 | MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A 60 ug. MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B 60 ug | CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUJA. CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUJA. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | REFRIGERADO ENTRE 2°C y 8°C | 36 MESES | J07AH09 | PFIZER S.A.S. | 1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO) | 1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENA - AUSTRIA. | PFIZER S.A.S. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 49 | 20076154 | VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN) | INVIMA 2019M-0019156 | 09/09/2024 | ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R) | CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSION EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPÓN DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO. CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSION EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS | 36 MESES | J07BC01 | SILCOV SAS. | SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD. | PUNE - INDIA | SILCOV S.A.S. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | Condiciones de Almacenamiento | Vida Útil | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---|-------------------------|-------------|--|---|---|----------------------------|---|-----------|---------|--|---|---|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 20005193 | AFLURIA® 0.5 mL | INVIMA 2009M-0010214 | 24/11/2019. | HEMAGLUTININA | CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL | Suspensión inyectable | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR. PROTÉJASE DE LA LUZ. | 36 MESES | J07B02 | CSL LIMITED | CSL LIMITED | AUSTRALIA | BIOTOSCAN FARMIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 2 | 19947475 | FLUAD | INVIMA 2016M-0004815-r1 | 10/05/2021 | ANTIGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA INFLUENZA (HEMAGLUTININA Y NEURAMINIDASA) CULTIVADOS EN HUEVOS FERTILIZADOS DE GALLINAS SANAS, CON ADYUVANTE MF59C.1. A PARTIR DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 (CEPA ANÁLOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181) 15 MICROGRAMOS HA*; A/SWITZERLAND/9715293/2013 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/SWITZERLAND/9715293/2013, NIB-88) 15 MICROGRAMOS HA*; B/PHUKET/3073/2013 (CEPA ANÁLOGA: B/BRISBANE/9/2014 CEPA NATURAL) 15 MICROGRAMOS HA* (HEMAGLUTININA) | UNA (1) JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I SILICONADA, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W1883 GRIS. CAJA DIEZ JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I, SILICONADA, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W1883 | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 12 MESES | J07AG51 | SEQIRUS S.R.L | SEQIRUS VACCINES LTDA | LIVERPOOL REINO UNIDO. | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 3 | 32068 | A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C | INVIMA 2009M-001462-R3 | 29/09/2019 | POLIOSACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE: NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C. | 1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE PROVIESTA DE UN TAPÓN CON ÉMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENESE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 36 MESES | J07AH03 | SANOPI PASTEUR S.A. | SANOPI PASTEUR Y SANOPI PASTEUR S.A. | MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOPI-PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 4 | 20015630 | RABIPUR® | INVIMA 2010M-0010775 | 19/05/2020 | VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI | CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUJA. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. | 48 MESES | J07BG01 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG | 1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH | 1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 5 | 20005066 | AFLURIA® 0.5 mL SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2009M-0010222 | 30/11/2019. | A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - CEPA ANÁLOGA A/CALIFORNIA/7/2009 (NYMC X-181) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANÁLOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 - CEPA ANÁLOGA B/MASSACHUSETTS/2/2012 (NYMC BX-51B). | CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0,5mL DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0,5mL DE SUSPENSION INYECTABLE. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 12 MESES | J07BB01 | BIO CSL PTY LTD | BIO CSL PTY LTD | VICTORIA - AUSTRALIA | BIOTOSCAN FARMIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 6 | 20070572 | VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC | INVIMA 2015M-0016620 | 16/12/2020 | A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 JERINGA | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I (BOROSILICATE) + AGUJA + TAPÓN DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLO DE POLIPROPILENO CON 0,5 mL CADA JERINGA | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | 12 MESES | J07BB02 | GREEN CROSS CORPORATION | GREEN CROSS CORPORATION | COREA DEL SUR | BIOTOSCAN FARMIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 7 | 19955183 | HEPAVAX - GENE TF ® 20 MCG | INVIMA 2017M-0006143-R1 | 18/05/2022 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B | CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 20 MCG DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C | 36 MESES | J07BC01 | JANSSEN VACCINES CORP | JANSSEN VACCINES CORP | COREA DEL SUR | BIOTOSCAN FARMIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 8 | 20093269 | GARDASIL®9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | INVIMA 2017M-0017725 | 22/06/2022 | PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg | CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PREENLADA(S) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSION MÁS INSERTO; CAJA X 1 O 10 VIAL (ES) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSION MÁS INSERTO | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTÉJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 36 MESES | J07BM01 | MERCK SHARP & DOHME CORP | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP. (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO) | 1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Via de Administración | Condiciones de Almacenamiento | Vida Útil | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---|-------------------------|------------|--|--|---|-----------------------|---|-----------|---------|----------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| 9 | 20018959 | MENVEO® | INVIMA 2017M-0011552-R1 | 29/06/2022 | OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg. | CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPÓN DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPÓN DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY; CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPÓN DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPÓN DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBSTANTE ES ESTABLE QUÍMICA Y FÍSICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C. | 36 MESES | J07AH08 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH | 1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA. | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 10 | 20015816 | VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION | INVIMA 2017M-0012519-R1 | 31/07/2022 | VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV/06) 1400PFU | CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7mL DE AGUA PARA INYECCIÓN. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUÉS DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS. | 24 MESES | J07BK01 | GREEN CROSS CORPORATION | GREEN CROSS CORPORATION | KOREA DEL SUR. | BIOTOSCANA FARMA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

* Novedades de la publicación del mes de Agosto 2019

Inclusión de VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN) con Registro Sanitario No. INVIMA 2019M-0019156, otorgado mediante Resolución No. 2019031090 de 24 de Julio de 2019 a favor de SILCOV S.A.S.