

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL																
FUNCIÓN REGULADORA																
PUBLICACIÓN																
Lista de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2017																
FECHA DE PUBLICACIÓN																
ene-18																
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAXX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017 En trámite de renovación	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	29158	MOVAX® POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML. DE SOLUCIÓN CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO I 40 D.U. TIPO 2 8 D.U. TIPO 3 32 D.U.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNO DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	TRES AÑOS	J07B03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34354	ENGERBIB® SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (PESADO EQUIVALENTE A 30 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	40062	VA-MENDOC- BCB	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 En trámite de renovación	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGUPO C	CAJA CON 10 Viales x 1 DOSIS (0.5 ML) VAL. EN ESTICHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 Viales x 5 DOSIS (0.5 ML) VAL. EN ESTICHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 Viales x 10 DOSIS (0.5 ML) VAL. EN ESTICHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VAL. X 10 Y 10 x 20 DOSIS (0.5ml) VAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° C A 8° C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07AH3	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 18866. LA LUISA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviqado - Antioquia
5	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLISIDOS PURIFICADOS DE: STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 18D, 19F, 20, 22F, 23F, 33F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADA X 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8° C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J07AL01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	21330	AVAXIM 150U	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	TRES AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL ADN.	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA. PREENLADA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07B20	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARMAPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBELLA (CEPA WISTAR RA 275)	CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BIODIBRILTO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ML DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIR EN EL DILUYENTE INDICADO AGUJA PARA INYECCION NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2° C Y 8° C.	DOS AÑOS	J07B03	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA POINTE DELLA FABRICA 3/A-35031 ABANO TERME (PD) 3. BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VIRUELA - BRUN	INVIMA 2009 M-12834 R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VIRUELA ZOSTER(CEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 ML)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASHKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASHKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	230240	INFANRIX-IPV HB (DTPA/IPV/HB)	INVIMA 2009M-012351-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTIN B9 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO (BAO) SUSPENSION DE HORMONIO DE ALUMINO + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1, MANDREY SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SWANETT SEMILLA) CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE H1N1/HEMPHILLUS INFLUENZA TIPO B) Y TOXOIDE TETANICO DE 30 A 60 MG CORRESPONDIENTE A 10 MONODOSIS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA VAL + JERINGA PREENLADA X 0.5 ML + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
11	19904509	BOOSTRIXB VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXICOIDE DIFTERICO ADSORBIDO MN + TOXICOIDE TETANICO ADSORBIDO MN + TOXICOIDE PERTUISIS ADSORBIDO HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELENADA (PFS) SIN AGUIA FUJA 2 AGUIAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELENADAS (PFS) SIN AGUIA FUJA LAS AGUIAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA9	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
12	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-002347-R1	07/01/2019	TOXICOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXICOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXICOIDE ADSORBIDO DE PERTUISIS + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOAMELITIS INACTIVADOS TIPO I + VIRUS DE POLIOAMELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOAMELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA DE 0,5ML + UN VAL. LIOFILIZADO. CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA 0,5ML SIN AGUIA VAL CON LIOFILIZADO DOS AGUIAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	TRES AÑOS	J07CA6	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR SA 2. SANOFI PASTEUR SA 3. SANOFI PASTEUR S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. LYON 3. 69280 MARCY L'ETOLE JANCIN, FRANCIA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
13	60052	RECOMBIVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2006M-003900-R	03/05/2016 En trámite de renovación.	ANTIGENO HBsAg PURIFICADO RECOMBINANTE	CAJA CON UN VAL. DE 1 ML POR UNA DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC01	SANOFI PASTEUR LTD.	LG LIFE SCIENCES, LTD	129, SEOKAM-RO, KOSAN-SI, JEDOLBUK-DO, COREA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
14	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16 Y 18	INVIMA 2006M-000874-R1	22/12/2016 En trámite de renovación	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS CON DOS AGUIAS POR JERINGA MAS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VALES CON BOMBAS DE SUSPENSION VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR. PROTECTASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. LA UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 4 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES AÑOS	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
15	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0008689	27/03/2017 En trámite de renovación	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2 X 2 X 1066, G2 + 2 X 1066, G3 + 2 X 1066, G4 + 2 X 1066 Y P1 + 2 X 1066.	CAJA POR 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MAS INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2 a 8 °C PROTEGER DE LA LUZ	DOS AÑOS	J07BH1	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SLANEY TOWN PKWY, WEST PONT PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
16	19979609	QUMIN-HB	INVIMA 2007M-0007599	23/01/2018	PRB (POLIBOSIL, BIBITOL, FOSFATOS) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANTOXINA TETANICA	CAJA POR 1, 10 Y 25 VALES MONODOSIS. CAJAS MULTIPLES POR 6 CAJAS POR 25 VALES MONODOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AD01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPROCESADOS BIOGEN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.S	CALI - COLOMBIA
17	19981555	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I, + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C - 8°C	CUATRO AÑOS	J07BM02	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
18	19983069	MAM-RE II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMONIN PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMONIN OBTENIDA DE LA CEPA EDMONDSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITE DE LA CEPA JERYL LYNN B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA POR 1 VAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VAL CON SOLVENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BD02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
19	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 6, TIPO 8B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0,5 ML (MONODOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA a INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
20	19983684	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXICOIDE TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUISIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXICOIDE PERTUISICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTINA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXICOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXICOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA (M9R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
21	19989763	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I, PRELENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUIA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES AÑOS	J07BC09	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Cota - Colombia
22	19989870	VARILIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO. MAS UNA JERINGA PRELENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. SE PUEDE MANTENER MAXIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 6 °C).	DOS AÑOS	J07BK01	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART, BELGICA 2. FONT SAINT-LANDRY 10 - 1120 BRUSSELS-REDES OVER HEMEBELI - BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
23	19990911	VAMINOX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO/ CEPA OKA NO MENOS DE 10 3,0, CODIS3	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ IMPLETOS CON 0,5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07L01	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
24	19990934	VAGTAV VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 1,0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO INGS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 0,5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
25	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	CAJA CON UNA JERINGA PRELENADA POR 1 ML AGUA. CAJA CON UN VAL DE 1ML DE SUSPENSION PARA INYECCION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC02	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMTHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Tular	Fabricans	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
26	19991862	ROTAVIRUS SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA RIX414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO, CAJA X 3 y 15 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1,5 ML) (1 DOSIS) CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUCE	TRES AÑOS	J07B41	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FINSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHK LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
27	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2008M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1,10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AM1	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
28	20004822	SYNFLORIX B VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019.	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 6, 8B, 7F, 9V, 14, 16C, 18F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELEENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELEENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION MAS HERBETO + CAJA POR 1,10 y 100 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07A02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. RIVENSART, BELGICA 2. GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. SINGAPORE.	1. RIVENSART 2. 10 TIAS SOUTH AVE & SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHK LINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	20005046	AFLUSIAR 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	ACALFORNA72009 (H1N1) P0M09 - CEPA ANALOGA A CALFORNA72009 (NYMC X-181) + ATEXAS502012 (H2N2) CEPA ANALOGA A TEXAS502012 (NYMC X-223) + BMASSACHUSETTS20012 - CEPA ANALOGA A BMASSACHUSETTS20012 (NYMC BX-518).	CAJA CON 1 JERINGA PRELEENADA EN VIDRIO DE BOROGLICATO TIPO I CONTENENDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELEENADAS EN VIDRIO DE BOROGLICATO TIPO I CONTENENDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN AÑO	J07B01	BIO CEL PTY LTD	BIO CEL PTY LTD	30-79 POPULAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052-AUSTRALIA	BIOTECNOLOGIA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
30	20011382	PREVENAR B VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 137 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 16C, 18A, 18F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 137	CAJA FLEGABLE DE CARTON POR 1,5 0 JERINGAS PRELEENADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. SANFORD, NORTH CAROLINA 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL, NEWBROOK COUNTY, MIDLAND, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 907 SOUTH CURRY PIKE, ESCOONINGTON INDIANA 5. GRANDE CASTLE BUSINESS PARK, CLONALON DUBLIN 2 IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. COLOMBIA S.A.S 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	Bogotá - Colombia	
31	20018952	ZOSTAVAX VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (GAMERCK)	INVIMA 2011M-0012965	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA X 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO MAS HERBETO. CAJA X 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO MAS HERBETO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR e SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 1. 900 NORTHWEST GREENVILLE 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 2. SUMMITTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. HOLLISTER THER LABORATORIES LLC 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia	
32	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013269	13/08/2017 En trámite de renovación	TOXOIDE TETANICO MAS DE 5 (O MAS DE 40 U) UNIDADES DE FLOCCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES AÑOS	J07AM1	LARYS ANEELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS 3. LARYS ANEELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
33	20042287	VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUISIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PERTUISIS	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 mL (1 10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	12 MESES	J07C49	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028 -INDIA	SILCOV SAS	Bogotá - Colombia
34	20046807	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM1	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP, BIOTECH PARK, GENOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
35	20055505	HYPERHEP B 0	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	IMUNOGLOBULINA HUMANNA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PRELEENADA POR 1 ml	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J08B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S 2. PHARMAQUILA S.A.S.	1. CALI - Colombia 2. Bogotá - Colombia
36	20071968	FLOQUADIB VACUNA ANTIFLUJENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALFORNA72009 (H1N1) + ATEXAS502012 (H2N2) + BTEXAS62011 (ANALOGA A SWISSOBERN12011) LINE VIRUS + BMASSACHUSETTS20012 + SOLUCION SALINA TAMPUONADA CON FOSFATO	0,5 mL EN JERINGA PRELEENADA DE VIDRIO DE BOROGLICATO TIPO I QUE CONTIENE UN ADAPTADOR Y UN CAPUCHON MONTADO EN UN EXTREMO LA BARRILLA EMPAQUE ES VOLETA CON TAPON DE BROMOBUTILO OHSI. SUPERFICIE TRATADA CON SILICONA GRADO MEDICO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENASE APROBADO	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	Discovery Drive SWINFORTH	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
37	20072153	HEXAXIMB	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS TOXOIDE PERTUSSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAKNEY) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEY-1) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SABINET) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B CONJUGADO A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG	CAJA POR 1 JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTIL DMS CAPSULA NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA9	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
38	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (+4 + 30U) + TOXOIDE TETANICO (+4 + 40U) + PERTUSSIS (+4 + 1U) + HBsAg (R ADN) + HEMOPHILUS PURIFICADO + HB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO DMS CERRE ALUMINO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 MESES	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
39	2006848	PROQUAD ®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARABIPUS DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PARVUS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLOSIS DE LA CEPA WISTAR SA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 08-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07B04	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC - MERCK SHARP & DOHME CORP. + JBRILLANT POLYESTER STER LCC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMSLOD IN SCHTZEINSTRASSE 87 85123 RAVENSBURG - ALEMANIA LA JERINGA PRECIPITADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION)	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
40	20078419	FLIOQUADRIE VACUNA ANTIFLUENZA 0.20ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORMA/7/2009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio (a bordenado tipo 1 por 0,25ml, con adaptador Luer-lock, un tapón-embolo.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá Colombia
41	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLIGEDICO CAPSULAR V PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	109 por 1 jeringa prellenada por 0,5 ml undosis y caja por 10 vietas medidas por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AP3	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOLE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
42	19930333	FAVRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS PURIFICADOS DE INMUNOGLOBULINA GUMA ANTI-RUBEOLOSIS 1000 - 2000 UI.	CAJA POR 1 Y 10 POR 10 VIALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
43	19933276	TETRAMM ®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5 ml CON AGUJA ACHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA2	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOLE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
44	20051113	NBENKOB	INVIMA 2014M-0015984	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO D + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO W135 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO Y + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	VAL (POLVO LIOFILIZADO) + JERINGA PREENLLENADA (SOLVENTE) 1 VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VAL. Y 1 0,5 ml. DE SOLVENTE POR JERINGA. CON 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A48	GLAXOSMITHK LINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
45	19939796	AVAXIMB 80U FEDATARIO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA NEFRITIS A CEPA GME CLTIVADA EN CELULAS DÍPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLLENADA UNODOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL. 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOLE 3. 1541 AVENUE MARCEL MEREUX 69280 MARCY L'ETOLE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
46	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R2	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES AÑOS	J07A51	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL. 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOLE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
47	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R1	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0,5ml, 2,5ml, 5ml, y 10ml. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5ml. CAJA POR 10 VIALES DE 2,0ml. CAJA POR 10 VIALES DE 5,0ml. CAJA POR 10 VIALES DE 10,0ml. VAL DE VIDRIO BOMBOLICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO BLO DE ALUMINO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SUELOS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION E (FABRICACION DE SUBSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19806, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y 222, REPARTO SIBONEY, PLANA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enigado - Colombia

Censos	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Inspector	Domicilio del Importador
48	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	ACALFORNINA/72009 (H1N1) + ATEAS52012 (H2N2) + EMASAC4851TS2012	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I BORSILICATO + AGUA + TAPON DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLDO DE POLIPROPILENO CON 0,5 ML CADA JERINGA	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
49	20012256	MINACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCICOS) RUPOS A.C.Y. A (W136) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO BERSORUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO BERSORUPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO BERSORUPO I + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO BERSORUPO W-136 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA A POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSILICATO TIPO I CON TAPON DE BORTLO DE 19MM Y SELLO DESPRENIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNISE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS AÑOS	J07H405	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC. DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	COREA DEL SUR	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	ACALFORNINA/72009 (H1N1) (P0M09-LIKE STRAIN) (CEPA ANALOGA ACALFORNINA/72009, NYMC 3-191) HA + A/CHONG KONG/81/0014 (H2N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA A/NEW CALEDONIA/71/2014, NYMC X-257 A) HA + B/BRISBANE/02/008-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA B/BRISBANE/02/008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTON CON BUSTER DE PVC O PET CON UN TAPON EMBOLDO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN AÑO	J07B02	SEORUS S.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
51	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PANVIR 1033JIM, PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA, 2,5 U/ml POTENCIA MEDIA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (1) Y 10 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOBOBTULO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA O DOS A UN (1) Y 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO 3. SANOFI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOLE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
52	20087287	VARIVAMP VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA2016M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK, 1.150 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BORTLO GRIS Y SELLO DE ALUMINO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO CONTENIENDO EL LIQUIDAZO + VAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BORTLO GRIS Y SELLO DE ALUMINO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIQUIDAZO + JERINGA PRELENADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO	POLVO LIQUIDAZO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUBSTANCIA ACTIVA) 2. JEBELANT HELLISTER STEER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA FERTOUNG GMBH & CO. KG (SOLVENTE) 5. 770 SUMNEYTOWN PKE. WEST L.L.A. 6. MERCK SHARP & DOHME CORP 7. PANDEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 770 SUMNEYTOWN PKE WEST POINT PA 19486 USA 2. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 992074 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5325 OLD OXFORD ROAD DURHAM NORTH CAROLINA USA 4. SCHOTZENSTRASSE 87, 88712 RAVENSBURG-ALEMANIA 5. 770 SUMNEYTOWN PKE. WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 L.L.A. 6. 5500 MARTIN LUTHER KING, JR. HIGHWAY GREENVILLE, N.C. NC27164 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
53	20019146	VACUNA B-50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MO DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL POR 1.0ML MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
54	1965184	HEPAVAX - GENE TF, 10 mcg	INVIMA 2017M-0006319-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I CON 10mcg DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07B01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON - GI, YEONSU - GI, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
55	1965183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2017M-0006143-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VAL DE VIDRIO TIPO I CON 20 MCG DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES AÑOS	J07B01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON - GI, YEONSU - GI, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR - COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
56	47855	STAMARL®	INVIMA 2017M-002940-R2	30/05/2022	VIRUS DE LA FIERRE MARILLA (PRODUCCION EN EMBIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS CEPA 17D (VIV. ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIQUIDAZO, TAPON DE CAUCHO GRIS, CLOBOBTULO Y CIERRE FLIP OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE, NO CONGELAR. MANTENER EL BALÓN Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX, 69280 MARCY L'ETOLE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
57	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NO VIRAL CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022	PROTEINA L1VPH 6, 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11, 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16, 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18, 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31, 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33, 20 mcg + PROTEINA L1VPH 42, 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52, 20 mcg + PROTEINA L1VPH 56, 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELENADAS CON 0,5 ML C/LI DE SUSPENSION MAS INSERTO; CAJA X 1 O 10 VIALES CON 0,5 ML C/LI DE SUSPENSION MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR, PROTEGERSE E LA LUZ. ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. 770 SUMNEYTOWN PKE WEST POINT, PA, 19488 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
58	2001899	MENVEDB	INVIMA 2017M-011552-R1	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENNINGOCOCCIO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg + OLIGOSACARIDO MENNINGOCOCCIO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg + OLIGOSACARIDO MENNINGOCOCCIO GRUPO W 125, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg + OLIGOSACARIDO MENNINGOCOCCIO GRUPO Y 1 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg.	CAJA + FRASCO VAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TETRA + VAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO II) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CVY. CAJA + 2 FRASCOS VALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TETRA + 5 VALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO II) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CVY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION A 4°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTIENIENDO ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE A HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	TRES AÑOS	J07AH8	GLAXOSMITHKLINE LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GHF	1. BELLARIA - ROSA - 53018 BOVICELLE - ITALIA 2. STADTTEIL MARIENHOF EMIL-VON-REHRING - STR. 79 UND 79 35041 MARIENBURG - ALEMANNIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
59	19005376	INFANRIX HEXA (DPTa-IPV, Hib)	INVIMA 2017M-14204-R2	28/07/2022	CADA DOSIS DE VACUNA RECONSTITUIDA DE 0,5 mL CONTIENE TOXOIDE DIFTERICO (D) MIN. 20,00 UI, TOXOIDE TETANICO (T) MIN. 40,00 UI, ANTIGENOS DE SORBITELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSICO (PT) 25,00 UCL, HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 25,00 mcg, PERTUSSINA (PRN) 8,00 mcg, ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBsAg) 10,00 mcg, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 1: 10 UG, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 2: 8 UG, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 3: 32 UG, POLISACARIDO CAPSULAR DE MEMPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (TT) 10 mcg.	VAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL, CON TAPONES DE BROMOBUTILO Y CONTENIDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (PBI) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIDO 1 DOSIS DE ELLENTE (DTPa+Hb+Pv) + 2 AGUJAS HPODERMICAS REGISTRADAS (2008M-002778). (VAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL, CON TAPONES DE BROMOBUTILO Y CONTENIDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (PBI) + JERINGA DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 1, 2 Y 3, CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIDO 1 DOSIS DE ELLENTE (DTPa+Hb+Pv) + 2 AGUJAS HPODERMICAS REGISTRADAS (2008M-002778) EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS.	POLVO Y SUSPENSION PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE.	INTRAMUSCULAR PROFUNDA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MAS DE 2 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	TRES AÑOS	J07CA2	GLAXOSMITHKLINE LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE l'INSTIT 89 B-1330 ROUSE	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
60	20015816	VACUNA CONTRA LA VIRUSCELA GOC INYECCION	INVIMA 2017M-0012519-R1	31/07/2022	VRUS ATENADOS DE VARICELA (CEPA MAV08) 1400PFU	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD ES COMPANE DE 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE AGUA PARA INYECCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	DOS AÑOS	J07BH1	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HAWASUN-EUP, HAWASUN-GON ECLANAM-DO, KOREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIDENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS																
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL.	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20005193	AFLIRIAB 0,5 mL	INVIMA 2008M-001021-R	24/11/2019	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 4 °C NO CONGELAR PROTEJERLE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07BB2	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
2	218616	FLUARIXB SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012056-R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: ACALFORNIA/2009 (H1N1) PM099 [VARIANTE ACRICTHARCH/162010 (H5N1) T4P1] + ANICTH/061581 (H1N1) [VARIANTE TEXAS/2012 (H1N1) X-23AN] + BASSACHUSETTS/02/2012 (H1N1) B/05/98	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML, AGUJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C, PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	UN AÑO	J07AG1	GLAXOSMITHKLINE LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALLATION GSK DE	Ameny + Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	19947475	FLUAD	INVIMA 2016M-000481-R1	10/05/2021	ANTIGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA INFLUENZA HEMAGLUTININA Y NEURAMINIDASA) CULTIVADOS EN HEVOS FERTILIZADOS DE GALLINAS SANAS, CON ADYUVANTE MF5C-1, A PARTIR DE LAS SIGUIENTES CEPAS: ACALFORNIA/2009 (H1N1) PM099 (CEPA ANALOGA ACALFORNIA/2009, NYMC X-181) 15 MICROGRAMOS HA; A/SWITZERLAND/97/02/2013 (H2N2) (CEPA ANALOGA, A/SWITZERLAND/97/02/2013, H8-48) 15 MICROGRAMOS HA; B/PHILIPPINES/03/05/2013 (CEPA ANALOGA, B/BRISBANE/2014 (CEPA NATURAL) 15 MICROGRAMOS HA* (HEMAGLUTININA)	UNA (1) JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I SILICONADA CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W 1883 GRIS. CADA VEZ JERINGAS PREENLADADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I SILICONADA, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W 1883	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07AG1	SEQRUS S.R.L	SEQRUS VACCINES LTDA	GASKILL ROAD SPEAKE LIVERPOOL MERSEYSIDE L24 6QR - REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20005496	FLUARIXB	INVIMA 2008M-0010119	03/11/2019	ACALFORNIA/2009 (H1N1) CEPA ANALOGA ACALFORNIA/2009 (H1N1) NYMC X-181 HEMAGLUTININA	CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07BB2	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENNINGOCOCCICA A/C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROXISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 °C - 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AH3	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	80380 MARCY L'ETOLE y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Corsac	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Tutor	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
6	20009679	FLUVIRIBI VAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	ACALFORINA72009 (H1N1) PDMS - CEPA ANLOGA (A)CH-R18TCHURCH18/010, NB-741 + A)HONTOA/01/011 (H2N2) CEPA ANLOGA, AVICTORIA/01/011 (VPR- 18) + B)VICOMBEN/01/01 (B) ANLOGA, B)HBE ^B WUJAGANG/158/2009, NYMC BX-39)	CAJA CON UN VAL 5 x 1 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. LIVERPOOL 2. BELLARIA ROSA SOVICOLE (SI) 50018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
7	19983988	MENULGATE	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE DIPYRIMIDINYL BIPHENYLE. 10:1 A 35 MG ADSORBIDA A HIDROXIDO DE ALUMINIO 0.3 A 0.4 MG. AL.43.	CAJA POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HORROXOLUO DE ALUMINIO DE 2.8°C A 2.30°C.	TRES AÑOS	J07A47	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L 3. BAYER HEALTHCARE	1. EML. VON BEHRING STR 76, MARBURG, 35041 2. VIA FLORENTINA 1 163100 SIENA, PLANTA EN BELLARIA - 50018 ROSA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia
8	20048612	SHANAC B B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR SE VALES: CADA VAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CILINDRO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLUOROFF POR 0.5ML, 1.0ML, 5.0ML Y 10ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	DOS AÑOS	J07B01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
9	20015630	RABIPIRIB	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA 2 x 2.5 U	CAJA Y FRASCO VAL MONODOSE + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA, CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VAL MONODOSE + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07B01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVIRENS PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

* Novedades de la publicación del mes de Diciembre 2017

Se excluye del listado la vacuna denominada FAVIRAB, con expediente No. 19930333, toda vez que mediante resolución No. 2017046975 del 03/11/2017 se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria sobre el registro sanitario.