

Logo		AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL														FECHA DE PUBLICACION	
Logo		Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Diciembre de 2020														ene-21	
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador	
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	20/08/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL CAJA CON 1 Y CAJA CON 100 VIALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADADA DE 1.25mL CON CCT, TAPÓN DE CAUCHO FM27 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADADA DE 1.25mL CON LLA, TAPA PLÁSTICA RIGIDA, TAPÓN DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
2	34354	ENGERIX-B 20 SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADADA DE 1.25mL CON CCT, TAPÓN DE CAUCHO FM27 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADADA DE 1.25mL CON LLA, TAPA PLÁSTICA RIGIDA, TAPÓN DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	36 MESES	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
3	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA POR 0.5mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
4	216963	TWINRIX B SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	28/08/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHSB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN R	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PREENLADADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. KG)	1. RIXENSART - BELGICA 2. DRESEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
5	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHSB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN R	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPÓN DE BROMOBUTILO - JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 ° C Y 8° C.	24 MESES	J07B052	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA UNIDOS 6. ASPIEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RIXENSART - BELGICA 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
6	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MET.)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA (APROX.)	CAJA VIAL - JERINGA PREENLADADA X 0.5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
7	19904509	BOOSTRIXB VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS TERUMOB E INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07CA99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
8	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF)+POLIVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRIBOSIL RIBITOL) CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE 0.5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE 0.5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 10. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE 0.5mL SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE. EN CAJA POR 1 Y CAJA X 10	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. LYON - FRANCIA 3. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 4. ANAGNI - ITALIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
9	19972109	GARDASIL @ VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-0006714-R1	10/09/2025	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PREENLADADAS CON 0.5mL DE SUSPENSION. JERINGAVIDRIO TIPO I, TAPÓN DEL EMBLO EN BROMOBUTILO - AGUJA DE 25 G X 58 * CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0.5mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C.NO CONGELAR. PROTÉJASE DE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP 3. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA	
10	19983099	MM-RB II (VACUNA RECOMBINANTE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2020MB-0007891-R1	2/09/2025	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERVI LYNN B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07B052	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA	

11	19983100	PNEUMOVAX ® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	10/07/2025	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 mL (UNIDOS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	24 MESES	J07A01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	19986384	ADACELB® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSSIS.	INVIMA 2020MB-0008078-R1	02/09/2025	TOXOIDE PERTUSSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I (CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO) CONTENIENDO 0,5 mL DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07A51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
13	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528 R1	20/11/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PRELLENADA CON 0,5 mL DE PRODUCTO; UNA AGUJA MÁS INSERTO. CAJA CON BANDEJACUNA DE CARTÓN X 10 VIALES MONODOSES DE VIDRIO TIPO I, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILADO Y AGRAFE DE ALUMINIO. CAJA POR 1 VIAL MONODOSES DE VIDRIO TIPO I, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILADO Y AGRAFE DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B39	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RWENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTÁ-COLOMBIA
14	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MÁS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCIÓN.	POLVO ESTÉRIL, PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MÁXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MÁXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORNIA CORPORATION D/IBA 4. GLAXOSMITHKLINE VACCINES (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RWENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONNEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
15	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	20/11/2025	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA POR 1 mL AGUA. CAJA CON UN VIAL DE 1mL DE SUSPENSION PARA INYECCION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	36 MESES	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXO SMITH CLAN BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE MCB Y WCB)	1. RWENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
16	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R04414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS CADA TUBO) CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X 1,5 mL (1 DOSIS CADA JERINGA)	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RWENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
17	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	27/08/2025	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA POPPS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA POPPS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA POPPS:1.6)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 8B Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA POPPS:0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA POPPS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA POPPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA POPPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. RWENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
18	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM157 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 18A, 18F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGADIZA DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SRN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENESE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
19	20018952	ZOSTAVAX®	INVIMA 2018M-0012565-R1	20/02/2023	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I Y TAPON WEST FRIED DE BROMOBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE. MÁS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUENTE (AGUA PARA INYECCION) MAS UN INSERTO. CAJA PLEGADIZA CON 1 y 10 VIAL DE VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I Y TAPON WEST #44392 DE CLOROBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE MAS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUENTE (AGUA PARA INYECCION) MAS UN INSERTO.	POLVO ESTÉRIL, PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 2. PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC. 3. DMS PHARMACEUTICALS INC. 4. MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. WASHINGTON - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	05/08/2025	TOXOIDE TETÁNICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	36 MESES	J07A01	SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	PUNE - INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. CAJICA CUNDINAMARCA S.I.C.O.V SAS.	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. CAJICA CUNDINAMARCA

21	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	25/09/2025	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTÓN CON 1,10 Y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIAGADO - COLOMBIA
22	20055505	HYPERHEP B®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLADA POR 1mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	24 MESES	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA	1. CALI - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
23	20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFUENZA 0,5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	28/08/2025	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO ABRISBANE022018 IVR -190 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO ASOULTH AUSTRALIA/342019, IVR-197 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO BPHUKET/30732013+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO BWASHINGTON022019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PREENLADAS MONODOSSIS DE VIDRIO DE BOROGLICATO TIPO I POR 0,5mL, CON ADAPTADOR LUER-LÖCK, EMBOLO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX, TAPON GRIS DE CAPUCHÓN SIN LÁTEX.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
24	20072153	HEXAVIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS, TOXOIDE PERTUSSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS, HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MADONEY)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEEF-1)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETI)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETÁNICA (PRP1) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHÓN NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (RUSTER), CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
25	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WISTAR RA 279 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKUMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICAL, INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. JUBLLANT HOLLISTER STER ECC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. NORTH CAROLINA - USA 2. PENNSYLVANIA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
26	20078419	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFUENZA 0,25mL	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	ABRISBANE022018 IVR -190 (H1N1)+ASOULTH AUSTRALIA/342019, IVR-197 (H3N2)+BPHUKET/30732013+BWASHINGTON022019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PREENLADAS MONODOSSIS DE VIDRIO DE BOROGLICATO TIPO I POR 0,5mL, CON ADAPTADOR LUER-LÖCK, UN TAPON-EMBOLO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ-COLOMBIA
27	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	36 MESES	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	19933276	TETRAMIX®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL Y DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	20051113	NMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETÁNICO 44 MCG	1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL, CADA UNO CON 1 JERINGA PREENLADA QUE CONTIENE 0,5 mL DE SOLVENTE POR JERINGA Y 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. WAIVE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. REXENART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA	1. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S.	1 Y 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
30	19939796	AVAXIM® BOJ PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5.	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBOROBUTILO). CAJA POR 10 VALES DE 10 DOSIS DE 0,5mL, CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R1	10/10/2021	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA PREENLADA UNIDOSIS 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I INCOLORA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	36 MESES	J07AM51	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOSTEUR 1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION-PRODUCCION DE SUEROS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R1	01/01/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANATOXINA TETÁNICA PURIFICADA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 10 VALES POR 0,5mL VIAL DE VIDRIO BOROGLICATO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. LA HABANA, CUBA 2. LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIAGADO - COLOMBIA	
33	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016M-0011293-R1	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA A POR 1 Y CAJA POR 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROGLICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	USA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

34	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	A/BRISBANE/02/2018 (H1N1) PM09 - CEPA ANÁLOGA (A/BRISBANE/02/2018, NR-190) + ASOUTH AUSTRALIA/34/2019 (H3N2) - CEPA ANÁLOGA (ASOUTH AUSTRALIA/34/2019, NR-197) + B/WASHINGTON/02/2019-LIKE (B/VICTORIA LINEAGE) - CEPA ANÁLOGA (B/VICTORIA/705/2018, BVR-11)	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLLO CON 1 y 10 SERENOS PRELENADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	12 MESES	J07B02	SEQRUS S.R.L	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L 2. SEQRUS VACCINES LIMITED	1. ITALIA 2. LIVERPOOL - REINO UNIDO	BOTOSCANA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WESTAR RABIES PMW83 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIONOLACTONA > 2.5 UI/ POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA INMUNOANTIGENICA ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMMILORADO Y TAPON DE GOMA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REULE - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	20087287	VARIAXIS VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA2018M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y FT) 2. JUBLIANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	20019145	VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	30/05/2022	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA TTD VIV. ATENUADO NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CERRER FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C- 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REULE - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
39	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPa - IPV - HB).	INVIMA 2017 M-14204-R2	28/07/2022	TOXOIDE DIFTERICO-TOXOIDE TETANICO-ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS. TOXOIDE PERTUSSIS (PH)HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HESAG)CALGULADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO Y TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PRELENADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+Hb+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE.	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 6 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMTHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST-ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WARE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
40	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2017M-003900-R2	18/01/2023	ANTIGENO HESAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR LTD.	LG CHEM LTD	REPÚBLICA DE COREA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	40062	VA-MENGOC - B0®	INVIMA 2019M-011972-R3	28/03/2024	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	VALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0,25mL). ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MÚLTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS. ENVASADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MÚLTIPLES CON GRADILLA CONTENIENDO 10 BULBOS DE 1, 10 O 20 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07A03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	ENVIGADO - COLOMBIA
42	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	09/09/2024	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSION EN UN VAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07B01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20110631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION. RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	22/11/2024	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 /DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 /DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 /DOSIS	CAJA POR 50 VIALES POR 1 DOSIS/VAL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07B52	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	19972534	ROTATEQ VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	08/01/2024	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 + 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 + 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 + 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 + 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS POLETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	24 MESES	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
45	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	5/01/2023	CEPA DE TIPO A/BRISBANE/02/2018 (H1N1) PM09 (A/BRISBANE/02/2018, NR-190)+ CEPA DE TIPO A/SOUTH AUSTRALIA/34/2019 (H3N2) (ASOUTH AUSTRALIA/34/2019, NR-197)+ CEPA DE TIPO B/WASHINGTON/02/2019 (B/WASHINGTON/02/2019, TIPO SALVAJE)+ CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLÁSTICO RÍGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VÁSTAGO DE PÓLISTERENO MONODOSIS POR 0,5 ML EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA



55	1990911	VAMMRX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018 EN TRAMITE DE RENOVACION	VIRUS DE SARAPIÓN VIVO ATENUADO (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 3.0. CC250 3-VIRUS DE PAPERIA VIVO ATENUADO (CEPA RIT 4385) DERIVADA DE JERYL LYNN NO MENOS DE 10 4.4. CC250 3-VIRUS DE RUBEOLA VIVO ATENUADO (CEPA WISTAR RA 273) NO MENOS DE 10 3.0. CC250 3-VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.3. CC250.3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 mL DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR. CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HULE BROMOBUTILO, CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON 0.5ml. DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (DILUENTE) 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 4. DELPHARM TOURS-CHAMBRAY LES TOURS(DILUENTE) 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. ROVENSART - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LES TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
----	---------	--------	----------------------	-------------------------------------	--	---	---	------------	--	----------	---------	-----------------------------------	---	---	-------------------------------	-------------------

**LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS**

Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2017M-0012519-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV/06) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.7ml. DE AGUA PARA INYECCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 3°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	24 MESES	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20114308	TRUMENBAP	INVIMA 2019M-0019054	20/06/2024	MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH09	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM RCV GIBRI & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENA - AUSTRIA.	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA

**\* Novedades de la publicación del mes de Diciembre 2020**

1. Se excluye la VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC con registro sanitario No. INVIMA 2015M-0016620 expediente 20070572 por vencimiento del registro sanitario.
2. Cambio de estado de la vacuna VAMMRX expediente 1990911 de Temporalmente No Comercializada a En Trámite de renovación.