

Función Reguladora		AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL										* Esta publicación se encuentra disponible también en: <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>				
Registros Sanitarios		PUBLICACION										FECHA DE PUBLICACION				
Registros Sanitarios		Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 29 de febrero de 2016										Mar-16				
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	7038	AGRIPAL S1	INVIMA 2005M-001894 R1	21/07/2015 En trámite de Renovación	ACALFORMA/72009 (H1N1)PDM09 (CEPA ANALOGA: ACALFORMA/72009, NYMC X-181) HA + HA/NSWITZELR/ND/971529/2013, (H2N2) CEPA ANALOGA: ASWITZELR/ND/971529/2013, NB-88 + HA/NSWITZELR/ND/971529/2013 (CEPA ANALOGA) + BIBRISINE/92014/CEPA NATURAL.	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN EMBOLO CON 1 y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO INOCULORO NEUTRO TIPO J	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 °C	UN (1) AÑO	J07B02	NOVARTIS INFLUENZA S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	SIENA, ITALIA Y REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
2	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR	Bogotá - Colombia
3	29158	IMOVAX® POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS POR 0.5 mL; CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	TRES AÑOS	J07BF03	SANOPI PASTEUR S.A	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
4	34332	VERORAB®	INVIMA 2010 M-011546-R2	12/07/2015 En trámite de renovación	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES FM W89 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA PROPIOLACTONA 3-2.5 U - POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 57°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 FRASCO VAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERINGA PREENLADA CON 0.5ml. de solvente. CAJA POR 5 FRASCOS VALES LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + 5 CALENTAMIENTO A 57°C DURANTE UN MES	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	Campus Mérieux 1541, avenue Marcell Mérieux 69289 Marcy L'Étoile, y Parc Industriel d'Incaville 27100 Val de Reuil, Francia	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMTHKLINE E COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
6	40062	VA- MINGOC - GCB	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017	VEVICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROTIPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROTIPO C.	Caja con 10 vales x 1 dosis (0.5 mL) VAL en estuche individual. CAJA CON 10 VALES X 5 DOSIS (0.5 mL) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VALES X 10 DOSIS (0.5 mL) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VAL X 1, 10, X10 o 30 doses (0.5mL) Val.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES 3 AÑO	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 18065, LA LISA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A	Envigado - Antioquia
7	47855	STAMARIL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVIMA 2005 M-003049-R1	05/08/2015 En trámite de Renovación	VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOSIS AVIAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO: MINIMO 1,000 LD 50.	caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07EL01	SANOPI PASTEUR S.A	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
8	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867-R1	16/02/2016 En trámite de renovación	POLISODOS PURIFICADOS DE: STREPTOCOCCUS PNEUMONIE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 16B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 23F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADA X 0.5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 ° C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07AL01	SANOPI PASTEUR S.A	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
9	213330	AVAXIM 180U	INVIMA 2009 M-011597-R1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2 ° C Y 8 ° C	3 AÑOS	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A	1. SANOPI PASTEUR S.A 2. SANOPI PASTEUR	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCKA	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
10	216963	TWINRIX ® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M- 007238 R1	18/03/2018	ANTIENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A CEPA HUT75 + ANTIENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (HBsAG) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA. PREENLADA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07BC20	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMTHKLINE E COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
11	226021	HEPAVAX - GENE 20MCG/ML	INVIMA 2009 M-010637-R1	14/11/2018	ANTIENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B (HBsAG)	CAJA POR 1 Y 50 VALES DE VALES DE VIDRIO TIPO I POR 10 ml MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07BC01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A	Bogotá - Colombia
12	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPOTOTIDIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRUBUCOLA (CEPA WISTAR RA 273)	CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO - JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ml. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO AGUA PARA INYECCION NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 ° C Y 8 ° C.	2 AÑOS	J07BD52	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A	1. GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A 05031 ABANO TERME (PD), BELGICA	GLAXOSMTHKLINE E COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
13	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER/CEPA OKA.	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ml. CONTENENDO EL LIOFILIZADO + VAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 ml.)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07BG01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASHKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASHKA UNIV	JAPON	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
14	23248	INFANRIX -IPV-HB (DTPa-IPV-HB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA), + PERTACTINA (69 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA, ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO) (BAO) SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINO + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT), + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (MANKOV) SEMILLA), + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA), + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA), CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE H1VHAEMOPHILUS INFLUENZAS TIPO B Y TOXOIDE TETANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA, VAL. + JERINGA PREENLADA X 0.5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES(3)AÑO	J07CA02	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A	BELGICA	GLAXOSMTHKLINE E COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
15	19904509	BOOSTRIX®B VACUNA ADSORBIDA DTPa	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MN + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO MN + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO- HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFS) SIN AGUJA FLUA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUJA FLUA LAS AGUJAS PRECEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07CA99	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMTHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
16	19905376	INFANRIX HEXA (DTPa - HEPB - IPV - HB)	INVIMA 2010 M-14204-R1	09/12/2015 En trámite de renovación.	PERTACTINA	VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PREENLADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C-8°C, PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMTHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMTHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMTHKLINE E COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
17	19915184	TETANEA 1.500 U.I./ML	INVIMA 2012M-000539-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS F1&F2 DE NMANGLOCELULAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE 1 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06B02	SANOPI PASTEUR S.A	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia



Consejo	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
38	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 mL. Nota: Caja con un vial de 1 mL de suspensión para inyección	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART, BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
39	19991862	ROTARIB® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA RIMA1) CANTIDAD 10 X1.000.000 Dosis	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FNSTUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
40	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil von Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
41	20004822	SYNFLOXIN® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 5, 9B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL. PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES(3)AÑOS	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1, GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA 2, GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1, RIXENSART 2, 10 TIAS SAITH AVE. B. SINGAPORE, 637421 SINGAPUR SINGAPORE	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
42	20005066	AFLURIA® 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	ACALIFORNINA7/2009 (H1N1) POM09 - CEPA ANALOGA A CALIFORNINA7/2009 (H1N1) + ATENAS/02/12 (H5N1) - CEPA ANALOGA A TEXAS/05/2012 (H5N1) Y 2299 - BMASSACHUSETTS/2/2012 - CEPA ANALOGA A MASSACHUSETTS/2/2012 (H5N1) BK-018)	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I CONTENIDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I CONTENIDO CADA UNA 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU EMPAQUE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3022 AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
43	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1.5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1, WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2, PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 3, BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 4, PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS	1, ANDOVER MASSACHUSETTS 2, LITTLE CONNE., NEWBRIE, COUNTIL., KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 3, 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 4, GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, CLONALKN, DUBLINZZ, IRLANDA	1, PFIZER S.A.S. 2, PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S	AVENIDA SUBA No. 95 - 66
44	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCICOS/G RIPOS A.C.Y & W13) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO)	INVIMA 2010M-0012293	14/09/2015. En trámite de renovación	POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BUTILO GRIS WEST V T 32 4429508 13 MM (SIN LATEX), POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS 2 AÑOS	J07AH05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
45	20013672	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSSIS, HEPATITIS B, HEMIFILUS INFLUENZA TIPO B.	INVIMA 2011M-0012122	26/05/2016	TOXOIDE DE DIFTERIA <25 LF (SUSP DE VACUNA) + TOXOIDE DE TETANUS > 5 LF (SUSP DE VACUNA) + B. PERTUSSIS -10 IOU (SUSP DE VACUNA) + HBsAG (RDNA) -10 MCG (SUSP DE VACUNA) + PRP-TT (CONJUGADO) (LIQFILIZADO).	CAJA X FRASCO VIAL SUSPENSION VACUNAS + FRASCO AMPOLLA (LIQFILIZADO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C. UNA VEZ RECONSTITUIDA ES ESTABLE DURANTE 14 DIAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07CA11	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
46	20013860	VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSSIS Y HEPATITIS B	INVIMA 2011M-0012117	26/05/2016	TOXOIDE DIFTERICO <25LF+30IU) + TOXOIDE TETANICO >5LF+40IU) + B. PERTUSSIS (CELULA ENTERA) <100) (+40) + HBsAG (RDN) >10MCG	CAJA CON UN VIAL UNIDOSIS (0.5 ML)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C NO CONGELAR	DOS AÑOS	J07CA99	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
47	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2.5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUJA. CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGAS CON AGUJA.	POLVO LIQFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1, CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2, NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3, SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4, NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5, CSL BEHRING GMBH	1, INDIA 2, ALEMANIA 3, INDIA 4, ITALIA 5, ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
48	20018959	MENVEO®	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación.	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOFILIZADO + JERINGA(VIDRIO TIPO I) CON LIQUIDO MEN C W Y Y + CAJA + FRASCO(VIDRIO TIPO I) COMP LIOFILIZADO PARA VACUNA Y + 5 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.7 ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO LIQFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07AH08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EMIL VON BEHRING STR 76, MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
49	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MV00) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES; CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIQFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.7 ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 8°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HAWASUNG-EUP, HWASUNG-GUN, JECOLLANM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
50	20018507	H-B VAX 8® 5 MCG/0.5 ML	INVIMA 2011M-0017123	30/05/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B HBsAG (DNA RECOMBINANTE)	CAJA POR 1 VIAL EN VIDRIO TIPO I CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINO PLASTICO CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE Y EMPAQUE ORIGINAL	3 AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
51	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VZVZ CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA ZOSTER	Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1, DMS PHARMACEUTICALS INC 2, MERCK SHARP & DOHME CORP. 3, HOLLISTER-STEER LABORATORIES LLC	1, 5960 NORTHWEST, GREENVILLE 2, SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3, SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
52	20019145	VACINA A 9 50 UI VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2010M-0011553	02/12/2015. En trámite de renovación.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU EMPAQUE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C.	36 MESES	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
53	20037866	TUBERCULINA PPD PARA USO HUMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEINA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU EMPAQUE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	BB-NIPO LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	CALI

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
54	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETÁNICO	INVIMA 2013M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 U) UNIDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07AM01	LARYSA ANELIS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYSA ANELIS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
55	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETÁNICO + B. PERRUSSIS.	CAJA POR 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO 1 TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
56	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1, 10 Y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME WALL	LABORATORIOS DELTA S.A	Envigado - Colombia
57	20055505	HYPERHEP B 6	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	MMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellenada por 1 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J06B04	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMAQUILA S.A.S.	1. Cali - Colombia 2. Bogotá - Colombia
58	20071968	FLUQUADRIB VACUNA ANTIFLUJENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALIFORNIA/72009 (H1N1) + A TEXAS/2012 (H3N2) + B/Texas/6/2011 (ANÁLOGA A B/WISCONSIN/12010/LK/09) VIRUS + B/WISCONSIN/TS/2012 + SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CÁLCICO SUFICIENTE PARA	0,5 mL en jeringa prellenada de vidrio de bosisilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con sílica grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
59	20051113	MMENRWB	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W 135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETÁNICO 44 MCG	*Vial (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente): 1 vial de vidrio tipo I con tapón de goma de butilo con polvo liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 jeringa prellenada que contiene 0,5 mL de solvente por jeringa. Con 1 aguja.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS. BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
60	20072153	HEXAXIMB	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: TOXOIDE PERTUSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MORONET) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETÁNICA (PRPT) 18 - 30	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS. CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A	SANOPI PASTEUR S.A Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
61	20048612	SHANVAC B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B RADN	CAJA POR SE VALES. CADA VAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINIO FLIP-OFF POR 0,5mL, 1,2mL, 5,0mL Y 10mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2º A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	24 MESES	J07B001	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
62	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (2* = 30U) + TOXOIDE TETÁNICO (2* = 40U) + B. PERRUSSIS (2* = 4 U) + HBsAg (RADN) + CAPSULA PURIFICADO HB + POLISACARIDO PRP CONJUGADO CON TOXOIDE TETÁNICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
63	20068486	BOOSTRB VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2013M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPON SERVIDOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERVI 1 YNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WESTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL. VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VAL. DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + JEBBLANT HOLLISTER STIER LOC + NETTER PHARMA FERTILGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHOETZENSTRASSE 87, 86121 RAVENSBURG, ALEMANIA DE LA BERGHA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTERIL PARA INYECCION) +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
64	20078419	FLUQUADRIB VACUNA ANTIFLUJENZA 0,25ML	INVIMA 2013M-0016258	30/09/2020	ACALIFORNIA/72009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de bosisilicato tipo I por 0,25mL, con adaptador Luer-lock, un tapón-embolo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ
65	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 mL unidades y caja por 10 unidades monodosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 0 °C Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A	1. SANOPI PASTEUR S.A 2. SANOPI PASTEUR S.A	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
66	1990333	FAVRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FAB/2 DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTRÁFICA 1000 - 2000 U/L.	CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B05	SANOPI PASTEUR S.A	SANOPI PASTEUR S.A	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
67	19933276	TETRAIMB	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES 3 AÑOS	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A	1. SANOPI PASTEUR S.A 2. SANOPI PASTEUR S.A	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
68	19909796	AVAXIMB 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A. CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNODOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B02C	SANOPI PASTEUR S.A	1. SANOPI PASTEUR S.A 2. SANOPI PASTEUR S.A 3. SANOPI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL. 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MEREUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
69	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES 3 AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A	1. SANOPI PASTEUR S.A 2. SANOPI PASTEUR S.A	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL. 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
70	1994987	VACUNA ANTITÉTANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TÉTANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0.5mL, 2.5mL, 5mL, 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2.5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5.0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10.0mL. VIAL DE VIDRIO BORSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07A01	INSTITUTO FRLAY	1. INSTITUTO FRLAY 2. INSTITUTO FRLAY, CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SUEGOS Y VACUNAS PUNTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE CHETAMPA, APTRIAL)	1. AVENIDA 27 No. 18905, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y 222, REPARTO SEGNEY, PLAYA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
71	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GOC	INVIMA 2019M-00116620	16/12/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I (borsilicato) + agua + tapón de caucho siliconado + embudo de polipropileno con 0.5 mL cada jeringa.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ
<b>LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS</b>																
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLUZONE	INVIMA 2007 M-005980R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VIAL DE 5 mL, POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20005193	AFLURIAB 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEGIÉNDOSE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20019622	FLUZONE 0.25 mL	INVIMA 2011M-0012174	17/08/2016.	HEMAGLUTININA	Caja x 1 jeringa prellenada de 0,25 ml por dosis. Caja x 5 jeringas prellenadas de 0,25 ml por 1 dosis.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2 a 8 °C	3 AÑOS	J07B02	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	20034899	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA 0,25 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
5	20037769	FLUZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0013217	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0.5 mL vidrio de borsilicato tipo I transparente, adaptadas y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del embudo de goma de bromobromobutilo y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0.5 mL - tapon	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8 °C	1 AÑO	J07B01	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	218616	FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS : A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD099 [VARIANTE A/CRISTOCHURCH/18/2010 (H1N1) A/P1] + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) [VARIANTE TEXAS/50/2012 (NYMC X-229A) + B/MASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC BX-51B)]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML, AGUA DE ACEITE Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C, PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA4 DE	Alemania y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE E.COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
7	19947475	FLUID	INVIMA 2009M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRAL 15MCG PARA CU DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD099 (CEPA ANÁLOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181), A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/VICTORIA/361/2011, (H3N2) (WR-165) Y B/WISCONSIN/1/2010	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUA ESTÉRIL MOVILIZABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07A51	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	SIENA, ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
8	20005456	FLUVIRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPANAALOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR + SUBCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LYVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	19903040	VAXIGRIP PEDÁTRICO SUSPENSION PARA INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812 -R1	09/09/2015 En trámite de Renovación	B/MASSACHUSETTS/2/2012- CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC BX-51B)	CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUA ANEAS.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	12 meses	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	Parc Industriel d'Inceville	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
10	29157	TRINOVAX MERELUX	INVIMA 2007M-00952-R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAIPOON CEPAS SCHWARTZ + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS CEPAS URABE AM-4, COMO MÍNIMO + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA RUBEOELA CEPAS WISTAR RA 27 / 3A.	CAJA POR 1 VIAL DE UNA DOSIS, MÁS JERINGA PREENLADA CON 0,5 ML DE SOLVENTE Y CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE UNA DOSIS, MÁS CAJA CON 10 AMPOLLAS DE SOLVENTE. CADA AMPOLLA CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPROMIDADA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 años	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C	INVIMA 2009M-001465 R3	29/09/2019	POLOSACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A03	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR Y SANOPI PASTEUR S.A.	66280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
12	29155	VAXIGRIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X - 223A - 15 MCG DE HEMAGLUTININA + B/MASSACHUSETTS/2/2012 - CEPA ANÁLOGA UTILIZADA NYMC BX-51B - 15 MCG DE HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML EN CAJA POR 1 + 10 JERINGAS TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILO.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07B02	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A. Y SANOPI PASTEUR S.A.	66280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
13	20009679	FLUVIRIN® VAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PD099 - (CEPA ANÁLOGA: A/CRISTOCHURCH/18/2010, NB-74) + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA: A/VICTORIA/361/2011, (H3N2) (WR-165) + B/WISCONSIN/1/2010 (B) (CEPA ANÁLOGA: B/HUBEI-WUJIAANG/158/2009, NYMC BX-39)	CAJA CON UN VIAL X 5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1. LYVERPOOL 2. BELLAROSSA GIOVIELLE (SI) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia