

 TODOS POR UN BUENO PAÍS <small>Ministerio de Salud</small>		AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL											<small>* Esta publicación se encuentra disponible también en: www.datos.gov.co</small>			
FUNCIÓN REGULADORA <small>Registros Sanitarios</small>		PUBLICACION <small>Lista de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Julio de 2016</small>											FECHA DE PUBLICACION <small>page 16</small>			
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAAX VACUNA INYECTABLE	INVMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR	Bogotá - Colombia
2	29158	IMOVAIB POLO	INVMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO I 40 UI, TIPO 2 8 UI, TIPO 3 32 UI.	CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	34332	VERORAMB	INVMA 2016 M-01546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RAMBES PAV108/1923/06) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPOLACTONA > 2.5 U/L * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR UN (1) (5) FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (5) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO 3. SANOFI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL. 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	34354	ENDERIB-B SUSPENSION INYECTABLE	INVMA 2010 M-01189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (R5A3) EQUIVALENTE A 20 UI DERIVADA DE FLAMA	CAJA CON 1 VAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	TRES AÑOS	J07B01	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	40062	VA-MENDOC - BCB	INVMA 2012M-011972-R2	21/03/2017	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROTIPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROTIPO C	Caja con 10 vials x 1 dosis (0.5 ml) VAL en estuche individual CAJA CON 10 VIALS X 5 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALS X 10 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VAL X 1 AS X10 o 20 dosis (0.5 ml)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES A AÑO	J07A03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 1806, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Antioquia
6	47855	STAMREL (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA)	INVMA 2005 M-000940-R1	05/08/2015 En trámite de renovación	VIRUS AMARIL CEPA 17D EXENTA DE VIRUS DE ELUCOSIS AVIA. CULTIVADO SOBRE EMERIONES DE POLLO MINIMO 1,000 LD 50.	Caja por un frasco ampolla con polio liofilizado + jeringa de solvente	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	3 AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	51912	PNEUMO 23	INVMA 2006 M-003987-R	16/03/2016 En trámite de renovación	POLVIDOSOS PURIFICADOS DE: STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F	CAJA POR UNA (1) JERINGA PRELLENADA 0.5 ml.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 °C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON- FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	213330	AVAXIM 180U	INVMA 2009 M-01597 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	216693	TWINEX B SUSPENSION INYECTABLE	INVMA 2008M-00728 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HMT5) ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUIJA. PRELLENADA CON 1 ML. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES	3 AÑOS	J07B20	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	227593	PROIXA VACUNA INYECTABLE	INVMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRABAMPON (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRABACTITES (CEPA RT-486) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRIBOCOLA (CEPA WISTAR RA-273)	CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ml DE SOLVENTE Y 2 AGUAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO AGUA PARA INYECCION NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 Y 8°C.	2 AÑOS	J07B02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA 3A-35011 ABANO TERME (PD) 3. BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
11	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - SHEN	INVMA 2009 M-12934 R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTEREPHOKA	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML. CONTENIENDO UNA JERINGA LIOFILIZADA + VAL. CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ml)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C.	DOS AÑOS	J07B01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
12	230249	INFANRIX-IPV-HB (DTPa-IPV-HB)	INVMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (PHa) + PERTACTINA B9 KON-PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO (BA) DISPERSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (IMANOVIR SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (IMEP-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANEETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B Y TOXOIDE TETANICO DE 20 A 30 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB	CAJA, VAL. + JERINGA PRELLENADA X 0.5 ml. + 2 AGUAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑO	J07C02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
13	19904509	BOOSTRIXB VACUNA ADSORBIDA DTPa	INVMA 2010 M-13946 R1	23/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MB + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO MB + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBICO HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA (PFB) SIN AGUIJA PUA + 2 AGUAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS (PFS) SIN AGUIJA PUA. LAS AGUAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES 3 AÑO	J07C09	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART- BELGICA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
14	19905376	INFANRIX HEXA (DTPa-HEP5 - IPV - HB)	INVMA 2010 M-14204 R1	09/12/2015 En trámite de renovación	PERTACTINA	VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELLENADAS POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ENTRE 2°C -8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07C02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FINSTUL 69 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	19915184	TETANA 1.500 U.I.ML	INVMA 2012M-000059-R1	01/03/2017	FRAGMENTOS PURIFICADOS DE INMUNOGLOBULINAS TETANICAS DE ORIGEN EQUINO	CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1.0 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J06B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	19925127	PENTAXIM	INVMA 2010M-000247-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOEMELITS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOEMELITS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOEMELITS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTERINA TETANICA 10-30 MCG	Caja por una jeringa prellenada de 0.5 ml + un val liofilizado (caja por una jeringa prellenada 0.5 ml sin aguja) + val con liofilizado - esta aplica al empaque secundario.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8°C	3 años	J07C06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. LYON 3. 69280 MARCY L'ETOILE 4. LOC. VALCELLEO 09012 ANJON, FRANCIA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
17	1995123	ROTARIB VACUNA	INVIMA 2016M-0004647-R	3/05/2021	ROTAVIRUS VIVO ATENUADO HIBRIDO. CEPA RIX 4414 NO MENOS DE 10 A LA 6.0 (1000000)	CAJA POR 1 VAL CON LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR QUE INCLUYE 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DILUENTE PARA RECONSTITUIR EL LICI Caja por 1 val de vidrio tipo I Inoculo + 1 jeringa de vidrio tipo I Inoculo prepaquetada con 1ml de diluyente + dispositivo plástico de transferencia. Caja por 10 vales de vidrio tipo I Inoculo con 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo I Inoculo con diluyente para reconstituir el liofilizado y 10 dispositivos plásticos de transferencia.	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL.	ORAL	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL UNA VEZ RECONSTITUIDO EN DILUYENTE ESTABLE POR 24 HORAS A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C.	TRES (3) AÑOS	J07B01	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS SA (FABRICANTE SOLVENTE) 2. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RUE DE L'INSTITUT 89, BELGIJA 2. PARC DE LA NOIRE EPINE, RUE FLEMING 20, WAVER, B-1300, BELGIJA 3. RUE DE L'INSTITUT 89, RIXENSART, B-1330, BELGIJA.	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
18	19955183	HEPAVAX - GENE TF # 205M2	INVIMA 2006M-0006143	10/08/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO I X 20, INY.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	TRES AÑOS	J07B021	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 baon - gi, Yeosu-gu, Incheon, 406 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
19	19965327	VUAVAX	INVIMA 2006M-0006420	02/10/2016	PRIMERA CAMARA - VACUNA TIPOIDA 19 POLISACARIDO POLISACARIDO PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO V1 DE SALMONELLA TYPH (ESPECIE TYPH) 25 MCO. SECUNDARIAMINA. VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA VIRUS INACTIVADO HEPATITIS A 100 UNIDADES ANTIGENAS**	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE DOBLE COMPARTAMENTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	5°C MAS O MENOS 3°C	36 MESES	J07CA10	SANOFI PASTEUR S.A.	AVENTIS PASTEUR	SIEGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69637 LYON CEDEX 07	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
20	19972109	GARDASIL 9 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL HPV TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2006M-0006714	22/12/2016	PROTEINA L1 VP1 TIPO 6 + PROTEINA L1 VP1 TIPO 11 + PROTEINA L1 VP1 TIPO 16 + PROTEINA L1 VP1 TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON AGUIJAS POR JERINGA MAS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VALES DE SUSPENSIÓN. VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE ELASTÓMERO Y SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C Y 8°C CON CONGELAR. PROTEGERSE A LA LUZ DE DÍE. ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR. DE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR.	TRES (3) AÑO	J07B0M1	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
21	19972534	ROTATECIB VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2 X 10E6, G2 + 2 X 10E6, G3 + 2 X 10E6, G4 + 2 X 10E6 Y P1 + 2 X 10E6.	caja por 25 sobres de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto. Caja por 1 y 10 sobres de polietileno de baja densidad en sobres mas inserto.	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	2 AÑOS	J07B41	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUNNEYTOWN PIKE, WEST POINT - PENNSYLVANIA, U.S.A	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	19972860	QUINAVAX 6 INYECCION 0.5 ML	INVIMA 2007M-0006983	09/05/2017	TOXIDO DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXIDO DE TETANUS PURIFICADO + B. PERTUSSIS INACTIVADO	caja x 50 ampollas	SUSPENSIÓN INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	3 AÑOS	J07AM51	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	1. BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L	1. COREA DEL SUR 2. ITALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
23	19979609	QUIM - HB	INVIMA 2007M-0007599	22/01/2018	PRB (POLIBRIDO RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 28 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja múltiple por 8, 10 y 25 viales monodosis.	SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07A01	HEBER BIOTEK S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPROFARMACOS BIOGEN	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALLI COLOMBIA
24	19981555	CERVARIX VACUNA	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PÁPLOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PÁPLOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I, INSERTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C	4 AÑOS	J07B0M2	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGIJA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
25	19983090	MM-RIB 8 (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPIN, PAROTITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPIN (DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTITIS DE LA CEPA JERYL LYN 8) + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VAL CON VACUNA LIOFILIZADA + VAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07B052	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
26	19983100	PNEUMOVAX 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 6, TIPO 8, TIPO 9F, TIPO 9I, TIPO 9L, TIPO 10A, TIPO 10F, TIPO 14, TIPO 18B, TIPO 17F, TIPO 19F, TIPO 23F, TIPO 33F, TIPO 35F, TIPO 39F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML (UNIDOS). CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA E INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS 2 AÑOS	J07A101	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
27	19986384	ADACELB VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXIDO PERTUSSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXIDO DIFTERICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPÓN DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO. CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA (M6R 3T4)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
28	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUJA Y EMPAQUE ORIGINAL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B099	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGIJA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	COTA COLOMBIA
29	19989870	VARELIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/03/2018	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (VARICELA OXA)	CAJA CON UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACINA RECONSTITUIDA DEBE SER MANTENIDA MÍNIMO 30 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 ° C (MÁXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 ° C A 4 ° C)).	2 AÑOS	J07B01	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART - BELGIJA 2. FONT SAINT LAMERY 10, 1100 BRUSSELS NEDER OVER HEEMBEEL - BELGIJA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	19990911	VAMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO I CEPA OXA NO MENOS DE 10 3.0. CIDOSIS 3	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B151	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGIJA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
31	19990934	VACTAR VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 1.0 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B099	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	800 BEAR TOWN TAVERN ROAD WEST TRENTON NJ 08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
32	19991775	HAVRIX 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008358	28/08/2018	ANTIGENO HAV	Caja con una jeringa prellenada por 1 ml agua. Caja con un val de 1ml de suspensión	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B02	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART - BELGIJA	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
33	19991862	ROTARIX SUSPENSIÓN ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HIBRIDO ATENUADO (CEPA RIX4414) CANTIDAD 10 X1,000,000 CIDOSIS.	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO X (1.5 ML) (1 DOSIS)/CADA	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	3 años	J07B41	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE L'INSTITUT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
34	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXIDO TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1.10 y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	2 AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALLEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
35	20004822	SYNFLORIX 8 VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NEUMOCOCCO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F Y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSIÓN + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE DILUYENTE ESTERIL + CAJA POR 1 Y 10 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES (3) AÑO	J07A102	GLAXOSMITH LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART - BELGIJA 3. GLAXOSMITHLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART 2. 10 TIAS SAUTH AVE 8, SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Tiular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
36	2005506	AFLURAB 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019.	ACALFORNA/72009 (HN1) POMOS - CEPA ANALOGA ACALFORNA/72009 (NMIC X-181) + ATEXAS6/2012 (KND) - CEPA ANALOGA ATEXAS6/2012 (NMIC X-223) + BMASSACHUSETTS/2012 - CEPA ANALOGA BMASSACHUSETTS/2012 (NMIC EX-016)	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VÍDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0.9 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VÍDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0.9 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA E INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 °C Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN (1) AÑO	J07B01	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052- AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
37	20011362	PREVENIR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTES (OTERA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020.	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 8IC, 18A, 19F Y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1.5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0.5 ML EN VÍDRIO TIPO I CON BVO O AGUA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07A02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRELAND	1. SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL, NEWBERIDE COUNTY, ILLINOIS, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 807 SOUTH CUREY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, CLONAKIN, DUBLIN, IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	AVENIDA BUBA No. 95 - 66
38	20018950	MENVEOB	INVIMA 2010M-0011552	02/12/2015 En trámite de renovación.	GLUCOSARIDO MIMANODOCOCCO GRUPO Y 6 JU CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE S.6 A 10 µg	CAJA + FRASCOVÍDRIO TIPO I COMP LÍQUID MEXAL CON TAPONES HALOBUTILDO JERINGA (VÍDRIO TIPO I) CON LÍQUIDO MEN Y V. CAJA + FRASCOVÍDRIO TIPO I COMP LÍQUID MEN A CON TAPONES HALOBUTILDO JERINGA (VÍDRIO TIPO I) CON LÍQUIDO MEN Y V + AGUA ACE	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C	36 meses	J07A-08	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH	EMIL-VON-BEHRING-STR 76 MARBURG, 35041	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
39	20015816	VACUNA CONTRA LA VIRUELA OCC INFECCION	INVIMA 2011M-0012519	19/09/2016	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAJ09) NLT	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD DE COMBINE DE 1 FRASCO VAL DE VÍDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VÍDRIO TIPO I CON 1 ML DE AGUA PARA INYECCION	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR PUESATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS	2 AÑOS	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDANG GILL, HWASUN EUP, HWASUN-SI, JEONNAM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
40	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKAMERCK)	INVIMA 2011M-0012566	13/10/2016	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE LA VARICELA ZOSTER	Caja 1 + 10 vial de vidrio tipo I con tapón sellado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con tapón sellado más inserto	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 meses	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER LABORATORIES LLC	1. 5900 NORTHVEST, GREENVILLE 2. SHANNONTOWN PINE WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A 3. HOLLISTER LABORATORIES LLC	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
41	20019145	VACTIB® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A PURIFICADA E INACTIVADA	INVIMA 2010M-0011553	06/12/2015. En trámite de renovación.	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VAL POR 1.0ML MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07B09	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
42	20037966	TUBERCULINA TPO PARA LUD HEMANO	INVIMA 2012M-0013148	10/05/2017	PROTEÍNA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA	CAJA CON VAL DE VÍDRIO TIPO I DE 2 ML POR 20 DOSES Y CAJA CON AMPOLLA DE VÍDRIO TIPO I DE 1 ML POR 10 DOSES	SOLUCION INYECTABLE	INTRADERMAL	ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	24 MESES	V04CF01	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	BB-NCIPO LTD.	BULGARIA	ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S.	CALI
43	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDO TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXIDO TETANICO MÁS DE 5 U O MÁS DE 40 UJ UNIDADES DE FLOCCULACION	AMPOLLA EN VÍDRIO CLARO TIPO POR 0.5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 °C Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES 3 AÑO	J07A01	LARYSA-ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028- INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYSA-ANELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3. Bogotá - Colombia
44	20042287	VACUNA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSES)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXIDO DIFTERICO + TOXIDO TETANICO + B. PERTUSIS.	CAJA POR 1 FRASCO VAL DE VÍDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 meses	J07C09	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028 - INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
45	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXIDO TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 10 Y 148 VALES DE VÍDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07A01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL.	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
46	20055056	HYPERHEP B B	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	IMANODOLIBULINA, HEMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	Caja con Jeringa prellena por 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-4 °C NO CONGELAR.	DOS 2 AÑOS	J08B04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T. W. Alexander Drive 4105 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMACOLA S.A.S.	1. CALI, Colombia 2. Bogotá - Colombia
47	20071968	FLUQUORIN VACUNA ANTINFLUENZA 0.5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	ACALFORNA/72009 (HN1) + ATEXAS6/2012 (KND) + B/TEXAS6/2011 (ANALOGA B/ WISCONSIN/10/10) LIKE VIRUS + BMASSACHUSETTS/2012 + SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA	0.5 mL en jeringa prellena de vidrio de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del embolo se violeta, con tapón de borosilicato tipo I que contiene un adaptador y un capuchón montado con silicona grado médico.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C a 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
48	20072153	HEXAXIMB	INVIMA 2014M-0016096	31/07/2019	TOXIDO DIFTERICO PURIFICADO + TOXIDO TETANICO PURIFICADO + ANTIGENO DE SORBITELA PERTUSIS, TOXIDO PERTUSICO + ANTIGENO DE SORBITELA PERTUSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIO SILENTES INACTIVADO TIPO I (DAKINNEY), VIRUS DE POLIO SILENTES INACTIVADO TIPO 2 (DEF-1), VIRUS DE POLIO SILENTES INACTIVADO TIPO 1 (SALKETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VÍDRIO TIPO I TAPON EMBOLO DE HALOBUTILDO OROS. CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSES CON 2 AGUIJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BUSTIER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07C09	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR	FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
49	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HEMIFLUENZA INFLUENZA 0.5 ML	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXIDO DIFTERICO (+n = 30U) + TOXIDO TETANICO (+n = 40U) + B. PERTUSIS (+n = 4 U) + HBAG (R ADN) + CAPULAS PURIFICADO POR POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXIDO TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VAL DE VÍDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BOROSILICATO OROS (DIERRE ALMAMO FLIP OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 meses	J07C011	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
50	20084498	PROQUAD B	INVIMA 2015M-0018967	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARMAPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAIPARAS DE LA CEPA JERVA LYNA + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL VÍDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VAL DE VÍDRIO I CON DILUYENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 ° C A 8 ° C HASTA POR 30MINUTOS.	18 meses	J07B04	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC. + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILANT HOLLISTER STERIL LOC. + HETTER PHARMA PERTUNG GMBH + CO NO COMCALO EN SCHTZENRIESEN 87-8512 RAARENBERG, ALEMANIA DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUYENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION +	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
51	2007419	FLUJAGRI® VACUNA ANTIFLUJENZA 0.25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ACALFORNA/72009 (HN)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenas monodosis de vidrio de inyectable tipo 1 por 0.25mL, con adaptador Luer-lock, un tapón-embudo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ
52	41360	TYPHIM V	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLIDOSO CAPSULAR V1 PURIFICADO DE SALMONELLA TYPH	caja por 1 jeringa prellena por 0.5 mL unidades y caja por 10 vales monodosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	TRES (3) AÑOS	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
53	19930333	FAVRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FUS2 DE IMUNOGLOBULINA EOLINA ANTIFRIBICA 1000 - 2000 U/L	CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C/8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J06B05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
54	19933276	TETRIXIM B	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSIS PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0.5 mL CON AGUIJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES (3) AÑOS	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 69220 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
55	19939796	AVAXIM 800 PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA 89M CULTIVADA EN CELULAS EPIDIDIMOS HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA LINDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO 1), TAPON EMBOLO C/ CLOROBUTILO BELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
56	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES (3) AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A.	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
57	19409997	VACINA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VAL POR 0.5mL, 2.5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VALES DE 3.5mL. CAJA POR 10 VALES DE 2.5mL. CAJA POR 10 VALES DE 5mL. CAJA POR 10 VALES DE 10.0mL. VAL DE VIDRIO BORSALICATO TIPO 1 TAPON DE CLOROBUTILO BELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 3 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES (3) AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SUEROS Y VACINAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE HEPATITIS A) ANTIVA	1. AVENIDA 27 No. 1866, LA LISA, CUANDO DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 219 Y 222, REPARTO SIBONEY, FINLAY LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
58	2007572	VACINA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	ACALFORNA/72009 (HN) + ATEASAS/2012 (HN) + BMASACHSETTS/2012	Caja por 1 y 10 jeringas prellenas de vidrio tipo 1 (borsalicale) + agua + sapon de cauchito sintético + embudo de polipropileno con 0.5 mL cada jeringa.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 meses	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ
59	20012256	MEMICTRA (VACINA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOSIG RIPOS A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO	INVIMA 2015M-0011293-R	17/03/2021	POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO (PTD)	CAJ A POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSALICATO TIPO 1 CON TAPON BELLO DE 10MM Y SELLO DE DEPRESIONABLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS (2) AÑOS	J07A05	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
60	7038	ADRIFPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	ACALFORNA/72009 (HN) (PM09)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA ACALFORNA/72009, NYMC X-181) HA + ANONZ KONG487/2014 (HN) (LN)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA ANONZ CALEDON7/2014, NYMC X-207 A) HA + INHUBUBANE/80208 (LN)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: BBRISBANE/802008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BUSTIER DE PVC O PET CON UN TAPON EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO TIPO 1	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	UN (1) AÑO	J07B02	SEIRUIS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	200329	FLIZONE	INVIMA 2007 M-005989-R1	25/05/2017.	HEMAGLUTININA	CAJA POR 1, 10 VAL. DE 5 mL. POR 10 DOSIS.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROPIADO EN EL MOMENTO DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	3 AÑOS	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	20005193	AFLURAB 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VAL X 5 mL.	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR. PROTEGERSE DE LA LUZ.	3 AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
3	20034899	VACINA CONTRA LA INFLUENZA	INVIMA 2012M-0012881	01/03/2017.	HEMAGLUTININA	JERINGA PRELLENADA 0.25 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 °C.	18 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20037769	FLIZONE 0.5 ML	INVIMA 2012M-0012317	08/06/2017.	HEMAGLUTININA	Caja con 10 jeringas por 0.5 mL vidrio de borsalicato tipo 1 transparente - adaptador y tapa de goma gris - 10 unidades. Hacia reversida con silicona. Tapa del embudo de goma de bromobutadieno y Caja por 10 frascos de vidrio tipo 1 por 0.5 mL - sapon	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B01	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
5	218616	ELIAR® SUSPENSION PARA INYECCION	INVIMA 2009 M-012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: ACALFORNA/72009 (HN) (PM09) (VARIANTE ACETIC/CHICK/62/09) (H8) (X4P) + AVICTORIA/361 (2011) (HN) (VARIANTE T/AS/02/12) (NYMC X-223A) + BMASACHSETTS/02/2012 (VARIANTE BMASACHSETTS/02/2012, NYMC BX-618)	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO 1 POR 0.5 ML. AGUIJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y EN EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	1 AÑO	J07A01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. BRANCH OF SEPRIMA GRUB & COY GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Aleman y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
6	19947475	FLUAD	INVIMA 2009M-0004815	12/10/2015 En trámite de Renovación.	CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VIRALE 153C0 PARA CU DE LAS SIGUIENTES CEPAS: ACALFORNA/72009 (HN) (PM09) (CEPA ANALOGA ACALFORNA/72009, NYMC X-181), AVICTORIA/361 (2011) (HN) (CEPA ANALOGA AVICTORIA/361 (2011, NR-165) Y BWHSC/06/11/2010	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUIJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07A051	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BIENA ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec.	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
7	2005456	FLUORIMB	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	ACALFORNA72009 (H1N1) CEFMANOLICA ACALFORNA72009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUCUTANEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02		NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS S.LIMITED	L'EVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
8	1990340	VAXORIP PEDIÁTRICO SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010M-13812 - R1	09/09/2015 En trámite de Renovación	BIMASSACHUETS22012; CEPA DERIVADA UTILIZADA (NYMC-BX-518)	CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS POR 0,25 ML, CON AGUA ACOPLOADA. CAJA POR JERINGA PREENLADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML, CON AGUAS ANEXAS.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C.	12 meses	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	Plac Industriel d'Arcville	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
9	29157	TRIMOVAX MERIEUX	INVIMA 2007M-009522-R2	22/03/2017	VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAMPIÓN CEPA SCHWARTZ + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS CEPA URIBE AMIA, COMO MIMBO + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA RUBÉOLA CEPA WISTAR RA 27.13M	CAJA POR 1 VAL DE UNA DOSIS, MÁS JERINGA PREENLADA CON 0,5 ML DE SOLVENTE Y CAJA POR 10 VALES, CADA VAL DE UNA DOSIS, MÁS CAJA CON 10 AMPOLLAS DE SOLVENTE, CADA AMPOLLA CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA COMPROMIDIO ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	3 años	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
10	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTI-MENINGOCOCCO A 8 AC	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPÓN CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILOL	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A403	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
11	29155	VAXORIP	INVIMA 2008 M-009609 R2	01/10/2018	ATEXAS502012 (H1N1) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A... 15 MCG DE HEMAGLUTININA + ATEXAS502012 (H1N1) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A... 15 MCG DE HEMAGLUTININA + BIMASSACHUETS22012 - CEPA ANÁLOGA UTILIZADA NYMC-BX-518 15 MCG DE HEMAGLUTININA	JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML, EN CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS/TAPÓN EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBUTILOL	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	1 AÑO	J07B02	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A. + SANOFI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE Y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A	Bogotá - Colombia
12	2000679	FLUORIMB VAL 5 ML	INVIMA 2010M-0010648	22/04/2020	ACALFORNA72009 (H1N1) POM69 - CEPA ANÁLOGA (ACHRISTOARICH192010, NB.74), + AVICTORAR912011 (H2N2) CEPA ANÁLOGA (AVICTORAR3612011, VR.181) + BIVISIONR12010 (B) CEPA ANÁLOGA (BHRBE) WUJANGD1562008, NYMC BX-39).	CAJA CON UN VAL X 5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	1 AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. BELLARIA-ROSA GIOVILLETTE (SI) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia	
13	22621	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2008 M-010637 R-1	14/11/2018	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 Y 50 VALES DE VALES DE VIDRIO TIPO I POR 10 ML MULTIDOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, NO CONGELAR	36 MESES	J07C01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
14	1995184	HEPAVAX - GENE TF, 10 MCG	INVIMA 2008M-0006319	11/09/2016	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07C01	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION	Incheon sise (Songdo - dong) 23, Hamryou - ro 303 beou - gi, Yeosu - gu, Incheon, 426 - 840 Korea	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
15	1998398	MENUGATE	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C11) CONJUGADO A PROTEINA CRM-197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE 12,5 A 25 MCG ADSORBIDA A HIERROXIDO DE ALUMINO 0,3 A 0,4 MG, AL-3.	CAJA POR UN VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ML, + VAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO, ALMACENAR EL SOLVENTE HIBRIDADO DE ALUMINO DE 2-8°C A 3-30°C.	TRES AÑOS	J07A407	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. EML - VON BERRINON STR 76, MARBURG, 35041 2. VAL ROYENTAN 1, I-03100 SIENA, PLANTA EN BELLARIA - 53018 ROSA 3. SILVER HEALTH CARE	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia	
16	2005113	NIMENRIB	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO W 135 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO Y CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXICOIDE TETANICO 44 MCG	Aval (polvo liofilizado) + jeringa prellenada (solvente): 1 val de vidrio tipo I con tapón de goma de budo con jeringa liofilizada que contiene una (1) dosis por val, y 1 jeringa prellenada que contiene 0,5 ml de solvente por jeringa. Con 1 agua.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07A408	GLAXOSMITHK LINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS, BRANCO OF SF PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHK LINE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
17	2044612	SHANVAC @ B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B RADN	CAJA POR 36 VALES, CADA VAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CALCIO BROMOBUTILOL GRIS Y BILLO ALUMINO FLIP-OFF POR 0,5ML, 10ML, 50ML Y 100ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES, NO CONGELAR	24 MESES	J07C01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
18	20015630	RABIPURB	INVIMA 2010M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 IU	CAJA X FRASCO VAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA CAJA PLEASIBLE + 5 FRASCOS VAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RAMPO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	4 AÑOS	J07B01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHIRON BERRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. BOVERBERG PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 5. CSL BERRING GMBH	1. INDIA 2. ALBANYA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

*** Novedades de la publicación del mes de Julio**

1. Se incluye en el listado de temporalmente no comercializado: la vacuna RABIPURE, con registro Sanitario No. INVIMA 2010M-0010775 y expediente 20015630, toda vez que se concedió autorización de medicamento temporalmente no comercializado.
2. Se excluye del listado de vacunas vigentes, la vacuna FLUDONE 0,25 mL, con registro Sanitario No. INVIMA 2011M-0012174 y expediente 20019622, toda vez que se venció el registro sanitario.