



AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL

FUNCION REGULADORA

Registros Sanitarios

PUBLICACION

Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Julio de 2017

FECHA DE PUBLICACION

ago-17

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Título	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	47855	STAMARIB®	INVIMA 2005M-000940-R1	05/08/2015 En trámite de renovación	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000U	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B01	SANOFI PASTEUR S.A.	1.SANOFI PASTEUR S.A. 2.SANOFI PASTEUR S.A.	FRANCIA 1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCHY I ETOILE	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
2	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8° C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
3	29158	MOVAX® POLIO	INVIMA 2008M-009608-R1	18/11/2018	CADA 0.5 ML. DE SOLUCION CONTIENE: CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU.	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS POR 0.5 mL. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUAS INCLUIDAS	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENARSE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	TRES AÑOS	J07BF03	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
4	34354	ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	28/04/2020	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8° C.	TRES AÑOS	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
5	40062	VA-MENGOC - BC®	INVIMA 2012M-011972-R2	21/02/2017 En trámite de Renovación	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA CON 10 VIALES x 1 DOSIS (0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES x 5 DOSIS (0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES x 10 DOSIS (0.5 ML) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VIAL X 1 X5 X10 e 20 DOSIS (0.5mL) VIAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° C A 8° C NO CONGELAR. PROTEGERSE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	AVENIDA 27 No. 18805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Enviado - Antioquia
6	51912	PNEUMO 23	INVIMA 2006 M-003867 R-1	18/02/2016 En trámite de renovación	POLIOSIDOS PURIFICADOS DE: STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 23F.	CAJA POR UNA (1) JERINGA PREENLADADA X 0.5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE ENTRE 2 Y 8° C EN REFRIGERADOR. NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	SANOFI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOFI-PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
7	213330	AVAXM 160U	INVIMA 2006 M-003867 R-1	16/02/2019	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CA JA CON 1 JERINGA PREENLADADA POR 0.5mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	TRES AÑOS	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. 89280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
8	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M-007238 R1	18/03/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA. PREENLADADA CON 1 mL. DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2° C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	TRES AÑOS	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
9	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTITIS (CEPA RT 4395) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 27/3)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL SOLVENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBEDE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2° C Y 8° C.	DOS AÑOS	J07BD52	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART-BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABRICA, 3/A -33051 ASIANO TERME (PD), 3. BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
10	229090	VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN	INVIMA 2009 M-12834-R1	04/11/2019	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTERICEPA OKA)	CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 mL)	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C.	DOS AÑOS	J07BK01	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV	JAPON	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
11	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (PHA), + PERTACTINA (89 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA, ASOCIADA EN SALES DE ALUMINIO (BAJO SUSPENSION DE HIPODROXIDO DE ALUMINIO) + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT), + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (MAYONEY SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA)+ CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HV(HAEMOPHILUS INFLUENZAS TIPO B) Y TOXOIDE TETANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIB	CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADADA X 0.5 mL + 2 AGUAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
12	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	22/06/2020	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MN + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO MN + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBICO-HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA (PFS) SIN AGUIJA FLJA + 2 AGUIJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUIJA FLJA LAS AGUIJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07CA99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
13	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG.	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE 0.5ml + UN VIAL LIQFIZADO. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA 0.5ml SIN AGUIJA VIAL CON LIQFIZADO DOS AGUIJAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	TRES AÑOS	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A.	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 3, 69280 MARCY L'ETOLLE 4. LOC VALCANELLO-03012 ANAGNI, FRANCIA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
14	19955183	HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG	INVIMA 2017M-0006143-R1	10/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 20mg de ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C	TRES AÑOS	J07BC01	JANSEN VACINES CORP	JANSEN VACINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY-RO 303 BEON - GL, YEONSU - GU, INCHEON 406 - 840 COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMIA S.A.	Bogotá - Colombia
15	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2006M-003900-R	02/05/2016 En trámite de renovación.	ANTIGENO HBsAg PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 ML. POR UNA DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BD01	SANOFI PASTEUR LTD.	LG LIFE SCIENCES, LTD	129, SEOKMAM-RO, KJAN-SI, JEOLLABUK-DO, COREA.	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
16	19972109	GAROSEL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2008M-0006714	22/12/2016 En trámite de renovación	PROTEINA LI VPH TIPO 6 + PROTEINA LI VPH TIPO 11 + PROTEINA LI VPH TIPO 16 + PROTEINA LI VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON DOS AGUIJAS POR JERINGA MÁS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VIALES CON 0.5ML DE SUSPENSION VIAL CON LIQFIZADO CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR	TRES AÑOS	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO	1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKHON, VA 22827	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
17	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2007M-0006859	27/03/2017 En trámite de renovación	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 X 10E6, G2 + 2.8 X 10E6, G3 + 2.2 X 10E6, G4 + 2.0 X 10E6 Y P1 + 2.3 X 10E6.	CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MÁS INSERTO. CAJA POR 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MÁS INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ	DOS AÑOS	J07BH01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A.	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	Bogotá - Colombia
18	19978609	QUIMI - HIB	INVIMA 2007M-0007959	22/01/2018	PR8 (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) CONJUGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA	CAJA POR 1, 10 Y 25 VIALES MONODOSES, CAJA MULTIPLE POR 6 CAJAS POR 25 VIALES MONODOSES.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07AG01	HEBER BIOTEC S.A.	CENTRO NACIONAL DE BIOPREPARADOS BIocen	CUBA	TECNOQUIMICAS S.A.	CALI - Colombia
19	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2007M-0007488	21/11/2017	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, + INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C 8°C	CUATRO AÑOS	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
20	19983099	M-M-RB1 (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JER-LYNNE® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIQFIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL.	POLVO LIQFIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C	DOS AÑOS	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	MERCK SHARP & DOHME CORP	RAHWAY, NEW JERSEY, USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
21	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLVALENTE)	INVIMA 2008M-0008056	27/05/2018.	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE, TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS).	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
22	19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSSIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018	TOXOIDE PERTUSSICO ADSORBIDO-HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADIA (MZR 374)	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
23	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I PREENLADADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUIJA MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	TRES AÑOS	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Cota-Columbia
24	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018.	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIQFIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCI	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 6 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	DOS AÑOS	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A.	1. RIXENSART-BELGICA 2. FONT SAINT-LANDRY 10 1120 BRUSSELS (NEDER OVER HEEMBEEL) - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
25	19990911	VAMMRIX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018	VIRUS DE VARICELA ATENUADO ( CEPA OKA ) NO MENOS DE 10 3.0. CDD90 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIQFIZADO: AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR	POLVO LIQFIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BJ51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
26	19990934	VAQTA® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A	INVIMA 2008M-0008696	01/12/2018	VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS)	ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 1.0 mL DE LA VACUNA MÁS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
27	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018	ANTIGENO HAV	CAJA CON UNA JERINGA PREENLADADA POR 1 mL AGUA, CAJA CON UN VIAL DE 1ML DE SUSPENSION PARA INYECCION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RIXENSART-BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
28	19991862	ROTAVIRUS SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R04414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCD50.	CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	TRES AÑOS	J07BH01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FNSTUIT 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
29	20001952	TETANOL PUR	INVIMA 2009M-0009338	24/03/2019	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA DE CARTON CON 1,10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	DOS AÑOS	J07AM01	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	Emil-von Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
30	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019	POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4S, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION MAS INSERTO + CAJA POR 1, 10 o 100 VAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07AL02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE	1. RIXENSART 2. 10 TUAS SAUTH AVE B, SINGAPORE, 637421 SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
31	20005066	AFLURIA® 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2009M-0010222	30/11/2019	A/CALIFORNIA/72009 (H1N1) PM009 - CEPA ANALOGA A/CALIFORNIA/72009 (NYMC X-181) + A/TEXAS/502012 (H2N2) - CEPA ANALOGA A/TEXAS/502012 (NYMC X-223) + B/MASSACHUSETTS/2012 - CEPA ANALOGA B/MASSACHUSETTS/2012 (NYMC BX-51B).	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I (CONTENIDO 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I (CONTENIDO CADA UNA 0,5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	UN AÑO	J07B001	BIO CSL PTY LTD	BIO CSL PTY LTD	39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052- AUSTRALIA	BIOTOCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
32	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 D 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRLAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRLAND PHARMACEUTICALS	1. SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL, NEWBRIDGE COUNTL, KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRAANGE CASTLE BUSSNESS PARK, CLONALKIN, DUBLIN 22- IRLANDA	1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC.	Bogotá - Colombia
33	20018659	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	29/06/2022	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,8 A 10 µg.	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY; CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO. NO OBTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 20°C.	TRES AÑOS	J07AH08	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSA - 53018 SOVICELLE - ITALIA 2. STADTLET MARCHAB EML - VON - BEHRING - STR. 76 LIND 79 35041 MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
34	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2017M-0012519-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV06) 1x60PFU	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA + 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE AGUA PARA INYECCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIR CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	DOS AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HAWASIN-EUP, HWASUN-GUN JEOLLANM-DO, KOREA DEL SUR.	BIOTOCANA FARMA. S.A.	Bogotá - Colombia
35	20018952	ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (OKA/MERCK)	INVIMA 2011M-0012565	13/10/2016 En trámite de renovación	CEPA VIVA ATENUADA OKA/MERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA X 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO MAS INSERTO. CAJA X 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO MAS INSERTO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICALS INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STIER LABORATORIES LLC	1. 5900 NORTHWEST, GREENVILLE, 2. SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
36	20039648	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2012M-0013359	13/08/2017	TOXOIDE TETANICO MAS DE 5 (O MAS DE 40 U) UNDADES DE FLOCULACION	AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	TRES AÑOS	J07AM01	LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO	1, 2 y 3 Bogotá - Colombia
37	20042287	VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSIS (10 DOSIS)	INVIMA 2013M-0014535	14/11/2018	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PETRUSSIS.	CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO PCR 5 mL ( 10 Dosis)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	12 MESES	J07CA99	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	212 HADAPSAR PUNE 411 028-INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
38	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO.	CAJA DE CARTON CON 1,10 y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.	BIOLOGICAL E. LIMITED	SP. BIOTECH PARK, GENGOME VALL	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia
39	20055505	HYPERHEP® B	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLADADA POR 1 mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	DOS AÑOS	J06B004	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMAQUILA S.A.S.	1. Cali Colombia 2. Bogotá - Colombia
40	20071968	FLUQUADIB® VACUNA ANTINFUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019	A/CALIFORNIA/72009 (H1N1) + A/TEXAS/502012 (H2N2) + B/TEXAS/6/2011 (ANALOGA A B/WISCONSIN/02010/INE VIRUS) + B/MASSACHUSETTS/2012 + SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO	0,5 mL EN JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I QUE CONTIENE UN ADAPTADOR Y UN CAPUCHON MONTADO EN UN EXTREMO. LA BARRA DEL EMBUDO ES VIOLETA, CON TAPON DE BROMOBUTILO GRIS. SUPERFICIE TRATADA CON SOLUCION GRADO MEDICO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO	12 MESES	J07B002	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOFI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Títular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
41	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSSICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 18 - 30 MCG)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALSUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	30 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A. Y SANOPI PASTEUR	FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
42	20042292	VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	INVIMA 2014M-0015525	06/03/2020	TOXOIDE DIFTERICO (v/ = 30U) + TOXOIDE TETANICO (v/ = 40U) + B. PERTUSSIS (v/ = 4 U) + HISA (R ADN) + CAPSULAR PURIFICADO HIB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA)	VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	18 MESES	J07CA11	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	INDIA	SILCOV SAS.	Bogotá - Colombia
43	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JEVILYN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WESTER RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	DMS PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILANT HOLLISTER STIER LLC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHÜTZENSTRASSE 87 88212 RAVENSBURG ALEMANIA/DE LA JERINGA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
44	20078419	FLUQUADRI® VACUNA ANTIFLUENZA 0,25ML	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	ALCALFORNIA/72009 (H1N1)	Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de boricato tipo I por 0,25mL, con adaptador Luer-lock, un tapón-embolo	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B002	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá-Colombia
45	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	29/07/2020	POLISIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 mL undosis y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C	TRES AÑOS	J07AP03	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENÉUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
46	19930333	FAVIRAB	INVIMA 2014M-0001897-R1	27/03/2019	FRAGMENTOS FIAB(2) DE INMUNOGLOBULINA EQUINA ANTRÁXICA 1000 - 2000 U.I.	CAJA POR 1 Y POR 10 VIALES DE 5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	DOS AÑOS	J06B005	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
47	19933276	TETRIXIM®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
48	20051113	NMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135 + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* + CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	VIAL (POLVO LIOFILIZADO) + JERINGA PREENLADA (SOLVENTE) + VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL, Y 1 JERINGA PREENLADA QUE CONTIENE 0,5 mL DE SOLVENTE POR JERINGA CON 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE LINE COLOMBIA S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. BELGICA 2. ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
49	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003340-R1	11/03/2020	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C, NO CONGELAR.	TRES AÑOS	J07B002	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO)	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENÉUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
50	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R	29/07/2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	TRES AÑOS	J07AM51	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENÉUX 69280 MARCY L'ETOILE	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
51	19940997	VACUNA ANTITETANICA	INVIMA 2015M-0003473-R	28/12/2020	ANATOXINA TETANICA PURIFICADA	CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5,0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10,0mL. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO ROJO.	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTERAL	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CUIDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 21B Y 22Z, REPARTO SIBONEY PLAYA, LA HABANA, CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.	Envigado - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
52	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16/12/2020	A/CALFORNIA7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I (BOROSILICATE) + AGUA + TAPÓN DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLO DE POLIPROPILENO CON 0,5 mL CADA JERINGA.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
53	20012256	MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACÁRIDOS MENINGOCÓCCICOS GRUPOS A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO	INVIMA 2016M-0011293-R	17/03/2021	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE TPO I CON TAPON DE BULTO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	DOS AÑOS	J07AH05	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR INC.	DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
54	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M-001894-R2	29/04/2021	A/CALFORNIA7/2009 (H1N1)PDM09-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/CALFORNIA7/2009, NYMC X-181) HA + A/HONG KONG/4801/2014 (H3N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/NEW CALEDONIA/71/2014, NYMC X-257 A) HA + B/BRISBANE/2008-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: B/BRISBANE/60/2008, WILD TYPE) HA	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO TIPO I)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C. NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	UN AÑO	J07B02	SEGIUS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. Reino Unido 2. Italia	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
55	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13/07/2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES RW/WH/81 1953-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA + 2,2,2,2-TETRAFLUOROMETANO UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 56°C DURANTE UN MES	CAJA POR UNO (Y 5) FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	TRES AÑOS	J07B01	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOPI PASTEUR	1. 1541 AVENUE MARCEL MÉNÉUX 69280 MARCY L'ETOILE S.A. 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL. 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
56	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016M-0017504	3/01/2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK. 1350 U.F.C.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	DOS AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. JUBILANT HOLLISTER STER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. MERCK SHARP & DOHME CORP. 6. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT PA 19486 USA 2. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 992074 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5555 OLD OXFORD ROAD DURHAM, NORTH CAROLINA USA 4. SCHÜTZENSTRASSE 97, 88212 RAVENSBURG-ALEMANIA 5. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A. 6. 5800 MARTIN LUTHER KING JR. HIGH WAY, GREENVILLE, N.C. NC27184 USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
57	20019145	VAQTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1,0ML MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B039	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTADOS UNIDOS	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
58	19955184	HEPAVAX - GENE TF, 10 mcg	INVIMA 2017M-0006319-R1	18/05/2022	ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 10mcg de ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	TRES AÑOS	J07B01	JANSSEN VACCINES CORP	JANSSEN VACCINES CORP	(SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON - GU, YEONSU - GU, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
59	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NO NAVALLENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/08/2022	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 56: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADAS CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSION MÁS INSERTO; CAJA X 1 O 10 X 1 C/ U CON 0,5 ML C/ U DE SUSPENSION MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C, NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	TRES AÑOS	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO).	1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT, PA, 19486 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	Bogotá - Colombia
60	19905376	INFANRIX HEXA (DTPa - HEPIB - IPV - Hib)	INVIMA 2017 M-14204-R2	28/07/2022	CADA DOSIS DE VACUNA RECONSTITUIDA DE 0,5 mL CONTIENE TOXOIDE DIFTERICO (D) MIN. 30,00 UI, TOXOIDE TETANICO (T) MIN. 40,00 UI, ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSICO (PT) 25,00 MCG, HEMAGLUTININA FLAMENTOSA (FHA) 25,00 mcg, PERTACTINA (PRN) 8,00 mcg, ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBsAg) 10,00 mcg, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 1: 40 UI, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 2: 8 UI, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 3: 32 UI, POLISACÁRIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (TT) 10 mcg.	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hb) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+Vib+Pv) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS (REGISTRO INVIMA 20080M-0002778). (VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hb) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 ML DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+Vib+Pv) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS (REGISTRO INVIMA 20080M-0002778) EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS.	POLVO Y SUSPENSION PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE.	INTRAMUSCULAR PROFUNDA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	TRES AÑOS	J07CA02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	RUE DE FENSTRI 89 B-1330 RIXENS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
34	2015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCIÓN	INVIMA 2017M-0012519-R1	31/07/2022	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV06) 1400PFU	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ML DE AGUA PARA INYECCIÓN.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ, DESPUÉS DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	DOS AÑOS	J07BK01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	40, SANDAN-GILL, HAWASUN-EUP, HWASUN-GUN, JEOLLANM-DO, KOREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Via de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20005193	AFLURIA® 0.5 mL	INVIMA 2009M-0010214	24/11/2019.	HEMAGLUTININA	CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL	Suspensión inyectable	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C a 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ.	TRES AÑOS	J07B02	CSL LIMITED	CSL LIMITED	AUSTRALIA	BIOTOSCANA FARMA S.A.	Bogotá - Colombia
2	218616	FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCIÓN	INVIMA 2009 M-0012058 R1	02/03/2019	FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 [VARIANTE A/CHRISTCHURCH/162010 (NB 74XP)] + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) [VARIANTE TEXAS/502/2012 (NYMC X-223A)] + B/MASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE B/BRISBANE/59/2014 (NYMC BX-51B)]	CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I (POR 0,5 ML) AGUA DE ACERO Y ELASTÓMEROS DE CAUCHO TIPO II	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTÁNEA	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. PROTEGIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR.	UN AÑO	J07A01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	Alemán y Francia (Respectivamente)	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
3	1994745	FLIAD	INVIMA 2016M-0004815-R1	10/05/2021	ANTIGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA INFLUENZA (HEMAGLUTININA Y NEURAMINIDASA) CULTIVADOS EN HUEVOS FERTILIZADOS DE GALLINAS SANAS, CON ADYUVANTE MF59C.1, A PARTIR DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-18) 15 MICROGRAMOS HA; A/SWITZERLAND/97/15293/2013 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/SWITZERLAND/97/15293/2013, NB-88) 15 MICROGRAMOS HA; B/PHILIPPINES/07/02/01 (CEPA ANALOGA: B/BRISBANE/59/2014 (CEPA NATURAL) 15 MICROGRAMOS HA* (HEMAGLUTININA)	UNA (1) JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I SILICONADA, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W 1883 GRIS; CAJA DIEZ JERINGAS PREENLADADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I, SILICONADA, CON AGUA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W 1883	SUSPENSION INYECTABLE	PARENTAL	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07A051	SEQRUS S.R.L.	SEQRUS VACCINES LTDA	GASKILL ROAD SPEAKE LIVERPOOL, MERSEYSIDE L24 9GR - REINO UNIDO.	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá - Colombia
4	20005456	FLUVRIN®	INVIMA 2009M-0010119	03/11/2019	A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) PDM09 + CEPAAANALOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA)	CAJA X 10 JERINGA PREENLADADA X 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR - SUBCUTÁNEA	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Y NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LIMITED	LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
5	32068	A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C	INVIMA 2009M-001462-R3	29/09/2019	POLIOSACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C.	1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBUDO DE CLOROBROMOBUTILO	POLVO ESTERIL PARA SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 °F° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	TRES AÑOS	J07A403	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR Y SANOPI PASTEUR S.A.	69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
6	20099679	FLUVRIN® VIAL 5 ML	INVIMA 2016M-0010648	22/04/2020	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - (CEPA ANALOGA: (A/CHRISTCHURCH/162010, NB-74) + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) (CEPA ANALOGA: A/VICTORIA/361/2011, VR-165) + B/BRISBANE/59/2014 (CEPA ANALOGA: B/HUBEI-WUJIAANG/158/2009, NYMC BX-39).	CAJA CON UN VIAL X 5 mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C	UN AÑO	J07B02	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. LIVERPOOL 2. BELLARIA-ROSA SCHICOLLE (SI) 53018-ITALIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia
7	19983888	MENJUGATE.	INVIMA 2008M-0007996	06/05/2018	OLIGOSACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIS DEL GRUPO C (CEPA C1) COMBINADO A PROTEINA CRM-197 DE CORNYEBACTERIUM DIPHTHERIAE 12,5 A 25 MCG ADSORBIDA A DIÓXIDO DE ALUMINO 0,3 A 0,4 MG. AL-3.	CAJA POR UN VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A 0,5 ML. + VIAL CON SUSPENSION RECONSTITUYENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO. ALMACENAR EL SOLVENTE HIDROXIDO DE ALUMINO DE 2-8°C A 2-8°C.	TRES AÑOS	J07A407	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 3. BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICAL	1. EML - VON BEHRINGSTR. 76, MARBURG, 35041 2. VIA FIORENTINA 1 153100 SIENA, PLANTA EN BELLARIA - 53018 ROSIA	1. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	1. Bogotá - Colombia
8	20048612	SHANVAC® B	INVIMA 2014M-0015556	06/01/2020	ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B R-ADN	CAJA POR 35 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILO GRIS Y SELLO ALUMINO FLIP-OFF POR 0,5mL., 1,0mL, 5,0mL Y 10mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR	DOS AÑOS	J07BC01	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	INDIA	SANOPI PASTEUR S.A.	Bogotá - Colombia
9	20015630	RABIPUR®	INVIMA 2016M-0010775	19/05/2020	VIRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI	CAJA X FRASCO VIAL MONODOSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUA; CAJA PLEGABLE CON 5 FRASCOS VIAL MONODOSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C.	CUATRO AÑOS	J07B001	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG	1. CHIRON BEHRING VACCINES PRIVATE LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREING PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. 5. CSL BEHRING GMBH	1. INDIA 2. ALEMANIA 3. INDIA 4. ITALIA 5. ALEMANIA	NOVARTIS DE COLOMBIA S.A	Bogotá - Colombia

\* Novedades de la publicación del mes de Agosto 2017

- Inclusión de la vacuna: STAMARIL® con Registro Sanitario No. INVIMA 2005M-000940-R1 en trámite de renovación, a favor de SANOPI PASTEUR S.A. con domicilio en Francia, por cuanto no figuraba en listado previo.
- Actualización: Vacuna INFANRIX HEXA (DTPA - HEPB - IPV - Hib), cuyo Registro Sanitario fue renovado bajo número INVIMA 2017-M-14204-R2 a favor de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. con domicilio en Bélgica
- Actualización: Vacuna VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION cuyo Registro Sanitario fue renovado bajo número INVIMA 2017M-0012519-R1 a favor de GREEN CROSS CORPORATION con domicilio en Corea del Sur