


AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL																
FUNCIÓN REGULADORA					PUBLICACIÓN								FECHA DE PUBLICACIÓN			
Registros Sanitarios					Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Julio de 2020								Aug-20			
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2007M-009607-R2	07/09/2017 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07AM01	SANOPI PASTEUR S.A.	SANOPI PASTEUR S.A.	LYON - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	34354	ENGERIX®-B 20 SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	01/10/2020	ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 100 VIALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25mL CON CCT, TAPON DE CAUCHO PM27 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25mL CON LLA, TAPA PLÁSTICA RÍGIDA, TAPON DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	36 MESES	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART-BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2009 M-011597 R-1	16/02/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5mL	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
4	216963	TWINRIX ® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2008M-007238 R1	18/07/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB5) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. KG)	1. RIXENSART-BELGICA 2. DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2009 M-012126 R1	02/03/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPARELITIS (CEPA RI 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 2773)	CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	24 MESES	J07BD52	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. RIXENSART-BELGICA 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
6	230249	INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB)	INVIMA 2009M-012551-R1	23/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA), + PERTACTINA (69 KDa PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA), ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINIO (BAJO SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINICO) + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT), + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1, (MAHONEY SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIV(HAEMOPHILUS INFLUENZAS TIPO B) Y TOXOIDE TATANICO DE 30 A 50 MCC CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIB	CAJA, VIAL + JERINGA PRELLENADA X 0.5 mL + 2 AGUJAS	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. INSTALACION SA04 DE	1. RIXENSART-BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
7	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2010 M-13946 R1	01-10-20	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS TERUMO® E INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07CA99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. INSTALACION SA04 DE	1. RIXENSART-BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2013M-0002347-R1	07/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 3	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0.5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0.5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 10. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA 0.5mL SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE. EN CAJA POR 1 Y CAJA X 10	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C	36 MESES	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. 3. SANOPI PASTEUR S.A. 4. SANOPI S.P.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. LYON - FRANCIA 3. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 4. ANAGNI - ITALIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	19972109	GARDASIL ® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2008M-0006714	22/12/2016 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0,5mL DE SUSPENSION JERINGA/VIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBUDO EN BROMOBUTILO+ AGUJA DE 25 G X 5/8" CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0,5mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRARLO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP 3. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

10	19983099	M-M-R® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA)	INVIMA 2008M-0007891	22/04/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYLL LYNN ® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07BD52	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
11	19983100	PNEUMOVAX ® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	10-07-25	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0,5 mL (UNIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	24 MESES	J07AL01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	19986384	ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUISIS.	INVIMA 2008M-0008078	29/05/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENIENDO 0,5 mL DE LA SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	SANOFI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
13	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2008M-0008528	23/10/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PRELLENADA CON 0,5 mL DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO. CAJA CON BANDEJA/CUNA DE CARTON X 10 VIALES MONODOSIS DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILADO Y AGRAFE DE ALUMINIO. CAJA POR 1 VIAL MONODOSIS DE VIDRIO TIPO I, CON TAPON DE CAUCHO BROMOBUTILADO Y AGRAFE DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTA-COLOMBIA
14	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2008M-0008371	09/09/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIXA CORPORATION DBA GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE	1. RIXENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
15	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2008M-0008356	28/08/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	ANTIGENO HAV (ADSORBIDO EN HIDROXIDO DE ALUMINIO HIRATADO, 0,50 MG DE AL 3+)	CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA POR 1 mL AGUJA CAJA CON UN VIAL DE 1mL DE SUSPENSION PARA INYECCION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXO SMITH CLAIN BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE MCB Y WCB)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
16	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2008M-0008413	16/09/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R14414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50.	CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) (CADA TUBO) CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X 1,5 mL (1 DOSIS) (CADA JERINGA).	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
17	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2009M-0009510	30/04/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACARIDO NEUMOCOCCO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA POR 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. INSTALACION S404 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
18	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA, 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGADIZA DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PRELLENADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HV DWCS	1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
19	20018952	ZOSTAVAX®	INVIMA 2018M-0012565-R1	20-02-2023	CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER	CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #18 DE BROMOBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE. MAS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUYENTE (AGUA PARA INYECCION) MAS UN INSERTO CAJA PLEGADIZA CON 1 Y 10 VIAL DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I Y TAPON WEST #442350 DE GLOROBUTILO CON POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE MAS 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE DILUYENTE PARA INYECCION MAS UN INSERTO.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. JUBLIANT HOLLISTERSTIER LLC 2. PATHENON MANUFACTURING SERVICES LLC. 3. DMS PHARMACEUTICALS INC. 4. MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. WASHINGTON - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA2020M-0013359-R1	05-08-2025	TOXOIDE TETANICO MAS DE 5 (O MAS DE 40 UJ) UNIDADES DE FLOCULACION	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT., LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	PUNE - INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS.	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. CAJICA CUNDINAMARCA
21	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2013M-0014543	25/09/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO NO MENOS DE	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
22	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2013M-0014777	27/01/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	IMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PRELLENADA POR 1mL	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	24 MESES	J06B804	GRIFOLS THERAPEUTIC S INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LDA	1. CALI - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA

23	20071968	FLUQUADRI® VACUNA ANTINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2014M-0015005	14/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	HEMAGLUTININA DE LA CEPA A/BRISBANE/02/2018 IVR -190 (H1N1)+ HEMAGLUTININA DE LA CEPA/SOUTH AUSTRALIA/34/2019, IVR-197 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA/SOUTH AUSTRALIA/34/2019, IVR-197 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/PHUKET/3073/2013+HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/WASHINGTON/02/2019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I POR 0,5ml, CON ADAPTADOR LUERLOCK, EMBOLO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX Y CAPUCHÓN SIN LÁTEX.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
24	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2014M-0015095	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS. TOXOIDE PERTUSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07CA09	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
25	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2015M-0015957	10/07/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON 8 + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PRELLENADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO + 2 AGUJAS CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07B54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. DMS PHARMACEUTICAL, INC 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. JUBBLANT HOLLISTER STIER LCC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. NORTH CAROLINA - USA 2. PENNSYLVANIA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
26	20078419	FLUQUADRI® VACUNA ANTIFLUENZA 0,25mL	INVIMA 2015M-0016258	30/09/2020	A/BRISBANE/02/2018 IVR -190 (H1N1)+SOUTH AUSTRALIA/34/2019, IVR-197 (H3N2)+B/PHUKET/3073/2013+B/WASHI NGTON/02/2019	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I POR 0,25ml, CON ADAPTADOR LUERLOCK, UN TAPON-EMBOLO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07BB02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ-COLOMBIA
27	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	1-10-2020	POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA POR 0,5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	36 MESES	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI-PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	19933276	TETRAMIX®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml CON AGUJA ADHERIDA CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5ml Y DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL, CADA UNO CON 1 JERINGA PRELLENADA QUE CONTIENE 0,5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 1 AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA	1. GLAXOSMITHKI NE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S.	1 Y 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
30	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2015M-0003240-R1	11/03/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A. CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5.	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0,5ml CADA DOSIS VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 ° 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	19940566	IMOVAX D.T. ADULTO	INVIMA 2015M-0003330-R1	1-10-2020	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO	JERINGA PRELLENADA UNIDOSIS 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I INCOLORA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C	36 MESES	J07AM51	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

32	19940997	VACUNA ANTITETÁNICA	INVIMA 2015M-0003473-R1	28-12-20	ANATOXINA TÉTANICA PURIFICADA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 10 VIALES POR 0,5 ML. VIAL DE VIDRIO BORSILICATO TIPO I TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AM01	INSTITUTO FINLAY	1. INSTITUTO FINLAY. 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION- PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACIÓN DE SUSTANCIA ACTIVA)	1. LA HABANA, CUBA 2. LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A	ENVIADO - COLOMBIA
33	20012256	MENACTRA ®	INVIMA 2016M-0011293-R1	17-03-21	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOPI PASTEUR INC.	SANOPI PASTEUR INC.	USA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
34	7038	AGRIPPAL S1	INVIMA 2016M- 001894 -R2	29/04/2021	ABRISBANE/02/2018 (H1N1) PDM09 - CEPA ANALOGA (A/BRISBANE/02/2018, IVR-190) + ASOUTH AUSTRALIA/34/2019 (H3N2) - CEPA ANALOGA (A/SOUTH AUSTRALIA/34/2019, IVR-197) + B/WASHINGTON/02/2019-LIKE (B/VICTORIA LINEAGE) - CEPA ANALOGA (B/VICTORIA/705/2018, BVR-11)	CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO INCOLORO TIPO I	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ.	12 MESES	J07B02	SEQRUS S.R.L	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 2. SEQRUS VACCINES LIMITED	1. ITALIA 2. LIVERPOOL - REINO UNIDO	BIOTOSCANA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
35	34332	VERORAB®	INVIMA 2016 M-011546-R3	13-07-2021	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PM/W138 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2,5 UI * POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ml DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07B001	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI WINTHROP INDUSTRIE DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOPI-PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA .	INVIMA2016M-0017504	3-01-2022	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK, 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA, CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07B0K1	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y PT) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. FANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	20019145	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10-02-2022	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0 ML MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	30-05-2022	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VIV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE, NO CONGELAR, MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07BL01	SANOPI PASTEUR	1.SANOPI PASTEUR 2.SANOPI PASTEUR 3.SANOPI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
39	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - Hib).	INVIMA 2017 M-14204-R2	28-07-2022	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDE TELA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSSIS (PT)/HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)/PERTACTINA (PRN) 1+ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAg)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO Y+TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MANONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 ml. CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hb) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 ml. DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPA+HB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 ml. CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (Hb) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 ml. DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPA+HB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE.	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MAS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO.KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

40	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA2017M-003900-R2	18-01-23	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC01	SANOPI PASTEUR LTD.	LG CHEM LTD	REPÚBLICA DE COREA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
41	40062	VA- MENGOC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	26-03-2024	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	VIALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0,5mL). ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MÚLTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS ENVASADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07AH03	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	ENVIAGADO - COLOMBIA
42	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	09/09/2024	ANTÍGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSION EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO. CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSION EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07BC01	SILCOV SAS	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	22-11-2024	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 VIALES POR 1 DOSIS/VIAL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07BD52	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	19972534	ROTATE® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	08-01-24	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL	24 MESES	J07BH02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
45	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	5-01-2023	CEPA DE TIPO A/BRISBANE/02/2018 (H1N1) PDM09 (A/BRISBANE/02/2018, IVR-190)* CEPA DE TIPO A/SOUTH AUSTRALIA/04/2019 (H3N2) (A/SOUTH AUSTRALIA/04/2019, IVR-197)* CEPA DE TIPO B/WASHINGTON/02/2019 (B/WASHINGTON/02/2019, TIPO SALVAJE)* CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLASTICO RIGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VASTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0,5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B001	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NLDER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
46	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NOVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22-06-22	PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELENADA(S) CON 0,5 mL CL U DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA X 1 0 10 VIAL (ES) CON 0,5 mL CL U DE SUSPENSION MAS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
47	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	29-06-2022	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33.3 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.5 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 8.3 µg-OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO. NO OBSTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 23°C.	36 MESES	J07AH08	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARGBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
48	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2020M-0007488-R1	01-07-25	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, INCOLORO DE 3ML. CAJA CON UNA JERINGA PRELENADA DE 1,25 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	48 MESES	J07BM02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
49	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	19-06-2025	CEPA AMICHIGAN/45/2015 (H1N1) PDM09 CEPA ANALOGA AMICHIGAN/45/2015, NYMC X-275 + CEPA AHONG KONG/4801/2014 (H3N2) CEPA ANALOGA (AHONG KONG/4801/2014, NYMC X-263B) + CEPA BRISBANE/02/2008 (LINEA VICTORIA) + CEPA B/PHUKET/3073/2013 (LINEA YAMAGATA)	CAJA POR UNA JERINGA PRELENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACION (2°C - 8°C). NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07BB02	SANOPI PASTEUR	SANOPI PASTEUR	MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA

50	2005740	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	06-08-25	TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 UI)+TOXOIDE DE TETANO (>= 60 UI)+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULOSA ENTERA (>= 4 UI)+ANTIGENO HEPATITIS B RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNIDO COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MCG DE TOXOIDE DE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MG/ML DE ALUMINIO) <= 1,25 MG+TIOMEROSAL 0,01% W/V+AGUIA PARA INYECCION C.S.P.	VIAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0,5 ML + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	18 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA, INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	ANTIOQUIA- COLOMBIA
51	20121851	DENGVAXIA®	INVIMA 2020M-0019754	13-08-2025	VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 3 Y VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES. 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 4ML CON TAPON DE GOMA DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF MARRON MEDIO QUE CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (5 DOSIS). MAS 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 3ML CON TAPON DE GOMA (CLOROBUTILO O BROMOBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF GRIS OSCURO QUE CONTIENE DISOLVENTE (5 DOSIS - 2,5ML).	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0,9% ES ESTABLE 8 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07B0X1	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR NVL 2. SANOPI PASTEUR S.A	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA	
52	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA2020MB-0000008	03-08-2025	HEMAGLUTININA DE LA CEPA A/MICHIGAN/45/2015 (H1N1)PDM09-LIKE STRAIN(A/SINGAPORE/GP1908/2015, IVR-180) HEMAGLUTININA DE LA CEPA A/SINGAPORE/INF1M16-0019/2016, 0019/2016(H2N2)LIKE STRAIN (A/SINGAPORE/INF1M16-0019/2016, NIB-104)HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/PHUKET/3073/2013-LIKE STRAIN (B/PHUKET/3073/2013, WILD TYPE) HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/BRISBANE/60/2008-LIKE STRAIN (B/BRISBANE/60/2008, WILD TYPE).	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS UNICA CON AGUIA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR/SUBCU TANEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	Veerweg 12, 8121 AA, OLST - PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	Cra. 1 No. 46 - 84, Cali - Valle

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20070572	VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC	INVIMA 2015M-0016620	16-12-20	A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H2N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I (BOROSILICATE) + AGUIA + TAPON DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLO DE POLIPROPILENO CON 0,5 ml. CADA JERINGA.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	COREA DEL SUR	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20015816	VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION	INVIMA 2017M-0012519-R1	31-07-22	VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV/06) 1400PFU	CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES: CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ml DE AGUA PARA INYECCION.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS.	24 MESES	J07B01	GREEN CROSS CORPORATION	GREEN CROSS CORPORATION	KOREA DEL SUR.	BIOTOSCANA FARMA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	19990911	VAMMRX	INVIMA 2008M-0008810	10/12/2018 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS DE SARAMPION VIVO ATENUADO (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3+VIRUS DE PAPERIA VIVO ATENUADO (CEPA RIT 4385) DERIVADA DE JERYL LYNN NO MENOS DE 10 4.4 CCID50 3+VIRUS DE RUBEOLO VIVO ATENUADO (CEPA WISTAR RA 27/3) NO MENOS DE 10 3.0. CCID50 3+VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.3. CCID50 3	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO* AMPOLLETA CON 0,5 ml. DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR. CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HULE BROMOBUTILO. CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON 0,5ml DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07B, J51	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE SUSTITIVO) 4. DELPHARM TOURS- FRANCIA 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. RIXENSART- BELGICA 2. BRISELAS - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIANO S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
4	20114308	TRUMENBA®	INVIMA 2019M-0019054	20-06-24	MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUIA. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUIA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH09	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM FCV GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENNA - AUSTRIA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA

* **Novedades de la publicación del mes de Julio 2020**

- Inclusión de la vacuna COMBE FIVE, expediente 2005740, con Registro sanitario No. INVIMA 2020M-0019744 otorgado mediante Resolución No. 2020023799 DE 22 de Julio de 2020.
- Inclusión de la vacuna DENGVAXIA®, expediente 20121851, con Registro sanitario No. INVIMA 2020M-0019754 otorgado mediante Resolución No. 2020024351 DE 28 de Julio de 2020.
- La vacuna ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO expediente 20039648, pasa de en trámite de renovación a VIGENTE, con registro sanitario No. INVIMA 2020M-0013359-R1 otorgado mediante Resolución No. 2020023596 del 21 de Julio de 2020.
- Inclusión de la vacuna INFLUVAC TETRA expediente 20146427, con Registro Sanitario INVIMA 2020MB-0000008 otorgado mediante Resolución No. 2020023523 del 17 de Julio de 2020.
- La vacuna PNEUMOVAX 23(VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE) pasa de en trámite de renovación a VIGENTE, con Registro Sanitario No. INVIMA 2020MB-0000056-R1 otorgado mediante Resolución 2020020873 del 25 de Junio de 2020.
- Se excluye la VACUNA RABIPUR® con expediente 20015630 de Temporalmente No Comercializado por vencimiento del registro Sanitario.