

| FUNCIÓN REGULADORA | | AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL | | | | | | | | | | * Esta publicación se encuentra disponible también en: www.datos.gov.co | | | | |
|----------------------|------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|----------------------------|---|------------|--------|---|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| Registros Sanitarios | | PUBLICACION | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACION | | | | |
| | | Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Junio de 2016 | | | | | | | | | | página 16 | | | | |
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Título | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 1 | 29151 | TETAVAX VACUNA INYECTABLE | INVIMA 2007M-009607-R2 | 07/09/2017 | TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO | CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENDA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | TRES AÑOS | J07A01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR | Bogotá - Colombia |
| 2 | 29158 | IMOVAB POLO | INVIMA 2008M-009608-R1 | 19/11/2018 | CADA 0.5 ML. DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLO TIPO I 40 UI TIPO 2 B DU, TIPO 3 32 DU. | CAJA CON UNA JERINGA PRELLENDA DE UNA DOSIS POR 0.5 ML. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENDA DE UNA DOSIS CON DOS AGUIJAS INCLUIDAS | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTÁNEA | ALMACENASE ENTRE 2° Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | TRES AÑOS | J07B03 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 3 | 34354 | ENDERVIB-S SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2010 M-01189 R2 | 28/04/2020 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (PESADO EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA | CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO DE 1 ML. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C. | TRES AÑOS | J07B01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 4 | 40962 | VAL MENDOC - BOB | INVIMA 2013M-011972-R2 | 21/02/2017 | VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MEMBRANA EXTERNA DE MEMBRANOS SEROGRUPPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPPO C | Caja con 10 vials x 1 dosis (0.5 ml) VAL en estuche individual. CAJA CON 10 VALES X 5 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VALES X 10 DOSIS (0.5 ML) VAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VAL X 1 X5 X10 o 20 dosis 0.5ml VAL | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 ° C A 8 ° C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ. | TRES 3 AÑO | J07A03 | INSTITUTO FINLAY | INSTITUTO FINLAY | AVENIDA 27 No. 1985, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A. | Enriquepé - Antioquia |
| 5 | 47855 | STAMARE (VACUNA DE FIEBRE AMARILLA) | INVIMA 2005 M-00940-R1 | 05/09/2015 En trámite de Renovación | VIRUS AMARIL CEPHA 17D EXENTA DE VIRUS DE LEUCOCIS AVIAR, CULTIVADO SOBRE EMBRIONES DE POLLO MINIMO 1,000 LD 50. | caja por un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de suero | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C. | 3 AÑOS | J07B01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 6 | 51912 | PNEUMO 23 | INVIMA 2006 M-003867 R. 1 | 16/02/2016 En trámite de renovación | POLIOSIDOS PURIFICADOS DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 19C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F | CAJA POR UNA (1) JERINGA PRELLENDA X 0.5 ML. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR | CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 ° C EN REFRIGERADOR NO CONGELAR. | DOS 2 AÑOS | J07A01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 7 | 21330 | AJAXM 160U | INVIMA 2009 M-011597 R. 1 | 16/02/2019 | VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO | CAJA CON 1 JERINGA PRELLENDA POR 0.5ML. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | 3 AÑOS | J07B02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. | 1. 69200 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 8 | 21693 | TWINRIX B SUSPENSION INYECTABLE. | INVIMA 2008M-007238 R1 | 18/03/2018 | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM 75) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL ADN | CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUIJA. PRELLENDA CON 1 ML. DE PRODUCTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ÍTEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | 3 AÑOS | J07B02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 9 | 227593 | PRIORIX VACUNA INYECTABLE | INVIMA 2009 M-012126 R1 | 02/03/2019 | VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRABIAEPHON (CEPA SCHWAB) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRABIAEPHON (CEPA RT 4848) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRABIAEPHON (CEPA VESTRA RA 273) | CAJA CON VAL. DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y 3 JERINGAS DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENDA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ML DE SOLVENTE + 2 AGUIJAS DE ACERO | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTÁNEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL. A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL SOLVENTE INDICADO AGUIJA PARA INYECCION NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 ° C Y 8 ° C. | 2 AÑOS | J07B02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. RIXENSART- BELGICA 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 10 | 22900 | VACUNA VIVA ATENADA DE LA VARICELA - BIKEN | INVIMA 2009 M-12834-R1 | 04/11/2019 | VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTEREPHERA (VZV) | CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 ML. CONTENENDO EL LIOFILIZADO + VAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0.7 ml) | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTÁNEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. | DOS AÑOS | J07B01 | THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV | THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV | JAPON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 11 | 23049 | INFANRIX IPV+HB (DTPa-IPV+HB) | INVIMA 2009M-012551 R1 | 23/07/2019 | TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA (FHA) + PERTACTINA (PT) + PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINO (BAO) SUSPENSION DE HORMONIO DE ALUMINO + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETÁNICO (TT) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1, (IMOVIB SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEP-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (BANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE H1VHEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B Y TOXOIDE TETÁNICO DE 80 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROSOMAS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HB | CAJA, VAL + JERINGA PRELLENDA X 0.5 ML + 2 AGUIJAS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES 3 AÑO | J07C02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 12 | 19904609 | BOOSTRIXB VACUNA ADSORBIDA DTPa | INVIMA 2010 M-13946 R1 | 22/06/2020 | TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO (MN) + TOXOIDE TETÁNICO ADSORBIDO (MT) + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA | CAJA CON 1 JERINGA PRELLENDA (PFS) SIN AGUIJA FLUJ + 2 AGUIJAS SEPARADAS. EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENDA (PFS) SIN AGUIJA FLUJ LAS AGUIJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2° Y 8° C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES 3 AÑO | J07C09 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 13 | 19905376 | INFANRIX HEXA (DTPa-IPV + HB) - | INVIMA 2010 M-14204 R1 | 09/12/2015 En trámite de renovación. | PERTACTINA | VAL CON 1 Y 10 DOSIS Y JERINGAS PRELLENDA POR 1 Y 10 DOSIS PARA SER RECONSTITUIDAS | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | ENTRE 2° C -8° C. PROTEGIDO DE LA LUZ | TRES AÑOS | J07C02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE FRIEST 89 B-1330 RIXENS | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 14 | 19915164 | TETANEA 1.500 UI ML | INVIMA 2012M-000539-R1 | 01/03/2017 | FRAGMENTOS FIBRIL DE IMMUNOGLOBULINAS TETÁNICAS DE ORIGEN EQUINO | CAJA POR 20 AMPOLLAS EN VIDRIO TIPO I POR 1.0 ML. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENDA DE 1 ML | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTÁNEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | TRES AÑOS | J06B02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 15 | 19935127 | PENTAXIM | INVIMA 2013M-002347-R1 | 07/01/2019 | TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSSIS + HEMAGLUTINA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOIMELTIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOIMELTIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOIMELTIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILE INFLUENZA TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETÁNICA 10-30 MCG. | Caja por una jeringa prellenada de 0.5ml + un vial liofilizado. Caja por una jeringa prellenada 0.5ml en estuche + vial con liofilizado + dos agujas en el empaque individual. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8°C | 3 años | J07C06 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI PASTEUR S.A. 4. SANOFI S.P.A. | 1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. LYON 3. 69200 MARCY L'ETOILE 4. L'OC VALMARNELLO-09072 ANAGNI, FRANCIA. | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 16 | 19955183 | HEPAVAX - GENE TF # 20 MCG | INVIMA 2008M-0006143 | 10/08/2016 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B | CAJA X 1, 10 Y 50 VALES DE VIDRIO TIPO I X 20 mlg. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 ° C | TRES AÑOS | J07B01 | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | Incheon site (Songdo - dong) 23, Harmony - ro 303 baon - gi, Yeosu - gu, Incheon, 426 - 840 Korea | BIOTOCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTL | ATC | Tular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|--|----------------------|------------|---|--|---|----------------------------|--|--------------|---------|--|--|---|---|--------------------------|
| 17 | 19965327 | VUAXIM | INVIMA 2006M-0066420 | 02/10/2016 | PRIMERA CÁMARA: VACUNA TIPODEA V PULSACARIDO HELICOBACTERIUM PURIFICADO CAPSULAR PURIFICADO V1 DE SALMONELLA TYPH (ESPECIE T Y 2) 25 MGS. SEGUNDA CÁMARA: VACUNA HEPATITIS A INACTIVADA (VIRUS INACTIVADO HEPATITIS A 10 UNIDADES ANTIGENAS) | CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA DE DOS (2) COMPAÑI (BRIETO) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | 5°C MAS O MENOS 3°C | 36 MESES | J07CA10 | SANOFI PASTEUR S.A. | AVENTIS PASTEUR | SIEGE MONDIAL 2, AVENUE PONT PASTEUR F-69387 LYON CEDEX 07 | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 18 | 19972109 | GARDASIL 9 VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 11, 16, 18 | INVIMA 2009M-0066714 | 22/12/2016 | PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18 | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS CON DOS AGUIJAS POR JERINGA MÁS INSERTO. CAJA X 1 Y 10 VALES CON GEL DE SUSPENSION. VAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON CLORETOBUTIL Y BUELO DE ALUMINO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C COMO CONSUELLO. PROTEGASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. ALUMINIO. TEMPERATURA DE 25 °C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR. | TRES (3) AÑO | J07BM01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPAL (ACTIVO) | 1. NEW JERSEY 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827 | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 19 | 19972534 | ROTATEQ VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS | INVIMA 2007M-006859 | 27/03/2017 | SEROTIPO RECOMBINANTE G1 + 2.2 X 10E6, G2 + 2.9 X 10E6, G3 + 2.2 X 10E6, G4 + 2.0 X 10E6 Y P1 + 2.3 X 10E6. | caja por 25 sobres de polietileno de baja densidad en sobres más inserto. | SUSPENSION ORAL | ORAL | 2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ | 2 AÑOS | J07B01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | LANNEYTOWN PIKE, WEST POINT - PENNSYLVANIA U.S.A. | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. | Bogotá - Colombia |
| 20 | 19972860 | QUINAVEM 8 INYECCION 0.5 ML | INVIMA 2007M-006983 | 09/05/2017 | TOXIDO DE DIFTERIA PURIFICADO + TOXIDO DE TETANO PURIFICADO + 8 PERTUISIS INACTIVADO | caja + 50 ampollas | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C | 3 AÑOS | J07AM51 | BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION | 1. BERNA BIOTECH KOREA CORPORATION 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L | 1. COREA DEL SUR 2. ITALIA | BIOTOCANA FARMAS S.A. | Bogotá - Colombia |
| 21 | 19979609 | QUIM - HB | INVIMA 2007M-007059 | 22/01/2018 | FRB (POLIBISBOL RIBITOL FOSFATO) COLIGADO A APROXIMADAMENTE 26 MICROGRAMOS DE ANATOXINA TETANICA | caja por 1, 10 y 25 vales monodosis. Caja múltiple por 6 cajas por 25 vales monodosis. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C | DOS AÑOS | J07AG01 | HEBER BIOTEK S.A. | CENTRO NACIONAL DE BIOPROFARMACOS BOZEN | CUBA | TECNOQUIMICAS S.A. | CALI- COLOMBIA |
| 22 | 19981555 | CERVARIX VACUNA | INVIMA 2007M-007048 | 21/11/2017 | L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18 | CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I, INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C. | 4 AÑOS | J07B02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 23 | 19983099 | M-M-R-II (VACUNA VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITE Y RUBEOLA) | INVIMA 2008M-007091 | 22/04/2018 | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EMMONSON 8 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITE DE LA CEPA JERVIS LYNCH + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 | CAJA POR 1 VAL CON VACUNA LIQUIDAZADA CON DILUYENTE ESTERIL. | POLVO LIQUIDAZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C | DOS AÑOS | J07B02 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | RAHWAY, NEW JERSEY, USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 24 | 19983100 | PNEUMOVAX 9 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE) | INVIMA 2008M-008056 | 27/05/2018 | POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 6, TIPO 8B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F. | CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0.5 ML (UNIDOS). CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | DOS 2 AÑOS | J07A01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 25 | 19986384 | ADACEL B VACUNA COMBINADA DE TOSIDOS TETANICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUISIS. | INVIMA 2008M-008078 | 29/05/2018 | TOXIDO PERTUISICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRINAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTICTACTINA ADSORBIDA + TOXIDO TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA | CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE BROMOBUTILO Y BUELO DE ALUMINO CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C | TRES AÑOS | J07AM51 | SANOFI PASTEUR LIMITED | SANOFI PASTEUR LIMITED | 175 STEELS AVENUE WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4) | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 26 | 19989753 | HAVRIX 720 JUNIOR | INVIMA 2008M-008028 | 23/10/2018 | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV) | CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I PRELLENADA CON 0.5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJAS MÁS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07B09 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | COTA-COLOMBIA |
| 27 | 19989870 | VARILRIX VACUNA | INVIMA 2008M-008071 | 09/09/2018 | VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) | CAJA CON UN FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIQUIDAZADO MAS UNA JERINGA PRELLENADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. LA VACINA RECONSTITUIDA SE DEBE MANTENER MAXIMO 8 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 ° C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 ° C A 8 ° C). | 2 AÑOS | J07B01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. | 1. RIXENSART- BELGICA 2. FORT SAINT-JANDEYD 1130 BRUSSELS (NEHER OVER HEEMBEEL) - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 28 | 19990911 | VAMRIX | INVIMA 2008M-008810 | 10/12/2018 | VIRUS DE VARICELA ATENUADO (1) CEPA OKA NO MEXAS DE 10 - 330 CIDID3 | CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIQUIDAZADO AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR | POLVO LIQUIDAZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ | 18 MESES | J07B1 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 29 | 19990934 | VACINAB VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A | INVIMA 2008M-008696 | 01/12/2018 | VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS) | ADULTOS: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VAL CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MAS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES AÑOS | J07B09 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 820 BEAR TOWN TAVERN ROAD WEST TRENTON NJ 08628 | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 30 | 19991775 | HVRIXB 1440 VACUNA | INVIMA 2008M-008356 | 28/08/2018 | ANTIGENO HAV | Caja con uno setros presentada por 1 ml. apaja. Caja con un val de 1 ml de "subapaja" para inyeccion | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL. | TRES AÑOS | J07B02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 31 | 19991862 | ROTARIX SUSPENSION ORAL | INVIMA 2008M-008413 | 16/09/2018 | ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R06X41) CANTIDAD 10 (X1.000.000) CIDID3. | CAJA X 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA TUBO. CAJA X 1 Y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I (1.5 ML) (1 DOSIS) CADA UNA. | SUSPENSION ORAL | ORAL | A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ | 3 años | J07B01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE FINSTUT 89 B-1330 RIXENS | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 32 | 20001952 | TETANOL PUR | INVIMA 2008M-009038 | 24/03/2019 | TOXIDO TETANICO PURIFICADO | CAJA DE CARTON CON 1, 10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML DE SUSPENSION. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | 2 AÑOS | J07AM01 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG | Emil-von-Bahrng - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 33 | 20004822 | SYNORIX 6 VACUNA | INVIMA 2009M-0090510 | 30/04/2019 | POLISACARIDO HELMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 6, 8B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F Y 23F CONGULADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA | CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION + CAJA POR 1, 10 Y 100 VAL DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML DE SUSPENSION | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL. PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR. | TRES (3) AÑO | J07A02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE | 1. RIXENSART 2. 10 TARS SOUTH AVE 8, SINGAPORE, 637421 SINGAPUR | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 34 | 20005066 | AFLURAB 0.5 ML SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2009M-0010222 | 30/11/2019 | ACALFORNAT/2009 (H1N1) PDMS9 - CEPA ANILOCA ACALFORNAT/2009 (INMAC X-181) + ATEXALSG/2012 (H2ND) - CEPA ANILOCA ATEXALSG/2012 (INMAC X-223) + BMAASACHSETTS/2012 - CEPA ANILOCA BMAASACHSETTS/2012 (INMAC BX-518) | CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0.5 ML DE SUSPENSION INYECTABLE + CAJA CON 10 JERINGAS PRELLENADAS EN VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0.5 ML DE LA VACUNA MÁS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | UN (1) AÑO | J07B01 | BIO CSL PLY LTD | BIO CSL PLY LTD | 39-79 POPULAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052 AUSTRALIA | BIOTOCANA FARMAS S.A. | Bogotá - Colombia |

| Consec | Epitetivo | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacológica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTL | ATC | Tiular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|-----------|--|----------------------|--|---|---|---|-----------------------|---|---------------|---------|--|---|---|--|--|
| 35 | 2011362 | PREVENIR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCAL 13 VALENTES (DIFTERIA CRM 131 PROTEINA) | INVIMA 2010M-0010461 | 26/02/2020 | POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 33C, 33A, 33F, 32F, 1 PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 137 | CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLLENAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUIJA | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES (3) AÑOS | J07A02 | PFIZER S.A.S. | 1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS & BATTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRELAND | 1. SANFORD, NORTH CAROLINA FABRICANTE SEROTIPO 291 2. ANDOVER MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL, NEWBRIDGE COUNTL. MIDLARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 827 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON INDIANA 5. GRANDE CASTLE BUSINESS PARK, COLONIA DUBLINZ, IRLANDA | 1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S. 3. LABORATORIOS WYETH INC. | AVENIDA SUBA No. 95 - 66 |
| 36 | 2011630 | RABIPUR® | INVIMA 2010M-0010775 | 19/05/2020 | VRUS DE RABIA INACTIVADO POTENCIA > 2,5 UI | CAJA X FRASCO VAL MONDOSSIS + AMPOLLA DE AGUA PARA INYECCION + JERINGA CON AGUIJA. CAJA PLEGABLE CON 1 FRASCO CON 1 FRASCO VAL MONDOSSIS + 5 AMPOLLAS DE AGUA PARA INYECCION + 5 JERINGA CON AGUIJA. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO EN UN RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. | 4 AÑOS | J07B01 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG | 1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH 3. SOVEREIGN PHARMA PRIVATE LIMITED 4. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL 5. CSL BEHRING GMBH | 1. INDA 2. ALEMANA 3. INDA 4. ITALIA 5. ALEMANA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 37 | 2011859 | MEMEOD® | INVIMA 2010M-0011552 | 02/12/2015 En trámite de renovación. | OLIGOSACARIDO MENNINGOCCOCCO GRUPO 5 S/O CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE S.A 1 (C) | CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO II COMP LIOFIL MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO. JERINGA VIDRIO TIPO I CON LIQUIDO MEN C W Y. CAJA + FRASCO/VIDRIO TIPO II COME LIOFIL MEN A CON TAPON DE HALOBUTILO. JERINGA VIDRIO TIPO I CON LIQUIDO MEN C W Y + AGUIJA ACE | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C | 36 meses | J07A08 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH | EMIL VON BEHRING, STR 76, MARBURG, 30041 | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 38 | 20115816 | VACUNA CONTRA LA VARICELA ODD INYECCION | INVIMA 2011M-0012519 | 19/09/2016 | VRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAJ06) NLT | CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I CON LIQUIDO DE AGUA PARA INYECCION | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENARSE ENTRE 2 - 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS | 2 AÑOS | J07B01 | GREEN CROSS CORPORATION | GREEN CROSS CORPORATION | 40, SANDAN-GILL, HAWASIN-ELP, HAWASIN-GUN JEOLLANAM-DO, KOREA DEL SUR | BIOTECNICA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 39 | 2011852 | ZOSTAVAX® VACUNA DE VRUS VIVOS CONTRA EL HERPES ZOSTER (ZOSTER) (OKAMERCO) | INVIMA 2011M-0012566 | 13/10/2016 | CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCO DEL VRUS DE VARICELA ZOSTER | Caja x 1 vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo I con polvo liofilizado más inserto | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL. | 18 meses | J07B01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. DMS PHARMACEUTICALS INC. 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. 3. HOLLISTER STERIL LABORATORIES LLC | 1. 5900 NORTHWEST, GREENWILE 2. SUANEY TOWN PKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. 3. SPOKANE, WASHINGTON | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. | Bogotá - Colombia |
| 40 | 2011945 | VACINA B.S.U. VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A PURIFICADA E INYECTABLE | INVIMA 2010M-0011553 | 06/12/2015. En trámite de renovación. | VRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1 MG DE PROTEINA DE VRUS DE HEPATITIS A) | CAJA POR 1 VAL POR 1,0 ML. MÁS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8 °C. | 36 MESES | J07B09 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | ESTADOS UNIDOS | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. | Bogotá - Colombia |
| 41 | 2013966 | TUBERCULINA PPO PARA USO HUMANO | INVIMA 2012M-0013148 | 10/05/2017 | PROTEINA PURIFICADA DERIVADA DE TUBERCULINA | CAJA CON VAL DE VIDRIO TIPO DE 2 ML POR 20 DOSIS Y CAJA CON AMPOLLA DE VIDRIO TIPO DE 1 ML POR 10 DOSIS | SOLUCION INYECTABLE | INTRADERMAL | ALMACENAR A TEMPERATURA DE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 24 MESES | V04CF01 | ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S. | BI-NICIO LTD. | BULGARIA | ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA S.A.S. | CALI |
| 42 | 2003648 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXIDO TETANICO | INVIMA 2012M-0013359 | 13/08/2017 | TOXIDO TETANICO MÁS DE 5,0 MÁS DE 40 UI UNIDADES DE FLOCULACION | AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES (3) AÑO | J07A01 | LARYSA ANELIS ROSAL ARELLANO | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. | 212 MADAPAR PUNE 411 028 - INDIA | 1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS 3. LARYSA ANELIS ROSAL ARELLANO | 1, 2 y 3. Bogotá - Colombia |
| 43 | 2004287 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUISIS (10 DOSIS) | INVIMA 2013M-0014635 | 14/11/2018 | TOXIDO DIFTERICO + TOXIDO TETANICO + B. PERTUISIS. | CAJA POR 1 FRASCO VAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 1 ML (10 Dosis) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 12 meses | J07C09 | SILCOV SAS | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. | 212 MADAPAR PUNE 411 028 - INDIA | SILCOV SAS | Bogotá - Colombia |
| 44 | 2044607 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANIO | INVIMA 2013M-0014543 | 25/09/2018 | TOXIDO TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO. | CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSION | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | 36 MESES | J07A01 | LABORATORIO S DELTA S.A. | BIOLOGICAL E LIMITED | SP BIOTECH PARK GENOME VALL | LABORATORIOS DELTA S.A. | Envigado - Colombia |
| 45 | 2005505 | HYPERPEP B B | INVIMA 2013M-0014777 | 27/01/2019 | INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B | Caja con Jeringa prellenada por 1 mL. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. | DOS (2) AÑOS | J06B04 | GRIFOLS THERAPEUTICS INC. | GRIFOLS THERAPEUTICS INC. | Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triangle Park | 1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMACOLIA S.A.S. | 1. CALI - Colombia 2. Bogotá - Colombia |
| 46 | 20071968 | FLUJADIR® VACUNA ANTIFLUJENZA 0,5 ML | INVIMA 2014M-0015005 | 14/05/2019 | ACUALFORMA72009 (H1N1) + ATEXASIS20212 (H2N2) + BTEXASIS011 (H3N2) + BWHSCOMBIN10210 (VIRUS) + BMASSACHUSETTS2021912 - SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO CANTIDAD SUFICIENTE PARA | 0,5 mL en jeringa prellenada de vidrio de bromobutilo tipo I que contiene un adhesivo y un capuchón montado en un anillo. Se trata de jeringas de vidrio con tapón de bromobutilo gris, superficie pasada con silicona grado médico. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO | 12 meses | J07B02 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 47 | 20072153 | HEXXUM® | INVIMA 2014M-0015095 | 31/07/2019 | TOXIDO DIFTERICO PURIFICADO + TOXIDO TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUISIS. TOXIDO PERTUISICO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUISIS. HEMAGLUTINA FILAMENTOSA (VRUS DE POLIOELETIL INACTIVADO TIPO 1 (MAYKEY) - VRUS DE POLIOELETIL INACTIVADO TIPO 2 (REF-11) - VRUS DE POLIOELETIL INACTIVADO TIPO 3 (SAKNETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO D (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PTD) 18-20 MG) | CAJA POR 1 JERINGA PREENLLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS. CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS. CON 2 AGUIJAS SEPARADAS RECLAMADAS EN EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 30 MESES | J07C09 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. Y SANOFI PASTEUR | FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 48 | 2004292 | VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUISIS, HEPATITIS B Y HEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B | INVIMA 2014M-0015625 | 06/03/2020 | TOXIDO DIFTERICO (4 + 30UI) + TOXIDO TETANICO (4+40UI) + B. PERTUISIS (4+4 UI) + VRUS DE ADNA + CAPSULAS PURIFICADO HB POLISACARIDO (PPV) CONJUGADO TOXIDO TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA) | VAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINO FLIP-OFF | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | 18 meses | J07C01 | SILCOV SAS | SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. | INDIA | SILCOV SAS | Bogotá - Colombia |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTL | ATC | Tiular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---|-------------------------|------------|---|--|---|----------------------------|--|---------------|--------|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------|
| 49 | 20668498 | PROQUAD B | INVIMA 2015M-0016567 | 1/07/2020 | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONDSTONIA + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERVA LYNX + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WISTAR RA 277A + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARIOLA DE LA CEPA OKAMERCK. | CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VAL VIBRO TIPO CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VAL DE VIDRIO (CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 08-2013). | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30 MINUTOS. | 18 meses | J07B04 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | DMB PHARMACEUTICAL INC + MERCK SHARP & DOHME CORP + JUBILANT HOLLISTER STERILCO + KETTER PHARMA FERTOLDING (SERRA) OIG DONCILLIO EN SONTZENTHARASSE 87, 8812 RAISBURG, ALEMANIA/DE LA JERENGA PRECARGADA CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION + | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ALEMANIA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 50 | 20078419 | FLIOQUADRIE VACUNA ANTIFLUENZA D 25ML | INVIMA 2015M-0016258 | 30/09/2020 | ACALFORMA/72009 (HN1) | Caja por 5 x 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de borosilicato tipo 1 por 0.25mL, con adaptador Luer-lock, un blíster monodosis. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | 12 meses | J07B02 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ |
| 51 | 41360 | TYPHM VI | INVIMA 2015 M-014630-R2 | 29/07/2020 | POLISIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELA TYPH | Caja por 1 jeringa prellenada por 0.5 mL unidades y caja por 10 viales multidos por 20 dosis cada uno. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA | CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C | TRES (3) AÑOS | J07A03 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR | 1. VAL DE REUIL, FRANCIA 69280 MARCY L'ETOILE | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 52 | 19930333 | FAVRAB | INVIMA 2014M-0001897-R1 | 27/03/2019 | FRAGMENTOS F1/2 DE IMMUNOGLOBULINA EQUINA ANTISERBICO 1000 - 2000 U.L. | CAJA POR 1 Y POR 10 VALES DE 5 mL. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | DOS AÑOS | J08B05 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 53 | 19933276 | TETRAMIX B | INVIMA 2014M-0002333-R1 | 27/05/2019 | TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSIS PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3. | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS UNICA DE 0.5mL CON AGUIJA ADHERIDA. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. | TRES (3) AÑOS | J07C02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. | 1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 54 | 19939796 | AVAXMB BOU PEDIATRICO | INVIMA 2015M-0003240-R1 | 11/03/2020 | VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA DM6 CULTIVADA EN CELULAS DIFLOIDES HUMANAS MRC-5 | CAJA POR UNA JERENGA PRELLENADA UNIDOS (VIDRIO INCOLORO TIPO 1, TAPON EMBOLO CLOROBUTILO) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. | TRES AÑOS | J07B02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI PASTEUR (PRODUCOACTIVO) | 1. PARC INDUSTRIEL D'INGRAVILLE 27100 VAL DE REUIL. 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 55 | 19940566 | MOVAV D.T. ADULTO | INVIMA 2015M-0003330-R | 29/07/2020 | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO | JERENGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C | TRES (3) AÑOS | J07A05 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR | 1. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 56 | 19940997 | VACUNA ANTITETANICA | INVIMA 2015M-0003473-R | 28/12/2020 | ANATOXINA TETANICA PURIFICADA | CAJA CON VAL POR 0.5mL 2, 5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VALES DE 0.5mL. CAJA POR 10 VALES DE 2.5mL. CAJA POR 10 VALES DE 5.0mL. CAJA POR 10 VALES DE 10.0mL. VAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO 1 TAPON DE CLOROBUTILO SELLO DE ALUMINO ROJO. | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | ALMACENAR ENTRE 2 A 8°C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES (3) AÑOS | J07A01 | INSTITUTO FINLAY | 1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY - CENTRO DE INVESTIGACION PRODUCCION DE SEROS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE RIETANIA & FVIA) | 1. AVENIDA 7MA 18802. LA LLUBA. CUENCA DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y 2222. REPARTO BRONKY, PLANA LA HABANA, CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A. | Enviado - Colombia |
| 57 | 20070572 | VACUNA CONTRA LA INFLUENZA OCC | INVIMA 2015M-0016620 | 16/12/2020 | ACALFORMA/72009 (HN1) + VTEKAS/82012 (HN2) + BMASSACHUSETTS/25/912 | Caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo 1 (borosilicato) + agua + isótopo de aluminio adsorbido + envase de polipropileno con 0.5 mL cada jeringa. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | 12 meses | J07B02 | GREEN CROSS CORPORATION | GREEN CROSS CORPORATION | COREA DEL SUR | BIOTOSCANA FARMA S.A. | BOGOTÁ |
| 58 | 20012256 | MENECTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACARIDOS MENINGOCOCCOSIG RIPOS A,C, Y W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO) | INVIMA 2016M-0011293-R | 17/03/2021 | POLISACARIDO MENINGOCOCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO (DT) | CAJA POR 1 Y 5 VALES DE VIDRIO TRANSPARENTES DE BOROSILICATO TIPO 1 CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DEPRESIONABLE POR UNA DOSIS | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C. | DOS (2) AÑOS | J07A05 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR INC. | DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 59 | 7038 | AGRIPPAL S1 | INVIMA 2016M-001894-R2 | 29/04/2021 | ACALFORMA/72009 (HN1) (POM9-LIKE STRAIN) (CEPA ANALOGA ACALFORMA/72009, NYMC X-181) HA + ANEXO HINGA/88012014 (HN6) LINE STRAIN (CEPA ANALOGA ANEW CALEDONIA/12014, NYMC X-227) ALHA + BIRIBIRANE/862008 LINE STRAIN (CEPA ANALOGA BIRIBIRANE/862008, WILD TYPE) HA | CAJA DE CARTÓN CON BLISTER DE PVC O PET CON UN TAPON EMBOLO CON 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO TIPO 1 | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ. | UN (1) AÑO | J07B02 | SEQUIUS S.R.L. | 1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. | 1. Reino Unido 2. Italia | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 60 | 19951123 | ROTAVIRUS VACUNA | INVIMA 2016M-000447-R | 30/05/2021 | ROTAVIRUS VIVO ATENUADO HUMANO, CEPA RIX (NO TIPO 6) DE LA 6.0 (100000) | Caja por 1 vial de vidrio tipo 1 incoloro + 1 jeringa de vidrio tipo 1 incoloro precargado con 0.5 mL de diluyente + dispositivo plástico de transferencia. Caja por 10 viales de vidrio tipo 1 incoloro con liofilizado para reconstituir que incluye 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo 1 incoloro con diluyente para reconstituir el liofilizado y 10 dispositivos plásticos de transferencia. | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL | ORAL | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO EN DILUYENTE ES ESTABLE POR 24 HORAS A UNA TEMPERATURA ENTRE 5-8°C. | TRES (3) AÑOS | J07B01 | GLAXOSMTHLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMTHLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE GLOBAL) 2. GLAXOSMTHLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMTHLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. RUE DE L'INSTITUT 88 - Bélgica 2. PARC DE LA NOIRE EPINE RUE FLEMING 20, WAIRE B-1300 - Bélgica 3. RUE DE L'INSTITUT 88, RIVERSART B-1330 - Bélgica. | GLAXOSMTHLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 61 | 34332 | VERORAB B | INVIMA 2016 M-011546-R3 | 13/07/2021 | VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW138 1503-JM) PRODUCCION EN LINEAS DE CELULAS VERTIC E INACTIVADO CON BETA-PROPIONOLACTONA A 1/4 POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES | CAJA POR 1 FRASCO VAL LIOFILIZADO POR UNA DOSIS + JERENGA PRELLENADA CON 0.5mL de solvente. CAJA POR 5 FRASCOS VALES LIOFILIZADOS POR UNADOSIS + 5 AMPOLLAS CON 0.5mL de solvente. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE. | TRES AÑOS | J07B01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | Cantex Mérieux 1541, avenue Marcel Mérieux 69280 Marcy L'Étoile, y Parc Industriel d'Iscarville 27100 Val de Reuil, Francia | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTL | ATC | Tiular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|----------|--------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----|--------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|--------|------------|----------|--------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----|--------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTL | ATC | Tiular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|--|-------------------------|---|--|---|---|----------------------------|---|-----------|--------|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 200329 | FLUZONE | INVIMA 2007 M-00580R1 | 25/05/2017. | HEMAGLUTININA | CAJA POR 1, 10 VAL DE 5 mL POR 10 DOSIS. | Suspensión inyectable | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROPIADO EN EL TIPO DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | 3 AÑOS | J07B02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 2 | 2005193 | AFLURAB 0.5 mL | INVIMA 2008M-0010214 | 24/11/2019. | HEMAGLUTININA | CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL. | Suspensión inyectable | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ. | 3 AÑOS | J07B02 | CSL LIMITED | CSL LIMITED | AUSTRALIA | BIOTOCIANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 3 | 20034899 | VACUNA CONTRA LA INFLUENZA | INVIMA 2012M-0012881 | 01/03/2017. | HEMAGLUTININA | JERINGA PRELLENADA 0,25 mL. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVASE ENTRE 2 Y 8 °C. | 18 MESES | J07B01 | GREEN CROSS CORPORATION | GREEN CROSS CORPORATION | COREA DEL SUR | BIOTOCIANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 4 | 2003769 | FLUZONE 0.5 ML | INVIMA 2012M-0013217 | 08/06/2017. | HEMAGLUTININA | Caja con 10 jeringas por 0.5 mL vidrio de borosilicato tipo I transparente- estéril y tapa de goma gris - superficie interna revestida con silicona. Tapa del envase de goma de bromobromolato y Caja por 10 frascos de vidrio tipo I por 0.5 mL - upon | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 1 AÑO | J07B01 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 5 | 218616 | FLUARI® SUSPENSION PARA INYECCION | INVIMA 2009 M-012058 R1 | 02/03/2019 | FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS ACALIFORNA/7209 (H1N1) PDMS9 [VARIANTE ACRICTOR/CH/16/2010 (H8N1) (H1N1) PDMS9] [VARIANTE AVICTOR/SA/01/2011 (H1N1) (H1N1) PDMS9] [VARIANTE ATEXAS/02/2012 (H1N1) (H1N1) PDMS9] [VARIANTE BMASSACHUSETTS/02/2012 (H1N1) (H1N1) PDMS9] | CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML, AGUJAS DE ACEERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA | ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C . PROTEJIDO DE LA LUZ. NO CONGELAR. | 1 AÑO | J07A01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SE PHARMA GMBH & CO Y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION GAMA DE | Alman y Francia (Respectivamente) | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 6 | 1994745 | FLUAD | INVIMA 2005M-0004815 | 12/10/2015 En trámite de Renovación. | CEPA EQUIVALENTE A HEMAGLUTININA VISIBLE ISMCO PARA CU DE LAS SIGUIENTES CEPAS: ACALIFORNA/7209 (H1N1) PDMS9 (CEPA ANALOGA ACALIFORNA/7209, NYMC X-311), AVICTOR/SA/2011 (H1N1) (CEPA ANALOGA AVICTOR/SA/2011, H1N1-195) Y BWISCONSIN/12010 | CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON AGUJA EN ACEERO INMOVILIZADA CON PROTECTOR DE CAUCHO. | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 1 AÑO | J07A01 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. | SIENA, ITALIA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 7 | 2005456 | FLUVRIN® | INVIMA 2009M-0010119 | 03/11/2019 | ACALIFORNA/7209 (H1N1) (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA) | CAJA X 10 JERINGA PRELLENADA X 0.5 ML. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 1 AÑO | J07B02 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED | LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNIDO | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 8 | 19903040 | VAXGRIP PEDIATRICO SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2010M-13812 -R1 | 09/09/2015 En trámite de Renovación | BMASSACHUSETTS/2012 (H1N1) (H1N1) NYMC BX-518 | CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUJA ACORLADA. CAJA POR JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I DE UNA DOSIS POR 0,25 ML CON AGUJAS ANEJAS. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C. | 12 meses | J07B02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | Paic Industriel d'Inovavie | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 9 | 29157 | TRIMOVAX MERIEUX | INVIMA 2007M-009522-R2 | 23/03/2017 | VIRUS VIVOS ATENUADOS DEL SARAIPION/CEPA SCHWARZ 2 VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA PARATUBERCULOSIS/CEPA URABE A, COMO MINIMO 4 VIRUS VIVOS ATENUADOS DE LA RUBIOLA/CEPA WIS78 SA 27 /3M. | CAJA POR 1 VAL DE 1ML DOSIS. MÁS JERINGA PRELLENADA CON 0,5 ML DE SOLVENTE Y CAJA POR 10 VALS. CADA VAL DE UNA DOSIS, MÁS CAJA CON 10 AMPOLLAS DE SOLVENTE. CADA AMPOLLA CON 0,5 ML DE SOLVENTE. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | 3 años | J07B02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 10 | 32068 | A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C | INVIMA 2009M-001462-R3 | 29/09/2019 | POLISACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO A + POLISACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIS GRUPO C. | 1 FRASCO DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROYECTIL EN UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOINITRULO | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES AÑOS | J07A03 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A. | 69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 11 | 29155 | VAXGRIP | INVIMA 2008 M-009609 R2 | 01/10/2018 | ATEXAS/02/2012 (H1N1) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A... 15 MCG DE HEMAGLUTININA + ATEXAS/02/2012 (H1N1) - CEPA DERIVADA UTILIZADA NYMC X-223A... 15 MCG DE HEMAGLUTININA + BMASSACHUSETTS/2012 (H1N1) - CEPA ANALOGA UTILIZADA NYMC BX-518 15 MCG DE HEMAGLUTININA | JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML, EN CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS TIPO EMBOLO ALTERNATIVO DE BROMOBINITULO. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 1 AÑO | J07B02 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. y SANOFI PASTEUR S.A. | 69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 12 | 20009670 | FLUVRIN® VIAL 5 ML | INVIMA 2010M-0010648 | 22/04/2020 | ACALIFORNA/7209 (H1N1) PDMS9 - CEPA ANALOGA (ACHICHTOR/CH/16/2010, NS-74) + AVICTOR/SA/01/2011 (H1N1) (CEPA ANALOGA AVICTOR/SA/01/2011, H1N1-195, 166) + BWISCONSIN/12010 (B) (CEPA ANALOGA BMBRE) WUJAGANG/158/2009, NYMC BX-39). | CAJA CON UN VIAL X 5 mL | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | 1 AÑO | J07B02 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED | 1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL | 1. LIVERPOOL 2. BELLARIA ROSA SOVICILLE (SI) 53019-ITALIA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |