

| FUNCIÓN REGULADORA | | | | PUBLICACIÓN | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACIÓN | | |
|----------------------|------------|---|--------------------------|--|--|--|---|----------------------------|--|-----------|---------|--|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| Registros Sanitarios | | | | Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de mayo de 2018 | | | | | | | | | | jun-18 | | |
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 1 | 29151 | TETAVAX VACUNA INYECTABLE | INVIMA 2007M-009607-R2 | 07/09/2017 En trámite de renovación | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO | CAJA POR 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | TRES AÑOS | J07AM01 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 2 | 29158 | IMOVAX® POLIO | INVIMA 2008M-009608-R1 | 18/11/2018 | CADA 0.5 ML DE SOLUCION CONTIENE CONCENTRADO TRIVALENTE DE VACUNA POLIO TIPO 1 40 DU, TIPO 2 8 DU, TIPO 3 32 DU. | CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS POR 0.5 mL. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE UNA DOSIS CON DOS AGUJAS INCLUIDAS | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENASE ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR | TRES AÑOS | J07BF03 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR S.A. | LYON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 3 | 34354 | ENGERIX®-B SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2010 M-011189 R2 | 28/04/2020 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBsAg) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA | CAJA CON 1 VIAL EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C. | TRES AÑOS | J07BC01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 4 | 40062 | VA- MENGOC - BC® | INVIMA 2012M-011972-R2 | 21/02/2017 En trámite de Renovación | VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C | CAJA CON 10 VIALES X 1 DOSIS (0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES X 5 DOSIS (0.5 mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON 10 VIALES X 10 DOSIS (0.5 ML) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON UN VIAL X 1 X5 X10 o 20 DOSIS (0.5mL) VIAL. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ. | TRES AÑOS | J07AH03 | INSTITUTO FINLAY | INSTITUTO FINLAY | AVENIDA 27 No. 19806, LA LISA, CUIDAD DE LA HABANA, CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A. | Envigado - Antioquia |
| 5 | 213330 | AVAXIM 160U | INVIMA 2006 M-003867 R-1 | 16/02/2019 | VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO | CA JA CON 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5mL | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | TRES AÑOS | J07BC02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. | 1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 6 | 216963 | TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE. | INVIMA 2008M- 007238 R1 | 18/07/2018 | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA H1775) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB5) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN | CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUA, PREENLADA CON 1 mL. DE PRODUCTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | TRES AÑOS | J07BC20 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 7 | 227593 | PRIORIX VACUNA INYECTABLE. | INVIMA 2009 M-012126 R1 | 02/03/2019 | VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 27/3) | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C. | DOS AÑOS | J07BD52 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. | 1. RIXENSART- BELGICA 2. VIA PONTE DELLA FABBRICA, 3/A -35031 ABANO TERME (PD), BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 8 | 229090 | VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA - BIKEN | INVIMA 2009 M-12834-R1 | 04/11/2019 | VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA ZOSTER(CEPA OKA). | CAJA DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD PARA 3 mL CONTENENDO EL LIOFILIZADO + VIAL CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR (0,7 mL) | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. | DOS AÑOS | J07BK01 | THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV | THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES OF ASAKA UNIV | JAPON | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 9 | 230249 | INFANRIX -IPV/HIB (DTPA-IPV+HIB) | INVIMA 2009M-012551-R1 | 23/07/2019 | TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA), + PERTACTINA (69 KDA PROTEINA DE LA MEMBRANA EXTERNA) ADSORBIDA EN SALES DE ALUMINIO (BAJO SUSPENSION DE HIDROXIDO DE ALUMINIO) + TOXOIDE DIFTERICO (DT) + TOXOIDE TETANICO (TT), + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (IRAHONEY SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 2 (MEF-1 SEMILLA) + VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SANKETT SEMILLA) + CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIVH4SMPHILUS INFLUENZAS TIPO B) Y TOXOIDE TATANICO DE 30 A 50 MCG CORRESPONDIENTE A 10 MICROGRAMOS DE POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE HIB | CAJA, VIAL + JERINGA PREENLADA X 0,5 mL + 2 AGUJAS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES AÑOS | J07CA02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |

| Consec. | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|---------|------------|---|-------------------------|--|--|--|---|----------------------------|---|-------------|---------|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------|
| 10 | 19904509 | BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA | INVIMA 2010 M-13946 R1 | 22/06/2020 | TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO MIN + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO MIN + TOXOIDE PERTUSIS ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA | CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA (PFS) SIN AGUJA FLJA + 2 AGUJAS SEPARADAS EN EL MISMO EMPAQUE Y CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS (PFS) SIN AGUJA FLJA LAS AGUJAS PUEDEN SER PROPORCIONADAS POR SEPARADO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES AÑOS | J07CA99 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 11 | 19935127 | PENTAXIM | INVIMA 2013M-0002347-R1 | 07/01/2019 | TOXOIDE PURIFICADO DE DIFTERIA + TOXOIDE PURIFICADO DE TETANO + TOXOIDE PURIFICADO ADSORBIDO DE PERTUSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADOS TIPO 3 + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B COMBINADO A LA PROTEINA TETANICA 10-30 MCG. | CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE 0.5ml. + UN VIAL LIOFILIZADO, CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA 0.5ml SIN AGUJA+ VIAL CON LIOFILIZADO+ DOS AGUJAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C | TRES AÑOS | J07CA06 | SANOPI PASTEUR S.A. | 1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. 3. SANOPI PASTEUR S.A. 4. SANOPI S.P.A. | 1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2.ZLYON 3. 69280 MARCY L'ETOILE 4. LOC VALLCANELLO -03012 ANAGNI, FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 12 | 19972109 | GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18 | INVIMA 2006M-0006714 | 22/12/2016 En trámite de renovación | PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18 | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS CON DOS AGUJAS POR JERINGA. MAS INSERTO. CAJA X 1 y 10 VIALES CON 05ML DE SUSPENSION. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILLO Y SELLO DE ALUMINIO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8° C.NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR A UNA TEMPERATURA DE 25° C O MENOR. SE PUEDEADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFR | TRES AÑOS | J07B001 | MERCK SHARP & DOHME CORP | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO) | 1. NEW JERSEY HIGHWAY, ELKON, VA 22827 | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 13 | 19972534 | ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS | INVIMA 2007M-0006859 | 27/03/2017 En trámite de renovación | SEROTIPO RECOMBINANTE G1 – 2.2 X 10E6, G2 = 2.8 X 10E6, G3 – 2.2 X 10E6, G4 = 2.0 X 10E6 Y P1 = 2.3 X 10E6. | CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES MAS INSERTO. CAJA POR 1 Y 10 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRE MAS INSERTO. | SUSPENSION ORAL | ORAL | 2-8 °C PROTEGER DE LA LUZ | DOS AÑOS | J07B01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, U.S.A. | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. | Bogotá - Colombia |
| 14 | 19981555 | CERVARIX VACUNA. | INVIMA 2007M-0007488 | 21/11/2017 | L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18 | CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, + INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C. | CUATRO AÑOS | J07B002 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 15 | 19983099 | M-M-R® II (VACUNA VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION, PAROTIDITIS Y RUBEOLA) | INVIMA 2008M-0007891 | 22/04/2018 En trámite de renovación | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN ® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3 | CAJA POR 1 VIAL CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | TEMPERATURAS ENTRE 2°C - 8°C | DOS AÑOS | J07B052 | MERCK SHARP & DOHME CORP | MERCK SHARP & DOHME CORP | RAHWAY, NEW JERSEY, USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 16 | 19983100 | PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE) | INVIMA 2008M-0008056 | 27/05/2018. | POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F. | CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 ML (UNIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). | SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA + INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 1°C Y 8°C | DOS AÑOS | J07A01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 17 | 19989384 | ADACEL® VACUNA COMBINADA DE TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO ADSORBIDOS CON COMPONENTE PERTUSIS. | INVIMA 2008M-0008078 | 29/05/2018 | TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + PERTACTINA ADSORBIDA | CAJA POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO Y SELLO DE ALUMINIO CONTENENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C | TRES AÑOS | J07AM51 | SANOPI PASTEUR LIMITED | SANOPI PASTEUR LIMITED | 1755 STEELS AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA (M2R 3T4) | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 18 | 19989753 | HAVRIX 720 JUNIOR | INVIMA 2008M-0008528 | 23/10/2018 | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV) | CAJA POR UNA JERINGA ESTÉRIL DE VIDRIO ESTÉRIL TIPO I, PREENLADA CON 0.5 mL DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | TRES AÑOS | J07B099 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Cota-Colombia |
| 19 | 19989870 | VARILRIX VACUNA | INVIMA 2008M-0008371 | 09/09/2018. | VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA) | CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUIR | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 5 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C). | DOS AÑOS | J07B001 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALAINT BELGIUM S.A. | 1. RIXENSART- BELGICA 2. FONT SAINT - LANDRY 10 1120 BRUSSELS NIEDER OVER HEEMBEELI - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 20 | 19990911 | VAMMRIX | INVIMA 2008M-0008810 | 10/12/2018 | VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 3.0. CCI050 3 | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0.5 ML DE AGUA ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ | 18 MESES | J07B451 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 21 | 19990934 | VAQTAB® VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A | INVIMA 2008M-0008696 | 01/12/2018 | VIRUS DE LA HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNIDADES ANTIGENICAS) | ADULTOS: CAJA POR UN VIAL CONTENENDO 1,0 ml. DE LA VACUNA MAS INSERTO. NIÑOS Y ADOLESCENTES: CAJA POR UN VIAL CONTENENDO 0,5 ml. DE LA VACUNA MAS INSERTO | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES AÑOS | J07B099 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 820 BEAR TOWN TAVERN ROAD, WEST TRENTON NJ08628 | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 22 | 19991775 | HAVRIX® 1440 VACUNA | INVIMA 2008M-0008356 | 28/08/2018 | ANTIGENO HAV | CAJA CON UNA JERINGA PREENLADA POR 1 mL AGUJA. CAJA CON UN VIAL DE 1mL DE SUSPENSION PARA INYECCION | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS DE REFRIGERACION ENTRE 2°C - 8°C EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL | TRES AÑOS | J07B002 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RIXENSART- BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Via de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---|----------------------|--|---|--|-----------------------|----------------------------|---|-----------|---------|--|---|--|---|---|
| 23 | 19991862 | ROTARIX® SUSPENSION ORAL | INVIMA 2008M-0008413 | 16/09/2018 | ROTAVIRUS HUMANO ATENUADO (CEPA R1X4414) CANTIDAD 10 X1.000.000 CCID50. | CAJA X 1 y 10 TUBOS DE POLIETILENO X (1,5 ML) (1 DOSIS)/ CADA TUBO. CAJA X 1 y 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I X (1,5 ML) (1 DOSIS)/CADA | SUSPENSION ORAL | ORAL | A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ | TRES AÑOS | J07B01 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE INSTUT 89 B-1330 RIXENS | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 24 | 20001952 | TETANOL PUR | INVIMA 2009M-0009338 | 24/03/2019 | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO | CAJA DE CARTON CON 1, 10, y 20 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL DE SUSPENSIÓN. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | DOS AÑOS | J07AM01 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO KG | Emil-von-Behring - Str 76 35041 Marburg ALEMANIA | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 25 | 20004822 | SYNFLORIX® VACUNA | INVIMA 2009M-0009510 | 30/04/2019. | POLISACARIDO NEUMOCOCCICO SEROTIPO 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F y 23F CONJUGADO CON PROTEINA D PROTEINA PORTADORA | CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN + CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN MAS INSERTO + CAJA POR 1,10 o 100 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SUSPENSIÓN | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR. | TRES AÑOS | J07AL02 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. RIXENSART, BELGICA 2. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE | 1. RIXENSART 2. 10 TIJAS SAUTH AVE 8, SINGAPORE, 637421 SINGAPUR | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 26 | 20005066 | AFLURIA® 0,5 ML SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA 2009M-0010222 | 30/11/2019. | A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 - CEPA ANALOGA A/CALIFORNIA/7/2009 (NYMC X-181) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) - CEPA ANALOGA A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 - CEPA ANALOGA B/MASSACHUSETTS/2/2012 (NYMC BX-51B). | CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA EN VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. CAJA CON 10 JERINGAS PREENLADAS EN VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I CONTENIENDO CADA UNA 0,5 ML DE SUSPENSIÓN INYECTABLE. | SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | UN AÑO | J07B01 | BIO CSL PTY LTD | BIO CSL PTY LTD | 39-79 POPLAR ROAD PARKVILLE VICTORIA 3052- AUSTRALIA | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 27 | 20011362 | PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA) | INVIMA 2010M-0010461 | 26/02/2020. | POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197 | CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 ML EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES AÑOS | J07AL02 | PFIZER S.A.S. | 1. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 2. WYETH PHARMACEUTICALS INC. 3. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 4. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 5. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS | 1.SANFORD, NORTH CAROLINA (FABRICANTE SEROTIPO 23F) 2. ANDOVER-MASSACHUSETTS 3. LITTLE CONNEL NEWBRIDGE, COUNTEL KILDARE, REPUBLICA DE IRLANDA 4. 927 SOUTH CURRY PIKE, BLOOMINGTON, INDIANA 5. GRANGE CASTLE BUSSINESS PARK, CLONALKIN, DUBLINZZ- IRLANDA | 1. PFIZER S.A.S. 2. PFIZER PFE COLOMBIA S.A.S 3. LABORATORIOS WYETH INC. | Bogotá - Colombia |
| 28 | 20039648 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TOXOIDE TETANICO | INVIMA 2012M-0013359 | 13/08/2017 En trámite de renovación | TOXOIDE TETÁNICO MÁS DE 5 (O MÁS DE 40 UI) UNIDADES DE FLOCULACION | AMPOLLA EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 mL | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | TRES AÑOS | J07AM01 | LARYSA ANELIS ROSAL ARELLANO | SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. | 212 HADAPSAR PUNE 411 028- INDIA | 1.SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. 2. SILCOV SAS. 3. LARYSA ANELIS ROSAL ARELLANO | 1, 2 y 3. Bogotá - Colombia |
| 29 | 20042287 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y PERTUSSIS (10 DOSIS | INVIMA 2013M-0014535 | 14/11/2018 | TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + B. PETRUSSIS. | CAJA POR 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I TRANSLUCIDO POR 5 mL (10 Dosis) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 12 MESES | J07CA99 | SILCOV SAS. | SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD. | 212 HADAPSAR PUNE 411 028- INDIA | SILCOV SAS. | Bogotá - Colombia |
| 30 | 20046007 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO | INVIMA 2013M-0014543 | 25/09/2018 | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO. | CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSIÓN. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | TRES AÑOS | J07AM01 | LABORATORIO S DELTA S.A. | BIOLOGICAL E. LIMITED | SP. BIOTECH PARK, GENOME VALL | LABORATORIOS DELTA S.A. | Envigado - Colombia |
| 31 | 20055505 | HYPERHEP B® | INVIMA 2013M-0014777 | 27/01/2019 | INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B | CAJA CON JERINGA PREENLADA POR 1 mL | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR. | DOS AÑOS | J06B04 | GRIFOLS THERAPEUTIC S INC. | GRIFOLS THERAPEUTICS INC. | Carolina del Norte - 79 T.W. Alexander Drive 4101 Research Commons, Research Triang Park | 1. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMAQUILA S.A.S. | 1, CALI- Colombia 2. Bogotá - Colombia |
| 32 | 20071968 | FLUQUADRIB® VACUNA ANTIINFLUENZA 0,5 ML | INVIMA 2014M-0015005 | 14/05/2019 | A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/TEXAS/6/2011 (ANÁLOGA A B/VISSCONSIN/1/2010(LIKE VIRUS) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 + SOLUCIÓN SALINA TAMPONADA CON FOSFATO | 0,5 mL EN JERINGA PREENLADA DE VIDRIO DE BORSILICATO TIPO I QUE CONTIENE UN ADAPTADOR Y UN CAPUCHÓN MONTADO EN UN EXTREMO. LA BARRA DEL EMBOLLO ES VIOLETA, CON TAPON DE BROMOBUTILO GRIS, SUPERFICIE TRATADA CON SILICONA GRADO MÉDICO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A 2°C A 8°C EN EL EMPAQUE Y ENVASE APROBADO | 12 MESES | J07B02 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | DISCOVERY DRIVE SWIFFTWATER | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|--|-------------------------|------------|---|--|---|----------------------------|---|-----------|---------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| 33 | 20072153 | HEXAXIM® | INVIMA 2014M-0015095 | 31/07/2019 | TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS; TOXOIDE PERTUSIS + ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS; HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) - VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) - VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SALKETT) + ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B + POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETÁNICA (PRPT) 18 - 30 MCG) | CAJA POR 1 JERINGA PREENLENADA DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 30 MESES | J07CA09 | SANOPI PASTEUR S.A. | SANOPI PASTEUR S.A. Y SANOPI PASTEUR | FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 34 | 20042292 | VACUNA CONJUGADA ADSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, PERTUSIS, HEPATITIS B Y HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B | INVIMA 2014M-0015525 | 6/03/2020 | TOXOIDE DIFTERICO (v = 30UI) + TOXOIDE TETANICO (v = 40UI) + B. PERTUSIS (v = 4 UI) + HBSAG (R ADN) CAPSULAR PURIFICADO HIB POLISACARIDO (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETÁNICO (PROTEINA TRANSPORTADORA) | VIAL DE VIDRIO TIPO I CLARO, TAPON DE BROMOBUTILO GRIS CIERRE ALUMINIO FLIP-OFF | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | 18 MESES | J07CA11 | SILCOV SAS. | SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. | INDIA | SILCOV SAS. | Bogotá - Colombia |
| 35 | 20068498 | PROQUAD® | INVIMA 2015M-0015957 | 10/07/2020 | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPON DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JEVIL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK. | CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO VERSION 06-2013. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS. | 18 MESES | J07B054 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | DMS PHARMACEUTICAL, INC + MERCK SHARP & DOHME CORP. + JUBILLANT HOLLISTER STIER LOC + VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG DOMICILIO EN SCHÜTZENSTRASSE 87, 88212 RAVENSBERG - ALEMANIA/DE LA JERINGA PRECARGADA CON DILUENTE (AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN) | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y ALEMANIA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 36 | 20078419 | FLUQUADRI® VACUNA ANTIFLUENZA 0.25ML | INVIMA 2015M-0016258 | 30/09/2020 | A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) | Caja por 5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de borosilicato tipo I por 0.25mL, con adaptador Luer-lock, un tapon-embolo | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | 12 MESES | J07B002 | SANOPI PASTEUR INC. | SANOPI PASTEUR INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá-Colombia |
| 37 | 41360 | TYPHM VI | INVIMA 2015 M-014630-R2 | 29/07/2020 | POLISIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI | caja por 1 jeringa prellenada por 0,5 mL unidades y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada uno | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR Y SUBCUTANEA | CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C | TRES AÑOS | J07AP03 | SANOPI PASTEUR S.A. | 1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. | 1. VAL DE REUIL, FRANCIA 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 38 | 19933276 | TETRAMIX® | INVIMA 2014M-0002333-R1 | 27/05/2019 | TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSIS PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMIELITIS INACTIVADO TIPO 3. | CAJA POR 1 y 10 JERINGAS PREENLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5 mL CON AGUA ADHERIDA | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. | TRES AÑOS | J07CA02 | SANOPI PASTEUR S.A. | 1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A. | 1. 69280 MARCY L'ETOILE 2. VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 39 | 20051113 | NIMENRIB® | INVIMA 2014M-0015084 | 31/07/2019 | POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y** *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETÁNICO 44 MCG | VIAL (POLVO LIOFILIZADO) + JERINGA PREENLENADA (SOLVENTE): 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. Y 1 JERINGA PREENLENADA QUE CONTIENE 0,5 mL DE SOLVENTE POR JERINGA. CON 1 AGUA. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | TRES AÑOS | J07AH08 | GLAXOSMITHK LINE COLUMBIA S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO | 1. BELGICA 2. ALEMANIA | GLAXOSMITHKLINE COLUMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 40 | 20048612 | SHANVAC® B | INVIMA2014M-0015556 | 6/01/2020 | ANTIGENO PURIFICADO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B-R ADN | Caja por 1 Vial de Vidrio tipo I, Tapon de Caucho de Bromobutilo Gris y sello de Aluminio tipo Flip-Off por 0,5 mL y 1mL | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° A 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR | 3 años | J07B001 | SHANTHA BIOTECHNICS PRIVATE LIMITED | SHANTHA BIOTECHNICS BIOLOGICALS PRIVATE LIMITED | SURVEY NO. 274 ATHCELLI VILLAGE MEDICAL WANDAL - 501 401 RANGA REDDY DISTRICT TELANGANA | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 41 | 19939796 | AVAXIM® 80U PEDIATRICO | INVIMA 2015M-0002340-R1 | 11/03/2020 | VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 | CAJA POR UNA JERINGA PREENLENADA UNIDOSI (VIDRIO INCLUIDO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. | TRES AÑOS | J07B002 | SANOPI PASTEUR S.A. | 1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI PASTER (PRINCIPIO ACTIVO) | 1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 3. 1541, AVENUE MARCEL MERIEUX 69280 MARCY L'ETOILE | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Via de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---------------------|------------------------|------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------|---------|---------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|
| 42 | 19940566 | IMOVAX D.T. ADULTO | INVIMA 2015M-0003330-R | 29/07/2020 | TOXOIDE TETÁNICO PURIFICADO + TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO | JERINGA 1 DOSIS Y AMPOLLA 1 DOSIS | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO ENTRE 2 Y 8°C | TRES AÑOS | J07AM51 | SANOPI PASTEUR S.A. | 1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR | 1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MÉNEUX 69280 MARCY L'ETOILE | SANOPI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 43 | 19940997 | VACUNA ANTITETANICA | INVIMA 2015M-0003473-R | 28/12/2020 | ANATOXINA TÉTANICA PURIFICADA | CAJA CON VIAL POR 0,5mL, 2,5mL, 5mL y 10mL. CAJA POR 10 VIALES DE 0,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 2,5mL, CAJA POR 10 VIALES DE 5,0mL, CAJA POR 10 VIALES DE 10,0mL. VIAL DE VIDRIO BOROSILICATO TIPO I TAPÓN DE CLOROBUTILLO SELLO DE ALUMINIO ROJO. | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | ALMACENAR ENTRE 2 A 8 °C NO CONGELAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | TRES AÑOS | J07AM01 | INSTITUTO FINLAY | 1. INSTITUTO FINLAY 2. INSTITUTO FINLAY, CENTRO DE INVESTIGACION-PRODUCCION DE SUEROS Y VACUNAS PLANTA DE PRODUCCION II (FABRICACION DE SUSTANCIA ACTIVA) | 1. AVENIDA 27 No. 19805, LA LISA, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 2. AVENIDA 7MA ENTRE 218 Y222, REPARTO SIBONEY, PLAYA, LA HABANA, CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A. | Envigado - Colombia |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|---|--------------------------|------------|---|--|---|----------------------------|--|-----------|---------|---------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------|
| 44 | 20070572 | VACUNA CONTRA LA INFLUENZA GCC | INVIMA 2015M-0016620 | 16/12/2020 | A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) + A/TEXAS/50/2012 (H3N2) + B/MASSACHUSETTS/2/2012 | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I (BOROSILICATE) + AGUIJA + TAPON DE CAUCHO SILICONADO + EMBOLO DE POLIPROPILENO CON 0,5 mL CADA JERINGA. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | 12 MESES | J07B02 | GREEN CROSS CORPORATIO N | GREEN CROSS CORPORATION | COREA DEL SUR | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 45 | 20012256 | MENACTRA (VACUNA CONJUGADA DE POLISACÁRIDOS MENINGOCÓCCICOS/SIG RUPUS A,C,Y & W135) CONJUGADA CON TOXOIDE DIFTERICO | INVIMA 2016M-0011293-R | 17/03/2021 | POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO. | CAJA A POR 1 Y 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACÉNASE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C. | DOS AÑOS | J07AH05 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR INC. | DISCOVERY DRIVE SWIFTWATER | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 46 | 7038 | AGRIPPAL S1 | INVIMA 2016M- 001894 -R2 | 29/04/2021 | A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)PDM09-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181) HA + A/HONG KONG/4801/2014 (H3N2)-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: A/NEW CALEDONIA/7/2014, NYMC X-257 A) HA + B/BRISBANE/60/2008-LIKE STRAIN (CEPA ANALOGA: B/BRISBANE/60/2008, WILD TYPE) HA | CAJA DE CARTÓN CON BUSTER DE PVC O PET CON UN TAMPÓN-EMBOLO CON 1 y 10 JERINGAS PRELLENADA DE VIDRIO INCOLORO NEUTRO, TIPO I | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 A 8°C, NO CONGELAR, PROTEGER DE LA LUZ. | UN AÑO | J07B02 | SEQRUS S.R.L | 1. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED 2. NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L | 1. Reino Unido 2. Italia | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |
| 47 | 34332 | VERORAB® | INVIMA 2016 M-011546-R3 | 13/07/2021 | VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR FABIES PMV108 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA a 2,5 UI + POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES | CAJA POR UN (Y 5) FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C, NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE. | TRES AÑOS | J07B01 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR (FABRICANTE DEN PRINCIPIO ACTIVO) 3. SANOFI PASTEUR | 1. 1541 AVENUE MARCEL MENEUX 69280 MARCY L'ETOILE 2. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27000 VAL DE REUIL 3. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 48 | 20087287 | VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA . | INVIMA2016M-0017504 | 3/01/2022 | VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK: 1.350 UFC. | CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILLENTE AGUA + INSERTO. CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA CON DILLENTE AGUA + INSERTO. | POLVO LIOFILIZADO | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | DOS AÑOS | J07BK01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA) 2. JUBILANT HOLLISTER STERIL LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. MERCK SHARP & DOHME CORP 6. PANTEON MANUFACTURING SERVICES, LLC. | 1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT PA 19486 USA 2. 3025 NORTH REGAL STREET SPOKANE WA 992074 3. VACCINE MANUFACTURING FACILITY 5325 OLD OXFORD ROAD DURHAM, NORTH CAROLINA USA 4. 88212 RAVENSBURG-ALEMANIA 5. 770 SUMNEYTOWN PIKE, WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A. 6. 5900 MARTIN LUTHER KING JR. HIGH WAY, GREENVILLE, N C, NC271834 USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 49 | 20019145 | VACUNA @ 50 UI VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA) | INVIMA 2017M-0011553-R1 | 10/02/2022 | VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A) | CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES AÑOS | J07BC99 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | ESTADOS UNIDOS | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| 50 | 19955184 | HEPAVAX - GENE TF, 10mcg | INVIMA 2017M-0006319-R1 | 18/05/2022 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B | CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 20 MCG DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. | TRES AÑOS | J07BC01 | JANSSEN VACINES CORP | JANSSEN VACINES CORP | (SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 51 | 19955183 | HEPAVAX - GENE TF @ 20 MCG | INVIMA 2017M-0006143-R1 | 18/05/2022 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PURIFICADO DE HEPATITIS B | CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 20 MCG DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8° C | TRES AÑOS | J07BC01 | JANSSEN VACINES CORP | JANSSEN VACINES CORP | (SONGDO - DONG) 23, HARMONY - RO 303 BEON - GIL, YEONSU - GU, INCHEON, 406 - 840 COREA DEL SUR - COREA DEL SUR | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 52 | 47855 | STAMARIL® | INVIMA 2017M-000940-R2 | 30/05/2022 | VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VV, ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI | CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR, MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ. | TRES AÑOS | J07BL01 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1.SANOFI PASTEUR S.A. | FRANCIA 1. PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE 27100 VAL DE REUIL 2. 1541 AVENUE MARCEL MERIEUX, 69280 MARCY L'ETOILE | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Via de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|--|----------------------|------------|--|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------|---------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 53 | 20093269 | GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | INVIMA 2017M-0017725 | 22/06/2022 | PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg | CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADA(S) CON 0.5 mL C/ U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO; CAJA X 1 O 10 VIAL (ES) CON 0.5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | TRES AÑOS | J07BM01 | MERCK SHARP & DOHME CORP | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP.(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO) | 1. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT, PA, 19486 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2. 2778 SOUTH EAST SIDE HIGHWAY, ELKON, VA 22827 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |

| Consec. | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|---|------------|---|-------------------------|-------------|--|--|---|----------------------------|---|-----------|---------|---|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| 54 | 2001899 | MENVEOB | INVIMA 2017M-0011552-R1 | 29/06/2022 | OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33.3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.5 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 8.3 µg + OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg. | CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLÓN + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO. NO OBSTANTE ES ESTABLE QUÍMICA Y FÍSICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C. | TRES AÑOS | J07AH08 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH | 1. BELLARIA - ROSIA -53018 SOVICILLE - ITALIA 2. STADTTEIL MARBACH EMIL - VON - BEHRING - STR. 76 UND 79 35041 MARBURG - ALEMANIA. | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 55 | 19905376 | INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - HB). | INVIMA 2017M-14204-R2 | 28/07/2022 | CADA DOSIS DE VACUNA RECONSTITUIDA DE 0.5 mL CONTIENE TOXOIDE DIFTERICO (D) MIN. 30.00 UI, TOXOIDE TETANICO (T) MIN. 40.00 UI, ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS, TOXOIDE PERTUSSICO (PT) 25.50 MCG, HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 25.00 mcg, PERTACTINA (PRN) 8.00 mcg, ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBsAg) 10.00 mcg, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 1: 40 UI, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 2: 8 UI, VIRUS DE POLIO INACTIVADO (IPV) TIPO 3: 32 UI, POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO CON TOXOIDE TETANICO (TT) 10 mcg. | VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PREENLADADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPA+HB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS (REGISTRO INVIMA 2008DM-000277B). | POLVO Y SUSPENSION PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE. | INTRAMUSCULAR PROFUNDA | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 6 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE. | TRES AÑOS | J07CA02 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE TINSTUT 89 B-1330 RIXENS | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 56 | 20015816 | VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCION | INVIMA 2017M-0012519-R1 | 31/07/2022 | VIRUS ATENUADOS DE VARICELA (CEPA MAV06) 1400PFU | CAJA POR 1, 5, 10 UNIDADES. CADA UNIDAD SE COMPONE DE 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO PARA VACUNA Y 1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON 0,7ML DE AGUA PARA INYECCION. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO EXPONER A LA LUZ. DESPUES DE RECONSTITUIDO CONSUMIR INMEDIATAMENTE. SI EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO Y ALMACENADO A 30°C DEBE SER USADO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS. | DOS AÑOS | J07BK01 | GREEN CROSS CORPORATIO N | GREEN CROSS CORPORATION | 40, SANDAN-GILL, HAWASUN-EUP, HWASUN-GUN JEOLLANAM-DO, KOREA DEL SUR. | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 57 | 20081484 | FLUARIX TETRA | INVIMA 2017M-0017960 | 5/01/2023 | VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: AH1N1 EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: AH2N9 EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: B / VICTORIA EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA + VIRUS FRACCIONADO INACTIVADO MONOVALENTE: B / YAMAGATA EQUIVALENTE A HAEMAGLUTININA | Caja de cartón con jeringa prellenada (Vidrio tipo I) con vástago del émbolo de poliestireno y tapón de goma de butilo (monodosis por 0,5 mL) en empaques por 1 y 10 jeringas con aguja fina. | Suspensión Inyectable | Intramuscular | ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR. | 12 meses | J07B01 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO | GLAXOSMITHKLINE DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA) | ZIRKUSSTRASSE 40 01069 DRESDEN | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 58 | 60052 | RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE | INVIMA2017M-003900-R2 | 18/01/2023 | ANTIGENO HBsAg PURIFICADO RECOMBINANTE. | CAJA CON UN VIAL DE 1 ML (UNA DOSIS) | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | TRES AÑOS | J07BC01 | SANOFI PASTEUR LTD. | LG CHEM LIFE SCIENCES LTD | 129, SEOKAM-RO, IKSAN -SI, JEOLLABUK-DO REPUBLICA DE COREA | SANOFI PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |
| 59 | 20018952 | ZOSTAVAX® | INVIMA 2018M-0012565-R1 | 20/02/2023 | CEPA VIVA ATENUADA OKAMERCK DEL VIRUS DE VARICELA-ZOSTER | Caja plegadiza con 10 viales de vidrio borosilicato tipo I y tapón West # 1816 de bromobutilo con polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectables más 10 viales de vidrio tipo I con diluyente (Agua para inyección) más el inserto | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU EMPAQUE ORIGINAL. | 18 MESES | J07BK01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 2. PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. DMS PHARMACEUTICALS INC. 4. MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. 3525 NORTH REGAL STREET SPOKANE 99204 USA 2. GREENVILLE, NC 27834 -USA 3. 5900 NORTHWEST GREENVILLE BVD, GREENVILLE - NORTH CAROLINA 27834 USA 4. 770 SUMNEYTOWN PIKE WEST POINT, PENNSYLVANIA, 19486 U.S.A. | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | Bogotá - Colombia |
| LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consec. | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 1 | 20005193 | AFLURIA® 0.5 mL | INVIMA 2009M-0010214 | 24/11/2019. | HEMAGLUTININA | CAJA X FRASCO VIAL X 5 mL | Suspensión inyectable | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEÍASE DE LA LUZ. | TRES AÑOS | J07B02 | CSL LIMITED | CSL LIMITED | AUSTRALIA | BIOTOSCANA FARMA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 2 | 218616 | FLUARIX® SUSPENSION PARA INYECCION | INVIMA 2009 M-012058 R1 | 02/03/2019 | FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DEL VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) FM089 [VARIANTE ACRISTCHURCH/16/2010 (NB 74XP)] + A/VICTORIA/361/2011 (H3N2) [VARIANTE A/TEXAS/50/2012 (NYMC X-223A)] + B/MASSACHUSETTS/02/2012 [VARIANTE B/MASSACHUSETTS/02/2012 (NYMC BX-51B)] | CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 ML, AGUJA DE ACERO Y ELASTOMEROS DE CAUCHO TIPO II | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR - SUBCUTANEA | ALMACENASE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C , PROTEGIDO DE LA LUZ, NO CONGELAR. | UN AÑO | J07AG01 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO y GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO (FABRICANTE DE IFA) | Alemari y Francia (Respectivamente) | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|--|-------------------------|------------|--|---|---|----------------------------|---|-----------|---------|---|---|---|---------------------------|--------------------------|
| 3 | 19947475 | FLUAD | INVIMA 2016M-0004815-11 | 10/05/2021 | ANTIGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA INFLUENZA (HEMAGLUTININA Y NEURAMINIDASA) CULTIVADOS EN HUEVOS FERTILIZADOS DE GALLINAS SANAS, CON ADYUVANTE MF5C.1, A PARTIR DE LAS SIGUIENTES CEPAS: A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) PDM09 (CEPA ANÁLOGA) A/CALIFORNIA/7/2009, NYMC X-181) 15 MICROGRAMOS HA. ¹ A/SWITZERLAND/9715293/2013 (H3N2) (CEPA ANÁLOGA) A/SWITZERLAND/9715293/2013, NIB-88) 15 MICROGRAMOS HA. ¹ B/PHUKET/3073/2013 (CEPA ANÁLOGA) B/BRISBANE/9/2014 (CEPA NATURAL) 15 MICROGRAMOS HA. ¹ (¹ HEMAGLUTININA) | LINA (1) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I SILICONADA, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W 7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W1883 GRIS, CAJA DIEZ JERINGS PREENLADAS DE VIDRIO TRANSPARENTE E INCOLORO TIPO I, SILICONADA, CON AGUJA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECTOR DE CAUCHO W7974 GRIS Y PLUNGER DE CAUCHO W1883 | SUSPENSION INYECTABLE | PARENTERAL | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | UN AÑO | J07AG51 | SEQRUS S.R.L | SEQRUS VACCINES LTDA | GASKILL ROAD SPEAKE LIVERPOOL MERSEYSIDE L24 9GR - REINO UNIDO. | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Bogotá - Colombia |
| 4 | 20005456 | FLUVIRIN® | INVIMA 2009M-0010119 | 03/11/2019 | A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) CEPAANÁLOGA A/CALIFORNIA/07/2009 (H1N1) NYMC X-18 (HEMAGLUTININA) | CAJA X 10 JERINGA PREENLADA X 0,5 ML | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR - SUCUBTANEA | TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C | UN AÑO | J07B802 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED + NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L y NOVARTIS PHARMACEUTICALS (USA) INCORPORATED | LIVERPOOL + SIENA, ITALIA + HORSHAM, REINO UNDO | NOVARTIS DE COLOMBIA S.A | Bogotá - Colombia |
| 5 | 32068 | A VACUNA POLISACARIDA ANTIMENINGOCOCCICA A+C | INVIMA 2009M-001462-R3 | 29/09/2019 | POLIOSACARIDO LIOFILIZADO PURIFICADO DE: NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A + POLIOSACARIDO PURIFICADO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C. | 1 FRASCO DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS EN POLVO + 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO 1 CON 0,5 ML DE SOLVENTE PROVISTA DE UN TAPON CON EMBOLO DE CLOROBROMOBUTILO | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA e INTRAMUSCULAR | ALMACENASE REFRIGERADO A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8° C. EN SU ENVASE ORIGINAL | TRES AÑOS | J07AH03 | SANOFI PASTEUR S.A. | SANOFI PASTEUR Y SANOFI PASTEUR S.A. | 69280 MARCY L'ETOILE y VAL DE REUIL, FRANCIA | SANOFI-PASTEUR S.A. | Bogotá - Colombia |

