

| AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL | | | | | | | | | | | | | FECHA DE PUBLICACION | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|---|-----------|---------|--|---|--|--|--------------------------|
| PUBLICACION | | | | | | | | | | jul-23 | | | | | | |
| Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Junio de 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funcion Reguladora | Registros Sanitarios | | | | | | | | | | | Fecha de Publicacion | | | | |
| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Via de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
| 1 | 20011362 | PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA. 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA) | INVIMA 2010M-0010461 | 26/02/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION | POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F. + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197 | CAJA PLEGADIZA DE CARTON POR 1.5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUA | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07AL02 | PFIZER S.A.S. | 1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) | 1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA | PFIZER S.A.S. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 2 | 20068498 | PROQUAD® | INVIMA 2021MB-0015957-R1 | 10/07/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMUNSTON 8 + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK. | CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS. | 18 MESES | J07B54 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP. 2. PATHEON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. JUBILANT HOLLISTER STIER LCC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG | 1. PENNSYLVANIA - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 3 | 41360 | TYPHIM VI | INVIMA 2015 M-014630-R2 | 01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION | POLIOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI | CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5 mL UNIDOSIS. | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA | CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C | 36 MESES | J07AP03 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA | SANOFI-PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 4 | 19904509 | BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA | INVIMA 2021MB-13946-R2 | 01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION | TOXOIDE DIFTERICO ADSORBICO + TOXOIDE TETANICO ADSORBICO + TOXOIDE PERTUSIS ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA | CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS TERUMO® E INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07AJ52 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE | 1. RIXENSART- BELGICA 2. MARBURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 5 | 20012256 | MENACTRA® | INVIMA 2016M-0011293-R1 | 01/04/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION | POLISACARIDO MENINGOCOCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO. | CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDEBLE POR UNA DOSIS | SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C. | 24 MESES | J07AH05 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | PENNSYLVANIA - USA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 6 | 34332 | VERORAB® | INVIMA 2016M-011546-R3 | 13/07/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION | VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW138 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA- PROPOLACTONA. > 2,5 UI - POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES | CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML DE SOLVENTE. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE. | 36 MESES | J07BG01 | SANOFI PASTEUR | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - DILUENTE | 1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA | SANOFI-PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 7 | 20087287 | VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA. | INVIMA 2016M-0017504 | 03/01/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION | VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKA/MERCK. 1.350 UFC. | CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO. | POLVO LIOFILIZADO | SUBCUTANEA | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 24 MESES | J07BK01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y PT) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC. | 1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 8 | 20019145 | VAQTA® 50 UI VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA) | INVIMA 2017M-0011553-R1 | 10/02/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION | VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A) | CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07BC99 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | PENNSYLVANIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 9 | 47855 | STAMARIL® | INVIMA 2017M-000940-R2 | 30/05/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION | VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VIV. ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI | CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CALCIO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE. | POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ. | 36 MESES | J07BL01 | SANOFI PASTEUR | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-------------------------|--|---|--|---|---------------|---|----------|---------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| 10 | 20093269 | GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO | INVIMA 2017M-0017725 | 22/06/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | PROTEINA L1VPH 6: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg | CAJA X 1 Y 10 JERINGA (5) PRELLENADAS CON 0,5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO, CAJA X 1 O 10 VIAL (ES) CON 0,5 mL C/U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 36 MESES | J07BM01 | MERCK SHARP & DOHME CORP | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP. (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP. (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO) | 1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 11 | 20018959 | MENVEO® | INVIMA 2017M-0011552-R1 | 29/06/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION | OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33, 3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7.1 A 12.5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO IV-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 6.3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg | CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANTE ES ESTABLE QUÍMICA Y FÍSICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C. | 36 MESES | J07BH08 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH | 1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA. | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 12 | 19905376 | INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - HB) | INVIMA 2017M-14204-R2 | 28/07/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION | TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS: TOXOIDE PERTUSICO (PHHEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) 1+ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO Y TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3 | VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO, CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPA+VHB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS | POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCIÓN ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE. | 36 MESES | J07CA09 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO.KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUSTACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 13 | 20081484 | FLUARIX TETRA | INVIMA 2017M-0017960 | 5/01/2023 EN TRÁMITE DE RENOVACION | CEPA DE TIPO A(VICTORIA/2570/2019 (H1N1) PDM09 (A/VICTORIA/2579/2019, IVR-215+CEPA A/DARWIN/9/2021 (H3N2) - CEPA ANLOGA (A/DARWIN/9/2021, IVR-225+CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (LNJAE B/VICTORIA) - CEPA ANALOGA (B/AUSTRIA/1359417/2021, B/VR-26)+CEPA DE TIPO B(PHUKET/3073/2013, (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE) | CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELLENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLASTICO RIGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VASTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0,5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR. | 12 MESES | J07BB01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA) | DRESDEN - ALEMANIA | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 14 | 60052 | RECOMVAX B SUSPENSIÓN INYECTABLE | INVIMA 2017M-003900-R2 | 18/01/2023 EN TRÁMITE DE RENOVACION | ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE. | CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS) | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07BC01 | VAKCINY S.A.S. | LG CHEM LTD | JEOLLABUK-DO - REPÚBLICA DE COREA | VAKCINY S.A.S. | CHOACHÍ - COLOMBIA |
| 15 | 19972534 | ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS | INVIMA 2018M-0006859-R1 | 8/01/2024 | SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3 | CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO. | SUSPENSIÓN ORAL | ORAL | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8 °C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL | 24 MESES | J07BH02 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | PENNSYLVANIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 16 | 40062 | VA-MENGOC-BC® | INVIMA 2019M-011972-R3 | 26/03/2024 | VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C | VIALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0,5mL), ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS, ESTUCHES MÚLTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS ENVASADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MÚLTIPLES CON GRADILLA CONTENIENDO 10 BULBOS DE 1, 10 O 20 DOSIS. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE DE LA LUZ. | 36 MESES | J07AH03 | INSTITUTO FINLAY | INSTITUTO FINLAY | LA HABANA - CUBA | LABORATORIOS DELTA S.A.S. | ENVIADO - COLOMBIA |
| 17 | 20076154 | VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN) | INVIMA 2019M-0019156 | 9/09/2024 | ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R) | CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO. CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS | 36 MESES | J07BC01 | SILCOV SAS. | SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD. | PUNE - INDIA | SILCOV S.A.S. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---------------------------|------------|---|--|---|----------------------------|---|----------|---------|--|--|--|--|---|
| 18 | 20100631 | VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPÓN, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO) | INVIMA 2019M-0019345 | 22/11/2024 | VIRUS DE SARAMPÓN NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS | CAJA POR 50 VIALES POR 1 DOSIS/VIAL | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE | SUBCUTÁNEA | ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS | 36 MESES | J07B52 | SILCOV SAS | SERUM INSTITUTE OF INDIA- PVT. LTD. | PUNE - INDIA | SILCOV SAS. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 19 | 2014726 | VAXIGRIP TETRA | INVIMA 2020MB-0000005 | 19/06/2025 | CEPA A/VICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDM09 CEPA ANALOGA (A/VICTORIA/2570/2019 IVR-215) + CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (LINEAJE B/VICTORIA) - CEPA ANALOGA (B/MICHIGAN/01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA A/DARWIN/9/2021 (H3N2) - CEPA ANALOGA (A/DARWIN/9/2021, IVR-Z28) + CEPA B/PHUKET/3073/2013 (LINEAJE B/YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE) | CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0.5 ML | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA | ALMACENAR BAJO REFRIGERACIÓN (2°C- 8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ | 12 MESES | J07B02 | SANOFI PASTEUR | SANOFI PASTEUR | MARCY L'ETOILE - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 20 | 19981555 | CERVARIX VACUNA. | INVIMA 2020M-0007488-R1 | 1/07/2025 | L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18 | CAJA CON 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I, INCOLORO DE 3ML. CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE 1.25 ML | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C. | 48 MESES | J07B02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 21 | 19983100 | PNEUMO VAX @ 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE) | INVIMA 2020MB-0008056-R1 | 10/07/2025 | POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F. | CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 mL (UNIDOS); CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML | SOLUCIÓN INYECTABLE | SUBCUTÁNEA / INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 24 MESES | J07A01 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | MERCK SHARP & DOHME CORP. | PENNSYLVANIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 22 | 20146427 | INFLUVAC@ TETRA | INVIMA 2020MB-0000008 | 3/08/2025 | HEMAGLUTININA DE LA CEPA A/DARWIN/9/2021 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA A/VICTORIA/2570/2019 (H1N1)PDM09 +HEMAGLUTININA DE LA CEPA B /PHUKET/3073/2013 (B/YAMAGATA LINEAJE)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA B/AUSTRIA/1359417/2021 (B/VICTORIA LINEAJE) | CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS UNICA CON AGUIJA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I) | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA | ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ | 12 MESES | J07B02 | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. | ABBOTT BIOLOGICALS B.V. | OLST - PAISES BAJOS | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. | CALI - COLOMBIA |
| 23 | 20039648 | VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO | INVIMA 2020M-0013359-R1 | 5/08/2025 | TOXOIDE TETANICO | CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0.5 ML | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES | 36 MESES | J07AM01 | SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT. LTD. | SERUM INSTITUTE OF INDIA- LTD. | PUNE - INDIA | 1. SERUM INSTITUTE OF INDIA LTD. 2. SILCOV SAS. | 1 BOGOTÁ - COLOMBIA 2. CAJICA CUNDINAMARCA |
| 24 | 29151 | TETAVAX VACUNA INYECTABLE | INVIMA 2020M-009607-R3 | 20/08/2025 | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO | CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | SUBCUTÁNEA / INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | 36 MESES | J07AM01 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 25 | 20004822 | SYNFLORIX @ VACUNA | INVIMA 2020MBT-0009510-R1 | 27/08/2025 | CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEINA D DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEINA D DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEINA D DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 23F Y PROTEINA D DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.4) | CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MAS UNA AGUIJA DE AGERO 25G1 (TERUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN MAS INSERTO. CAJA POR 1, 10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSIÓN | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C a 8°C. NO CONGELAR. | 48 MESES | J07AL02 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SINGAPORE 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACIÓN SA04 DE | 1. RIXENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 26 | 216963 | TWINRIX @ SUSPENSION INYECTABLE. | INVIMA 2020MBT-007238-R2 | 28/08/2025 | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HMI75) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN | CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUIJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES. | 36 MESES | J07B020 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (BRANCH OF THE SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. KG) | 1. RIXENSART - BELGICA 2. DRESDEN - ALEMANIA | GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 27 | 20071968 | FLUQUADRIP @ VACUNA ANTINFLUENZA 0.5 ML | INVIMA 2020MB-0015005-R1 | 28/08/2025 | HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/HONG KONG/2671/2019, IVR-208 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/VICTORIA/2570/2019, IVR-215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/PHUKET/3073/2013 (WILD TYPE VIRUS)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON/02/2019 (WILD TYPE VIRUS) | CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO I POR 0.5mL, CON ADAPTADOR LLERLOCK, EMBOLE VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LATEX Y CAPUCHON SIN LATEX. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | 12 MESES | J07B02 | SANOFI PASTEUR INC. | SANOFI PASTEUR INC. | PENNSYLVANIA - USA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--------------------------|------------|---|--|---|----------------------------|---|----------|---------|-----------------------------------|---|--|---|---------------------|
| 28 | 19983099 | MM-R0® II | INVIMA 2020MB-0007891-R1 | 2/09/2025 | VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN 6 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA WISTAR RA 27/3 | CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°A 8°C) | 24 MESES | J07BD52 | MERCK SHARP & DOHME CORP | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP | 1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 29 | 19986384 | ADACEL® | INVIMA 2020MB-0008078-R1 | 2/09/2025 | TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO. | CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.6ML VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°Y 8°C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | 36 MESES | J07AM51 | SANOFI PASTEUR LIMITED | SANOFI PASTEUR LIMITED | TORONTO, ONTARIO - CANADA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 30 | 19972109 | GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16 -18 | INVIMA 2020M-0006714-R1 | 10/09/2025 | PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18 | CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PREENLADAS CON 0,5ML DE SUSPENSION. JERINGAVIDRIO TIPO I, TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+AGUA DE 25 G X 58° CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0,5ML DE SUSPENSION. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVESE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C.NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 29°C O MENOR, SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. | 36 MESES | J07BM01 | MERCK SHARP & DOHME CORP | 1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP/(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO) | 1. PENNSILVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA | MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 31 | 20046007 | VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO | INVIMA 2020MB-0014543-R1 | 25/09/2025 | TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO | CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C | 36 MESES | J07AM01 | LABORATORIO S DELTA S.A.S. | BIOLOGICAL E. LIMITED | TELANGANA-INDIA | LABORATORIOS DELTA S.A. | ENVIGADO - COLOMBIA |
| 32 | 19989753 | HAVRIX 720 JUNIOR | INVIMA 2020MB-0008528-R1 | 12/11/2025 | ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV) | CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PREENLADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO I CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PREENLADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUJA MAS INSERTO. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 36 MESES | J07BC99 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO) | 1. RIXENSART-BELGICA 2. WAVRE - BELGICA | CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | COTA-COLOMBIA |
| 33 | 19991775 | HAVRIX® 1440 VACUNA | INVIMA 2020MB-0008356-R1 | 12/11/2025 | VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO) | CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PLASTICA RIGIDA (PRIC), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL, PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR. | 36 MESES | J07BC02 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | WAVRE - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 34 | 19990911 | VAMMRIX | INVIMA 2020MB-0008810-R1 | 31/12/2025 | VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ⁴ 3,3 UFP | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO+ AMPOLLETA CON 0,5 ml. DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR. CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HULE BROMOBUTILO. CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON 0,5ml DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE | SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ | 18 MESES | J07BD54 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUYENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE SUSTACTIVA) 4. DELPHARM TOURS-CHAMBRAY LES TOURS(DILUYENTE) 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE) | 1. RIXENSART- BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 35 | 230249 | INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB) | INVIMA 2020MB-012551-R2 | 7/01/2026 | TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETI)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA | CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MAS UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I COT O LLA CON COMPONENTE HIB, MAS 2 AGUJAS. | SUSPENSION INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENESE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR | 36 MESES | J07CA06 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS | 1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|--------------------------|------------|---|---|---|----------------------------|---|----------|---------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| 36 | 19935127 | PENTAXIM | INVIMA 2021MB-0002347-R2 | 28/03/2026 | TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETH)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRIBOSIL RIBITOL)-CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG | CAJA POR UNA JERINGA PRELENENADA DE 0.5mL CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELENENADA 0.5mL SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. | POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE. | 36 MESES | J07CA06 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCEL MERIEUX - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 37 | 19991862 | ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL | INVIMA 2021MB-0008413-R1 | 29/03/2026 | ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA R1X4414) NO MENOS DE 10 X1.000.000 CCID50 | CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) | SUSPENSIÓN ORAL | ORAL | A TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C PROTEGIDO DE LA LUZ | 36 MESES | J07BH01 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | PARC DE LA NOIRE EPINE-RUE - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 38 | 20130313 | VACINA CONTRA LA HEPATITIS B | INVIMA 2021M-0020327 | 20/08/2026 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO | CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 5 ML (LA CONCENTRACION ES DE 10 MCG EN 0,5 ML.). | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. | 36 MESES | J07BC01 | LABORATORIO S DELTA S.A.S. | BIOLOGICAL E. LIMITED | TELANGANA-INDIA | LABORATORIOS DELTA S.A. | ENVIGADO - COLOMBIA |
| 39 | 227593 | PRIORIX VACUNA INYECTABLE. | INVIMA 2022MB-012126-R2 | 8/04/2027 | VIRUS VIVOS ATENJADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENJADOS ANTPAROTIDIS (CEPA RT 4386) + VIRUS VIVOS ATENJADOS ANTRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 27/3) | CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPÓN DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELENENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5mL DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE AGERO | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE | SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR | ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MÁS DE 24 HORAS ENTRE 2 ° C Y 8 ° C. | 24 MESES | J07BD52 | GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE) | 1. RIXENSART- BELGICA 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSSELS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 40 | 213330 | AVAXIM 160U | INVIMA 2022MB-011597-R2 | 24/05/2027 | VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO | CAJA CON 1 JERINGA PRELENENADA POR 0.5mL | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C | 36 MESES | J07BC02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A. | 1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 41 | 20055505 | HYPERHEP B ® | INVIMA 2022MB-0014777-R1 | 14/07/2027 | INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B | CAJA CON JERINGA PRELENENADA POR 1mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR ENTRE 2-8 ° C NO CONGELAR. | 24 MESES | J06BB04 | GRIFOLS THERAPEUTIC S INC. | GRIFOLS THERAPEUTICS INC. | NORTH CAROLINA - USA | 1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA | 1. CALI - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 42 | 20072153 | HEXAXIM® | INVIMA 2022MB-0015095-R1 | 17/07/2027 | TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: TOXOIDE PERTUSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS: HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETH)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILLUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRP-T) 22 - 36 MCG) | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENENADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. | 48 MESES | J07CA09 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 43 | 19939796 | AVAXIM® 80U PEDIATRICO | INVIMA 2022MB-0003240-R2 | 28/07/2027 | VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 | CAJA POR UNA JERINGA PRELENENADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0.5mL CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO). | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR ENTRE 2 Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. | 36 MESES | J07BC02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 44 | 19953276 | TETRIXIM® | INVIMA 2023MB-0002333-R1 | 28/03/2028 | TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3. | CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELENENADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS UNICA DE 0,5mL Y DOS AGUJAS SEPARADAS. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C NO CONGELAR. | 36 MESES | J07CA02 | SANOFI PASTEUR S.A. | 1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR | 1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA | SANOFI PASTEUR S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|--------------------------|------------|--|---|---|---------------|--|----------|---------|---------------|--|---|--|--------------------------|
| 45 | 20051113 | NIMENRIX® | INVIMA 2023MB-0015084-R1 | 25/04/2028 | POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETÁNICO 44 MCG | 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PREENLADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 1 AGUJA. | POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 36 MESES | J07AH08 | PFIZER S.A.S. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS. BRANCH OF SB PHARMA GMBH & CO | 1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSSELAS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA | 1. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S. | 1 Y 2. BOGOTÁ - COLOMBIA |
|----|----------|-----------|--------------------------|------------|--|---|---|---------------|--|----------|---------|---------------|--|---|--|--------------------------|

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

| Consec | Expediente | Producto | Registro sanitario | Vigencia | Principio Activo | Presentación Comercial | Forma Farmacéutica | Via de Administración | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | VIDA ÚTIL | ATC | Titular | Fabricante | Domicilio del Fabricante | Importador | Domicilio del Importador |
|--------|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|---|-----------|---------|----------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 34354 | ENGERIX®-B 20 SUSPENSIÓN INYECTABLE | INVIMA 2010 M-011189 R2 | 01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN | ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA | CAJA CON 1 Y CAJA CON 100 VIALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25ML CON COT. TAPON DE CAUCHO FM27 Y AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25ML CON LLA, TAPA PLÁSTICA RÍGIDA, TAPON DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODÉRMICA CONTENIENDO 1ml. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C. | 36 MESES | J07B01 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | 1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO) | 1. RIXENSART-BELGICA 2. WAVRE - BELGICA | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 2 | 20114308 | TRUMENBA® | INVIMA 2019M-0019054 | 20/06/2024 | MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B | CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUJA. CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON O SIN AGUJA. | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C | 36 MESES | J07AH09 | PFIZER S.A.S. | 1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO) | 1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENA - AUSTRIA. | PFIZER S.A.S. | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 3 | 20057540 | COMBE FIVE | INVIMA 2020M-0019744 | 6/08/2025 | TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 UI)+TOXOIDE DE TETANO (>= 60 UI)+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (>= 4 UI)+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE+POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZA TIPO B UNIDO COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MCG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MG/ML DE ALUMINIO) = 1,25 MG+TIOMEROSAL 0,01% W/W+AGUJA PARA INYECCION C.S.P. | VIAL DE VIDRIO TIPO I INCLUIDO POR 0,5 ML + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL | SUSPENSIÓN INYECTABLE | INTRAMUSCULAR | ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL | 18 MESES | J07CA11 | LABORATORIO S DELTA S.A.S | BIOLOGICAL E. LIMITED | TELANGANA - INDIA | LABORATORIOS DELTA S.A.S | ANTIOQUIA - COLOMBIA |
| 4 | 20094756 | DENG VAXIA® | INVIMA 2020M-0019753 | 13/08/2025 | VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 3, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 4 | CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE DE 0,5ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUJA QUE CONTIENE UN TAPON EMBOLO Y UN CAPUCHÓN. MÁS 20 AGUJAS SEPARADAS + CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 1 JERINGA DE DISOLVENTE DE 0,5ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUJA QUE CONTIENE UN TAPON EMBOLO Y UN CAPUCHÓN. MÁS DOS AGUJAS SEPARADAS + CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS JERINGA DE DISOLVENTE PREENLADA DE 0,5ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 Y CALIBRE 25 Y TAPON EMBOLO CON PROTECTOR DE AGUJA + CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MÁS 10 JERINGAS DE DISOLVENTE PREENLADAS DE 0,5ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 Y CALIBRE 25 Y TAPON EMBOLO CON | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | SUBCUTÁNEA | CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.4% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C | 36 MESES | J07BX01 | SANOPI PASTEUR S.A | 1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI PASTEUR NVL | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A | BOGOTÁ - COLOMBIA |
| 5 | 20121851 | DENG VAXIA® | INVIMA 2020M-0019754 | 13/08/2025 | VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 3 Y VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 4 | CAJA POR 10 VIALES, 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 4ML CON TAPON DE GOMA DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF MARRÓN MEDIO QUE CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (5 DOSIS), MÁS 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 3ML CON TAPON DE GOMA CLOROBUTILO O BROMOBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF GRIS OSCURO QUE CONTIENE DISOLVENTE (5 DOSIS - 2,5ML). | POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE | SUBCUTÁNEA | CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.3% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C | 36 MESES | J07BX01 | SANOPI PASTEUR S.A | 1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI PASTEUR NVL | 1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA | SANOPI PASTEUR S.A | BOGOTÁ - COLOMBIA |

