

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL														FECHA DE PUBLICACION	
PUBLICACION														abr-24	
Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 31 de Marzo de 2024															
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	Condiciones de almacenamiento	Vida útil	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA. 13 VALENTE (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGABLE DE CARTON POR 15 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0.5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 3. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2021MB-0015957-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADO DE PAPERAS DE LA CEPA JERYL LYNN + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBIOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PREENLADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION + 2 AGUJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EN EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07B054	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP. 2. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. PENNSYLVANIA - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
3	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	OLIOSIDO DE SALMONELLA TYPHI (CEPA T Y 2)	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0.5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
4	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2021MB-13946-R2	TOXOIDE DIFTERICO + TOXOIDE TETANICO + TOXOIDE PERTUSSIS + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA CONTENIENDO 0.5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUJAS HIPODERMICAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07A52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - SAINT AMAND LES EAUX	1. RIXENSART - BELGICA 2. MARBURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016M-0011293-R1	POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACÁRIDO MENINGOCÓCCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO.	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BORSOLICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 13MM Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
6	34332	VERORAB®	INVIMA 2016M-011546-R3	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW138 1503-3M) PRODUCTO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPIOLACTONA > 2.5 UI + POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NIH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y 5) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07B001	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
7	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016M-0017504	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK. 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y PT) 2. JUBILANT HOLLISTER STIER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA - FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	20019145	VAGTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC99	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	47855	STAMARIL®	INVIMA 2017M-000940-R2	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS) CEPA 17D (VIV. ATENUADO) NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA. JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTON PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07BL01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
10	20093269	GARDASIL® 9 VACUNA RECOMBINANTE NONVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPIOLOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0011725	PROTEINA L1VPH 6: 30 mcg + PROTEINA L1VPH 11: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 16: 60 mcg + PROTEINA L1VPH 18: 40 mcg + PROTEINA L1VPH 31: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 33: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 45: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 52: 20 mcg + PROTEINA L1VPH 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PREENLADA(S) CON 0.5 mL C/ U DE SUSPENSION MÁS INSERTO. CAJA X 1 0 10 VIAL (ES) CON 0.5 mL CU DE SUSPENSION MÁS INSERTO	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE E LA LUZ. ALMACENAR EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

11	20018959	MENVEO®	INVIMA 2017M-0011552-R1	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16.7 A 33, 3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO C 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 1.1 A 12.5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO W-135, 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3.3 A 8.3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5.6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUITO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY; CAJA + 5 FRASCOS VIALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VIALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUITO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANTE ES ESTABLE QUIMICA Y FISICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	J07A408	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
12	19905376	INFANRIX HEXA (DPTa - HEPB - IPV - Hib)	INVIMA 2017M-14204-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) 1+ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONEY) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE 3 mL CONTENENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PREENLADADA DE 1.25 mL CONTENENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPA+VHB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS	VIAL DE 3 mL CONTENENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PREENLADADA DE 1.25ml CONTENENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPA+VHB+IPV) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS EN UN EMPAQUE POR 10 VACUNAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MAS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO.KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GMBH (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
13	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	CEPA DE TIPO ASYDNEY/5/2021 (H1N1) PD/M09 (ASYDNEY/5/2021, VR-229)+CEPA DE TIPO AIDARWIN/0/2021 (H3N2) - CEPA ANALOGA (AIDARWIN/0/2021, VR-227)+CEPA ANALOGA (B/AUSTRIA/13594/17/2021 - CEPA ANALOGA (B/AUSTRIA/13594/17/2021, BVR-26)+CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTON CON JERINGA PREENLADADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLASTICO RIGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VASTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0.5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B801	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH & CO. (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
14	60052	RECOMVAX B SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2017M-003900-R2	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B001	VAKCINY S.A.S.	LG CHEM LTD	JEOLLABUK-DO - REPUBLICA DE COREA	VAKCINY S.A.S.	CHOACHÍ - COLOMBIA	
15	19972534	ROTATEQ® VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0008859-R1	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSION ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8 °C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	24 MESES	J07B802	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA	
16	40062	VA-MENGGC - BC®	INVIMA 2019M-011972-R3	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	CAJA CON VIAL X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0.5mL) VIAL EN ESTUCHE INDIVIDUAL. CAJA CON GRADILLA X10 VIALES X1, X5, X10 O 20 DOSIS (0.5mL).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ.	36 MESES	J07A403	INSTITUTO FINLAY	INSTITUTO FINLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	RIONEGRO - COLOMBIA	
17	20147296	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	CEPA A/VICTORIA/4897/2022 (H1N1) PD/M09 - CEPA ANALOGA (A/VICTORIA/4897/2022, VR-238) - CEPA A/HAILAND/8/2022 (H3N2) - CEPA ANALOGA (A/CALIFORNIA/122/2022, SAN 022) + CEPA B/AUSTRIA/13594/17/2021 (LINAJE B/VICTORIA) - CEPA ANALOGA (B/MICHIGAN/01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA B/PHUKET/3073/2013 (LINAJE B/YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACION (2°C-8°C), NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGER DE LA LUZ.	12 MESES	J07B802	SANOPI PASTEUR	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL-DE-REUIL - FRANCIA	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2.	
18	19983100	PNEUMOVAX® 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 20, TIPO 22F, TIPO 23F Y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 0.5 mL (UNIDOSIS), CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 ML.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07A101	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA	

19	20146427	INFLUVAC® TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO A/VICTORIA/4897/2022 (H1N1) PDM09 (A/VICTORIA/4897/2022, IVR-238) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO A/THAILAND/8/2022 (H3N2) (A/THAILAND/8/2022, IVR-237) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO B/AUSTRIA/1359417/2021 (B/AUSTRIA/1359417/2021, BVR-26) + HEMAGLUTININA DE LA CEPA DE TIPO B/PHUKET/3073/2013 (B/PHUKET/3073/2013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS UNICA CON AGUA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B802	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V. / ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS / WEESP - PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	CALI - COLOMBIA
20	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5 mL.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07AM01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
21	20004822	SYNFLORIX® VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 8B Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDIPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 18C Y TOXOIDE TETANICO (RELACION MEDIA PDIPS:0.2)+CONJUGADO DE	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE AGUA DE ACERO 2501 (TERJUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA POR 1,10 Y 100 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AL02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	1. GODOCLO - HUNGRIA 2. SINGAPUR - SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	216963	TWINRIX® SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM175) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHS) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON OCT CON AGUA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y PRTC CON AGUA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO. CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON LLA Y TAPA DE PUNTA DE CAUCHO FM3000N AGUA. PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGIDO DE LA LUZ NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
23	20071968	FLIQUADRI® VACUNA ANTIINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2020MB-0015005-R1	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/HONG KONG/2671/2019, IVR-208 (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/VICTORIA/2570/2019, IVR-215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/PHUKET/3073/2013 (WILD TYPE VIRUS)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON/02/2019 (WILD TYPE VIRUS)	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BORO SICILATO TIPO I POR 0.5mL. CON ADAPTADOR LUER-LOCK, EMBOLO VIOLETA, TAPON GRIS DE BÚTULO SIN LÁTEX Y CAPUCHÓN SIN LÁTEX.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. MANTENER PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B802	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
24	19983099	M-M-Rb II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMUNSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERYL LYNN® + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 2713	CAJA POR 1 Y 10 VIALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL (Y 10 VIALES) CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°-8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°A 8°C)	24 MESES	J07B052	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP 3. JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 4. PANTHEON PHARMACEUTICAL INC	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 3. WASHINGTON - USA 4. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
25	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-0008078-R1	TOXOIDE PERTUSICO ADSORBIDO+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.5mL. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP OFF	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°Y 8°C. EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	48 MESES	J07AM51	SANOFI PASTEUR LIMITED	SANOFI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
26	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VPH TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-0006714-R1	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA L1 VPH TIPO 11 + PROTEINA L1 VPH TIPO 16 + PROTEINA L1 VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.5mL DE SUSPENSION. JERINGAVIDRIO TIPO I. TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO+ AGUA DE 25 G X 58° CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0.5mL DE SUSPENSION.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVARSE EN REFRIGERACION ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MÁS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25°C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP & DOHME CORP(FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
27	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 mL DE SUSPENSION.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	RIONEGRO - COLOMBIA

28	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-0008528-R1	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO 1 CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PRELLENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO ESTERIL TIPO 1 CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), PRELLENADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO, UNA AGUJA MAS INSERTO. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 0,5ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07B099	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPÓN DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25 ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PRELLENADA DE 1,25ML CON LLA (LUER LOCK ADAPTOR), TAPA PUNTA DE CAUCHO FM30, STOPPER DE CAUCHO FM457 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1ML DE SUSPENSION INYECTABLE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2- 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR.	36 MESES	J07B002	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO) 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	19999011	VAMMRUX	INVIMA 2020MB-0008810-R1	VIRUS VIVO ATENUADO DEL SARAMPION (CEPA SCHWARZ) NO MENOS DE 10 ⁴ 3,0 DICCSO, VIRUS VIVO ATENUADO DE LA PAROTIDITIS (CEPA RIT 4385, DERIVADA DE JERYL LYNN) NO MENOS DE 10 ⁴ 4,4 DICCSO, VIRUS VIVO ATENUADO DE LA RUBÉOLA (CEPA WISTAR RA 27(3) NO MENOS DE 10 ⁴ 3,0 DICCSO, VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 ⁴ 3,3 UFP	CAJA X1 FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 CON 1 DOSIS DE LIOFILIZADO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO 1 CCT O LLLA CON DILUENTE PARA RECONSTITUCIÓN + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUÉS DE LA RECONSTITUCIÓN ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ.	18 MESES	J07B054	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE VACCINES GMBH (GRANEL PAROTIDITIS) 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. MARBURG - ALEMANIA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
31	230249	INFANRIX -IPV+HB (DTPA-IPV+HB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN)) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLIRRIBOSILRIBITOL FOSFATO, PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO 1 CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTULO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MAS UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO 1 CCT O LLLA CON EL COMPONENTE HB, MAS 2 AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. GSK VACCINES GMBH 6. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (PA PRP-TT)	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOCLO - HUNGRIA 5. MARBURG - ALEMANIA 6. SINGAPUR - SINGAPUR	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF1)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLIRRIBOSIL RIBITOL)- CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE 0,5ml. CON AGUJA ADHERIDA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA 0,5ml SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
33	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA RIX4414) NO MENOS DE 10 ⁴ X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 mL (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO) CAJA X 50 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 mL (1 DOSIS/ CADA TUBO)	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C PROTEGIDO DE LA LUZ.	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

34	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 5 ML (LA CONCENTRACION ES DE 10 MCG EN 0.5 ML). CAJA PLEGADIZA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 0.5 ML (LA CONCENTRACION ES DE 10 MCG EN 0.5 ML). CAJA POR 48 VIALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA. CADA VIAL CON CAPACIDAD DE 3ML. CONTIENE 1ML DE DOSIS EN CONCENTRACION DE 20MCG.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
35	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIRUBEOLA (CEPA WISTAR RA 27/3)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0.5ml. DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO DEBE INYECTARSE INMEDIATAMENTE. EN CASO DE NO USARSE INMEDIATAMENTE LA VIDA UTIL DE LA VACUNA RECONSTITUIDA ES DE 8 HORAS EN CONDICIONES DE REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8°C.	24 MESES	J07B052	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. CORIXA CORPORATION/DIBA GLAXOSMITHKLINE VACCINES. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GSK VACCINES GMBH	1. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSELAS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. MURBURG - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PRELLENADA POR 0.5ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	20072153	HEXAXIM®	INVIMA 2022MB-0015095-R1	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS. TOXOIDE PERTUSICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BUSTER). CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO I, TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR 3. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 3. BUENOS AIRES	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	19939796	AVAXIM® 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0003240-R2	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIFLOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA UNIDOS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO). CAJA POR 10 VIALES DE 10 DOSIS DE 0.5ML CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
39	19933276	TETRIXIM®	INVIMA 2023MB-0002333-R1	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSICO PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (BORDETELLA PERTUSSIS ANTIGENOS) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1) + VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAUKETT).	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS UNICA DE 0, 5ml CON AGUJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS UNICA DE 0.5 ML Y DOS AGUJAS SEPARADAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR 2. SANOPI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
40	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2023MB-0015084-R1	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y + *CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PRELLENADA QUE CONTIENE 0.5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 2 (Y 20) AGUJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS KFT 5. PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV 6. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS LLC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSELAS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. GODOLLO - HUNGRIA 5. PUURS - BELGICA 6. NORTH CAROLINA - USA	1. PFIZER S.A.S.	1. BOGOTÁ - COLOMBIA
41	20201965	QDENGVA VACUNA TETRAVALENTE CONTRA EL DENGUE (ELABORADA CON VIRUS VIVOS, ATENUADOS)	INVIMA 2023MB-00000083	SEROTIPOS 1, 2, 3 Y 4 DEL VIRUS DEL DENGUE (VIVO, ATENUADO)	CAJA POR 1 VIAL + 1 JERINGA PRECARGADA DE SOLVENTE + 2 AGUJAS. CAJA POR 5 VIALES + 5 JERINGAS PRECARGADAS DE SOLVENTE + 10 AGUJAS. CAJA POR 1 VIAL + 1 VIAL DE SOLVENTE. CAJA POR 10 VIALES + 10 VIALES DE SOLVENTE.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	24 meses a -20°C ± 5°C seguido de 18 meses contados a partir de la fecha de transición de la condición de almacenamiento congelado (de -20°C ± 5°C a 5°C ± 3°C). En su envase y empaque original. Una vez reconstruido. Almacenar máximo hasta 2 horas a 30°C ± 2°C con 75% de HR.	4 MESES A 20°	J07BX01	BAXALTA COLOMBIA S.A.S.	IDT BIOLOGIKA GMBH	DESSAU-ROBLAU- ALEMANIA	BAXALTA COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA

42	20201298	MENQUADFI® MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE (MONOVALENT CONJUGATE).	INVIMA 2023MB-0000092	POLISACARIDO MENINGOCOCCO SEROGRUPO A. C. Y. W135. TOXOIDE TETANICO (PROTEINA TRANSPORTADORA).	CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO GRIS DE 13 MM Y CIERRE FLIP OFF.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES ENTRE 2°C Y 8°C	J07AH08	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR INC. SANOFI PASTEUR	2. 1. PENNSYLVANIA - USA MARCY L'ETOILE	2. SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	20232785	VAXNEUVANCE®	INVIMA 2023MB-0000090	POLISACÁRIDO DEL SEROTIPO NEUMOCÓCCICO 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F Y CRM197	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA DE 0.5ML CON 1 AGUJA DE COLOR AZUL Y UNA AGUJA DE COLOR SALMON. CAJA POR 10 JERINGAS PRELENADAS DE 0.5ML CON 10 AGUJAS DE COLOR AZUL Y 10 AGUJAS DE COLOR SALMON.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. PROTEGER DE LA LUZ.	24 MESES	J07AL02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MSD INTERNATIONAL GMBH T/A MSD IRELAND	CARLOW-IRLANDA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAM	VIDA ÚTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	2014308	TRUMENBA®	INVIMA 2019M-0019054	MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA. CAJA POR 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C	48 MESES	J07AH09	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENA - AUSTRIA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 UI)Y TOXOIDE DE TETANO (>= 60 UI)+BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (>= 4 UI)+ANTIGENO HEPATITIS B - RECOMBINANTE-POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNIDO COVALENTEMENTE A 20 - 36,7 MCG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2% (EQUIVALENTE A 0,6 MCG/ML DE ALUMINIO) <= 1,25 MG+TOMEROSAL 0,01% W/W+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VIAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0,5 ML. + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL. CAJA POR 1 O 20 JERINGAS DE VIDRIO CON TAPON DE GOMA VÁSTAGO DE EMBOLO EN POLIPROPILENO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 °C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	RIONEGRO- COLOMBIA
3	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2012MB-0008371-R1	VIRUS ATENUADO DE VARICELA ZOSTER NO MENOS DE	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION MAS DOS AGUJAS.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MÁXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MÁXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACIÓN (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIXA CORPORATION/D/IBA GLAXOSMITHKLINE VACCINES 4. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE FRANCIA 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FAB. ANTIGENO) 6. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	1. RIXENSART- BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA 6. ABANO TERME - ITALIA	GLAXOSMITHKLI E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
4	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2022MB-0014777-R1	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLADA POR 1ml	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	36 MESES	J06B804	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	GRIFOLS COLOMBIA LTDA	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	20039648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	TOXOIDE TETÁNICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML. CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML. AMPOLLA EN VIDRIO DE 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AM01	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	CAJICA - COLOMBIA
6	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	VIRUS DE SARAMPION NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 AMPOLLAS DE DOSIS UNICA 0,5ml. DE AGUA PARA INYECCION EN AMPOLLA DE VIDRIO. CAJA POR 50 VIALES (VIAL DOSIS UNICA) PARA RECONSTITUIR EN 0,5 mL.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07B052	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	LABORATORIOS BAGÓ DE COLOMBIA S.A.S	CHIA - COLOMBIA
7	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN)	INVIMA 2019M-0019156	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VIALES DE DOSIS UNICA 1 mL DE SUSPENSION EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIPP OFF DE ALUMINIO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07B001	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	LABORATORIOS BAGÓ DE COLOMBIA S.A.S	CHIA - COLOMBIA

*** Novedades de la publicación del mes de Marzo de 2024**

1. La vacuna VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO con expediente 20039648 y registro sanitario INVIMA 2020M-0013359-R1 se traslada del listado de vacunas con registro sanitario vigente al listado de vacunas con registro sanitario vigente pero temporalmente no comercializadas.
2. La vacuna VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPION, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO) con expediente 20100631 y registro sanitario INVIMA 2019M-0019345 se traslada del listado de vacunas con registro sanitario vigente al listado de vacunas con registro sanitario vigente pero temporalmente no comercializadas.
3. La vacuna VACUNA DE LA HEPATITIS B (RADN) con expediente 20076154 y registro sanitario INVIMA 2019M-0019156 se traslada del listado de vacunas con registro sanitario vigente al listado de vacunas con registro sanitario vigente pero temporalmente no comercializadas.
4. Se actualiza el ítem de principio activo para la vacuna INFLUVAC® TETRA con expediente 20146427 por la actualización de cepas para la temporada 2024 aprobada con resolución 2024013224.
5. Se actualiza el ítem de principio activo para la vacuna VAXIGRIP TETRA con expediente 20147296 por la actualización de cepas para la temporada 2024 aprobada con resolución 2024013223.