

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL													FECHA DE PUBLICACION			
PUBLICACION											abr-23					
Listado de vacunas con Registro Sanitario Vigente con corte a 30 de Abril de 2023																
Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentación Comercial	Forma Farmacéutica	Vía de Administración	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA UTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	1993276	TETRAMIX®	INVIMA 2014M-0002333-R1	27/05/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	TOXOIDE DIFTERIA PURIFICADO + TOXOIDE TETANICO PURIFICADO + TOXOIDE PERTUSSIS PURIFICADO ADSORBIDO + HEMAGLUTININA FILAMENTOSA PURIFICADA ADSORBIDA + VIRUS DE POLIOIMELITIS INACTIVADO TIPO 1 + VIRUS DE POLIOIMELITIS INACTIVADO TIPO 2+ VIRUS DE POLIOIMELITIS INACTIVADO TIPO 3.	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0,5mL CON AGUIJA ADHERIDA. CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I, CON 1 DOSIS ÚNICA DE 0,5mL Y DOS AGUIJAS SEPARADAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR.	36 MESES	J07CA02	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2.VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20051113	NIMENRIX®	INVIMA 2014M-0015084	31/07/2019 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO A* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO C* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO W-135* + POLISACARIDO DE NEISSERIA MENINGITIDIS GRUPO Y* +*CONJUGADOS CON PROTEINA TRANSPORTADORA DE TOXOIDE TETANICO 44 MCG	1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE GOMA DE BUTILO CON POLVO LIOFILIZADO QUE CONTIENE UNA (1) DOSIS POR VIAL. CADA UNO CON 1 JERINGA PREENLADA QUE CONTIENE 0,5 ML DE SOLVENTE POR JERINGA Y 1 AGUIJA.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA DE REFRIGERACION ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL	36 MESES	J07AH08	PFIZER S.A.S.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. (SOLVENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS BRANCH OF S3 PHARMA GMBH & CO	1. WAVRE - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. RIXENSART - BELGICA 4. DRESDEN - ALEMANIA	1.GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 2. PFIZER S.A.S.	1 Y 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
3	20011362	PREVENAR® VACUNA CONJUGADA NEUMOCOCCICA 13 VALENTES (DIFTERIA CRM 197 PROTEINA)	INVIMA 2010M-0010461	26/02/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	POLISACARIDO SEROTIPO 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F* + PROTEINA TRANSPORTADORA CRM 197	CAJA PLEGADABLE DE CARTON POR 1,5 O 10 JERINGAS PREENLADAS POR 0,5 mL EN VIDRIO TIPO I CON SIN O AGUIJA	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AL02	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LLC. 3. WYETH PHARMACEUTICAL DIVISION OF WYETH HOLDINGS CORPORATION, A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO) 4. WYETH BIOPHARMA DIVISION OF WYETH PHARMACEUTICALS INC., A SUBSIDIARY OF PFIZER INC. (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. INDIANA - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. MASSACHUSETTS - USA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
4	20068498	PROQUAD®	INVIMA 2021MB-0015957-R1	10/07/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPON DERIVADOS DE LA CEPA EDMONSTON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBEOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273 + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK.	CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 1 VIAL VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 JERINGA PREENLADA CON EL DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO + 2 AGUIJAS. CAJA PLEGADIZA QUE CONTIENE 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO (VACUNA) + 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I CON DILUENTE AGUA ESTERIL PARA INYECCION E INSERTO.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO PUEDE ALMACENARSE A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C HASTA POR 30MINUTOS.	18 MESES	J07BD54	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP. 2. PATHCON MANUFACTURING SERVICES LLC 3. JUBILANT HOLLISTER STER LLC. 4. VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH & CO KG	1. PENNSYLVANIA - USA 2. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG - ALEMANIA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	41360	TYPHIM VI	INVIMA 2015 M-014630-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLOSIDO CAPSULAR VI PURIFICADO DE SALMONELLA TYPHI	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADA POR 0,5 mL UNIDOSIS.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2 °C Y 8°C	36 MESES	J07AP03	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI-PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
6	19904509	BOOSTRIX® VACUNA ADSORBIDA DTPA	INVIMA 2021MB-13946-R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO + TOXOIDE PERTUSSIS ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA + PERTACTINA ADSORBIDA	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADA CONTENIENDO 0,5 ML DE LA SUSPENSION INYECTABLE MAS 2 AGUIJAS HPODERMICAS TERUM® E INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENASE ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07AJ52	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GSK VACCINES GMBH 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	1. RIXENSART- BELGICA 2. MARBURGO - ALEMANIA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
7	20012256	MENACTRA®	INVIMA 2016M-0011293-R1	01/04/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	POLISACARIDO MENINGOCOCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO A + POLISACARIDO MENINGOCOCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO C + POLISACARIDO MENINGOCOCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO Y + POLISACARIDO MENINGOCOCICO CONJUGADO CON TOXOIDE DIFTERICO SEROGRUPO W-135 + PROTEINA DE TOXOIDE DIFTERICO	CAJA A POR 1 Y CAJA POR 5 VIALES DE VIDRIO TRANSPARENTE DE BOROSILICATO TIPO I CON TAPON DE BUTILO DE 19mm Y SELLO DESPRENDIBLE POR UNA DOSIS	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACÉNESE A TEMPERATURAS ENTRE 2 - 8°C.	24 MESES	J07AH05	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
8	34332	VERORAB®	INVIMA 2016M-0011546-R3	13/07/2021 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS CONTRA LA RABIA (CEPA WISTAR RABIES PMW108 1503-3M) PRODUCIDO EN LINEAS DE CELULAS VERO E INACTIVADO CON BETA-PROPOLACTONA. > 2,5 UI* POTENCIA MEDIDA UTILIZANDO LA PRUEBA NH ANTES Y DESPUES DE CALENTAMIENTO A 37°C DURANTE UN MES	CAJA POR 1 Y CAJA POR 5 FRASCOS VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y TAPA REMOVIBLE POR UNA DOSIS + UNA (Y) JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SOLVENTE.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2°C Y 8°C. NO CONGELAR. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07BG01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - DILUENTE	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI-PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
9	20087287	VARIVAX® VACUNA DE VIRUS ATENUADOS VIVOS DE VARICELA.	INVIMA 2016M-0017504	03/01/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS VIVO ATENUADO DE VARICELA DE LA CEPA OKAMERCK. 1.350 UFC.	CAJA POR UNO Y 10 VIALES CON TAPON BUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINO MAS FLIP OFF CON BOTON PLASTICO MAGENTA. CONTENIENDO EL LIOFILIZADO + VIAL DE VIDRIO CON DILUENTE AGUA + INSERTO.	POLVO LIOFILIZADO	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07BK01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (SUSTANCIA ACTIVA Y FT) 2. JUBILANT HOLLISTER STER LLC (SOLVENTE) 3. MERCK SHARP & DOHME CORP 4. VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. K.G. (SOLVENTE) 5. PANTHEON MANUFACTURING SERVICES, LLC.	1. PENNSYLVANIA - USA 2. WASHINGTON - USA 3. NORTH CAROLINA - USA 4. RAVENSBURG-ALEMANIA 5. NORTH CAROLINA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
10	20019145	VACTA® 50 U VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A (PURIFICADA E INACTIVADA)	INVIMA 2017M-0011553-R1	10/02/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION	VIRUS DE HEPATITIS A PURIFICADO E INACTIVADO (UNA UNIDAD DE ANTIGENO ES EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 1MG DE PROTEINA DE VIRUS DE HEPATITIS A)	CAJA POR 1 VIAL POR 1.0mL MÁS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C - 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC90	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

11	47855	STAMARELB	INVIMA 2017M-000940-R2	30/05/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA (PRODUCIDO EN EMBRIONES DE POLLO LIBRE DE PATÓGENOS) CEPA TD YV, ATENUADO NO MENOS DE 1000 UI	CAJA POR UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON POLVO LIOFILIZADO, TAPON DE CAUCHO GRIS CLOROBUTILO Y CIERRE FLIP-OFF COLOR PURPURA JERINGA CON SOLVENTE.	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ RECONSTITUIDO ADMINISTRARSE INMEDIATAMENTE. NO CONGELAR. MANTENER EL VIAL Y LA JERINGA DENTRO DE LA CAJA DE CARTÓN PARA PROTEGER DE LA LUZ.	36 MESES	J07B01	SANOFI PASTEUR	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR 3. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	1. LYON - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA 3. LE TRAIT - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
12	20093269	GARDASLB 9 VACUNA RECOMBINANTE NOVALENTE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	INVIMA 2017M-0017725	22/06/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACIÓN	PROTEINA L1VP8 6: 40 mcg + PROTEINA L1VP8 11: 60 mcg + PROTEINA L1VP8 16: 40 mcg + PROTEINA L1VP8 18: 20 mcg + PROTEINA L1VP8 31: 20 mcg + PROTEINA L1VP8 33: 20 mcg + PROTEINA L1VP8 45: 20 mcg + PROTEINA L1VP8 52: 20 mcg + PROTEINA L1VP8 58: 20 mcg	CAJA X 1 Y 10 JERINGA (S) PRELLENADAS) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO. CAJA X 1 O 10 VIAL (ES) CON 0,5 mL C/ U DE SUSPENSIÓN MÁS INSERTO	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE LA LUZ. ALMACENAR ENSU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO) 2. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSYLVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
13	20018959	MENVEOB	INVIMA 2017M-0011552-R1	28/06/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION	OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCICO GRUPO A 10 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM 197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 16,7 A 33,3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO C: 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO W-135: 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3 µg+OLIGOSACARIDO MENINGOCOCCO GRUPO Y 5 µg CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10 µg	CAJA + FRASCO VIAL DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + VIAL DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY; CAJA + 5 FRASCOS VALES DE 2 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) COMPONENTE LIOFILIZADO MEN A CON TAPON DE CAUCHO DE BUTIL TEFLON + 5 VALES DE 3 mL (VIDRIO INCOLORO TIPO I) CON TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO DEL COMPONENTE LIQUIDO MEN CWY.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION 2-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO DEBE SER USADO DE INMEDIATO, NO OBTANTE ES ESTABLE QUÍMICA Y FÍSICAMENTE 8 HORAS A TEMPERATURAS INFERIORES A 25°C.	36 MESES	J07A08	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. 2. GSK VACCINES GmbH	1. BELLARIA - ROSIA - SOVICILLE - ITALIA 2. MARBURG - ALEMANIA.	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
14	19805376	INFANRIX HEXA (DPTa + HBpB + IPV + HB).	INVIMA 2017M-14204-R2	28/07/2022 EN TRÁMITE DE RENOVACION	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; TOXOIDE PERTUSICO (P)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) +ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B RECOMBINANTE (HBSAG)+CONJUGADO DE POLISACARIDO CAPSULAR DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (PRP) CONJUGADO Y TOXOIDE TETANICO (TT)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MAHONDI) (IPV) TIPO 1+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA MEF-1) (IPV) TIPO 2+VIRUS DE POLIO INACTIVADO (CEPA SAUKETT) (IPV) TIPO 3	VIAL DE VIDRIO TIPO I CON CAPACIDAD DE 3 mL CON TAPON DE BROMOBUTILO Y CONTENIENDO UNA DOSIS DE LIOFILIZADO (HB) + JERINGA PRELLENADA DE 1,25 mL DE CAPACIDAD DE VIDRIO INCOLORO TIPO I CON UN TAPON ELASTOMERICO. CONTENIENDO 1 DOSIS DE DILUENTE (DTPa+HBpP) + 2 AGUJAS HIPODERMICAS	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C-8°C EN SU ENVASE ORIGINAL. UNA VEZ EL PRODUCTO ES RECONSTITUIDO, SE DEBE ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE Y NO MÁS DE 8 HORAS LUEGO DE SU RECONSTITUCION ALMACENADO A TEMPERATURA AMBIENTE.	36 MESES	J07CA09	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GmbH & CO KG 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 4. GSK VACCINES GmbH (FABRICANTE SUST. ACTIVA) 5. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. DRESDEN - ALEMANIA 2. WAVRE - BELGICA 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA 4. MARBURG - ALEMANIA 5. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
15	20081484	FLUARIX TETRA	INVIMA 2017M-0017960	5/01/2023 EN TRÁMITE DE RENOVACION	CEPA DE TIPO A VICTORIA/2570/2019 (H1N1) POM29 (VICTORIA/2579/2019); I/R-215+CEPA ADARVIN/9/2021 (HSN2) - CEPA ANALOGA (ADARVIN/9/2021); I/R-229+CEPA BAUSTRA/13584/17/2021 (LUNAE BVICTORIA) - CEPA ANALOGA (BAUSTRA/13584/17/2021); BVR-26+CEPA DE TIPO BPHUKET/307/2013 (BPHUKET/307/2013; TIPO SALVAJE)	CAJA DE CARTÓN CON JERINGA PRELLENADA (VIDRIO TIPO I) PRTC (TAPA DE PLÁSTICO RIGIDO DE POLIPROPILENO) CON TAPON DE GOMA DE BUTILO Y VASTAGO DE POLIESTIRENO (MONODOSIS POR 0,5 ML) EN EMPAQUES POR 1 Y 10 JERINGAS CON O SIN AGUJAS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADA ENTRE 2 A 8 °C. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B01	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS NL DER SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GmbH & CO (FABRICANTE DE IFA)	DRESDEN - ALEMANIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
16	60052	RECOMVAX B SUSPENSIÓN INYECTABLE	INVIMA 2017M-003900-R2	18/01/2023 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANTIGENO HBSAG PURIFICADO RECOMBINANTE.	CAJA CON UN VIAL DE 1 mL (UNA DOSIS)	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C. EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07B01	VAKCIN Y S.A.S.	LG CHEM LTD	JELLLABUK-DO- REPUBLICA DE COREA	VAKCIN Y S.A.S.	CHOACHÍ - COLOMBIA
17	19972534	ROTATEOB VACUNA ORAL PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS	INVIMA 2018M-0006859-R1	8/01/2024	SEROTIPO RECOMBINANTE G1 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G2 = 2.8 + SEROTIPO RECOMBINANTE G3 = 2.2 + SEROTIPO RECOMBINANTE G4 = 2.0 + SEROTIPO RECOMBINANTE P1 = 2.3	CAJA CON 1 Y 10 SOBRES POR 1 TUBO EN POLETILENO DE BAJA DENSIDAD CON INSERTO. CAJA POR 25 TUBOS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD EN SOBRES CADA UNO CON INSERTO.	SUSPENSIÓN ORAL	ORAL	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8 °C PROTEGER DE LA LUZ EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL.	24 MESES	J07B02	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
18	40062	VA- MENGGOC - BC9	INVIMA 2019M-011972-R3	28/03/2024	VESICULAS PURIFICADAS DE MEMBRANA EXTERNA DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO B + POLISACARIDO CAPSULAR PURIFICADO DE MENINGOCOCCO SEROGRUPO C	VALES CONTENIENDO 1, 5, 10 Y 20 DOSIS (0,5mL). ESTUCHES INDIVIDUALES (CAJAS PARA CONTENER BULBOS CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS, ESTUCHES MÚLTIPLES (CAJAS) PARA CONTENER 10 BULBOS ENVASADOS EN ESTUCHES INDIVIDUALES CON 1, 5, 10 Y 20 DOSIS. ESTUCHES MÚLTIPLES CON GRABILLA CONTENIENDO 10 BULBOS DE 1, 10 O 20 DOSIS.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 °C A 8 °C NO CONGELAR PROTEJASE LA LUZ.	36 MESES	J07A03	INSTITUTO FNFLAY	INSTITUTO FNFLAY	LA HABANA - CUBA	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	ENVIGADO - COLOMBIA
19	20076154	VACUNA DE LA HEPATITIS B (ADN)	INVIMA 2019M-0019156	9/09/2024	ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B (ADN R)	CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 VALES DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN UN VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 4 mL CON UN TAPON DE BROMOBUTILO Y TAPA CON FLIP OFF DE ALUMINIO. CAJA POR 50 Y CAJA POR 300 AMPOLLAS DE DOSIS ÚNICA 1 mL DE SUSPENSIÓN EN AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I TRANSPARENTE. CADA 1 mL CONTIENE 20 MCG DE ANTIGENO SUPERFICIAL PURIFICADO DE LA HEPATITIS B.	SUSPENSIÓN INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS	36 MESES	J07B01	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA
20	20100631	VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA EL VIRUS DE SARAMPÓN, RUBEOLA Y PAPERAS (LIOFILIZADO)	INVIMA 2019M-0019345	22/11/2024	VIRUS DE SARAMPÓN NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE PAPERAS NO MENOS DE 5000 CCID50 / DOSIS + VIRUS DE RUBEOLA NO MENOS DE 1000 CCID50 / DOSIS	CAJA POR 50 VALES POR 1 DOSIS/VAL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTÁNEA	ALMACENAR A CONDICIONES DE 2 - 8 GRADOS	36 MESES	J07B02	SILCOV SAS.	SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.	PUNE - INDIA	SILCOV SAS.	BOGOTÁ - COLOMBIA

21	20147286	VAXIGRIP TETRA	INVIMA 2020MB-0000005	19/06/2025	CEPA AVICTORIA25702019 (H1N1)PDM09 CEPA ANALOGA (AVICTORIA25702019 (H1N1)PDM09 + CEPA BIAUSTRIA1359417/2021 (LINEA B/VICTORIA) + CEPA ANALOGA (BIMCHIGAN01/2021, TIPO SALVAJE) + CEPA ADARWIN9/2021 (H3N2) - CEPA ANALOGA (ADARWIN9/2021 (H3N2) + CEPA BPHUKET/30732013 (LINEA B/YAMAGATA) - CEPA ANALOGA (BPHUKET/30732013, TIPO SALVAJE)	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA EN VIDRIO TIPO I CON 0,5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR BAJO REFRIGERACION (2°C - 8°C). NO CONGELAR. MANTENER EL PRODUCTO EN LA CAJA PARA PROTEGERLO DE LA LUZ.	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR	SANOFI PASTEUR	MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
22	19981555	CERVARIX VACUNA.	INVIMA 2020M-0007488-R1	1/07/2025	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 + L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 18	CAJA CON 1, 10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I UNCOLORO DE 5ML, CAJA CON UNA JERINGA PRELLENADA DE 1,25 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENADO ENTRE 2°C Y 8°C.	48 MESES	J07B02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
23	19983100	PNEUMOVAX @ 23 (VACUNA PNEUMOCOCCO POLIVALENTE)	INVIMA 2020MB-0008056-R1	10/07/2025	POLISACARIDOS PURIFICADOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3, TIPO 4, TIPO 5, TIPO 6B, TIPO 7F, TIPO 8, TIPO 9N, TIPO 9V, TIPO 10A, TIPO 11A, TIPO 12F, TIPO 14, TIPO 15B, TIPO 17F, TIPO 18C, TIPO 19A, TIPO 19F, TIPO 23, TIPO 22F, TIPO 23F y TIPO 33F.	CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 0,5 mL (UNIDOS), CAJA POR 1 Y 10 VALES DE 5 DOSIS (MULTIDOSIS). CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL.	SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	24 MESES	J07A01	MERCK SHARP & DOHME CORP.	MERCK SHARP & DOHME CORP.	PENNSYLVANIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
24	20146427	INFLUVAC@ TETRA	INVIMA 2020MB-0000008	3/08/2025	HEMAGLUTININA DE LA CEPA AVICTORIA25702019 (H1N1)PDM09 +HEMAGLUTININA DE LA CEPA B /PHUKET/30732013 (B/YAMAGATA LINEAGE)+HEMAGLUTININA DE LA CEPA BIAUSTRIA1359417/2021 (B/VICTORIA LINEAGE)	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA O PRECARGADA DE DOSIS UNICA CON AGUJA DE 16 mm(VIDRIO TIPO I)	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR / SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 a 8 °C NO CONGELAR. CONSERVAR EN SU EMPAQUE ORIGINAL PARA PROTEGERLO DE LA LUZ	12 MESES	J07B02	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	ABBOTT BIOLOGICALS B.V.	OLST - PAISES BAJOS	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.	CAJÍ - COLOMBIA
25	20038648	VACUNA ADSORBIDA DE TOXOIDE TETANICO	INVIMA 2020M-0013359-R1	5/08/2025	TOXOIDE TETANICO	CAJA POR 50 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML Y CAJA POR 300 AMPOLLAS EN VIDRIO CLARO TIPO I POR 0,5 ML	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES	36 MESES	J07A01	SERUM INSTITUTE OF INDIA, PVT. LTD.	SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD.	PUNE - INDIA	1. SERUM INSTITUTE OF INDIA, LTD. 2. CAJICA CUNDINAMARCA S.L.	1. BOGOTÁ - COLOMBIA 2. CAJICA CUNDINAMARCA
26	29151	TETAVAX VACUNA INYECTABLE	INVIMA 2020M-009607-R3	20/08/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO	CAJA POR 20 JERINGAS DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL. CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5 mL.	SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07A01	SANOFI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
27	20004822	SYNFLORIX @ VACUNA	INVIMA 2020MBT-0009510-R1	27/08/2025	CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 1 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.5)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 4 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.7)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 5 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.0)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 6B Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS: 0.8)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 7F Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.1)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 9V Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO 14 Y PROTEINA D DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE (RELACION MEDIA PDPS:1.4)+CONJUGADO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TIPO	CAJA POR UNA JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION MAS UNA AGUJA DE ACERO 25G1 (TERUMO) MAS INSERTO. CAJA POR 10 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION MAS INSERTO. CAJA POR 1,10 Y 100 VALES DE VIDRIO TIPO I CON 0,5 mL DE SUSPENSION	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR EN SU EMPAQUE Y ENVASE ORIGINAL PROTEGIDO DE LA LUZ A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C. NO CONGELAR.	48 MESES	J07A02	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. RIXENSART, BELGICA 3. GLAXOSMITHKLINE SINGAPORE 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS INSTALACION SA04 DE	1. RIXENSART - BELGICA 2. SINGAPUR 3. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
28	216983	TWINRIX @ SUSPENSION INYECTABLE.	INVIMA 2020MBT-007238-R2	28/08/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (CEPA HM1701) + ANTIGENO SUPERFICIAL DEL VIRUS HEPATITIS B (AGHB5) OBTENIDO POR TECNOLOGIA DEL DEL ADN	CAJA POR UNA JERINGA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA, PRELLENADA CON 1 mL DE PRODUCTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8°C EN EL ENVASE APROBADO EN EL ITEM DE PRESENTACIONES COMERCIALES.	36 MESES	J07B20	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. DRESDEN - ALEMANIA BEECHAM PHARMA (MSB & CO. KG)	1. RIXENSART - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
29	20071969	FLIQUADRIB VACUNA ANTINFLUENZA 0,5 ML	INVIMA 2020MB-007238 R2	28/08/2025	HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO A/HONG KONG/2671/2019, (H3N2)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO AVICTORIA25702019, (H1N1)215 (H1N1)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO BPHUKET/30732013 (WLD TYPE VIRUS)+HEMAGLUTININA DE VIRUS ANALOGO B/WASHINGTON/022019 (WLD TYPE VIRUS)	CAJA POR 5 Y 10 JERINGAS PRELLENADAS MONODOSIS DE VIDRIO DE BORSOLICATO TIPO I POR 0,5 mL, CON ADAPTADOR LUGER-LOCK, EMBOLO VIOLETA, TAPON GRIS DE BUTILO SIN LÁTEX Y CAPUCHON SIN LÁTEX.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°C A 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	12 MESES	J07B02	SANOFI PASTEUR INC.	SANOFI PASTEUR INC.	PENNSYLVANIA - USA	SANOFI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
30	19983099	M-M-RIB II	INVIMA 2020MB-0007891-R1	2/09/2025	VIRUS VIVOS ATENUADOS DE SARAMPION DERIVADA DE LA CEPA EDMONSON B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE PAROTIDITIS DE LA CEPA JERLY LYNN B + VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBOLA DE LA CEPA WISTAR RA 273	CAJA POR 1 Y 10 VALES CON VACUNA LIOFILIZADA Y VIAL CON DILUYENTE ESTERIL	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2°- 8°C, EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO ES ESTABLE POR 8 HORAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION (2°A 8°C)	24 MESES	J07B052	MERCK SHARP & DOHME CORP.	1. MERCK SHARP & DOHME CORP 2. MERCK SHARP AND DOHME CORP	1. NEW JERSEY - USA 2. NORTH CAROLINA- USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA

31	19986384	ADACEL®	INVIMA 2020MB-000878-R1	2/09/2025	TOXOIDE PERTUSSICO ADSORBIDO+ HEMAGLUTININA FILAMENTOSA ADSORBIDA + FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 ADSORBIDAS + PERTACTINA ADSORBIDA + TOXOIDE DIFTERICO ADSORBIDO + TOXOIDE TETANICO ADSORBIDO.	CAJA PLEGADIZA POR 1 Y 5 VIALES DE 0.5ml. VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON HALOBUTILO Y TAPA FLIP-OFF	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2° Y 8° C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07AM51	SANOPI PASTEUR LIMITED	SANOPI PASTEUR LIMITED	TORONTO, ONTARIO - CANADA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
32	19972109	GARDASIL® VACUNA RECOMBINANTE TETRAVALENTE CONTRA EL VHP TIPOS 6, 11, 16, 18	INVIMA 2020M-000674-R1	10/09/2025	PROTEINA L1 VPH TIPO 6 + PROTEINA LI VPH TIPO 11 + PROTEINA LI VPH TIPO 18 + PROTEINA LI VPH TIPO 18	CAJA POR 1 Y POR 10 JERINGAS PREENLADAS CON 0.5ml DE SUSPENSION. JERINGA/VIDRIO TIPO I. TAPON DEL EMBOLO EN BROMOBUTILO. CAJA DE 26 X 58 * CAJA POR 1 Y 10 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CLOROBUTILO Y SELLO DE ALUMINIO CON 0.5ml DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVASE EN REFRIGERACION ENTRE 2° C Y 8° C. NO CONGELAR. PROTEJASE DE LA LUZ. SE DEBE ADMINISTRAR LO MAS PRONTO POSIBLE DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR. A UNA TEMPERATURA DE 25° C O MENOR. SE PUEDE ADMINISTRAR HASTA 3 DIAS DESPUES DE SACARLO DEL REFRIGERADOR.	36 MESES	J07BM01	MERCK SHARP & DOHME CORP	1. MERCK SHARP & DOHME CORP (FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO)	1. PENNSILVANIA - USA 2. VIRGINIA - USA	MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S	BOGOTÁ - COLOMBIA
33	20046007	VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO	INVIMA 2020MB-0014543-R1	25/09/2025	TOXOIDE TETANICO PURIFICADO CONCENTRADO	CAJA DE CARTON CON 1,10 Y 48 VIALES DE VIDRIO TIPO I CON 0.5 ml DE SUSPENSION.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C	36 MESES	J07AM01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
34	19989753	HAVRIX 720 JUNIOR	INVIMA 2020MB-000828-R1	20/11/2025	ANTIGENO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A (HAV)	CAJA POR 1 JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON CCT (CERAMIC COATED TIP), PREENLADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO. MAS INSERTO. CAJA POR UNA JERINGA ESTERIL DE VIDRIO TIPO I CON LLA LLUER LOCK ADAPTOR). PREENLADA CON 0,5 ML DE PRODUCTO. UNA AGUJA MAS INSERTO.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 ° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	36 MESES	J07BC99	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	COTÁ-COLOMBIA
35	19991775	HAVRIX® 1440 VACUNA	INVIMA 2020MB-0008356-R1	20/11/2025	VIRUS DE LA HEPATITIS A (INACTIVADO)	CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25 ML CON CCT (CERAMIC COATED TIP), TAPON DE CAUCHO FM 27 Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1 ML DE SUSPENSION INYECTABLE	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURA ENTRE 2-8° C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
36	19990911	VAMIRUX	INVIMA 2020MB-000810-R1	31/12/2025	VIRUS DE VARICELA ATENUADO (CEPA OKA) NO MENOS DE 10 <sup>3</sup> UFP	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO + AMPOLLETA CON 0.5 ml DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR. CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE HULE BROMOBUTILO. CUBIERTA DE ALUMINIO CON CASQUILLO REMOVIBLE CON LIOFILIZADO + JERINGA PREENLADA CON 0.5ml DE AGUA ESTERIL PARA RECONSTITUIR + 2 AGUJAS.	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA/ INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2° C Y 8° C. NO CONGELAR. DESPUES DE LA RECONSTITUCION ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C DURANTE 8 HORAS. PROTEGER DE LA LUZ	18 MESES	J07BD54	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A 2. CATALENT BELGIUM S.A (DILUENTE) 3. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A (FABRICANTE SUST ACTIVA) 4. DELPHARM TOURS-CHAMBRAY LES TOURS(DILUENTE) 5. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUENTE)	1. RIXENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. WAVRE - BELGICA 4. CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCIA 5. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
37	230249	INFANRIX -IPV+HB (DTPA-IPV+HB)	INVIMA 2020MB-012551-R2	7/01/2028	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSSIS; (TOXOIDE DE LA TOSFERINA (PT)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA)+PERTACTINA (PRN) + VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 1 (CEPA MAHONEY)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 2 (CEPA MEF-1)+VIRUS DE POLIO INACTIVADO TIPO 3 (CEPA SALKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (POLYRIBOSIL RIBITOL). FOSFATO. PRP)+CONJUGADO AL TOXOIDE TETANICO COMO PROTEINA TRANSPORTADORA	CAJA CON FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON TAPON DE CAUCHO DE BROMOBUTILO Y AGRAFE DE ALUMINIO TIPO FLIP-OFF CON EL COMPONENTE DTPA-IPV, MAS UNA JERINGA PREENLADA DE VIDRIO TIPO I CCT O LLA CON EL COMPONENTE HB, MAS 2 AGUJAS.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN REFRIGERACION A TEMPERATURAS ENTRE 2° C Y 8° C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR	36 MESES	J07CA06	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS	1. WAVRE - BELGICA 2. SAINT AMAND LES EAUX - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
38	19935127	PENTAXIM	INVIMA 2021MB-0002347-R2	28/03/2026	TOXOIDE DIFTERICO+TOXOIDE TETANICO+TOXOIDE PERTUSSICO (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (ANTIGENO DE BORDETELLA PERTUSSIS)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 1 (MAHONEY)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 2 (MEF)+POLIOVIRUS INACTIVADO TIPO 3 (SALKETT)+POLISACARIDO DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (FOSFATO DE POLYRIBOSIL RIBITOL)-CONJUGADO CON PROTEINA TETANICA (PRP-T) 18-39 MCG	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA DE 0.5ml. CON AGUA ADECUADA + UN VIAL LIOFILIZADO EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES. CAJA POR UNA JERINGA PREENLADA 0.5ml SIN AGUJA + VIAL CON LIOFILIZADO CON DOS AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE. EN CAJA POR 1 O 10 UNIDADES.	POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR EN REFRIGERACION ENTRE 2° Y 8° C EN EL ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR. UNA VEZ RECONSTITUIDO EL PRODUCTO, ADMINISTRAR INMEDIATAMENTE.	36 MESES	J07CA06	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOPI PASTEUR S.A. 2. SANOPI PASTEUR S.A.	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCEL MERIEUX - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
39	19991862	ROTARIX® SUSPENSION ORAL	INVIMA 2021MB-0008413-R1	29/03/2026	ROTAVIRUS HUMANO VIVO ATENUADO (CEPA RIX414) NO MENOS DE 10 <sup>7</sup> X1.000.000 CCID50	CAJA X 1 JERINGA DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 ml. (1 DOSIS) CAJA X 10 JERINGAS DE VIDRIO TIPO 1 X 1,5 ml. (1 DOSIS/CADA JERINGA) CAJA X 1 TUBO DE POLIETILENO X 1,5 ml. (1 DOSIS) CAJA X 10 TUBOS DE POLIETILENO X 1,5 ml. (1 DOSIS) CADA TUBO	SUSPENSION ORAL	ORAL	A TEMPERATURA ENTRE 2° C Y 8° C PROTEGIDO DE LA LUZ	36 MESES	J07BH01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	PARC DE LA NOIRE EPNE-RUE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

40	20130313	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B	INVIMA 2021M-0020327	20/08/2026	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE HEPATITIS B HBSAG PURIFICADO	CAJA PLEGADIZA POR 24 VALES CON TAPONES DE GOMA DE BROMOBUTILO Y SELLOS DE ALUMINIO FLIP-OFF DE COLOR PURPURA DE 1 ML/LA. CONCENTRACION ES DE 10 MCG EN 0.5 ML.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. NO CONGELAR.	36 MESES	J07BC01	LABORATORIO S DELTA S.A.S.	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA-INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.	ENVIGADO - COLOMBIA
41	19989870	VARILRIX VACUNA	INVIMA 2021MB-0008371-R1	27/09/2026	VIRUS DE VARICELA VIVO ATENUADO (CEPA OKA)	CAJA CON UN FRASCO VIAL DE VIDRIO TIPO I CON UNA DOSIS DE LIOFILIZADO, MAS UNA JERINGA PREENLADADA CON SOLVENTE PARA RECONSTITUCION	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION INYECTABLE	SUBCUTANEA	ALMACENAR ENTRE 2 Y 8 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. LA VACUNA RECONSTITUIDA SE PUEDE MANTENER MAXIMO 90 MINUTOS A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 25 °C O MAXIMO 8 HORAS EN REFRIGERACION (2 °C A 8 °C).	24 MESES	J07BK02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. CATALENT BELGIUM S.A. 3. CORIUA CORPORATION D/B/A GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	1. RIXENSART - BELGICA 2. BRUSSELS - BELGICA 3. PENNSYLVANIA - USA 4. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA 5. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
42	227593	PRIORIX VACUNA INYECTABLE.	INVIMA 2022MB-012126-R2	8/04/2027	VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTISARAMPION (CEPA SCHWARZ) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTIPAROTIDITIS (CEPA RIT 4385) + VIRUS VIVOS ATENUADOS ANTRIBUBOLA (CEPA WISTAR RA 27/3)	CAJA CON VIAL DE VIDRIO TIPO I CON LIOFILIZADO Y TAPON DE BROMOBUTILO + JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I POR 0,5ML DE SOLVENTE Y 2 AGUJAS DE ACERO	POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA / INTRAMUSCULAR	ALMACENARSE EN SU ENVASE Y SU EMPAQUE ORIGINAL A TEMPERATURA ENTRE 2 Y 8°C. NO CONGELAR. DESPUES DE RECONSTITUIDO EN EL DILUYENTE INDICADO (AGUA PARA INYECCION) NO DEBE ALMACENARSE POR MAS DE 24 HORAS ENTRE 2 °C Y 8°C.	24 MESES	J07BD02	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 3. CATALENT BELGIUM S.A. 4. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 5. GLAXOSMITHKLINE VACCINES 6. ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE (DILUYENTE)	1. RIXENSART - BELGICA 2. ABANO TERME, PADUA - ITALIA 3. BRUSSELS - BELGICA 4. WAVRE - BELGICA 5. PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS 6. NOTRE DAME DE BONDEVILLE - FRANCIA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
43	213330	AVAXIM 160U	INVIMA 2022MB-011597-R2	24/05/2027	VIRUS DE LA HEPATITIS A INACTIVADO	CAJA CON 1 JERINGA PREENLADADA POR 0,5ml.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR S.A. 2. SANOFI PASTEUR S.A.	1. MARCY L'ETOILE - FRANCIA 2. VAL DE REUIL - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
44	20055505	HYPERHEP B ®	INVIMA 2022MB-0014777-R1	14/07/2027	INMUNOGLOBULINA HUMANA CON POTENCIA DE ANTICUERPOS DE HEPATITIS B	CAJA CON JERINGA PREENLADADA POR 1ml.	SOLUCION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR ENTRE 2-8 °C NO CONGELAR.	24 MESES	J06BB04	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	GRIFOLS THERAPEUTICS INC.	NORTH CAROLINA - USA	1. BIOTEFAR S.A.S. 2. GRIFOLS COLOMBIA LTDA	1. CAL - COLOMBIA 2. BOGOTÁ - COLOMBIA
45	20072153	HEXAXIMB	INVIMA 2022MB-001596-R1	17/07/2027	TOXOIDE DIFTERICO PURIFICADO+TOXOIDE TETANICO PURIFICADO+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS. TOXOIDE PERTUSIC+ANTIGENOS DE BORDETELLA PERTUSIS. HEMAGLUTININA FILAMENTOSA+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 1 (IRAKONBY)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 2 (MEF-1)+VIRUS DE POLIOMELITIS INACTIVADO TIPO 3 (SAJNETT)+ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B+POLISACARIDO DE HEIMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (CONJUGADA A PROTEINA TETANICA (PRPT) 22 - 36 MCG)	CAJA POR 1 Y 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I. TAPON EMBOLO DE HALOBUTILO GRIS, CAPUCHON NEGRO POR 1 DOSIS, CON 2 AGUJAS SEPARADAS INCLUIDAS EN EL EMPAQUE SECUNDARIO (BLISTER). CAJA POR 10 FRASCOS VALES DE VIDRIO TIPO I. TAPON DE CAUCHO DE HALOBUTILO GRIS Y TAPA FLIPP-OFF (ALUMINIO - POLIPROPILENO) COLOR VERDE.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.	48 MESES	J07CA09	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
46	19939796	AVAXIMB 80U PEDIATRICO	INVIMA 2022MB-0003240-R2	28/07/2027	VIRUS INACTIVADO DE LA HEPATITIS A, CEPA GMB CULTIVADA EN CELULAS DIPOIDES HUMANAS MRC-5	CAJA POR UNA JERINGA PREENLADADA UNIDOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON EMBOLO CLOROBROMOBUTILO), CAJA POR 10 VALES DE 10 DOSIS DE 0,5ml. CADA DOSIS (VIDRIO INCOLORO TIPO I, TAPON CLOROBUTILO, AGRAFE O TAPON-EMBOLO ALTERNATIVO DE CLOROBUTILO).	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	CONSERVAR ENTRE 2 Y 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	36 MESES	J07BC02	SANOPI PASTEUR S.A.	1. SANOFI PASTEUR 2. SANOFI PASTEUR	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCY L'ETOILE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA

**LISTADO DE VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE PERO TEMPORALMENTE NO COMERCIALIZADAS**

Consec	Expediente	Producto	Registro sanitario	Vigencia	Principio Activo	Presentacion Comercial	Forma Farmaceutica	Via de Administracion	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	VIDA UTIL	ATC	Titular	Fabricante	Domicilio del Fabricante	Importador	Domicilio del Importador
1	34354	ENGERIX®-B 20 SUSPENSION INYECTABLE	INVIMA 2010 M-011189 R2	01/10/2020 EN TRÁMITE DE RENOVACION	ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO (HBSAG) EQUIVALENTE A 20 UG DERIVADA DE PLASMA	CAJA CON 1 Y CAJA CON 100 VALES EN VIDRIO NEUTRO TIPO I DE 1 mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25ml CON CCT. TAPON DE CAUCHO FM27 Y AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1mL. CAJA POR 1 JERINGA DE VIDRIO PREENLADA DE 1,25mL CON LLA TAPA PLASTICA RIGIDA. TAPON DE CAUCHO Y 1 AGUJA HIPODERMICA CONTENIENDO 1mL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A TEMPERATURAS ENTRE 2-8°C.	36 MESES	J07BC01	GLAXOSMITHK LINE BIOLOGICALS S.A.	1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 2. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO)	1. RIXENSART - BELGICA 2. WAVRE - BELGICA	GLAXOSMITHKLINE E COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ - COLOMBIA
2	20114308	TRUMENBAM®	INVIMA 2019M-0019054	20/06/2024	MNB RLP 2086 SUBFAMILIA A + MNB RLP 2086 SUBFAMILIA B	CAJA POR 1 JERINGA PREENLADADA DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA. CAJA POR 10 JERINGAS PREENLADAS DE VIDRIO TIPO I CON 0 SIN AGUJA.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	REFRIGERADO ENTRE 2°C Y 8°C	36 MESES	J07AH09	PFIZER S.A.S.	1. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS 2. BOEHRINGER INGELHEIM ROV GMBH & CO KG (PRINCIPIO ACTIVO)	1. DUBLIN - IRLANDA 2. VIENA - AUSTRIA	PFIZER S.A.S.	BOGOTÁ - COLOMBIA

3	20057540	COMBE FIVE	INVIMA 2020M-0019744	6/08/2025	TOXOIDE DE DIFTERIA (>= 30 UI)-TOXOIDE DE TETANO (= 60 UI)-BORDETELLA PERTUSSIS - CELULA ENTERA (>= 4 UI)-ANTIGENO HEPATITIS B- RECOMBINANTE-FOSFOSALICARDO CAPSULAR PURIFICADO (PRP) DE H. INFLUENZAE TIPO B UNIDO COVALENTEMENTE A 20 - 38.7 MCG DE TOXOIDE TETANICO+FOSFATO DE ALUMINIO EN GEL AL 2%, EQUIVALENTE A 0.9 MCM DE ALUMINIO) (= 1.25 MG+TIOMEROSAL 0.01% W/V+AGUA PARA INYECCION C.S.P.	VIAL DE VIDRIO TIPO I INCOLORO POR 0.5 ML + TAPON DE BROMOBUTILO GRIS Y SELLO DE ALUMINIO CON FLIP OFF AZUL REAL.	SUSPENSION INYECTABLE	INTRAMUSCULAR	ALMACENAR A UNA TEMPERATURA ENTRE 2 - 8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.	18 MESES	J07CA11	LABORATORIO S DELTA S.A.S	BIOLOGICAL E. LIMITED	TELANGANA - INDIA	LABORATORIOS DELTA S.A.S	ANTIOQUIA- COLOMBIA
4	20094756	DENGVAIXAD	INVIMA 2020M-0019753	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 3, VIRUS CYD DEL DENGUE, SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MAS 10 BIRNAS DE DISOLVENTE DE 0.9 ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUA QUE CONTIENE UN TAPON EMBLO Y UN CAPACION 18X20 AGUJAS SEPARADAS + CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MAS 1. SERINGA DE DISOLVENTE DE 0.9 ML DE VIDRIO TIPO I SIN AGUA QUE CONTIENE UN TAPON EMBLO Y UN CAPACION, MAS DOS AGUJAS SEPARADAS + CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MAS JERINGA DE DISOLVENTE PRELENADA DE 0.9 ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 Y CALIBRE 25 Y TAPON EMBLO CON PROTECTOR DE AGUA + CAJA POR 10 VIALES, CADA VIAL DE VIDRIO TIPO I DE 3 ML CON TAPON DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF ANIS CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (1 DOSIS), MAS 10 BIRNAS DE DISOLVENTE PRELENADAS DE 0.9 ML DE VIDRIO TIPO I CON AGUA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8 Y CALIBRE 25 Y TAPON EMBLO CON PROTECTOR DE AGUA	POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.4% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07BX01	SANOPI PASTEUR S.A	1. SANOPI PASTEUR 2.SANOPI PASTEUR 3.SANOPI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCV L ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
5	20121851	DENGVAIXAD	INVIMA 2020M-0019754	13/08/2025	VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 1, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 2, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 3, VIRUS CYD DEL DENGUE SEROTIPO 4	CAJA POR 10 VIALES, 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 4ML CON TAPON DE GOMA DE HALOBUTILO (CLOROBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF MARRON MEDIO QUE CONTIENE POLVO LIOFILIZADO (5 DOSIS), MAS 5 VIALES DE VIDRIO TIPO I DE 3ML CON TAPON DE GOMA (CLOROBUTILO O BROMOBUTILO) Y TAPA FLIPP OFF GRIS OSCURO QUE CONTIENE DISOLVENTE (5 DOSIS - 2.5ML).	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	SUBCUTANEA	CONSERVAR ENTRE 2-8°C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL. PROTEGER DE LA LUZ, NO CONGELAR. NO AGITAR. EL PRODUCTO RECONSTITUIDO EN CLORURO DE SODIO AL 0.9% ES ESTABLE 6 HORAS ENTRE 2-8°C	36 MESES	J07BX01	SANOPI PASTEUR S.A	1. SANOPI PASTEUR 2.SANOPI PASTEUR 3.SANOPI PASTEUR NVL	1. VAL DE REUIL - FRANCIA 2. MARCV L ETOILE - FRANCIA 3. NEUVILLE SUR SAONE - FRANCIA	SANOPI PASTEUR S.A	BOGOTÁ - COLOMBIA
<b>* Novedades de la publicación del mes de Abril de 2023</b>																
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La vacuna FLUARIX TETRA, con expediente 20081484 cambia el estado del registro sanitario de Vigente a "En Trámite de Renovación"</li> <li>2. La vacuna RECCMVAX B SUSPENSION INYECTABLE, con expediente 60052 cambia el estado del registro sanitario de Vigente a "En Trámite de Renovación"</li> <li>3. Se actualiza la información para la vacuna RECCMVAX B SUSPENSION INYECTABLE con expediente 60052 por cambio en titular e importador</li> <li>4. Actualización por cambio de cepa de la vacuna INFLUVACIN TETRA con expediente 20146427.</li> <li>5. Actualización por cambio de cepa de la vacuna VAXIGRP TETRA con expediente 20147296.</li> <li>6. Actualización por cambio de cepa de la vacuna FLUARIX TETRA con expediente 20081484.</li> <li>7. Se excluye la vacuna ZOSTAVAXIS, con expediente 20018502 por vencimiento del registro sanitario.</li> </ol>																